



Youkey D8 KV-konform






Wireless Flex and Wireless Fix



D8





D8 Wireless Flex

L11-4 KS

L11-4 GS



C8-5 KS



C5-2 KS



D8 Color: 1Y08H801

D8 B/W: 1Y08H802



Base unit without probe

D8 Wireless Fix

L11-4 KS



C5-2 KS



L11-4 GS



C8-5 KS



Base unit B/W or Color with one probe fixed



Anwendung als geschlossenes System



KV-konformes System mit Tablet und Dockingstation

Tablet:

- > IPS Sunlight Readable Outdoor-Display
- > Gorilla-Glas 3,
- > Multi-Touch (10 Finger) kapazitiv
- > 4 GB RAM, 64 GB eMMC
- > WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- > Kensington Lock
- > Schutzklasse IP 65
- > Akku bis 10 Std. Laufzeit
- > 1x USB 2.0, 1x microUSB, 1x Mic-in, Docking-Plug

Dockingstation:

- > 3x USB 3.0,
- > 1x HDMI,
- > 1x RJ45





Youkey KV-konform

Youkey D8 inkl. medizinisches Tablet T8 + Dockingstation

- Ist ein „geschlossenes“ System
- Tablet T8 mit installierter SonoIQ-App
- T8 nur für die Nutzung mit D8 vorgesehen
- Das System erfüllt die Anforderungen der Ultraschallvereinbarung (USV) und die gesetzlichen Bestimmungen des Medizinprodukterechtes sowie den geltenden Datenschutzbestimmungen
- Sendeseitig elektronische veränderbarer Focusabstand
- Bilddokumentation gemäß Anlage III Punkt 6 der Ultraschall-Vereinbarung
- CE-Kennzeichen: CE 0123

