

Gültig von Juni 2018 bis 15.09.2018



max. 15 kg

Inkl. Eichgebühr  
**€ 255,-**  
~~€ 312,-~~  
Best.-Nr. 117715

**MBC Babywaage III**

- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Mit Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Vibrationen werden ausgefiltert, daher ideal für unruhig liegende Babys
- Data-Hold Funktion
- Maße Liegefläche: 600 x 280 x 55 mm (B x T x H)
- Maße Gesamt: 600 x 400 x 110 mm (B x T x H)
- Tragkraft: 15 kg
- Teilung: bis 6 kg 0,002 kg, bis 15 kg 0,005 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Netzbetrieb (Akku optional)



**Zubehör**

**Mechanischer Größenmessstab**

- Zum Befestigen an der Waage
- Messbereich: 80 cm
- Teilung: 1 mm

Best.-Nr. 117716 € 85,00

Mit Einweg-Produkten immer auf der sicheren Seite!

Ab 5 Packungen 1 Set  
**NUR € 1,30**  
~~€ 1,50~~

**Fadenzieh-Set**



**Bestehend aus:**

- 1 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm, Metall
- 1 x Fadenziehmesser mit Handgriff

**Packung mit 15 Sets**

Best.-Nr. 118676  
ab 2 Packungen  
ab 5 Packungen

€ 22,50

Packung nur € 21,00  
Packung nur € 19,50



Weitere Einmal-Sets und eine große Auswahl an Einmal-Instrumenten auf Anfrage!

**HEINE AII-Spec® Einweg-Tips**

- Für den Einmalgebrauch
- Original HEINE-Design
- Fester Sitz
- Ohne scharfe Kanten



Packung	Ø 2,5 mm für Kinder	Ø 4 mm für Erwachsene	€
250 Stück	158970	158969	15,99
1000 Stück	110151	110152	59,00



Das passende Otoskop dazu finden Sie auf Seite 3.

**MEDELO**  
MEDIZIN+TECHNIK

*Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!*

*GroÙe Auswahl - Faire Preise - Qualifizierter Service*

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 - 0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de





**medicus exclusive XS**

Das Premium-Blutdruckmessgerät für die Gesundheit.

- Intelligente Aufpumpautomatik für eine Messung ohne Nachpumpen
- Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse
- Großes Display mit 3-Werte-Anzeige
- Zuschaltbare Sprachausgabe (5-sprachig) mit Lautstärkeregelung
- Speicher für 90 Messwerte mit Datum und Uhrzeit – Monatsüberblick bei drei Messungen/Tag, zusätzlicher Gastmodus
- Arrhythmie-Erkennung zur Anzeige von Herz-Rhythmus-Störungen
- Mittelwertanzeige zur differenzierten Blutdruckbeurteilung im Tagesverlauf
- Blutdruckbewertungsskala nach WHO
- Tri-Check-Funktion – automatische, dreimalige serielle Messung und Mittelwertbildung
- Mit hochwertigem Etui, Batterien, Kindermanschette (16 – 22 cm)

Best.-Nr. 122743 € 73,50

**Zubehör**

Universalmanschette (22 – 42 cm)

Best.-Nr. 160360 € 16,00

**clanicus II**

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873 € 26,50

Mit bunter Kindermanschette (14 – 21 cm)

Best.-Nr. 172551 € 29,50



**Zubehör**

Bunte Klettenmanschette für Kleinkinder

• Armumfang 8 – 13 cm

Best.-Nr. 119086 € 13,80



Sturzsicher aus 1,00 m Höhe

€ 26,50  
~~€ 29,90~~  
Best.-Nr. 157873



€ 29,50  
~~€ 31,50~~  
Best.-Nr. 172551



**1 Stereotest LANG-Test I**

3 Objekte, geeignet zum Stereo-Screening ab ca. 12. Lebensmonat

Best.-Nr. 160261 € 119,00

**2 Stereotest LANG-Test II**

4 Objekte, mit einem auch monokular erkennbaren Objekt

Best.-Nr. 160262 € 119,00

**3 Fernvisus LEA Einzelringbuch**

Mit Antworttafel  
Visus: 0,1 bis 2,5 (3 m)  
Größe: 12,7 x 12,7 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit Symbolen	159995	55,00
Mit Zahlen	112485	55,00

Viele weitere Sehtests und auch Farbtafeln auf Anfrage!



€ 99,-  
Best.-Nr. 294444

**Finger-Pulsoximeter PC-60D  
Speziell für Kinder**

- Messung der Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut
- Darstellung der plethysmographischen Welle in roter Farbe
- Drehbare Displaymodifikation in unterschiedliche Ansichtsperspektiven
- Automatische Abschaltfunktion nach ca. 8 Sek.
- Gewicht inkl. Batterie: 60 g
- Für Kinder ab 1 Jahr geeignet

**Lieferumfang:**

Gerät, 2 Batterien wiederaufladbar, Ladegerät mit USB-Verbindungskabel, Schutzhülle

# Für jedes Alter – sicher fühlen mit boso.



## Höchste Messgenauigkeit für die Bestimmung der Körpertemperatur.

### bosotherm medical

- Sichere Messung im Ohr in nur 1 Sekunde
- Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an – Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- Inklusive Sicherheits-Box mit 20 Ohrtips und Batterien
- 2 Jahre Garantie

Best.-Nr. 154523

### Zubehör

#### Einweg-Ohrtips

Packung mit 40 Stück

Best.-Nr. 154524 € 7,90



MTK tauglich

Sichere Messung in nur 1 Sekunde.

€ 21,50  
~~€ 25,35~~

Best.-Nr. 154523



MTK tauglich



€ 24,50  
~~€ 29,95~~

Best.-Nr. 119976

### bosotherm diagnostic

- **Kontaktlose** Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie

### 3M™ Littmann® Classic II – Kinder- und Säuglingsstethoskop

#### Speziell für die kleinen Patienten

- Kombiniertes Bruststück mit traditioneller Membran und Trichter mit patientenfreundlichem Kälteschutzring
- Leistungsstarkes Einschlauchsysteem
- Ausgezeichnete akustische Abdichtung
- Bequeme Passform dank Soft-Ohrlöwen (latexfrei)
- Individuelle Anpassung der Ohrbügel
- Gesamtlänge: 71 cm
- Kinderstethoskop Trichter: Ø 25 mm
- Säuglingsstethoskop Trichter: Ø 19 mm
- 3 Jahre Garantie



3M

Im Preis gesenkt!

Farbe	Kinderstethoskop Best.-Nr.	Säuglingsstethoskop Best.-Nr.	€
rot	110828	110827	74,00
schwarz	110836	110835	74,00
karibikblau	153153	122733	74,00
himbeerrot	153152	152744	74,00

### Braun ThermoScan® Pro 6000 mit kleiner Basiseinheit

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vorgewärmte Sondenspitze unterstützt präzise Messung
- Grün leuchtendes LED signalisiert ExactTemp Positionierungsfeedback für Sondenspitze
- Messdauer: 2 – 3 Sek.
- Messbereich: 20 – 42,2 °C
- Automatische Abschaltung ca. 10 Sek. nach der letzten Messung
- Weitere Funktionen: Puls-Timer, Speicheraufruf und C/F-Umrechnungstaste
- Inkl. Basiseinheit klein für 1 Schachtel Sondenschutzhüllen, Batterien und 20 Einweg-Ohrtips
- **3 Jahre Garantie**

#### Lieferumfang:

Gerät, 20 Einweg-Ohrtips, 2 x AA Mignon Batterien



€ 152,-  
~~€ 159,-~~

Best.-Nr. 119766

MTK tauglich

### Zubehör

#### Einmal-Ohrtips

(auch passend für ThermoScan® Pro 4000)

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 119767 € 9,95

## Brückner-Test: Früherkennung von Sehstörungen bei Kindern

5 JAHRE GARANTIE

HEINE QUALITY



€ 285,-  
~~€ 317,-~~

Best.-Nr. 119473

### HEINE BETA® 200 LED Ophthalmoskop-Kopf

#### Brückner-Test mit dem direkten Ophthalmoskop im Rahmen der U-Untersuchung verpflichtend bei der Früherkennung von Sehstörungen im Kindesalter

(Überarbeitete Kinderrichtlinie durch den GBA seit 01.09.2016)

- Asphärisches optisches System
- Tiefliegendes vergütetes Einblickfenster
- Staubdichtes Gehäuse
- Optische Bauteile montiert auf Aluminium-Trägerelemente
- Ergonomische Formgebung
- 6 Leuchtfeldblenden mit separat zuschaltbarem Interferenz-Rotfrei-Filter



€ 199,-  
~~€ 227,-~~

Best.-Nr. 119472

### HEINE BETA® 400 F.O. LED Otoloskop-Kopf

#### Die höchste Vergrößerung – 4,2-fach

- Detailreiche Darstellung bei vertrauter Bedienung
- Mehrfach vergütete Präzisionslinsen für randscharfe und räumliche Darstellung
- Großes Übersichtsfeld – Ohrkanal und Trommelfell auf einen Blick sichtbar
- Einhand-Öffnungsmechanismus klappt Sichtfenster nach oben und erlaubt Applikation von Instrumenten durch das Otoloskop



### HEINE BETA® 4 USB Li-ion Ladegriff 3,5V

- Höchste Sicherheit – das einzigartige galvanische Trennungsmodule schützt Griff und Anwender vor den Folgen von defekten Steckern
- Tiefentladeschutz, Helligkeitseinstellung
- Schnelle Ladezeit, Ladestandsanzeige

#### 1 Ladegriff inkl. komplettem Zubehör

inkl. Li-ion Ladebatterie, BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Griffablage

Best.-Nr. 119475 € 185,00

#### 2 Ladegriff inkl. Akku

inkl. Li-ion Ladebatterie und BETA 4 USB Bodeneinheit (ohne weiteres Zubehör)

Best.-Nr. 119476 € 169,00



Passende Einmal-Ohrtrichter finden Sie auf Seite 1.




**Kimetec**  Made in Germany

 € 9,35  
~~€ 10,25~~

### Baby-Stauer

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	152224	9,35
rot	152225	9,35

 Alle Mehrwegstauer sind autoklavierbar bis 120°C bei 1,1 bar.



### CBC-Venenstauer

- Metall- und latexfrei

Farbe	Best.-Nr.	€
1 Edelweiß rot	118466	5,25
2 Designer	120804	5,25
3 Barcode blau	159917	5,25

**COM-TeX**



 € 1,59  
~~€ 1,95~~

Best.-Nr. 120507

### COM-TeX® Alkoholtupfer

- Einzel verpackt mit 70% Isopropyl-Alkohol
- Packung mit 100 Stück

**DIAGNOSTIK NORD**  
IHR PARTNER FÜR IN VITRO DIAGNOSTIKA



### RSV-Schnelltest

- Immunologischer Ein-Schritt-Membran-Test
- Qualitativer Nachweis von Respiratorischem Syncytial Virus (RSV) aus Nasenabstrich

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör



### Influenza-Schnelltest

- Separater Nachweis aus Nasenabstrich
- Nachweis von Influenza A / B, Schweine- /Vogelgrippeviren H1N1 und H5N1

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160339

Packung mit 20 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160340



### Mononukleose Kassetten Schnelltest

- Immunologischer Ein-Schritt-Membran-Test für Blut, Serum, Plasma
- Hilfsmittel zum Nachweis heterophiler Antikörper, die oft mit infektiöser Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber) assoziiert sind
- Auswertungszeit nur 5 Min. nach Applikation des Blutes auf den Test

#### Lieferumfang:

20 Tests inklusive Einweg-Pipette, 1 Flasche Pufferlösung, 1 Gebrauchsanleitung

**meditrol**

 € 19,95  
~~€ 24,75~~

Best.-Nr. 116278



### Streptokokken A-Schnelltest

Qualitative Bestimmung von Strep-A-Antigenen

Probenmaterial: Rachenabstrich, Ergebnis nach wenigen Minuten, hohe Sensitivität und Spezifität

#### Komplettpackung mit:

20 Teststreifen, 1 Fl. Reagenz 1, 1 Fl. Reagenz 2, 20 Abstrichtupfer, 20 Extraktionsgefäße, 1 Fl. Positiv-Kontrolle



 € 18,40  
~~€ 19,40~~

Best.-Nr. 118812

### meditrol®-CrP (C-reaktives Protein)

Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis des Entzündungsmarkers CrP in Vollblut-, Plasma- und Serumproben

- Drei Sensitivitäten in einem Test (10/40/80 µg/ml)
- Auswertung bereits nach 5 Minuten

#### Komplettpackung mit 10 Teststreifen

Inkl. Röhrchen mit Puffer, Lanzetten, Kapillaren, 1 Holder, 1 Anleitung

PÄDIATRIE

 Co-med

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

# Einfache Bedienung und schnelle Ergebnisse.



**€ 2.840**  
~~€ 2.990,-~~

Best.-Nr. 122328

### easyTymp mit Basisstation

- Schnelle Impedanzmessung inkl. Stapediusreflex mit 4 Frequenzen

#### Lieferumfang:

Handgerät mit Basisstation und integrierter Ohrstöpselbox, Tasche, Kalibriervolumen, Ladekabel, 2 Akkus, Tympanometrie-Software

Optionales Zubehör	Best.-Nr.	€
Hochtympanometrie (1000 Hz)	113015	390,00
Kabelloser externer Drucker	122329	200,00



**€ 1.599**  
~~€ 1.690,-~~

Best.-Nr. 289010

### Schnelltestaudiometer ST 201

- Luftleitung in 8 Frequenzen
- Einfachste Bedienung durch Pegelschieber und Leuchtpunktanzeige im Audiogrammfeld
- Inklusive Schnittstelle
- Für Siebtests nach G26, G20 „Lärm I“
- Inkl. Patientenantworttaste

<sup>1</sup>Gerät abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335 und einsetzbar entsprechend der Kinderrichtlinie U8.



**GRATIS dazu!**  
Drucker

**Jetzt AB € 78,99 mieten!\***  
(Laufzeit 48 Monate)

### EROSCAN Screener

#### Die neue Generation.

- Zur schnellen objektiven Erkennung von Hörstörungen vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen
- Otoakustische Emissionen: TEOAE: 1500 bis 4000 Hz | DPOAE: 2000 bis 5000 Hz
- Direkte Ergebnis-Bewertung auf dem großen Farbdisplay
- Klein und handlich – zur Messung in verschiedenen Räumen oder unterwegs
- Inklusive OAE Software zur Einbindung in die Praxis-EDV
- Geringe Geräuschempfindlichkeit - ideal für Kinderarztpraxen

Ausführung	je 4 Frequenzbereiche	Best.-Nr.	€
TEOAE	1500 – 4000 Hz	122319	3.390,00
DPOAE	2000 – 5000 Hz	122321	3.390,00



\*Fragen Sie Ihren ortsnahen Fachhändler!

# Optimale Hygiene & geringe Folgekosten!




**Vitalograph Spirometer zeichnen sich dank Filterbarriere durch beste Hygiene und geringste Folgekosten aus. Die nachhaltige Messtechnologie benötigt keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten oder -Flow-Tubes.**

#### Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- Albis
- COMPUMED M1
- ERGONOMED/PROFIMED
- x.comfort/x.concept/x.isyent
- ISIS MED
- MEDISTAR
- TURBOMED
- SAMAs
- Medisoft



Diagnose-Software mit kindgerechten Animationen



### Vitalograph Pneumotrac-USB

#### Das PC-Spirometer für Kinder- & Jugendmedizin

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Nachhaltige & hygienische Messtechnologie dank BVFT™ Bakterien-Viren-Filter
- Geringe Folgekosten (keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten, -Flow-Tubes)
- Clevere Diagnose-Software mit kindgerechten Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- Offizieller Spirometrie-Partner des TÜV-Rheinland
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Neue GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score zur präziseren Befundung im Kindesalter



**GRATIS dazu!**  
50 Stück BVFT™  
Bakterien-Viren-Filter

**€ 1.070,-**  
~~€ 1.190,-~~

Best.-Nr. 121675





# COM-TeX®

## Unsere starke Eigenmarke

### Unser Anspruch an Qualität & Preis!



#### COM-TeX® Untersuchungshandschuhe

Puderfrei  
Packung mit je 100 Stück

Größe	Latex		Nitril		Vinyl	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
klein	152783	4,25	114163	3,95	159070	2,75
mittel	152784	4,25	114164	3,95	159071	2,75
groß	152785	4,25	114165	3,95	159072	2,75

#### COM-TeX® Einmal-Mundschutz

- Mit Nasenbügel
- 3-lagig
- Mit latexfreien Elastikbändern

Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
blau	50 Stück	159708	2,20
grün	50 Stück	159700	2,20
weiß	50 Stück	159709	2,20

— Latexfrei

#### Laborbeker Happy Kids

- Weiß mit Bärchendruck
- 180 ml

Packung mit 50 Stück  
Best.-Nr. 113540



€ 0,89

#### Happy Kids Mundschutz

- 3-lagig
- Weiß mit Bäreindruck

Packung mit 50 Stück  
Best.-Nr. 113554



€ 5,50

#### Happy Kids Kinder Patientenserviette

- Hoch absorbierendes Tissue/PE
- Weiss mit Bärenaufdruck (pink/hellblau)
- Maße: 33 x 35 cm

Packung mit 50 Stück  
Best.-Nr. 113598



€ 2,90



€ 4,95  
~~€ 5,95~~

Best.-Nr. 120950

#### Flow Wipes sensitive

Gering alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art

- Streifenfreie Anwendung
- Besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Influenza, Grippe-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

Packung mit 80 Tüchern



— Alkoholfrei

#### Flow Wipes free

Alkoholfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

Packung mit 80 Tüchern

€ 4,45  
~~€ 5,45~~

Best.-Nr. 120951

Mit Lemonduft

AB € 1,59  
~~€ 1,99~~

#### Waschlotion ECO

- Mild reinigend
- pH-hautneutral
- Mit hochwertigen Inhaltsstoffen und Rückfetter
- Zur häufigen und intensiven Händewaschung
- Enthält hautpflegende und rückfettende Bestandteile, die einer Austrocknung der Haut vorbeugen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	158667	1,59
1-Liter-Flasche	153779	2,35
5-Liter-Kanister	153780	9,95



— Alkoholfrei

#### Schnell-Desinfektionstücher

- Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Tuchmaß: 20 x 14 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	115578	5,20
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	115579	4,85



**Co-med Armhebelspender**

- Für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Flexible Dosiermenge
- Bequeme Installation
- Lieferung inkl. einer 1-Liter-Leerflasche, Wandhalterung

€ **29,90**  
~~€ 34,90~~

Best.-Nr. 114956

**Gleich mitbestellen:**

**Abtropfschale**

- Abnehmbar

Best.-Nr. 114957

€ 14,90



Sparen mit  
**Co-med**  
ohne  
Qualitätsverlust

€ **19,90**  
~~€ 23,50~~

Best.-Nr. 114265

**Co-med Handtuchspender**

- Transparenter Kunststoff (smoke)
- Maße: 365 x 276 x 130 mm (H x B x T)

Qualität zum Dauerniedrigpreis!



**COM-TeX® Liegenpapier Tissue – 2-lagig**

- Weiß, ungebleicht
  - 100% Recyclingmaterial
  - **50 m pro Rolle**, auf 38 cm perforiert
- Karton mit 9 Rollen**

Größe	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	19,90
50 cm	172314	24,50
55 cm	172315	26,50
59 cm	172316	27,90

450 m  
AB  
€ **19,90**

**COM-TeX®**



AB  
€ **15,95**  
~~€ 19,90~~

**COM-TeX® Falthandtücher**

- 1-lagig Natur, 2-lagig aus Zellstoff hochweiß
- Maße: 25 x 23 cm

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	20 x 250 Blatt (5000 Blatt)	122627	15,95
2-lagig, V-Falz	20 x 160 Blatt (3200 Blatt)	122626	25,00

Machen Sie Ihre Praxiswelt bunt.  
Die **bunte** Welt der Handschuhe - Pearl ColorLine

Farbe	Größe			€
	S 6-7	M 7-8	L 8-9	
white	116595	116596	116597	4,45
pink	116616	116617	116618	4,45
violet	116600	116612	116613	4,45
peach	116629	116630	116631	4,45
red	116633	116634	116635	4,45
opal	116620	116621	116622	4,45
blue	122220	122221	122222	4,45
saphir	116624	116625	116626	4,45
cobalt	121538	121536	122209	4,45
mint	116638	116639	116640	4,45
black	116590	116591	116592	4,45



**Nitril-Untersuchungshandschuhe**

- Unsteril, puder- und latexfrei
- Mikrogeraute Fingerspitzen
- Mit Rollrand
- Nach EN 455, T.1-4 und EN 374
- AQL 1,5

Packung mit 100 Stück



1 Rolle  
AB  
€ **4,25**

**MedixPro P – Ärzterollen aus Tissue**

- 2-lagiger Papierzellstoff
- Perforation: je 50 cm (100 Stück pro Rolle)
- Länge: 50 m

Packung mit 6 Rollen

Breite	Gelb	Blau	Lila	€
50 cm	119115	119113	119114	25,50
60 cm	119118	119116	119117	33,50