



MEDELO
MEDIZIN
+
TECHNIK

Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!

Große Auswahl - Faire Preise - Qualifizierter Service

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de



online bestellen

Wir sind für Sie da. Vor Ort. Damit in Ihrer Praxis alles passt.

Ihr Auftrag in besten Händen



Schnelle Bearbeitung



Zuverlässige Logistik



Lieferung in Ihre Praxis



Unser Service macht den Unterschied.

- + Mehr als 20.000 Artikel verfügbar
- + Verbundeigenes Logistikzentrum
- + Hohe Warenverfügbarkeit
- + Fortbildungen für Ihr Praxisteam
- + Hygienemanagement
- + Ortsnaher technischer Service

10 – 51

Praxishygiene



OP- & Untersuchungshandschuhe
Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut, Flächen & Instrumente
Spender & Instrumentenwannen
Papierhandtücher, Liegenrollen
Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
Entsorgung
Hygiene im OP

52 – 57

Injektion/Infusion



Spritzen & Kanülen
Insulin- & Tuberkulinspritzen
Infusionsgeräte
Weiteres Zubehör wie Verschlussstopfen, Heidelberger Verlängerung

58 – 79

Labor



Alles von A–Z
Alkoholtupfer – Zählkammern

80 – 103

Diagnostik



Blutdruckmessgeräte
Fieberthermometer
Stethoskope
Reflexhämmer
Diagnostikinstrumente
Hörtestgeräte
Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
Alles rund ums Messen & Wiegen
Batterien

104 – 119

Notfall/Überwachung



Notfalltaschen & -koffer
Beatmung
Absaugpumpen
Verbandschränke & -koffer
Patientenüberwachung

120 – 156

Medizintechnik



Defibrillatoren
EKG-Geräte & Zubehör
Spirometriegeräte
Sonografie & Zubehör
HF-Chirurgie
OP-Leuchten
Röntgen
Physikalische Therapie

157 – 189

Instrumente/Sterilisation



Einmalinstrumente
Scheren, Pinzetten, Spekula
Schalen & Tablett für Ihre Instrumente
Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
Ultraschallreinigung
Sterilisation & Prozessdokumentation

190 – 235

Praxiseinrichtung



Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
Untersuchungs- & Behandlungsstühle
Praxistextilien & Lagerungshilfen
Infusionsständer
Raumteilung
Wagen für jeden Praxisbereich
Kartei- & Flügeltürenschränke
Alles für die Patientenorganisation
Arztaschen

236 – 239

IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen/ Naturheilkunde



Akupunktur
Schmerztherapie
Therapie- & Untersuchungsgeräte

240 – 283

Sprechstundenbedarf



Eigenmarke COM-TeX®
Binden
Pflaster
Verbandschienen usw.
Moderne Wundversorgung
Nahtmaterial



€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**

AGB's 284 – 285
Stichwortverzeichnis 286 – 288

IMPRESSUM

Herausgeber Katalog:
Co-med GmbH & Co. KG
für Logistik, Vertrieb und Service
Hochstraße 1, 66265 Heusweiler

Telefon: 06806 – 30 88 2 – 0
Telefax: 06806 – 30 88 2 – 130
E-Mail: marketing@co-med.de
Website: www.co-med.de

Vertreten durch:
Co-med Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer:
C. Thomas Maier, Dr. Michael Ebener
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRB 18421

Registereintrag:
Eingetragen im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken
Registernummer: HRA 10841


Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
nach §27a Umsatzsteuergesetz:
DE 182239214

Lokal erfolgreich.
Im Verbund
unschlagbar.

Qualität



- Ausgewählte Qualitätsprodukte



- Sprechstundenbedarf:
Wir übernehmen für Sie die Abrechnung

360°

Kundennähe + Beratung



- Planung und Einrichtung Ihrer Praxis
- Günstige Finanzierungsmöglichkeiten

- Medizinische Fortbildungen und Schulungen
- Hygienemanagement
- Praxisbegehungen
- Erstellung individueller Hygienepläne



Mehr als 200 Markenlieferanten schätzen die Kompetenz eines ortsnahen Fachhandels. Als leistungsstarke Kooperation medizintechnischer Fachgeschäfte ist die Co-med der größte Fachhandelsverbund und Partner von mehr als 100.000 Praxen.

Service



- Ortsnaher technischer Service/Wartungen
- Sicherheits-/Messtechnische Kontrollen
- Leihgeräte
- Sonden-Reparatur
- MTK-/STK-Prüfungen
- Einweisung nach MPG



Ihren kompetenten Co-med Fachhändler finden Sie über 50 mal in ganz Deutschland. Auch in Ihrer Nähe. Alles über die Co-med unter www.co-med.de



- Verbundeigenes Logistikzentrum
- Mehr als 20.000 Produkte
- Direktlieferung in die Praxis



Vollversorgung



€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop co-med.de



Praxisbedarf und Medizintechnik zeitsparend und komfortabel online bestellen.

SPRECHSTUNDENBEDARF

Jetzt kostenfrei bestellen per Rezeptabrechnung

Hier informieren



Technischer Service & Einweisung bei Ihnen vor Ort



Versandkostenfreie Lieferung ab 90,- EUR*



Entdecken Sie passendes Zubehör

- Optionales und notwendiges Zubehör direkt am Artikel



Buchen Sie unsere Serviceleistungen

- Einweisung, STK, MTK, Geräteeinrichtung, Hygieneberatung & mehr im Online-Shop buchbar



Hersteller - Preis - Material - Steril - Verfügbarkeit -



Filtern Sie nach Ihren Suchkriterien

- Schnell relevante Suchergebnisse mit Filtern (z. B. Steril)

In unserem Online-Shop mit über 20.000 Artikeln ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

Das bedeutet für Sie: Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.

Auch online steht der persönliche Service der Co-med Fachhändler an erster Stelle.

Mit unseren Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik sorgen wir für Ihren effizienten Praxisbetrieb. Informieren Sie sich hier:



Umfassende Produktauswahl

- Stetig wachsendes Sortiment
- Topseller, aktuelle Aktionsangebote und Neuheiten auf einen Blick



Aktuell informiert:

- Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis



Profitieren Sie von kundenindividuellen Rabatten

- In Ihrem Kundenkonto können exklusive Rabatte für Sie hinterlegt werden



Kontrollieren Sie Bestellungen

- Einfache Einrichtung von Budgetlimits und Bestellgenehmigungsprozessen für Ihr Personal



Praktische Funktionen für Ihr effizientes Bestellmanagement

- Bestelllisten
- Terminbestellung
- Schnellbestellung
- Sammelbestellung



Sparen Sie beim Praxis- und Sprechstundenbedarf mit unserer günstigen Eigenmarke COM-TeX®

- Pflaster und Tapes
- Schlauchverbände
- Kompressen
- Binden



Ihr Fachhändler hilft Ihnen gerne bei der Abrechnung.



Latexfrei / PVC-frei

Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 112439

€ 1,90



Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 154396

€ 6,95



Venenstauer blau

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

Best.-Nr. 130787

€ 3,95

meditrol®



Urin-Teststreifen

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	6,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,86
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	18,86

Einmalkanülen STERICAN® Standardgrößen

- Nach EN ISO 7864
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei

Packung mit 100 Stück



Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × ¾	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125

Packung mit 100 Stück

€ 2,39



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- Zweiteilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	3,15
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,75
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	6,90
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	9,95

Medlance® plus Safety-Lanzette

- Zum Einmal-Gebrauch
- Ultrascharfe Nadel für schmerzarme Punktion
- Leichte Handhabung

Packung mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Lite, 25G	1,5 mm	113273	20,49
Universal, 21G	1,8 mm	113293	20,49



Gentle Skin® compact+ Latex-Untersuchungshandschuh

- Latex, puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95

Peha-soft® nitril blue powderfree

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Weicher, blau gefärbter Nitrilkautschuk
- Puder- und latexfrei, blau, unsteril

Packung mit 150 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	129406	4,59
S	129407	4,59
M	129408	4,59
L	129409	4,59
XL	129410	4,59

Suavel® Protect OP-Maske

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Elastische Ohrschlaufen, unsteril
- Farben: blau, schwarz

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,15
schwarz	128344	2,94

Rollicel® Liegenabdeckung, 2-lagig

- Weiß
- Sehr saugfähig
- Unbeschichtet
- 50 m pro Rolle
- Auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	128238	28,96
50 cm	127282	33,89
55 cm	128239	36,89
59 cm	128240	38,89



150
Stück




Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
- Farbe: Blau
- Maße: 15 x 41 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 125760

€ 1,95



Falthandtücher

- 1-lagig Natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 x 23 cm	20 x 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	25,50
2-lagig, V-Falz	25 x 23 cm	20 x 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	32,71





HYGIENE HAUT & HÄNDE

COM-TeX® Armhebelspender

- Für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Flexible Dosiermenge
- Bequeme Installation
- Lieferung inkl. einer 1-Liter-Leerflasche, Wandhalterung

Best.-Nr. 114956 € 43,09

Gleich mitbestellen:

Abtropfschale

- Abnehmbar

Best.-Nr. 114957 € 18,26



Armhebelspender

- Wahlweise für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Mit integrierter, abnehmbarer Tropfschale
- 3 verschiedene Volumina einstellbar
- Mit austauschbarer Kunststoffpumpe
- Inkl. Befestigungsmaterial und Wandhalterung
- Farbe: weiß



Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Euroflaschen	120919	35,73
Für 1000-ml-Euroflaschen	120931	35,51
Einwegpumpe für 500 ml	121835	6,94
Einwegpumpe für 1000 ml	121836	6,94



HYGIENE FLÄCHE



Akroholfrei

1



2



Vlies biologisch abbaubar

Begrenzt viruzid plus



1 Flow Wipes free (alkoholfrei)

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren

2 Flow Wipes sensitive (alkoholisch)

- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)

Flow Wipes	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
free	20 × 22 cm	100 Tücher	129321	6,15
sensitive	20 × 20 cm	100 Tücher	129298	8,15

Schnelldesinfektion plus

- Wirksam ab 30 Sek. und rückstandsfrei
- Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol
- Angenehm, frischer Duft
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid plus (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (gem. 14476)

Typ	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche (ohne Sprühkopf)	122294	5,10
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122295	7,95
5-Liter-Kanister	122296	29,95

Ariel Formula Pro+

- Desinfektionspulvervollwaschmittel mit sehr guten Reinigungsergebnissen schon bei 40 °C
- Für alle Wasserhärten und Waschmaschinentypen
- Phosphatfreie Formulierung
- VAH-gelistet
- Dezentler Frischeduft

Packung mit 13 kg

Best.-Nr. 119788 € 100,38



Weitere Waschmittel finden Sie auf Seite 25.



HYGIENE HAUT & HÄNDE

Händedesinfektion

- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch, hautverträglich
- Besonders geeignet für allergieempfindliche Personen, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,29
1-Liter-Flasche	112483	6,95
5-Liter-Kanister	112484	26,85

COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis



Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	2,72
500 ml	119500	3,51
1-Liter-Flasche	119512	3,74
5-Liter-Cubitainer	119513	10,09
5-Liter Kanister	119514	9,32
10-Liter-Kanister	119515	17,80

COM-TeX®

COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,89
5-Liter-Kanister	110314	11,65
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00

Einweg-Ohrtrichter

- Zum einmaligen Gebrauch
- Kompatibel zu allen gängigen Modellen (z. B. F.O. Otoskope von Luxamed, Heine, KaWe, usw.)
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol **Recyclingmaterial**

- Geruchlos, hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stück	129399	9,95
4,0 mm	250 Stück	129400	9,95
2,5 mm	1000 Stück	129401	24,85
4,0 mm	1000 Stück	129402	24,85

Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 130896



€ 4,45



Fadenzieh-Set

Bestehend aus:

- 1 x Mullkomresse 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm, Metall
- 1 x Fadenziehmesser mit Handgriff

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118676

€ 28,64

Viele weitere Einmal-Instrumente und -Sets finden Sie ab Seite 160.

Sturzsicher aus 1,00 m Höhe



clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armfumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873

€ 36,95

Mit XL-Manschette (Armfumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874

€ 40,95



PRAXISHYGIENE

- OP- & Untersuchungshandschuhe
- Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut, Flächen & Instrumente
- Spender & Instrumentenwannen
- Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
- Papierhandtücher, Liegenrollen
- Entsorgung
- Hygiene im OP



Hygieneberatung & Erstellung individueller Hygienepläne: Jetzt unverbindlich anfragen.

€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Untersuchungshandschuhe



Nitril® NextGen®

- Puder- und latexfrei, blau, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	3,85
S	112864	3,85
M	112865	3,85
L	112866	3,85
XL	117975	3,85



Nitril® 3000

- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	114891	3,49
M	115634	3,49
L	115635	3,49
XL	115636	3,49



Nitril® Viola

- Puder- und latexfrei, violett, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112868	4,15
S	112869	4,15
M	112870	4,15
L	112871	4,15
XL	112872	4,15



Nitril® black

- Puder- und latexfrei, schwarz, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	122270	3,90
M	122271	3,90
L	122272	3,90
XL	122273	3,90



Vinyl 2000 PF

- Puder- und latexfrei, unsteril, weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	3,75
S	157548	3,75
M	157547	3,75
L	157546	3,75
XL	157549	3,75



Gentle Skin® sensitive Latex-Handschuhe

- Puderfrei, proteinarm, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	159857	6,95
S	159858	6,95
M	159859	6,95
L	158254	6,95
XL	159860	6,95



Gentle Skin® compact+ Latex-Handschuhe

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95



Gentle Skin® grip Latex Handschuhe

- Puderfrei, unsteriler Schutzhandschuh nach PSA
- Mikrogeraut
- Gute Griffsicherheit

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	125672	5,22
S	114256	5,22
M	114198	5,22
L	114488	5,22
XL	118849	5,22

Latex-OP-Handschuhe



Gentle Skin® Premium OP™ Latex-Handschuhe

- Puderfrei, steril
- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Links- und rechtshändig

Packung mit 50 Paar



Gentle Skin® Superior OP™ Latex-Handschuhe

- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Polymerbeschichtet
- Links- und rechtshändig
- Puderfrei, steril

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr. Premium OP	€	Best.-Nr. Superior OP	€
5,5	129322	29,95	127524	24,50
6,0	158662	29,95	127525	24,50
6,5	158922	29,95	127526	24,50
7,0	158923	29,95	127527	24,50
7,5	158924	29,95	127528	24,50
8,0	158918	29,95	127529	24,50
8,5	113160	29,95	127530	24,50
9,0	112895	29,95	127531	24,50





PEARL LINE Nitril-Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei, unsteril
- Gutes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort, sanft zur Haut
- Geprüft nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN 374, EN 420 und EN 455
- In 14 ausdrucksstarken Farben

Packung mit 100 Stück



Farbwirkungen
in der
Arztpraxis: Jetzt
informieren

Farbe	Größe					€
	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	
white	116594	116595	116596	116597	116598	5,54
pink	116615	116616	116617	116618	–	5,99
violet	116599	116600	116612	116613	116614	5,99
red	116632	116633	116634	116635	116636	5,99
opal	116619	116620	116621	116622	129063	5,99
blue	127315	122220	122221	122222	127166	5,54
orange	128353	128354	128355	128356	128357	5,99

Farbe	Größe					€
	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	
sapphire	116623	116624	116625	116626	116627	5,54
cobalt	129062	121538	121536	122209	124250	5,54
mint	116637	116638	116639	116640	116641	5,99
black	116589	116590	116591	116592	116593	5,99
lime	123593	123594	122941	123595	123596	5,99
magenta	123591	123512	123513	123514	123592	5,99
yellow	123586	123587	123588	123589	123590	5,99

Handschuhspender

DRACULA Klemmhalter für Handschuhspender

- Aufnahme unterschiedlichster, marktüblicher Boxen-Größen durch federnde Spannschieber
- Befestigung mit Selbstklebestreifen

Best.-Nr. 153450

€ 4,95



fix Handschuhspender

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

fix 75 passend für Spenderkarton mit den Maßen:
ca. 250 × max. 132 × max. 75 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 158914

€ 24,50

fix 90 passend für Spenderkarton mit den Maßen:
ca. 250 × max. 132 × max. 90 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 158915

€ 24,80



trio Handschuhspender

- Einfache Bestückung von 3 Spenderboxen der Größen S, M und L
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

trio passend für Spenderkartons mit den Maßen:
ca. 250 × 130 × max. 90 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 156490

€ 39,90

Untersuchungshandschuhe



Peha-soft® nitril blue

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Besonders hohes Tastempfinden
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130093	4,15
S	130094	4,15
M	130095	4,15
L	130096	4,15
XL	130097	4,15

Peha-soft® nitrile fino

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Angenehmes, weiches Material
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 150 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110698	6,95
S	110699	6,95
M	110701	6,95
L	110702	6,95
XL	110703	6,95

Peha-soft® nitrile pf

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Schutz gegen Keime und Viren
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110751	6,99
S	110752	6,99
M	110753	6,99
L	110754	6,99
XL	110755	6,99



Peha-soft® nitrile guard

- Puder- und latexfrei, unsteril, blau
- Handschuhlänge: 290 mm, mit langer Stulpe
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	110757	8,99
M	110758	8,99
L	110759	8,99



Peha-soft® LATEX Comfort

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Chlorinierte Innenseite für leichtes Anziehen
- Optimaler Grip aufgrund texturiertem Fingerbereich
- Hohe Reißfestigkeit
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130257	7,95
S	130258	7,95
M	130259	7,95
L	130260	7,95
XL	130261	7,95



Peha-soft® LATEX protect

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Innenbeschichtung ermöglicht komfortables Tragen und leichtes Anziehen
- Texturierter Fingerbereich für gute Griffigkeit und ein hohes Tastempfinden
- Medizinprodukt Klasse I (MDR), Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (PPER)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	129903	5,55
S	129904	5,55
M	129905	5,55
L	129906	5,55
XL	129907	5,55

OP-Latex-Handschuhe

Peha®-basic LATEX

- Puderfrei, steril, weiß
- Chlorinierte Innenseite für leichtes Anziehen
- Mikrogeraute Oberfläche für optimale Griffigkeit
- Hohe Reißfestigkeit, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
- Medizinprodukt nach EN 455 und EN 374
- AQL Niveau von 0;65
- Paarweise eingesiegelt

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	118629	29,15
6	118630	29,15
6,5	118631	28,28
7	118632	28,28
7,5	118633	29,15
8	118634	29,15
8,5	118635	29,15
9	118636	29,15



Peha®-taft LATEX

- Puderfrei, steril, weiß
- Leichtes Anziehen durch Polymer-Innenbeschichtung
- Veredelt und glatt, mikrogeraute Oberfläche für gute Griffigkeit
- Hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
- Geprüft nach DIN EN 455 und EN 374
- AQL: 0;65
- Paarweise eingesiegelt

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6	118525	41,93
6,5	118526	41,93
7	155055	41,93
7,5	118528	41,93
8	118529	41,93
8,5	118530	41,93



Latexfreie Untersuchungshandschuhe



Vasco® Nitril sky-blue

- Puder- und Latexfrei, unsteril, blau
- Thiuramfrei
- Mit geraden Fingern und Rollrand
- Normale Stulpenlänge, 240 mm
- Polymerbeschichtet
- Geprüft nach EN 455 und AQL < 1,5

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	130044	3,95
S	130045	3,95
M	130046	3,95
L	130047	3,95
XL	130048	3,95

Vasco® Nitril white/light

- Puder- und Latexfrei
- Hohe Griff-Sensitivität dank mikrograuer Finger-Oberfläche
- Geprüft nach EN 455 und QL: 1.0



Vasco® Nitril white

- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112623	4,76
S	112624	4,76
M	112625	4,76
L	112626	4,76
XL	Packung mit 90 Stück	4,76



Vasco® Nitril light

- Farbe: lavendel

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110808	5,95
S	110809	5,95
M	110810	5,95
L	110811	5,95
XL	Packung mit 90 Stück	5,95



Vasco® Guard long Nitril

- Puder- und Latexfrei, unsteril, blau
- Mit erhöhter Wandstärke
- Mit längerer Stulpe (290 mm) und Rollrand
- Mikro-angeraute Finger Oberfläche für höheres Tastempfinden
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	114430	9,05
S	114431	9,05
M	114432	9,05
L	114433	9,05
XL	114434	9,05



Vasco® Vinyl Powder-free

- Puder- und latexfrei, unsteril, transparent
- Passend links und rechts
- Gutes Tastempfinden, mit Rollrand
- Geprüft nach EN 455 sowie PSA -Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), Kat. I
- Frei von DOP/DEHP (Diocetyl-Phthalat/Diethylhexyl-Phthalat)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	151363	3,57
M	151364	3,57
L	151365	3,57



Manuplast® PE-Handschuhe

- Puder- und Latexfrei, unsteril, transparent
- Passend links und rechts
- Material: Polyethylen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125137	1,59
L	125138	1,59

Latex-Untersuchungshandschuhe



Manufix® Sensitive Latex

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mikrorauhe Oberfläche
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125125	7,46
M	125126	7,46
L	125127	7,46



Vasco® Powdered Latex

- Gepudert, unsteril, weiß
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125128	5,50
M	125129	5,50
L	125130	5,50



Vasco® Sensitive Latex

- Puderfrei, unsteril, weiß
- Mit Innenbeschichtung
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	125660	6,45
M	125661	6,45
L	125662	6,45

OP-Handschuhe



Vasco® OP Sensitive Latex

- Puderfrei, steril, weiß
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform
- Mit Rollrand
- Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
- AQL 0,65

Packung mit 40 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125145	33,95
6,5	125146	33,95
7,0	125147	33,95
7,5	125148	33,95
8,0	125149	33,95
8,5	125150	33,95



Vasco® OP Powdered Latex

- Leicht gepudert, steril, weiß
- Hohe Griffsensitivität
- Innen beschichtet für leichtes Anziehen
- Gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform
- Mit Rollrand
- AQL 0,65

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125139	36,92
6,5	125140	36,92
7,0	125141	36,92
7,5	125142	36,92
8,0	125143	36,92
8,5	125144	36,92



Vasco® OP Free Nitril

- Puderfrei, steril, weiß
- Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung
- Aus synthetischem Polyisopren
- Geprüft nach EN 374 und EN 455
- AQL 0,65

Packung mit 40 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	157679	175,00
6,5	157680	175,00
7,0	157681	175,00
7,5	157682	175,00
8,0	157683	175,00
8,5	157684	175,00

PE-Handschuhe

- Gehämmert
- Beidhändig tragbar
- Frei von allergieauslösenden Proteinen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Damen	126296	1,05
Herren	126297	1,05



Untersuchungs-Fingerlinge

- Aus Latex, unsteril, puderfrei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
3	152901	1,35
4	152821	1,35
5	153880	1,35



HYGIENE FLÄCHE

ventisept Wipes RTU Schnelldesinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektionstücher für alkoholbeständiges, medizinisches Inventar und Medizinprodukte und Flächen aller Art
- Parfüm- und farbstofffrei
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid (5 min.), tuberkulozid (30 sek.), mykobakterizid (1 Min.), begrenzt viruzid (1 Min.), begrenzt viruzid PLUS (3 Min.), Noroviren (1 Min.), Adenoviren (3 Min.), Rotaviren (30 sek.)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
30 x 32 cm	90 Blatt	130758	73,64
Spendereimer	5 Liter	130760	7,40



HYGIENE HAUT & HÄNDE

ventisan Feuchtpflegetücher

- Beruhigt stressige Haut mit weichem Vlies
- Panthenol mit Kamillen-Extrakt für eine sanfte Pflege der Haut
- Alkohol- und parfümfrei
- Tuchmaß: 17,5 x 20 cm

Best.-Nr. 130761

€ 69,95



ventisan cream Pflegecreme

- Zur täglichen Pflege strapazierter Haut
- Panthenol fördert die Regeneration der Hautzellen und schützt vor dem Austrocknen
- Glycerin bewahrt die Hautfeuchtigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen
- Mandelöl wirkt reizlindernd
- Sehr ergiebig, leicht verteilbar und zieht schnell ein

Tube mit 100 ml

Best.-Nr. 123610

€ 3,45



ventisan protect Hautschutzcreme

- Vorbeugender Schutz der Hände vor der Nutzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- gem. Hautschutzplan vor Arbeitsbeginn, nach Pausen sowie vor der Arbeit mit Wasser zu verwenden

Tube mit 80 ml

Best.-Nr. 123609

€ 3,65





Hautdesinfektion

- Alkoholisches und parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Hautdesinfektionen vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Katheterisierungen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	112291	5,85
500-ml-Flasche	112292	5,20
1-Liter-Flasche	112293	9,80
5-Liter-Kanister	112294	44,15



Händedesinfektion

- Alkoholisches, parfümfrei, hautverträglich
- Sporenfrei gefiltert
- Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,29
1-Liter-Flasche	112483	6,95
5-Liter-Kanister	112484	26,85



medichem Haut-Desinfektion 2-Propanol 70 % (v/v)

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge. **Gegenanzeigen:** Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente nicht geeignet. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, 34323 Malsfeld, Tel. 05664-94960



medichem Hände-Desinfektion 2-Propanol 70% (v/v)

Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge. **Gegenanzeigen:** Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwerissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente nicht geeignet. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, 34323 Malsfeld, Tel. 05664-94960



Händedesinfektion Extra

- Begrenzt viruzid PLUS in 30 Sekunden
- Alkoholisches und parfümfrei
- Besonders hautverträglich
- Rückfettend
- Wirkungsspektrum: tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	124824	3,99
5-Liter-Kanister	126426	26,98



Waschlotion sensitive

- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Mild reinigend und pH-neutral

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126427	2,45
1-Liter-Flasche	126428	3,35
5-Liter-Kanister	126429	15,90





Viies biologisch abbaubar

Flow Wipes sensitive Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Anwendung bei nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art im patientennahen Umfeld
- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 20 x 20 cm

Packung mit 100 Tüchern Best.-Nr. 129298

€ 8,15



Alkoholfrei

Flow Wipes free Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung bei nicht-invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

Packung mit 100 Tüchern Best.-Nr. 129321

€ 6,15



Alkoholfrei

Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 20 x 14 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	115578	7,95
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	115579	6,95



Alkoholfrei

Inventarwischtücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Aldehyd- und phenolfrei
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Praktisch verpackt im Siegelrandbeutel zur direkten Anwendung
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 25 x 25 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Spenderbox (leer)	156572	9,85
Tücherrolle fertig getränkt (70 Tücher)	112165	17,95
Tücherrolle ungetränkt (3 x 70 Tücher für 1,2 Liter Desinfektionslösung pro Rolle)	156573	30,95



Alkoholfrei

Desinfektionsschaum

- Gebrauchsfertiger, alkoholfreier Desinfektionsschaum zur Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen; auch geeignet für Acrylglas
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei, aerosolfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	157665	7,95
Schaumprühkopf	114959	3,95
5-Liter-Kanister	115359	31,95



Spezialwischtücher für den Desinfektionsschaum

- Einsatz mit dem Desinfektionsschaum
- Sehr weiches Material
- Schwach saugend, reib- und rubbelfest

Inhalt	Best.-Nr.	€
Packung mit 50 Tüchern	158704	3,10
Karton mit 16 x 50 Tüchern	157829	39,95



HYGIENE FLÄCHE



Alkoholfrei

Wischdesinfektion Neutral Konzentrat

- Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Alkohol-, parfüm-, aldehyd- und phenolfrei
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Materialverträglich, geringe Toxizität
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	125691	34,95



HYGIENE INSTRUMENTE



Instrumentendesinfektion ID Kombi

- Aldehyd- und phenolfrei, auf Basis von Alkylaminen
- Materialschonend
- 1 %-ige Lösung für 60 Min. Einwirkzeit
- Für **Ultraschallbad geeignet**
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren)

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	158896	35,00
5-Liter-Kanister	112011	63,99

Begrenzt viruzid plus



Schnelldesinfektion plus Desinfektionslösung

- Wirksam ab 30 Sek. und rückstandsfrei
- Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol
- Angenehm, frischer Duft
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid plus (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (gem. 14476)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Typ plus

	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche (ohne Sprühkopf)	122294	5,10
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122295	7,95
5-Liter-Kanister	122296	29,95



Typ plus lemon

	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122298	7,45
5-Liter-Kanister	122299	30,95



HYGIENE HAUT & HÄNDE



Touchless Spender für 500 und 1 Liter Euroflasche

- Aus schlagfestem Kunststoff, Farbe: weiß
- 4 verschiedene Volumina einstellbar, Desinfektionsmittel oder Seife
- Lieferung inkl. Tropfschale, Befestigungsmaterial und 4 x AA Batterien

Touchless Spender	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Flaschen	121453	135,00
Für 1000-ml-Flaschen	120917	140,00

Zubehör

Jetpumpe für 500-ml-Flaschen	122169	6,59
Jetpumpe für 1000-ml-Flaschen	122208	6,59

Bodenständer für touchless und manuellen Spender

- Aus chemikalienresistentem Acrylglas
- Höhe: 1,50 m
- Befestigung: inkl. anschraubbarer Verstärkung mit Schrauben
- Lieferung ohne Spender

Best.-Nr. 120918



€ 253,00



HYGIENE FLÄCHE



Alkoholfrei

Nachhaltig organischer Wirkstoff, 100 % Vlies biologisch abbaubar, 100 % plastikfreie Tücher



Aus nachwachsenden Rohstoffen, 100 % plastikfreie Tücher



Transvaginale Ultraschallsonden manuell aufbereiten

Alkoholfrei



Bacillo® Zero Tissues Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Reinigung von nicht-invasiven medizinischen Geräte und empfindlichen Oberflächen wie Acrylgas, Makrolon und Polysulfon
- Alkohol-, QAV-, parfüm- und farbstofffrei
- Besonders materialschonend
- Wirksamkeit in 2 Minuten, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid

Best.-Nr. 129593

€ 11,25

Bacillo® 30 sensitive Green Tissues Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Schnelldesinfektionstücher für alle Flächen sowie sensible Oberflächen wie Polycarbonat (PC), Acrylgas (PMMA) und Polysulfon
- Wirksamkeit nach 1 Minuten gegen Bakterien und begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Verschleißbarer Deckel für sichere Haltbarkeit
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei, für Allergiker geeignet nach ECARF-Zertifizierung
- Hochwertiges, reißfestes Vlies
- 100 % plastikfreie Tücher, besonders materialschonend
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 18 x 20 cm

Packung mit 120 Tüchern

Best.-Nr. 130038

€ 12,10

Mikrobac® Virucidal Tissues Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen (validiertes, manuelles Verfahren)
- Voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive Noroviren
- Für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- Alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Wirkspektrum: Bakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 18 x 20 cm

Packung mit 80 Tüchern

Best.-Nr. 123226

€ 8,49



HYGIENE FLÄCHE

BODE X-Wipes Vliestuchspender

- Keine Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrollen im Folienbeutel (inkl. 1 Entnahme-Rund und Deckelverschluss)
- Hochwertiges, reißfestes PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Standzeit der Gebrauchslösung bis zu 28 Tage
- Geprüft mit HARTMANN Desinfektionsmitteln

Spenderbox (leer) mit Farbcode

Ausführung	Best.-Nr.	€
blau	156580	15,52
rot	156581	15,52
grün	156582	15,52



Gleich mitbestellen

Bestellen Sie gleich noch dazu:

Vliesrolle ohne Desinfektionslösung

Rolle mit 90 Tüchern

Best.-Nr. 156579

€ 9,95

BODE X-Wipes Safety Pack Einweg-Vliestuchspendersystem komplett

- Keine Aufbereitung erforderlich
- Für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN
- Gute Standfestigkeit
- Standzeit der Gebrauchslösung bis zu 28 Tage

Packung mit 90 Tüchern (ohne Desinfektionslösung)

Best.-Nr. 119399

€ 12,43





HYGIENE FLÄCHE



**Bacillo® AF
Schnelldesinfektion**

- Gebrauchsfertige Lösung für alle Flächen
- Wirkungseintritt nach 30 Sekunden
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Rückstandsfreie Austrocknung
- Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Papova-, Rotavirus
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	153391	4,59
1-Liter-Flasche	153392	7,25
5-Liter-Kanister	153393	33,96



**Bacillo® 30
Sensitive Foam Desinfektionsschaum**

- Gebrauchsfertiger Schaum für alkoholempfindliche Oberflächen (z.B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen), sowie für die schonende Desinfektion sensibler Medizinprodukte
- Deutlich kürzere Einwirkzeit
- Haut- und materialschonende Rezeptur mit geringem Tensidgehalt für Allergiker und Astmatiker, Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	126820	7,55
5-Liter-Kanister	114145	40,29



Kohrsolin® FF Konzentrat

- Konzentrat für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände
- Gute Materialverträglichkeit
- Aldehydfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Rotavirus, viruzid
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
40-ml-Dosierbeutel 125 Stück	128189	50,95
5-Liter-Kanister	128190	38,70



HYGIENE INSTRUMENTE



Bodex® forte Reiniger

- Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur Vorreinigung von Endoskopen
- Selbsttätig reinigend für Instrumente
- Kompatibel mit Korsolex® extra

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	152770	17,82
5-Liter-Kanister	152887	41,06



Korsolex® extra Konzentrat

- Zur manuellen Reinigung von thermolabilen und -stabilen Instrumenten
- Auf Basis von Formaldehyd
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Formaldehyd
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, viruzid

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	152850	44,67
5-Liter-Kanister	152882	96,48



HYGIENE HAUT & HÄNDE



**Baktolin® sensitive
Waschlotion**

- Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
- Hautneutraler pH-Wert
- Enthält hautmilde Tenside
- Dezent parfümiert

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	116095	2,80
1-Liter-Flasche	116101	4,95



**Baktolan® protect+pure
Emulsion**

- Hautpflege und Regeneration für rissige, stark beanspruchte Haut
- Schutz vor wasserlöslichen Schadstoffen
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfüm-, silikon- und farbstofffrei
- Wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	115700	6,65
350-ml-Flasche	118766	9,95



**Baktolan® lotion
Hautpflege**

- Feuchtigkeitsspendend
- Flasche mit 350 ml
Best.-Nr. 154689

€ 4,65



Sterillium® Virugard Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren inkl. HBV, HIV, HCV
- Wirksam gegen Herpes simplex-, Adeno-, Polyoma-, Polio- und Rotavirus
- RKI (AIB)-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	155184	2,15
500-ml-Flasche	172280	5,81
1-Liter-Flasche	172281	9,99



Sterillium® med Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Viruzid innerhalb der hygienischer Händedesinfektion
- Hohe Hautverträglichkeit durch bewährten Hautpflegekomplex
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirkspektrum: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid(inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	114763	1,89
500-ml-Flasche	112605	5,09
1-Liter-Flasche	114471	8,99
5-Liter-Kanister	125049	35,94



Sterillium® classic pure Händedesinfektion

- Hygien. Händedeinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend, geeignet für empfindliche Haut
- Farb- und parfümfrei
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS
- RKI (A/begrenzt viruzid) gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119392	1,46
500-ml-Flasche	119393	4,25
1-Liter-Flasche	119394	7,55
5-Liter-Kanister	119395	34,86

i **Sterillium Virugard:** *Wirkstoff:* Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Ethanol 99 % 95,0 g. *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg

i **Sterillium med:** Lösung zur Anwendung auf der Haut. *Wirkstoff:* Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Ethanol 99 % 85,0 g. *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, 1-Propanol (Ph.Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. **Hinweis:** Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg. (Stand: 09/2020)

i **Sterillium classic pure:** *Wirkstoffe:* Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie mit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg

Cutasept® F Hautantiseptikum



- Zur Desinfektion vor Blutentnahmen und Injektionen
- Kurze Einwirkzeit von 2 min.
- Gut hautverträglich
- Bakterizid, (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Rotavirus

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	125962	8,27
1-Liter-Flasche	125964	14,28
5-Liter-Kanister	125965	61,57

i **Cutasept F:** *Wirkstoff:* Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72Vol.-%. *Sonstige Bestandteile:* Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteiermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.



HYGIENE FLÄCHE



ULTRASOL OXY WIPES Schnell-Desinfektionstücher

- Hochwirksame Desinfektionstücher auf oxidativer Basis zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Wirkt umfassend viruzid und sporizid
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, sporizid (gegen C. difficile, B. subtilis, B. cereus), mykobakterizid, fungizid, viruzid und begrenzt viruzid PLUS, Polyoma-, Polio-, Noro-, Adenoviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowpack	108 Tücher (20 x 20 cm)	129352	8,59
Standbodenbeutel	120 Tücher (17,5 x 36 cm)	130057	19,95

DESCOSEPT SENSITIVE Schnelldesinfektion

- Alkoholische, gebrauchsfertige Desinfektion als Tuch und flüssige Form zur Reinigung und Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten
- Begrenzt viruzid PLUS in 3 min (Wischdesinfektion), bakterizid, levurozid
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei geringem Ethanolanteil
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (Corona-, Noro-, Adenoviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
FLOWPACK	60 Tücher	128241	4,99
FLOWPACK (mit DESOTEX BIO)	100 Tücher	122793	12,44
Sprühflasche	750 ml	124690	6,40
Flasche	1 Liter	124691	7,10
Kanister	5 Liter	124692	39,90

OPTISAL N Konzentrat

- Anwendung auf Oberflächen, bei nichtinvasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar
- QAV-freie Formulierung, ohne Klebeeffekte
- Keine Geruchsbelästigung durch angenehm frischen Duft
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	122654	24,61
5-Liter-Kanister	129112	70,50
40-ml-Sachet (200 Stück) pro Stück	130056	1,07

HYGIENE HAUT & HÄNDE

ASEPTOMAN MED Händedesinfektion

- Alkoholisch
- Begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Noroviren in 30 Sekunden
- Schnell und umfassend wirksam, hervorragende Hautverträglichkeit
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Kittelflasche	124688	2,10
500-ml-Flasche	123001	3,25
1-Liter-Flasche	123884	6,75
5-Liter-Kanister	129349	34,51

ASEPTOMAN FORTE Händedesinfektion

- Alkoholisch, parfümfrei
- Viruzid in 30 Sekunden, chirurgische Händedesinfektion in 1,5 min
- Mit hautpflegendem Rückfetter
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Flasche	124686	2,59
500-ml-Flasche	124687	3,99
1-Liter-Flasche	124469	8,99
5-Liter-Kanister	124722	33,20

DESCOLIND PURE WASH Lotion

- Mild reinigend, pH-neutral, besonders für sensible Haut
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Frei von Parfüm und Farbstoffen



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126432	2,20
1-Liter-Flasche	127237	3,40
5-Liter-Kanister	124689	21,80

DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM

- Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion für die zu Allergien neigende Haut
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hautschutz- und Pflegecreme in einem
- Mit Glycerin, Lipiden sowie natürlichem Deokomplex mit Hamamelis für ein angenehmes Hautgefühl



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	130054	3,99
500-ml-Flasche	130055	9,95



Skinman™ soft Händedesinfektion

- Für die hygienische Händedesinfektion (nach 30 sek.)
- Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren
- RKI-gelistet (A)



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	188285	4,48
1-Liter-Flasche	184606	8,95
5-Liter-Kanister	113299	44,10

i **Skinman™ soft** Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Skinman™ soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol, Benzalkoniumchlorid, Undecylensäure oder einen der sonstigen Bestandteile besteht. **Nebenwirkungen:** Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** 11/2021
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Skinman™ Soft Protect FF Händedesinfektion

- Für die hygienische (EN 1500 nach 30 Sek.) und chirurgische Händedesinfektion (EN 12791) nach 90 Sek.
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Hautverträglich durch spezielle Pflegeformel (mit Vitamin E, Glycerin, Panthenol)
- Farb- und duftstofffrei
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV), bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, viruzid (Noro- und Rotaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	124986	6,10
1-Liter-Spenderflasche	124987	13,50
5-Liter-Kanister	124988	57,99



Autoderm™ Extra Hautantiseptikum

- Zur Hautdesinfektion vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren einschließlich Trichophyton mentagrophytes
- Farbstoff- und jodfrei

Inhalt	Best.-Nr.	€
350-ml-Flasche	127482	10,90

i **Autoderm™ Extra** Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Autoderm™ Extra Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 46 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur präoperativen Hautantiseptik. Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegen die Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Bisher keine bekannt. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 21 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregel beachten; vor Anwendung elektrischer Geräte, Produkt antrocknen lassen; Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen; vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mind. 1 Minute antrocknen lassen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Die Erfahrung bei Kindern ist begrenzt. Autoderm™ Extra darf bei Säuglingen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** 10/2019
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Silonda™ Care Hautpflegelotion

- Wasser-in-Öl-Emulsion
- Zur Regeneration der Haut
- Pflegt mit Glycerin und Vitamin E

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	126772	6,68
500-ml-Flasche	126773	11,32



Skinman™ complete pure Händedesinfektion

- Besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen
- Breites Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren. Nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV) begrenzt viruzid plus und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren)
- RKI-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119414	3,15
500-ml-Flasche	119415	5,60
1-Liter-Flasche	119416	11,79

i **Skinman™ complete pure 96 % (v/v)** Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Sonstige Bestandteile: Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-Glycerolacrylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Skinman™ complete pure ist ein alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, welches gegen Bakterien (einschließlich Mykobakterien), Hefepilze und Viren wirkt. **Gegenanzeigen:** Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Selten kann Skinman™ complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Alkoholehaltige Händedesinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautirritationen, besonders bei geringer Luftfeuchtigkeit (z.B. im Winter), hervorrufen. **Warnhinweise:** Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Suchen Sie bei anhaltender Reizung einen Arzt auf. Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlicher Einnahme sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr). Nach Verschütten größere Mengen von Skinman™ complete sind sofort folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Vor der Anwendung elektrischer Geräte die Lösung an den Händen vollständig antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Ein etwaiges Umrüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** 10/2019
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.

Silonda™ sensitive Emulsion

- Parfümfreie Pflege speziell für Personen mit empfindlicher Haut
- Enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126844	11,91
500-ml-Pumpflasche	128311	12,95



HYGIENE FLÄCHE



**Incidin™ Liquid
Schnelldesinfektion**

- Aldehydfreie Desinfektion für alkoholbeständige Medizinprodukte und Flächen aller Art
- Kurze Einwirkzeit
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 begrenzt viruzid plus und wirksam gegen Adeno-, Papova-, Rota- sowie murine Noroviren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	172271	9,95
5-Liter-Kanister	172272	43,90

Incidin™ Pro Konzentrat

- Leistungsstarke Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen in Hochrisikobereichen
- Aldehydfrei und frei von Farb- und Duftstoffen
- Sehr gute Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien
- SMART-BALANCED-Formel für Schnelligkeit, Effektivität und Verträglichkeit (60 Minuten)
- Wirksamkeit: Bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	118173	45,90
6-Liter-Kanister	118174	94,00



HYGIENE INSTRUMENTE

Sekusept™ aktiv Pulver

- Leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen
- Umfassendes Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren)
- Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien geprüft und bestätigt
- RKI-gelistet (A,B)
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008)



Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Eimer	157134	61,99
6-kg-Eimer	153671	159,90

**Incidin™ OxyFoam NG & OxyWipe NG
Desinfektion Incidin™ OxyFoam S & OxyWipes**

- Gebrauchsfertige Flächendesinfektions- und Reinigungslösung für nicht-invasive Medizinprodukte sowie empfindlicher Materialien wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonat
- Exzellente Materialverträglichkeit
- „NG“ mit der synergetischen Wirkung von Phenoxyethanol
- „S“ mit sporizider Wirkung
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid / mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Adenovirus, Norovirus
- Ohne Parfüm und Farbstoff
- Sprühflaschen inkl. Sprühkopf
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen



Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Incidin™ OxyFoam S / OxyWipe S	750-ml-Flasche	119735	13,50
	5-Liter-Kanister	120954	65,40
	100 Tücher (20 × 20)	119760	16,00
Incidin™ OxyFoam NG / OxyWipe NG	50 Tücher XL (25 × 37 cm)	122245	16,00
	750-ml-Flasche	128908	11,79
	100 Tücher (20 × 20)	128909	13,25
Zubehör	50 Tücher XL (25 × 37 cm)	128910	12,80
	Wandhalter aus Kunststoff (inkl. Befestigungsmaterial)	128911	16,95

Incidin™ Wipes FlexPack Einmal-Vliestuchspender (ohne Desinfektionslösung)

- Aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™ Produktreihe
- Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau)
- Mit komfortablem Tragegriff
- Tuchmaß: 20 × 38 cm
- Tuchrolle mit 99 Tüchern

**Sekusept™ MultiEnzyme
manuelle Vorreinigung von Instrumenten**

- Leistungsstarker Enzymreiniger zur RKI-konformen Vorreinigung medizinischer Instrumente und flexibler Endoskope
- Enzymkombination aus Proteasen, Amylase und Lipase



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	125092	52,99
6-Liter-Flasche	159550	139,34

Eltra™ 40 Extra Desinfektionswaschmittel

- Für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle (nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäschen aufhellen)
- Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C nach VAH (bei Einhaltung der angegebenen Verfahrensparameter)
- Für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche geeignet
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Eimer mit 8,3 kg
Best.-Nr. 119050 € 88,65

Packung mit 6 Rollen

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	122259	88,00
grün	122260	88,00
rot	122261	88,00





1 gigasept® pearls Desinfektion

- Auf Basis von Aktivsauerstoff zur manuellen Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Medizinprodukten aller Art, wie z. B. bei Endoskopen, Anästhesie Utensilien und empfindlichen Materialien wie Silikon, Polycarbonat, Polysulfon und Acrylglas.
- Herausragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel in Kombination mit neutralem pH-Wert und leistungsstarken Tensiden
- Anwendersicher und staubfrei durch Perlenstruktur

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Dose	118982	72,05
6,0-kg-Eimer	118983	250,81

2 gigazyme® X-tra Reiniger

- Multienzymatischer Hochleistungsreiniger zur manuellen Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personal- und Umgebungsschutz
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- Sehr gute Materialverträglichkeit



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	116771	33,48
5-Liter-Sparkanister	116772	83,94

3 gigasept® instru AF Desinfektion

- Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör usw.
- Aldehydfrei mit angenehm frischem Duft
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	156113	79,00
5-Liter-Sparkanister	156114	108,70

4 gigasept® FF (neu) - INT Desinfektion

- Auf Basis von Bernsteinsäuredialdehyd für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten
- Mykobakterizid, viruzid, tuberkulozid, sporizid, fungizid
- Frei von Formaldehyd und GDA, hervorragende Materialverträglichkeit
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	129328	117,32
5-Liter-Sparkanister	129325	245,14



mit Panthenol

5 sensiva® regeneration cream Hautpflege

- Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Tube	158369	4,70

6 sensiva® wash lotion

- Hautfreundliche farbstoff-, parfüm- und wollwachsfree Waschlotion
- Seifenfreie Washlotion auf Basis hautverträglicher Tenside
- Schont die Haut
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	158796	2,43
1-Liter-Flasche	159987	3,72
1-Liter-Euroflasche	158371	3,66

7 sensiva® protective emulsion Hautpfegelotion

- Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut
- Leichte Pflege und Schutz, Schutzlotion (gem. TRGS 401)
- Gut verteilbar, zieht schnell ein
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Taschenflasche	153864	3,77
500-ml-Spenderflasche	158798	7,88



mit Allantoin

mit Jojoba

8 sensiva® protective cream Hautpflege

- Besonders hautverträgliche, farbstoff- und parfümfreie Schutzcreme (gem. TRGS 401)
- Stärkt die natürliche Hautbarriere
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	118495	4,90



Das hyclick®-System

- Flasche und Pumpe: fest verbunden
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem Click
- Optimaler Schutz gegen Kontamination

hyclick® Flasche / Spender

Flasche:

- „Non-Removal“-Verschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Mit Erstanbruchsicherung

Zusätzlich im Spender:

- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 oder 3 ml
- Einfache Montage auch auf gängigen Wandhalteplatten
- Für 500- und 1000-ml hyclick®-Flaschen
- Inkl. Auffangschale



Als Stand alone

4

Im hyclick®-Spender

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 desderman® Händedesinfektion	500 ml	120447	6,99
desderman® Händedesinfektion	1000 ml	120451	9,50
2 esemtan® wash lotion	500 ml	119939	6,35
esemtan® wash lotion	1000 ml	119938	8,45
sensiva® wash lotion	500 ml	119943	4,63
sensiva® wash lotion	1000 ml	119942	5,88
3 desmanol® care Händedesinfektion	500 ml	122242	7,20
desmanol® care Händedesinfektion	1000 ml	122241	9,95
4 hyclick® Spender für 1000 ml		119945	32,09
hyclick® Spender Vario für 500 / 1000 ml		119944	34,40

1 desderman® Händedesinfektion

- Breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476
- Gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel



1

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	128320	2,35
500-ml-Flasche	127177	4,49
1-Liter-Flasche	128252	8,70
1-Liter-Euroflasche	158947	7,95

2 esemtan® wash lotion

- Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- Schont die Haut und reinigt mild
- Mit dezentem Duft
- Dermatologisch geprüft



2

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	158799	4,18
1-Liter-Spenderflasche	113443	6,28
1-Liter-Euroflasche	114947	6,28
5-Liter-Kanister	113492	30,84

i

desderman®

78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut
Wirkstoff: Ethanol 96 % (v/v). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 78,2 g Ethanol 96 % (v/v). **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl)(2-ethylhexanoat), Povidon K 30, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber Ethanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: Hautreizungen wie Rötungen und Brennen, Kontaktallergien. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautreizungen verursachen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist (z. B. im Winter). Stand 08/20
 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

3 desmanol® care Händedesinfektion

- Breites Wirkspektrum inklusive begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- Hautpflege-Formel mit ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt (gem. Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaIronnier, 2017))
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel



3

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	122237	2,49
500-ml-Flasche	122238	5,21
1-Liter-Flasche	122239	9,58
1-Liter-Euroflasche	122240	9,58

5 octenisept® Wund-Desinfektion

- Farbloses Antiseptikum zur Desinfektion akuter und chronischer Wunden
- Schützt aktiv vor einer Infektion
- Schmerzfrei mit schnellem Wirkungseintritt



5

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Sprühflasche	116295	5,83
100-ml-Sprühflasche	129269	9,72

i

desmanol® care

700 mg/g + 99 mg/g, Lösung **Wirkstoffe:** Propan-2-ol, Ethanol 96 % **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 70,0 g Propan-2-ol, 9,9 g Ethanol 96 % **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylalkylketon **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptikum von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktkezeme) sind möglich. **Warnhinweise:** desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. Stand 07/17
 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

i

octenisept® Wund-Desinfektion

Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxethanol (Ph. Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxethanol (Ph. Eur.). **Sonstige Bestandteile:** 2-[(3-Kokostettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Stand 12/22
 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



kodan® Tinktur forte Hautantiseptikum farblos und gefärbt

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches, hautverträgliches Hautantiseptikum mit 24 Std. Langzeitwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Pumpe, farblos	125201	7,42
1-Liter-Flasche, farblos	117956	16,13
1-Liter-Flasche, gefärbt	116068	20,70



kodan® Tinktur Forte farblos

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nachversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 01/22

kodan® Tinktur Forte gefärbt

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Biphenyl-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph. Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nachversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 04/20

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

octeniderm® Hautantiseptikum farblos

- Farbloses Hautantiseptikum mit mind. 48 Std. Remanenzwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus und Rotavirus)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	182077	10,18
1-Liter-Flasche	182078	23,22



octeniderm® farblos

Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 30,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.). Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur Nachversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzem) sind möglich. Stand 01/22

Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



HYGIENE FLÄCHE

puresept® Konzentrat

- Zur Basis-Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Frei von Farb- und Duftstoffen
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- In der Routine-Desinfektion (gem. RKI bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid):
- In 5 Minuten (1 %) auf patientennahen Oberflächen gemäß EN wirksam
- Biozidprodukt BAuA Reg.-Nr.: N-100063

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	129057	39,25
5-Liter-Kanister	129058	84,79



kodan® (N) wipes Desinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Flächendesinfektion (außer Medizinprodukte)
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Für Toiletten und Wickelaufgaben geeignet
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-76918

Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 90 Tüchern	123484	8,80
Nachfüllpackung mit 90 Tüchern	123485	6,95



schülke wipes safe & easy bagless system Feuchttuchspender ohne Desinfektionslösung

- Für die Flächendesinfektion (ohne Desinfektionslösung)
- Minimiert das Kontaminationsrisiko
- Tuchmaß: 30 x 24 cm

Feuchttuchspender mit 6 x 130 Tüchern

Best.-Nr. 119016 € 101,15



schülke wipes Feuchttuchspender (ohne Desinfektionslösung)

- Für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmittel
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- Tuchmaß: 100er 30 x 30 cm, 111er 30 x 24 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Spenderimer 100/111 (leer)	158868	11,80
Tücherrolle (6 x 100 Tücher)	158869	57,88
Tücherrolle (6 x 111 Tücher)	118501	57,88





HYGIENE FLÄCHE

100 %
plastikfrei aus
nachwachsenden
Rohstoffen



1

1 mikrokozid® universal wipes premium / premium maxi / green line Desinfektionstücher

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art
- Schnelle Wirksamkeit (Noro in 30 Sek.)
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- green line Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen und 100 % plastikfrei
- Nach 4-Felder-Test geprüft
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-63300 (PT2), N-63301 (PT4)

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
green line 18 x 20 cm	114 Tücher	128459	12,49
20 x 20 cm	100 Tücher	119738	10,95
25 x 25 cm	80 Tücher	120446	12,49



2a

2b

2 mikrokozid® power mop

- Sporizid und viruzid in 60 Minuten
- Mit gebrauchsfertigen Tüchern
- Kein Aufbereiten von Wischmopps
- Geruchsarm
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Bis zu einem Monat nach Öffnung verwendbar
- Optionaler Aluminium-Wischmop mit Teleskopstiel (100 – 160 cm) und Drehgelenk, für die fachgerechte Anwendung der Tücher notwendig
- Optionale Klett pads zum einfachen Auf- und Abnehmen der Tücher
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-105253

Ausführung	Best.-Nr.	€
2a Set ohne Wischmop (Eimer leer + 1 x 20 Tücher)	128643	45,45
Nachfüllset (2 x 20 Tücher)	128644	82,50
2b Wischmop, notwend. Zubehör (ohne Tücher, inkl. 2 Klett pads)	128646	48,79
Klett pad (6 Stück)	128647	24,70
Wandhalterung	128645	54,90

4 mikrokozid® AF wipes / Jumbo / premium Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher
- Schnelle Abtrocknung, aldehydfrei
- Sehr breit und in kurzer Zeit wirksam (Bakterien, begrenzt viruzid PLUS und begrenzt viruzid*)
- Tuchmaße: 14 x 18 cm, Jumbo 20 x 27 cm, premium 20 x 20 cm
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-40580

Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 150 Tüchern	128184	8,76
Nachfüllpackung mit 150 Tüchern	128185	6,92
Jumbo-Dose mit 220 Tüchern	153862	13,10
Nachfüllpackung mit 220 Tüchern	153863	12,79
premium Softpack mit 50 Tüchern	112538	6,13

5 mikrokozid® sensitive wipes Jumbo / 6 premium / premium maxi Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion besonders von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid**“ (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus
- VAH-gelistet
- Tuchmaße: Jumbo und premium 20 x 20 cm, maxi 25 x 25 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
5 Spenderdose mit 200 Tüchern	158291	13,95
Nachfüllpackung mit 200 Tüchern	158882	12,95
6 premium Softpack mit 50 Tüchern	112463	5,99
premium maxi Softpack mit 80 Tüchern	122198	12,15

7 mikrokozid® sensitive liquid Desinfektion

- Gebrauchsfertig und zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid**“ (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	158290	15,90
Sprühpumpe	160363	7,01

8 mikrokozid® AF liquid Schnelldesinfektion

- Alkoholische Gebrauchslösung zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen
- Aldehydfrei
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, fungizid, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-40579

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpsprayflasche	113770	5,36
1-Liter-Flasche	188264	13,39
10-Liter-Sparkanister	113303	88,95



3



4



5



Alkoholfrei

6



Alkoholfrei

7



8

3 mikrokozid® universal liquid Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige Lösung mit geringem alkoholischem Anteil zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- Schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adeno-, Noro-, Rotavirus, Polyoma SV40
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Reg.-Nr. N-67593

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	120055	11,95
5-Liter-Kanister	120456	46,79



Softasept® N
Hautantiseptikum farblos

- Alkoholische Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen
- Praxisingerechte Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Langzeitwirkung bis zu 24 Stunden
- Trocknet sehr schnell ab
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polio- und Rotaviren

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113582	7,49
1-Liter-Dosierflasche	113584	13,56
5-Liter-Kanister	125035	58,38

i **Softasept® N / Softasept® N gefärbt**
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g
Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)) **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen Gegenanzeigen Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol, 2-Propanol oder (nur Softasept® N gefärbt) einem der sonstigen Bestandteile. Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet. **Warnhinweise:** Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Stand der Information:** 03/2015 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen



Braunoderm®
Hautantiseptikum

- Hautdesinfektion mit einer Kombination aus Alkohol und PVP-Iod vor operativen Eingriffen und Punktionen
- Gute farbliche Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals
- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze und inaktiviert viele Viren, z. B. Vaccinia- und Polioviren

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113557	7,49
1-Liter-Varioflasche	125037	13,56
5-Liter-Kanister	125038	58,38

i **Braunoderm® / Braunoderm® nachgefärbt**
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10 % verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151) **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen. **Gegenanzeigen:** • Hyperthyreose oder eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung. • Dermatitis herpetiformis Duhring. • Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung). • Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder einen anderen Bestandteil des Arzneimittels. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nicht über 25 °C lagern. **Nebenwirkungen:** Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. **Sehr selten:** Akute Reaktionen des Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf). Gelegentlich: lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz). **Stand der Information:** 01/2021 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen



Softaskin® Waschlotion

- Für normal und sensible Haut
- Frei von Mikroplastik, Parabenen und Farbstoffen
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Leichter und angenehmer Duft

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126792	1,65
500-ml-Spenderflasche	126793	4,30
1-Liter-Spenderflasche	126794	6,19
5-Liter-Kanister	126795	25,86

Softaskin® pure Waschlotion

- Allergenarm
- Schonende Reinigung speziell für besonders sensible und beanspruchte Haut
- Frei von Mikroplastik, Parabenen, Farbstoffen und Parfüm
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126796	1,67
500-ml-Spenderflasche	126797	4,06
1-Liter-Spenderflasche	126798	6,59



Trixo®-lind Hautpflege

- Für normale und sensible Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse – mit Dermatest-Label "Excellent"
- Frei von Mikroplastik, Silikonen und Parafin
- Angenehm dezent parfümiert

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127470	3,20
500-ml-Flasche	127471	8,05

Trixo®-lind pure Hautpflege

- Schützt und pflegt die besonders empfindliche und strapazierte Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse – mit Dermatest-Label „Excellent“
- Frei von Parfüm, Mikroplastik, Silikonen und Parafin

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127473	3,43
500-ml-Flasche	127474	9,16





HYGIENE HAUT & HÄNDE



Softa-Man® Visco Rub Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sekunden, chir. Händedesinfektion: 60 sek.
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Desinfektion und Pflege in einem
- Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158286	1,99
500-ml-Spenderflasche	158287	6,79
1-Liter-Spenderflasche	158288	9,99
5-Liter-Kanister	158289	45,29

Softa-Man® acute Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 sek., chirurg. Händedesinfektion: 60 sek.
- Schützt und pflegt die besonders empfindliche und strapazierte Haut
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A und B) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158187	2,09
500-ml-Spenderflasche	158188	7,29
1-Liter-Spenderflasche	158189	11,79

Softa-Man® Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 sek., chirurg. Händedesinfektion: 60 sek.
- Angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- u. Rotaviren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	113558	1,85
500-ml-Spenderflasche	113559	5,49
1-Liter-Spenderflasche	113560	7,49
5-Liter-Kanister	125020	40,79



Softa-Man® / Softa-Man® acute / Softa-Man® ViscoRub
Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100 %) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g, **Sonstige Bestandteile:** Softa-Man®: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Dexpanthenol, (+/-)alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat), Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenoctanol, Isoeugenol, Linalool, Eichenmoos), Allantoin. **Softa-Man® acute:** Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85 %. **Softa-Man® ViscoRub:** Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)alpha-Bisabolol. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.-% Ethanol, 20,9 Gew.-% 1-Propanol, 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51 755; Stand der Information: 04/2021, **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen



HYGIENE FLÄCHE



Hexaquart® XL Konzentrat

- Aldehydfrei
- Gute Materialverträglichkeit für Fußboden und Inventar
- Kurze Einwirkzeiten gem. DGHM / VAH: 2,0 % – 5 Minuten, 1,0 % – 15 Minuten
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	123597	13,60
5-Liter-Kanister	123598	62,25

Meliseptol® acute Schnelldesinfektion

- Viruzid
- Gebrauchsfertiges alkoholisches Schnelldesinfektion für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Einwirkzeit nur 1 Minute gegen behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z. B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren), bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde, parfümfrei
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml Sprühflasche	129507	5,45
750 ml Flasche	127416	9,97
1 Liter Flasche	130040	10,40
5 Liter Kanister	128400	39,49



Meliseptol® NEW FORMULA Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektion zum Sprühen und Wischen, vollkommen aldehydfrei und ohne weitere Zusatzwirkstoffe
- Einwirkzeit: 1 Minute
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	119012	4,71
1-Liter-Flasche	119013	9,97
1-Liter-Handsprühflasche ohne Sprühkopf	119014	9,97
5-Liter-Kanister	119015	36,20

Meliseptol® rapid Schnelldesinfektion

- Zum Versprühen oder Wischen kleiner Flächen
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Aldehydfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid (inkl. Schimmelpilze), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	152174	4,71
250-ml-Dosierflasche	152176	4,71
1-Liter-Handsprühflasche ohne Sprühkopf	152175	8,99
5-Liter-Kanister	152177	35,87
Zubehör		
Sprühkopf	182171	4,14

Meliseptol® Foam pure Desinfektionsschaum

- Zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- Parfümfrei, Schaum mit geringem Alkoholgehalt (17 %)
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien (z. B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Untersuchungsliegen und Ultraschallköpfe)
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Bakterizid inkl. TbB und MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma-, Noro- und aviäre Influenzaviren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	159540	8,95
5-Liter-Kanister	159541	33,59

Alkoholfrei

Meliseptol® Wipes ultra Schnell-Desinfektionstücher



- Zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden geeignet
- Bakterizid und levurozid
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren)
- Einwirkzeit: 2 Minuten
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 14 x 20 cm

Dose mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 119771

€ 12,85

Meliseptol® HBV-Tücher Schnelldesinfektionstücher



- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf kleinen Flächen
- Hygienische Einzelentnahme
- Getränkt mit Meliseptol® rapid Flüssigkeit
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 13,5 x 22 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	125009	5,59
Nachfüllpack mit 100 Tüchern	125010	4,49

Meliseptol® acute Wipes Schnell-Desinfektionstücher



- Viruzid
- Parfümfrei
- Weich, gebrauchsfertig für kleine Flächen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z. B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flow Pack 100	18 x 20 cm	100 Tücher	128932	12,45
Flow Pack XL	24 x 30 cm	42 Tücher	129054	10,50

B. Braun Wipes Vliestuchspendersystem (ohne Desinfektionslösung)

- Bequeme Entnahme der einzeln abreißenbaren B. Braun Wipes
- Wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Sehr weiche, saugfähige und fusselfreie Tücher, die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft



Ausführung	Best.-Nr.	€
Spendersystem groß (leer)	158819	19,95
Spendersystem klein (leer)	118361	8,30
Vliesrolle mit 100 Tüchern (19 x 36 cm)	158820	21,15
Vliesrolle ECO mit 120 Tüchern (19 x 36 cm)	118287	11,13
Vliesrolle mini ECO mit 60 Tüchern (15 x 20 cm)	118362	5,45

Meliseptol® Wipes sensitive Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Tücher zur Schnell-desinfektion von alkohol-empfindlichen Oberflächen
- Getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- Aldehyd- und aminfrei, farbstoff- und parfümfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Wirksam gegen Rota-, Noro-, Polyoma-/Papillomaviren
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose	15,2 x 20 cm	60 Tücher	112734	9,99
Nachfüllpackung		60 Tücher	112735	6,71
Flow Pack 100	18 x 20 cm	100 Tücher	120443	10,29
Flow Pack XL	24 x 30 cm	42 Tücher	120442	8,49



HYGIENE INSTRUMENTE



Geeignet für flexible Endoskope



Helipur® Desinfektion

- Zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten und Laborgeräten aus Metall, Glas und Keramik
- Wirkungsspektrum: Bakterien inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien, Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyma- und Adenoviren
- Wirtschaftlich: 1,5 % bei 60 Minuten Einwirkzeit
- Anwendungskonzentration gem. DGHM/VAH: 1,5 % – 1 h/ 1,5 % – 15 Min./ 3 % – 5 Min.

Helipur® H plus N Konzentrat

- Formaldehydfrei
- Desinfektion von thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien, Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HVC, HIV) und viruzid
- Anwendungskonzentration gem. DGHM/VAH: 1 % – 1 h/ 1 % – 30 Min./ 1,5 % – 15 Min.

Stabimed® fresh Schnelldesinfektion

- Desinfektion und Reinigung von chirurgischem Instrumentarium, starren Endoskopen und anderen thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB), Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyma- und Adenoviren
- Sehr wirtschaftlich: 0,5 % / 15 Min., 1,0 % / 5 Min.

Stabimed® ultra Pulver

- Hochleistungsdesinfektion von thermolabilen und thermostabilen Materialien (auch zur desinfizierenden Vorreinigung, Ultraschallbad geeignet)
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, Mykobakterien (TbB), Pilze und Sporen (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Konzentration / Einwirkzeit max. 2 % – 15 Min. bei vollständigem Wirkungsspektrum

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	113579	14,85
5-Liter-Kanister	125002	65,20

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	113578	19,15
5-Liter-Kanister	113425	83,25

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	119315	30,00
5-Liter-Kanister	120292	106,50

Inhalt	Best.-Nr.	€
4-kg-Eimer	122236	134,00



MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



1 Helimatic® Cleaner enzymatic NF Enzymreiniger

- Zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Hervorragendes Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- pH-neutral und sehr materialschonend

5-Liter-Kanister Best.-Nr. 160666 € 54,25

2 Helimatic® Cleaner alkaline Reiniger

- Alkalische Lösung mit spezieller Tensidkomponente
- Löst das ganze Spektrum der organischen Verschmutzungen
- Anwendungsdosierung 0,3 bis 0,8 %

5-Liter-Kanister Best.-Nr. 158965 € 39,40

3 Helimatic® Neutralizer C Neutralisationsmittel

- Für die Neutralisation nach dem Einsatz von Helimatic® Cleaner alkaline
- Auf Basis von Zitronensäure
- Phosphat- und tensidfrei
- Anwendungsdosierung 0,05 bis 0,3 %

5-Liter-Kanister Best.-Nr. 158966 € 45,65

4 Helimatic® Rinse neutral NF Klarspülmittel

- Für eine zeitsparende, fleckenfreie Trocknung, tox. unbedenklich
- Einsatz im letzten Spülgang in Konz. zwischen 0,05 % und 0,2 %.

5-Liter-Kanister Best.-Nr. 158967 € 61,50

5 Helimatic® Cleaner MA Flüssigreiniger

- Mildalkalischer Reiniger auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- Entfernt hervorragend angetrocknete und denaturierte Blutrückstände
- Mit Korrosionsinhibitoren
- Phosphat- und silikatfrei

5-Liter-Kanister Best.-Nr. 120374 € 49,95



neodisher endo® CLEAN
neodisher endo® MED
neodisher endo® DIS active

neodisher endo® CLEAN

neodisher endo® SEPT GA

neodisher endo® DIS active



neodisher endo® CLEAN Konzentrat

- Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie im Tauch- bzw. Ultraschallbad
- Auf Basis von Alkalitätsspendern, Enzymen und Tensiden
- Entfernt schonend und zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam
- Bei manueller Vorreinigung ist vor dem maschinellen Aufbereitungsschritt kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118557	51,09
10-Liter-Kanister	118558	96,88
20-Liter-Kanister	118559	169,27

neodisher endo® MED Konzentrat

- Zur desinfizierenden Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)
- Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln
- In Kombination mit neoform® wipes RTF für die Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter Flasche	126935	22,45
5-Liter-Kanister	120444	97,35

neodisher endo® DIS active Granulat

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen
- Als Desinfektionsmittel bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Bei kombinierter Reinigung und Desinfektion können nicht alle Wirkungsspektren abgedeckt werden
- Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend
- pH-neutral, angenehmer Geruch (parfümfrei), gute Löslichkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Peressigsäure, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 100-Gramm-Beutel	115810	124,19
2-kg-Eimer	115811	87,03
8-kg-Eimer	115861	309,29

neodisher endo® SEPT GA Konzentrat

- Desinfektionsmittel für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid
- Im Verfahren mit neodisher endo® CLEAN wirksam gegen Sporen von Clostridium difficile
- Besonders anwenderfreundlich durch geruchsarme Formulierung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Glutaraldehyd, frei von Formaldehyd und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- In der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen



Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118562	75,58
10-Liter-Kanister	118563	153,38
20-Liter-Kanister	118564	285,30

neodisher® PreStop Korrosionsschutz von chirurgischen Instrumenten

- Zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP
- Sprühschaum gegen Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut oder physiologischer Kochsalzlösung entstehen kann
- Selbsttätige Vorreinigung bereits im OP
- Geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumente
- Eloxiiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen
- Verhindert das Antrocknen von OP-Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente
- Erleichtert die nachfolgende Reinigung
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf dem Instrumentarium während der Kontaktzeit (bakteriostatisch)



Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	122993	35,16
Sprühkopf	127215	5,88



MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



**neodisher® MediClean forte
Universalreiniger**

- Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside
- Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar
- Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut werden zuverlässig entfernt
- Eine Wiederablagerung von Proteinrückständen wird vermieden

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 159484 € 49,23



**neodisher® MediKlar
Konzentrat als Nachspülmittel**

- Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, flexiblen Endoskopen, Instrumentencontainern und Implantaten
- Verkürzt die Trocknungszeit signifikant

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 112457 € 53,92



**neodisher® Z Konzentrat
zur Neutralisation**

- Auf Basis organischer Säuren, materialschonend
- Frei von Tensiden und Phosphaten
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 110194 € 57,15



**neodisher® N Konzentrat
zur Neutralisation**

- Frei von Tensiden, auf Basis von Phosphorsäure
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste
- Kalk oder andere säurelösliche Rückstände werden entfernt
- Leicht abspülbar

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 156780 € 66,83



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



**neodisher® MediClean advanced
Hochkonzentrat zur maschinellen Reinigung**

- Für die maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikroinstrumenten, Dentalinstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Für die manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- oder Ultraschallbad
- Mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden, Komplexbildnern und Enzymen
- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Protein, Fett, Schleim, Sekret und Knochenmehl
- Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums
- Reduktion von Biofilmen wurde in Anlehnung an ISO/TS 15883-5:2005 geprüft und bestätigt
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
- Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	127341	51,77
5-Liter-Kanister	127339	125,78
5-Liter-Eurokanister	127340	125,78
10-Liter-Kanister	127338	244,88

neodisher® Septo Plus Konzentrat

- Für die manuelle Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden und Aminen
- Kompatibel mit aldehyd- und peressig-säurehaltigen Desinfektionsmitteln
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 122582 € 113,78



**neodisher® Septo Fin
Konzentrat zum Tauchbad**

- Auf Basis von Aldehyden, frei von Formaldehyd und Glyoxal
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 120457 € 105,39



neodisher® IP Spray Instrumentenpflegemittel

- Geeignet zur manuellen Pflege von chirurgischen Instrumenten, z. B. Gelenkinstrumente, nach der maschinellen Aufbereitung
- Auf Basis von medizinischem Weißöl (hochgereinigtes Paraffinöl für die pharmazeutische Verwendung)
- Keine nachweisliche Beeinträchtigung einer nachfolgenden Dampf- oder Heißluftsterilisation

400-ml-Dose
Best.-Nr. 111074 € 18,77





neoform® wiper RTF Einweg-Vliestücher (ohne Desinfektionslösung)

- Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln
- Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatookologie gemäß VAH-Empfehlung geeignet
- Vielseitig einsetzbar
- Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615)
- In Kombination mit neodisher endo® Med zur Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- Kunststoffeimer inkl. Vliestuchrolle mit 115 Tüchern

Eimer mit 115 Tüchern

Best.-Nr. 126337

€ 15,23

neoform® Classic* Konzentrat

- Zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen
- Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit
- Schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung
- Kurze Einwirkzeiten
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wiper RTF geeignet
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	125050	31,84
5-Liter-Kanister	125042	82,75

neoform® Rapid* Schnelldesinfektion

- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Desinfektion von Flächen
- Einsatz im Wischverfahren
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen

750-ml-Flasche

Best.-Nr. 126350

€ 12,56



Instrumentenwannen

- Mit Siebeinsatz und Deckel

Inhalt	Maße mm (L x B x H)	Best.-Nr.	€
1 bis zu 2 Liter	325 x 176 x 150	125043	72,87
2 bis zu 4 Liter (Deckel mit Einwurfschlitz)	345 x 215 x 125	128351	56,56
3 bis zu 5 Liter (speziell für schmale, lange Instrumente)	550 x 200 x 120	125582	65,86
4 bis zu 10 Liter	390 x 290 x 170	125583	74,92



1



2



3



4



Handwaschbürste

- Autoklavierbar

Best.-Nr. 135079

€ 5,02

- Mit Nagelbürste

Best.-Nr. 156673

€ 7,07



Dosier- und Applikationshilfen

Für medichem Produkte der Seiten 17–19

- 1 Dosierflasche** für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste, vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten, 1 Liter/Kammer 60 ml
Best.-Nr. 183236 € 5,80
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 3 Kanisterdosierpumpe** für 2- und 5-Liter-Kanister, 30 ml Hub
Best.-Nr. 183260 € 9,95
- 4 Handsprühkopf** für 1-Liter-Keulenflasche
Best.-Nr. 183275 € 3,60
- 5 Handsprühkopf** für 500-ml-Keulenflasche
Best.-Nr. 112433 € 3,60
- 6 Handpumpe** für 500-ml und 1-Liter-Euroflaschen, eckig
Best.-Nr. 151026 € 3,99
- 7 Kanisterschlüssel** für 2- und 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158818 € 6,60



Für Hartmann Produkte der Seiten 21–22

- 1 Universal-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen
Best.-Nr. 125951 € 4,92
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25



Für B. Braun Produkte der Seiten 30–32

- 1 Dosierpumpe** mit Rückschlagventil für 500-ml-Flaschen Best.-Nr. 159627 € 4,14
- 1 Dosierpumpe** mit Rückschlagventil für 1000-ml-Flaschen Best.-Nr. 159628 € 4,14
- 2 Dosierer** für 1000-ml-Flaschen, Dosierschritte 5, 10, 15 und 20 ml
Best.-Nr. 113588 € 3,08
- 3 Auslaufhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51
Best.-Nr. 122806 € 11,78
- 4 Sprühkopf rot** für 1000-ml-Handsprühflasche Meliseptol®
Best.-Nr. 182171 € 4,14
- 5 Dosierpumpe** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51, 15 ml Hub
Best.-Nr. 122804 € 11,78
- 5 Dosierpumpe** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51, 15 ml Hub
Best.-Nr. 122805 € 11,78



schülke →

Für schülke Produkte der Seiten 26–29

- 1 Dosierpumpe** für 500-ml- und 1-Liter-Wasch- und Cremelotion mit 2 Steigrohren (passt nicht auf Euroflaschen)
Best.-Nr. 159653 € 4,72
- 1 Dosierpumpe** für 1-Liter Euroflaschen
Best.-Nr. 124956 € 4,72
- 2 Standard-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen alkoholische Sprühdeseinfektion
Best.-Nr. 160363 € 7,01
- 3 Kanisterdosierer** für 5- und 10-Liter-Kanister, 20 ml Hub
Best.-Nr. 113372 € 11,23
- 4 Kanisterhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 5 Flaschendosierer** für 2-Liter-Flaschen Flächenreiniger
Best.-Nr. 170491 € 4,74



Spendersysteme

Armhebel-Wandspender plus

- Alugehäuse (autoklavierbar) mit Kunststoffpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- Flexible Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
- Für handelsübliche Flaschen

Ausführung	Best.-Nr.	€
500-ml	114931	58,00
1 Liter	114930	58,00



Touchless-Spender

- Berührungslose Bedienung
- Alugehäuse mit Edelstahlpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- 4-stufige Batteriestandsanzeige (Notbügel für Batterieerstand)
- Für handelsübliche 1-Liter-Flaschen
- Flaschendichtung mit flexiblem Vario-Adapter
- Lieferung inkl. Auffangschale

Best.-Nr. 120793 € 251,00



Einwegpumpe

- Erfüllt die KRINKO-Empfehlung "Händehygiene"
- Kunststoffpumpe zur einmaligen Anwendung im Wandspender plus
- Einfacher Austausch bei jedem Flaschenwechsel
- Keine Aufbereitung der Pumpe
- Hygienisch einzeln verpackt
- Feste Dosiermenge: 1,5 ml
- Nicht spülmaschinengeeignet oder autoklavierbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Flaschen	124718	4,16
Für 1000-ml-Flaschen	124821	4,16



Schalenhalter mit Schale

- Zum einfachen Hängen über den Wandspender plus
- Mit herausnehmbarer Schale

Für Spender mit 500-ml-Flaschen
Best.-Nr. 157674 € 38,95

Für Spender mit 1-Liter-Flaschen
Best.-Nr. 157675 € 40,89



Hygiene-Tower Desinfektionssäule

- Robuste und kipp sichere Konstruktion
- Pulverbeschichtete Edelstahlsäule
- Maße: Fuß ca. 45,5 x 45,5 cm / Höhe 140 cm
- Gewicht: 15,3 kg
- Lieferung ohne Spender

Best.-Nr. 118776 € 459,00



BODE-Eurospender 1 plus

- Für Montage am Hygiene-Tower
- Mit langem Armhebel ca. 21,5 cm
- Für marktübliche 350-/500-ml-Flaschen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial


Best.-Nr. 117838 € 78,84



TRESORO Desinfektionssäule aus Edelstahl

- Säule aus Konstruktionsstahl anthrazit-grau (ähnlich RAL 7021)
- Gefälliges, schlankes und unauffälliges Design
- Höchste Stabilität und Standsicherheit
- Glatte Oberflächen zur einfachen Desinfektion
- Resistenz der Oberfläche gegen hochkonzentrierte Alkohole
- Inkl. magnetischer Edelstahl-Abtropfschale (150 mm) und Haltearm
- Maße Säule: 120 x 30 x 1.200 mm (B x T x H)
- Maße Bodenplatte: 250 x 330 x 9 mm (B x T x H)
- Mit Edelstahl-Spender für 1000 ml Flaschen
- Austauschbare Kunststoff-Dosierpumpe (1,5 Hub)
- Inkl. 1000 ml Standard-Leerflasche
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Frontklappe mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle

Fahrbarkeit auf Anfrage



Farbe	Best.-Nr.	€
RAL 5002 – blau	125709	399,00
RAL 6018 – grün	125710	399,00
RAL 3020 – rot	125711	399,00
RAL 9016 – weiß	125712	399,00
RAL 7021 – anthrazit	124998	399,00
Edelstahlspender einzeln inkl. Wandmontageset	124999	179,00



Falthandtücher & Liegenabdeckungen



Falthandtücher ECO

- 1-lagig natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 × 23 cm	20 × 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	25,50
2-lagig, V-Falz	25 × 23 cm	20 × 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	32,71



Rollicel® Liegenabdeckung, 2-lagig

- Weiß
- Sehr saugfähig
- Unbeschichtet
- 50 m pro Rolle
- Auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	128238	28,96
50 cm	127282	33,89
55 cm	128239	36,89
59 cm	128240	38,89

Liegenpapier Tissue, 3-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	184372	47,62
50 cm	184373	56,97
59 cm	184374	66,64
300 m Papier		ab 47,62



Warum sollten Sie auf Ärzterollen und Einmallaken setzen? Jetzt informieren.



Liegenpapier Krepp, 2-lagig

- Volumengeprägte, stabile Qualität
- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 100 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125570	42,75
50 cm	125571	46,18
55 cm	125572	53,93
59 cm	125573	55,92
600 m Papier		ab 42,75

Liegenpapier Tissue, 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	35,10
50 cm	172314	38,20
55 cm	172315	45,20
59 cm	172316	44,94
450 m Papier		ab 35,10

Zubehör:

Universal-Papierrollenhalter

Für Papierrollen von 39–60 cm Breite

Best.-Nr. 112824

€ 52,20





Passende Spender



Falhandtücher, Krepp, natur, 1-lagig

25 × 23 cm, Zick-Zack-Faltung
Karton mit 4600 Tüchern
(unterverpackt 20 × 230 Tücher)

Best.-Nr. 125580 € 30,50

Falhandtücher, Tissue, grün, 2-lagig

22 × 25 cm, Zick-Zack-Faltung
Karton mit 3195 Tüchern
(unterverpackt 15 × 213 Tücher)

Best.-Nr. 153728 € 39,80

Falhandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig Kleinformat

20,5 × 24 cm, Zick-Zack-Faltung
Karton mit 3750 Tüchern
(unterverpackt 25 × 150 Tücher)

Best.-Nr. 124103 € 55,13

Falhandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig

25 × 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)
Karton mit 3040 Tüchern
(unterverpackt 20 × 152 Tücher)


Best.-Nr. 125579 € 68,38

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

23,5 × 23 cm, Zick-Zack-Faltung
Karton mit 3200 Tüchern
(unterverpackt 20 × 160 Tücher)

Best.-Nr. 157459 € 43,55

Faltarten



Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

24 × 24 cm, Vollentfaltung
Karton mit 3750 Tüchern
(unterverpackt 25 × 150 Tücher)

Best.-Nr. 125578 € 80,69

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 × 32 cm, Vollentfaltung
Karton mit 3200 Tüchern
(unterverpackt 20 × 160 Tücher)

Best.-Nr. 172297 € 86,52

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

25 × 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)
Karton mit 3072 Tüchern
(unterverpackt 24 × 128 Tücher)

Best.-Nr. 125577 € 77,25

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 × 42 cm, Vollentfaltung
Karton mit 2400 Tüchern
(unterverpackt 20 × 120 Tücher)

Best.-Nr. 172298 € 87,93

Falhandtuchspender

- Kunststoff, weiß
- Maße: 28 × 37,5 × 13,7 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 157443 € 34,40



Falhandtuchspender

- Geeignet für alle Falhandtücher (ca. 200 Blatt)
- Edelstahl, gebürstet
- Mit Zylinderschloss
- Maße: 26,5 × 20,5 × 12 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 158367 € 70,23

Für jede Anwendung das richtige Tuch

Multitex Wipes Premium Tücher

- 100 % PET
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgabe bestätigt
- Maße: 30 × 36 cm

Karton mit 400 Tüchern
(unterverpackt 10 × 40 Tücher)

Best.-Nr. 124104 € 36,75

Multizell® Mehrzwecktücher

- Saugstarke, fusselarme und nassfeste Tücher
- Maße: 27 × 33 cm

Karton mit 1000 Tüchern
(unterverpackt 20 × 50 Tücher)

Ausführung	Best.-Nr.	€
3-lagig	153276	31,71
4-lagig	120441	36,16

zetBox® Labor- und Hygienetücher

- Saugstarke, ultrasofte Tücher für sensible Anwendungsbereiche
- 2-lagige, weiß
- Maße: 21 × 22 cm,

Box mit 150 Tüchern
Best.-Nr. 172296

€ 2,15




Polytex® Nasswisch Tuch

- Saugstarke, fusselarme, wischfeste Tücher
- 100% Polypropylen, blau
- Lösungsmittelbeständig und auswaschbar
- Maße: 40 × 42 cm

Karton mit 420 Tüchern
(unterverpackt 12 × 35 Tücher)
Best.-Nr. 154050

€ 57,03






Papierhandtücher

Ausführung	Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Fripa Plus naturell, 100 % recycelt	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125527	27,87
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127334	30,70
2 Fripa Verde grün eingefärbt, 100 % recycelt	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	113526	34,74
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127543	35,45
3 Fripa Ideal hochweiß	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125528	47,85
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127465	57,44

Fripa Papierhandtücher 2-lagig mit Dekorprägung

4 Fripa Comfort hochweiß	25 x 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127335	48,20
5 Fripa Eco weiß	25 x 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127336	38,95
6 Fripa Comfort hochweiß	25 x 33 cm	C-Falz	3072 Tücher	155296	69,08



Fripa Handtuch- und Seifenspender



7 Fripa Handtuchspender, Metall
Weiß, Maße: 27 x 35 x 13 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 125531 € 69,91



8 Fripa Handtuchspender, Kunststoff
Weiß, Maße: 31,5 x 39 x 15,7 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 122290 € 49,59



9 Fripa Seifenspender, Kunststoff
Wiederbefüllbarer Spender ca. 1 Liter Inhalt
Weiß, Maße: 12,8 x 26,6 x 12,9 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 122304 € 57,09

Fripa Seifencreme (o. Abb.)
Standard 10 Liter
Best.-Nr. 183616 € 30,71

Hygienebeutel (o. Abb.)
• Für Hygieneartikel geeignet
• Weiß mit blauem Druck
• Maße: 10,5 x 4,5 x 28 cm
Karton mit 1000 Stück
Best.-Nr. 152093 € 29,65

Hygienebeutelhalter (o. Abb.)
Maße: 13 x 38 x 5,5 cm
Best.-Nr. 154341 € 12,02

Medizinalrollen



10 Fripa-med „basic-line“, 1-lagig, weiß

Medizinalrollen in Recycling-Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125981	42,51
50 cm	125983	51,27
55 cm	125984	55,60
59 cm	125985	60,70

11 Fripa-med „classic-line“, 1-lagig, hochweiß

Medizinalrollen aus 100 % Frischzellstoff, weiche Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125159	48,49
50 cm	125161	56,98
55 cm	125162	61,74
59 cm	125163	66,86

12 Fripa-med „secura-line“, hochweiß

Medizinalrollen beschichtet, **speziell für Gynäkologen, Urologen, Chirurgen**, 1 Lage hochwertiges Tissue + 1 Lage PE-Beschichtung, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	110890	52,15
50 cm	110891	65,75
55 cm	112440	78,45
59 cm	110892	83,95



Fripa Basic Tissue Toilettenpapier

- Aus 100 % Recycling
- Weiß mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (10 x 12 cm)

Packung mit 8 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	€
2-lagig	158363	3,68
3-lagig	153949	5,25



Fripa Edina® Tissue-Toilettenpapier

- Aus hochweißem Tissue (100 % Zellstoff)
- 3-lagig mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (9,4 x 11 cm)

Packung mit 8 Rollen

Best.-Nr. 122289 € 4,86



Fripa Wischfix

- Reißfeste, saugstarke, hochweiße Haushaltstücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 51 Blatt (26 x 24 cm)

Packung mit 4 Rollen

Best.-Nr. 128203 € 3,05



Fripa Easy Tissue-Haushaltstücher

- Hochweiße Wischtücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 45 Blatt (23 x 21,5 cm)

Packung mit 4 Rollen

Best.-Nr. 112486 € 4,44



Scott® CONTROL™ Faltbandtücher, 1-lagig – Medium/Interfold, 1-lagig

• Tuchformat 31,8 x 22 cm, weiße Tücher
 Karton mit 3180 Tüchern
 Best.-Nr. 119412 € 79,47



Kleenex® Ultra™ Handtücher, 2-lagig – Klein/Interfold

• Tuchformat 21,5 x 21,0 cm, hochweiß
 Karton mit 2790 Tüchern
 Best.-Nr. 112431 € 65,13



Kleenex® Ultra™ Faltbandtücher, 3-lagig – Medium/Interfold

• Tuchformat 21,5 x 31,5 cm, weiß
 Intelligente Faltung für Einzelblattausgabe
 Karton mit 1440 Tüchern
 Best.-Nr. 124101 € 80,53

Passende Spender



Aquarius™ Handtuchspender

• Tuchformat 15,9 x 28,7 x 14,2 cm (H x B x T).
 Für alle Kleenex® u. Scott® Handtücher (außer Scott® Slimfold Handtücher)
 Best.-Nr. 114977 € 19,50

Kleenex® Ultra™ Handtücher, 2-lagig – Medium/Interfold

• Tuchformat 21,5 x 31,5 cm, hochweiß
 Karton mit 1860 Tüchern
 Best.-Nr. 113162 € 78,04

Kimtech Science™ Labor- und Präzisionstücher

- Fusselarm, saugfähig, weich, chemisch neutral
- Für sensible Oberflächen (Linsen, Objektträger)

Kimtech Science™ Labortücher, 2-lagig

• Tuchformat 20,5 x 20 cm, weiß
 Box mit 200 Tüchern
 Best.-Nr. 119048 € 5,01



Kimtech Science™ Präzisionswischtücher, 2-lagig

• Tuchformat 21 x 20 cm, weiß
 Box mit 100 Tüchern
 Best.-Nr. 119026 € 3,62

MedixPro P Ärztrollen aus Tissue, 2-lagig

- Material: Papierzellstoff
- Perforation: je 50 cm (100 Stück pro Rolle)
- Länge: 50 m

Packung mit 6 Rollen

Breite	gelb	blau	lila	€
50 cm	119115	119113	119114	51,66
60 cm	119118	119116	119117	66,63



MedixPro Schutzunterlagen

- Medizinische, wasserdichte Schutzunterlagen
- Drei-Schicht-Laminat Blätter (zwei Lagen Hygienepapier, eine Folien-schicht)
- Höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit
- Einzeln entnehmbar aus der praktischen Box
- Maße: 33 x 48 cm

Packung mit 80 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€
aprikose	122838	6,73
blau	122839	6,73
gelb	122840	6,73
grün	122841	6,73

Farbe	Best.-Nr.	€
limette	122842	6,73
rosa	122843	6,73
weiß	122844	6,73
lila	122845	6,73

Abfall- und Wäscheentsorgung

Picco Novo Abfall- und Wäschesammler

- Superstabiles, fest verschweißtes Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt
- Elegante Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stop
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzcken
- Lenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz



€ 407,00

Picco Novo 60/I Set

- Maße: 360 × 360 × 829 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Rolle mit 25 Säcken (60 - 70 Liter),
- 1 Tretvorrichtung, 1 Deckel signalweiß,
- 4 Doppellenkrollen

Best.-Nr. 126328



€ 471,00

Picco Novo 120/I Set

- Maße: 450 × 360 × 830 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Deckel signalweiß, 1 Tretvorrichtung,
- 4 Doppellenkrollen

Best.-Nr. 126329



NEU!

Tretabfalleimer aus Edelstahl

- Edelstahl hochglänzend
- Einsatz: Kunststoff in schwarz
- Pedalbedienung

Inhalt	Maße (Außen-Ø × H):	Best.-Nr.	€
3 Liter	170 × 250 mm	129968	16,50
5 Liter	200 × 320 mm	129969	32,50
12 Liter	250 × 395 mm	129970	35,50
20 Liter	230 × 600 mm	129971	59,95

Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 70 Liter

Metall, weiß lackiert

Großes Modell (H × B × T): 63 × 41 × 25,5 cm

Best.-Nr. 128056 € 45,29



1 Abfallbeutel

80 Liter, weiß, 305 + 305 × 850

Karton mit 9 Rollen, Rolle mit 40 Beuteln

Best.-Nr. 160226 € 33,14

Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 30 Liter

Metall, weiß lackiert

Kleines Modell (H × B × T): 35,5 × 28,5 × 19 cm

Best.-Nr. 128057 € 30,53

2 Abfallbeutel

30 Liter, grau, 300 + 240 × 580 × 0,016 mm,

Karton mit 20 Rollen, Rolle mit 50 Beuteln

Best.-Nr. 125637 € 18,10

30 Liter, weiß, 260/240 × 600 mm,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 151204 € 9,70



Abfallbeutel

3 30 Liter, blau, 480 × 650 × 0,05 mm,

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125638 € 51,02

4 70 Liter, blau, 575 × 1000 × 0,05 mm,

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125640 € 41,81

Müllbeutel (o. Abb.)

60 Liter, blau, 575 × 900 × 0,05 mm

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125639 € 77,64

Müllbeutel (o. Abb.)

120 Liter, blau, 700 × 1100 × 0,05 mm

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125641 € 48,57



Abfallbeutel Extrufix

Einzelrollen, Rolle mit 48 Beuteln zu 15 Liter

Best.-Nr. 182811 € 4,01

Einzelrollen LDPE, Rolle mit 24 Beuteln zu 30 Liter

Best.-Nr. 127292 € 4,15

Kanülen-Entsorgungsboxen

Kanülen-Entsorgungsboxen

- Fest verschließbarer Deckel
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen und Skalpellklingen sowie spitzen und scharfen Gegenständen
- Nach ISO 23907
- Maße: 18 x 14,5/11 cm (H x Ø oben/unten)
- Fassungsvermögen: 2 Liter

Best.-Nr. 123681

€ 1,50



Kanülen & Spritzen sicher entsorgen. Jetzt informieren.

HAEBERLE

Medi-Müll Kanülen-Entsorgungsboxen

- Sichere, hygienische Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpellen, Pipetten etc.
- Fest verschließbarer Deckel
- Mit Tages- und Endverschluss und Abziehvorrichtung
- Neues Etikettendesign lässt die max. Füllstandhöhe einfach erkennen
- Durchstichfest
- Material: Polypropylen

Packung mit 1 Stück

Fassungsvermögen	Maße (H x Ø in mm)	Best.-Nr.	€
0,5 Liter	151 x 83	129892	1,23
1,5 Liter	155 x 140	129839	1,75
2,5 Liter	240 x 140	129893	2,27



B BRAUN SHARING EXPERTISE

Medibox® Kanülen-Entsorgungsboxen

- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Berührungslose Abzieh- und Abdrehvorrichtungen für alle Arten von gebrauchten Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
- Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spitzer medizinischer Instrumente
- Temporär und permanent endverschließbar
- Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134 ° für bis zu 18 Minuten
- Zertifiziert nach ISO 23907, ADR und 2008/68/EC

Füllmenge / Max. Füllvolumen	Maße (L x B x H) Deckel (L x B) Boden	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,8 / 0,67 Liter	9,8 x 9,8 x 18 cm Ø 7,5 cm	18 Stück	124597	40,04
2,4 / 2,0 Liter	15,1 x 15,1 x 20 cm 11,0 x 11,0 cm	1 Stück	122724	2,08
4,7 / 3,9 Liter	19,0 x 19,0 x 20,5 cm 15,0 x 15,0 cm	1 Stück	122725	2,95
5,7 / 4,8 Liter	19,0 x 19,0 x 25,7 cm 13,9 x 13,9 cm	1 Stück	122726	3,51
6,8 / 5,7 Liter	16,7 x 16,7 x 50 cm Ø 11 cm	1 Stück	123034	4,67
9,1 / 7,7 Liter	21,5 x 21,5 x 32,5 cm 17 x 17 cm	1 Stück	123016	5,93




Weitere Produktinformationen gleich per Video ansehen



Kanülen-Entsorgungsboxen

- Aus Copolymer-Polypropylen
- Autoklavierbar bis 134 °C
- Auslauf- und geruchsicher zu verschließen
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen sowie weiteren spitzen und scharfen Gegenständen
- Die Behälter erfüllen die Anforderungen von TRBA 250 und UN
- Zertifiziert nach ISO 23907

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
5 Liter	175 x 184 mm	157242	3,62
7 Liter	180 x 250 mm	115687	4,70
12 Liter	300 x 250 mm	115688	6,23

 auch als nachhaltige Variante erhältlich



Multi-Safe twin plus Entsorgungsboxen

- Zertifiziert nach DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250
- Mit Tages- und Endverschluss
- Individuelle Anpassung der Einwurfföffnung
- Eingepprägtes IML-Label
- Leichter Abgleich des Füllstandes
- Mit zusätzlichem Stempel für Insulin-Pens
- Mit QR-Code zu Gebrauchshinweisen
- Aus stabilem Polypropylen

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
1,5 Liter	125 x 112 mm	151004	1,50
2,0 Liter	162 x 112 mm	123605	2,09
2,5 Liter	197 x 112 mm	151736	2,09
3,0 Liter	233 x 112 mm	157507	2,88
5,0 Liter	379 x 112 mm	156352	3,77

Zubehör Praxishygiene



Auffang- / Brechbeutel

- Einmal-Brechbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit usw.
- Farbe: weiß
- Set mit Spuckbeutel und Verschlussring

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 122215

€ 14,00

Zubehör

Spender für Auffangbeutel

Größe	Maße in cm (H x B x T)	Best.-Nr.	€
M – ca. 30 Beutel	22 x 13 x 14	122216	24,87
XL – ca. 65 Beutel	47 x 13 x 14	122217	46,97



Spender

- Für Hauben, Masken usw.
- Mit 3 Innenbehältern, mit neutralen Schildern zur Beschriftung
- Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent
- Maße: 242 x 600 x 163 mm (H x B x T)

Best.-Nr. 183496

€ 44,64



PC-Tastaturschutz

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Keine Beeinträchtigung in der Verwendung der Tastatur
- Kompatibel mit Standardtastaturen max. Breite 500 mm
- Desinfizierbar mit geeigneter Wischdesinfektion
- Maße: 400 x 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 127584

€ 2,98

Die Schutzkleidung gemäß TRBA 250 zum Umgang mit Desinfektionsmitteln auf einen Blick

SolidSafety Chem L Chemikalien- Schutzhandschuh

- Nach EN 388 und EN 374
- Aus Naturlatex mit Baumwoll-velourisierung innen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Sehr gute Griffsicherheit, auch bei feuchten oder öligen Gegenständen
- Lebensmittelgeeignet
- Für Haushalts-, Industrie-, Reinigungs- und Lebensmittelbereiche
- Gute chemische Beständigkeit (Typ B) und exzellente Flexibilität
- Farbe: Gelb
- Länge: 30 cm

Packung mit 1 Paar



Größe	Best.-Nr.	€
S	123560	0,93
M	123561	0,93
L	123562	0,93
XL	123563	0,93



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit

Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	9,91
140 cm	151891	11,76



Dosierflasche

- Für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste
 - Vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten
 - 1 Liter/Kammer 60 ml
- Best.-Nr. 183236 € 5,80**



KleenGuard® V 30 Nemesis™ Schutzbrille

- Bieten Schutz und hohen Tragekomfort
- Rutschhemmende Bügel und Trageband
- Gesichtsformgerechtes Design
- Sicherheit EN166:2001 1F
- Stoßfestigkeit EN166:2001 Stufe F
- Optische Klarheit EN166:2001 Klasse 1

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
IR/UV 3 Filter grün	12 Stück	124623	84,10
VL Antibeschlag	1 Stück	114639	7,63

Für die perfekte Bodenwischpflege

SPRINT-Plus Halter

- Geringes Haltergewicht mit stabilem Gelenk
- Große Auflagefläche
- Patentierte Tritt-Taste mit Clips für Tuchbefestigung am Halter
- Zum Einsatz in der klassischen Unterhaltsreinigung oder auch zur desinfizierenden Reinigung
- 40 cm breit



TWIX-Teleskopstiel

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Längenverstellbar auf die gewünschte Körpergröße
- Sehr ergonomisch
- Für alle Wischsysteme verwendbar
- Maße: 90 – 165 × 2,35 cm (L × Ø)



SPRINT-Mop Basic (Genäht)

- Bewährte Standardqualität mit guter Wasser- und Schmutzaufnahme
- 40 cm Schlinge/Franse

Das Startpaket Bodenpflege

1 × TWIX-Teleskopstiel
1 × SPRINT-Plus Halter
10 × SPRINT-Mop vorgewaschen
Best.-Nr. 156492 € 103,00

Zum Nachbestellen:

Sprint-Mop, einzeln
Best.-Nr. 156800 € 6,89



Einweg Wischmop Fast Wish

- Einfach und schnell einsetzbar
- Kostengünstig und effizient in der Reinigung
- Mit reinigungsaktivem Profil zur optimalen Schmutzlösung
- Gute Flüssigkeitsaufnahme und gutes Schmutzmitnahmevermögen
- Geringes Gewicht, platzsparend, leicht auswaschbar und leicht auszuwringen
- Einsetzbar auf allen glatten Bodenbelägen
- Zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Farbe: gelb / blau
- Maße: 40 cm (B)
- **Passend für alle marktüblichen 40-er Klapphalter**

Best.-Nr. 122858 € 0,95

Nasswischwagen Aqua

- Komplett mit VK4 Presse, gelb
- Mit schwenkbarer Deichsel
- Gut manövrierfähig
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Stabil und schlagfest
- Reinigungsmittelbeständig
- Integrierter Spritzschutz
- Lenkrollen Ø 75 mm
- Leichtes Transportieren
- 2 × 17-Liter-Eimer, rot und blau, mit Presseinlage
- Maße: 104 × 40 × 85 cm (L × B × H)

Best.-Nr. 156491 € 158,00



Farbe	Best.-Nr.	€
pink	124564	3,90
violett	124565	3,90
blau	127579	3,90
grün	127627	3,90
limette	127628	3,90
orange	127629	3,90
weiß	127630	3,90
gelb	127631	3,90
grau	127632	3,90
schwarz	127633	3,90



Profil Plus Einweg OP-Mundschutz

- Unsteril, MD Produkt
- 3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, Typ II R
- Eingearbeiteter Nasenbügel, nickelfrei
- Runde, hautfreundliche und latexfreie Gummibänder
- Maße: 175 x 95 mm (L x B)

Packung mit 50 Stück

Einmal-Mundschutz blau (o. Abb.)

- Mit Nasenbügel
- 3-lagig
- Zum Binden

Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
blau	50 Stück	159711	1,90
grün	50 Stück	159710	1,90



Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
- Farbe: Blau
- Maße: 15 x 41 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 125760

€ 1,95



MED-COMFORT Vlies Besucherkitel

- Atmungsaktiver Polypropylen-Vlies Einmal-Kittel
- Langarm mit Gummibündchen
- Mit Bindebändern
- Farbe: weiß
- Größe M/L
- Maße: 135 x 115 cm (B x L)

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 128728

€ 19,46



Einmal-Schutzkittel

- Aus Polypropylen, vollaminiert mit Polyethylen
- Universalgröße
- Mit Bündchen am Kragen und den Ärmeln
- Farbe: blau
- Länge: 139 cm

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 125060

€ 8,24



1 Besucher-Einweghauben

Weiß, Packung mit 200 Stück
Best.-Nr. 160379

€ 6,69

2 Einmal PE-Lätzchen

Weiß, mit Auffang, gehämmert, 41 x 61 cm
Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 152304

€ 12,12



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit,
Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	9,91
140 cm	151891	11,76



Barretthaube

- Bouffant-Caps
 - Maße: Ø 52 cm
- Beutel mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
grün	158064	3,53
blau	118460	3,49



OP-Bekleidung



Respima FFP2 Atemschutzmaske

- Geprüft nach EN 149, PSA
- Elastische Ohrschlaufen
- Weiße Außenseite

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 128518

€ 4,95



Suavel® Protect OP-Maske

- Geprüft nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Elastische Ohrschlaufen, unsteril
- Farben: blau, schwarz

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,15
schwarz	128344	2,94

BeeSana® PP-Kittel

- Kittel aus PP-Vlies, 23 g/m²
- Elastische Gummibänder als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Grün, unsteril
- Maße: 110 × 140 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129082

€ 4,90



Suavel® Guard PP-Kittel

- Aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 40 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- PSA Kategorie III
- Gelb, unsteril
- Maße: 136 × 136 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129084

€ 10,14

BeeSana® PP/PE-Kittel

- Kittel aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 26 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Gelb, unsteril
- Maße: 136 × 136 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129083

€ 7,25



Suavel® OP PRO Standard OP-Mantel

- Aus SMMS-Verbundmaterial, 35 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse Is
- Blau, steril

Packung mit 30 Stück

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128336	63,45
L	130 × 150 cm	128337	63,45
XL	150 × 160 cm	128338	63,45
XXL	170 × 160 cm	128339	63,45

BeeSana® SMS-Kittel

- 3-lagiger Kittel aus SMS-Verbundmaterial, 40 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Blau, unsteril
- Maße: 115 × 150 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 119038

€ 10,95



Suavel® OP PRO Expert OP-Mantel

- Aus SMMS-Verbundmaterial, 43 g/m²
- Verstärkung im Brust- und Bauchbereich
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse Is
- Blau, steril

Packung mit 30 Stück

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128340	86,95
L	130 × 150 cm	128341	86,95
XL	150 × 160 cm	128342	86,95
XXL	170 × 160 cm	128343	86,95

OP-Sets für ambulante Eingriffe in der Orthopädie und Gynäkologie



StandardPlus Knie-Set

- 1 × Tischabdeckung Einschlag verstärkt, 160 × 150 cm
- 1 × Instrumententischbezug 80 × 145 cm, Teleskopfaltung
- 2 × OP-Mantel, XL, 147 cm, unverstärkt und verstärkt
- 1 × Zellstofftuch 33 × 30 cm
- 1 × OP-Tape 10 × 50 cm, grün
- 1 × OP-Verbindungsschlauch 300 cm, CH 30/10 mm
- 1 × Stockinette gerollt 35 × 80 cm
- 1 × Skalpellklinge Fig. 11 Edelstahl
- 1 × Kamerakabelbezug 12,5 cm, 230 cm Perforation
- 1 × Extremitäten-Tuch verstärkt, 245 × 320 cm
- 1 × Kanüle gelb, 20G, 0.90 × 70 mm

Packung mit 6 Stück

Best.-Nr. 129470

€ 172,85



StandardPlus Hand-Fuß-Set

- 1 × Tischabdeckung Einschlag, 100 × 150 cm,
- 1 × Instrumententischbezug 80 × 145 cm, Teleskopfaltung
- 2 × OP-Mantel XL, 147 cm, unverstärkt
- 1 × Zellstofftuch 33 × 30 cm
- 1 × Abdecktuch 100 × 150 cm
- 1 × Hand-/Fußtuch 225 × 320 cm, Ø 3 cm

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 129473

€ 144,25



StandardPlus Schulter-Set

- 1 × Tischabdeckung Einschlag verstärkt, 160 × 150 cm
- 1 × Instrumententischbezug 80 × 145 cm, Teleskopfaltung
- 2 × OP-Mantel, XL, 147 cm, verstärkt
- 1 × Schulter-/Arthroskopie-Tuch 400 × 225 cm, Ø 12 cm
- 1 × Abdecktuch selbstklebend (sk), 100 × 90 cm
- 1 × OP-Verbindungsschlauch 300 cm, CH 30/10 mm
- 1 × Kamerakabelbezug 12,5 cm, 230 cm Perforation
- 1 × OP-Tape 10 × 50 cm, grün
- 1 × Stockinette gerollt 25 × 80 cm
- 1 × Skalpellklinge Fig. 11 Edelstahl
- 2 × Zellstofftuch 33 × 30 cm
- 1 × Kanüle gelb, 20G, 0.90 × 70 mm

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 129472

€ 205,45



StandardPlus Universal-Set

- 1 × Tischabdecktuch verstärkt, 190 × 150 cm
- 2 × OP-Mantel XL, 147 cm, unverstärkt
- 1 × Instrumententischbezug 80 cm 145 cm Teleskopfaltung PE/Vlies unverstärkt
- 2 × Zellstofftuch 33 × 30 cm
- 1 × OP-Tape 10 × 50 cm Vlies
- 2 × Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 90 cm × 75 cm, (86 cm langer Klebestreifen auf der 90 cm Seite)
- 1 × Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 175 × 180 cm Fuß, (90 cm langer Klebestreifen auf der 175 cm Seite)
- 1 × Abdecktuch selbstklebend (sk), Maße: 240 × 150 cm Kopf, (90 cm langer Klebestreifen auf der 240 cm Seite)

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 129471

€ 215,85

Ihre Vorteile

- Preisgünstige Alternative zu individuell zusammengestellten Sets
- Optimierte vorkonfektionierte Sets für einen sofortigen Einsatz, Vorlaufzeit verkürzt sich
- Keine Resterilisierung einzelner Produkte durch Einsatz von Standardkomponenten, was die Sicherheit erhöht und den Verwaltungsaufwand verringert
- Qualität und Sicherheit: In Zusammenarbeit mit der Paul Hartmann AG entwickelt, entsprechen die Standard Plus Sets den höchsten Qualitätsstandards





OP-Abdecktücher

Foliodrape® Wund-Set Standard

- 1 Abdecktuch, 75 × 90 cm
- 1 Lochtuch, 45 × 75 cm, Lochgröße Ø 7 cm
- 8 ES-Kompressen steril, 7,5 × 7,5 cm
- 6 Schlinggazetupfer steril, Nr. 3 pflaumengroß

Packung mit 22 Sets
Best.-Nr. 156660

€ 55,96



Foliodrape® Protect Hand-Fuß-Set

- Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial
- 1 Tischabdeckung, verstärkt, 140 × 160 cm
- 1 Extremitätentuch mit elastischer Manschette, 150 × 200 cm

Packung mit 11 Sets
Best.-Nr. 110243

€ 92,43



Foliodrape® Protect Knie-/Arthroskopie-Set III

- 1 Einschlagtuch, 140 × 190 cm
- 1 Instrumententischbezug, 80 × 145 cm
- 1 Stockinette Protect, 35 × 55 cm
- 1 OP-Klebestreifen, 10 × 50 cm
- 1 Kamerakabelbezug, 13 × 250 cm
- 1 Zellstofftuch, 30 × 33 cm
- 1 Extremitätentuch Protect mit Manschette, 225 × 320 cm und Klettband, OP-Ausschnitt 5 × 7 cm (zentral)

Packung mit 7 Sets
Best.-Nr. 126215

€ 181,71




Foliodrape® Protect Basis-Set ambu

- 1 Tischabdecktuch, 100 × 150 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 170 × 175 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 75 × 90 cm

Packung mit 10 Sets
Best.-Nr. 157638

€ 89,95




Foliodrape® Protect Extremitätentuch

- Aus Zweischichtmaterial mit verstärkten Zonen
- Mit Lochausschnitt in der elastischen, gut abdichtenden Manschette
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- Abriebfest und äußerst fusselfarm
- Gut drapierfähig
- Maße: 120 × 150 cm, Ø 3 cm
- Einzeln, steril verpackt

Packung mit 23 Stück
Best.-Nr. 126033

€ 123,22




Foliodrape® Protect 2-lagig

- Einzeln steril verpackt

Bezeichnung	Größe (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
Abdecktücher	45 × 75	65 Stück	157307	23,95
Abdecktücher	75 × 90	35 Stück	157308	17,25
Abdecktücher, selbstklebend	45 × 75	60 Stück	157309	32,95
Abdecktücher, selbstklebend	75 × 90	40 Stück	157310	34,76
Lochtücher	45 × 75	65 Stück	157311	32,95
Lochtücher	75 × 90	40 Stück	157312	29,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	45 × 75	65 Stück	157313	59,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	75 × 90	40 Stück	157314	39,40

OP-Bekleidung

Die Foliadress® gown Protect OP-Mäntel



roter Halsausschnitt = verstärkter OP-Mantel

Einschlag aus weißem und weichem SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) Material (DIN EN 868-2-konform)

Weichere und weiße Mantelinnenseite zur besseren Unterscheidung zwischen Innen- und Außenseite

Einzeln steril verpackt



Standard

Standard (unverstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119431	114,32
L	125 cm	32	119432	114,32
XL	140 cm	32	119433	114,32
XXL	155 cm	32	119434	114,32

Basic (unverstärkt)

Ohne Combitape®, OP-Bindekittel, Rückenpartie mit Bändern verschließbar

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
L	125 cm	36	119429	105,05
XL	140 cm	36	119430	105,05



Basic

Reinforced (verstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119435	123,62
L	125 cm	32	119436	123,62
XL	140 cm	28	119437	123,62



Reinforced

HARTMANN



Foliadress® Suit

- 2-teilige Einmal-OP-Bereichskleidung (EN 13795, Teil 1-3)
- Flüssigkeitsabweisender, atmungsaktiver Vliesstoff
- Hoher Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- Abriebfest und fusselarm
- Set besteht aus: Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche, gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund
- Paarweise verpackt
- In 2 Farben

Packung mit 50 Stück

Größe	grün		blau	
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	€
small	157628	157633	157634	112,95
medium	157629	157634	157635	112,95
large	157630	157635	157636	112,95
X-large	157631	157636	157637	112,95
XX-large	157632	157637		112,95



Foliadress® mask Protect Senso

- Aus besonders weicher und leichter Materialkombination
- Mit ultraschallverschweißten Bändern
- Für sehr sensible Haut
- Farbe: blau

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 158229

€ 6,12



Foliadress® mask Comfort Anti-fogging

- Speziell für Brillenträger
- Spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern
- Farbe: grün

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 158225

€ 10,26



Foliadress® cap Comfort Universal

- Universelle Barethaube mit umlaufendem Gummizug
- Besonders leicht
- Auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	180218	10,87
grün	180219	10,87



Foliadress® cap Comfort Form

- Mit ausgeformter Nackenpartie und Gummizug
- Auch für längeres Haar
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 180217

€ 22,58



Foliadress® cap Comfort Astro

- Helmform mit langen Kinnbändern
- Vollschutz auch im Halsbereich
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 180214

€ 31,92



Foliadress® cap Comfort Rondo Plus

- Runde Form mit Gummizug im Nacken
- Bedeckt Kurzhaar-Schnitte sicher bis in den Nacken
- Auch für längeres Haar geeignet
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück


Best.-Nr. 158233

€ 25,72



INJEKTION / INFUSION

- Spritzen & Kanülen, Insulin- & Tuberkulinspritzen
- Infusionsgeräte
- Weiteres Zubehör wie Verschlussstopfen, Heidelberger Verlängerung



Praxis-Tipp

Personalschutz bei der Blutentnahme

Hygienische Händedesinfektion, Tragen von Einmal-Handschuhen, Wischdesinfektion von Kissen oder Armlehnen der Blutentnahmestühle.

Lagerung

Spritzen und Kanülen immer trocken und spritzwassergeschützt in Schütten, Schubladen usw. aufbewahren.

TRBA 250

Entsorgen Sie Kanülen nur in dafür vorgesehenen Entsorgungsboxen.

Verwendung von Spikes

Spikes mit dem entleerten Behältnis entsorgen und für einen neuen Behälter auch einen neuen Spike verwenden.

Notfallkoffer/-taschen

Kontrollieren Sie regelmäßig das Ablaufdatum von Spritzen und Kanülen.



Jetzt online bestellen.



Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Injekt® Luer Einmalspritzen

- 2-teilig
- Latex- und PVC-frei
- Nach EN ISO 7886-1
- Sicherer Kolbenstopp, problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Silikonölfrei

Latex-/PVC-frei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	100 Stk. €
2 ml	115101	3,15
5 ml	115102	4,75
10 ml	115103	6,90
20 ml	115104	9,95

Omnifix® Einmalspritzen

- Nach EN ISO 7886-1
- 3-teilig
- Spritze aus Polypropylen
- Mit leichtgängigem Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk für die Dosierung kleiner Einheiten und für langsames Aufziehen und Injizieren
- Sicherer Kolbenstopp
- Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Mit doppeltem Dichtungsring
- Innen silikonisiert

Packung mit 100 Stück

Inhalt	Ausführung	Best.-Nr.	€
3 ml	Luer	159168	5,43
5 ml	Luer	115107	7,80
10 ml	Luer	115108	12,95
20 ml	Luer	115109	17,40
3 ml	Luer Lock	160361	17,60
5 ml	Luer Lock	111041	20,99
10 ml	Luer Lock	115239	23,52
20 ml	Luer Lock	151890	53,95



Latex-/PVC-frei

Omnifix® Wund- und Blasenspritzen

Mit Katheteransatz, Inhalt 50/60 ml

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 115114

Stück € 1,13



STERICAN® Einmalkanülen, Standardgrößen

- Nach EN ISO 7864
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei

Packung mit 100 Stück

Latex-/PVC-frei

Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × ¾	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125
					€ 2,39



Sterican® Einmalkanülen, Sondergrößen

Packung mit 100 Stück

Sondergröße	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.	€
	grau	27 × ½	0,40 × 12	Insulin	115126	5,17
	braun	26 × ½	0,45 × 12	Insulin	115127	5,17
	orange	25 × ⅝	0,50 × 16	Heparin, Tuberkulin	115128	5,44
	elfenbein	19 × 1¼	1,10 × 30	Blutentnahme	115129	5,44
	elfenbein	19 × 1½	1,10 × 40	Blutentnahme, Verödungstherapie, Kurzschliff	115130	5,44
	grün	21 × 2	0,80 × 50	Intramuskulär, Kurzschliff	115131	5,46
	elfenbein	19 × 2	1,10 × 50	Intramuskulär	115132	5,44
	blau	23 × 2 ⅜	0,60 × 60	Neuraltherapie	115133	6,86
	gelb	20 × 2 ¾	0,90 × 70	Tief-Intramuskulär	115134	6,91
	rosa	18 × 1½	1,20 × 40	Blutentnahme, Verödungstherapie, Kurzschliff	115135	5,44
	grau	27 × 1	0,40 × 25	Nervenbereich-Anästhesie	115136	7,34
	grau	27 × 1½	0,40 × 40	Ober-/Unterkiefer Leitungs-Anästhesie	115137	7,34
	orange	25 × 1	0,50 × 25	Infiltrations-Anästhesie/ Oberkiefer- u. Frontzahnbereich	115138	7,34
	orange	25 × 1½	0,50 × 40	Ober-/Unterkiefer, Leitungs-Anästhesie	115139	7,34

Insulin-Spritzen

Packung mit 100 Stück

	Mit integrierter Kanüle	Kanüle Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
1	Omnican® 20 (U-40 -Insulin) 0,5 ml / 20 I.U.	0,30 × 8	115115	26,45
2	Omnican® 40 (U-40 -Insulin) 1,0 ml / 40 I.U.	0,30 × 12	126991	26,41
3	Omnican® 50 (U-100 -Insulin) 0,5 ml / 50 I.U.	0,30 × 8	126992	29,99
Für aufsteckbare Kanüle (ohne Kanüle)				
4	Omnifix® 40 Solo (U-40-Insulin) 1,0 ml / 40 I.U.		115110	12,91
Feindsierspritze mit Kanüle				
5	Omnifix®-F Duo 1 ml, Graduierung 0,01 ml	0,5 × 16	155464	25,17



Sterican® Safety Einmalkanülen

- Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt und umschließt Kanüle irreversibel
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock Spritzenansätzen
- Katheteransatz aus Polypropylen

Packung mit 100 Stück

Farbcode Gauge	Außen-Ø mm	Stichlänge (mm) / inch	Kanülen-Schutzschild	Best.-Nr.	€
30	0,30	13 / ½	kurz	122931	15,76
27	0,40	13 / ½	kurz	122856	15,76
26	0,45	13 / ½	kurz	122898	15,76
25	0,50	16 / 5/8	kurz	122932	15,76
25	0,50	25 / 1	lang	122916	15,76
25	0,50	40 / 1 ½	lang	123159	15,76
24	0,55	25 / 1	lang	124032	15,76
23	0,60	25 / 1	lang	122933	15,76
23	0,60	30 / 1 ¼	lang	124033	15,76
23	0,60	40 / 1 ½	lang	123160	15,76
22	0,70	25 / 1	lang	124034	15,76
22	0,70	30 / 1 ¼	lang	124035	15,76
22	0,70	40 / 1 ½	lang	122808	15,76
21	0,80	25 / 1	lang	123161	15,76
21	0,80	30 / 1 ¼	lang	124036	15,76
21	0,80	40 / 1 ½	lang	122902	15,76
20	0,90	25 / 1	lang	123162	15,76
20	0,90	40 / 1 ½	lang	122857	15,76
19	1,10	40 / 1 ½	lang	122934	15,76
18	1,20	25 / 1	lang	124037	15,76
18	1,20	40 / 1 ½	lang	122935	15,76



Introcan Safety® 3 Sicherheitsvenenverweilkanülen

- Mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt
- Schneller Blutrückfluss im Katheter für die Bestätigung der erfolgreichen Punktion
- Kathetermaterial: Polyurethan (PUR) und FEP (G20, z. B. für die arterielle Druckmessung)
- Geeignet für Hochdruckinjektionen bis 325 psi (14- bis 24-G-Katheter)

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	Stück €
24	0,7 × 19	123907	2,08
22	0,9 × 25	123906	2,08
20	1,1 × 25	123905	2,08
20	1,1 × 32	123904	2,08
18	1,3 × 32	123903	2,08
18	1,3 × 45	123902	2,08

Vasofix® Safety Sicherheitsvenenverweilkanülen

- Mit integriertem Zuspritzport

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
Blue	22	0,9 × 25	154415
Red	20	1,1 × 33	154416
Green	18	1,3 × 33	110066
Dark Green	18	1,3 × 45	154417
White	17	1,5 × 45	110068
Grey	16	1,7 × 50	110072
Orange	14	2,2 × 50	110076


Stück € 1,77

Venofix® Safety Sicherheitsvenenpunktionsbesteck

- Zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme
- Mit einhändig zu aktivierendem, transparentem Sicherheitsmechanismus
- Ein akustisches „Klicken“ bestätigt die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- Venenpunktionsskanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facetten-Schliff, silikonisiert
- Große, weiche Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
- Knickstabiler, transparenter 30 cm langer PVC-Schlauch (G21 auch in 9 cm auf Anfrage)
- Ohne Latex und DEHP hergestellt
- Lock-Ansatz, Verschlusskonus Lock

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Durchfluss ml/min.	Best.-Nr.	Stk. €
25	0,50 × 19	5,90	128211	0,80
23	0,65 × 19	14,30	128212	0,80
21	0,80 × 19	32,40	128213	0,80
19	1,10 × 19	60,20	128214	0,80





1

1 INTRAFIX® AIR P Standard-Infusionsgeräte

- Mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Scharfer Einstichdorn für leichtes Einstechen
- Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
- Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
- Druckbeständig bis 2 bar
- Luer-Lock-Ansatz
- Schlauchlänge: 150 cm
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 100 Stück
Best.-Nr. 112656

Stück € 1,26



2

2 Venofix® A Venenpunktsbestecke

- Zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme
- Venenpunktkanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facetten-Schliff, silikonisiert
- Knickstabiler, transparenter PVC-Schlauch, Länge 30 cm
- Lock-Ansatz, Verschlusskonus Lock
- Große, weiche Flügel mit ineinander greifenden Mulden für einfaches Halten
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	Stück €
orange	25	0,50 × 19	128219	0,56
blau	23	0,65 × 19	128218	0,56
grün	21	0,80 × 19	128217	0,56
beige	19	1,10 × 19	128216	0,56

INTRAFIX® Primeline Standard-Infusionsgeräte

- Für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- Scharfer Einstichdorn für leichtes Einstechen
- Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
- Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
- Erhältlich auch mit PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: Ermöglicht das automatische Entlüften der Leitung und verhindert das Austreten von Flüssigkeit (Art.-Nr. 114958)
- Druckbeständig bis 2 bar
- Luer-Lock-Ansatz
- Schlauchlänge: 180 cm
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
3 Standard	155454	1,22
4 Mit nadelbasiertem Zuspritzport und PrimeStop	114958	1,56



3



4



5

Mit automatischer Entlüftung



6

INTRAFIX® SafeSet Infusionsgeräte

- Spezielle Infusionsgeräte mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen
- AirStop-Membran im Tropfkammerboden:
 - Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
 - Wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert
- PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: Ermöglicht das automatische Entlüften der Leitung und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
- Zeit- und kostensparend durch problemloses Umstecken bei kompatiblen Lösungen
- Erhöhte Sicherheit bei Parallelinfusionen durch Verwendung des SafeSet mit Rückschlagventil (zur Vermeidung von Flüssigkeitsrückfluss in die Schwerkraftleitung)
- Druckbeständig bis 2 bar
- Luer-Lock-Ansatz
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Ausführung	Schlauchlänge	Best.-Nr.	Stück €
Standard	180 cm	156625	1,27
B.C.V. (mit Rückschlagventil)	180 cm	158500	1,76
5 Y-N.F. (mit Y-Ventil Safeflow)	210 cm	112346	2,46
6 3-W.S.C. (mit Dreivegebahn Discifix® C)	220 cm + 15 cm	112347	2,46



PPS-Blutentnahmegänge

komplett mit Venenpunktkanüle (Strauss), Verbindungsleitung und Flaschenanschlusskanüle, steril, pyrogenfrei

Packung mit 100 Stück

Ø Kanüle	Flaschenkanüle	Stichlänge	Best.-Nr.	€
1,5 mm	2,0 mm	43 mm	130949	269,00



Vakuumflasche

- Für Sauerstoff-Ozon-Therapie, Transfusion und Aderlass

250-ml-Flasche (Standard), Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 120860 € 36,00

500-ml-Flasche, Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 120861 € 56,45

Mini-Spike® / Mini-Spike® 2

- Zusätzlicher Kontaminationsschutz
- Kein manueller Druckausgleich nötig
- Luftblasenfreies Aufziehen
- Aufziehen in rascher Folge
- Einfaches Dosieren
- Luer-Steck oder Luer-Lock Spritzen
- Mit Standard- oder Mikrospitze

Abgabereinheit: 50 Stück

	Belüftungs- filter	Partikel- filter	Best.-Nr.	Stück €
1 Mini-Spike®				
Grün	0,45 µm	ohne	188218	1,29
Grün mit Mikrospitze	0,45 µm	ohne	153052	1,32
Blau	0,45 µm	5 µm	115187	1,72
Blau mit Mikrospitze	0,45 µm	5 µm	153053	2,18
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	183390	4,42
Rot - Chemo mit Mikrospitze	0,20 µm	ohne	153054	4,70
2 Mini-Spike® 2 mit Safeflow-Ventil				
Grün	0,45 µm	ohne	118255	2,29
Blau	0,45 µm	5 µm	118256	3,19
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	118257	4,79



Discofix® Dreiweggehahn

- Mehrwegesystem für Infusionstherapie und Monitoring
- Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion (betrifft Varianten ohne Schlauch)
- Mit und ohne Schlauch (10 cm)
- Varianten ohne Schlauch: Ohne Latex, PVC und DEHP hergestellt; Variante mit Schlauch: Ohne Latex und DEHP hergestellt
- Druckbeständig bis 2 bar

Abgabereinheit: 50 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
blau	182389	1,41
rot	184147	1,42
blau mit PVC-Schlauch (10 cm)	114302	1,86

Verschlussstopfen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
3 Combi-Stopper, blau *	100 Stück	151178	25,00
4 Stopper-Verschlusskone, grün *	100 Stück	130970	24,70
5 IN-Stopper, gelb, ohne Latex hergestellt *	100 Stück	115183	31,00
6 Safsite® Sicherheitskonnektor (für Medikamentengabe, Blutentnahme, Applikation von Infusionslösungen)	100 Stück	157879	131,00
7 Safeflow® Membranventil, blau (für nadelfreien Zugang zu Infusionssystemen, ohne PVC, DEHP und Latex hergestellt)	50 Stück	160183	85,99



Heidelberger Verlängerung*

- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Ohne Latex und DEHP hergestellt
- Druckbeständig bis 2 bar

Abgabereinheit: 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	Stück €
30 cm	113875	1,35
75 cm	182779	0,99
140 cm	183038	1,35

Halbstumpfe Aufziehkanüle

- Gauge: 18
- Maße: Außen-Ø 1,2 mm

Der Kanülenschliff reduziert:

- das Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme von Lösungen und Medikamenten aus Durchstechflaschen
- die Gefahr von Nadelstichverletzungen durch den halbstumpfen Anschliff

Packung mit 100 Stück

Kanüle	Stichlänge	Farbcode	Filter	Best.-Nr.	€
Sterican® Mix	40 mm	rot	–	119397	14,15
Sol-M™ Blunt Fill Needle	38 mm	rot/flieder	5 µm	119398	59,18



Alle Produkte dieser Seite
Latex- / PVC-frei



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- Zweiteilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	3,15
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,75
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	6,90
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	9,95

BD™ Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanülen *

- Mit stumpfem Kanülenanschnitt zur Vermeidung von Ausstanzungen
- Mit und ohne 5-Mikrometer-Filter erhältlich
- Einzeln steril verpackt



Packung mit 100 Stück

Ausführung	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
ohne Filter	rot	18 G 1 1/2	1,2 × 40	154430	27,64
mit 5 µm Filter	flüeder	18 G 1 1/2	1,2 × 40	115594	52,07



BD Eclipse™ Sicherheitsinjektionskanülen*

- Integrierter Kanülerschutzschild mit Einrastmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
gelb	30 × ½	0,3 × 13	159936
orange	25 × 5/8	0,5 × 16	157259
orange	25 × 1	0,5 × 25	113178
blau	23 × 1	0,6 × 25	157260
grün	21 × 1	0,8 × 25	159938
grün	21 × 1½	0,8 × 40	157261
			€ 16,48



BD Microlance™ Injektionskanülen

- Mit dreifachem Facettenschliff
- Mit farbkodiertem, kombiniertem Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz
- Einzeln steril verpackt, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Packung mit 100 Stück

Nr.	Farbcode	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
2	grün	0,80 × 40	115267	3,16
16	blau	0,60 × 25	115270	3,16
18	orange	0,50 × 25	115272	3,16



BD Plastipak™ Spritzen mit Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz

- Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer- oder BD Luer-Lok™-Ansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Einzeln steril verpackt

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Ansatz

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	172582	38,37
30 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	153972	30,50
50/60 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188137	34,94

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Lok™-Ansatz


Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 ml, zentrisch unterteilt in 0,01 ml	100 Stück	156405	93,45
3 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	200 Stück	110978	28,99
5 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	125 Stück	110977	27,57
10 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115256	25,90
20 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	113256	48,63
30 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	113469	32,35
50/60 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188052	41,06



BD Plastipak™ Spritzen mit Katheteransatz

- Dreiteilige Einmalspritzen mit langem, konischen Spritzenansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Die 100 ml Spritze verfügt über einen Luer-Adapter, der in der Kolbenstange der Spritze eingelassen ist
- Einzeln steril verpackt

Ausführung	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
50 ml, zentrisch, unterteilt in 1 ml	60 Stück	113374	0,74
100 ml, mit Luer-Adapter, zentrisch, unterteilt in 2 ml	25 Stück	184208	2,05



LABOR

Alles von A – Z

- Alkoholtupfer – Zählkammern



€ **Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.**

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Jetzt online bestellen



Abbildung zeigt:
S-Monovette Serum



Abbildung zeigt:
S-Monovette EDTA



Abbildung zeigt:
S-Monovette BSG

S-Monovette® Blutentnahmesystem

- Geeignet für alle Venenverhältnisse (Aspirations- oder Vakuumtechnik)
- Optimale Probenqualität
- Wirtschaftlich und sicher

Packung mit 50 Stück, steril

Inhalt	Serum		EDTA		BSG	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
7,5 ml	172199	9,72				
5,5 ml	172200	9,92				
4,9 ml	151403	7,79				
2,7 ml			172202	11,38		
2,0 ml					172203	16,71



S-Monovette® Safety-Kanüle

Packung mit 50 Stück, steril

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	20 G × 1½", Nr. 1	155959	21,97
grün	21 G × 1½", Nr. 2	155960	21,97
schwarz	22 G × 1½"	155961	21,61

S-Monovette® Kanüle

Packung mit 100 Stück, steril

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	20 G × 1½", Nr. 1	188033	30,28
grün	21 G × 1½", Nr. 2	188034	30,28



Membran-Adapter

z. B. für die Verwendung mit Blutgassystemen, einzeln steril verpackt,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188029

€ 11,30



Multi-Adapter

z. B. für Katheter, Butterfly usw.,

einzeln steril verpackt, Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188030

€ 17,95



Safety-Multifly®-Kanüle

Schlauchlänge: 80 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156353	104,40
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156354	104,40
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156356	104,40

Schlauchlänge: 200 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156358	104,40
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156359	104,40
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156360	104,40




Natriumcitrat 3,13 % Lösung

- Verhinderung der Blutgerinnung
- Zur Katheterblockung in der Dialyse

Glasflasche mit 100 ml

Best.-Nr. 155053

€ 6,33



S-Sedivette® 3,5 ml Blutentnahmesystem

- Geschlossenes BSG-System
- Mit Papieretikett
- BSG/Citrat-Puffer (1 : 5)
- Maße: 130 × 8 mm
- Farbe: violett EU-Code

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 188028

€ 21,72

BSG-Ständer

- Mit Graduierung für 10 Messplätze
- Für S-Sedivette

Best.-Nr. 188044

€ 38,57

Venenstauer blau

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

Best.-Nr. 130787

€ 3,95



1 CBC VECOS® Einweg-Venenstauer

- Latex-, DEHP- und Silikonfrei
- Verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Samtweiches Vlies bietet besten Komfort für den Patienten
- Einfache Handhabung mit Mikrokleb
- Farbe: brombeer, kids multicolor

Maße (L x B)	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 x 3,0 cm	125 Stück	118464	71,24
70 x 3,5 cm	100 Stück	118465	87,55
Kids 50 x 3,0 cm	125 Stück	126167	87,55



CBC CLASSIC Venenstauer

- Metall- und latexfrei

Farbe	Best.-Nr.	€
2 Zirkus	128562	10,30
3 Designer	120804	10,30
4 Barcode blau	159917	10,30



5 Baby-Venenstauer

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	152224	11,65
rot	152225	11,65



6 CBC NUCOS Venenstauer

- Sterilisierbar bei 134 °C
- Geeignet für Wischdesinfektion
- Bewährter Einrastverschluss
- MRT-tauglich
- Silikonband mit transparentem Gehäuse
- Kein Quetschen der Haut
- Langlebiges Material

Best.-Nr. 127467

€ 36,05



autoklavierbar



daisygrip Venenstauer

- Wischdesinfizierbar, nach DIN SPEC 13259
- Intuitiver, selbstfindender Magnetverschluss (Einhandbedienung)
- Hautfreundliches und langlebiges Material (Silikon)
- Aufbereitung durch Wischdesinfektion zwischen Patienten

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123053	24,95
rot	128307	24,95



Clinical Einweg-Venenstauer für Erwachsene und Kinder

- Material: Vlies, weiß
- Einfaches Schließen und Öffnen durch Mikrokleb
- Frei von Latex, PVC und Weichmachern
- Staukraft: 20 mmHg
- Länge: 65 x 3,5 cm

Packung mit 100 Stück

Best.Nr. 130072

€ 55,95



Clinical Eco Einweg-Venenstauer

- Latexfrei, Farbe: blau
- Direkt Entnehmbar, keine weitere Verpackung
- Länge: 45 cm x 25 mm

Packung mit 25 Stück

Best.Nr. 130073

€ 5,95



Zubehör zur Blutabnahme

Safety-Lanzette

- Sicherheit für Anwender und Patient
- Anwenderfreundliche Handhabung durch geriffelte abgeflachte Oberfläche und zielgenaue Punktion
- Geringes Schmerzempfinden durch ultrascharfe, silikonisierte Klingen und 3-fach geschliffene Nadelspitzen
- Exakt vorbestimmte Einstichtiefe
- In praktischer Spenderbox

Packung mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Mini, 28G	1,6 mm	160329	37,98
Normal, 21G	1,8 mm	157880	37,98
Extra, 18G	1,8 mm	157881	37,98
Super, Klinge 1,5 mm	1,6 mm	110896	38,41
Neonatal, Klinge 1,5 mm	1,2 mm	110897	38,41



Microlet-Lanzetten

- Lanzette für fast alle gängigen Stechhilfen

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 187051

€ 19,50



Alkoholtupfer

- Einzeln verpackt
- Fertig getränkt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 127552

€ 2,45



Quickpad Tupferspender

- Tupfer in Isopropanol getränkt
- Nach Gebrauch als Kanülensammler zu verwenden

Spender mit 150 Tupfern

Best.-Nr. 187880

€ 3,95



Quickpad

Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden: bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol) zur Hautdesinfektion vor Eingriffen, die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion zur Antiseptik offener Wunden, zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann QUICKPAD® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD® abreiben und trocken lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten. **Dauer der Anwendung:** QUICKPAD® kann ohne zeitliche Begrenzung angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoffbehälter angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungshinweise: Vor Feuer schützen! Letzten Tupfer nicht aufbewahren, mögliches Eintrocknen. Dose gut verschlossen halten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Zusammensetzung:** 1 Kunststoffbehälter mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V); 0,41 g Sonstige Bestandteile: Vliestupfer aus Polypropylen; 0,12 g Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, D-65232 Taunusstein



Solofix® Safety Einmal-Sicherheitslanzetten

- Vorgespannter Sicherheitsmechanismus
- Automatischer irreversibler Nadelrückzug
- Schmerzarme Punktion
- Gleichbleibender Puktionserfolg
- Geprüft nach TRBA 250

Packung mit 200 Stück

Größe	Farbe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Fine, 25 G	blau	1,5 mm	160327	30,69
Universal, 21 G	rot	1,8 mm	158860	30,69
Neonatal, Klinge 0,8 mm	gelb	2,0 mm	160328	34,23



Softa® Swabs Alkoholtupfer

- Einzeln verpackte Alkoholtupfer mit 70 %igem Isopropylalkohol
- Größe: 65 x 30 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 128247

€ 4,15



KaWe Liquimed Tupferbefeuchter

- Aus blauem, transparentem Kunststoff
- Für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis
- Einhandbedienung
- Rutschfeste Standfläche
- Maße: 10 x 7,5 cm (Ø x H)
- Inhalt: 100 ccm

Best.-Nr. 114426

€ 25,36





Clinitek Status® + Harn-Analysesystem

- Halbautomatische Auswertung der Harnteststreifen und Kassettentests: **Multistix 5, Multistix 8 SG, Multistix 10 SG, Clinitek Microalbumin, Hema-Combistix, Clintest hCG-Kassetten für Schwangerschaftsnachweise**
- Komfortable und einfache Bedienung
- Automatische Kalibration, Ergebnisse in 1 Minute
- Anzeige der Ergebnisse auf großem Touchscreen
- Dokumentation über eingebauten Drucker
- Schnittstelle für PC
- Speicher für 200 Patientendaten und Ergebnisse
- Maße: 15,8 × 17,1 × 27,2 cm (H × B × T)
- Gewicht: 1,66 kg

Best.-Nr. 156347 € 969,47

Druckerpapier für Clinitek Status

(5 Rollen), selbstklebend

Best.-Nr. 156363 € 65,81

Papier für Thermodrucker zu Clinitek Status 50 und 100

(5 Rollen)

Best.-Nr. 157558 € 50,31

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Multistix® 10 SG	100 Stück	120405	21,50
Multistix® 8 SG	100 Stück	120406	19,95
Multistix® 5	50 Stück	113377	19,65
Multistix® 10 visuell	5 × 50 Stück	154748	116,26
Microalbustix®	25 Stück	151136	36,35
Clinitek® Microalbumin 2	25 Stück	116241	39,08
Clinitek® Microalbumin 9	25 Stück	159588	59,40
Clintest hCG	25 Stück	155736	66,18
Hema-Combistix	50 Stück	120410	16,25
Chek-Stix ComboPack (Qualitätskontrolle für Siemens Urinesteststreifen)	2 × 25 Stück	117409	72,00



Urobox Harnprobenbehälter

- Frei von harnwegspathogenen Keimen
- Laborgerecht mit dicht schließendem Schraubverschluss
- Polystyrol glasklar

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 120336 € 8,38

Packung mit 100 Stück, lose

Best.-Nr. 120337 € 53,95



Einweg-Becher



Einweg-Becher, universell einsetzbar

- Mit abgerundetem Rand
- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 112439

Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 154396

Mundspül-/Laborbecher

- Weiß
- Inhalt: 150 ml

Packung mit 100 Stück


Best.-Nr. 128309



Farbige Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Abgerundeter Rand
- Füllmenge: ca. 180 ml

Packung mit 100 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123441	3,42
limette	123462	3,42
pink	123463	3,42
violett	123464	3,42
weinrot	123465	3,42
cedro-grün	123467	3,42

€ 1,90

€ 6,95

€ 2,99

Happy Kids Einweg-Becher

- Weiß mit Bärchendruck
- Aus Polypropylen
- Mit abgerundetem Rand
- Inhalt: 180 ml
- Maße: ca. 85 × 70 mm (H × Außen Ø)

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 113540

€ 1,03

Harnprobenbehälter



Urinbecher mit Schnapdeckel

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 128425

€ 41,95

Urinbecher, ohne Deckel

Packung mit 1000 Stück (siehe Abbildung)

Best.-Nr. 172371

€ 38,64

Snapdeckel, allein

- Mit Tülle, rot (siehe Abbildung)

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 172372

€ 28,32



Urinbecher mit Schraubdeckel

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 128426

€ 57,95

Urinbecher, ohne Deckel

- Ohne Schraubdeckel

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 172369

€ 61,33

Schraubdeckel, allein

- Farbe: grün

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 172370

€ 45,65



Urinflasche für Sammelurin

- Kunststoff
- Graduiert
- Inhalt: 2 Liter

Best.-Nr. 120332

€ 5,73

meditrol®



Urinteststreifen

- Mit Ascorbinsäureschutz für Blut- und Glukosetestfeld
- Klarer Farbumschlag
- Etikett mit hochwertigem Echtfarbdruk

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	6,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,86
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	18,86



meditrol® hCG Urinteststreifen

- hCG-Urin-Schnelltest
- Hochempfindlich (20 mIU/ml)
- Einfache Handhabung

Packung mit 25 Teststreifen

Best.-Nr. 159083

€ 10,31



CombiScreen® mALB / CREA Teststreifen

- Zur Bestimmung des uACR Wertes (Verhältnis Albumin / Kreatinin)
- Messung der uACR-Konzentration im Spontanurin (uACR)
- Ergebnis nach 60 Sek.
- Verhältnis direkt aus Tabelle des Etiketts ablesbar
- Auch auf dem Urialyzer® 100 Pro auswertbar

Packung mit 25 Tests

Best.-Nr. 122246

€ 23,15

CombiScreen® Nitrit PLUS Teststreifen

- Screening von Harnwegsinfektionen, wenn diese durch nitritbildende Bakterien verursacht wurden
- Testergebnis bereits nach 60 Sekunden
- Klarer Farbumschlag
- Etikett mit hochwertigem Echtfarbdruk

Packung mit 50 Tests

Best.-Nr. 127503

€ 7,42

Kontroll-Urinteststreifen

- Gebrauchsfertiger Humanurin
- 2 Konzentrationsbereiche
- Anwendung wie eine Patientenprobe
- Zur visuellen und automatischen Auswertung geeignet

Werte für folgende Teststreifen-Parameter:

Blut, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Leukozyten, Nitrit, Glucose, Keton, pH, spez. Gewicht, Ascorbinsäure, Mikroalbumin, Creatinin, hCG

Angaben für viele verschiedene Teststreifenfabrikate: medichem (meditrol), Roche, Siemens, Analyticon u.a.

Packung mit 2 x 15 ml Level 1 + 2

Best.-Nr. 116947

€ 55,99



Urinanalysegerät

Urialyzer® 100 Pro

- Halbautomatisches Auswertegerät für Urinteststreifen
- Mit optimierter, mehrstufige Benutzerverwaltung sowie erweiterte Anbindungsmöglichkeiten für das Datenmanagement
- Umfangreiche POCT-Funktionen
- Einzigartig in seiner Produktklasse
- Schnellmodus mit bis zu 120 Tests / Stunde
- Normalmodus bis zu 50 Tests / Stunde
- Speicher für 3000 Tests / QC-Datenbank für 1000 Tests

Lieferumfang:

Urialyzer® 100 Pro, Thermodrucker (Papierrolle 57 mm x 25 m), 2 x Streifenhalter, Kontrollstreifen grau, Netzteil / -kabel, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 126851

€ 599,00



Die Bundesärztekammer hat die Rili-BÄK 2008 erweitert und sieht künftig im Richtlinienenteil B2 auch für alle qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen eine interne und externe Qualitätssicherung vor.

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
meditrol 10+L PROTECT	100 Stück	153067	18,86
CombiScreen mALB/CREA	25 Stück	122246	23,15
Kontrolllösungen			
CombiScreen Dip Check	2 x 15 ml	126853	64,20
CombiScreen Drop Check	2 x 5 ml	126854	31,00



Die Top 5 Point-of-Care-Schnelltests in der Allgemeinmedizin:
Jetzt informieren.



FOB – Immunologischer Stuhltest

- Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in **Stuhlproben**
- Dieser immunochromatographische Test arbeitet auf der Basis von anti-human Hämoglobin Antikörpern

Packung mit 15 Testkassetten

Inkl. Probenröhrchen und Patientenzubehör (Stuhlfänger, Patienteninformation, Transporttütchen)

Best.-Nr. 155716

€ 23,75



meditrol®-CrP (C-reaktives Protein) Schnelltest

- Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis des Entzündungsmarkers CrP in Vollblut-, Kapillarblut-, Plasma- und Serumproben
- Drei Sensitivitäten in einem Test (10/40/80 µg/ml)
- Auswertung bereits nach 5 Minuten

Packung mit 10 Teststreifen

Inkl. Röhrchen mit Puffer, Lanzetten, Kapillaren, 1 Holder, 1 Anleitung

Best.-Nr. 118812

€ 24,02



Troponin I (cTnI) Schnelltest

- Schnelltest für den qualitativen Nachweis von kardialem Troponin I im Vollblut, Serum oder Plasma, Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 156757

€ 19,81

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 112481

€ 31,35



Streptokokken A Schnelltest

- Qualitative Bestimmung von Strep-A-Antigenen
Probenmaterial: Rachenabstrich, Ergebnis nach wenigen Minuten, hohe Sensitivität und Spezifität

Packung mit 20 Teststreifen

Inkl. 1 Fl. Reagenz 1, 1 Fl. Reagenz 2, 20 Abstrichtupfer, 20 Extraktionsgefäße, 1 Fl. Positiv-Kontrolle

Best.-Nr. 116278

€ 30,69



Micro-Albumin Schnelltest

- Semi-quantitativer Schnelltest zum Nachweis der Albuminkonzentration im Urin
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Anzeige ab 20 – 100 µg/l

Packung mit 20 Teststreifen

Best.-Nr. 159084

€ 17,71



D-Dimer Schnelltest

- Zum Nachweis von D-Dimer aus Plasma oder Vollblut
- Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115089

€ 29,50

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115672

€ 51,36



NADAL® Strep B Schnelltest

- Schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumptiven Nachweis von Gruppe B-Streptokokken-Antigenen (GBS) in Proben aus Vaginal- oder Rektalabstrichen
- Auch Ohr- oder Rachenabstriche von Neugeborenen, direkt nach der Geburt, können verwendet werden

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 128432

€ 58,95



NADAL® Chlamydia Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von *Chlamydia trachomatis* in Zervixabstrichen bei Frauen, sowie Harnröhrenabstrichen und Urinproben bei Männern

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129080

€ 36,95



NADAL® Strep A Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumptiven Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A (Strep A) in humanen Rachenabstrichproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129081

€ 27,50



NADAL® BCA/Hb Schnelltest

- Einfacher immunochromatographischer Ein-Schritt-Schnelltest zum schnellen und qualitativen Nachweis von humanem Komplement-Faktor-H-verwandten Protein (hCFHrp, auch bezeichnet als Blasenkrebsantigen (bladder cancer antigen, BCA)) und Hämoglobin (Hb) im Urin

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129079

€ 147,85



NADAL PSA Schnelltest

- Schneller, visueller Immunoassay für den semiquantitativen vorläufigen Nachweis von prostataspezifischem Antigen (PSA) in humanen Serum-, Plasma- oder Vollblutproben mit dem Cut-off von 4 ng/ml
- Test erfasst das Gesamt-PSA (total PSA = tPSA)
- Hilfsmittel bei der Diagnose von Prostatakrebs, da erhöhte PSA-Konzentrationen häufig auf ein erhöhtes Risiko für Prostatakarzinome hinweisen

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 123283

€ 74,28



NADAL® NMP 22 Blasenkrebs-Screening

- In-vitro Immunoassay zum qualitativen Nachweis des Nuclear Mitotic Apparatus Proteins (NuMA) zur Frühdiagnose von Blasenkrebs
- Nachweisgrenze 20 U/mL

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 130052

€ 125,00



NADAL® Hb/Hp Complex Schnelltest

- Visueller, immunochromatographischer Doppel-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Hämoglobin und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexen in humanen Stuhlproben

Packung mit 25 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124147

€ 97,61



NADAL® Mononucleosis Schnelltest

- Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von heterophilen Antikörpern gegen Epstein-Barr-Virus (EBV) in humanem Vollblut, Serum oder Plasma
- Hilfsmittel bei der Diagnose einer infektiösen Mononukleose (IM) bestimmt und nur für den professionellen Gebrauch

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127636

€ 50,16



NADAL® Borreliosis Ag Schnelltest

- Membranbasierter Immunoassay zum schnellen und direkten Nachweis von Borrelien-Antigenen (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto und B. spielmanii) in der Zecke
- Ausschließlich für die Untersuchung kleiner bis mittelgroßer Zecken (≤ 8 mm)

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129569

€ 49,95



Drug-Screen® Multi Schnelltest

- Kompetitiver Immunoassays zur qualitativen Bestimmung verschiedener Drogen und Drogenmetaboliten im humanen Urin
- Als Hilfsmittel zur Überprüfung eines Medikamenten-/Drogenmissbrauchs bzw. zur Überwachung von therapeutischen Maßnahmen
- In-vitro Diagnostika und nur für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Packung mit 25 Multi-Kassetten inkl. Zubehör

5 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/THC

Best.-Nr. 124148

€ 62,25

6 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 120187

€ 87,93

7 Parameter: AMP/BUP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 124149

€ 91,20



NADAL® Influenza A/B Schnelltest

- Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Influenzavirus Typ A- und Typ B-Antigenen (Nukleoproteinen), die in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Abstrichproben extrahiert werden
- Schnelle Differenzialdiagnose von Influenzavirus A- und B-Infektionen

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124590

€ 121,10



NADAL® H.pylori Ag Schnelltest

- Schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Helicobacter pylori-Antigenen in humanen Stuhlproben.

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129078

€ 43,25



NADAL® RSV Schnelltest

- Immunochromatographischer invitro Test für die schnelle und qualitative Bestimmung des Antigens (F Protein) des Respiratory Syncytial Virus in humanen nasopharyngealen Abstrichproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127194

€ 150,71

Diabetesmanagement vor Ort

Quo-Test® HbA1c Point Of Care Analyzer

Patientenfreundlich

- Schmerzarme Blutentnahme durch geringes Probenvolumen (4 µL)
- Kurze Wartezeit, Messergebnis in ca. 3:50 Min.

Praxisfreundlich

- Sichere Ergebnisse, werden durch das einfache Handling garantiert: In nur 3 Schritten zum Ergebnis
- Ergebnisse nach DCCT (%), IFCC (mmol/L)
- Anbindung an Praxissoftware möglich

Geringer Zeitaufwand für Service und QM

- Wartungsfrei
- Benötigt nur die einfache RiliBÄK (Unit Use Reagenzien)
- Keine Ringversuchspflicht

Best.-Nr. 120488


€ 1.958,44



4µL Blut mit Blutkollektor aufnehmen



Blutkollektor in die Quo-Test Kartusche einfügen



Kartusche im Analyzer platzieren
Anzeige in ca. 3:50 Minuten

Zubehör

Quo-Test A1c Reagenz-Kit

- Box mit 15 Kartuschen und Blutkollektoren

Packung mit 1 Box

Best.-Nr. 120489

€ 67,98

Quo-Test Quality Control Set

- Qualitätskontrollset für die wöchentliche Kontrolle
- Gefriergetrocknet
- Level 1 + 2 (je 2 × 0,25 ml)

Packung mit 1 Quality Control Set

Best.-Nr. 120490

€ 107,80



Combur Test® Urinteststreifen

- Weitgehender Schutz vor falsch-negativen Ergebnissen durch Vitamin C bei Blut und Glukose
- Testergebnis bereits nach 1– 2 Minuten auch bei geringfügigen pathologischen Veränderungen im Urin



Urinstreifentyp	Anzahl	Best.-Nr.	€
Combur3-Test®	50 Stück	151974	8,90
Combur3-Test® E	50 Stück	151951	11,90
Combur4-Test® N	50 Stück	120419	11,95
Combur5-Test® HC	10 Stück	155560	5,60
Combur6-Test®	50 Stück	151940	17,50
Combur9-Test®	50 Stück	120424	16,90
Combur10-Test®	100 Stück	182907	29,95
Micral-Test®	30 Stück	182163	40,95

TROP T® Sensitive Teststreifen

- Für die qualitative Bestimmung von Troponin T
- Schnelltest für den Nachweis von kardialen Troponin T im Blut

Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Stück inkl. Pipetten	184689	49,00
10 Stück ohne Pipetten	111062	89,00
Cardiac Pipettes (150 µl)		
20 Stück	153453	18,45

Zubehör für CoaguChek®-Geräte



Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
für CoaguChek® Pro II System			
PT Test	2 × 24 Stück	119862	158,38
aPTT Test	2 × 24 Stück	119863	259,00
PT Controls	4 × 1 ml	119864	21,50
aPTT Controls	4 × 1 ml	119865	35,00
für CoaguChek® XS Plus / XS Pro System			
XS PT Test (ohne PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	119388	165,64
XS PT Test (mit PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	156535	169,00
XS PT Controls	4 × 1 ml	159579	21,25





NobiStrip Expert Tests

- Feste Kunststoffstreifen mit voneinander getrennten Reagenzfeldern
- Hohe Ascorbinsäure-Resistenz
- Für den semiquantitativen Nachweis folgender Analyten im Urin (Liste auf der Dose): Spezifisches Gewicht, pH, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin und Blut
- Optisch ablesbar oder mit optionalem Analysegerät Mission® U500 auszuwerten

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 124176

€ 23,12



Hitado BTastat Tests

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124177

€ 132,00



Hitado hcg combo Tests

- Zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG in Serum- und Urinproben
- Nachweisgrenze bei 25 mIU/mL

Packung mit 25 Teststreifen

Best.-Nr. 124175

€ 17,90



Hitado CRP 10-60 Tests

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124174

€ 31,90



Hitado Troponin I Tests

- Immunchromatographischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialen Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124172

€ 39,90



Hitado D-Dimer

- Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124173

€ 27,33



AFIAS Analysensystem

- Verschiedenste Notfallparameter direkt vor Ort analysieren
- Testergebnisse in nur wenigen Minuten in Laborqualität
- Schnelle Diagnose und Behandlung des Patienten möglich
- Qualitative Auswertung von mehreren Tests bei Geräten mit 3 oder 6 Slots

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Testkassettenslot	129119	2.990,00
3 Testkassettenslots	129120	3.990,00
6 Testkassettenslots	129121	4.990,00



Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ferritin Test	24 Stück	129382	129,90
Ferritin Kontrollkit	2 Stück	129383	24,90
HbA1c NEO-Test	24 Stück	129130	79,20
HbA1c NEO Kontrollkit	2 Stück	129140	24,90
PCT Test	24 Stück	129126	367,10
PCT Kontrollkit	2 Stück	129136	24,90
TSH Plus Test	24 Stück	129128	240,00
TSH Plus Kontrollkit	2 Stück	129449	24,90
CRP Test	24 Stück	129129	62,40
CRP Kontrollkit	2 Stück	129138	29,90
Testosterone Test	24 Stück	129131	95,90
Hormone Kontrollkit	2 Stück	129137	24,90
D-Dimer Test	24 Stück	129124	189,00
D-Dimer Kontrollkit	2 Stück	129135	24,90
Troponin-I Plus Test	24 Stück	129122	189,00
Troponin-I Plus Kontrollkit	2 Stück	129133	24,90
PSA Plus Test	24 Stück	129127	144,00
PSA Plus Kontrollkit	2 Stück	129139	24,90
NT-proBNP Test	24 Stück	129125	359,00
Cardiac Kontrollkit	2 Stück	129134	24,90
Vitamin D NEO Test	24 Stück	129132	360,00
Vitamin D Kontrollkit	2 Stück	129141	29,90

Analysesystem von Blut- und Urintests am Point-of-Care

HITADO
Ein Unternehmen der Sysmex Gruppe



HemoCue® Glucose 201 RT System

- Für das Screening, Monitoring und die Diagnose von Diabetes mellitus
- Einzel verpackte Mikroküvetten helfen Kontaminationen zu vermeiden
- Werksseitig dauerhaft kalibrierte Analyser, die nicht nachkalibriert werden müssen
- Tragbar, Batterie betrieben
- Probenmaterial: kapillares, venöses oder arterielles Vollblut
- Messbereich:
Plasma-äquivalente Werte: 0 – 31 mmol/L (0 – 560 mg/dL)
Vollblutwerte: 0 – 27,8 mmol/L (0 – 500 mg/dL)
- Probenvolumen: < 4 µL
- Messergebnis in ca. 1 Minute
- Maße: 160 × 85 × 43 mm
- Gewicht: ca. 350 g

Ausführung	Best.-Nr.	€
Glucose 201 RT mg/dL	294518	726,48
Glucose 201 RT mmol/L	294519	726,48
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 25 Stück	294520	91,48
Kontrollhämolystat Glucotrol 2 × 1 ml		
Level 1	294047	43,40
Level 2	294048	25,29
Level 3	294049	25,89
Level 4	294050	25,89

HemoCue® HbA1c 501 System

- Vollautomatischer Boronat-Affinitäts-Assay zur Bestimmung der HbA1c Konzentration im Vollblut
- Nur wenige, einfache Schritte unterstützt durch klare Display-Anweisungen
- All-in-one, einzeln verpackte Kartuschen-Kits
- Interferenzfreie Messmethode ohne Beeinflussung durch Hämoglobinvarianten
- IFCC und NGSP zertifiziert
- Werkseitige Kalibrierung des Analyzers, keine anderweitige Nachkalibrierung notwendig
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (4 µL)
- Messbereich 20 – 130 mmol/mol (IFCC), 4,0 – 14,0 % (NGSP)
- Messergebnisse in 5 Minuten
- Maße: 198 × 217 × 136 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
HbA1c 501	126274	1.500,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Test Cartridges 1 × 10 Stück	126275	34,00
Monthly Check Cartridges 1 × 6 Stück	126277	56,50
Daily Check Cartridge 1 Stück	126278	10,50
Kontrolllösung 10 × 0,1 ml		
Level 1	126279	130,50
Level 2	126280	130,50
Level 3	126281	130,50
Barcode Scanner 1 Stück	126282	267,00

HemoCue® Hb 801 System

- Hb-Bestimmung in weniger als 1 Sekunde
- Bestimmung der Absorption des Vollbluts am isosbestischen Punkt von Hb/HbO₂
- Leicht zu reinigen
- Großes Display mit Symbolen zur unkomplizierten Kontrolle von Abläufen und Ergebnissen
- „Let-go-grip“ – die Mikroküvette muss während der Messung nicht festgehalten werden
- Integrierter Selbsttest
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (10 µL)
- Messbereich: 1,0 – 25,6 g/dL (10 – 256 g/L, 0,62 – 15,9 mmol/L)
- Maße: 143 × 87 × 45 mm
- Gewicht: < 250 g



Ausführung	Best.-Nr.	€
Hb 801 System g/dL	126269	749,19
Hb 801 System mmol/L	126270	749,19
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 50 Stück	126271	156,93
QC Hemotrol Duo normal 2 × 1 ml	126272	30,65
QC Hemotrol Duo High 2 × 1 ml	126273	30,65

Zubehör

HemoCue Reiniger

- Reinigungsstäbchen zum Reinigen der HemoCue-Geräte
- Packung mit 5 Stück**
Best.-Nr. 294266 **€ 14,04**



AIDIAN



QuikRead go® Multi-Analysegerät

- Einfache Anwendung mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Automatische Testerkennung mit integrierter Haltbarkeitsüberprüfung und interner Speicherung von Testergebnissen
- Kalibrations – und wartungsfrei (von Ringversuchen befreit)
- Automatisches Multiparametersystem, dass schnell und zuverlässig Ergebnisse in Großlaborqualität generiert

Lieferumfang:

Gerät, Netzteil, Netzkabel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 127670

€ 1.305,00



Gerät als Akkuversion auf Anfrage!

Zubehör

1 QuikRead go® Workstation

- Zum sicheren Transport oder sicherem Abstellen von Reagenzien und Kapillaren während der Messung
- Deckel auch als Standfuß verwendbar

Best.-Nr. 127671 € 13,37

2 Etikettendrucker

- Inkl. Strom- und USB-Kabel

Best.-Nr. 128233 € 388,73

Etiketten

1 Rolle mit 1.667 Etiketten

Best.-Nr. 128237 € 45,00

3 Barcodereader mit Ständer

Best.-Nr. 127687 € 148,73



1



3



2



Testkits	Best.-Nr.	€
HbA1c		
Kit (25 Tests inkl. Sample Collectors)	127685	115,45
Control Set 2 Level (2 x 0,5 ml)	127686	133,40
easy CRP		
Kit (50 Tests inkl. Sample Collector-10 µl)	127678	154,08
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
CRP		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren-20 µl und Stifte)	127672	127,33
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
CRP + Hb		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren-20 µl und Stifte)	127676	127,33
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
Hb-Kontrolllösung 1 ml (1 x pro Woche)	127677	28,35
Strep A		
Kit (50 Tests inkl. Kontrollen und Abstrichtupfern)	122280	114,64



Uricult® / Uricult® plus

- Bestimmung von **pathogenen Keimen** im Harn
- Praktisches **Transportmedium**
- **Schnelle** und **einfache** Bestimmung in Praxis und Klinik
- Nährbodenträger mit CLED- und MacConkey-Agar / Uricult® plus zusätzl. mit Enterokokken-Agar

Packung mit 10 Tests

Ausführung	Best.-Nr.	€
Uricult®	129959	11,29
Uricult® plus	129960	12,30



Colibri® Reader

- Qualitative und quantitative Analyse verschiedener Parameter
- Schnelle sowie präzise Ergebnisse
- Preisgünstige Lösung für jede Arztpraxis
- Maße: 40 × 40 × 40 mm
- Gewicht: 40 g

Lieferumfang:

1 Colibri® Reader, 1 Prüfkassette

Best.-Nr. 128675

€ 599,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
CrP (20 Testkassetten)	122307	53,00
Strep A (20 Testkassetten)	122308	28,07
Vitamin D Quant (25 Testkassetten)	128677	439,00



Mechanischer Kurzzeitmesser

- 60 Minuten
- Quadratisch
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 128054

€ 8,42



Digitaler Kurzzeitmesser

- Mit Stoppuhr und Uhr
- Große LCD-Anzeige, 6-stellig
- Kurzzeitmesser bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. mit Signal
- 2 unabhängige Timerzeiten
- Digitalstoppuhr und Normalzeit
- Mit Magnet, Ständer und Befestigungsklammer
- Inkl. Batterie AA

Best.-Nr. 123238

€ 19,95



CONTOUR®XT Set

- Großes Display mit gut ablesbaren Zahlen
- Robustes Gehäuse und sofort messbereit
- Hohe Messgenauigkeit und automatisches Codieren
- Nur 0,6 µl Probenvolumen und 5 Sekunden Messzeit
- Intelligente Nachfülloption (bis zu 30 Sek.) hilft Teststreifen sparen
- Speichert 480 Messwerte mit Datum, Uhrzeit und Mahlzeitenmarkierung
- Datenübertragung mittels USB-Kabel

Lieferumfang:

Blutzuckermessgerät im Etui, 5 Sensoren, Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung, Stechhilfe, 5 farbige Lanzetten, Blutzuckertagebuch, Garantiekarte

Ausführung	Best.-Nr.	€
mg/dl	114604	9,95
mmol/l	120460	9,95



Roche	Anzahl	Best.-Nr.	€
Accu-Chek Aviva	50 Stück	156233	29,90
Accutrend Cholesterol	25 Stück	120863	37,50
Accu-Chek Mobile Testkassette	50 Stück	159852	32,50

Ascensia / Bayer	Anzahl	Best.-Nr.	€
Contour NEXT-Sensoren	50 Stück	114443	26,35

Gemar Lactate Scout	Anzahl	Best.-Nr.	€
Big Pack 25 Teststreifen (Haltbarkeit 12 Mo.)	25 Stück	129785	70,00

Durchlichtmikroskope für Arztpraxis und Labor



OBE / OBT Mikroskope für Ihre Arztpraxis

- Stufenlos einstellbare LED-Beleuchtung (3W – OBE, 1W – OBT)
- Achromatisch
- Objektive im Lieferumfang enthalten: 4x / 10x / 40x / 100x
- Okulare HWF 10x / Ø 18 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- 360° rotierbarer Butterfly Tubus (nur OBT 105, 106)
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
1 OBT 105	monokular	126177	330,00
2 OBT 106	binokular	126178	420,00
3 OBE 131	monokular	126179	540,00
4 OBE 132	binokular	126180	640,00
5 OBE 134	trinokular	126181	760,00



Zubehör

Dunkelfeldeinsatz

Best.-Nr. 118993

€ 95,00

OBL Labor- Mikroskope für Gynäkologie und Urologie

- Stufenlos einstellbare 3W LED Beleuchtung
- Infinity optisches System mit Infinity E-Plan Objektive im Lieferumfang
- Okulare HWF 10x / Ø20 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- Objektive (OBL 127, 137): 4x/10x/40x/100x
- OBL 156 Phasenkontrastmikroskop mit Objektiven 4x/10x PH/40x PH/100x, Phasenkontrast-Kondensator mit PH-Schieber 10x/40x, Zentrier-Okular für die Phasenkontrast Einstellung im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
6 OBL 127	binokular	126182	1.060,00
7 OBL 137	trinokular	126184	1.200,00
8 OBL 156	trinokular	127634	1.780,00



Zubehör

OBB-A 1422 Dunkelfeldkondensator

Best.-Nr. 119494

€ 250,00

Polarisationseinheit

Best.-Nr. 119489

€ 290,00

C-Mount Kameras für KERN-Mikroskope

- CMOS-Technik, in Verbindung mit USB-Schnittstelle für schnelle und klare Darstellung
- Auch für anspruchsvollere Applikationen z. B. Dunkelfeld, im Phasenkontrast, bei Fluoreszenz-Anwendungen
- Unterstützende Betriebssysteme: Win XP, Vista 7, 8, 10
- C-Mount-Adapter für KERN-Mikroskop separat bestellen

Modell	Auflösung	USB	Sensorgroße	FPS*	Best.-Nr.	€
ODC 825	5,1 MP	2.0	1 / 2,5"	6,8 – 55	120468	430,00
ODC 831	3,1 MP	3.0	1 / 3"	27,3 – 53,3	120469	570,00
ODC 832	5,1 MP	3.0	1 / 2,5"	14,2 – 101,2	120470	590,00

* Frames per Second

Lieferumfang:

Kamera, mehrsprachige KERN Software Microscope VIS, USB-Kabel, diverse Okularadapter, Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software

Zubehör

OBB-A 1139

C-Mount Adapter für OBE 134

Best.-Nr. 119496

€ 110,00

OBB-A 1514

C-Mount Adapter für OBL

Best.-Nr. 119497

€ 110,00



Universell einsetzbare Labormikroskope

1 medicus pro B Arztmikroskope für Hämatologie und Pathologie (Hellfeld)

- Stativ mit 5-fach Objektrevolver
- Weißlicht-LED 3 W, einstellbare Farbtemperatur



Abbildung zeigt:
Trinokular-Tubus

- (3.000 – 5.600 K), mit Light Memory und LED-Anzeige
- Binokular Tubus, Siedentopf-Typ, 30°
- Okulare: PL 10x/20 (Brille)
- Planachromatische Objektive 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (Öl)
- Vergrößerung: 40x – 1000x
- Kreuztisch: 150 × 162 mm
- Kondensor: NA1,25, mit Schlitz für Phasenkontrast- und Dunkelfeld-Schieber

Best.-Nr. 124897

€ 1.290,00

2 medicus pro Myko Fluoreszenzmikroskop (Hellfeld, Auflicht-Fluoreszenz)

Wie medicus pro B

Mit innovativem LED-Fluoreszenzilluminator

- Einsatzgebiet: Dermatologie, Allergologie
- Sichere Diagnose durch hohen Kontrast und hohe Auflösung
- Eigenes Färbemittel Mykoval
- Schneller Nachweis: Keine Kultivierung nötig
- Einfaches Umschalten zwischen Hellfeld und Fluoreszenz am Illuminator

Best.-Nr. 124898

€ 3.960,00




medicus pro PH-B Arztmikroskope für Hämatologie, Urologie, Gynäkologie und Dermatologie (Hellfeld, Phasenkontrast)

- Stativ mit 5-fach Objektrevolver
- Binokular-Tubus, Siedentopf-Typ
- Okulare: WF 10x20
- Objektive Plan 4x, PH 20x, PH 40x, Plan 100x
- Vergrößerung: 40x – 1000x
- Kreuztisch: 150 × 162 mm
- Kondensor: NA 1,25 mit Aperturblende und Phasenkontrast-Schieber
- Beleuchtung: Weißlicht-LED (3W) mit einstellbarer Farbtemperatur
- „Light-Memory“-Funktion

Best.-Nr. 220833

€ 1.860,00



Objektträger und Deckgläser

1 Objektträger

- Vorgereinigt und gebrauchsfertig
- DIN ISO 8037/1
- Maße: 76 × 26 × 1 mm


Packung mit 50 Stück

a ohne Mattrand

Best.-Nr. 183727

b mit beidseitigem Mattrand

Best.-Nr. 126638



2 Deckgläser

- Frei von Schlieren und Blasen
- Borosilikatglas D 263®
- DIN ISO 8255

a geschliffen

Packung mit 10 Stück

für Zählkammern	Best.-Nr.	€
20 × 26 mm	120238	12,70


b ungeschliffen (o. Abb.)

Packung mit 100 Stück

für Mikroskopie	Best.-Nr.	€
18 × 18 mm	120240	€ 2,27
60 × 24 mm	183157	€ 7,67

€ 2,64

€ 3,23



IVDR
 CERTIFIED


EBA 200 Kleinzentrifugen

- 8-facher Winkelrotor
- Max. RPM: 6.000 min⁻¹
- Max. RCF: 3.461
- Max. Kapazität: 8 × 15 ml
- Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
- Beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung

Best.-Nr. 116965

€ 1.149,00

EBA 270 Kleinzentrifugen

- 6-facher Ausschwingrotor
- Max. RPM: 4.000 min⁻¹
- Max. RCF: 2.254
- Max. Kapazität: 6 × 15 ml
- Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
- Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
- Horizontale Trennschicht durch 90 ° Ausschwingrotor

Best.-Nr. 294594

€ 1.295,00

ROTOFIX 32 A Tischzentrifugen

- Wahl zwischen 9 Rotoren
- Max. RPM: 6.000 min⁻¹
- Max. RCF: 4.226
- Max. Kapazität: 4 × 100 ml | 6 × 94 ml
- Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte
- Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
- Automatische Rotorerkennung

Best.-Nr. 290928

€ 2.093,00

Zubehör für ROTOFIX 32 A

Freischwingende Rotoren	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	Stück €
Ausschwingrotor	4 × 100 ml	1	293073	372,00
Gehänge für 293073 für div. Blutabnahmegefäße	max. 7 ml	max. 4 St.	293074	79,50
Ausschwingrotor	12 × 15 ml	1	290930	261,54
Gehänge für 290930	15 ml	max. 12 St.	291045	30,00

Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage!

Winkelrotoren

Artikel	Best.-Nr.	Stück €
12 × 15 ml	290933	406,44

Zubehör für das Labor

**Microvette® 200 Kapillarblutentnahmesystem**

- Einfache Entnahmetechnik
- Entnahmegefäß gleichzeitig Zentrifugiergefäß
- Präpariert für alle gängigen Untersuchungen

Lithium-Heparin

Beutel mit 100 Stück

Best.-Nr. 128557

€ 26,22

K3-EDTA

Beutel mit 100 Stück

Best.-Nr. 128758

€ 25,97

**Küvettentests für Miniphotometer**

- Fertigtests für alle Miniphotometer Dr. Lange, Bayer Compur, Diaglobal
- Bestimmung der Parameter im Blut

Ausführung	Bestimmung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Rund	HB	40 Tests	116274	29,26
Rund	Ery	40 Tests	116275	29,77
Vierkant	HB	8 × 5 Tests	116276	32,45
Kontrollen (Im Blut im Normalbereich)				
	HB-Konzentration	5 × 1 ml	156684	44,20
	Erythrocytenbestimmung	5 × 1 ml	156328	44,21

**Thermocult Bakterienbrutbox**

- Fest eingebautes digitales Kontrollthermometer zur exakten Temperaturkontrolle
- Fix eingestellte Temperatur 35 ± 2 °C, justierbar bis auf ca. +42 °C
- Verbessertes Thermostat
- 2 getrennte Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Leicht und handlich
- Gute Ablesbarkeit der Proben im Inneren
- Verdeckte Justierschraube für Temperaturänderung
- Vorderfront mit Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken
- Maße: außen 30 × 17 × 15 cm innen 21 × 14,5 × 11 cm (L × B × H)

Best.-Nr. 128660

€ 260,00

Zubehör

Einlegeboden

Best.-Nr. 120749

€ 30,83

Spezialbeschichtung schützt vor Fingerabdrücken und Kratzern.

Medikamentenkühl-
schränke ab Seite 228.

**Fertignährböden**

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Candida-Selektivagar nach Nickerson	4 × 5 Stück	129912	14,79
Sabouraud 2 %-Glucose-Agar	4 × 5 Stück	129908	14,79
Müller-Hinton-Agar	4 × 5 Stück	129915	15,89
Selektivagar für pathogene Pilze	4 × 5 Stück	129909	15,95
Pilzagar nach Kimmig	4 × 5 Stück	129910	14,95
Dermatophyten-Agar nach Taplin	4 × 5 Stück	129911	17,45
Mac-Conkey-Agar	4 × 5 Stück	129914	16,98

Zählkammern

- Mit doppeltem Teilnetz



Thoma
Best.-Nr. 120230
€ 41,20



Neubauer
Best.-Nr. 120232
€ 41,20



Fuchs-Rosenthal
Best.-Nr. 184082
€ 38,15



Testsimplets®

- Gebrauchsfertige, farb beschichtete Objektträger
- Für das Differentialblutbild, die Spermatozoenfärbung, die Urin-, Karzinom- und Liquor-Zytologie

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 182150

€ 130,01



pH-Indikatorstäbchen

- Zur halbquantitativen Bestimmung im Human-Urin
- pH 4,0 bis 7,0

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 116087



€ 16,95

Ultra-Stop

- Steril
- Durchstechflasche
- Inhalt: 30 ml
- Unsteril
- Tropfflasche
- Inhalt: 25 ml

Best.-Nr. 110181

€ 14,18



Laborwasser

- Nach DAB 10
- Hochreines, sterilfiltriertes Laborwasser
- Vollentsalzt
- Bidestilliert
- Inhalt: 10 Liter
- NICHT steril

Best.-Nr. 120751



€ 15,46

PARAFILM® M Verschlussfolie

Maße: 10 cm x 38 m (B x L)
Packung mit 1 Stück
Best.-Nr. 120221



€ 39,96

Destilliertes Wasser

- Nach DIN 43530 und VDE 0510
- Durch Umkehrosmose demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 10 µS/cm
- NICHT steril



Doppelt destilliertes Wasser

- Durch Umkehrosmose und nachgeschaltete Mischbetanlage demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reinstes Wasser benötigt wird
- Nach DIN EN 285, DIN 43530, ISO 3696(II) und VDE 0510
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 1 µS/cm
- NICHT steril



Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	182945	2,10
5 Liter	118665	3,90

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	187228	2,77
5 Liter	118666	6,08
10 Liter	183744	15,16



1 Reagenzgläser

AR-Glas®, starkwandig, runder Boden, glatter Rand, ca. 160 × 16 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120218

€ 19,99

Größe 75 × 12 mm

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 120003

€ 23,27

2 Einmal-Reagenz- und Zentrifugenröhrchen

(o. Abb.) Aus Polystyrol, Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden, 100 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120205

€ 64,43

Sedimentröhrchen konisch 105 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120206

€ 72,28

3 Zentrifugengläser aus AR-Glas®

Zylindrisch, kurzkonischer Spitzboden, glatter Rand, 98 × 17 mm, Vol. 15 ml, ungraduier

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120223

€ 47,16

Zylindrisch, runder Boden, glatter Rand, besonders kräftige Ausführung, 98 × 17 mm, Vol. 10 – 15 ml, ungraduier

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120224

€ 32,40

4 Messzylinder AR®-Sodaglas

Hohe Form

• Mit Plastik-Sechskantfuß und Ausguss

Inhalt	Unterteilung	Best.-Nr.	€
50 ml	1,0 ml	120244	8,55
100 ml	1,0 ml	120245	9,72

5 Petrischale mit Deckel

• Aus Glas

• Erhitzbar bis 60 °C

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
6 × 1,5 cm	120535	2,23
8 × 1,5 cm	120536	2,52
10 × 2,0 cm	120537	3,88

6 Glasklare Einmal-Petrischalen

(O. Abb.) Aus Polystyrol, Deckel Ø 94 mm, dicke Qualität, ohne Nocken, Höhe ca. 16 mm

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 120214

€ 2,70

7 Reagenzglas-Bürste

• Vorn mit Wollbüschel

• Für Gläser Ø 16 – 20 mm

Best.-Nr. 120220

€ 3,53

8 Einmal-Reaktionsgefäße

Polypropylen, weiß, transparent, mit Membrandeckel
Füllvolumen ca. 1,5 ml

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 128201

€ 14,46

9 Sapphire Pipettenspitzen

• Aus medizinischem Polypropylen

• Unsteril

• Farbe: natur

Ausführung	Best.-Nr.	€
200 µl	127232	15,29
1000 µl	127123	15,59

Beutel mit 1000 Stück

10 Reagenzglas-Gestell aus Plexiglas®

Mit Bezifferung an jeder Bohrung

Größe	Best.-Nr.	€
für 6 Gläser bis 18 mm Ø	120513	14,48
für 12 Gläser bis 18 mm Ø	120514	17,53

11 Reagenzglas-Gestell aus Draht

Mit weißem Plastiküberzug für Reagenz- und Zentrifugengläser bis 8 cm × 17 mm (H × Ø)

Größe	Best.-Nr.	€
für 12 Gläser (3 × 4)	120517	27,55
für 24 Gläser (4 × 6)	120518	33,53

12 Standzylinder

Zur Aufbewahrung von Instrumenten, Thermometern usw., aus Edelstahl

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
3 × 9 cm	153252	16,44
5 × 13 cm	153253	20,50



5



11



12



DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessgeräte
- Stethoskope
- Reflexhämmer
- Diagnostikinstrumente
- Hörtestgeräte
- Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
- Fieberthermometer
- Alles rund ums Messen & Wiegen
- Batterien



Jetzt online
bestellen

€ Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
Fachhändler** oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**







shock protected
Sturzsicher
aus 1,00 m Höhe

clinicus II Hand-Blutdruckmessgerät

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Kletten-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873 € 36,95

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874 € 40,95



shock protected

1

1 classic Hand-Blutdruckmessgerät

- Skala: Ø 60 mm
 - Hochwertiges Ablassventil
 - Elegantes Metallgehäuse
 - Überdrucksicheres Manometer
 - Komplett mit Kletten- oder Hakenmanschette im Reißverschlusssetui
- Mit Kletten-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172251

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172252



shock protected

2

2 classico Hand-Blutdruckmessgerät

wie Modell classic, jedoch Metallteile zum Teil schwarz
Mit Kletten-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172362 € 50,32

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172363 € 58,73

€ 71,18

3 clinicus II Hand-Blutdruckmessgerät

Mit bunter Kindermanschette (Armumfang 14 – 21 cm)

Best.-Nr. 172551 € 40,52

€ 74,91



3

boso TM-2450
24-Stunden-Blutdruckmessgerät

- Einfache Bedienung, präzise Messung und schnelle, übersichtliche Auswertung
- Intuitive Bedienung
- Einstellen individueller Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Mit voreingestelltem Automatikprogramm
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode
- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriemen und Gurt



Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung


Best.-Nr. 125873 € 1.195,00

boso TM-2450 Zweitgerät ohne Software

Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Gebrauchsanweisung – ohne Datenkabel

Best.-Nr. 125886 € 1.175,00

 Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produktweisung werden separat berechnet.

Zubehör für boso TM-2450	Best.-Nr.	€
Manschette Gr. S (15 – 22 cm)	127586	107,56
Schutzbezug Gr. S	128636	38,45
Manschette Gr. M (20 – 31 cm)	127143	113,23
Schutzbezug Gr. M	127145	36,95
Manschette Gr. L (28 – 38 cm)	127144	113,23
Schutzbezug Gr. L	127147	36,95
Manschette Gr. XL (36 – 50 cm)	125887	113,23
Schutzbezug Gr. XL	127149	38,66
Hüfttasche	127142	23,44

Zubehör für boso TM-2430 PC 2	Best.-Nr.	€
Manschette Erwachsene – Standard	151506	105,46
Schutzbezug dazu, waschbar (10 Stück)	151354	39,22
Manschette Erwachsene – starke Oberarme	151505	108,75
Schutzbezug dazu, waschbar (10 Stück)	151385	36,97
Manschette Kinder und dünne Oberarme Erw.	151507	116,53
Hüfttasche mit Trageriemen	121079	21,90



Autotensio Blutdruckmessgerät

- Perfekt für die Screening- und Follow-up-Phase der Behandlung
- Einfache Bedienung mit nur 2 Tasten
- Erkennung von unregelmäßigem Herzschlag
- Mittelwertberechnung der letzten 3 Messungen
- WHO-Hypertonie-Risiko-Farbindikator
- 2 Benutzer x 60 Speicherplätze
- LCD-Großbildschirm (102 x 68mm)
- Abschaltautomatik: ja
- Manschette sowohl für Größe M und L (22 – 42 cm)
- Lieferung inkl. 1 Manschette (M/L (Oberarmumfang 22-42 cm), 4 x AA-Batterien und 1 Tasche
- Maße: 79 x 66 x 29 mm, Gewicht: 110 g
- 2 Jahre Garantie

Best.-Nr. 130588 € 37,56



Tenonic Blutdruckmessgerät

- ESH klinisch validierte Spengler Oberarm Blutdruckmessgerät
- Erkennung von unregelmäßigem Herzschlag
- Mittelwertberechnung der letzten 3 Messungen
- WHO-Hypertonie-Risiko-Farbindikator
- 2 Benutzer x 60 Speicher
- LCD-Großbildschirm (102 x 68mm)
- Lieferung inkl. Manschette (für Oberarmumfang 22 – 46 cm), 4 x AA-Batterien und 1 Tasche
- Maße: 166 x 114 x 72 mm, Gewicht: 490 g

Best.-Nr. 130589 € 48,50



Zubehör für Autentensio & Tenonic	Best.-Nr.	€
Manschette grau Größe S (16-24 cm)	130591	17,95
Manschette grau Größe M/L (22-42 cm)	130592	17,95
Manschette Größe XL (32-48 cm)	130593	17,95
AC Adapter	130594	9,95

Hand-Blutdruckmessgerät und Stethoskop im Set

- Innovative Messtechnik für exakte Messergebnisse
- Konstante II in 2-Schlauchversion
- Skalendurchmesser: Ø 50 mm
- Stethoskop: Ø 45 mm (in passender Farbe)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	152686	42,50
burgund	114929	42,50
rot	152689	42,50
grün	152688	42,50
blau	152687	42,50



mulimed – otoscillo® professional Gehörgangspülgerät

- Mit Einmaldüsen – lt. EU – Empfehlung
- Automatische Rücklaufsperrung direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- Immer die richtige Spülwassertemperatur mit der otoscillo® Temperatur-Test-Card
- Pulsierender Spülstrahl mittels Kolbenpumpe
- Spritzschutzplatte durchsichtig, aufsteckbar
- Robuster Wasserschlauch – im Gegenlicht durchsichtig zur Hygienekontrolle
- Abnehmbarer Wasserbehälter mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- 2 Jahre Garantie – praxisbewährt seit vielen Jahren

mulimed – otoscillo® professional
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen
Best.-Nr. 114108 € 299,00



Bisherige otoscillo® nachrüstbar!

Das professional-System ist geeignet zur Nachrüstung aller bisherigen otoscillo®-Geräte. Aufsatz einfach auf den Handgriff aufstecken.

Nachrüstset bestehend aus:

1 Aufsatz für Handgriff mit automatischer Rücklaufsperrung, 1 Spritzschutzkappe für Einmaldüsen, 100 Einmaldüsen

Best.-Nr. 114110 € 69,00

Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109 € 38,00



bosotherm diagnostic Infrarot-Thermometer

- **Kontaktlose** Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 119976 € 35,02



bosotherm medical Ohr-Thermometer

- Sichere Messung im Ohr in nur 1 Sekunde
- Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an – Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- Inklusive Sicherheits-Box mit 20 Hygieneschutzhüllen und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 154523 € 31,40



Zubehör

Hygieneschutzhüllen
Packung mit 40 Stück
Best.-Nr. 154524 € 8,34

Braun ThermoScan® Pro 6000 mit kleiner Basiseinheit

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vorgewärmte Sondenspitze unterstützt präzise Messung
- Grün leuchtendes LED signalisiert ExacTemp Positionierungsfeedback für Sondenspitze
- Messdauer: 2 – 3 Sek.
- Messbereich: 20 – 42,2 °C
- Automatische Abschaltung ca. 10 Sek. nach der letzten Messung
- Weitere Funktionen: Puls-Timer, Speicheraufruf und C/F-Umrechnungstaste
- **3 Jahre Garantie**
- MTK-tauglich



Lieferumfang:

Gerät, 20 Einweg-Ohrtips, Basiseinheit klein für 1 Schachtel Sondenschutzhüllen, 20 Sondenschutzhüllen, 2 x AA Mignon Batterien

Best.-Nr. 119766 € 223,06

Zubehör

Einmal-Ohrtips
(auch passend für ThermoScan® Pro 4000)

Packung mit 200 Stück
Best.-Nr. 119767 € 13,43



FT 58 Ohr-Thermometer

- Kontaktlose Messung
- Körper -und Raumtemperaturmessung
- Für Alarmsignal bei Fieber
- Abschaltautomatik
- 10 Speicherplätze
- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. 10 Schutzkappen und 2 Batterien
- 5 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130872 € 22,99

Zubehör

Hygieneschutzhüllen
Packung mit 20 Stück
Best.-Nr. 130890 € 3,73



FT 09/01 Digitales Thermometer

- Speicher für den letzten Messwert
- Wasserdicht
- Abschaltautomatik
- Mit Schutzhülle
- Inkl. Batterie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130917 € 3,49



FT 15/01 Digitales Express-Thermometer

- Flexible Spitze für sanftes Messen
- Schnelle Messung in ca. 10 Sekunden
- Wasserdicht
- Abschaltautomatik
- Inkl. Batterie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 130918 € 5,99



- Moderne LED-Beleuchtung
- 100.000 Stunden Lebensdauer durch Konstantstromsteuerung
- Wartungsfrei
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Alle Geräte inkl. 2 x AAA-Batterien

LuxaScope Auris LED 2.5 V Oskope

- LED Ring mit 6 LEDs (konzentrisch)
- Dimmbar
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K

Lieferumfang: Oskop, Einwegohrtrichter je 10 x 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129015	59,80
blau	129016	59,80
grau	129017	59,80
weiß	129018	59,80
KIDS	129077	66,99



LuxaScope Auris LED 2.5 V Oskope



Farbe	Best.-Nr.	€
weiß/ weißblau	130213	59,80
weiß/ rapsgelb	130214	59,80
weiß/ jadegrün	129512	59,80
weiß/ zartflieger	130215	59,80
weiß/ magenta	130216	59,80




LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V Oskope

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED Ring mit 2 x 4 LEDs (konzentrisch) ermöglicht die otoskopische Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K

Lieferumfang: CCT Oskop, Einwegohrtrichter je 10 x 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129011	88,50
blau	129012	88,50
grau	129013	88,50
weiß	129014	88,50

- Schnelle Umschaltbarkeit zwischen warmweißem und kaltweißem Licht per Knopfdruck
- Höhere Lichtintensität dank 2 LED-Ringen (bis 6.000 K)



Warmweißes Licht (1): Vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ähnlich zu Glüh-, Gasentladungslampen.
 Kaltweißes Licht (2): zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

Zubehör



Einweg-Ohrtrichter aus Recyclingmaterial

- Kompatibel zu allen gängigen Modellen
- Fester Sitz auf dem Oskop
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol Recyclingmaterial, daher geruchlos und hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stk.	129399	9,95
4 mm	250 Stk.	129400	9,95
2,5 mm	1000 Stk.	129401	24,85
4 mm	1000 Stk.	129402	24,85



LuxaScope LED 2.5 V Dermatoskope

- LED-Ring mit 6 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht
- Dimmbar
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung

Lieferumfang:

Dermatoskop auf 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff), 2 x AAA Batterien




Ohne Skala

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129023	184,00
schwarz	129024	184,00
weiß/weißblau	129025	184,00
weiß/rapsgelb	129026	184,00
weiß/jadegrün	129027	184,00
weiß/ zartflieder	129028	184,00
weiß/magenta	129029	184,00

Mit Skala

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129887	187,00
schwarz	129888	187,00
weiß/weißblau	129881	187,00
weiß/rapsgelb	129882	187,00
weiß/jadegrün	129883	187,00
weiß/zartflieder	129884	187,00
weiß/magenta	129885	187,00



Kaltlicht

Warmlicht



- Schnelle Umschaltbarkeit zwischen warmweißem und kaltweißem Licht per Knopfdruck
- Höhere Lichtintensität dank 2 LED-Ringen (bis 6.000 K)

LuxaScope CCT LED 2.5 V Dermatoskope

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED-Ring mit 2 x 5 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht ermöglicht die Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung

Lieferumfang:

Dermatoskop, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
Ohne Skala		
schwarz	129019	225,80
weiß	129021	225,80
Mit Skala		
schwarz	129020	238,70
weiß	129022	238,70

Ophthalmoskope



LuxaScope Oculus LED 2.5 V Ophthalmoskope

- Direktes Ophthalmoskop im handlichen Taschenformat
- Korrekturbereich: + 20 bis - 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 unterschiedliche Blenden: Fadenkreuz, großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Grünfilter
- Dimmbar; patientenindividuelle, blendfreie Helligkeit einstellbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs ca. 50.000 Stunden durch Konstantstromsteuerung
- Farbtemperatur: 4.200 K

Lieferumfang:

Ophthalmoskop auf 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff), 2 x AAA Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	130223	119,90
weiß/ weißblau	130217	119,90
weiß/ rapsgelb	130218	119,90
weiß/ jadegrün	130219	119,90
weiß/ zartflieder	130220	119,90
weiß/ magenta	130221	119,90



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

LEDHQ
LED IN HEINE QUALITÄT.

1 HEINE BETA® 400 / 200 LED F.O. Otoskope

- LED^{HQ}-Beleuchtung stufenlos dimmbar
- Hohe Tiefenschärfe
- Mehrfach vergütete Präzisionslinse
- Fest eingebautes, schwenkbares Sichtfenster
- Fiber Optik Beleuchtung
- Ganz-Metallgehäuse

Lieferumfang:

Otoskop auf Ladegriff mit je 10 Einweg-Tips Ø 4,0 mm, USB-Ladegriff mit Steckernetzteil inkl. USB-Kabel oder 4 NT Ladegriff mit NT 4 Tisch-Ladegerät

Ausführung	Best.-Nr.	€
BETA 400 mit 4,2-facher Vergrößerung		
Mit USB Ladegriff	124164	529,63
Mit 4 NT Ladegriff	124165	716,82
BETA 200 mit 3-facher Vergrößerung		
Mit USB Ladegriff	124166	484,97
Mit 4 NT Ladegriff	124167	668,31

2 HEINE mini 3000® LED F.O. Otoskope

- Kopfstück innen schwarz, eliminiert Reflexe
- LED^{HQ}-Beleuchtung, doppelt so hell wie herkömmliche XHL-Beleuchtung
- 3-fache Vergrößerung
- Griffgehäuse Chromlegierung/veredelter Kunststoff

Lieferumfang:

mini 3000 Otoskop auf Batteriegriff mit 10 Einweg-Tips Ø 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.
schwarz	114803
blau	114804
€	184,21



Abbildung zeigt:
BETA 200

Zubehör



Abbildung zeigt:
Otoskop-Kopf BETA 200



3 HEINE All-Spec® Einweg-Tips aus Recyclingmaterial für BETA 200 / 400, mini 3000 / F.O.

- Original HEINE-Design
- Fester Sitz
- Ohne scharfe Kanten

Anzahl	Ø 2,5 mm für Kinder	Ø 4 mm für Erwachsene	€
50 Stück	110820	110821	3,75
250 Stück	123024	123506	20,00
1000 Stück	110151	110152	75,95



4 Dauergebrauchs-Tips

- Aus schlagfestem SANALON S Kunststoff mit glatter Oberfläche
- Anatomiegerechte Form
- Feste Verriegelung

Durchmesser	Best.-Nr.	€
2,4 mm	110147	4,40
3,0 mm	110148	4,40
4,0 mm	110149	4,40
5,0 mm	110150	4,40
kompletter Satz Tips (Ø 2,4 – 5,0 mm)	183790	17,50

HEINE BETA® 400 / 200 Otoskop-Köpfe

Ausführung	Best.-Nr.	€
BETA 400 Kopf mit 4,2-facher Vergrößerung		
LEDHQ	119472	293,05
BETA 200 Kopf mit 3-facher Vergrößerung		
LEDHQ	119471	247,34

Dermatoskope

HEINE mini 3000® LED Dermatoskope

- Wartungsfreie LED^{HQ} Beleuchtung
- 10-fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik
- Randscharfes und verzerrungsfreies Bild
- Instrumentenkopf aus Metall

Lieferumfang:

mini 3000 Dermatoskop mit Kontaktscheibe auf Batteriegriff, Batterien

Ausführung LED	Best.-Nr.	€
Ohne Skala	114807	330,80
Mit Skala	114809	357,93
Im Reißverschlusssetui		
Ohne Skala	114811	373,41
Mit Skala	118386	401,61



Inkl. Farbatlas



1

Abbildung zeigt:
DELTAone



Abbildung zeigt:
DELTAone
Farbvarianten

DELTA Dermatoskope

- Extrem scharfe Abbildung mit neuem achromatischen HEINE Optiksistem
- 10-fache Vergrößerung
- Hervorragende Farbtreue aufgrund LEDHQ
- Helligkeit in 3 Lichtstärken
- Autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- Digitale Dokumentation mit dem HEINE DERManager
- Polarisiertes und nicht-polarisiertes Licht
- Schnelles Wechseln von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung

Lieferumfang:

Dermatoskop, Kontaktscheibe mit Skala, USB-Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

1 HEINE DELTAone

- Sichtfeld von echten 21 mm (Linse 22 mm)
- Passt in jede Kitteltasche

Farbe	Best.-Nr.	€
Standard Edition (schwarz-silber)	124170	1004,00
White Edition (weiß-silber)	125085	1.052,00

2 + 3 DELTA 30 / Pro Dermatoskope

- Größtes Sichtfeld mit echten 30 mm (Linse 32 mm)
- Ergonomische Handhabung durch abgewinkeltes Produktdesign

Bei DELTA 30 Pro zusätzlich:

- colorSHIFT-Funktion: Farbtemperatur auf die individuellen Sehgewohnheiten anpassbar
- Präzisionsoptik: Begutachtung tieferer Hautschichten (ähnlich einer 3D-Darstellung)

Ausführung mit	Best.-Nr.	€
2 DELTA 30	124169	1.418,00
3 NEU! DELTA 30 Pro	129782	1.590,00



2

Abbildung zeigt:
DELTA 30



3

Abbildung zeigt:
DELTA 30 Pro

NEU!



4

HEINE iC1 Dermatoskope

- Aufnahmegerät für dermatoskopische Bilder zur Dokumentation
- Hochwertiges asphärisches Optiksistem mit bis zu 40-facher nutzbarer Vergrößerung
- Toggle Funktion für einfaches Umschalten zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahmen
- Moderne Li-Polymer Akkutechnik mit USB Ladefunktion und Ladestandsanzeige
- Wechselbare und reinigbare Kontaktscheibe, aus hochwertigem Glas mit einer Skala für vergleichbare Aufnahmen
- Homogene LED^{HQ} Beleuchtung

iC1 Set/7 für iPhone 7 und 8

mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC 1/7 für Apple iPhone 7 und 8, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil

Best.-Nr. 121666

€ 1.078,00

iC1 Set/6 für iPhone 6/6s

Wie oben, aber mit Adapterschale Smartphone iC 1/6 für Apple iPhone 6/6s

Best.-Nr. 121667

€ 1.078,00

Zubehör für DELTA 30 und DELTA 30 Pro

diSTANCE Ring

Heine diSTANCE Ring für eine berührungslose Untersuchung

Best.-Nr. 129783



€ 95,00

Zubehör für DELTA 30 / DELTA 30 Pro	Best.-Nr.	€
Kleine Kontaktscheibe	126115	152,99
4 Universal Smartphone Adapter MAG	130935	110,00
Ladestation für DELTA 30	125086	212,00

HEINE DELTA® 20T Dermatoskope

- Hochwertige Bilder und diagnostische Flexibilität
- „Toggle“-Funktion ermöglicht polarisierte und nicht-polarisierte Beleuchtung
- 10- bis 16-fache Vergrößerung
- LED^{HQ} Beleuchtung
- Optimale Helligkeit und realitätsgetreue Farben
- Digitale Dokumentation möglich mit optionalem Fotoadapter (Fotoadapter für Canon und Nikon auf Anfrage)

Lieferumfang:

DELTA 20T Dermatoskop Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, Ladegriff



Ausführung mit	Best.-Nr.	€
BETA 4 USB-Ladegriff ohne Hartschalenetui	124534	1.342,48
BETA 4 USB-Ladegriff im Hartschalenetui	119850	1.413,18
Dermatoskop-Kopf ohne Griff und Zubehör	118967	1.134,90



1 KaWe EUROLIGHT C10 Otoskope mit Edelstahlgriff

- Rheostat, dimmbar
- 3-fache Lupenvergrößerung
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Umstellung auf Ladebatterie möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 187220

€ 72,31



1

2 KaWe COMBILIGHT C10 Otoskope mit Kunststoffkopf

- Schraubverschluss
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Rheostat dimmbar
- 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm
- Umstellung auf Ladebatterie möglich
- Lieferumfang:

Gerät mit Kunststoff-Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), jeweils 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5, 3,5 und 4,5 mm und Tasche

Best.-Nr. 159931

€ 63,46



2

3 KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED Otoskope

- Clic-Verschluss
- Beleuchtungsstärke ca. 16.000 Lux / 17 mm
- Lebensdauer LED-Lampe ca. 10.000 h
- Metall-Batteriegriff C
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm, Tasche

Best.-Nr. 112546

€ 117,91



3

4 KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED 3,5 V Otoskope

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- LED high power-Lampe, 3,5 V
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5 V, jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 124152

€ 242,67



4

Zubehör

Einmalohrtrichter für EUROLIGHT C10, COMBILIGHT C10

- Farbe: schwarz

Größe Ø	Gesteckt verpackt		Lose geschüttet	
	Packung mit 100 Stück	Best.-Nr.	Packung mit 1000 Stück	Best.-Nr.
2,5 mm	152370	6,75	186166	57,63
4,0 mm	152371	6,75	184111	57,63



Für Modelle 1 - 3

Batterie Baby LR

Best.-Nr.	€
118974	1,39

Für Modell 4

MedCharge 4000

Best.-Nr.	€
144460	174,23



Weitere Informationen zum MedCharge 4000 finden Sie auf Seite 114.

Ophthalmoskope

5 KaWe EUROLIGHT E35 LED 2,5 V Ophthalmoskope

- Metall-Batteriegriff C mit Clic-Verschluss
- 2,5 V LED-Lampe (10.000 h)
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Farbwiedergabeindex: ca. >80
- Präzisionsoptik
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +35 bis -36 Dioptrien, 1-stufig, 71 Linsen
- Schattenfreie Untersuchung des Augenhintergrundes
- 5 Blenden
- Nur Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 118469

€ 445,94



5

6 KaWe EUROLIGHT E10 Ophthalmoskope

- Metall-Batterie-/Ladegriff C mit Schraubverschluss
- Vakuum-Lampe 2,5 V
- Rheostat dimmbar
- Mit Korrektionslinsenrad mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- 1 Blende
- Umstellung auf Ladebatterie möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 124153

€ 102,07



6

7 KaWe EUROLIGHT E36

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- Leistungsstarke Xenon/Halogen Lampe 3,5 V
- Rheostat dimmbar
- Mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5V, Tasche

Best.-Nr. 124154

€ 233,59



KaWe PICCOLIGHT C / F.O. LED 2,5 V Otoskope

- Natürliches warm-weißes Licht
- Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux bei einem Abstand von 17 mm
- Farbtemperatur ca. 3000 Kelvin
- Farbwiedergabeindex von > 94
- Lebensdauer der Lampe ca. 30.000 Stunden
- Stoßsicher und energiesparend

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Tasche

Farbe	PICCOLIGHT C	PICCOLIGHT F.O.
night	118082	160698
sky	110905	110676
stone	110906	110677
€	54,96	76,70



Zubehör

Für PICCOLIGHT (C, F.O., LED), EUROLIGHT F.O., COMBILIGHT F.O.

Einmal-Ohrtrichter

- Farbe: grau
- Lose geschüttet

Packung mit 1000 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	186164	48,82
4,0 mm	186165	48,82

Dauerohrtrichter

- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar bis 134 °C
- Farbe: schwarz
- Gesteckt verpackt

Packung mit 10 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	152261	18,00
4,0 mm	152262	18,00

	Best.-Nr.	€
Batterie Mignon LR 6	118663	0,62

Diagnostik-Sets



KaWe PICCOLIGHT C / E50 LED 2,5 V Otoskop und Ophthalmoskop

Otoskop-Kopf

- PICCOLIGHT C mit LED-Lampe
- Standardbeleuchtung
- Mit 3-facher Lupenvergrößerung

Ophthalmoskop-Kopf

- PICCOLIGHT E50 mit LED-Lampe
- 1 Blende
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- Asphärische Präzisionsoptik

Batteriegriff

- Ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
night	127536	134,64
sky	127537	134,64
stone	127538	134,64

Zubehör	Best.-Nr.	€
Batterie Mignon LR 6	118663	0,62

Dermatoskope



KaWe PICCOLIGHT D Dermatoskope

- Vakuum-Lampe
- 10-fache Vergrößerung
- Fokuseinstellung -6 bis +3,5 dpt
- Gleichmäßige, intensive Ausleuchtung
- Kunststoff-Batteriegriff schwarz

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 154187

€ 200,00

In die KaWe EUROLIGHT und KaWe COMBILIGHT passen 2 Batterien Baby LR 14 **Best.-Nr. 118974**. In die KaWe PICCOLIGHT passen 2 Batterien Mignon LR 6 **Best.-Nr. 118663**. Weitere Batterien auf Seite 103. **Alle Instrumente mit Batteriegriff sind ohne Batterien.**



3M™ Littmann® Classic III™ Stethoskope

- Hohe akustische Empfindlichkeit
- Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten (pädiatrische Seite lässt sich zu einem offenen Trichter umwandeln)
- Einteilige Membran mit neuer glatter Oberfläche für eine leichte Reinigung
- Schlauch aus neuem, widerstandsfähigen Material
- Neues präzisionsgefertigtes Bruststück
- Gesamtlänge: 69 cm
- Membran Erwachsene/Kinder: Ø 43 mm/33 mm
- Gewicht: 150 g
- 5 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	118475	93,90
marineblau	118476	93,90
burgund	118477	93,90



3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoskope

- Dual Frequency Membran auf beiden Seiten
- Einstellen der Frequenzbereiche durch Ändern der Andruckstärke des Bruststücks
- Schlauchmaterial mit verbesserter Resistenz gegen Hautöle und Alkohol
- Ohne natürliches Kautschuklatex und Weichmacher
- Individuell einstellbare Ohrbügel
- Ohröhlen mit weicher Versiegelung
- Gesamtlänge: 69 cm , Membran Ø 33/43 mm
- Gewicht: 177 g (Bruststück 87 g)
- 7 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	120461	193,10
pflaume	121461	193,10
marineblau	121459	193,10
dunkelgrün	121460	193,10

3M™ Littmann® Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskop

- Kombiniertes Bruststück mit traditioneller Membran und Trichter mit patientenfreundlichem Kälteschutzring
- Leistungsstarkes Einschlauchsystem
- Ausgezeichnete akustische Abdichtung
- Bequeme Passform dank Soft-Ohröhlen (latexfrei)
- Individuelle Anpassung der Ohrbügel
- Gesamtlänge: 71 cm
- Kinderstethoskop Trichter: Ø 25 mm
- Säuglingsstethoskop Trichter: Ø 19 mm
- 3 Jahre Garantie



Kinderstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110828	87,84
karibikblau	153153	87,84
himbeerrot	153152	87,84

Säuglingsstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110827	87,84
schwarz	110835	95,95



Flachstethoskop

- Schlauch aus weichem PVC
- Dehnbare Ohrbügel
- Membran: Ø 43 mm

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	111070	3,95
blau	158755	3,95
grün	158752	3,95
rot	158773	3,95
gelb	158775	3,95



Doppelkopf-Stethoskop

- Schlauch aus weichem PVC in schwarz
- Dehnbare Ohrbügel
- Schneller Wechsel von Membran auf Trichter
- Antikälteschutzring am Trichter
- Membran: Ø 43 mm
- Trichter: Ø 30 mm

Best.-Nr 111071

€ 9,47



RAPPAPORT Stethoskop


- Mit Doppelbruststück
- Austauschbare Trichteransätze in 3 Größen
- Doppelschlauch mit schweren Ohrbügeln
- Lieferung inkl. 2 Paar Ersatzöhlen (klein und groß) und 2 Ersatzmembranen (klein und groß)

Best.-Nr. 157856

€ 12,10

Standard Prestige Doppelkopf-Stethoskope

- Edelstahl oder Aluminium
- Latexfrei
- Mit einfacher Positionierungshilfe
- Schlauchlänge: 56 cm
- Membran Erwachsene / Kinder: Ø 47 mm / 35 mm



Light aus Aluminium

Lieferumfang:

Stethoskop, 1 Paar Ersatz-Ohrlöcher, steckbar, Ersatz-Membran

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	114047	30,00
	blau	114048	30,00
	grau	114049	30,00
	grün	121436	30,00
	lila	121437	30,00
Kinder	rot	119142	27,68
	blau	119143	27,68
	grau	119935	27,68
	grün	121439	27,68
	lila	121440	27,68



Aus Edelstahl


Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohrlöcher, Ersatz-Membran, Namensschild

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	187025	49,40
	burgund	187026	49,40
	blau	128104	49,40
	grün	121373	49,40
	lila	121374	49,40
Kinder	grau	121375	49,40
	blau	187023	48,30
	burgund	187024	48,30
	grün	121377	48,30
	lila	121378	48,30
	grau	121379	48,30

KaWe COLORSCOP Stethoskope

- Plano mit flachem Schalltrichter
- Duo mit 2 Frequenzbereichen



Plano

Mit extra flachem Schalltrichter

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110101	13,50
schwarz	110105	13,50
blau	110102	13,50
grün	110107	13,50
gelb	110103	13,50
lila	110036	13,50
türkis	187000	13,50
pink	187001	13,50



Duo

Schalltrichter mit 2 Frequenz-Bereichen

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110108	15,92
schwarz	110112	15,92
blau	110109	15,92
grün	110114	15,92
gelb	110110	15,92
lila	110038	15,92
türkis	187002	15,92
pink	187003	15,92



PLANET AIR Stethoskop

- Brillante Akustik (kompletter Frequenzbereich)
- Freischwingende Hochleistungsmembran (Ø ca. 42 mm)
- Weiche Ohrlöcher
- Latexfrei
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 184 g

Best.-Nr. 122317

€ 110,20



Latexfrei

RAPPORT BLACK LINE Stethoskop

- Elegante Black Line-Variante
- Umschaltbares Doppelkopf-Stethoskop
- Membran: Ø ca. 40 mm
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 216 g

Best.-Nr. 121793

€ 24,58

Pinard-Stethoskop

- Aus Buchenholz
- Ideal Für Hebammen



Größe L x Ø	Gewicht	Best.-Nr.	€
17 x 4,4 cm	45 g	117262	12,16
33 x 4,6 cm (holländisches Modell)	65 g	114417	20,14

Sehtestgeräte



Titmus V3 Sehtestgerät

- Für Vorschulkinder bis zum Jugendlichen
- 6 E-Haken pro Visusstufe einzeln einblendbar
- Mit Farbtest, Phorie, Stereo, Zahlen und Landoltringen,
- Inklusive digitaler Fernbedienung, +1,5 dpt. Linse und Rollenkoffer

Best.-Nr. 126366 € 4.390,00



Abbildung zeigt:
Fernbedienung

Visiolite Master Sehtestgerät

- Für Sehtests nach G25, G37 und FEV, Kontrastsehen, Perimeter mit bis zu 64 Leuchtpunkten, Dämmerungssehen
- Sehabstand 60 und 80 cm für G37 fest integriert
- Amslertest
- Höhenverstellbar
- 2 Einblickstufen
- Geringes Gewicht: nur 4,8 kg

Lieferumfang:

Gerät, Fernbedienung, Software, spezieller Rollenkoffer

Best.-Nr. 124180 € 5.550,00

Visiolite Master GT

wie Visiolite Master zusätzlich mit Blendempfindlichkeitsprüfung

Best.-Nr. 124181 € 5.850,00



* Einsatz aller Hörtestgeräte abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335.



1 MA 25* Audiometer

- Schnelles Siebtestaudiometer mit 11 Frequenzen
- Klein, handlich und dank Batteriebetrieb überall einsetzbar
- Inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 294315 € 1.450,00

MA 25 Audiometer

Inkl. Patientenantworttaste und externem Netzteil

Best.-Nr. 122324 € 1.550,00

MA 25e Audiometer

wie MA 25, zusätzlich mit automatischer Audiometrie nach Hughson-Westlake, MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 123486 € 1.850,00

Zubehör

Tonaudiogrammblock 5 x 50 Blatt

Best.-Nr. 123668 € 26,00



2 MA 28* Audiometer

- Screening Audiometer für Luftleitung mit 11 Frequenzen mit integriertem Zubehörkoffer
- Inkl. MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware
- Vertübungsrauschen und automatische Audiometrie
- Inkl. Kopfhörer mit Schallschutzkappen, Netzteil, Patientenantworttaste

Best.-Nr. 124508 € 1.950,00

Audiometer MA 28 KL*

wie MA 28, zusätzlich mit Knochenleitungshörer

Best.-Nr. 124509 € 2.250,00



3 MA 33* PC Audiometer

- PC-Screening Audiometer
- Netzunabhängig
- USB-Anschluss für PC- / Notebookanbindung
- 10 Frequenzen
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Inkl. Luftleitungshörer mit Schallschutzkappen DD65 und Tasche, automatische Audiometrie

Lieferumfang:

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 123392 € 1.950,00

MA 33 KL Audiometer

wie MA 33, zusätzlich mit Knochenleitungshörer für Hörschwellenmessungen in Luft- und Knochenleitung nach Lärm I und II

Best.-Nr. 123393 € 2.250,00



Zubehör	Best.-Nr.	€
Pilotentest-Modul (inkl. 35 Sprachen)	294628	470,00
Gehörschutz-Modul	115573	410,00
Lärmprogramm	117127	530,00



4 DD65* Piloten-Hörtest

- Spielerischer Hörtest für Kinder ab 3 Jahren
- Tonaudiometrie mit 10 Frequenzen für ältere Kinder
- Standardmäßig mit 15 Sprachen inkl. deutsch

Best.-Nr. 123402 € 2.450,00

Piloten-Hörtest DD65

- zusätzlich mit MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 124510 € 2.890,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Patientenantworttaste	294494	59,00
Auswerteblock 5 x 50 Blatt	292064	26,00



Maico Sessions Tympanometer-Software für MI 24/26 sowie easyTmyp bereits integriert

1 touchTmyp RaceCar MI 24 Tympanometer mit und ohne Drucker

- Impedanzmessgerät mit großer Touchscreen-Oberfläche
- Inkl. Stapediusreflexmessung
- Session-Tympanometer-Software
- Messsonde mit integrierten Sondenleuchten

Ausführung touchTmyp RaceCar	Best.-Nr.	€
MI 24 ohne Drucker	124514	4.290,00
MI 24 mit Drucker	124515	4.490,00
MI 26 ohne Drucker	124595	4.790,00
MI 26 mit Drucker	124596	4.990,00
MI 26 mit Knochenleitung und Drucker	130778	5.240,00



Mit schneller Impedanzmessung

touchTmyp RaceCar MI 26 Tympanometer mit und ohne Drucker

- wie touchTmyp RaceCar MI 24 zusätzlich mit:
- Tonaudiometrie über Luftleitung mit 11 Frequenzen
 - Schallschutzkopfhörer DD65, Patientenantworttaste

Zubehör	Best.-Nr.	€
Hochtympanometrie (mit 1000 Hz für Kleinkinder)	120465	760,00

2 easyTmyp Tympanometer

Lieferumfang:
Handgerät mit Ladekabel, ohne Stapediusreflex, MAICO Sessions Tympanometersoftware ohne Basisstation
Best.-Nr. 118689 € 2.350,00

3 easyTmyp Tympanometer und Basisstation

Lieferumfang:
Handgerät mit Basisstation und integrierter Ohrstöpselbox, Tasche, Kalibriervolumen, Ladekabel, 2 Akkus, MAICO Sessions Tympanometersoftware, Stapediusreflexmessung
Best.-Nr. 124511 € 3.590,00

Optionales Zubehör	Best.-Nr.	€
Externer Drucker MPT II	123060	399,00
Hochtympanometrie (1000 Hz)	113015	780,00

Zubehör
Für easyTmyp, touchTmyp EROSCAN

Bezeichnung	Anzahl	Best. Nr.	€
Einmal-Ohrstöpsel			
3 mm grün	25 Stück	123657	16,00
3 – 5 mm rot	25 Stück	123659	16,00
8 mm mushroom, gelb	25 Stück	123661	16,00
9 mm mushroom, grün	25 Stück	123663	16,00
10 mm mushroom, rot	25 Stück	123665	16,00
Weitere Größen auf Anfrage!			
Einmal-Sondenspitzen für EROSCAN			
Einmal-Sondenspitzen	100 Stück	123667	26,50
Thermopapier			
touchTmyp, 110 mm (B)	5 Rollen	115785	24,50
easyTmyp, EROSCAN	5 Rollen	123669	24,50

4 EROSCAN TEOAE / DPOAE Screener

- Mit Farbdisplay zum direkten Ablesen der Ergebnisse
- Zur schnellen objektiven Erkennung von Hörstörungen vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen auf Basis:
TEOAE – der transitorischen evozierten otoakustischen Emissionen
DPOAE – der Distorsionsprodukte der otoakustischen Emissionen
- Inkl. Software zur Einbindung in Praxis EDV

Ausführung	je 4 Frequenzbereiche	Best.-Nr.	€
TEOAE ohne Drucker	1500 – 4000 Hz	122318	4.090,00
TEOAE mit Drucker	1500 – 4000 Hz	122319	4.350,00
DPOAE ohne Drucker	2000 – 5000 Hz	122320	4.090,00
DPOAE mit Drucker	2000 – 5000 Hz	122321	4.350,00

EROSCAN Screener Combo

- TEOAE und DPOAE kombiniert


Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Drucker	122322	5.890,00
mit Drucker	122323	6.150,00

Lizenz für OtoAccess Datenbank zur MAICO Sessions Software

- NUR für Stand-alone-Anwendung und NICHT erforderlich bei Einbindung in die Praxissoftware
- Für MA 25e, MA 28, Piloten-Hörtest, easyTmyp, touchTmyp MI 24/26

Lizenz	Best.-Nr.	€
1 Lizenz	124518	165,00
2 Lizenzen	124519	275,00






ETDRS-Tafeln (Early Treatment of Diabetic Retinopathy)

- Für die standardisierte Sehschärfenbestimmung bei Patienten mit Netzhauterkrankungen aller Art (z. B. bei diabetischer Retinopathie)
- Entsprechen den aktuellen internationalen Empfehlungen zur Prüfung der Sehschärfe
- Erleichtern deutlich die fachübergreifende Vergleichbarkeit der Sehtestergebnisse
- Sehzeichen in proportionalem Abstand (LogMAR)
- Visus: von 0.1 bis 2.0
- Testabstand: 4 m
- Tafel-Größen: 62 x 65 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Buchstaben	112318	108,54
Zahlen	112319	108,54
Landoltringe	112320	108,54



Ishihara Farbtest

- Klassischer Ishihara-Farbtest zur schnellen Rot/Grün-Farbsinnprüfung
- Buchformat mit 24 oder 38 Tafeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
24 Tafeln	110255	197,00
38 Tafeln	112321	309,45

Waggoner-Farbtest

- Schnelle Prüfung des Farbsehens und Screening
- Farbtest mit Symbolen für Kinder, 1 Demonstrationskarte und 9 Testkarten mit Kreis, Stern und Viereck

Best.-Nr. 130081 € 165,00



UTF-5080 PRO Messbrille

- Bestückbar mit je 5 Messgläsern
- Glasdurchmesser von 38 mm
- Pupillendistanz von 50 mm bis 80 mm

Best.-Nr. 130078 € 380,00



TITMUS-Fliege

- Fliege, Ringe, Tiere
- Inkl. Polarisationsbrille

Best.-Nr. 112326 € 283,80



1 Stereotest LEA™ „Fliege“

Stereotest mit Fliege, Ringen und LEA™-Symbolen von 4.800" bis 20", mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159992 € 292,04



2 Stereotest LEA™ „Schmetterling“

Stereotest mit Schmetterling, Ringen und LEA™-Symbolen, inkl. Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159993 € 292,04



3 LANG-STEREOTEST® I-R

3 Objekte, geeignet zum Stereo-Screening ab ca. 12. Lebensmonat, revidierte Edition

Best.-Nr. 127664 € 339,00



4 LANG-Stereotest® II

4 Objekte, mit einem auch monokular erkennbaren Objekt

Best.-Nr. 160262 € 166,77

5 LANG®-STEREOTEST®II-R (o. Abb.)

4 Objekte, mit einem auch monokular erkennbaren Objekt, revidierte Edition

Best.-Nr. 130082 € 264,00



6 Fernvisus LEA™ Symbole Falttafel

10 Linien
Visus: 0.1 bis 1.25 (3 m)
Größe: 40,6 × 40,6 cm

Best.-Nr. 112328 € 80,61

7 Fernvisus LEA™ Symbole / EH Wandtafel mit 15 Linien

Beidseitig bedruckt, inkl. Antworttafel und Symbole

Visus: 0.2 bis 2.5 (3 m)
Größe: 43 × 53,4 cm


Best.-Nr. 159997 € 91,30

8 Fernvisus LEA™ Einzelringbuch

Mit Antworttafel und Abdeckung

Visus: 0.1 bis 2.5 (3 m)
Größe: 12,7 × 12,7 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit Symbolen	159995	79,20
Mit Zahlen	112485	79,20



9 + 10 Nahtest LEA™ Karten

- Mit Kordel
- Beidseitig bedruckt
- Visus: 0.05 bis 2.0 (40 cm)
- Größe: 20,3 × 25,4 cm
- Inkl. Antwortkarten



Ausführung	Best.-Nr.	€
Symbole	159999	46,80
Symbole / Zahlen	160000	46,80

11 Nahlesetafel

- In modernem Schriftbild, Texte mit Zahlen
- Beidseitig bedruckt
- Mit Abstandskordel

Visus: 0.063 bis 1.25 (40 cm)

Größe: 38 × 25 cm
Best.-Nr. 112327
€ 48,40



12 Mattglasokkluderbrille

- Beide Seiten der Abdeckung können zur Visusprüfung hochgeklappt werden

Best.-Nr. 130079 € 25,00



13 Okluderbrille schwarz

- Beide Seiten der schwarzen Abdeckung können zur Visusprüfung hochgeklappt werden

Best.-Nr. 130080 € 25,00



seca 336 III Säuglingswaage

- Messen und Wiegen in einem Schritt möglich dank optionalem Längenmessstab
- Flache Konstruktion zum einfachen Verstauen in Schubladen
- Großer Funktionsumfang: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD und einstellbare Dämpfung
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Messstab optional
- Tragkraft: 20 kg (5 g < 10 kg > 10 g)
- Maße: 650 × 110 × 308 mm (B × H × T)
- Gewicht: 3,7 kg

Best.-Nr. 291892 € 809,00
inkl. Eichgebühr



 max. 20 kg

 max. 20 kg

Abbildung zeigt:
Optionaler
Messstab seca 234



Was gilt es bei
Waagen für
die Praxis zu
beachten? Jetzt
informieren.

seca 384 III kombinierte Säuglings- und Flachwaage

- Immer passend: Säuglinge im Liegen wiegen und Kleinkinder im Stehen
- Kompakt, robust und leicht: ideal für den mobilen Einsatz
- Großer Funktionsumfang: TARA, HOLD und Breast-Milk-Intake-Funktion
- Mit Libelle und Nivellierfüßen für eine perfekt waagerechte Aufstellung
- Batteriebetrieb
- Tragkraft: 20 kg (10 g < 10 kg > 20 g)
- Gesamtmaße: 552 × 164 × 364 mm (B × H × T)
- Gewicht: 2,8 kg

Best.-Nr. 294369 € 458,49
inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 232 n Messstab

Analoger Messstab für Säuglingswaage seca 336

- Leichtes Ablesen von Messergebnissen durch farbliche Markierung
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren
- Messbereich: 35 – 80 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße: 877 × 92 × 266 mm (B × H × T)
- Gewicht: 1,2 kg

Best.-Nr. 128319 € 185,31



seca 878 dr III Flachwaage

- Doppeldisplay: Ermöglicht das Ablesen für Arzt und Patient gleichzeitig
- Nivellierfüße für hohe Standsicherheit
- Im Stehen bedienbar dank Fußtasten
- Mutter-Kind-Funktion für das problemlose Wiegen von Kleinkindern
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 321 × 60 × 361 mm (B × H × T)
- Gewicht: 4,1 kg

Best.-Nr. 119930 € 439,00
inkl. Eichgebühr



Individualisierbares
Namensschild
bestellen



Gehen Sie auf www.seca.com/doctorscale, geben Sie einen Text Ihrer Wahl ein und erhalten Sie in wenigen Tagen Ihr individualisiertes Namensschild (gegen Aufpreis).

 max. 200 kg



EMR
integrationsfähig

Abbildung zeigt:
Waage mit optionalem
Messstab seca 220

- Seit mehr als 180 Jahren als erfolgreiches Familienunternehmen in Hamburg mit hochpräzisen, zeitlos modernen Waagen und Messsystemen.
- Höchste Qualität steht in allen Produktionsstufen an erster Stelle, damit sich Ihre Patienten maximal sicher versorgt fühlen – Ganz nach dem Credo: Präzision für Ihre Gesundheit.

4+
Jahre
Garantie

* Für ausgewählte seca Waagen können Sie die Garantie von 2 auf 4 Jahre verlängern und nach 4 Jahren weitere 4 Jahre erhalten, nachdem die Waage durch den seca Eichservice nachgecheckt wurde.



1

max. 300 kg

1



2

max. 200 kg

2

1 **seca 704** **Säulenwaage**

- Integrationsfähige, extrem robuste und hochpräzise seca Wägetechnologie mit 300 kg Tragkraft
- Großer Funktionsumfang: BMI, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion, 3-stufige Dämpfung
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Optional: Pandabär ermöglicht einfaches Messen und Wiegen von Kindern
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Tragkraft: 300 kg (50 kg < 150 kg > 100 g)
- Maße: 360 × 930 × 520 mm (B × H × T)
- Gewicht: 14,9 kg

Best.-Nr. 293051

€ 995,00

inkl. Eichgebühr

2 **seca 799** **Säulenwaage**

- Besonders robuste und kompakte Säulenwaage
- Mit BMI-Funktion, TARA und HOLD
- Robuste Wiegeplattform aus Stahl
- Mit Transportrollen: leicht, wendig, einfach transportierbar
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Batterie- oder Netzbetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Mit automatischer Abschaltautomatik
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 294 × 831 × 417 mm (B × H × T)
- Gewicht: 6,3 kg

Best.-Nr. 294643

€ 619,00

inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 220 Messstab

- Für seca 704, 799
- Leichtes Ablesen durch seitliche Bedruckung
- Abriebfeste Skala
- Messbereich: 60 – 200 cm

Best.-Nr. 210280

€ 99,00

seca 447 Netzgerät

- Für seca 336, 704, 799, 878

Best.-Nr. 281481

€ 84,00

seca 459

Pandabär „Bao Bao“ für seca Messstationen und Säulenwaagen

- Mit dem freundlichen Pandabären macht Kindern der Messvorgang mehr Spaß
- Lange Haltbarkeit durch hochwertiges DIBOND®-Material und leicht zu reinigen
- Passend für seca Scale-up Line, seca 704 und seca 287
- Maße: 380 × 670 × 44 mm (B × H × T)
- Gewicht: 0,50 kg

Best.-Nr. 128332

€ 160,80



KERN

1 MPE Personenwaage mit Stativ III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Vibrationen werden ausgefiltert, daher auch für unruhig stehende Patienten geeignet
- Data-Hold, BMI und Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße Trittfäche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Maße gesamt: 365 × 570 × 2134 mm (B × T × H) mit ausgefahrenem Messstab
- Maße gesamt: 365 × 570 × 1030 mm (B × T × H) ohne Messstab
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 12 kg
- Akkubetrieb optional
- Optional: integrierter Messstab (880 – 2050 mm)

Ausführung	Best.-Nr.	€
mit Batteriebetrieb		
MPE ohne Messstab	123130	549,61
MPE mit Messstab	123131	573,71
inkl. Netzgerät		
MPE ohne Messstab	117695	573,71
MPE mit Messstab	117696	603,71

Preise inkl. Eichkosten



1

Abbildung zeigt: MPN mit Messstab



4

4 MPN Personenwaage mit Stativ III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Ausführung	Best.-Nr.	€
MPN ohne Messstab	129357	872,91
MPN mit Messstab	129355	918,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör für Kern-Wagen

Für MPN-Waagen	Best.-Nr.	€
YKUP-01 RS-232	129361	68,00
YKUP-03 USB	129363	98,00
YKUP-04 Ethernet	129364	125,00
YKUP-06 Bluetooth	129366	98,00
YKUP-13 Extension-Box (zum Anschluss von 3 Schnittstellen)	129368	99,00

Akku

Für MBC, MPD, MPE

Best.-Nr. 118851

€ 61,60

Netzgerät

Für MBC, MPD

Best.-Nr. 123164

€ 49,00



2



3

2 MPD Step-on Personenwaage III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Große Trittfäche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Maße Trittfäche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Netzbetrieb (Akku optional)

Best.-Nr. 117697

€ 428,92
inkl. Eichkosten

3 MPN Personen-Flachwaage III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 129356

€ 706,00
inkl. Eichkosten





MBC Babywaage (III)

- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Mit Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Data-Hold Funktion, ideal für unruhige Babys
- Maße Liegefläche: 600 x 280 x 55 mm (B x T x H)
- Maße Gesamt: 600 x 407 x 120 mm (B x T x H)
- Tragkraft: max. 15 kg oder max. 20 kg
- Teilung: Modell 15 kg = 0,002 kg < 6 kg > 0,005 kg / Modell 20 kg = 0,01 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Akkubetrieb optional

Tragkraft	Best.-Nr.	€
Tragkraft max. 15 kg		
Batteriebetrieb	123128	347,56
Netzbetrieb	117715	386,00
Tragkraft max. 20 kg		
Batteriebetrieb	123129	359,00
Netzbetrieb	126693	399,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör

Mechanischer Größenmessstab

- Zum Befestigen an der Waage
- Messbereich: 80 cm
- Teilung: 1 mm

Best.-Nr. 117716 € 128,96



MBA Babywaage (III)

- Aus Kunststoff ohne Ecken und Kanten
- Integrierte AUTO-OFF Funktion, Data-Hold-Funktion
- Sehr gut ablesbares LCD-Display (H 25 mm)
- Wahlweise mit WLAN zur kabellosen Datenübertragung zu PC, Tablet oder Smartphone
- Maße Safe-Guard-Liegefläche: 600 x 260 (B x T)
- Maße Gesamt: 600 x 360 x 141 mm (B x T x H)
- Tragkraft: 15 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Batteriebetrieb (Batterien inkl.), Netzbetrieb optional

Ausführung	Best.-Nr.	€
MBA	126008	480,81
MBA mit WLAN-Schnittstelle	126009	670,38

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör	Best.-Nr.	€
Größenmessstab	126010	120,00
Netzgerät	126011	95,00

Abbildung zeigt optionalen Größenmessstab



Varta Akkuladegerät Universal Charger

- Verwendung für Produkt: AA, AAA, C, D, 9 V Block
- Mit Timerfunktion
- 3 LEDs signalisieren den Ladestatus
- Ladezeit des Akkus: 5 h
- Netzspannung: 100 – 240 V
- Bauart der Batterie: Nickel-Metallhydrid

Best.-Nr. 123277



Beste Markenfabrikate für Ihre Geräte

Beleuchtung	Spannung	Best.-Nr.	Abgabeeinheit	Stück €
1 AAA-Micro/LR03	1,5 V	118467	1 Stück	0,81
2 AA-Mignon/LR6	1,5 V	118663	1 Stück	0,62
3 Baby/LR14	1,5 V	118974	1 Stück	1,39
4 Mono/LR20	1,5 V	119615	1 Stück	2,27
5 E-Block/6LR61	9,0 V	119616	1 Stück	3,04

Knopfzellen (o. Abb.)

CR 2032
Für Thermoscan PRO3000, IRT 3520, Glucometer Elite/Ascensia, Omnitest Sensor

3 Volt
Best.-Nr. 116126 Stück € 3,86

CR 2450
Für Accutrend Sensor
3 Volt
Best.-Nr. 116155 Stück € 4,46

Akkus

- Modernste Nickel-Metall-Technologie
- 0 % Cadmium, geringe Umweltbelastung
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar



€ 32,82

Typ	Spannung	Best.-Nr.	€
1 AAA-Micro 1,1 Ah	1,2 V	112464	4,04
2 AA-Mignon 2,3 Ah	1,2 V	112465	4,43
3 AA-Mignon 2,7 Ah	1,2 V	112466	7,35
4 C-Baby 3,5 Ah	1,2 V	112467	9,92
5 D-Mono 7,0 Ah	1,2 V	110616	15,01
6 9V-Block 0,16 Ah	9 V	112468	12,19
7 9V-Block 0,25 Ah	9 V	112469	10,60

Weitere Batteriesorten und Sonderpreise für Großmengen auf Anfrage.



Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 130896 € 4,45

KaWe med. lux Pen Diagnostikleuchte

- Gemäß IEC 62471 für Augenuntersuchungen geeignet
- Mit Druckschalter; Dauerlichtfunktion
- Glatte Oberfläche; aus Metall, eloxiert
- Inkl. auswechselbaren Batterien 1,5 V Micro(Typ AAA)
- LED Farbtemperatur 3.200 Kelvin
- LED Lebensdauer 50.000 h bei üblicher Verwendung (Intervall) bis 10.000 h bei Dauerlicht
- Helligkeit ca. 3.000 Lux, gemessen bei 10 cm Entfernung
- Länge: ca. 14 cm



Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	127328	10,55
silber	127329	10,55
rot	127330	10,55
blau	127331	10,55
violett	127332	10,55
grün	127333	10,55

CLIPLIGHT LED Diagnostikleuchte

- Für Augenuntersuchungen geeignet nach DIN EN 62471
- Metallgehäuse, eloxiert
- Lichtstärke: ca. 3.000 Lux / 10 mm
- Länge: ca. 13 cm
- Inkl. Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	122339	9,90
schwarz	121794	9,90
gelb	122340	9,90
lila	122341	9,90
blau	122342	9,90
grau	122343	9,90



KaWe PERSON-CHECK Personenmessgerät

- Einfache Montage
 - Leichte Bedienung
 - Hohe Stabilität
 - Leichtes Ablesen der Körpergröße
 - Absolute Funktionalität bei allen Größen bis 2,10 m
 - Inkl. Befestigungsschraube und Dübel
- Best.-Nr. 110405** € 20,10



Bandmaß

- Kunststoffgehäuse
 - Verschwindet auf Knopfdruck
 - Länge: 150 cm
- Best.-Nr. 110742** € 5,80



Winkelmesser

- Kunststoff, transparent
 - Länge: 21 cm
- Best.-Nr. 110264** € 9,15



1



2



3



4



5



6



7

Neurologischer Reflexhammer

Nach Buck mit Pinsel und Nadel

- 1 Mit Kunststoffgriff (80 g)

Best.-Nr. 110020 € 21,60

- 2 Mit Metallstiel (100 g)

Best.-Nr. 110710 € 22,34

Troemner-Hammer Reflexhämmer

- 3 Mit Metallstiel, Pinsel und Nadel, leicht (160 g) **Best.-Nr. 110031** € 31,46
- Schweres Modell (200 g), o. Abb. **Best.-Nr. 110095** € 32,48

- 4 Mit Kunststoffstiel und Pinsel, schwarz, (170 g) **Best.-Nr. 110708** € 27,96

5 Varioflex Kombinationshammer

- Nach Fassbender, mit Nervennadel und Pinsel
- Massiver Griff mit cm-Einteilung,
- Länge: ca. 22 cm, Gewicht: ca. 150 g **Best.-Nr. 110021** € 40,37

- 6 **Witroe-Hammer**
- Mit Pinsel und Nadel, Gewicht: 195 g **Best.-Nr. 110711** € 29,83

7 Colorflex Reflex- und Perkussionshammer

- Mit neurologischer Tastspitze
- Gewicht: 100 g
- Maße: ca. 22 cm lang

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	110028	26,90
schwarz	110030	26,90
grau	119426	26,90



AURISclear Ohrsprühsystem zur Ohrenreinigung

- Zur schonenden Reinigung
- Integriertes Thermometer zur Temperaturkontrolle
- 3-Strahl-Einwegaufsätze mit Luer-Lock-Anschluss

Lieferumfang:
1 × 500 ml Sprühflasche, 1 × Tip-Adapter, 1 × Auffangbehälter und 20 × AURISstrips
Einweg-Aufsätze

Best.-Nr.: 130250

€ 54,95

Zubehör

AURISrips Einmal-Aufsätze zur Ohrenreinigung

- 3-Strahl Einweg-Aufsätze mit Luer-Lock-Anschluss, aus weichem, flexiblem Kunststoff
- Zur Verwendung mit AURISclear, Bionix® OtoClear® und Aquabot® Ohrsprühsystem, sowie mit Luer-Lock-Spritzen

Packung mit 40 Stück

Best.-Nr.: 130251

€ 39,95



Hochtonrassel nach McCormick zur Durchführung von Ablenkungs-Hörtests bei Kleinkindern

- Hochfrequente Rassel nach McCormick
- Hörmessung mittels Ablenkungstest nach Ewing
- Für das Hörscreening bei Babys ab 6 Monaten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung
- Leicht zu reinigen
- Material: Robuster Kunststoff
- Maße: 130 × 24 mm
- Gewicht: 15 g

Best.-Nr. 129646

€ 15,95



Mikrofilament zur Durchführung von Sensibilitätstests

- Zur Erkennung von Nervenschäden, wie z. B. des diabetischen Fußes
- Mit Einzug zum Schutz des Filaments vor Beschädigungen
- Inkl. 5 Ersatzfilamenten
- Material: Robuster Kunststoff
- Leicht zu reinigen
- Maße: 145 × Ø 12 mm
- Gewicht: 15 g

Best.-Nr. 130246

€ 8,95



Monofilament zur Durchführung von Sensibilitätstests

- Zur Erkennung von Nervenschäden, wie z. B. des diabetischen Fußes
- Metallkopf zur Überprüfung von Thermästhesie
- Schützt das Filament vor Beschädigungen
- Material: Robuster Kunststoff

Best.-Nr. 129654

€ 9,95



Pentherm Diagnostikinstrument zur Temperatursinnprüfung

- Zur Früherkennung einer distalen symmetrischen Polyneuropathie
- Auf Basis der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien
- Leicht zu reinigen
- Mit Clip für Fixierung und festen Halt
- Maße: 100 × Ø 15 mm
- Gewicht: 46 g
- Keine Batterie erforderlich

Best.-Nr. 130247

€ 15,95




Skoliometer D zur Vermessung der Wirbelsäule

- Zur Vermessung der seitlichen Krümmung der Wirbelsäule (Rumpfasymmetrie)
- Mit Aussparung für die Wirbeldornfortsätze
- Einsatzbereiche: Kinderheilkunde, Orthopädie und Physiotherapie
- Leicht zu reinigen
- Maße: 168 × 54 × 10 mm

Best.-Nr. 130249

€ 19,95




Goniometer Winkelmesser

- Messung von Gelenkstellung und -beweglichkeit nach der Neutral-Null-Methode
- Geeignet für Orthopädie, Physiotherapie und Reha-Medizin
- Mit aufgedruckter Gradzahl und Lineal (Einteilung in Zentimeter und Inch)
- Robuster, flexibler und transparenter Kunststoff
- Leicht zu reinigen

Best.-Nr. 129655

€ 4,95



Jetzt online
bestellen



NOTFALL / ÜBERWACHUNG

- Notfalltaschen & -koffer
- Beatmung
- Absaugpumpen
- Verbandschränke & -koffer
- Patientenüberwachung



Praxis-Tipp

Notfallkoffer

Kontrollieren Sie den Inhalt Ihres Notfallkoffers regelmäßig mit einer Checkliste. Der Inhalt sollte tabellarisch aufgelistet und Angaben zu Mengen, Verfallsdatum, Verwendungsdatum und Kontrolldatum enthalten.

€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Was muss im Notfallkoffer enthalten sein? Jetzt informieren.



Ulmer KOFFER I, leer:

Lieferumfang:

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 26 Ampullenplätzen.
Maße: 52,6 × 40,0 × 17,0 cm

Best.-Nr. 281648

€ 744,08



ULMER KOFFER Basis, leer

Lieferumfang:

Aluminiumkoffer mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empf. Geräte und Materialien, sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen.

Maße: 42,8 × 33,2 × 18,5 cm

Best.-Nr. 235344

€ 578,17



OXYWAY Fast I – Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Drehbares Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang (1 – 15 l/min), unten, UNF 9/16
- Rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min
- Anschlussstülle (Best.-Nr. 294189) bitte extra bestellen

Best.-Nr. 119319

€ 242,47



Auch als Variante OXYWAY Fast I Plus erhältlich mit noch feinerer Flow-Einstellung.

Sauerstoff-Flasche – 10 Liter

- 10 l × 200 bar (gefüllt)
- Mit Glockenkappe und Halsring
- Mit Integralboden

Best.-Nr. 281597

€ 501,90

Sauerstoff-Flasche – 2 Liter

- 2,0 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 250012

€ 289,95

Sauerstoff-Flasche – 0,8 Liter

- 0,8 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 281596

€ 274,47

Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche – 2 Liter

- 2,0 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 294655

€ 562,61



Abbildung zeigt:
Sauerstoff-Flasche – 0,8 Liter

Gerade Anschlussstülle für Schlauchanschluss

- Ø 6 mm
- UNF 9/16"

Best.-Nr. 294168

€ 16,38

Winkelanschlussstülle für Schlauchanschluss

- Neue Version mit Überwurfmutter
- Abgewinkelt 90 °
- Ø 6 mm
- UNF 9/16"

Best.-Nr. 294189

€ 18,95

Inhalationsmaske mit Schlauch

Best.-Nr. 281575

€ 3,81

Abbildung ähnlich



Aluminium-Notfallkoffer komplett

- Maße: ca. 52,6 × 36,2 × 20 cm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 13,5 kg (gefüllt lt. Beschreibung)
- Angegebener Inhalt ohne Medikamente

Best.-Nr. 123547

€ 1.389,00

Inhalt

Reanimation

- 1-Liter- Sauerstoffflasche: Fülldruck 200 bar / med. O₂
- 1 Präzisionsdruckminderer, einstellbar: 0,1 – 15 l / min
- 1 Beatmungsbeutel mit Patientenventil, 1.600 ml (Erw. / Kinder), Einweg
- 2 Beatmungsmasken Gr. 3, 5
- 1 Sauerstoffreservoir und -schlauch

Inhalation

- 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel

Intubation

- 3 Larynx tuben Gr. 3, 4, 5 (disposable)
- 1 Blockerspritze

Diagnose

- 1 Blutdruck-Oberarmmessgerät, manuell
- 1 Diagnostikleuchte



Infusion

- 1 Einhandstaubinde
- 1 Desinfektionsspray 50 ml
- Je 3 Venenverweilkanülen G20 (rosa) und G22 (blau)
- 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- 1 Kanülenabwurfbox
- 1 Infusionsbesteck
- 1 Rolle Seidenpflaster
- Je 5 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml und 3 Stück 10 ml
- Je 5 Einmalkanülen G1 (gelb) und G14 (blau)
- 1 Paar Schutzhandschuhe Gr. L

Notfallinstrumente

- 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4
- Je 1 Kleiderschere, Rettungsdecke und Sofort-Kälte-Kompressen (im Verbandmittelsortiment enthalten)

Verbandmittel

- 1 Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157 (gemäß UVV)

Absaugung

- 1 Handabsaugpumpe manuell mit Zubehör (3 Absaugkatheter CH14, CH28, CH26 / 1 Behälter mit Deckel, 300 ml)
- Fingertip für Absaugschläuche

Notfallrucksack Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Unterseite aus abwaschbarem Planenmaterial schützt vor Nässe und Schmutz
- 2 geteilte Hauptfächer mit robustem Reißverschluss
- 5 farbodierte Modultaschen mit Klarsichtfenster, davon 2 Stück mit Haftklettstreifen zum Einkletten in den Rucksack
- 1 Außentasche z. B. für Defibrillator, Intubationsbedarf oder Pulsoximetrie
- Gelbe Reflexstreifen

Notfalltaschen Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Mit vielseitigen Fächern
- 1 Hauptfach mit fester (medium) oder variabler (large) Inneneinteilung
- 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen
- Tragegriff mit Klettverschluss
- 1 Schultergurt
- Gelbe Reflexstreifen

Ausführungen Planenversion

- Wasser- und schmutzabweisendes Polyester-Nylon Material mit Planenüberzug
- Leichtere Reinigung nach dem Einsatz
- Robuster und langlebiger als Polyester-Nylon Material



Notfalltaschen und Rucksäcke, leer

Ausführung (Leergewicht)	Maße (B × H × T)	Best.-Nr.	€
Polyester-Nylon-Tasche medium (1000 g / 18 Liter)	43 × 25 × 27 cm	122438	45,00
Polyester-Nylon-Tasche large (1600 g / 28 Liter)	52 × 32 × 32 cm	119991	53,00
Planen-Tasche large (2700 g / 28 Liter)	52 × 32 × 32 cm	122439	74,00
Polyester-Nylon-Rucksack (2000 g / 23 Liter)	36 × 47 × 26 cm	122440	53,00
Planen-Rucksack (3000 g / 23 Liter)	36 × 47 × 26 cm	122441	80,00



Alle Sauerstoffflaschen mit Restdruckventil



Sauerstoffflasche aus Aluminium

- 1,8-Liter-Flasche
- 360 Liter bei 200 bar
- Gewicht **mit Restdruckventil** gefüllt: ca. 3,3 kg

Best.-Nr. 294665

€ 162,88



Sauerstoffflaschenständer

- Für 10 Liter O₂-Flaschen
- Mit Zurring zum leichten und sicheren Befestigen der Flaschen
- Doppelaufrolle Ø 50mm, 2 x gebremst und elektrisch leitfähig
- Farbe: weiß, pulverbeschichtet
- Maße: 880 x 635 mm (H x Ø)
- Tragkraft: 20 kg

Best.-Nr. 283035

€ 135,29



Sauerstoffflasche aus Stahl (o. Abb.)

- 2 Liter (gefüllt)
- Mit Restdruckventil

Best.-Nr. 292212

€ 204,75



Flaschenfahrgestell

- Kippsicher und stabil
- Pflegeleicht mit geschützter Flaschenfußhalterung
- Rollen Ø 75 mm (antistatisch)

Best.-Nr. 122213

€ 334,05

Druckminderer für Sauerstoffflaschen

1 MediSelect® kurz

- Kompakte Bauform für 0,8- und 2-Liter-Flaschen für Einsatz in Koffer, Tasche usw.
- Selbstzentrierendes Flow-Einstellhandrad mit 2 Ablesefenstern (gilt auch für MediSelect® lang)

2 MediSelect® lang

- Lange Bauform für 10-Liter-Flaschen
- 360 ° drehbares Manometer und schwenkbarer Flowausgang
- Flow einstellbar von 0 – 25 l/min

3 MediReg®

- Platzsparendes Notfallkoffer-Manometer
- 360 ° drehbares Manometer
- Flow fest eingestellt 4 l/min

10 Jahre wartungsfrei



1



2



3

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Mediselect 25 O ₂ , D, KL mit kurzem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	293763	172,96
2 Mediselect 25 O ₂ , D mit langem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	294755	179,73
3 Medireg 4 O ₂ , D mit fixem Flow 4 Liter G3/4, 3/8	116522	130,41



Mit Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil



Ambu® Mark IV Beatmungsbeutel

- Mit bewährtem Doppelkammerprinzip
- Autoklavierbar bis 134 °C (einschl. Reservoirbeutel)
- Inkl. Sauerstoffreservoir und Silikon-Gesichtsmaske
- Latexfrei

Ausführung	Best.-Nr.	€
Für Erwachsene mit Maske Gr. 5 inkl. Reservoirbeutel	128300	281,00
Für Babys mit Maske Gr. 0A inkl. Reservoirschlauch	293161	247,25

Ambu® SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel

Mit Einmembran-Patientenventil, Einweg-Gesichtsmaske, Einweg-O₂-Reservoir und -Schlauch, mit Demand Ventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil

Ausführung	Maske	Best.-Nr.	€
für Erwachsene	Erwachsene, mittel	120076	18,50
für Kinder	Kleinkinder	294332	18,50
für Neugeborene	Neugeborene ohne Demand Ventilanschluss	294333	18,50



Latexfrei

1 AERObag® Silikon-Beatmungsbeutel-Set

- Latexfrei
- Desinfizierbar, autoklavierbar bis 134 °C
- Sehr robust
- Drehbarer Patientenanschlusskonus
- Anschlüsse nach ISO 5356
- Beatmungsbeutel Volumen: 1500 ml

Lieferumfang:

Beatmungsbeutel und -masken aus Silikon Gr. 3 und 5

Best.-Nr. 124279 € 103,42

Zubehör	Best.-Nr.	€
Schlauch	127263	3,83
Reservoirbeutel	128328	2,63

3 Sauerstoffmaske (PVC-frei)

- 2,10 m Länge

Best.-Nr. 293717 Stück € 3,28

Sauerstoffmaske (mit PVC)

- 2,13 m Länge

Best.-Nr. 292598 Stück € 3,90

4 Sauerstoffbrille

Best.-Nr. 292594 Stück € 1,68

5 Sauerstoffkatheter

Mit beweglicher Schaumstoffronde

Abgabeeinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 294458 Stück € 1,04

Mit fester Schaumstoffronde

Abgabeeinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 294459 Stück € 0,96

6 Inhalations-Set

- Universell einsetzbares Inhalationsset für fast alle gängigen Inhaliergeräte
- Mit Maske und Schlauch 2,10 m

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set für Erwachsene	121850	4,76
Set für Kinder	292805	4,34



1




2



3



4



5



6

2 Notfalltaschenmaske

- Mit Einwegventil zum Schutz des Ersthelfers
- Luftgefüllter Maskenrand zur optimalen Abdichtung
- Mit einstellbarem Fixierband
- Inkl. einem Paar Einmalhandschuhe
- Lieferung in Hartschalenbox, weiß

Best.-Nr. 130252 € 6,95



Einmal-Guedeltuben-Set

- Unsteril und farbcodiert
- Größe: 000 – 5
- Lieferung im Polybeutel

Packung mit 8 Stück


Best.-Nr. 127533 € 11,50

Abbildung
ähnlich

Einteilige Guedel-Tuben

- Mit integriertem Beißblock
- Weiche Gummispitze
- Klare Farbcodierung

Größe	Farbe	Best.-Nr.	Stk. €
000	hellgrün	123544	0,96
00	blau	123543	0,89
0	grau	123542	0,83
1	braun	159663	0,87
2	grün	159664	0,78
3	gelb	159665	0,77
4	rot	159666	0,90
5	lila	123278	0,79



LTS-D Notfall-Set

Die 2. Generation supraglottischer Atemwegshilfen

- Neue großvolumige Niederdruckcuffs
- Mit Drainagekanal (als neuer Standard in internationalen Richtlinien empfohlen)
- Farbkodiert

Farbe	Größe	Gewicht	Ch	Best.-Nr.	Stk. €
transparent	0 Neugeborene	< 5 kg	10	121774	19,12
weiß	1 Babys	5 – 12 kg	10	121775	19,12
grün	2 Kinder	12 – 25 kg	16	121642	19,12
orange	2,5 Kinder	125 – 150 cm	16	121643	19,12
gelb	3 Erwachsene	< 155 cm	18	112564	19,12
rot	4 Erwachsene	155 – 180 cm	18	110621	19,12
violett	5 Erwachsene	> 180 cm	18	110841	19,12



Einmal-Trachealtuben

Abgabereinheit: 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
3,5 mm Ch. 16	151756	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,0 mm Ch. 18	151757	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,5 mm Ch. 20	151758	ohne Ballon für Kinder 5,90

Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Stk. €
5,0 mm Ch. 22	112606	7,5 mm Ch. 32	112611	2,95
5,5 mm Ch. 24	112607	8,0 mm Ch. 34	112612	2,95
6,0 mm Ch. 26	112608	8,5 mm Ch. 36	112613	2,95
6,5 mm Ch. 28	112609	9,0 mm Ch. 38	112614	2,95
7,0 mm Ch. 30	112610	9,5 mm Ch. 40	112615	2,95



Einführungsmandrin

Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Gr. 1, für Trachealtuben Ch. 16–20, Länge: 40 cm	135069	11,80
Gr. 2, für Trachealtuben Ch. 22–26, Länge: 45 cm	135070	11,80
Gr. 3, für Trachealtuben ab Ch. 28, Länge: 50 cm	135071	11,80



i-gel O₂ Resus Set supraglottische Atemhilfe

- Supplementärer Sauerstoff-Port für zusätzliche Sauerstoffzufuhr
- Integrierter, farbcodierter Hakenring dient der Befestigung des Airway-Fixierbands im Nacken
- Intuitive Anwendung in weniger als 5 Sekunden, ohne Einführen von Fingern und Daumen in den Mund des Patienten
- Entspricht der Standard Reanimation (nach ERC-Richtlinien) und der kardiozerebralen Reanimation (CCR)

Lieferumfang: i-gel® O₂ supraglottische Atemhilfe, Gleitmittel, Airway-Fixierband, Absaugkatheter

Abgabereinheit: 6 Stück

Größe der Maske	Gewicht	Best.-Nr.	Stk. €
Größe 3	30 – 60 kg	130269	15,45
Größe 4	50 – 90 kg	130270	15,45
Größe 5	90+ kg	130271	15,45



Solus Larynxmaske Standard

- Klassische Cuff-Form für ein einfaches und leichtes Einführen
- Reibungsarmes Material
- Latexfrei
- Steril

Abgabereinheit: 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
1, (bis 5 kg)	130936	5,99
1.5, (bis 5 – 10 kg)	130937	5,99
2, (10 – 20 kg)	130938	5,99
2.5, (20 – 30 kg)	130939	5,99
3, (30 – 50 kg)	130940	5,99
4, (50 – 70 kg)	130941	5,99
5, (70+ kg)	125100	5,99



Solus Larynxmaske Curve, anatomisch geformter Tubus

- Vorgeformter, gebogener Schlauch entspricht der natürlichen Anatomie der Atemwege
- Einfaches und sicheres Einführen
- Latexfrei
- Steril

Abgabereinheit: 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
3, Erwachsene (30 – 50 kg)	130942	6,99
4, Erwachsene (50 – 70 kg)	130943	6,99
5, Erwachsene (70+ kg)	125098	6,99



i-view Video-Laryngoskop zum Einmalgebrauch

- Durch integrierten Macintosh-Spatel auch für direkte Laryngoskopie geeignet
- Optimale Sichtverhältnisse dank LCD-Bildschirm, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Ergonomisches Design
- Sofort einsetzbar in Sekunden
- Einfache Entsorgung ohne Entfernung von Batterien

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 125106 € 125,95



Beatmungsbeutel-System zum Einmalgebrauch

- Sofort einsatzbereit
- Für Erwachsene, Größe 5
- Zuverlässig in breitem Temperaturbereich einsetzbar: -18 Grad bis + 50 Grad
- Inhalt: 1,5 Liter

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 125107 € 18,60



EcoLite™ Sauerstoff-Maske hohe Konzentration

- Hoher Tragekomfort durch weiche Abdichtung aus Elastomer
- Verbesserte Anpassung an viele Gesichtsformen, durch Einbuchtungen am Kinn, gekrümmter Nasensteg
- Angenehmer Sitz ermöglicht Maskenband unter- oder oberhalb der Ohren, ohne Druckstellen
- Bis zu 80 % Sauerstoff bei Flows von 10 – 15 l/min
- Sehr leicht, PVC-frei

Lieferumfang: Sauerstoffmaske mit Beutel und Schlauch (2,1 Meter)

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Erwachsene	122619	3,45
Kinder	123412	2,99



DART Intranasaler mukosaler Medikamenten-Zerstäuber

- Intranasale Applikation auf die Schleimhäute
- Schnelle und schmerzlose Medikamentenverabreichung
- Schneller Wirkungseintritt durch feine Zerstäubungstechnologie
- Einfache Anwendung, keine spezielle Anwenderschulung erforderlich

Packung mit 1 Stück

Modell	Ausführung	Best.-Nr.	€
DART 100	Mit 3 ml Spitze	130768	7,69
DART 110	mit 1 ml Spritze	130769	7,89
DART 140	mit 3 ml Spritze und Ampullen-Adapter	130770	7,85
DART 300	ohne Spritze	130771	5,99



Atemkalk Spherasorb

- Atemkalk in Kugelform
- Hohe Absorptionsleistung
- Geringer Natriumhydroxid-Gehalt (1,5 %) für eine sichere Handhabung
- Kugelform mit Durchmesser von 3 – 4 mm reduziert Staubbildung
- Enthält kein Barium- oder Kaliumhydroxid
- Farbwechsel-Indikator von weiss zu violett
- Biologisch abbaubar

Kanister mit 5 Litern

Best. Nr.: 292615 € 24,77



1 WL-Einmal-Laryngoskop-Spatel Metall

- Unsteril
- Für konventionelle Batteriegriffe, Macintosh
- Geeignet für den Notfallbereich
- Leistungsstarke LED mit weißer, homogener Ausleuchtung
- Beleuchtungsstärke an der Spatelspitze: > ca. 6.000 Lux / bei 2,5 V

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114050	6,22
3	114051	6,22
4	114052	6,22



2 Macintosh F.O. Einmal-Spatel

- Unsteril
- Für F.O. Batteriegriff
- Acryllichtleiter sorgt für optimale Lichttransmission
- Beleuchtungsstärke: > 10.800 Lux / 3,5 V
- Lichtleiter: Ø 5,4–5,7 mm
- Keine Infektionsübertragung
- Umweltfreundlich/recyclabler Kunststoff (Polycarbonat)

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114461	5,97
3	155937	5,97
4	155938	5,97



3 Einmal-Batteriegriff 2,5 V

- Kunststoff recyclebar
- Ergonomischer Griff
- Leichtes Eigengewicht
- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Maße: Ø 30 mm

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
a) Konventionell (ohne Batterie - Baby C)	118499	8,92
b) F.O. LED (mit fest verbauter Knopfzelle)	119182	11,35

Neueste LED Technologie – ein Leuchtmittel genügt!

- LED Lampe 3,5 V
- Lebensdauer: ca. 50.000 h
- Beleuchtungsstärke: 18.000 Lux
- 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel

4 F.O. Ladegriff mit LED high power 3,5 V

- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Lampenhülse aus Metall, dadurch schnelle Entnahme der Lampe für Sterilisationsvorgang
- Leichtes Eigengewicht, da keine Kapsel oder Innenhülse
- Inkl. Akku (Betriebsdauer ca. 3 Stunden)
- Aufladbar nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000
- Maße: Ø 28 mm

Best.-Nr. 115600 € 219,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Ersatzlampe	115601	64,98
Ersatz-Akku	115602	48,94

5 KaWe MedCharge 4000

- Ladestation für die Metallgriffe der KaWe EUROLIGHT-, KaWe COMBLIGHT- und Laryngoskop-Linie in kleiner (AA) und mittlerer (C) Ausführung, ausgenommen der Economy- und Stecker-Ladegriffe
- Mit Überladeschutz
- Dank Microcontrol-System wird Akkutyp und Ladezustand erkannt und individuell angepasst
- Integrierte, automatische Abschaltung

Lieferumfang:

MedCharge-Gerät, Netzstecker ALL in ONE EU 100-240 V, 50-60 Hz, 2 Adapterhülsen für Griffe (AA), Wandhalter

Best.-Nr. 114460 € 174,23



6 Batteriegriffe für Fiber Optik-Spatel

Größe	Ø	Best.-Nr.	€
groß	32 mm	135212	75,25
mittel	28 mm	135213	70,75

7 KaWe MEGALIGHT

Macintosh Spatel mit integrierter Fiber Optik

- Aus Edelstahl
- Nicht reflektierend (matt)
- Nach DIN ISO 7376

Größe	Best.-Nr.	€
3	116360	99,18
4	116361	99,18

8 Macintosh Spatel

- Mit auswechselbarer Fiber-Optik

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
2	112 × 19 mm	135203	73,61
3	130 × 22 mm	135204	73,61
4	155 × 25 mm	135205	73,61
5	175 × 23 mm	135206	73,61

Zubehör

Xenon-Lampe 2,5 V

- Für alle F.O. Batteriegriffe

Best.-Nr. 156032 € 16,42





Auto-Dachschild

- 2 x 21 Watt/Blinklicht
 - Mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder 12 V
 - Haftung durch Ringmagnete
 - Grundfarbe weiß, Schrift rot
- Best.-Nr. 128117** € 114,00

Auto-Haftplakette

- Mit Gummisauger

Ausführung	Best.-Nr.	€
Arzt	152054	3,80
Arzt im Dienst	152055	4,50



Wund- und Augenspray

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Ermöglicht sicheres, wirksames und präzises Sprühen
- Mehrfach verwendbar und trotzdem steril
- 0,9 % Natriumchloridlösung
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gesamtsprühzeit bei voller Dose: ca. 15 Minuten

Best.-Nr. 122345 € 26,26



Augenspülflasche

- Gefüllt mit physiologischer NaCl Lsg ph 7,5, steril
- Inhalt: 500 ml
- Augennapf mit Staubschutzkappe

Packung mit 2 Stück
Best.-Nr. 156029 € 46,89

Wandhalter

Best.-Nr. 156030 € 17,60



Augenspülflasche

- Mobile Augenspülflasche aus Kunststoff im Taschenformat
- Gefüllt mit 200 ml steriler NaCl Lösung 0,9 %

Best.-Nr. 292575 € 14,68



Rettungs- / Notfallschere

- Schneidet auch Glas und Leder
- Länge: 24 cm

Best.-Nr. 294596 € 84,61



Rettungsdecke

- Polyesterfolie (gold/silber)
- Schutz vor Auskühlung und als Hitzeschutz einsetzbar
- Im PE-Beutel
- Maße: 160 x 210 cm

Best.-Nr. 127047 € 1,45




SAM®-SPLINT Universalschiene

- Gerollt
- Einfach in der Anwendung
- Zur Schienung von Extremitäten
- Weich ohne zusätzliche Polsterung
- Wasser- und blutabweisend
- Geringer Platzbedarf
- Temperaturstabil
- Maße: 11 x 91 cm

Best.-Nr. 294241 € 15,82



1



2

1 Intubationszange nach Magill

• Für Erwachsene, 25 cm
Best.-Nr. 188259 € 21,42

• Für Kinder, 20 cm
Best.-Nr. 188258 € 20,11

2 Mundkeil

• Aus Weichgummi
Best.-Nr. 135047 € 10,94



ACCUVAC Pro

- Hohe Saugleistung von ca. 34 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Moderner Lithium-Ionen Akku mit langer Reichweite: mehr als 60 min
- Vier vordefinierte Saugstufen – frei wählbar
- Automatische Funktionskontrolle mit schneller optischer und akustischer Rückmeldung
- Sichere Sekretaufnahme durch Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien
- Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Lieferumfang:

ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, Vakuumschlauch, je 1 × Einweg-Absaugbeutel und -schlauch, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 124547

€ 1.324,86

Zubehör für Lite und Pro	Best.-Nr.	€
Wandhalterung zur direkten Wandmontage, inkl. Montageset	114029	68,52
Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	120495	210,16
Schutztasche	120496	186,32
Tragegurt	120501	54,59
Einweg-Absaugbeutel Serres® 1000 ml (32 Stück)	124545	224,56
Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip (50 Stück)	124546	237,18

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



ACCUVAC Lite

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch leicht bedienbaren Vakuumregler
- Unterdruck am Manometer ablesbar
- Sichere Sekretaufnahme durch Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter

Lieferumfang:

ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Vakuumschlauch, je 1 × Einweg-Absaugbeutel und -schlauch, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 120494

€ 886,70



Lieferpauschale, Aufstellung und Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



VBM Handabsaugpumpe

Für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich von Erwachsenen und Kindern in Notfallsituationen

- Effektiv und leistungsstark
- Kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten
- Leicht und tragbar
- Einfache Bedienung – Maximale Leistung
- Einmalbehälter für Erwachsene und Kinder
- Weiche und atraumatische Absaugkatheter
- Ventil verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Mit 15 mm I.D. Anschluss

Lieferumfang:

Handabsaugpumpe, Absaugkatheter (28 Fr und 40 Fr), Behälter 250 ml, Verschlussdeckel, Adapter für Standardabsaugkatheter, Absaugdeckel

Best.-Nr. 159549

€ 64,49



Fingertip

- Für intermittierendes Absaugen
- Trichteransatz Ch. 14
- Einzel steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 183053

€ 78,02

Absaugschlauch aus Silikon

Dampfsterilisierbar

Länge	Best.-Nr.	€
1,00 m	291509	9,43
1,30 m	292149	10,14

Chirurgiesauger für die Praxis und Klinik

Die universellen Chirurgiesauger aus dem Hause ATMOS sind Ihr verlässlicher Partner bei vielen chirurgischen Anwendungen: Allgemeinchirurgie, Orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Ästhetisch-Plastischen-Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Viszeralchirurgie



ATMOS C 361

Saugleistung: 36 ± 4 l/min
Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -91 kPa
Größe: tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T)
 fahrbar: 900 × 410 × 450 mm (H × B × T)
Gewicht: tragbar: 6,3 kg
 fahrbar: 10,5 kg
Lautstärke: < 50 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)



ATMOS C 451

Saugleistung: 45 l/min +3/-5 l/min
Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -91 kPa
Größe: tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T)
 fahrbar: 1010 × 360 × 440 mm (H × B × T)
Gewicht: tragbar: 6,7 kg
 fahrbar: 14,3 kg
Lautstärke: < 48 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)



ATMOS Record 55

Saugleistung: 55 ± 3 l/min
Vakuum: Fein regelbar von 0 bis -98 kPa
Größe: 940 × 500 × 390 mm (H × B × T)
Gewicht: 24 kg
Lautstärke: 39 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)

Gerät	Best.-Nr.	€
Tragbar		
ATMOS C 361 tragbar mit Normschiene	120666	1.840,00
ATMOS C 361 mit Praxispaket 1,5 l	120668	1.950,00
ATMOS C 361 mit Praxispaket 3 l	294285	2.050,00
Fahrbar		
ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene	120670	2.300,00
ATMOS C 361 fahrbar mit Praxispaket 1,5 l	120671	2.470,00
ATMOS C 361 fahrbar mit Praxispaket 3,0 l	120674	2.580,00

Gerät	Best.-Nr.	€
Tragbar		
ATMOS C 451 tragbar mit Normschiene	120675	2.260,00
ATMOS C 451 mit Praxispaket 1,5 l	120677	2.560,00
ATMOS C 451 mit Praxispaket 3 l	120682	2.600,00
Fahrbar		
ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene	120683	3.080,00
ATMOS C 451 fahrbar mit 2 × 3 l Behältern	120734	3.680,00
ATMOS C 451 fahrbar mit 2 × 5 l Behältern	120692	3.980,00

Gerät	Best.-Nr.	€
Fahrbar		
ATMOS Record 55 mit Normschiene	120693	4.400,00
ATMOS Record 55 DDS (2 × 3 l Behälter)	120694	5.010,00
ATMOS Record 55 DDS (2 × 5 l Behälter)	120695	5.210,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial	Best.-Nr.	€
Fußschalter	120696	108,00
Fußregler-set	120697	751,00
Mehrwegabsaugsystem		
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 1,5 l, autoklavierbar	120053	101,00
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 3 l, autoklavierbar	120698	140,00
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 5 l, autoklavierbar	120699	289,00
DDS-Behälterdeckel, Komplett-Set	120700	219,69
Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 Stück	118426	22,11
Saugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 Stück	293567	30,99
Bakterienfilter für ATMOS DDS-Sekretbehälter, 10 Stück	293564	36,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial	Best.-Nr.	€
Einwegabsaugsystem		
Umschaltventil	120701	135,00
Schienenklammer für Geräteträger, Kunststoff	120702	41,50
Serres®-Aufnahmebehälter 2 l	120703	40,00
Serres®-Aufnahmebehälter 3 l	120704	45,00
Serres®-Absaugbeutel 2 l mit Geliemittel, 22 Stück	120705	146,00
Serres®-Absaugbeutel 3 l mit Geliemittel, 20 Stück	120706	146,00
Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 Stück	120707	148,64
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter, Ø 11 mm	292591	20,50
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter, Ø 8 mm	291859	18,50



Notfallsauger in der niedergelassenen Praxis

Gerät	Best.-Nr.	€
ATMOS E 341 Battery/ DDS	118498	1.310,00
ATMOS E 341 Battery/ Serres®	120708	1.230,00
ATMOS E 341 Battery/ Medi-Vac®	120709	1.320,00

Saugleistung: 34 l/min ± 4 l/min
Vakuum: über vordefinierte Stufen: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar und -0,8 bar, elektronisch geregelt
Abmessung: 370 × 277 × 146 mm
Gewicht: 3,65 kg (ohne Behälter)
Akkubetrieb: 60 Minuten

MD-300 K2 Handheld-Pulsoximeter

- Tragbares Pulsoximeter zur Überwachung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Großes, übersichtliches 2,4" TFT Farb-Display
- Messwerte SpO₂, PR, PI, Pulsausschlag, Pulskurve
- Mit Helligkeitsregulierung
- Alarm mit frei einstellbaren Grenzen sowie Lautstärkeregelung
- 72 Stunden Speicherkapazität
- Wertansicht direkt auf dem Gerät

Lieferumfang:

Gerät MD-300 K2, 1 x Fingerclip-Sensor für Erwachsene (Kabel ca. 1 m mit 9-Pin-Stecker), Batterien, USB-Kabel, MedView Software, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128649

€ 170,00

Zubehör

SpO ₂ -Sensor	Best.-Nr.	€
1 Fingersensor	129116	51,50
2 Ohrsensor	129117	51,50
(auch für Kinder geeignet – nicht Kleinkinder)		
3 Silikon-Fingersensor	129118	51,50
4 Pädiatrie Fingerclip-Sensor	129114	45,70
5 Pädiatrie Silikon-Sensor	129115	47,30



mit BCI-Anschluss

premium MX-200 Pulsoximeter

- Mit 2-farbigem OLED-Display
- Anzeige von Sauerstoffsättigung (SpO₂), Pulsrate (PR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Mit 10 Helligkeitsstufen und 6 Anzeigemöglichkeiten
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (±2 %)
- Messbereich Puls: 30 – 235 Schläge/Min. (±2 %)
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Abschaltautomatik nach 8 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 30 Betriebsstunden)
- Maße: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 50 g inkl. Batterien

Lieferumfang:

MX-200, Batterien (2 x Typ AAA), Trageschleife und Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 120755

€ 48,65



Jumper JPD-500B Pulsoximeter

- LED-Display zur Anzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Puls (OR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (+/- 1 %)
- Messbereich Puls: 25 – 250 Schläge/Minute (+/- 1 Schlag)
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Für Patienten von 3 – 99 Jahre

Lieferumfang:

JPD-500B, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 126856

€ 24,95



Jumper JPD-500E Pulsoximeter

- Mit HD LED Display
- Flexible Messung von Pulsfrequenz (als Balkendiagramm) und Sauerstoffsättigung
- Mit Alarmfunktion
- Messbereich: 25–250 bpm
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Gewicht: ca. 50 g

Lieferumfang:

JPD-500E, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleifen, Tasche, Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 124796

€ 38,95



Jumper JPD-500D Pulsoximeter

- Mit Color OLED Display
- Mit 10 Helligkeitsstufen und 6 Anzeigemöglichkeiten
- Flexible Messung von Pulsfrequenz, SpO₂, Perfusionsindex
- Messgenauigkeit: SpO₂ (70%-100%): +/- 2%
- Abschaltautomatik nach 8 Sek.
- Batterieanzeige
- Maße: 62,2 x 37,0 x 33,1 mm
- Gewicht: ca. 28,6 g

Lieferumfang:

JPD-500D, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Tasche, Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 130074

€ 42,95





1



2



2

X-Serie von Edan

- Ergonomischer Patientenmonitor mit 8"/10,1" Touch-Farbdisplay
- Ohne lauten Lüfter
- Drehknopf und wasserdichte Tasten
- 3/5-Kanal-EKG mit Arrhythmie-Erkennung (optional auch 6/12-Kanal)
- Schnelle Blutdruckmessung, anpassbar an Patiententyp
- Stabile SpO₂-Werte durch Anti-Bewegung-Algorithmus
- Großer Speicher für Daten, Trend und Alarm
- Akkulaufzeit über 8 Stunden
- Gewicht: X8 2,4 kg / X10 2,8 kg

Ausführung		Best.-Nr.	€
1	X8 Patientenmonitor 8" Monitor	124267	1.815,50
2	X10 Patientenmonitor 10" Monitor	124268	1.999,00

Lieferumfang:

Patientenmonitor, 3/5-Kanal-EKG-Kabel, Blutdruckmanschette, SpO₂-Sensor, Temperatur-Sensor, Akku (2550 mAh)

Zubehör	Best.-Nr.	€
Thermodrucker	124269	290,00
EDAN CO ₂ Kapnograph	124270	890,00
6/12-lead-EKG-Funktion mit Zubehör	124271	390,00
2-IBP-Funktion mit Zubehör (nur für X10)	124272	450,00

Wir prüfen Ihre Medizingeräte

STK = Sicherheitstechnische Kontrolle

MTK = Messtechnische Kontrolle


DGVV V3 = Prüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Unsere Medizintechniker prüfen z. B. folgende Geräte:

- Defibrillatoren
- Blutdruckmessgeräte
- EKG-Geräte
- Überwachungsmonitore
- Fetalmonitore
- Ultraschallgeräte



Jetzt
Prüfung
anfragen



Touchscreen Überwachungsmonitore

S10 / S12 Überwachungsmonitor

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarme (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patientenkabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw., wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw., wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung)



Abbildung zeigt:
Modell S10



Abbildung zeigt:
Modell S12

Monitor	Best.-Nr.	€
S10 / 10,4"	126012	1.649,00
S12 / 12,1"	126013	1.949,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	129747	435,00
Central Monitoring System Software	126016	1.599,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	299,00
Temperatursonde Haut	126018	89,00
Druckerpapier (10 Rollen)	126030	49,50

☎ Weiteres Zubehör
auf Anfrage!

BLT M850 / BLT M860 Handheld-Monitor

- SpO₂-Überwachung mit 3-Kanal-EKG oder Blutdruckmessung
- 4,3" Touchscreen-Monitor
- Trendspeicher und Werteübersichtstabelle
- Defibrillationsgeschützt

BLT M850

- Mit 3-Kanal-EKG

Lieferumfang:

BLT M850, SpO₂-Fingerclip, 5-adriges EKG-Kabel, Klebeelektroden, USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128934

€ 575,00

BLT M860

- Mit Blutdruckmessung

Lieferumfang:

BLT M860, SpO₂-Fingerclip, NIBP-Manschette (Armmumfang 25 – 35 cm), USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128935

€ 575,00

☎ Kapnographiegerät
auf Anfrage!



Die Auswahlkriterien für das Füllsortiment

DIN 13157:

- Für Verwaltung und Handel bis 50 Beschäftigte
- Herstellung und Verarbeitungsbetriebe bis 20 und Baustellen bis 10 Beschäftigte

DIN 13169:

- Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, ab 100 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169
- Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten, ab 50 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169



Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX

- Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 2 gleich große Kofferschalen mit umlaufender Gummidichtung
- 2 Klemmverschlüsse
- Eingelassener Traggriff
- Variable Inhalt-Trennstangen
- Mit Wandhalterung und 90° Arretierung
- Farbe: orange

1 + 2

1 ultraBOX „BASIC“

- Füllung nach **DIN 13157**
- Sehr leicht
- Maße: 285 × 215 × 120 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 127044

€ 58,27

2 ultraBOX „SELECT“

- Füllung nach **DIN 13169**
- Mit 2 Plexiglasscheiben
- Maße: 445 × 340 × 150 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Best.-Nr. 127041

€ 148,22

3 ultraBAG MEDICAL Erste-Hilfe-Tasche

- Schwarze Notfalltasche ohne Inhalt
- Variable Inneneinteilung
- Mit längenverstellbaren Trageriemen
- Maße: 240 × 280 × 400 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126351

€ 79,00



4 Verbandschrank ultraCASE „010“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit verstellbarem Zwischenboden
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 130 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151789

€ 75,40

5 Verbandschrank ultraCASE „012“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit vier Fächern und fester Inneneinteilung
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 150 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4,5 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151791

€ 121,64

6 Betriebsverbandkasten ultraWORKS II

- Aus ABS inkl. Wandhalterung
- Inhalt nach DIN 13157
- Farbe: grau
- Maße: 250 × 170 × 80 mm

Best.-Nr. 112804

€ 23,85

6 + 7 Krankentragen ultraSTRETCHER

- Gestell aus robustem Aluminium
- Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe
- 2 verstellbare Gurte mit Schnellverschluss



7 ultraSTRETCHER „0350“

- Gemäß DIN 13024 N
- 1 × längs klappbar
- Gewicht: 7,2 kg / Belastbarkeit: max. 200 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 140 mm
- Maße zusammengelegt: 1910 × 140 × 140 mm

Artikel	Best.-Nr.	€
4 Gleitfüße	112808	232,37
2 Gleitfüße, 2 Rollenfüße	112809	222,00
4 Rollenfüße	112810	254,00



8 ultraSTRETCHER „0710“

- Gemäß DIN 13024 K
- 2 × klappbar
- Gewicht: 8,0 kg / Belastbarkeit: max. 250 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 160 mm
- Maße zusammengelegt: 1010 × 190 × 140 mm

Artikel	Best.-Nr.	€
9 Zubehör Wandhalterung (beschichtet)	188289	75,00



10 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG I

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,5 kg
- Maße: 2000 × 300 mm

Best.-Nr. 112811

€ 33,35

11 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG II

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,3 kg
- Maße: 1200 × 330 mm

Best.-Nr. 112815

€ 31,54



12 ultraKEY S Schlüsselmappe

- Aufbewahrungsmappe für 15 Schlüsseln
- Aus robustem, abwaschbaren Cordura-Material
- Jeder Schlüssel über Klicksystem abnehmbar
- Maße: 200 × 80 × 290 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126353

€ 50,36

Ersatzfüllungen für Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschrank

ultraFILLING 13157

- 44-teilig

Best.-Nr. 110888

€ 9,95

ultraFILLING 13169

- 126-teilig


Best.-Nr. 183905

€ 22,03



MEDIZINTECHNIK

- Defibrillatoren
- EKG-Geräte & Zubehör
- Spirometriegeräte
- Sonografie & Zubehör
- HF-Chirurgie
- OP-Leuchten
- Röntgen
- Physikalische Therapie



Medizintechnik finanzieren:
 Leasing, Miete oder Mietkauf?
 3 Finanzierungslösungen,
 Ihre Vorteile – einfach erklärt



Jetzt
 informieren &
 unverbindlich
 anfragen

€ **Alle Preise können sich
 innerhalb der Katalog-
 laufzeit ändern.**

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
 Fachhändler** oder besuchen Sie
 unseren Onlineshop **co-med.de**



Abbildung zeigt:
Gerätewagen +
Ergonomie-Paket

AMEDTEC ECGpro® CardioPart USB PC-Ergometrie

12-Kanal-Belastungs-EKG mit dem optimalen Workflow

- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Wahlweises Ansteuern von Laufband- bzw. Fahrradergometer und Stress-Echoliege von einem Messplatz
- Ein-Tasten-Bedienung -> Anwender wird „Schritt“ durch die Untersuchung geführt
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen



Alle Abbildungen können
Zusatzoptionen enthalten

Ergometrie-Paket CardioPart 12 USB 12-Kanal-EKG

PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation, ST-Vermessung, Ergometer-Steuerung und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen.

Best.-Nr. 129171 € 4.568,00

Optional Fahrradergometer ergoselect 1

Fahrrad-Ergometer, mechanische Sattelhöhenverstellung, Bedieneinheit mit LCD Display, Last 6-450 Watt, EKG-Schnittstelle (RS-232, USB), Patientengewicht: 160 kg

Best.-Nr. 130087 € 3.345,00

Optional PC/Gerätewagen-Paket

Gerätewagen mit Monitor- und Sauganlagenhalterung, Sauganlage DT 80 T, 24 Zoll All-In-One PC mit MPG-Netzteil

Best.-Nr. 130950 € 5.900,00



AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Langzeit-Blutdruck-Messung

- EP830 digitaler Holter EKG Rekorder mit Schrittmachererkennung und OLED-Farbdisplay
- 3 oder 12 Registrierkanäle, Aufzeichnungsdauer mehr als 14 Tage
- Rhythmusanalyse mit EKG-spezifisch einstellbaren Parametern
- Intelligente Schrittmacheranalyse, Detektion von Vorhof-Arrhythmien
- Erstellung automatischer, editierbarer und konfigurierbarer Berichte

Set AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 7 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patienten-kabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt, Softwareanalyse Lizenz EP8-A Net, USB Download Kabel

Best.-Nr. 129178 € 6.520,00

Optional Rekorder AMEDTEC ECGpro® Holter EP830

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 7 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patienten-kabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt

Best.-Nr. 129179 € 2.275,00

Zubehör (falls keine Sauganlage verwendet werden soll) CardioPart 12 Patienten-kabel, 10-adrig, IEC

Ausführung	Best.-Nr.	€
Druckknopf, 1,05 m	129174	153,00
Klammer, 1,05 m	129175	153,00
Druckknopf, 1,53 m	129176	153,00
Banane, 1,53 m	129177	153,00
Klammer, 1,53 m	130947	153,00

Ruhe-EKG/Ergometrie auch als Bluetooth-Variante gegen Aufpreis erhältlich.

AMEDTEC ECGpro® CardioPart 12 USB PC-Ruhe-EKG



- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Programm für Ruhe- und Rhythmus-EKG
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen

Ruhe-EKG-Paket CardioPart 12 USB

PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen

Best.-Nr. 129170 € 2.468,00



AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB Langzeit-Blutdruck-Messung

Schonende Diagnostik im Rahmen der Langzeit-Blutdruck-Messung

- Aussagekräftige Daten: Mit dem Holter-RR ist ein zuverlässiges ambulantes Blutdruckmonitoring garantiert.
- Mehr-tägige Aufzeichnung (bis 72 h)
- Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert.

Set AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB

Ambulantes nichtinvasives Blutdruckmessgerät der neuesten Generation zur 24-Stunden-Langzeit-Überwachung. Im Lieferumfang enthalten: Manschette S, M, L, Tasche mit Tragegurt, Ladegerät mit 4 Akkus und USB-Anschluss-Kabel

Best.-Nr. 129180 € 2.030,00



1 Cardiovit CS-104 Ergo-Paket OFFICE plus

bestehend aus:

Software CS-104 Ruhe EKG, Software EXEC Expert zu CS-104, Cardiovit FT-1 „M“ USB, Kommunikations-Lizenz, Patientenkabel (Flat) 10-adr. Banane, Registrierpapier zu FT-1 BPA-frei, Einmal-TAB-Elektroden (100 Stück), Clip-Adapter, med. Netzteil, Anschlusskabel 1,8 m USB, Sana Bike 500, Steuerkabel 9 pol. Sana Bike, SEMA3 Office System 2 User

Best.-Nr. 124541 € 8.490,00

2 FlexCart+ „PC“-Ergoset

bestehend aus:

FlexCart+ „PC“, Kaltgeräte-Kabel 0,5 m und Verlängerung, Sauganlage DT-80 T Ext. 1,3 m, All-in-One PC 23,8“, Adapterkabel für SA, Funk-Desktop-Tastatur, MPG-Netzteil, USB zu RS-232 Adapter zu All-in-one PC

Best.-Nr. 124542 € 6.400,00



Cardiovit FT-1 Tablet-EKG

Kompakte Größe, einfache Bedienung und fortschrittliche Funktionen

- Ultraleichtes EKG-Tablet (nur ca. 1 kg)
- 8"-Multi-Touchscreen
- Integrierter Thermodrucker
- Speicher für bis zu 300 EKGs
- ETM-Interpretationsalgorithmus (optional)
- CCAA zu STEMI-Erkennung (optional)
- Akkubetrieb
- Einfachste Integration in Praxis-Systeme
- GDT-Anbindung nur mit optionaler Software möglich (SEMA Link – kostenlos, SEMA 3 und CS104 gegen Aufpreis)
- LAN, WLAN und USB Schnittstelle
- Maße: 230 x 160 x 30mm

Lieferumfang:

Gerät, 1 x Patientenkabel 10-adrig Banane Flat, EKG-Papier, 100 Einmal-TAB-Elektroden, 10 Clip-Adapter, med. Netzteil

Best.-Nr. 119498 € 3.140,00



Zubehör	Best.-Nr.	€
Software ETM (Interpretationsprogramm inkl. Sportler-Interpretation) Papier (1 Faltlage)	122471	620,00
	121293	9,00

Spirometer

SPIROVIT SP-1 G2 mobiles Spirometer

Portables Spirometer mit Ultraschall-Technologie

- Ultraschalltechnologie: kalibrierungsfrei, keine Aufwärmzeit, keine beweglichen Teile
- Echtzeit-Anzeige
- Zahlreiche Messwerte inkl. Interpretation (FVC, VC und MVV, zusätzlich sind auch Prä- und Post-Messungen möglich)

Lieferumfang:

Spirovit SP-1 G2, 1 x SpiroScout SP+, 50 x Einmal-Atemrohr ScoutTube, 56 x Nasenklammer Basis, 1 x Staubschutzhülle, 1 x EKG-Papier, USB-Kabel zu SP-1 G2

Best.-Nr. 127661 € 2.590,00



SpiroScout SP plus Spirometer

Ultraschallbasierend

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895 € 1.990,00

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50





Cardiovit AT-1 G2 12-Kanal-EKG

- Kompakter Elektrokardiograph für 12 simultane Ableitungen
- Hochauflösender Farbbildschirm zur Signalkontrolle
- Einfachste Bedienung
- Netz- und Akkubetrieb
- Integrierter 3-Kanal-Thermokammdrucker
- EKG-Vermessung
- EKG-Interpretationssoftware ETM (optional)

Lieferumfang:

Gerät, Netzkabel, 1 x Registrierpapier, 1 Patientenkabel 10-adrig, 4 Klammerelektroden, 6 Brustwandsaugelektroden, Staubschutzhülle

Best.-Nr. 120899

€ 1.420,00



Zubehör

Papier

- Maße: 70 x 80 mm x 25 m

Packung mit 25 Faltlagen

Best.-Nr. 122560

€ 150,00



BR-102 Langzeit-Blutdruckmessgerät

- Einzigartig: Auskultatorische Messmethode mit oszillometrischem Backup
- OLED-Farbdisplay
- 2-Tasten-Bedienung
- Messdauer 24 oder 48 Stunden
- Für Screening, Behandlungssteuerung und Überwachung
- Flash-Speicher für bis zu 400 Messungen
- USB Schnittstelle für Datenübertragung
- Sprachaufzeichnung für Patientendaten
- Inkl. Software Darwin 2
- GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 118732

€ 1.770,00



**medilog® AR Langzeit-EKG-System
DARWIN2 OFFICE Paket**

- Ereignisübersicht
- Musterklassen (QRS Templates)
- Herzfrequenzvariabilität im Zeitbereich
- Vollausschrieb (Full-Disclosure-EKG)
- ST-, QT- und Schrittmacher-Analyse
- Reportmanagement
- Pure ECG®
- medilog® DARWIN2 OFFICE Software
- Spritzwasserfest (IP22) und extrem leicht
- Abtastrate 32000 Hz
- Inkl. SPM Lizenz
- Bluetooth Schnittstelle für PC-gestützte EKG-Kontrolle, GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 123636

€ 5.240,00

SCHILLER



Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG

FRED easypart plus Defibrillator

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassungsfunktion
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via USB, Bluetooth (optional),

Lieferumfang:

FRED easypart plus FIRST, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID, 1 x Geräteschutz-/Zubehörtasche, 2 x Lithium-Metall Batterie

Best.-Nr. 124543

€ 2.300,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID (1 Paar)	124544	71,00
Defi-Elektroden Erw. (1 Paar)	292690	51,00
Defi-Elektroden Kinder (1 Paar)	292691	74,00
Lithium-Batterie	125084	170,00



FRED PA-1 Defibrillator

- Durch Aufklappen des Deckels erfolgt automatische Einschaltung des Gerätes und sofortige Schritt-für-Schritt Sprachanweisung
- Anweisungs-Wiederholungstaste oder 3Sprachen-Funktionstaste (optional)
- Benutzung im In- und Outdoor Bereich möglich
- Notrufnummer auf dem Gerät
- EKG- und Ereignis Aufzeichnung auf Speicherkarte
- Metronomfunktion
- Elektroden-Verfallsdatumüberwachung durch RFID-Code-Elektrode


Lieferumfang:

Gerät, Lithiumbatterie zu Fred PA-1 Defi-Elektroden ERW. vorkonnetiert RFID, 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 129439

€ 1.199,00

Zubehör für FRED PA-1 vollautomatischer Defibrillator	Best.-Nr.	€
Free CPR (Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage)	123545	300,00
Defi-Elektroden Kinder (1 Paar)	292691	74,00
Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert RFID (1 Paar)	124544	71,00
Lithiumbatterie	127404	197,00



Wandschränke auch mit Alarm
und Warnleuchte auf Anfrage.



Für den Bereich Kardiologie, Sportmedizin und Rehabilitation

SCHILLER



Sana Bike 500 Sitz-Ergometer

- Niedrigster Einstieg
- Belastungsbereich 20 bis 500 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Drehzahlunabhängige Belastung
- Blutdruckmessung optional

Best.-Nr. 120900

€ 2.830,00

Sana Bike 1000 Sitz-Ergometer

- Belastungsbereich 20 bis 999 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Patientengewicht bis 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Best.-Nr. 120858

€ 3.700,00

Sana Bike 1000 BP Sitz-Ergometer

wie Sana Bike 1000, jedoch zusätzlich:

- Integrierte Blutdruckmessung
- SpO₂ Messung optional
- Elektr. Sitzhöhenverstellung optional

Best.-Nr. 120867

€ 5.620,00



1



2

1 Halbliege-Ergometer

- Neigung einstellbar 0° – 45°
- Sattelhöhe und Kopfstütze stufenlos einstellbar über Fernbedienung
- Blutdruckmessung optional
- Automatische Computersteuerung über galvanisch getrennte RS-232 Schnittstelle
- Patientengewicht bis max. 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Sana Couch 1000

Best.-Nr. 120885

€ 7.490,00

Sana Couch 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120891

€ 9.410,00

2 Stress-Echo-Halbliege-Ergometer

- Zusätzliche stufenlose Drehung um 30° der Liegefläche nach links für Ultraschallaufnahme

Sana Cardio 1000

Best.-Nr. 120892

€ 10.520,00

Sana Cardio 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120898

€ 12.440,00



ergoselect 4 Ergometer

- Weiter, offener Durchstieg
- Extrem leiser Antrieb (spezielle 2-stufige Riementechnologie)
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- 6 – 1000 Watt
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118508 € 4.145,00



Optionen ergoselect 4 und 5 Ergometer

Bedieneinheit Typ P

- 10 Ergometrieprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118512 € 345,00



Bedieneinheit Farb-Touch

- 10 Ergometrieprogramme (frei programmierbar)
- 10 Trainings-/Testprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118513 € 495,00



Sattelhöhen-Verstellung mit Gasdruckfeder

Best.-Nr. 118514 € 345,00



Sattelhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118515 € 575,00



Lenkerhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118516 € 575,00



Optionen

Blutdruckmessung
Best.-Nr. 118509 € 1.695,00

Bluetooth-Schnittstelle
Best.-Nr. 118510 € 145,00

WLAN-Schnittstelle
Best.-Nr. 118511 € 295,00

ergoselect 5 Ergometer

- Leistung 6 – 1000 Watt
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Hohe Standfestigkeit (Aluminium-Plattform)
- Nahezu lautlos durch spezielle Riementechnologie
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118517 € 4.395,00





ergoselect 1 Ergometer

- Tiefer Durchstieg
- Sitzhöhenverstellung für Körpergröße 120 cm bis 210 cm
- Lenkerverstellung (Schwenkbereich 360°)
- Belastung 6 – 450 Watt
- Basis-Steuerkopf mit 10 Ergometrieprogrammen
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG
- Patientengewicht 160 kg (max.)

Best.-Nr. 122600

€ 3.345,00



ergoselect 10 Ergometer

- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Stufenlose Liegeverstellung (kippen) 0° – 45° mit Motor
- Funktion als Belastungs-Ergometer und Untersuchungsliege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 122390

€ 12.285,00

Optionen

Blutdruckmessung

Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00



ergoselect 12 Ergometer

- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Kipp- und neigbar 0° – 45° für dynamische Stressechokardiographie
- Funktion als Stressecho- und Untersuchungsliege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- 3-fach programmierbare Liegeposition
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 120545


€ 14.875,00

Optionen

Blutdruckmessung

Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00



ergoselect 10/12 – abklappbare Ergometrieinheit



ergoselect 10/12 – als Untersuchungsliege

ergoselect 1200 P Ergometer

- Duale, stufenlose Liegeverstellung 0° – 45° mit Motor (kippen und neigen)
- Komfortable Motorsteuerung mit Speicher
- Verstellbare Schulterstützen und Kopfteil
- Liegenbreite 50 cm
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG

Best.-Nr. 292869

€ 11.495,00



Optionen

Blutdruckmessung


Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00

Beinauflagen (Paar)

Best.-Nr. 292870

€ 495,00





SmartScript USB-EKG

- 12-Kanal Bildschirmanzeige/Online-Datenaufzeichnung aller wichtigen Informationen
- Leichte Bedienung – EKG mit nur wenigen Mausklicks
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktion an den Praxisablauf
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via optionaler GDT/BDT-Schnittstelle
- Praktischer PDF-Export der Protokolle als PDF
- Optionale Ansteuerung von Laufband- und Fahrradergometern verschiedener Hersteller
- PC-Paket optional erhältlich

Best.-Nr. 292777 **€ 2.449,00**

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Classic

- USB-Ruhe-EKG mit Vermessung und Interpretation, Patientenkabel

Best.-Nr. 117807 **€ 3.220,00**

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Comfort

- wie Ruhe-EKG Classic mit zusätzlicher Netzwerk- und GDT-Anbindung


Best.-Nr. 117809 **€ 3.740,00**



Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293847	126,00



Alle Pakete gegen Aufpreis von € 350,00

als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)

- Digitale Bluetooth®-Technologie für exzellente Signalqualität
- Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort
- Niedrige Betriebskosten, da kein MPG-PC oder Trenntrafo nach IEC 60601-1 erforderlich
- Betrieb unter WindowsXP SP2, WindowsVista, Win7/8/10/11

 Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Software-Erweiterung		Best.-Nr.	€
12-Kanal-Ergometrie-Software	Bis zu 20 Belastungsprofile für Ergometer und/oder Laufband, vollautomatische Steuerung der Last oder von Geschwindigkeit und Steigung über den PC	292778	790,00
Notfall-EKG-Software	Aufzeichnung eines Notfall-EKGs (ohne Patientendaten) mit anschließender Zuordnung zu einem Patientendatensatz	293039	169,00
Vektordarstellungs-Software	Darstellung der P-, QRS- und T-Schleifen in der Frontalebene	293044	399,00
SmartWatch	Online-Beobachtung einer Untersuchung von einem anderen Rechner im Netzwerk	293040	399,00

SmartScript USB – PC-Ergometriemessplatz

- Leistungsstarke SmartScript-PC-Ergometrie
- Variable Ansteuerung vieler Ergometer und Laufbänder
- Stufen- und Rampentest
- Abspeicherung aller Rohdaten
- Verlustfreie Echtzeit-Datenkompression
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktionen an den Praxisablauf
- Echtzeit-Erfassung/Darstellung der EKG-Signale
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via GDT/BDT-Schnittstelle
- Option SmartWatch für bequeme Online-Überwachung im Netzwerk
- Option Interpretation

Ergometrie-Paket Classic:

12-Kanal Ergometrie-Software mit Ruhe- und Rhythmus-Option und EKG-Vermessung, Netzwerk, GDT-Schnittstelle

Best.-Nr. 293036 € 3.840,00

Ergometrie-Paket Comfort:

wie Ergometrie-Paket Classic inklusive Fahrradergometer SmartBike 500

Best.-Nr. 294159 € 6.390,00

Ergometrie-Paket Comfort Plus:

wie Ergometrie-Paket Comfort inklusive Sauganlage Strässle DT-80T und SmartDesk PC-Arbeitsstisch (80 x 50 x 120 cm)

Best.-Nr. 293833 € 9.090,00

Best.-Nr. 121369 € 8.890,00
(mit SmartRack Steharbeitsstisch)

Paket Comfort / Comfort Plus auch mit Fahrradergometer SmartBike 500 mit automatischer Blutdruckmessung gegen Aufpreis lieferbar.

4PC-Paket

PC-Anlage nach MPG (QuadCore Prozessor), 500 GB HDD, 4096 MB RAM, DVD-Brenner, Display, Laserdrucker (inkl. Trenntrafo nach IEC 601-1)

USB – Best.-Nr. 293038 € 2.490,00

Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293847	126,00

SmartBike 500 Ergometer

- Hohe Standfestigkeit, belastbar bis 160 kg
- Extrabreiter, bequemer Durchstieg
- Einfache Sattelhöhenverstellung
- Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay
- Hochwertiger Riemenantrieb
- PC-Schnittstelle, wahlweise seriell oder Bluetooth®
- 20 – 400 W (999 W optional)

Best.-Nr. 119739 € 2.830,00



All-in-one-PC auf Anfrage.



Alle Pakete gegen Aufpreis als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)



Optionen	Best.-Nr.	€
999 Watt	121351	140,00
Automatische Blutdruckmessung	121353	1.920,00





SmartHolter24 – Digitales Langzeit-EKG

Das Langzeit-EKG für höchste Ansprüche an Technik und IT-Vernetzung

- 2 moderne Aufnahmerekorder verfügbar (SmartHolter24-Rekorder und SmartHolter24 Kobold)
- 3-Kanal EKG-Aufzeichnung
- Aussagekräftige EKG-Protokolle
- Zugang zu allen gängigen Praxis-EDV-Systemen via optionaler GDT-Schnittstelle
- Stromversorgung: nur eine Mignon-Zelle (Typ AA) oder integrierter Akku
- Optional: verlängerte Aufzeichnungszeit (48 h / 72 h)

Abbildung ähnlich



SmartHolter24 Kobold 3-Kanal-Langzeit-EKG

Digitaler, sehr kleiner (55 × 45 × 17 mm) und leichter 3-Kanal Langzeit-EKG-Rekorder, 72 Std. Aufnahmedauer, integrierter Li-Ion-Akku, Befestigung auf Elektrode möglich, inkl. SD-Karte, 2-adrigem Patientenkabel

Best.-Nr. 118726 (ohne Software) € 1.290,00



SmartHolter24-Rekorder

Digitaler Langzeit-EKG-Rekorder mit Patientenkabel (5-adrig), Tragetasche mit Hüftgurt, SD-Karte 2GB, Batterie 1,5 V AA/LR6, SD-Card Lesegerät

Best.-Nr. 293029 (ohne Software) € 1.490,00



SmartHolter24 – Softwarepaket

- Komfortable Digital-Werkzeuge mit vielfältigen Funktionen zur schnellen Validierung
- HRV-Analyse tabellarisch und grafisch (Histogramm, Trends, Powerspektrum, Poincaré-Plot), ST-Analyse
- 3-Kanal QT-Analyse
- Praktischer PDF-Export und eMail-Versand der Protokolle

Automatisch berechnete Parameter: VES, SVES, Couplets, SV-Tach, Bigeminus, ST-Analyse, Pause, Patienten-Ereignisse, Bradykardie, Tachykardie, HF-Variabilität, HFmax, HFmin

Softwarepaket ohne Rekorder

Best.-Nr. 293030 € 4.290,00

Softwarepaket mit SmartHolter24 Kobold

Best.-Nr. 118725 € 5.090,00

Softwarepaket mit SmartHolter24-Rekorder

Best.-Nr. 118206 € 5.290,00

Sie sparen
bis zu € 590,-
gegenüber Einzel-
bestellung

SmartHolterWeb-Lösung für Auswertegemeinschaften

Internetbasierter Datentransfer zwischen Zuweiser und Auswerter. Dadurch entfällt der Postversand von Speichermedien, was zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis führt. Einfachste Handhabung und verschlüsselte Datenübertragung machen SmartHolterWeb zur zuverlässigen Lösung für Auswertegemeinschaften.

SmartHolterWeb Software für Zuweiser

(ohne Rekorder)

Best.-Nr. 115719 € 350,00

Zuweiserpaket mit Software und Rekorder SmartHolter24 Kobold

Best.-Nr. 117971 € 1.590,00

Zuweiserpaket mit Software und

SmartHolter24-Rekorder

Best.-Nr. 117813 € 1.890,00





cardiolife AED



Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG

AED-3100 Automatischer externer Defibrillator

- Kontinuierliche VF/VT-Analyse
- Schnelle Analyse – schnelles Laden (vom Einschalten bis zur Entladung nur max. 15 Sek.)
- Täglicher Selbsttest zur Prüfung von Batterie, Pads und Schaltkreis
- Einfache Dreischrittbedienung mit Sprachanweisung
- Einfaches Umschalten für den Einsatz bei Kindern
- Einwegpads für Erwachsene und Kinder
- Status-Anzeige (Grün/Rot), Schocktaste
- Kapazität: 200 Entladungen oder 7,5 Std. Überwachung
- Batterie-Lebensdauer im Standby: 4 Jahre
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser IP66
- Maße: 206 × 252 × 97 mm (B × T × H)
- Gewicht: 2,3 kg mit Batterie und Pads

Lieferumfang: Gerät, 4-Jahres Batterie, 1 Paar AED-Elektroden

Best.-Nr. 119948

€ 1.190,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Kinder/Erw. (1 Paar)	120458	79,00
Batterie	120945	282,00

cardiofax



ECG-3350K/SETBASIS und ECG-3350K/SETWIFI 12-Kanal-EKG

- 8", klappbar
- Vermessung und Interpretation im Ruhe-EKG
- Thermokammschreiber 210 mm
- Integriertes SD- und USB-Laufwerk
- Speicher für 800 EKG intern
- Netz-/Akkubetrieb für mehr als 3 Std.
- Alarm-Hilfs-Funktion (Elektrodenüberwachung)
- Bis zu 20-stellige ID
- DICOM Ausgang
- PDF-Daten können auf der SD-Karte oder USB-Stick gespeichert werden
- Direktdruck via Netzwerkdrucker möglich
- Vorschau- und Webbrowserfunktion
- USB-Schnittstellen, LAN-Schnittstelle, WLAN-Funktion (integriert nur im SETWIFI)
- Netz-/Akkubetrieb für mehr als 3 Std.
- Optional: 18-Kanal

Lieferumfang: Gerät, Batterie, 1 × Papier, Patientenkabel, Extremitäten-Klammern und Brustwand-Elektroden, GBA



Modell	Best.-Nr.	€
ECG-3350K/SETBASIS	126705	3.253,00
ECG-3350K/SETWIFI	126706	3.450,00



ECG-3150/SETBASIS 12 Kanal-EKG mit 3-Kanal Ausdruck

- 12-Kanal TFT-Display 5 Zoll, 800 × 400 dpi, angewinkelt mit Herzfrequenz und Artefakt-Anzeige
- Vermessung und Interpretation im Ruhe-EKG
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Thermokammschreiber 63 mm
- Integriertes USB-Laufwerk
- Speicher für 800 EKG intern
- Alarm-Hilfs-Funktion (Elektrodenüberwachung)
- Bis zu 20-stellige ID
- Arbeitsliste aus Polaris.One (optional) übernehmen
- DICOM Ausgang
- PDF-Daten können auf USB-Stick gespeichert werden (bis zu 3000)
- Direktdruck via Netzwerkdrucker möglich
- Vorschaufunktion
- USB-Schnittstellen, LAN-Schnittstelle, WLAN-Funktion (optional)
- Netz-/Akkubetrieb, Akkulaufzeit ca. 3 Std.

Lieferumfang: Gerät, Batterie, 1 × Papier, Patientenkabel, Extremitäten-Klammern und Brustwand-Elektroden, GBA

Best.-Nr. 130499

€ 1.435,00



ECG-3250/SETBASIS 12-Kanal-EKG mit 3/6 Kanal Ausdruck

- 8" Display, 800 × 480 dpi, angewinkelt
- Vermessung und Interpretation im Ruhe-EKG
- Thermokammschreiber 110 mm
- Integrierte alphanumerische Tastatur
- Analogausgang für Kontrollmonitor
- Integriertes SD- und USB-Laufwerk
- USB-Schnittstellen, LAN-Schnittstelle, WLAN-Funktion (optional)
- Speicher für 800 EKG intern
- Netz-/Akkubetrieb Akkulaufzeit ca. 2,5 Std.
- Alarm-Hilfs-Funktion (Elektrodenüberwachung)
- Bis zu 20-stellige ID
- DICOM Ausgang
- PDF-Daten können auf der SD-Karte oder USB-Stick gespeichert werden
- Direktdruck via Netzwerkdrucker möglich
- Vorschaufunktion
- USB-Schnittstellen, LAN-Schnittstelle, WLAN-Funktion (optional)
- Netz-/Akkubetrieb Akkulaufzeit ca. 2,5 Std.

Lieferumfang: Gerät, Batterie, 1 × Papier, Patientenkabel, Extremitäten-Klammern und Brustwand-Elektroden, GBA

Best.-Nr. 130500

€ 2490,00



Auch mit Ergometer-Paket



SE-12 Express Kanal-EKG

- 12,1" faltbarer Farb-Touchscreen
- Eingebaute Glasgow-Interpretation
- Farbkodierte Signalqualitätsanzeige
- Abtastrate 16000 Hz, Bandbreite 0,01 Hz bis 300 Hz
- Alphanumerische Tastatur
- Speicher für 800 EKGs
- Datenübertragung auf PC per LAN/RS-232
- EKG-Bericht im PDF-Format in DIN A4
- Gewicht: ca. 6,5 kg

Lieferumfang:

SE-12 Express, Patientenkabel, 6 x Saug-/4 x Klammer-Elektrode für Erwachsene, 1 x Packung EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt), Lithium-Akku (5000 mAh)

Ausführung	Best.-Nr.	€
SE-12 Express Standard	124258	2.899,00
SE-12 Express mit Ergometrie-Paket	124259	3.999,00
Zubehör		
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt)	124261	16,00



SE-301 3-Kanal-EKG

- 5" hochauflösender Farb-Touchscreen
- Simultane 12-Kanal-Erfassung, wählbare Druckansichten
- Farbkodierte Signalqualitätsanzeige
- Abtastrate 16000 Hz, Bandbreite 0,01 Hz bis 300 Hz
- Ein-Tasten-Bedienung
- Automatische Messung und Interpretation, auch per Glasgow (optional)
- Speicher für 500 EKGs, erweiterbar per USB/Micro-SD
- EKG-Bericht im PDF-Format
- Gewicht: ca. 1 kg

Lieferumfang:

SE-301 mit oder ohne Glasgow-Interpretation, Patientenkabel, 6 x Saug-/4 x Klammer-Elektrode für Erwachsene, 1 x Rolle EKG-Papier (80 mm x 20 m), Lithium-Akku (2500 mAh)

Ausführung	Best.-Nr.	€
SE-301	124262	999,00
SE-301 mit Glasgow-Interpretation	124263	1.157,00
Zubehör		
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier 1 Rolle (80 mm x 20 m)	124264	12,50

Innovative Diagnostiklösungen für die Praxis



MESI mTABLET ABI Knöchel-Armdruck-Index

- Kabelloses Design ermöglicht eine einfache und flexible Handhabung
- Das automatische kabellose Knöchel-Armdruck-Index-System mit seiner 3CUFF™-Technologie ermöglicht simultanes Messen des Arm- und Knöcheldrucks.
- PADsense™-Algorithmus zur Erkennung von schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten
- Schnelle und zuverlässige Messung des Knöchel-Arm-Index mit Auswertung der Pulswellenform
- Anzeige Pulswellenformen und Oszillationsdiagramme

Lieferumfang:

1 × Tablet, 4 BP-Module, 4 farbcodierte Manschetten Größe M (22 – 32 cm), 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Modul, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130793 € 3.509,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
1 4 farbcodierte Manschetten Größe L (22-42cm)	130794	253,00
PWV APP (Pulswellengeschwindigkeit)	130795	726,00
GDT WORKLIST APP	130797	450,00
2 Tragetasche	130796	154,00



MESI mTABLET 12-Kanal-EKG

- Vollständig digitales Elektrokardiogramm
- 12-Kanal Ruhe-EKG
- Glasgow-Algorithmus zur automatischen Auswertung enthalten

Lieferumfang:

1 × Tablet, 1 × 12-Kanal-EKG Diagnosemodul, 1 × Patientenkabel Schnappanschlüsse (IEC), 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Modul, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel, (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130798 € 3.146,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Klebelektroden Erwachsene (400 Stk)	130799	44,00
Klebelektroden Kinder (500 Stk)	130819	44,00
Patientenkabel Bananenverbinder (IEC)	130820	165,00
Patientenkabel Bananenverbinder (AHA)	130822	165,00
Klammerlektroden	130823	104,50
2 Tragetasche	130796	154,00



MESI mTABLET SPIRO Spirometer

- Das vielseitigste innovativste digitale Spirometer
- Pneumotachograph-Technologie mit integrierter Selbstkalibrierung
- Automatische Auswahl der besten Messung aller Wiederholungen mit der BestBreath™-Erkennung
- Echtzeit-Darstellung der Fluss-Volumen-Kurve

Lieferumfang:

1 × Tablet, 1 × SPIRO-Modul, 1 × Dockingstation, 1 × Ladestation für Modul, 1 × Netzteil, 1 × Verbindungskabel (Dockingstation – Ladestation für Modul), 1 × Netzwerkkabel

Best.-Nr. 130835 € 2.500,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
3 Mundstück (100 Stück)	130836	185,00
4 Viral Filter (50 Stück)	130837	55,00
GDT Worklist APP	130797	450,00
2 Tragetasche	130796	154,00





8 Jahre
GARANTIE

2

Geräte einweisungs-
pflichtig nach MPG



1

IPAD CU-SP1 Defibrillator

- Detaillierte Sprachanweisungen führen Schritt für Schritt durch den gesamten Rettungsprozess
- Automatische Lautstärkenanpassung
- Übersichtliche LCD-Statusanzeige (Funktion-, Batterie und Elektrodenstatus)
- Artefakte und CPR Erkennung
- Integrierter Kinder- und Erwachsenenmodus (**keine extra Elektroden erforderlich**)
- Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttest
- Vorkonnetzte Elektroden
- Datenübertragung via SD Karte oder Infrarotschnittstelle
- Maße: 260 × 256 × 69,5 mm (B × L × H)
- Gewicht: 2,4 kg (einschließlich Batterie und Elektroden)
- Schutzklasse IP55
- **8 Jahre Garantie auf das Gerät**

Lieferumfang:

iPAD CU-SP1, Tragetasche, Longlife Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar)

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Halbautomat	123566	1.150,00
2 Vollautomat	123306	1.150,00



3



4

Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw.	120716	59,00
Defi-Elektroden Kinder	120723	109,00
Batterie	120715	189,00
3 Wandschrank	120732	170,00
4 Wandschrank mit Alarm nur für SP1	120733	245,00
Hinweisaufkleber (148 × 148 mm)	124882	4,00
Nasen-/Winkelhinweisschild (20 × 20 cm)	124883	24,90
Defi-Safe-Set: (2 Paar Einweghandschuhe, 1 × Kleiderschere, 2 × Einmal-Rasierer, 2 Alkohol-Reinigungspads, 1 Verbandtuch 40 × 60 cm, Beatmungstuch)	124884	14,25



Wandschrank

- Mit Alarm und Signal
 - Maße: 38 × 38 × 20 cm (H × B × T)
- Best.-Nr. 121465 € 146,48**

Tragarmsystem für EKG-Messungen



DT BASIC T

- für den speziellen Einsatz mit Klebeelektroden
- Leistungsfähiges und platzsparendes Tragarmsystem
- Tragarm stufenlos von 84 auf 132 cm ausziehbar
- Arretierendes Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150°
- Gedämpfter horizontaler Schwenkradius 360°

Bestehend aus:

Tragarm Basic T, 1 × Patientenkabel mit Verteiler Basic T, 1 × Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4, 1 × Tischhalterung, Elektroden Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 130866

€ 1.230,00

DT-80T

- Zum Ankleben an Tischen, Arbeitsplatten usw.
- Hoher Bedienkomfort durch Einhandbedienung
- Tragarm mit großer Reichweite (Schwenkbereich ca. 315°, 120/240 cm)

Bestehend aus:

6 × Vakuumelektrode 1 m und 4 × 1,3 m

Tragarm, Vakuumeinheit mit Bedienteil und Halter, Tischhalterung, Netzkabel, 250 ml Elektrodenspray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 129821

€ 2.173,00



DT-100T

- Zum Ankleben an Tischen, Arbeitsplatten usw.

Bestehend aus:

6 × Vakuumelektrode 1 m und 4 × 1,3 m

Tragarm, Vakuumeinheit, Bedienteil mit Halter, Tischhalterung, Netzkabel, 250 ml Elektrodenspray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 129822

€ 2.534,00





V-CORE MESSTECHNOLOGIE

**GOLD
STANDARD**
DER SPIROMETRIE

NIEDRIGE
TESTKOSTEN
PRO PATIENT

PRÄZISE
ROBUST
KOMFORTABEL

5
JAHRE
GARANTIE

Vitalograph Pneumotrac™ PC-Spirometer

- **PC-Spirometrie für Praxis und Klinik – direkt auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet**
- Präzise und komfortable Spirometrie in Praxis und Klinik – direkt auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG erweiterbar
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Optimale Hygiene und geringe Testkosten durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch Spirotrac 6 Software
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive

Best.-Nr. 126342

€ 1.490,00



**Spirotrac 6
Software um
12-Kanal-EKG
erweiterbar**



Vitalograph ALPHA™ Connect

- **All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker mit und ohne PC**
- Intuitiv bedienbar, mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC
- Mit Akku und integriertem Thermodrucker für den mobilen Einsatz in Praxis, Klinik und auf Hausbesuchen
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder Ihrem KIS via GDT/HL7
- Geringe Testkosten pro Patient und optimale Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard

Best.-Nr. 126343

€ 1.990,00



Vitalograph micro™ Spirometer

- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- Niedrige Verbrauchsmaterialkosten bei optimaler Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Intuitive Bedienung über hochauflösenden, reaktionsschnellen Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard

Best.-Nr. 118992

€ 890,00



BVF™ Bakterien-Viren-Filter

Schützen Patient, Personal und Gerät vor Bakterien und Viren (inklusive SARS-CoV-2)

- Minimieren den Reinigungsaufwand
- Auch geeignet für Einmal-Turbinen und Einmal-Flusssensoren wie z. B. die ndd-Spirette

Best.-Nr. 290977 (Pckg. mit 50 Stück)

€ 49,00



Zubehör und Verbrauchsmaterial für alle Vitalograph Spirometer	Best.-Nr.	€
Kalibrationspumpe 3 Liter Optional; ermöglicht Dokumentation der Genauigkeit vor Ort für Praxis-QM	293244	395,00
Nasenklemmen; angenehm zu tragen, sparen Zeit und Geld; Packung mit 200 Stück	182384	89,00
Vitalograph Papier schützt Drucker vor Ausbrennen und Reparaturen		
Thermodruckerpapier für neues ALPHA Connect, Packung mit 10 Rollen	126344	78,00
Thermodruckerpapier für ALPHA IV, Touch; Packung mit 5 Rollen	291685	39,00

ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

Mit ovaler Mundsektion und Beißkante

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Best.-Nr. 126818 (Pckg. mit 75 Sets)

€ 81,00



Vitalograph BT12 12-Kanal-EKG

- Bluetooth-Lösung für eine zuverlässige Ruhe-EKG-Messungen direkt auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet.
- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus) und Analyse helfen bei der zuverlässigen Diagnostik
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung




Ideal für alle Besitzer eines Vitalograph PC-Spirometers mit Spirotrac Software

Vitalograph BT12 Ruhe-EKG mit Spirotrac 6 Software
Best.-Nr. 126345 € 1.950,00

Vitalograph BT12 ohne Software als Erweiterung für ein vorhandenes Spirometer mit Spirotrac Software
Best.-Nr. 126347 € 1.550,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Einmal-EKG-Elektroden (30 Stück)	126349	9,90



Das EKG wird einfach als Erweiterung in Ihrer vorhandenen Spirotrac Spirometrie-Software freigeschaltet.

Sie zahlen nur für die neue Hardware und profitieren von vielen Vorteilen.

Ihre Vorteile durch die Spirotrac® Software

- Eine Benutzeroberfläche für EKG und Spirometrie
- Eine Einbindung in die Praxissoftware
- Ein kompetenter Ansprechpartner für alles
- Volle Flexibilität – Sie können auch mit dem EKG starten und später die Spirometrie ergänzen
- Preisvorteil bei vorhandenem Spirometer mit Spirotrac Software, z. B. Vitalograph Pneumotrac

Ambu® BlueSensor / WhiteSensor EKG-Elektroden

Nassgel	Festgel
• Optimaler Hautkontakt	• Guter Hautkontakt
• Geringer Übergangswiderstand	• Gute Signaleigenschaften
• Exzellente Signalqualität	• Besonders hautschonend
• Stabile Leitfähigkeit	• Repositionierbar (gilt nicht für alle Elektroden)

Ambu® BlueSensor EKG-Elektrode

- Dezentrierter Anschluss
- Kein Anpressdruck beim Anbringen der EKG-Kabel
- Erhalt einer intakten Klebefläche
- Mehr Komfort und Bewegungsfreiheit für den Patienten

Ambu® WhiteSensor EKG-Elektrode

- Große Produktvielfalt
- Schnelle Anwendung, da leicht und schnell zu öffnende Elektrodentüte und einfache Handhabung
- Stabile Signalqualität für zuverlässige EKG-Ableitung für eine sichere Patientenüberwachung



Ausführung	Anschluss	Geltyp	Anwendung	Maße mm	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 VL-00-S	Druckknopf	Nassgel	Langzeit Erw.	72,0 × 68,0	25 Stück	188216	8,95
2 R-00-A	Banane	Nassgel	Ergometrie	57,0 × 48,0	25 Stück	294524	10,02
3 SP-00-S	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Erw.	42,5 × 38,0	50 Stück	294215	15,60
4 4500M	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Erw.	50,0 × 48,0	30 Stück	127505	7,90
5 WS-00-S	Druckknopf	Festgel	Kurzzeit Erw.	36,0 × 40,0	50 Stück	127506	7,68



1 EasyOne Air Mobil- und PC-Spirometer

- Sichere und einfache Bedienung dank farbigem Touch Screen
- Flexible Anwendung, konsistente Ergebnisse, unabhängig vom Einsatzort
- Datenaustausch via Bluetooth oder USB
- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:

EasyOne Air, Cradle, Software EasyOne Connect, 2 Stück EasyOne FlowTubes, USB-Kabel (Stromzufuhr und Datentransfer), Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 120762

€ 2.041,00



1



TrueFlow bedeutet eine genaue und robuste Flussmessung, ohne dass während der gesamten Lebensdauer eine Kalibrierung durch den Benutzer erforderlich ist.

TrueFlow
makes the difference



Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Easy on-PC PC-Spirometer


- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:

Easy on-PC, Software EasyOne Connect, Nasenklemme, 4 Stück Spiretten, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 293943

€ 1.643,00



2


Tablet-PC ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör	EasyOne Air	Anzahl	Best.-Nr.	€
EasyOne FlowTube		50 Stück	120763	72,00
EasyOne FlowTube		200 Stück	120764	261,00
EasyOne FlowTube		500 Stück	128299	454,00

Zubehör	Easy on-PC	Anzahl	Best.-Nr.	€
Spirette Standard		50 Stück	291638	72,00
Spirette Standard		200 Stück	293979	261,00
Spirette Standard		500 Stück	114234	454,00



Zubehör für EKG-Geräte /SpO₂ Sensoren und Zubehör Physikalische Therapie



Ruhe-EKG/Belastungs-EKG

Komplettkabel (10-adrig), mit vergossener Weiche und 4 mm Banane

Klammer- / Druckknopfausführung und andere Hersteller auf Anfrage

Hersteller	Gerätetyp	Best.-Nr.	€
Cardioline	Cardiette arv/adv-Serie, Excel-Serie	294455	125,00
Edan	Se-Serie	293847	126,00
Fukuda Denshi	FX-, FCP-Serie, Alpha 500/600	115005	149,00
GE-Hellige	MAC 1200 / MAC 1600 / MAC 2000	121363	135,00
GE/Hellige	EK-Serie ab EK 36, CardioSmart, CardioSys	291034	135,00
MESA	CARDIAX Bananenstecker	291035	190,00
MESA	CARDIAX Druckknopf	129369	190,00
MINDRAY	Beneheart R3 / R12	294455	125,00
Nihon Kohden	CardioFax Serie – EKG 8000/9000 Serie	293847	126,00
Philipp	Pagewriter 100 / 200	292186	168,00
Schiller	AT 1, AT 2, AT 2 plus, AT 4, AT 102, MS2015	291038	125,00
Schiller	AT 100, AT 3, AT 5, AT 6, AT 10, AT 60	294455	125,00
Schiller	MS-12 / FT-1	130948	249,00

Auch erhältlich als Y-, Ohr- und Einmalsensor.
Andere Hersteller auf Anfrage

Typ	Kabellänge	Best.-Nr.	€
1 Nellcor Oxisensor	90 cm	294070	65,00
2 Nellcor Oxisensor	90 cm	294071	95,00
Nellcor Oxisensor	90 cm	294076	116,00
3 Philips Ref. M1191B	200 cm	121355	85,00
Philips Ref. M1191BL	300 cm	121356	95,00
4 Nellcor Oxisensor	90 cm	127665	126,00
5 Nellcor Oxisensor	90 cm	127666	100,00

Langzeit-EKG/Komplettkabel 5-adrig, Druckknopfausführung

Andere Hersteller auf Anfrage

custo-med	Custo Flash (V3), Custo Screen	291011	77,15
Schiller	MT 101(4-adrig) Original	121485	147,00
Schiller	medilog AR-4+, AR-12+, FD-5+	119320	142,00

Praxis-Tipp

„Kleine Stecker-Kunde“ für Reizstromzubehör

- Bananen-Stecker S
4 mm
- Bananen-Buchse B
4 mm
- Bananen-Stecker SK
kaschiert 4 mm

Bitte geben Sie bei Bestellungen von Schwämmen unbedingt die Plattengröße Ihrer Elektrode mit an, da die Schwämme beim Trocknen kleiner werden.

Zubehör Physikalische Therapie



Schwämme

- Rundlinge ohne Löcher

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 60 mm 23 mm stark	145301	1,96
Ø 88 mm 23 mm stark	145302	2,60
Ø 100 mm 23 mm stark	145145	3,92



Schwammtaschen

Packung mit 1 Stück

	innen	außen	Best.-Nr.	€
	70 x 45 mm	80 x 65 mm	145176	3,85
	80 x 60 mm	90 x 80 mm	145177	4,20
	85 x 70 mm	95 x 90 mm	145178	4,20
	100 x 65 mm	110 x 85 mm	145181	4,78
	115 x 75 mm	125 x 95 mm	145184	4,43

COM-TeX® Einmal-Elektroden

- PE-Schaumstoff
- Latex- und PVC-frei
- Mit Festgel vorgeliert
- Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen

Packung mit 30 Stück

Ausführung	Maße (Ø)	Best.-Nr.	€
Druckknopfanschluss	45 mm	154876	2,79
Bananenstecker 4 mm	45 mm	154878	5,01
Druckknopfanschluss, universell einsetzbar	40 mm	154877	4,43
Druckknopfanschluss, Kinder	30 mm	158543	4,45



GE-Brustwand-Saugelektrode

- An Bananenstecker anschließbar
- Kontaktfläche Silber-Silberchlorid

Best.-Nr. 140320

€ 37,60



3M™ Red Dot™ EKG-Elektrode

- Gute elektrische Eigenschaften
- Aus Schaumstoff
- Maße: 3,5 x 4 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125039

€ 14,79



Nihon Kohden Brustwand Saugelektrode

- Vernickelt mit grauem Gummiball
- Maße: Ø 20 mm, für 4 mm Bananenstecker

Best.-Nr. 294541

€ 10,27



Tab-Elektrode für Ruhe-EKG

- Mit Clear-Gel
- Verbindung mit unten angebotenem Adapter
- Maße: 2,1 x 3,4 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 157008

€ 10,07



EKG Einmal-Elektrode für Langzeit-EKG

- Aus Vlies
- Maße: Ø 55 mm

Packung mit 60 Stück

Best.-Nr. 123974

€ 10,26



EKG Schaumstoff-Elektrode

- Geeignet für Kinder
- Mit Festgel vorgeliert
- Bananenstecker
- Maße: 4 mm x Ø 30 mm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125883

€ 5,31

Adapterstecker

- Für Bananenstecker

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 114428

€ 41,84



Zubehör für EKG-Untersuchungen

COM-TeX®
FAIRPREIS
und TOP-Qualität



COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpensprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,89
5-Liter-Kanister	110314	11,65
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00



1 Spectra Elektrodengel

Tube mit 250 g
Best.-Nr. 184302 € 5,45

2 SONOGEL Hautreinigungsgel

Tube mit 100 g
Best.-Nr. 151025 € 12,36



Signa Elektroden-Spray

- Hervorragend leitfähig
- Hypoallergen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpensprayflasche	140322	6,14
3,8-Liter-Nachfüll-Kanister	183615	44,68




Einweg-Vlies-Tragetasche

- Tragetasche zu Langzeit-EKG und -Blutdruck-Recorder
- Aus weißem Vlies mit blauem Zugband
- Maße: 18 x 13 cm
- Kordel: 70 cm lang

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 123054

€ 47,50



NEU!

EKG-Lineal

- Sekundäre Auswertung von PQ- und QT-Intervallen, QRS-Wert
- Skala für 25 mm/s + 50mm/s und Amplituden
- Abwaschbar und abriebfest
- Detaillierte und übersichtliche Darstellung
- Maße: 242 x 50 mm (L x B)

Best.-Nr. 129663

€ 3,95



Gummispannband

3 Für Extremitäten

Loch-Schlitz-Reihe, Maße: 45 x 3 cm

Best.-Nr. 140374 € 6,40

4 Für Brustwand

1 Lochreihe, Maße: 135 x 3,2 cm

Best.-Nr. 140375 € 14,34

5 5 Lochreihen, Maße: 135 x 7 cm

Best.-Nr. 140301 € 32,02

Befestigungsknopf

Best.-Nr. 140302 € 2,39



Extremitäten-Klammerelektrode

- Mit 4 mm Bananenstecker
- Ag/AgCl
- 4-er Satz
- Mit Farbcodierung (schwarz, rot, gelb, grün)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set Erwachsene	124573	41,56
Set Kinder	124574	43,54



Druckknopf-Adapter

- Verbindung Bananenstecker zum Druckknopf der Einmal-Klebeelektrode
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 140309

€ 10,54

Für Siemens-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Cardiostat 31 S	104 × 100 mm	300 Bl.	10 Faltl.	140131	3,31 / Faltl.
Sicard 440	148 mm × 25 m		1 Rolle	140132	4,08 / Stk.

Für Schiller-EKG BPS-freies Thermopapier

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
AT-1 G2	80 × 70 mm	314 Bl.	20 Faltl.	124964	103,07 / Pack.
AT-1/SP-1	90 × 90 mm	290 Bl.	20 Faltl.	124965	89,38 / Pack.
AT-10/SP-10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124973	75,45 / Pack.
AT-10+/AT-110	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124975	68,44 / Pack.
AT-102/ AT-102+/AT-102 G2	210 × 280 mm	100 Bl.	10 Faltl.	124968	101,89 / Pack.
AT-2/AT-170/CS-200	210 × 280 mm	180 Bl.	10 Faltl.	124967	133,86 / Pack.
AT-3	70 × 100 mm	200 Bl.	20 Faltl.	124962	56,00 / Pack.
AT-4/AT-104	90 × 90 mm	176 Bl.	20 Faltl.	124966	82,37 / Pack.
AT-5	135 × 140 mm	108 Bl.	20 Faltl.	124969	110,41 / Pack.
AT-6/AT-6/3/SP-200	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltl.	124977	61,74 / Pack.
CS-6/12	210 × 150 mm	400 Bl.	10 Faltl.	124972	133,21 / Pack.
FT1	114 × 150 mm	60 Bl.	20 Faltl.	124963	156,03 / Pack.
MS-2010/MS-2007	114 × 95 mm	154 Bl.	20 Faltl.	124970	182,09 / Pack.
MS 2015	210 × 140 mm	180 Bl.	10 Faltl.	124971	111,74 / Pack.

Für Hörmann-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Bioiset 3500	110 mm × 25 m		1 Rolle	183476	3,54 / Stk.
Bioiset 3600 / 3700	110 × 100 mm	180 Bl.	10 Faltl.	188164	3,29 / Faltl.
Spiroset 3000	110 × 100 mm	180 Bl.	10 Faltl.	188164	3,29 / Faltl.

Für GE Medical (Hellige)-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
CardioSmart/ Mac 1200	210 × 295 mm	150 Bl.	10 Faltl.	184197	10,70 / Faltl.
EK 53/56	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltl.	172375	51,32 / Pack.
Mac 400/600	80 × 90 mm	280 Bl.	10 Faltl.	158982	4,45 / Faltl.
MicroSmart/ Mac 500	90 × 90 mm	360 Bl.	10 Faltl.	113847	4,45 / Faltl.

Für Bosch-Dimeq-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
503B/N	135 mm × 30 m		1 Rolle	140105	5,13 / Stk.
503V/D	120 mm × 30 m		1 Rolle	172361	5,59 / Stk.
506D/DS	145 mm × 60 m		1 Rolle	140106	8,08 / Stk.
603/606	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltl.	172375	51,32 / Pack.

Für Nihon-Kohden-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
9010/9020/ 9022/1250/ 2250	110 × 140 mm	150 Bl.	5 Faltl.	151379	4,56 / Faltl.
9110/9130/ 9132/1350/ 2350	210 × 140 mm	210 Bl.	10 Faltl.	151558	9,43 / Faltl.
9620	63 mm × 30 m		1 Rolle	154683	3,85 / Stk.
Cardiofax 3/ 2150	63 mm × 30 m		1 Rolle	140180	3,05 / Stk.

Für Mindray-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
DECG-03A	80 mm × 20 m		1 Rolle	113053	3,52 / Stk.
R12 Beneheart	210 × 295 mm	100 Bl.	10 Faltl.	118288	106,49/Pack.

Für Edan-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
SE 3/300	80 mm × 20 m		1 Rolle	113053	3,52 / Stk.

Für Medical Econet-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Cardio-M-Plus	210 mm × 30 m		1 Rolle	115054	6,67 / Stk.

Für Cardioline/Cardiette-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
100 Series	100 mm × 20 m		25 Rollen	124336	114,60/Pack.
ECG 100+	100 × 150 mm	180 Bl.	20 Faltbl.	123146	52,53 / Pack.
ECG 200+	210 × 295 mm	180 Bl.	10 Faltbl.	123147	62,33 / Pack.

Für Fukuda/Fukuda Denshi-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
063F50-H03	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltl.	183473	7,27 / Faltl.
FCP-11 / OP-110 TE	63 mm × 25 m		1 Rolle	140180	3,05 / Stk.
FCP-145	145 mm × 30 m		1 Rolle	140907	6,69 / Stk.
FCP-15 / FX 7102	63 mm × 25 m		1 Rolle	140908	3,05 / Stk.
OP-119 TE	63 mm × 25 m		1 Rolle	140908	3,05 / Stk.
FX 7202	110 × 140 mm	145 Bl.	10 Faltl.	154047	6,89/Faltl.

Für Cardisuny-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
IC 501 AX /BX/DX	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltl.	183473	7,27 / Faltl.

Für Custo-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Custo-Med	210 × 150 mm	250 Bl.	10 Faltl.	140743	10,62 / Faltl.

Für Kalamed-EKG

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
KES 601/601T	112 mm × 27,5 m	1 Rolle	124357	4,52 / Stk.

Für CTG-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
HP 1350/1351 A	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140529	4,15/Faltl.
HP 8040A/8041A	152 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140174	3,30/Faltl.
Kranzbühler FetaCare	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	187963	6,10/Faltl.
Kranzbühler Fetacontrol 2/4	120 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltl.	140530	3,99/Faltl.
Oxford Team / Team Duo	143 × 150 mm	300 Bl.	10 Faltl.	113850	11,99/Faltl.
4305 BAO/DAO	152 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltl.	157197	3,83/Faltl.
Bionet FC 700	215 mm × 20 m		10 Rollen	294101	8,38 / Stk.
Bistos BT 350 FS-151-90-80 R01	149 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltl.	160161	4,68/Faltl.
Bionet FC 1400	151 mm × 25 m		1 Rolle	294102	8,59 / Stk.
CTG 7	150 × 100 mm	150 Bl.	5 Faltl.	118644	22,80/Pack

Sie erhalten bei Abnahme von 20 Rollen oder Faltlagen 5 % Mengenrabatt.



Für Hellige-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundstücke	59 × 30/26 mm	100 Stück	140161	12,86 / Pack.

Für Vitalograph-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Alpha	110 mm × 30 m	5 Rollen	140912	6,17 / Stk.
Pappmundstücke	66 × 30,3/28,3 mm	100 Stück	140171	11,78 / Pack.

Für Fukuda-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
3000/K50U	110 mm × 25 m	1 Rolle	184356	4,47 / Stk.

Für Schiller-Spirometer

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
SP 200/260	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltl.	124977	61,74 / Pack.
SP 10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124973	75,45 / Pack.
Pappmundst. SP20/30	66 × 30/28 mm		100 Stück	113481	16,61 / Pack.
Pappmundst. SP100/200	75 × 26,5/24 mm		100 Stück	140548	12,28 / Pack.
Plastikmundst. SP150/250	75 × 27/24 mm		10 Stück	292769	22,93 / Pack.

Für Dego-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Spiromed 250/250R	112 mm × 25 m	5 Rollen	140164	2,85 / Stk.

Für Elmed-Spirometer FLC 1000

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowcheck	110 mm × 30 m	10 Rollen	140181	3,31 / Stk.

Für Custo-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundst. Custovit M	60 × 31,5/29 mm	100 Stück	117407	16,25 / Pack.

Für Jäger-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowscreen/Flowmate	110 mm × 30 m	1 Rolle	140181	3,31 / Stk.
Mundstücke Plastik	55 × 33/30 mm	25 Stück	281293	10,32 / Pack.
Bakterien-Viren-Filter, weiß		50 Stück	294137	49,00 / Pack.

In unserem Katalog sind die gängigsten Registrierpapiere aufgeführt. Weiteres Papier liefern wir gerne auf Anfrage.

Bakterien-Viren-Filter schützen Patient, Helferin und Gerät vor Kontamination

Bakterien-Viren-Filter, blau

Für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec und ndd Spirette

ECO-Bakterien-Viren-Filter und Set, transparent

Für Jaeger/CareFusion/Vyaire/Vyntus, Custo (Vit M, Spiro Mobile), MESA

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
BVF, blau	50 Stück	290977	49,00
ECO-BVF, transparent	75 Stück	124917	66,00
ECO-BVF mit Nasenklemme	75 Sets	124918	73,50

Nasenklemmen

Kunststoff

Packung mit 5 Stück
Best.-Nr. 115056

€ 7,12

Schaumstoffpads für Nasenklemmen

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 115057

€ 15,65

1 Descogen I -Granulat

- Desinfektion von Sieben, Plastik-Mundstücken, Tachographen

Dose mit 1 kg

Best.-Nr. 294326

€ 57,64

2 Orange Solvent Spezialreiniger

- Spezialreiniger für die Flächenreinigung von Medizinprodukten
- Gebrauchsfertige Lösung aus natürlichem Orangenöl
- Entfernt Klebereste, Permanentmarker, Jodflecke und Streifen von Fußböden

Flasche mit 500 ml

Best.-Nr. 124224

€ 23,30

3 Descoton Extra

- Zur Desinfektion von Sieben, Plastik-Mundstücken, Tachographen

Dosierflasche mit 1 Liter

Best.-Nr. 118284

€ 31,20



Original Mitsubishi-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
K 61 B (Standard)	110 mm × 20 m	140167	9,91
K 65 HM (mehr Graustufen)	110 mm × 20 m	140930	20,12
KP 91 HG-CE	110 mm × 18 m	158879	22,47
KP 95 HG Packung mit 5 Rollen	110 mm × 18 m	115055	22,45

Original Sony-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
UPP 84 S Packung mit 10 Rollen	84 mm × 13,5 m	140554	10,15
UPP 84 HG Packung mit 10 Rollen	84 mm × 12,5 m	116950	20,97
UPP-110 S (Standard)	110 mm × 20,0 m	140168	11,18
UPP-110 HD (High Definition)	110 mm × 20 m	140551	22,44
UPP-110 HG (High Glossy)	110 mm × 18 m	152996	22,47
UPP-110 HA (hochauflösend)	110 mm × 18 m	187998	22,56
UPC-21 L + 4 Farbbandkassetten (200 Blatt)	Format A6	155627	179,19



Sony S/W Video-Printer UP-X898 MD

- Digitaler Drucker
- Hohe Bildauflösung
- Verschiedene Druckmodi
- Gammafunktion
- Passende Papiere: UPP-110 S/HD/HG/HA

Best.-Nr. 293160

€ 799,00

Videoprinterpapier Ulstar

Ausführung	Maße	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
840S zu UPP84S	84 mm × 13,5 m	10 Rollen	129045	6,65
840HG zu UPP84HG	84 mm × 12,5 m	10 Rollen	129046	11,40
110 S zu UPP110S	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	120455	8,50
110 HD zu UPP110HD	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	129047	13,80
110 HG zu UPP110HG, KP91HG	110 mm × 18,0 m	5 Rollen	153945	16,95
1100S MIBI zu K61B	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	128841	8,45
1100HD MIBI zu K65HM	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	113165	15,50



Medizinische Kondome

Kondome

- Trocken
- Im PE-Beutel, in der Deckel-Box oder einzeln eingeschiegelt



Probetection™ Medizinalkondome

- Latexfrei, hergestellt aus Polyisopren
- Hohe Reißfestigkeit und Dehnbarkeit
- Universelle Passform, Spitzendurchmesser 33 mm (240 mm) und 30 mm (300 mm Länge)
- Einzeln verpackt, Schutz vor Kreuzkontamination

Packung mit 100 Stück

Länge der Abdeckung	Best.-Nr.	€
230 mm	130264	235,00
300 mm	130265	289,00



PE-Beutel

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	144 Stück	127014	10,46
28 mm	144 Stück	156381	9,87
18 mm	144 Stück	111111	10,46

YTEX Hypoallergenic Latex
(weniger antigene Proteine)

34 mm	144 Stück	111329	12,03
28 mm	144 Stück	111332	13,57
18 mm	144 Stück	111333	12,43

Deckel-Box

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	200 Stück	152028	15,69
28 mm	200 Stück	111126	15,69

Keimreduziert

34 mm	100 Stück	116270	9,36
28 mm	100 Stück	111159	9,36

Einzeln eingeschiegelt

34 mm	100 Stück	156380	11,94
28 mm	100 Stück	111160	11,94



COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	2,72
500 ml	119500	3,51
1-Liter-Flasche	119512	3,74
5-Liter-Cubitainer	119513	10,09
5-Liter Kanister	119514	9,32
10-Liter-Kanister	119515	17,80
Zubehör		
Pumpdosierer 5-Liter-Kanister	140922	12,87
Pumpdosierer 10-Liter-Kanister	151296	12,86
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00
Abfüllhahn für Cubitainer	172364	4,40



SONOGEL Ultrasonicgel

- Mikroblasenfrei und akustisch präzise
- Geringe Austrocknung
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Hohe Viskosität
- Nicht tropfend
- 5- und 10-Liter-Cubitainer jeweils mit 250-ml-Leerflasche

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	113397	3,45
850-ml-Flasche	151115	5,36
5-Liter-Cubitainer	113436	17,60
10-Liter-Cubitainer	152910	28,18
Pumpenset (für 10-Liter-Cubitainer)	157895	36,14



Aquasonic Ultrasonicgel

Inhalt	Best.-Nr.	€
20-ml-Beutel, steril Abgabereinheit: 48 Stück	140658	Stk. 2,57
250-ml-Flasche	140316	4,90
5-Liter-Cubitainer	140317	29,30



ECHOSON Ultrasonicgel

- Besonders hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Nicht tropfend
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	170483	3,73
5-Liter-Kanister (o. Abb.)	116407	10,91
10-Liter-Kanister	129878	13,03
Pumpdosierer (für 5-Liter-Kanister)	151459	13,03
Pumpdosierer (für 10-Liter-Kanister)	129878	13,03

Recomed 12 – 200 P Mikrowellen-Therapiegerät

- Einfache Handhabung
 - Prozessorgesteuert
 - HF-Nennleistung 200/25 Watt
 - 1200 Watt/Impulsbetrieb
 - Konstante Dosierung
 - Automatische Strahlererkennung
 - Automatische Schutzfunktion für Patient, Gerät und gegen Fehlbedienung
 - Servicefreundlicher Aufbau
 - Hoher Sicherheitsstandard
 - Gehäusefarbe: grau-weiß RAL 9002
- Best.-Nr. 245112 € 4.485,00**

Inkl. Standardzubehör

(Muldenstrahler, Haltearm, HF-Kabel, Drahtbrille)



Zubehör zum Nachbestellen	Best.-Nr.	€
Muldenstrahler	245115	394,00
Rundfeldstrahler Ø 160 mm	245116	342,00
Kleinfeldstrahler Ø 65 mm (HNO)	245117	321,00
Haltearm	245113	490,00
HF-Kabel	245114	399,00
Drahtbrille	245118	38,00



2 in 1
Gleich- und Pulsstrom



Wissenswertes zur Iontophorese



SwiSto3 – Iontophorese-Set zur Therapie der Hyperhidrosis

- Grafik-LCD-Modul mit Hintergrundbeleuchtung
 - Einfache Bedienung mit leichter Menüführung
 - Spritzwassergeschützte Folientastatur
 - Li-Ion Akku-Betrieb mit Ladefunktion durch Ladestecker
 - Akkubetriebenes Gerät mit einem Ladezyklus bis zu 10 Behandlungen bei voller Leistung je 20 Minuten
 - Timerfunktion und Abschaltautomatik, sleep modus
 - Mit Ladestecker EU/US/GB Version
 - Ausführung gemäß IEC 60601-1 Ausgabe 3
 - Maße: 110 x 84 x 120 mm (B x H x L)
 - Gewicht: **nur** 360 g
- Lieferumfang:**
1 Iontophoresegerät, 1 Ladestecker, 2 Behandlungswannen, 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker, 2 Schaumstoffauflagen
- Best.-Nr. 115623 € 448,21**

Zubehör

Flächenelektroden mit Schwammtaschen

- Zur Achselschweißbehandlung
- Packung mit 1 Paar Best.-Nr. 115624 € 73,75**





SD3 Ultraschall-Taschendoppler

- Kompaktes Design mit einfacher Einhandbedienung
- Plug-and-Play
- OLED-Bildschirm mit Echtzeit-FHR-Display
- Echtzeitüberwachung
- Aufnahme und Wiedergabe mit Audiowiedergabe und numerischer Anzeige
- Normale AA-Batterien für einfachen Austausch (mit Batterieanzeige)
- Eingebauter Li-Ion-Akku sorgt für lange Arbeitszeit
- Einzigartiges Ladestation-Design
- 2 MHz-Sonde mit tiefer Penetration für spätere Schwangerschaft und größere Patienten
- 3 MHz-Sonde erkennt den fetalen Herzschlag bereits nach 9 Wochen (optional)
- 4/5/8 MHz-Sonde zur Blutflussdetektion (optional)
- Alle Sonden sind wasserdicht und austauschbar

Lieferumfang:

SD 3 Taschendoppler, Tragetasche

Best.-Nr. 123500

€ 149,00


Zubehör

Sonden	Best.-Nr.	€
2 MHz	123501	89,00
3 MHz	123502	89,00
4 MHz	123503	89,00
5 MHz	123504	89,00
8 MHz	123505	89,00

Lieferung ohne Sonde! Bitte die gewünschte Sonde separat bestellen.



PAVK-Früherkennung



ABI-system 100

Entscheidend: Der Knöchel-Arm-Index

Der Knöchel-Arm-Index (engl.: ABI | Ankle Brachial Index) besitzt die größte Aussagekraft zur Vorhersage von Herzinfarkt, Schlaganfall und Mortalität.

Ergänzend: Die Pulswellengeschwindigkeit

Die Pulswellengeschwindigkeit (engl.: PWV | Pulse Wave Velocity) ergänzt die Diagnose einer PAVK und ist ein Maß für die arterielle Gefäßsteifigkeit.

Überragend: Das boso ABI-system

Das boso ABI-system bietet im Vergleich zur bisherigen Ultraschall-Dopplermethode ganz entscheidende Vorteile für Arzt und Patienten.

1. Früherkennung und Routine-Check
2. Präzision und Zeitersparnis
3. Delegation und Wirtschaftlichkeit (Untersuchung kann von Arzthelferin durchgeführt werden)
4. Software und Gesundheitsstatus (ermittelte Werte werden automatisch dem ausgewählten Patienten zugeordnet)

Informativ: Die Auswertung

Die leistungsfähige Software berechnet präzise den ABI – sowohl links-als auch rechtsseitig

Validiert: Die klinische Studie

Das boso ABI-system wurde im Vergleich zur Doppler-assistierten ABI-Bestimmung erfolgreich klinisch validiert.

Wirtschaftlich: Die Abrechnung

Das boso ABI-system lohnt sich nicht nur für die Patienten. Die ABI-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 643 (Periphere Arterien- bzw. Venendruck- und/oder Strömungsmessungen). Die empfohlene IGeL-Gebühr liegt zwischen € 12,59 bis € 17,49. Die PWV-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 637 (Pulswellenlaufzeitbestimmung). Hier liegt die empfohlene IGeL-Gebühr sogar zwischen € 13,23 bis € 23,82.

Nützlich: Das Patientenmarketing

Das Patientenmarketing ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, auf die ABI-Messung als IGeL-Angebot aufmerksam zu machen.

Lieferumfang:

1 Messgerät, 2 Nylon-Armmanschetten (Armmumfang 22–42 cm), inkl. Schlauch, 2 Nylon-Beinmanschetten (Beinumfang 18–38 cm) inkl. Schlauch, 1 Netzgerät, 1 USB-Verbindungskabel, 1 CD mit profilmanager XD-Software

ABI-system 100

(ohne Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 293788

€ 2.165,00

ABI-system 100 PWV

(mit Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 115356

€ 2.945,00





Überwachung für Mutter und Baby

F3 Fetalmonitor ohne Zwillingsfunktion

Bidirektionaler Doppler

- 5,6" klappbarer Bildschirm
- Große farbige, numerische und grafische Anzeige
- Überlappungsüberprüfung der Signale, um Zwillinge-FHR zu trennen
- 60 Stunden Backup-Speicher für lückenlose Überwachung
- USB-Port ermöglicht Speichererweiterung
- Eingebauter Thermodrucker
- Schnelles Drucken gespeicherter Spuren
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku garantiert die Mobilität
- Standardkonfiguration: FHR, TOCO, MFM, AFM

Lieferumfang:

F3 Fetalmonitor, 1 x FHR-Sonde, 1 x TOCO-Sonde, 2 x Bauchgurt, 1 x Event Marker, 250 g Gel, 3 x Papier Faltridge (90 x 152 mm/150 Blatt), 1 x Lithium-Ionen-Akku, 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 118904 € 2.099,00



Software CNS-Lite

- Echtzeit- und Offline-Datenübertragung zum PC
- Verbindung über RS232 oder LAN
- GDT-Schnittstelle zur Einbindung in die Praxissoftware
- Überwachungskurven bis zu 24 Stunden für jede Untersuchung speicherbar
- Anmerkungen und Kommentare möglich
- Bericht im PDF- und JPG-Format exportieren
- Windows 11-Kompatibilität
- Optional Überwachung von bis zu 6 CTGs

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rollständer MT-503	1 Stück	123497	490,00
Software CNS-Lite	1 Stück	123499	690,00
MFM-CNS Lite Central Monitoring Software Einzelplatz (bis zu 6 CTGs anbindbar)	1 Stück	129389	1.290,00
Papier Faltridge (100 x 150 mm/150 Blatt)	3 Stück	123731	15,00
FHR-Sonde zur Nachrüstung des Singlegerätes	1 Stück	123495	390,00

F3 Fetalmonitor mit Zwillingsfunktion

zusätzlich mit zweiter FHR-Sonde und 3 x Bauchgurt

Best.-Nr. 123494 € 2.399,00



Smartdop 15

Bidirektionaler Doppler

- Mit LCD Display und eingebautem Drucker
- Alle standardmäßigen numerischen und Patientendaten sind abrufbar
- Einfache Moduseinstellung über LCD Menü und Scroll-Taste
- Speicher über 30 Wellenformen
- USB Computer Interface (für Smart-V-Link)
- Netz-/Akkubetrieb
- Maße: 115 x 210 x 60 mm (B x T x H)
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 294109-XXX € 1.700,00

Mit PPG-Sonde

Best.-Nr. 122572 € 2.060,00

Bidop 7 mit 8 MHz-Sonde

Bidirektionaler Taschendoppler mit Farb-LCD-Anzeige

- Anzeige von Realzeit-Wellenformen und numerischen Daten
- Verbesserter Sound mit hoher Empfindlichkeit und breiterem Dopplerspektrum
- Snap-Lock Anschluss für einfaches Verbinden und Trennen der Sonde
- USB Computer Interface für Smart-V-Link (FFT)
- Spezielle Rauschunterdrückung

Best.-Nr. 123239 € 1.650,00



ES-100VX

Taschendoppler

- Handlich, hohe Sensitivität
- Abschaltautomatik
- Batteriebetrieb 9 V ca. 3 Stunden
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 270 g

Best.-Nr. 294591-XXX

€ 425,00



Bidop ES-100V3

Bidirektionaler Taschendoppler

- Mit LCD Display und Abschaltautomatik
- USB Computer Interface für Smart-V-Link
- Frequenzanalyse (FFT) über Smart-V-Link Software
- GDT zu Smart-V-Link optional
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 350 g

Best.-Nr. 294110-XXX

€ 940,00

Mit PPG-Sonde

Best.-Nr. 118889

€ 1.280,00

☐ Lieferung der Geräte mit einer Sonde.

☐ Bitte bei Bestellung die Nummer der Sonde in der Best.-Nr. anstatt -XXX eintragen. 2 MHz = 002, 4 MHz = 004, 5 MHz = 005, 8 MHz = 008, 10 MHz = 010





FC 700 – Single Fetalmonitor

- Ausdruck im DIN A4 Format
- Exakte Aufzeichnung der Herzrate
- Hohe Sensibilität der 1 MHz Sonde

Lieferumfang:

FC 700 Fetalmonitor, 1 x US-Sonde, 1 x UC-Sonde, 1 x Event Marker, 1 x CTG-Gurt, 1 x Thermopapier (215 mm x 30 m), 1 x Gel, 1 x Netzkabel

Best.-Nr. 294098

€ 1.099,00



FC 1400 – Zwilling Fetalmonitor

- Anzeige der Herzfrequenz 1 und 2, sowie Uteruskontraktion
- Separate Aufzeichnung der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Großes 4,3" Farbdisplay
- Einfach zu lesender Ausdruck im A5 Format / CTG Analyse

Lieferumfang:

FC 1400 Fetalmonitor, 2 x US-Sonde, 1 x UC-Sonde, 1 x Event Marker, 1 x CTG Gurtset (3 Stk.), 1 x Thermopapier (151 mm x 30 m), 1 x Gel, 1 x Netzkabel

Best.-Nr. 294099

€ 2.199,00



Zubehör	Best.-Nr.	€
Toko-Sonde für FC 700	115580	299,00
Thermopapier für FC 700	294101	8,38
Thermopapier für FC 1400	294102	8,59



LUXAMED®

LED-Untersuchungsleuchte

- Sparsam im Verbrauch (15 V / 10 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs)
- Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
- Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippsicheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)
- Rohrhöhe 850 mm, Gesamthöhe 930 mm

Lieferumfang:

LED-Leuchte mit fahrbarem und kippsicherem 5-Fuß-Stativ inklusive Multifunktionsstecker

Farbe	Best.-Nr.	€
Weiß	130224	330,00
Weiß/ weißblau	130225	330,00
Weiß/ rapsgelb	130226	330,00
Weiß/jadegrün	130227	330,00
Weiß/zartflieder	130228	330,00
Weiß/magenta	130229	330,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Handgriff	130230	15,00
Tischklemme	130232	30,00
Wandhaltewinkel	130231	24,00
Normschienenklaue	130233	40,00



Untersuchungsleuchten

VISIANO

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
1 20-2 C T1	Deckenleuchte für RH max. 3,26 m; 4 Dimmstufen und 2 veränderbare Farbtemperaturen 3500 / 4500 K	60.000 / 0,5 m	123180	1.692,00
2 20-2 P TX	Pinmodell Zapfen , 4 Dimmstufen; 2 veränderbare Farbtemperaturen 3500 / 4500 K	60.000 / 0,5 m	123181	1.048,00
10-1 P S10	Pinmodell Zapfen , Schaltbar EIN / AUS mit Handgriff	50.000 / 0,5 m	123182	584,00

HALUX

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
3 N50-3 P FX	Pinmodell Zapfen , 5 Dimmstufen, 3 Farbtemperaturen 3300 / 3800 / 4400 K	50.000 / 0,5 m	124236	718,00
N50-3 P SX	Pinmodell Zapfen , Schwanenhals, 5 Dimmstufen, 3 Farbtemperaturen 3300 / 3800 / 4400 K	50.000 / 0,5 m	124237	644,00
N30-1 P F1	Pinmodell Zapfen , stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	124238	549,00
4 N30-1 P SV	Pinmodell Zapfen , stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	127659	380,00
N30-1 F	Rollstativ-Leuchte , stufenlos dimmbar	30.000 / 0,5 m	126664	472,00

Lupenleuchten

OPTICLUX

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
5 10-1 P TX	160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar	6.000 / 0,15 m	123187	675,00
10-1 C T1	3,5 dpt. stufenlos dimmbar, max. RH bis 3,26 m	6.000 / 0,15 m	123188	1.220,00
10-2 P TX	(Woodlight), 160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar	6.000 / 0,15 m	123189	986,00
10-2 C T1	(Woodlight), 160 mm Linsengröße, 3,5 dpt. stufenlos dimmbar, max. RH bis 3,26 m	6.000 / 0,15 m	123190	1607,00
6 Hand 10-1 DL	Handlupenleuchte, integrierter Akku (ca. 3 Std.), stufenlos dimmbar	8.000 / 0,15 m	126650	684,00
Hand 10-2 UV	(Woodlight), Handlupenleuchte, Integrierter Akku (ca. 3 Std.), stufenlos dimmbar	8.000 / 0,15 m	126651	844,00

Zubehör

	Best.-Nr.	€
Zwischendecken-Adapter (für Deckenmodell) für RH > 3,50 m	123191	442,00
Tischklemme (für Pinmodell Zapfen) Verstellbereich 0-70 mm	123192	26,00
Schienenbefestigung (für Pinmodell Zapfen)	123193	54,00
Norm-Wandschienen-system, 1 m, inkl. 2 Halter	130858	146,00
Wandhalter reinweiß (für Pinmodell Zapfen)	123194	36,00
Wandhalter aus Alu (reinweiß lackiert) (für Pinmodell Zapfen)	123195	97,00
Verlängerungsarm (in Verbindung mit Wandhalter Alu für Pinmodell Zapfen)	123196	107,00
Rollstativ ohne Teleskop (für Pinmodell Zapfen) mit Kabelaufhängevorrichtung	123197	203,00
Tischladestation (für OPTICLUX Hand) umbaubar zur Wandhalterung	128948	178,00



TRIANGO 130
Premium OP-Leuchte
mit beeindruckenden
130'000 Lux.

OP- und Behandlungsleuchten

Alle Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.

TRIANGO 130 – Einzel- und Doppelleuchtersystem (DUO)

NEU!

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
1 Fokus 130-3 C DUO	Deckenleuchte , max. Raumhöhe bis 3,38 m), Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	2 x 130.000 / 1 m	130838	7.695,00
2 Fokus 130-3 C	Deckenleuchte , max. Raumhöhe bis 3,38 m), Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 x 130.000 / 1 m	130839	4.033,00
Fokus 130-3 W	Wandleuchte , Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 x 130.000 / 1 m	130844	4.033,00
Fokus 130-3 F	Rollstativ-Leuchte , Beleuchtungsfeld veränderbar 16/20/25 cm; Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700 K	1 x 130.000 / 1 m	130842	4.352,00

TRIANGO 100

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
100-1 C	Deckenleuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123168	3.012,00
100-1 W	Wandleuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123169	3.012,00
100-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Farbtemperatur 4300K	100.000 / 1 m	123170	3.290,00
100-3 C	Deckenleuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123171	3.173,00
3 100-3 W	Wandleuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123172	3.173,00
100-3 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123173	3.451,00
Fokus 100-1 C	Deckenleuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123174	3.350,00
Fokus 100-1 W	Wandleuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123175	3.350,00
Fokus 100-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimm- und fokussierbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm	100.000 / 1 m	123176	3.627,00
Fokus 100-3 C	Deckenleuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123177	3.507,00
Fokus 100-3 W	Wandleuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123178	3.507,00
4 Fokus 100-3 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/28 cm, Farbtemperatur veränderbar 3700/4300/4700K	100.000 / 1 m	123179	3.784,00

TRIANGO 60

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
5 Fokus 60-1 C	Deckenmodell , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/25 cm	60.000 / 1 m	128945	2.662,00
Fokus 60-1 W	Wandmodell , dimmbar, Beleuchtungsfeld veränderbar 18/23/25 cm	60.000 / 1 m	128946	2.662,00
Fokus 60-1 F	Rollstativ-Leuchte , dimmbar, max. RH bis 3,48 m	60.000 / 1 m	128947	2.784,00

Zubehör


	Best.-Nr.	€
Sterilisierbarer Handgriff TRIANGO 60,100,130	130860	32,00
TRIANGO Wegwerf-Griffüberzüge (100 Stk.)	130863	132,00

Derungs Produkt	Empfohlene Anwendung									
<ul style="list-style-type: none"> ● ideal geeignet □ gut geeignet* 	OP-Leuchte	Klein OP- Behandlungen	OP- Vorbereitung	Notfall / Schockraum	Untersuchung: Allgemein, Dermatologie	Untersuchung: Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie	Intensivpflege, Anästhesie, Neonatologie, Pädiatrie	Medizinische Versorgungszentren	Ambulante Chirurgie / Kliniken / Spitäler / Notfallstationen	Tierkliniken/ Veterinäre
TRIANGO 130	●	□	●	●	□	□	□	●	●	●
TRIANGO 100		●	□	●	□	□		□	□	●
TRIANGO 60		□	●	●	●	●		●	□	□
VISIANO 20			□		●	□	□			□
HALUX N50			□		●	□	●			
HALUX N30					□	●	□			





1



2



3



4

Mit „Duo-Fokus“ System


Operationsleuchten

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
1 Mach LED 6MC	Wandleuchte ohne Netzteil, 69 LED's	140.000 / 1 m	129386	7.552,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m, 69 LED's		129387	7.911,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil RH 2,81 m – 3,00 m, 69 LED's		129388	7.911,00
2 Mach LED 150FP	Rollstativ-Leuchte , Swing-Stativ, 4-Fuß, inkl. Netzteil, 26 LED's	130.000 / 1 m	119468	3.697,00
	Wandleuchte an Swing-Arm, inkl. Netzteil, 26 LED's		122580	3.405,00
	Deckenleuchte RH bis 3 m*), Federarm, inkl. Netzteil, 26 LED's		126136	3.758,00
3 Mach LED 300DF SC	Rollstativ-Leuchte , 4-Fuß, 36 LED's	160.000 / 1 m	126168	7.740,00
	Wandleuchte ohne Netzteil, 36 LED's		126169	4.810,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m, 36 LED's		126170	5.529,00
4 Mach LED 300MC, 36 LED's	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m, 36 LED's		126171	5.529,00
	Rollstativ-Leuchte inkl. Netzteil, 36 LED's	160.000 / 1 m	126172	8.572,00
	Wandleuchte ohne Netzteil, 36 LED's		126173	5.642,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH unter 2,80 m, 36 LED's		126174	6.361,00
	Deckenleuchte ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m, 36 LED's		126175	6.361,00

Zubehör

Netzteil 190 W 230 V am Flansch montiert für LED6MC und 300-Deckenmodelle	114383	468,00
Netzteil 100 VA 230 V im Wandlager montiert für LED 300 Varianten	294605	450,00
*) Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich. Aufpreis für abweichende Raumhöhe auf Anfrage	255256	96,00

DAHLHAUSEN®



Sterilbezug für OP-Lampengriff

- Zeit- und kostensparend zur herkömmlichen Aufbereitung
- Latexfrei
- Passt auf alle gängigen OP-Lampengriffe
- **Premium-Sterilbezug** in Zusammenarbeit mit Dr. Mach entwickelt (3 Reihen verschieden langer Zahnreihen stufenweise angeordnet)

Packung mit 50 Stück

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
Standard (einstufig verzahnt)	12 cm	121690	39,50
Premium (dreistufig verzahnt)	15 cm	124115	56,40





Untersuchungsleuchten

Alle Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.

Modell	Eigenschaften	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
1 Mach LED 115	Roll-Stativleuchte mit Einhandhöhenverstellung, 5-Fuß-Stativ, 7 LED's	60.000 / 0,5 m	114998	1027,00
	Wandleuchte , 7 LED's		114999	1040,00
2 Mach LED 120	Rollstativ-Leuchte Swing-Stativ, 4-Fuß, 12 LED's	40.000 / 1 m	294804	1.748,00
	Rollstativ-Leuchte mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ, 12 LED's		294803	1.391,00
	Wandleuchte , Swingarm, 12 LED's		294805	1.537,00
	Deckenleuchte für RH bis 3 m, Swingarm*), 12 LED's		294806	1.892,00
3 Mach LED 120F	Rollstativ-Leuchte Swing-Stativ, 4-Fuß, 12 LED's	50.000 / 1 m	294607	1.900,00
	Rollstativ-Leuchte mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ, 12 LED's		294606	1.543,00
	Wandleuchte , Swingarm, 12 LED's		294608	1.681,00
	Deckenleuchte für RH bis 3 m, Swingarm*), 12 LED's		294609	2.036,00
4 Mach LED 130	Rollstativ-Leuchte Swing-Stativ, 4-Fuß, 19 LED's	60.000 / 1 m	294407	2.241,00
	Rollstativ-Leuchte mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ, 19 LED's		294406	1.885,00
	Wandleuchte , Swingarm, 19 LED's		294408	2.005,00
	Deckenleuchte für RH bis 3 m Swingarm*), 19 LED's		294409	2.360,00
5 Mach LED 130F	Rollstativ-Leuchte Swing-Stativ, 4-Fuß, 19 LED's	70.000 / 1 m	294411	2.480,00
	Rollstativ-Leuchte mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ, 19 LED's		294410	2.124,00
	Wandleuchte , Swingarm, 19 LED's		294412	2.233,00
	Deckenleuchte für RH bis 3 m Swingarm*), 19 LED's		294413	2.588,00
6 Mach LED 130 Plus	Rollstativ-Leuchte Swing-Stativ, 4-Fuß, 19 LED's	100.000 / 1 m	118358	2.241,00
	Wandleuchte , Swingarm, 19 LED's		118359	2.005,00
7	Deckenleuchte für RH bis 3 m Swingarm*), 19 LED's		118360	2.360,00
8	Deckenleuchte für RH bis 3 m Swingarm*), 19 LED's		255256	92,00

*) Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich, Aufpreis für Raumhöhe über 3,00 m auf Anfrage



Abbildung zeigt:
ERBE VIO® 100 C



ERBE VIO® 50 C und VIO® 100 C

- Die Modellreihe C deckt bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis alle Anforderungen der ambulanten Facharztpraxis ab
- Mit monopolarer Schneiden sowie mono- und bipolarem Koagulieren
- Speicherung individueller Programme
- AUTO START beim VIO 100 C bietet zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Komfort in der Anwendung

Folgende VIO-Modi stehen zur Verfügung

- AUTO CUT – Bedarfsgerecht automatisch geregelte Schnittqualität durch Spannungsregelung
- DRY CUT – Die Kombination von Spannungsregelung und modulierten Stromformen erzeugt einen HF-chirurgischen Schnitt mit außergewöhnlichen Hämostase-Eigenschaften bei minimaler Rauchentwicklung
- SOFT COAG – Die neue, schnelle Soft-Koagulation unterstützt von der Leistungs-dosierung Koagulation ohne Karbonisation und nahezu ohne Ankleben der Elektroden
- FORCED COAG – Schnelles und effektives Arbeiten bei allen Anforderungen der Standard-Koagulation
- BIPOLAR SOFT COAG – Die bipolare Koagulation. Durch die Wahl niedriger Spannungen wird das Ankleben des Instruments und die Gewebekarbonisation erheblich reduziert.

Technische Daten:

Max. CUT-Leistung **VIO 50 C** 50 Watt an 500 Ohm
 Max. COAG-Leistung **VIO 50 C** 50 Watt an 100 Ohm
 Max. CUT-Leistung **VIO 100 C** 100 Watt an 500 Ohm
 Max. COAG-Leistung **VIO 100 C** 80 Watt an 100 Ohm
 Maße: 280 x 135 x 300 mm (B x H x T), Gewicht: 4 kg

ERBE VIO® 50 C Best.-Nr. 294320 € 2.478,00
ERBE VIO® 100 C Best.-Nr. 294319 € 2.975,00

Zubehör HF-Chirurgiegeräte VIO und ICC

Artikel	Best.-Nr.	€
Elektrodengriff mit 2 Tasten, VIO, ICC, ACC, Standard/International ohne Anschlusskabel	287250	99,34
Monopolar Kabel, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m, für Elektrodenhandgriff Best.-Nr. 287250	292606	64,36
Einpedal-Fußschalter VIO C, mit Anschlusskabel 5 m	294323	188,81
Messerelektrode, gerade, 1,5 x 17 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294802	38,75
Kugelelektrode, gerade, Ø 2 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294712	38,75
Kugelelektrode, gerade, Ø 4 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294589	41,87
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	281715	38,75
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 12 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294756	38,75



1 Nesy® Elektroden

Mehr Sicherheit durch Equipotenzialring

- Mehr Sicherheit durch Equipotenzialring
- Richtungsunabhängig, applizierbar
- Hohe Stromdichten, partielle Erwärmung wird vermieden
- Für Erwachsene und Kinder

Artikel	Best.-Nr.	€
1 ERBE Nesy Omega, zweigeteilt, (85+23) cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	292180	63,04
2 ERBE NesyPlate 170, zweigeteilt, Kontaktfläche 168 cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	287265	75,11
Neutralelektroden-Kabel, Standard, 4 m, für Neutral-elektroden mit Kontaktzunge, Länge 4 m (o. Abb.)	292592	65,68

Bipolare Koagulationspinzetten

Gerade



Spitz			Fein/Stumpf		
Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291692	209,91	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291693	205,63
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291696	215,65	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291697	210,00
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291702	218,52	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	293587	179,22
-	-	-	22,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291707	205,27

Abgewinkelt



Spitz			Fein/Stumpf		
Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291694	214,72	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291695	211,54
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291698	235,39	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291699	224,38
-	-	-	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291704	220,04
-	-	-	22,5 cm, fein, Spitze 0,7 mm, kurz abgewinkelt	291708	295,51

Bajonett



Spitz/Fein			Stumpf		
Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291700	243,43	16,5 cm, Spitze 1 mm	291701	231,28
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291705	249,18	19,0 cm, Spitze 1 mm	291706	243,64
23,0 cm, fein, Spitze 0,7 mm	291709	304,70	23,0 cm, Spitze 1,2 mm	291710	304,70
25,0 cm, fein, Spitze 1,2 mm	291711	319,12	25,0 cm, Spitze 1 mm	291712	319,12

Bipolar Kabel

VIO, ICC, ACC, für bipolare Pinzetten, Länge: 4 m

Best.-Nr. 292610 € 56,89



Einmal-Zubehör

Preiswertes kompatibles Zubehör für alle gängigen Geräte. Pinzetten und Elektroden universell einsetzbar, Handgriffe wie angegeben.











Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 2,4 mm			
1 Nadelelektrode 0,8 × 20 mm	50 Stück	123117	127,50
2 Kugelelektrode Ø 4 mm	50 Stück	123118	127,50
3 Messerelektrode 2,5 × 12 × 145 (L) mm	50 Stück	123119	279,50
4 Nadelelektrode 0,8 × 12 × 140 (L) mm	50 Stück	123120	279,50
5 Kugelelektrode 4 × 1490 mm (Ø × L)	50 Stück	123121	279,50
6 Bipolare Pinzette, gerade, 200 mm	20 Stück	123122	330,00
7 Bipolare Pinzette, bajonett, 200 mm	20 Stück	123123	330,00

Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 4 mm			
8 Messerelektrode 3,3, × 25 × 55 (L) mm	50 Stück	124239	140,00
9 Nadelelektrode 0,8 × 20 × 55 (L) mm	50 Stück	124240	140,00
10 Kugelelektrode 4 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124241	140,00
11 Drahtschlingenelektrode 10 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124242	140,00

Handgriffe und weitere Elektroden auf Anfrage!

Mehrweg-Zubehör

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Messerelektrode 3,3 × 25 mm (Packung mit 5 Stück) 	293705	46,95
Nadelelektrode Ø 0,8 mm (Packung mit 5 Stück) 	293707	46,95
Kugelelektrode Ø 4 mm (Packung mit 5 Stück) 	293708	46,95
Drahtschlingenelektrode Ø 10 mm (Packung mit 5 Stück) 	294170	46,95

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Pinzette 110 mm, 0,5 mm 	293779	154,58
Pinzette 165 mm, 1 mm 	293710	171,24
Pinzettenkabel 3 m für ERBE 	293780	58,30
Pinzettenkabel 3 m für Aesculap, Martin 	293959	58,30

Frontschürze F

Entspricht DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:2014) bzw. RÖV und ist nach PSA geprüft.

- Für den Anwender
- Innenmaterial: SupraLight – leichtes Bleigummimaterial
- Außenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,35 mm SK* 2, Bleiwert: 0,50 mm SK* 3, Rücken Bleiwert: 0,25 mm SK* 1
- Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen

Lieferung in Farbe royalblau (Standard)

Größe	Bleiwert	Länge	Best.-Nr.	€
small	0,35	100 cm	118002	450,00
small	0,50	100 cm	118003	485,00
medium	0,35	110 cm	118004	485,00
medium	0,50	110 cm	118005	575,00
large	0,35	130 cm	118012	585,00
large	0,50	130 cm	118013	665,00

small = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 40 cm

medium = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 49 cm

large = Hüftbreite 75 cm, Schulterbreite 53 cm



Halbschürze Modell SN Hsp 10

- Patientenschutz im Gonadenbereich
- Bei Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereiches
- Innenmaterial: SupraNorm – Bleigummimaterial
- Aussenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,50 mm SK* 3
- Mit Hüftspannbügel (Standard) für leichtes An- bzw. Ablegen

Größe	Farbe	Best.-Nr.	€
Größe 1 für Kinder, 30 × 30 cm	royalblau	121112	109,00
Größe 2 für Erw., 37 × 45 cm	royalblau	121115	123,00

* SK = Schutzklasse nach DIN EN61331-1:2016

Weitere Röntgen-Strahlenschutz-Produkte und Zubehör auf Anfrage



Röntgenschutz-Kleidung in weiteren Farben lieferbar.

Ovarial-Protector für weibliche Patienten

- Für Aufnahmen im Stehen
- Elastischer Hüftgurt (120 cm) mit Klettenpunkt zum Befestigen des Ovarial-Protectors
- Material: SupraNorm
- Bleiwert: 1,0 mm SK* 4

Kompletter Satz mit 3 Größen:

Small unter 9 Jahren rot, **Medium** von 9 – 14 Jahren grün, **Large** über 15 Jahre blau

Best.-Nr. 159058

€ 212,77



Wandaufhänger WHSP

- Für 4 Halbschürzen
- Mit Hüftspannbügel
- Maße Grundplatte: 275 × 190 mm

Best.-Nr. 121118

€ 145,14



Wandaufhänger WM

- Für 1 Frontschürze
- Schürze gleitet von der Schulter auf die Tragbügel
- Maße: Grundplatte: 275 × 150 mm

Best.-Nr. 159085

€ 157,95



L und R am Kettchen

Buchstaben rund, Material Messing verchromt, Schrifthöhe 16 mm

Best.-Nr. 121111

€ 30,84

Aufbelichtungs-Buchstaben

Plexiglas, 3 mm stark, Schrifthöhe 15 mm

Größe	Best.-Nr.	€
L in gelb	121108	5,15
R in rot	121109	5,15





INSTRUMENTE / STERILISATION

- Einmalinstrumente
- Scheren, Pinzetten, Spekula – alles was Sie in der täglichen Praxis benötigen
- Schalen & Tablettts für Ihre Instrumente
- Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
- Ultraschallreinigung
- Sterilisation & Prozessdokumentation

Praxis-Tipp

Individuelle Einmal-Sets

Wir stellen Ihnen auch individuelle Sets mit Einmal-Instrumenten nach Ihren Wünschen zusammen.

Einmal-Instrumente


Die sterile Einzelpackung gewährleistet jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz.

€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop co-med.de



Mehrweg- oder Einmalinstrumente nutzen? Jetzt informieren.



Einmal-Instrumente

- Jederzeit einsatzbereit und funktionsfähig
- Keine Wiederaufbereitung und Dokumentation
- Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- Nachhaltige Kostenreduzierung
- Qualitätsstandards für die Werkstoffzusammensetzung: AISI 410 (Pinz., Klemmen, Nadelhalter) & AISI 420
- Rohstoffe: Chrom, Eisen, Stahlabfälle (recycelter Stahl aus dem Produktionsprozess)
- Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren




Jetzt Vorteile entdecken!
Video schauen und
gleich Ihr persönliches
Gratis-Musterpaket bestellen.

www.fuhrmann.de/co-med

Für den Praxisalltag – Bestseller



Für Ihr Fachgebiet – Spezialinstrumentarium



Für noch mehr Präzision – die Feinen




Stück
€ 3,73

11



Stück
€ 2,70

12



Stück
€ 7,30

13



Stück
€ 3,67

14



Stück
€ 3,18

15



Stück
€ 3,35

16



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pinzetten			
Micro-Adson-Pinsetze, anatomisch, 12 cm	25 Stück	123363	62,00
1 Adson-Pinsetze, anatomisch, 12 cm	25 Stück	122758	54,75
Standard-Pinsetze, anatomisch, schmal, 11,5 cm	25 Stück	119524	54,75
Standard-Pinsetze, anatomisch, schmal, 14,5 cm	25 Stück	123359	54,75
Semken-Pinsetze, anatomisch, fein, 13 cm	25 Stück	123364	54,75
2 Standard-Pinsetze, anatomisch, 14,5 cm	25 Stück	119525	54,75
3 Splitterpinsetze, 11,5 cm	25 Stück	119526	54,54
11 DeBakey-Pinsetze, atraumatisch, 15 cm	25 Stück	123362	93,25
7 Jansen-Pinsetze, anatomisch, bajonett, 16 cm	25 Stück	126805	71,50
12 Micro-Adson-Pinsetze, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	123366	67,50
Adson-Pinsetze, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	122759	71,50
Semken-Pinsetze, chirurgisch, fein, 13 cm	25 Stück	123360	54,75
Standard-Pinsetze, chirurgisch, mittelbreit, 14,5 cm	25 Stück	123361	54,75
Standard-Pinsetze, chirurgisch, 14,5 cm	25 Stück	119527	54,75
Nadelhalter			
14 Halsey-Nadelhalter, 13 cm	25 Stück	123367	91,65
4 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm	25 Stück	119530	68,75
Nadelhalter mit Schere	25 Stück	123368	149,19
Scheren			
13 Micro-Federschere, 11 cm	20 Stück	129346	146,00
5 Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm	25 Stück	119521	70,99
Irisschere, spitz/spitz, gebogen, 11 cm	25 Stück	122822	70,99
Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	123369	70,99
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 14,5 cm	25 Stück	123370	70,99
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123371	70,99
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade, 14,5 cm	25 Stück	119523	70,99
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123372	70,99
Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade, 14 cm	25 Stück	119522	70,99
6 Verbandsschere nach Lister, 14 cm	20 Stück	119770	78,80
Nagelschere, gebogen, 9 cm	25 Stück	124229	67,20
Klemmen			
Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123381	79,75
Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein, 12,5 cm	25 Stück	123375	91,65
Pean-Klemme, anatomisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123377	84,92
Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm	25 Stück	123376	68,96
Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123382	79,75
15 Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen, 12,5 cm	25 Stück	123383	79,75
Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123380	84,92
Backhaus-Tuchklemme, stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	124230	127,85
Backhaus-Tuchklemme, scharf, gebogen, 11 cm	25 Stück	124231	127,85
Ergänzungen			
10 Wundhaken-Kombination, Senn-Miller, 16,5 cm	25 Stück	123385	144,50
Scharfe-Löffel-Kombination, groß, 17 cm	25 Stück	119529	112,00
9 Scharfe-Löffel-Kombination, klein, 16 cm	25 Stück	123388	83,72
Lidhaken nach Desmarres, 16 cm	25 Stück	123386	90,50
8 Klammentferner	20 Stück	123387	61,53
Wundküretten nach Fox, 2,5 mm	25 Stück	123389	83,72
16 Wundküretten nach Fox, 3,3 mm	25 Stück	123390	83,72
Weitlaner-Wundspreizer, stumpf, 13 cm	8 Stück	124232	84,96
Weitlaner-Wundspreizer, scharf, 13 cm	8 Stück	124233	84,96
Kornzange mit Sperre, gerade, 20 cm	20 Stück	123384	132,80



MEINSET

„Mein sicherer Alltags-Helfer.“

Ideal zur Durchführung von kleinen OPs und Routine-Behandlungen.

Abwasch-Set

Bestehend aus:

- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm
- 1 × Kunststoffschale 500 ml
- 5 × Schlinggazetupfer 30 × 40 cm
- 1 × Klemme mit runder Spitze, Kunststoff, 19 cm, blau

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 123639 € 30,09

Naht-Set

Bestehend aus:

- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml;
- 1 × Kunststoffbecher 120 ml; 3 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm;
- 2 × Mullkompressen 10 × 10 cm, 12-fach; 1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm;
- 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118670 € 126,31

Naht-Set 2

Bestehend aus:

- 1 × Adson-Pinzette chirurgisch, fein, 12 cm ; 1 × Irisschere chirurgisch, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm;
- 5 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm; 5 × Mullkompressen 7,5 × 7,5 cm, 8-fach; 1 × Lochtuch selbstklebend, 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig;
- 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 127660 € 123,60

Fadenzieh-Set

Bestehend aus:

- 1 × Mullkompresse 5 × 5 cm, 8-fach
- 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm
- 1 × Fadenziehmesser mit Kunststoff-Handgriff

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118676 € 28,64

MEINSET Standard-Sets

- Alle Komponenten in einem Set
- Sichere Hygiene
- Arbeitsabläufe vereinfachen
- Zeit & Kosten sparen
- Prozesse optimieren

1 Set
€ 3,01



1 Set
€ 8,42



1 Set
€ 8,24



1 Set
€ 1,91





1 St.
€ 11,00

NEU! **Basis-Set fein**

Bestehend aus:

1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm; 1 × Kunststoffschale, 500 ml; 5 × Schlinggazetupfer, 20 × 20 cm; 1 × Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm; 1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm; 1 × Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm; 1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm

Packung mit 42 Stück

Best.-Nr.: 130765

€ 462,00



1 St.
€ 2,80

NEU! **Augenverband-Set**

Bestehend aus:

1 × Kunststoffschale blau, 250 ml; 1 × Kunststoffschale transparent, 250 ml; 3 × Vlieskompressen, 10 × 10 cm, 4-fach; 3 × Vlieskompressen, 5 × 5 cm, 4-fach; 3 × Vliestupfer, 16 × 16 cm, Kunststoffring; 1 × Pean-Klemme, Kunststoff, 14 cm

Packung mit 60 Stück

Best.-Nr.: 130767

€ 168,00



1 St.
€ 8,90

NEU! **Wundversorgungs-Set**

Bestehend aus:

1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm, 2-lagig, 1 × Kunststoffschale, 500 ml 6 × Schlinggazetupfer, 20 × 20 cm, 1 × Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm, 1 × Irisschere, spitz/spitz, gerade, 11 cm, 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm, 1 × variables Lochtuch, 75 × 90 cm, 2-lagig, 2-teilig, Loch: oval 12,5 × 8 cm, selbstklebend

Packung mit 15 Sets

Best.Nr. 130766

€ 133,50



1 Set
€ 13,39

Chirurgisches Set


Bestehend aus:

1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm; 1 × Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 5 × Vlieskompressen 7,5 × 7,5 cm, 4-fach; 1 × Lochtuch, selbstklebend 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig; 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 250 ml

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123640

€ 200,85



1 Set
€ 7,43

Dermatologie-Set

Bestehend aus:

1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 1 × Lochtuch 45 × 75 cm, Loch: 6 cm, 2-lagig; 1 × Abdecktuch 45 × 75 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123641

€ 111,45



1 Set
€ 23,09

Vasektomie-Set

Bestehend aus:

1 × Kunststoffschale, 500 ml; 1 × Pinzette chirurgisch, 12 cm, nach Adson; 1 × Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm; 2 × Backhaus-Tuchklemme, scharf, 11 cm; 2 × Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen 13 cm; 1 × Lochtuch, 45 × 75 cm, 2-lagig, 1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 126769

€ 346,29


Einmal-Sets & -Instrumente für die Gynäkologie ab Seite 172.



Peha®-instruments Einmal-Instrumente von HARTMANN



- Einweg-Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert
- Hochwertige Qualität
- Sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz
- Schnelle Unterscheidung zu Mehrweg durch eindeutige Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung
- Im praktischen Dispenser, alles immer griffbereit
- Keine aufwendige Wiederaufbereitung
- Kreuzkontamination ausgeschlossen
- 5 Jahre steril lagerfähig





Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Scheren			
1 Chir. Schere, sp/st, gerade, 14,5 cm	25 Stück	112791	64,82
2 Chir. Schere, sp/sp, gerade, 13,0 cm	25 Stück	112572	67,96
3 Metzenbaum-Schere, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	114680	67,96
4 Iris-Schere, gerade, 11,5 cm	25 Stück	110643	67,86
5 Iris-Schere, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	112792	65,87
6 Micro-Federschere, 11,0 cm	15 Stück	116085	67,99
7 Verbandschere, 16,0 cm	20 Stück	128540	80,95
Pinzetten			
8 Standard Pinzette, chirurgisch gerade, 14,0 cm	25 Stück	112793	57,71
9 Standard Pinzette, anatomisch gerade, 14,0 cm	25 Stück	112573	57,71
10 Adson Pinzette, anatomisch gerade, 12,0 cm	25 Stück	110644	57,71
11 Adson Pinzette, chirurgisch gerade, 12,0 cm	25 Stück	114739	60,00
12 Splitterpinzette, gerade, 9,0 cm	25 Stück	112578	59,49
13 De Bakey Pinzette, atraumatisch, 15,5 cm	25 Stück	114738	113,48
14 Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12,0 cm	25 Stück	114473	61,50
Micro-Adson-Pinzette, anatomisch gerade, 12,0 cm	25 Stück	119298	62,74
Standard Pinzette, chir. gerade mit feiner Spitze, 16,0 cm	20 Stück	130854	63,14
17 Jansen-Pinzette, 16,0 cm	15 Stück	130855	58,52
Klemmen			
15 Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch gerade, 12,5 cm	25 Stück	114737	74,17
Micro-Mosquitoklemme, chirurgisch gerade, 12,5 cm	20 Stück	130852	61,60
16 Kocher-Klemme, chirurgisch gerade, 14,0 cm	20 Stück	130511	89,47
Kocher-Klemme, chirurgisch gerade, 16,0 cm	20 Stück	130853	80,30
Mosquitoklemme n. Halsted, anatomisch gebogen, 12,5 cm	25 Stück	118866	89,47
17 Pean Klemme, anatomisch gerade, 14,0 cm	25 Stück	119889	89,47
18 Schlauchklemme, glatt, 16,0 cm	15 Stück	130512	53,45
Nadelhalter			
19 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12,0 cm	25 Stück	112794	63,09
20 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14,0 cm	25 Stück	114736	67,01
Mayo-Hegar-Nadelhalter, 16,0 cm	25 Stück	119824	82,19
Ergänzungen			
21 Scharfe Löffel Kombination, 16,5 cm	25 Stück	112795	87,91
Scharfe-Löffel-Kombination n. Volkman, 16,0 cm	25 Stück	130851	147,00
Korzange, gerade, 16,0 cm	20 Stück	118794	71,26
Wundhaken Kombination, 16,0 cm	15 Stück	123880	76,99
Barraquer-Colibri-Lidsperrer, geöffnet, 43,0 mm	25 Stück	130848	46,20
Kürette nach Fox, 14,5 cm	25 Stück	130505	108,20
Lidsperrer Typ 1 geschlossen, 41,5 mm	20 Stück	130849	69,30
Feine Präpaierschere	20 Stück	130856	70,35



Basis-Set fein

bestehend aus:

- 1 × Mayo Schere gebogen stumpf/stumpf, 15,5 cm; 1 × Standard-Pinzette anatomisch, gerade, 14 cm;
- 1 × Standard-Pinzette chirurgisch, gerade, 14 cm; 1 × Kocher-Klemme chirurgisch, gerade, 14 cm;
- 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, Länge: 14 cm; 5 × Schlinggazetupfer, pflaumengroß

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 112796

€ 60,34

SUSI
SINGLE USE SURGICAL INSTRUMENTS

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE



Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 SUSI Feine Schere, sp/sp, gerade, 110 mm	20 Stück	158548	34,50
2 SUSI Chirurgische Schere, sp/st, gerade, 145 mm	20 Stück	158559	29,90
3 SUSI Anatomische Pinzette, Adson, 120 mm	20 Stück	158550	34,70
4 SUSI Chirurgische Pinzette, Adson, 1 : 2 Zähne, 120 mm	20 Stück	158551	33,90
5 SUSI Anatomische Pinzette, 145 mm	20 Stück	158552	27,50
6 SUSI Chirurgische Pinzette, 1 : 2 Zähne, 145 mm	20 Stück	158553	27,50
7 SUSI Verbandsschere, gebogen, 145 mm	20 Stück	121343	54,00
8 SUSI Tupferzange, gebogen, 200 mm	20 Stück	160038	45,50
9 SUSI Schlauch- und Universalklemme, 165 mm	20 Stück	121350	75,30
10 SUSI Nabelschnurschere blau, 160 mm	20 Stück	121345	105,00
11 SUSI Nabelschnurschere rosa, 160 mm	20 Stück	121344	105,00
12 SUSI Scharfer Löffel, 180 mm	20 Stück	160048	56,20

SUSI® Chirurgische Einmal-Instrumente

- Immer verfügbar
- Klare Kostenzuordnung möglich
- Ohne Nebenkosten
- Einfache Entsorgung
- 5 Jahre sterile Haltbarkeit




Sicherheitsskalpell

- Mit Kohlenstoffstahlklinge
- Transparenter Klingenschutz
- Einhandbedienung
- Führung für Präzisionsschnitt
- Mit Lineal in cm und inch

Packung mit 10 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	114536	16,95
11	114537	16,95
12	114538	16,95
15	114540	16,95
20	114545	16,95



3 Feilchenfeld Splitterpinzetten

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD964 R	95 mm	152508	14,62
BD965 R	115 mm	152509	15,23

4 Chir. Pinzette

BD537R, mittelbreit, 145 mm
Best.-Nr. 160325 € 14,65

5 Verbandsschere

BC863R, Lister, 200 mm
Best.-Nr. 160058 € 49,59

1 Iris- und Fadenschere

spitz-spitz, 110 mm

Figur	Best.-Nr.	€
gerade BC110 R	291823	29,26
gebogen BC111 R	291824	30,86


2 Anatomische Pinzette

mittelbreit

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD025 R	130 mm	160323	12,70
BD027 R	145 mm	160324	14,31

Container für z. B. Vacuclaven

Bezeichnung	Maße	Best.-Nr.	€
Container mit Deckelperforation JN295	312 × 190 × 92 mm	120852	241,72
Siebkorb mit Deckel für JN295	274 × 172 × 60 mm	120853	221,22
Kennzeichnungsschild mit Beschriftung, 1 Stk.	50 × 18 mm	120854	3,68



Sterilit® JG600 Ölspray

- Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- Sterilisierbar und dampfdurchlässig


Dose mit 300 ml
Best.-Nr. 292736

€ 13,95

Skalpellklingengriff

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
6 BB073 R No. 3	124 mm	153947	12,44
7 BB084 R No. 4	135 mm	294330	12,43





Einmal-Instrumente

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eindeutige Identifikation durch farbliche Kennzeichnung
- Sicherer Schutz
- Immer verfügbar

Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 Pinzette, chirurgisch, 14,5 cm	20 Stück	118820	30,80
2 Pinzette, anatomisch, 13 cm	20 Stück	118750	28,27
3 Chirurgische Schere, gerade, spitz/spitz, 14,5 cm	25 Stück	118752	39,86
4 Irisschere, gerade, 11 cm	25 Stück	118754	39,86
5 Iris- und Fadenschere, gebogen, spitz/spitz, 13 cm	25 Stück	118823	39,86



Gute Gründe für die Nutzung von Einmal-Instrumenten

Sterilität

- Direkt nach der Produktion steril verpackt
- Jedes Instrument wird einzeln steril aus der Packung entnommen
- Keine Nachbehandlung bei Zwischenlagerung in der Praxis
- Hoher Hygienestandard – Keimverschleppung und Kreuzkontamination werden verhindert

Handhabung

- Keine große Umgewöhnung zu Mehrfach-Instrumenten
- Keine Verschleißerscheinung, da nur einmal benutzt

Auswahl

- Große Auswahl an Einmal-Instrumenten und -Sets
- Für die unterschiedlichsten Anwendungen und Fachbereiche


Kostensparnis

- Entsorgung über einen entsprechenden Sicherheitsbehälter
- Aufbereitungskosten werden eingespart (Energie-, Material-, Personalkosten)
- Optimiertes Zeitmanagement

Steriles Fadenziehset

Bestehend aus: einfacher Pinzette, Fadenziehmesser, Tupfer
 Abgabereinheit: 66 Sets
 Best.-Nr. 183936


Set € 1,64



Einmalpinzetten

Einzel steril verpackt
 Packung mit 50 Stück
 Best.-Nr. 158608

€ 8,90



Einmal-Skalpelle Präzisa Plus

- Rostfreie Edelstahl-Klinge
- Ultraschallverschweißte Sicherheitsklingenthalterung
- Ergonomischer ABS-Handgriff mit Griffmulde
- Klingenschutz mit cm-Einteilung
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück


Figur	Best.-Nr.	€
10	122876	4,95
11	122877	4,95
12	122878	4,95
15	122879	4,95
18	122880	4,95
19	122881	4,95
20	122882	4,95
21	122883	4,95
22	122884	4,95
23	122885	4,95
24	122886	4,95

Einmal-Skalpellklingen Präzisa Plus

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Präzisionsschliff
- Figur 10 bis 15 passend für Griff Nr. 3
- Figur 18 bis 24 passend für Griff Nr. 4
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	123330	16,90
11	122888	16,90
12	122889	16,90
15	122890	16,90
18	122891	16,90
19	122892	16,90
20	122893	16,90
21	122894	16,90
22	122895	16,90
23	122896	16,90
24	122897	16,90



Feather-Einmal-Skalpelle

- Hochwertige rostfreie Edelstahlklinge
- Mikrometernauer Präzisionsschliff
- Mit Klingenschutz
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 20 Stück



Feather-Einmal-Skalpellklingen

- Hochwertig gehärtete Edelstahlklingen
- Scharfer Präzisionsschliff
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 20 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	116054	10,77
11	116055	10,77
12	152060	10,77
15	116056	10,77
20	152061	10,77
21	152062	10,77
22	152063	10,77
23	152064	10,77
24	152065	10,77

Figur	Best.-Nr.	€
10	157175	18,30
11	188064	18,30
12	158579	18,30
15	157173	18,30
20	158580	18,30
21	158581	18,30
22	158582	18,30
23	158583	18,30
24	158584	18,30



Chirurgische Scheren

1 gerade, spitz/stumpf

Länge	Best.-Nr.	€
13,0 cm	159107	12,60
14,5 cm	159097	13,10
16,5 cm	159135	18,15

2 gebogen, spitz/stumpf

13,0 cm	159226	13,55
14,5 cm	159143	14,05
16,5 cm	159227	18,95

3 gerade, spitz/spitz

13,0 cm	159108	12,60
14,5 cm	159100	13,10
16,5 cm	159232	21,10

4 gebogen, spitz/spitz

13,0 cm	159122	13,55
---------	--------	-------

5 Grazile Form, gerade, spitz/spitz

14,5 cm	159368	23,66
---------	--------	-------

6 Grazile Form, gebogen, spitz/spitz

14,5 cm	159369	25,63
---------	--------	-------

7 Ligaturschere Spencer

gerade

9 cm	159239	20,20
11 cm	159236	20,55

8 Iris-Fadenschere Standard

- spitz/spitz
- Länge: 11,5 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
gerade	159086	18,61
gebogen	112657	18,95

Metzenbaum-Scheren

9 gerade, stumpf/stumpf, fein

Länge	Best.-Nr.	€
18,0 cm	159149	35,60

10 gebogen, stumpf/stump, fein

14,0 cm	159139	22,20
18,0 cm	159238	37,10

11 gerade, stumpf/stumpf

18,0 cm	159234	22,20
---------	--------	-------

12 gebogen, stumpf/stumpf

14,0 cm	159148	31,67
18,0 cm	159235	26,10



Pinzetten – Anatomisch

1 Anatomische Form, Standard

Länge	Best.-Nr.	€
11,5 cm	159093	5,95
13,0 cm	159243	6,10
14,5 cm	159087	7,99
16,0 cm	159128	8,61

2 Anatomische Form, fein

13,0 cm	159095	7,71
14,5 cm	159121	6,60
16,0 cm	159244	7,15

Pinzetten – Chirurgisch

3 Chirurgische Form, Standard (1:2 Zähne)

11,5 cm	159137	6,10
13,0 cm	159111	6,50
14,5 cm	159096	6,60
16,0 cm	159245	7,75

4 Chirurgische Form, fein (1:2 Zähne)

12,5 cm	159242	10,15
15,5 cm	159246	11,20

Adson-Pinzette

5 Chirurgische Form (1:2 Zähne)

12 cm	159115	10,00
-------	--------	-------

6 Anatomische Form

12 cm	159105	9,75
-------	--------	------

Splitterpinzetten

7 Feilchenfeld

9,0 cm	159089	8,55
11,5 cm	159092	9,50

8 Extra feine Splitterpinzette, gerade

12 cm	159109	10,15
gebogen (o. Abb.)	159251	14,05
11,5 cm		



9 Atraumatische Pinzette, 2,8 mm Breite

16 cm	158665	52,00
-------	--------	-------

10 Ohrpinzetten

Troeltsch

Länge	Best.-Nr.	€
12 cm	159136	10,15





1 Tuchklemmen Backhaus

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159266	14,05
11 cm	159267	15,10

2 Kocher Klemme

Gerade, (1:2 Zähne)

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159268	17,60
16 cm	159269	18,50

Arterienklemmen

3 Baby-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159273	15,40

4 Gebogen ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159274	15,90

5 Halstead-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159275	16,50

6 Gebogen ohne Zähne

12,5 cm	159276	17,15
---------	--------	-------

7 Gerade mit Zähnen

12,5 cm	159277	18,15
---------	--------	-------

8 Gebogen mit Zähnen

12,5 cm	159278	18,50
---------	--------	-------



9 + 10 Fadenziehmesser

Einzeln steril verpackt, **Packung mit 100 Stück**

9 12 cm	130810	43,83
10 ca. 6,5 cm	127522	10,80

11 Klammer-Entfernungszange

- Universell einsetzbar
- Rostfrei
- Länge: 11 cm

Best.-Nr. 159429 € 38,25

12 Hautklammerentferner

- Unsteril
- Wiederverwendbar
- Länge: 10,5 cm

Best.-Nr. 159378 € 42,15

13 Klammeranlege- und Entfernungszange

- Nach Michel
- Länge: 12 cm

Best.-Nr. 159241 € 28,65





1 Scharfer Löffel

Volkman

Form	Best.-Nr.	€
0000	159279	30,95
000	159280	30,95
00	159129	30,95
0	159281	30,95
1	159282	30,95

2 Williger – ovale Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159124	29,41

3 Martini – runde Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159283	29,41

4 Nagelschere

Gerade, Länge: 10 cm	159295	15,10
Gebogen (o. Abb.), Länge: 10 cm	159120	16,50

Nagelzange

5 Turnbull, mit Pufferfeder

13,5 cm	159127	21,05
---------	--------	-------

6 Kopfschneider

14 cm	159296	32,05
-------	--------	-------



7 Zeckenfix






- Aus Edelstahl/Kunststoff, sterilisierbar
- Mit Spezialschliff, ermöglicht besseres Greifen


Best.-Nr. 184890 € 6,90

8 Zeckenpinzette

- Aus Edelstahl, sterilisierbar
- Länge: 10,5 cm, gekreuzt

Best.-Nr. 152876 € 20,57





1



2



3

1 Stimmgabel

- Mit Fuß, Kammerton A1 440 Hz

Best.-Nr. 159306 € 35,59

2 Stimmgabel Rydel-Seiffer

- Mit Fuß und abnehmbaren Dämpfern C 64/C128

Best.-Nr. 129845 € 86,26

3 Ohrkürette

- Nach Langenbeck
- Länge: 13 cm, stumpfe Form

Best.-Nr. 159309 € 33,94

4 Gips- und Kleiderschere

- Nach Bruns, gezahnt
- Länge: 23 cm

Best.-Nr. 159323 € 68,55



4



5

5 Verbandschere

Nach Lister

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159091	17,22
18 cm	159094	21,36
20 cm	159118	24,60

6 + 7 Synthetic Cast Cutter

- Mit ergonomisch abgewinkeltem Daumenring

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
6 stumpf	19 cm	292581	45,78
7 spitz	18 cm	292582	54,92



6



7



1 Set
€ 14,69

IUP-Einmal-Set

Bestehend aus:

- 1 x Uterussonde, graduert in cm, starr, gebogen, 33 cm
- 1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm
- 1 x Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 23 cm
- 1 x Pinzette anatomisch, mittelbreit, 25 cm
- 1 x Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 122874

€ 146,86



1 Set
€ 11,15

Einmal-Entbindungs-Set

Bestehend aus:

- 1 x Episiotomie-Schere nach Braun-Stadler, 14,5 cm
- 1 x Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm
- 1 x Pean-Klemme, gerade, 14 cm
- 2 x Nabelschnurklemme, blau
- 2 x Mullkompressen 10 x 20 cm, 12-fach
- 10 x Schlinggazetupfer 30 x 40 cm
- 1 x Wöchnerinnenvorlage 9 x 34 cm
- 1 x Kunststoffschale 500 ml
- 1 x Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 123644

€ 111,49

Kristeller-Einmal-Spekulum

- 2-teilig
- Länge: 11 x 2,7 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 124234

€ 120,97



Nabelschnurschere

- Gebogen
- Länge: 16 cm

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 124247

€ 72,33



Einmal-Vaginal-Spekula

- Transparent
- Farbcodierter Dorn aus Polyethylen
- Nicht länger als 60 Minuten verwenden
- EO sterilisiert
- Einzeln in Folie eingeschiegelt

Packung mit 100 Stück

Farbe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
XXS (yellow)	16	119713	45,90
XS (white)	20	119714	45,90
S (blue)	24	119715	45,90
M (red)	26	119716	45,90
L (green)	30	119717	45,90



MEDESIGN
Dietramszell · Dubai · München

Gyn-Lys Gleitgel

- Speziell entwickeltes medizinisches Gleitgel für vaginale Untersuchungen
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch angepassten pH-Wert 3,8–4,1
- Ölfrei, daher keine Verfälschung zytologischer Abstriche
- Ohne chemische Konservierungsstoffe
- Wasserlöslich



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	187565	15,61
500 ml-Spenderflasche inkl. Spenderpumpe	119537	22,49
1-Liter-Flasche	187634	24,96



Medex Cytobrush

- Zur Zellgewinnung aus dem Endozervikalbereich
- Standard und GT (Gentle Touch, mit Führungskügelchen an der Spitze zur Perforationsvermeidung)
- Unsteril

Packung mit 100 Stück


Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Standard	157898	23,71
2 GT	119544	21,30



Cyto Spray Fixative

- Alkoholhaltiges Fixierungsspray für die Zytologie
- Schnelle, einwandfreie Fixierung von Zellabstrichen

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Sprayflasche	128002	13,60
1-Liter-Nachfüllflasche	128003	97,00



1



3



4

2

1 Scheiden-Spekula

Semm, selbsthaltend, Einhandmodell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
100 × 17–20 mm	2	159327	41,53
100 × 25–30 mm	3	159331	41,53

3 Scheiden-Spekula nach Cusco

Standard

Größe	Figur	Best.-Nr	€
75 × 17 mm	0	159336	28,80
75 × 32 mm	1	159337	28,65
85 × 35 mm	2	159329	28,65
100 × 35 mm	3	159338	28,65

2 Scheiden-Spekula

Kristeller, langes Modell,
Satz mit oberem und unterem Blatt

Größe	Best.-Nr.	€
105 × 18 mm (110 × 14 mm)	159332	55,05
105 × 21 mm (115 × 17 mm)	159333	55,05
110 × 27 mm (115 × 23 mm)	159328	55,05
110 × 30 mm (115 × 26 mm)	159334	55,05
110 × 36 mm (115 × 32 mm)	159335	55,05

4 Scheiden-Spekula nach Cusco

Schweizer Modell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
90 × 23–25 mm	1	159339	54,11
100 × 25–27 mm	2	159330	54,11
110 × 27–30 mm	3	159340	54,11

Cusco Spekula „Virgo“ für Jungfrauen

(o. Abb.)

Größe: Fig. 0,75 × 17 mm

Best.-Nr. 130497

€ 52,54



1



2



3

4



5

1 Biopsiezange

- Eppendorf
- Länge: 20 cm

Best.-Nr. 159428

€ 289,00

2 Kornzangen

Gross-Maier mit Sperre, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
20,0 cm	159395	30,15
26,5 cm	159134	30,15

3 Hakenzange (Kugelzange)

Schröder, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
25,0 cm	159398	28,65

4 Uterussonde

- Nach Sims
- Länge: 32 cm, mit cm-Graduierung

Ausführung	Best.-Nr.	€
biegsam	159342	20,70

5 Uteruskürette

- Nach Recamier
- Scharfe, feste Ausführung (Figur 00)
- Länge: 31 cm

Best.-Nr. 159399

€ 40,50



REINER Ohrspritze

- Mit Schutzteller
- Je 1 x Kanülenaufsatz konisch und olivenförmig
- Dreiringgriff

Größe	Best.-Nr.	€
100 ml	159432	60,95



Hämorrhoidal Ligatur

- Komplet mit 100 Ligatur-Ringen

Best.-Nr. 118681

€ 184,05

Latexfrei

Ligatur Gummi Ringe

- Elastisch und latexfrei
- Verwendbar mit allen Hämorrhoidal Ligaturen

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 121755

€ 36,80



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben

- Einmalgebrauch – keine Infektionsübertragung
- Keine Reinigung notwendig – Zeitgewinn
- Physiologisch einwandfreier, körperfreundlicher Kunststoff
- Lichttransmission durch Tubuswand
- Distaler, ringförmiger Lichtaustritt
- Helle, homogene Ausleuchtung des Beleuchtungsfeldes
- Graduierung/Markierung auf Tubus-Innenseite

Packung mit 25 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
85 x 20 mm	110788	52,87
130 x 20 mm	110787	75,18
250 x 20 mm	110205	100,88



Kopfstück für HEINE UniSpec® Tuben

- Fiberglas-Ringbeleuchtung
- Schwenklupe 1,5x
- Schwenkbares Verschlussfenster
- Rostfreier Stahl
- Zum Anschluss an HEINE Lichtleitkabel oder BETA 3,5 V Griff (siehe Seite 93) mit Beleuchtungsadapter

Best.-Nr. 110199

€ 350,17


Zubehör

Beleuchtungsadapter für BETA 3,5V Griff


Best.-Nr. 187116

€ 71,78





1



2

1 Biopsie-Hautstanzen



- Nahtlose scharfe Schnittkante aus Edelstahl
 - Geriffelter Handgriff für sicheren Halt
 - Einzeln steril verpackt
- Packung mit 20 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2 mm	187625	68,69
3 mm	187626	68,69
4 mm	187627	68,69
5 mm	187628	68,69
6 mm	187629	68,69
8 mm	187630	68,69

2 Hautkürette

- Einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl
 - Einzeln steril verpackt
 - Einwegprodukt
- Packung mit 20 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	€
4 mm	158577	42,19
7 mm	158578	42,19



3

3 Allergie-Test-Lanzetten

- Steril, mit kurzer Spitze
- Packung mit 200 Stück**
Best.-Nr. 116470

€ 14,31

Die REDON-Wunddrainage für die Praxis

Einmal-Redonflasche*

4 Mini QUICKY (o. Abb.)

- Mit Verbindungsschlauch und Aufhänger
- Größe: 200 ml

Abgabeeinheit: 20 Stück

Best.-Nr. 115410 Stück € 3,96



5

5 Redonflasche flach

- Mit Verbindungsschlauch, Drain und Aufhänger
- Perforation 14
- Größe: 450 ml

Abgabeeinheit: 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 12	128365	8,07

6 Redon-Drain*

- Länge: 50 cm, kreuzperforiert auf 7 cm
 - Doppelt verpackt, steril
- Abgabeeinheit: 50 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 8	127057	0,53
Ch. 10	127058	0,53
Ch. 12	127059	0,53
Ch. 14	127060	0,53

7 Einmal-Redon-Saugbalg „Piccolo“H

- Komplett mit Drain und Führungsnadel
- Inhalt: 30 ml
- Perforation: 7 cm

Abgabeeinheit: 40 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 6	187975	6,30
Ch. 8	187976	6,30



6





Einweg-Schalen

Sterile Einmal-Kunststoffschalen

- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, med. Verbrauchsmaterial, Gewebe bei Probeentnahmen usw.
- Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- Sofort einsatzbereit und vielseitig anwendbar
- Praktische Peel-Verpackung
- Kunststoff, rund, graduieret

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
120 ml, transparent, einfach steril	10 Stück	122381	6,33
250 ml, blau, doppelt steril	50 Stück	122382	78,74
250 ml, blau, einfach steril	60 Stück	122383	55,84

Weitere Einmal-Schalen auf Anfrage.



Einmal-Pappnierschale

- Zur Aufnahme von Körperausscheidungen oder kleineren Abfällen
- Nicht in sterilen Behandlungseinheiten verwendbar

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück	118860	6,19
300 Stück	127384	24,66



Einmal-Nierenschale

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen
- Länge: 23 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 120128

€ 27,36



Hier erfahren Sie mehr über Schalen und Tablettis



Lösungsschale

- Aus Edelstahl, matt

Maße (L x B x H)	Inhalt	Best.-Nr.	€
8 x 3,5 cm	0,1 Liter	153258	3,14
9 x 5,5 cm	0,2 Liter	153259	4,27
10 x 6,5 cm	0,3 Liter	153260	5,00
12 x 7,0 cm	0,4 Liter	153261	5,69



Nierenschale aus Edelstahl

- Rostfrei, glänzend
- Inhalt: 0,5 Liter
- Maße: 25 x 3,9 cm (L x H)

Best.-Nr. 156263

€ 3,85



Instrumententablett

- Aus weißem Melamin
- Hitzebeständig bis 80 °C

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
ca. 19 x 15 x 2 cm	120340	7,73
ca. 27 x 21 x 2 cm	120341	11,54
ca. 36 x 24 x 2 cm	120342	14,57
ca. 43 x 28 x 2 cm	120343	23,50



Instrumentenschale aus Glas

- Glasschale, hitzebeständig bis 180 °C
- Edelstahldeckel mit Dichtung und Beschwerung (nicht sterilisierbar)
- Mit Deckel

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
20,0 x 10 x 5,0 cm	120351	73,40



Instrumentenschale

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Knopfüberfalldeckel
- Hitzebeständig bis 180 °C

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
16 x 10 x 3 cm	153255	50,35
20 x 10 x 5 cm	183288	42,60
22 x 15 x 5 cm	183951	52,20
26 x 15 x 5 cm	153256	55,13
30 x 20 x 5 cm	153257	58,35

SONOREX DIGITEC Ultraschallbäder zur Reinigung und chemischen Desinfektion

Edelstahl-Schwingwanne und sprühwassergeschütztes Edelstahlgehäuse

Gerät ohne Heizung

- Für die Reinigung und chemische Desinfektion
- Instrumentendesinfektion und Reinigung mit Ultraschall in 5 Minuten
- Abmessungen der Einhängkörbe beachten
- Reinigungsgut nicht auf den Wanneboden legen!



1

Nur mit Einhängkorb verwenden!

Gerät mit Heizung

- Für die Reinigung und chemische Desinfektion
- Für die Grundreinigung von Instrumenten
- Größe und Menge der Reinigungsobjekte bestimmen die Schwingwannengröße
- Reinigungsgut nicht auf den Wanneboden legen!



SONOREX DIGITEC DT 514 / DT 514 H

Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgerät

Schwingwanne innen 325 × 300 × 150 mm (L × B × T), Inhalt 13,5 Liter, Füllmenge 9,5 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 860 W, Ultraschall-Nennleistung 215 W

1 DT 514

Best.-Nr. 119551 € 2.119,00

DT 514 H, mit Heizung 20–80 °C einstellbarer Temperaturbereich

Best.-Nr. 119552 € 2.479,75

Zubehör für DT 514/DT 514 H	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 14, 275 × 245 × 50 mm	230864	230,00
Deckel D 514	119553	81,00

3 SONOREX DIGITEC DT 156

Langes Bad für Instrumente bis 45 cm Länge und starre Endoskope ohne Optik

Schwingwanne innen 500 × 140 × 100 mm (L × B × T), Inhalt 6,0 Liter, Füllmenge 4,0 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 640 W, Ultraschall-Nennleistung 160 W

DT 156

Best.-Nr. 293089 € 1.478,75

Zubehör für DT 156	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 6 L, 460 × 100 × 50 mm	230853	235,00
Deckel D 156	293430	82,00
Silikon-Noppenmatte SM 6	230854	171,00

2 SONOREX DIGITEC DT 100 / DT 100 H (o. Abb.)

Standardgeräte für Instrumente bis 20 cm Länge

Schwingwanne innen 240 × 140 × 100 mm (L × B × T), Inhalt 3,0 Liter, Füllmenge 2,0 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 320 W, Ultraschall-Nennleistung 80 W

DT 100

Best.-Nr. 293087 € 823,33

DT 100 H, mit Heizung 20–80 °C einstellbarer Temperaturbereich

Best.-Nr. 293088 € 990,89

Zubehör für DT 100/DT 100 H	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 3 C, 200 × 110 × 40 mm	292568	74,00
Einhängwanne KW 3, 195 × 115 × 88 mm	291940	90,00
Deckel D 100	292567	48,00
Silikon-Noppenmatte SM 3	291942	113,00

Desinfektions- und Reinigungspräparate für die Anwendung im Ultraschallbad – Konzentrate

STAMMOPUR DR 8

VAH-zertifiziert.

Instrumenten-Desinfektion und Intensiv-Reinigung

- Konzentrat zur manuellen, chemischen Desinfektion und desinfizierenden, nicht-fixierenden Intensiv-Reinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente und Zubehör
- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 5 min (bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid inkl. H5N1)

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 151739 € 102,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 151740 € 235,00

STAMMOPUR R

Instrumenten-Reiniger

- Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten
- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 3–10 min., 20–60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 187863 € 39,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 187864 € 78,00

STAMMOPUR GR

Instrumenten-Grundreiniger

- Konzentrat zur manuellen Grundreinigung von medizinischen Instrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten
- Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie Leichtmetalle und bei beschädigter Verchromung
- Anwendung nur in Einhängwanne
- Anwendung im Ultraschallbad: 5 % – 3–10 min. 50–60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 153068 € 101,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 153069 € 233,00





Vacuclave® 123 S
+ 1 × Halterung A Plus (lang)
+ 3 × Tablett (42 × 19 cm)
+ 1 × MELAcontrol Typ 5 Indikator



Vacuclave® 323
+ 1 × Halterung A Plus (lang)
+ 5 × Tablett (42 × 19 cm)
+ 1 × MELAcontrol Helix

Paket: Vacuclave® 123 S Pro Line

- Schnelles Klasse S Vakuumverfahren zur Sterilisation von bis zu 5 kg auf 5 Tablett
- Smart-Touch Display für eine intuitive Bedienung
- Stand-alone Autoklav mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung
- Smart-Touch Display für intuitive Bedienung
- Rechtssichere Dokumentation per USB-Stick oder Netzwerk
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tablettheber

Best.-Nr. 129793

€ 5.036,00

! Vacuclave® 123 auch als Klasse B erhältlich

☎ Weiteres Zubehör auf Anfrage

Paket: Vacuclave® 323 Prime-Line

- Integrierte Rückverfolgung durch Chargenfreigabe, Benutzerauthentifizierung und Druck von Barcode-Etiketten mit MELAprint 80 direkt am Display, ohne extra Software
- DRYtelligence Trocknung für optimale Trocknungsergebnisse und gleichzeitig verkürzte Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Smart-Touch Display für eine einfache Bedienung wie bei Ihrem Smartphone
- Hohe Beladepazitäten mit dem Heavy Duty Programm für bis zu 8 kg
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tablettheber
- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany

Best.-Nr. 129266

€ 8.441,00

Paket: Vacuklav® 44 B+ Evolution

- Rekordbetriebszeiten von nur 10 min. für unverpackte und 20 min. für verpackte Instrumente jeweils inkl. fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung
- Im Universalprogramm können sogar bis zu 9 kg verpackte Instrumente in nur 30 min. sterilisiert werden, aufgrund der innovativen und patentierten Doppelmantel-Technologie und der damit verbundenen schnellen Bereitstellung von Satteldampf
- Integrierte Chargenfreigabe am XXL-Colour-Touch Display
- DRYtelligence ermöglicht eine Reduktion der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Jetzt bis zu 8 Tablett für die optimale Ausnutzung der Beladungskapazität
- Maße Gehäuse außen: 46 × 50/56 × 68 cm (B × H/inkl. Display × T)
- Maße Kessel: 25 × 45 cm (Ø × L), Volumen: 23,8 Liter

Best.-Nr. 123430

€ 13.818,00



MELAdem® 40 – Wasseraufbereitung

- Zum Herstellen von demineralisiertem Wasser
- Wasser wird automatisch eingespeist

Chamber Protect Kesselreinigungsset

- Kraftvoller Reiniger mit 50 fusselfreien Tüchern und 1 Mikrofaser Tuch
- Besonders materialschonend für Kessel und Dichtungen
- Durch umfangreiche Materialverträglichkeitstests geprüft
- Ideal abgestimmt auf alle MELAG Autoklaven

Best.-Nr. 126770



€ 41,00

Vacuklav® 44 B+ Evolution
+ MELAdem® 40 inkl. Wasserabzweig
+ 3 × Tablett
+ MELAflash CF-Card
+ Kartenlesegerät für MELAflash
+ MELAcontrol PRO

NEU!



Vacuclave® 105 – der schnellste Autoklav der Welt

- Rekordzykluszeiten ab 6,50 Minuten (zzgl. flexDRY Trocknung)
- 60 % weniger Platzbedarf als herkömmliche Autoklaven
- Stand-alone Klasse B Autoklav für bis zu 2 kg auf 2 Tablettis
- Smart-Touch Display mit integrierten Dokumentations-Schnittstellen

Best.-Nr. 130864

€ 3.650,00



MELAG
competence in hygiene

Vacuclave® 550

- **Herausragende Kapazität:** XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tabletts oder 10 MELAstore Boxen
- **Beeindruckende Geschwindigkeit:** Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- **Patentierter Wärmerückgewinnung:** Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum, da mit der patentierten Recovery Technologie die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt wird
- **100 % Zuverlässigkeit, 0 % Kühlwasser:** Coolify verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung

- **Intelligente Trocknung:** DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- **Kompromissloser Komfort:** Intuitive Bedienung wie bei Ihrem Smartphone durch das extragroße Smart-Touch Display
- **Lückenlose Dokumentation:** Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software
- **Top-Energieeffizienz:** Power Safe versetzt Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus

- Maße:
63,6 × 59,0 × 71,5 cm (B × H × T),
Kesselgröße: 38 × 45 cm (Ø × L),
Kesselvolumen: 53 Liter

Best.-Nr. 127391


€ 19999,00



Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich:



- Beladungsauszug mit Halterung Comfort für bis zu 16 Tabletts



- Halterung Basic für bis zu 16 Tabletts



- Beladungsauszug für bis zu 10 MELAstore® Boxen

Cliniclave® 45 – Der schnelle Groß-Autoklav für Praxis und Klinik

Besonders schnelle Betriebszeiten + hohe Beladungskapazität + intuitives Bedienkonzept = Entscheidender Baustein der Instrumentenaufbereitung

- Patentierte Technologie einer doppelwandigen Sterilisierkammer ermöglicht schnelle Betriebszeiten
- Sterilisierkammer mit Gleitschiene zur einfachen Be- und Entladung
- Extragroßes Colour-Touch-Display zur intuitiven Bedienung und schnellen Programmwahl hilft Fehler zu vermeiden
- Integrierte Software zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung
- Geringer Strom- und Wasserverbrauch

- Beladungsmenge: 40 kg unverpackte, 35 kg verpackte Instrumente sowie bis zu 7 kg Textilien
- Kesselvolumen: 1 Sterilisiereinheit (30 × 30 × 60 cm), 105 Liter
- Maße Tischgerät: 65 × 91 × 88 cm (B × H × T)
- Maße mit Unterschrank: 65 × 160 × 88 cm (B × H × T)
- **Inkl. Unterschrank**
- Auch als Durchreiche-Autoklav und 2-STE-Version erhältlich

Cliniclave® 45

(Türanschlag links)

Best.-Nr. 116873

€ 41248,00

Cliniclave® 45

(Türanschlag rechts)

Best.-Nr. 117599

€ 41248,00



Abbildung zeigt: Gerät inkl. Unterschrank

Zubehör

MELAdem®56

Wasseraufbereitungs-Anlage

Best.-Nr. 117601

€ 2.277,00



Instrumententablett, Alu

31 × 58 × 5 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 122392

€ 207,00

Instrumentenkorb, Edelstahl

27 × 57 × 13 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 290769

€ 268,00

Instrumententablett

29 × 19 cm (B × T)

für Aufnahmegestell Best.-Nr. 117615

Best.-Nr. 114402

€ 81,00

Wasserstopp (Leckwassermelder)

Best.-Nr. 292551

€ 236,00

Aufnahmegestell

für 4 Tabletts oder 2 Körbe (Gerät fasst ein Gestell)

Best.-Nr. 117602

€ 245,00





MELAtherm® 10

- Aktive Trocknung
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät
- Integrierte Dokumentations-Schnittstellen
- Praxisoptimierte Aufbereitungs-Kammer

Geräte auch als DTB-Variante mit 230 Volt-Anschluss erhältlich!


MELAtherm® 10 Evolution zusätzlich neue und einzigartige Innovationen

- Großes Smart-Touch Display mit Videofunktion
- Chargenfreigabe ProControl
- AquaBoost Technologie
- MELAconnect Schnittstelle

Beispiele für MELAtherm® Ausstattungspakete



Chirurgie



HNO



Gynäkologie

(auch für Dermatologie und Orthopädie)

bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb 3 (Hohlkörperadaption auf Anfrage)



bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 3, Flexkorb 2, Instrumentenkorb kompakt, Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2, Aufsatz für Flexkorb, mit Klammern (Hohlkörperadaption auf Anfrage)



bestehend aus:

Basiskorb ohne Injektorschiene, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb Spekula



Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an

Abbildung zeigt MELAtherm® 10 Evolution mit optionaler Edelstahlabdeckung



Zubehör

Regeneriersalz

- Speziell gekörntes und hoch gereinigtes Salz für die integrierte Wasser-Enthärtungsanlage des MELAtherm

Best.-Nr. 129340

€ 7,00

Prozessmedien



MELAtherm® 51 Reiniger

- Mildalkalisch, enzymatisch
- Besondere Reinigungsleistung durch Enzyme und Tenside
- Frei von Silikaten
- Minimierung der Entstehung von Belägen

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122301

€ 87,00



MELAtherm® 55 Neutralisator C

- Auf Zitronensäurebasis
- Nach der alkalischen Reinigung einzusetzen
- Beugt Ablagerungen auf Instrumenten vor
- Besonders materialverträglich

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122338

€ 66,00



MELAtherm® 61 Klarspüler

- pH-neutral und besonders gut materialverträglich
- Zur fleckenfreien Reinigung und Trocknung
- Belagsbildung an Instrumenten und in der Waschkammer werden vermieden

940-ml-Flasche

Best.-Nr. 123628

€ 27,00



Waschtrays für die maschinelle Aufbereitung

MELAstore® Trays

- Deutliche Zeitersparnis bei der Beladung und der Entnahme der Instrumente aus einem MELAtherm
- Sehr hohe Qualität bei der Aufbereitung durch Standardisierung und Dokumentation
- Fixierung der Instrumente in Stegen aus Silikon zum sicheren Transport
- Schutz des Praxispersonals vor Verletzungen und der Instrumente vor Beschädigungen

Abbildung zeigt:
MELAstore-Box 100
mit zwei MELAstore-Trays 50



Abbildung zeigt:
MELAstore-Box 100
mit einem MELAstore-Tray 100



Für MELAstore wurde die Beladungskapazität von MELAtherm und Vacuclave erhöht.

MELAtherm – 12 x MELAstore-Trays 100
(für je 14 Instrumente) oder 24 MELAstore-Trays 50
Vacuclave – 4 x MELAstore-Boxen 100



MELAstore® Verschlussplomben

- Zum sicheren Plombieren der MELAstore-Boxen
 - Wahlweise mit und ohne Behandlungsindikator
- Packung mit 100 Stück

Ausführung	Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
MELAstore-Tray 50	18,0 x 11,8 x 3,0 cm	119556	156,00
MELAstore-Tray 100	27,5 x 17,6 x 3,0 cm	119557	210,00
MELAstore-Tray 200	27,5 x 17,6 x 4,3 cm	119558	240,00
MELAstore-Box 100	31,2 x 19,0 x 4,6 cm	119559	268,00
MELAstore-Box 200	31,2 x 19,0 x 6,5 cm	119560	281,00


Ausführung	Best.-Nr.	€
Ohne Indikator	119583	21,00
Mit Indikator	119584	24,00

Wasser-Aufbereitung

Hochwertiges demineralisiertes Wasser für Ihre Praxis

- Sichert die Aufbereitungsqualität
- Optimale Werterhaltung der Aufbereitungsgeräte und Instrumente

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 MELAdem® 40 Ionen-austauscher inkl. 2 Mischbettharz-Patronen	292918	549,00
Mischbettharz (2 Patronen) zu MELAdem®40	292919	69,00
2 MELAdem® 47 Umkehr-Osmose-Anlage inkl. Vorratsbehälter, Entnahmehahn und Installationsset	290770	1.697,00
3 MELAJet® Sprühpistole	291047	155,00
4 MELAdem® 53 Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 20 Liter, 24 x 57 cm (Ø x H)	294399	1.834,00
Regenerierung MELAdem® 53	294400	235,71
5 MELAdem® 53C Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 15 Liter, 24 x 45 cm (Ø x H)	124248	1.777,00
Regenerierung MELAdem® 53C	129201	205,00





Nach RKI
validierbar

MELAseal® 200 validierbares Siegelgerät

- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen der EN ISO 11607-2
- Seal Check Funktion
- Integrierte Benutzerverwaltung
- Energiespar- und standby-Funktion
- Uhr- und Kalenderfunktion
- Platzsparend durch kompakte Abmessungen
- Intuitive Bedienung mit 4-Tasten-Konzept
- Inkl. speziellem, hochwertigem 8 GB USB-Stick zur Speicherung der Prozessparameter
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 116738 € 1.624,00

Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Standard“



MELAseal® 100+ (o. Abb.)

- Nicht validierbar
- Kompaktes Foliensiegelgerät
- Akustische und optische Alarmfunktion
- Kurze Aufheiz- und Siegelzeit
- Siegelnahtbreite: 10 mm
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 294462 € 933,33

Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Komfort“



Abbildung zeigt:
Gerät mit Rollenhalter
„Deluxe“



Zubehör für MELAseal 100+/200

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Rollenhalter „Standard“	294463	98,00
2 Rollenhalter „Komfort“	292209	154,00
3 Rollenhalter „Deluxe“	118385	405,00

MELAseal® 300

NEU!

- Für Praxen, die größere Mengen an Verpackungen versiegeln
- Magisches Bedien- und Einrichtungskonzept mit Smart-Touch Display
- Power Save für eine Top-Energieeffizienz
- Erinnerungsfunktion für Routine-Prüfungen
- Integrierte USB- und Netzwerk-Schnittstellen
- Maße Gerät: 36 × 16 × 17,5 (B × H × T)

Best.-Nr. 130871 € 2490,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
4 Arbeitstisch Comfort (Maße: 60 × 3,6 × 21,7 cm (B × H × T))	130934	711,00
5 Arbeitstisch Standard (60 × 3,5 × 21 cm)	130933	296,00
6 Rollenhalter Maße: 52,5 × 26,5 × 25 cm (B × H × T)	294404	579,00
Fuß für Rollenhalter (zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte)	294405	34,00



Siegelprozesse prüfen und kontrollieren

MELAcontrol® Ink Test

- Tintentest zur Kontrolle der Siegelnaht
- Tintenbeutel mit einschweißen und danach Tinte aus dem Beutel herausdrücken
- Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen oder Kanäle werden schnell sichtbar

Packung mit 30 Beuteln

Best.-Nr. 123223 € 51,00



MELAcontrol® Seal Check

- Zur routinemäßigen Funktionsprüfung von Siegelgeräten
- Kontrolle der Siegeltemperatur, verschlissene Schweißschiene oder mangelnder Anpressdruck

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 294163 € 63,00



MELAfol® Klarsicht-Sterilisierverpackung nach EN 868-5

Rollen + Beutel für Autoklav

	Größe	Best.-Nr.	€
Rolle	5,0 cm × 200 Meter	225096	60,00
Rolle	7,5 cm × 200 Meter	225097	71,00
Rolle	10,0 cm × 200 Meter	225098	86,00
Rolle	15,0 cm × 200 Meter	225099	115,00
Rolle	20,0 cm × 200 Meter	225100	142,00
Rolle	25,0 cm × 200 Meter	225101	177,00
Beutel	5,0 cm × 25 cm 1000 Beutel	225108	71,00
Beutel	7,5 cm × 25 cm 1000 Beutel	225109	88,00
Beutel	10,0 cm × 25 cm 1000 Beutel	225110	106,00
Beutel	20,0 cm × 50 cm 100 Beutel (mit Seitenfalte)	292552	124,00

Prozess-Dokumentation



1 MELAtrace® / 2 MELAtrace® PRO Software

- Intuitive Verknüpfung der Aufbereitungsschritte der Reinigung und Desinfektion
- Schnelle Chargenfreigabe durch wenige Klicks
- Fälschungssicheres Aufbereitungsprotokoll



1 MELAtrace®



2 MELAtrace® PRO

Zeitguthaben	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
12 Monate	129203	199,00	129206	269,00
36 Monate	129204	539,00	129207	719,00
60 Monate	129205	749,00	129208	999,00

3 MELAprint® 60 Barcode-Etikettendrucker

- Für die Autoklaven der Premium-Klasse Evolution und Cliniclave® Serie
- Inkl. Netzwerkkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 117620 € 999,00



3



4

4 MELAprint® 80 Protokoll- und Barcode-Etikettendrucker

- Protokolldruck in Verbindung mit Pro/Prime Line und älteren Gerätegenerationen
- Etikettendruck in Verbindung mit MELAtrace® und MELAtrace® Pro
- Oder direkt mit Careclave®, Vacuclave® 550 und den Autoklaven der Prime Line
- Inkl. Netzwerkkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 129209 € 999,00



5 MELAdoc® Etikettendrucker

- Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen
- Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung der Freigabe
- Dokumentationsblätter erleichtern zusätzlich die Dokumentation und Freigabe (optional)

Best.-Nr. 130845 € 539,00



5



7

6 MELAcontrol® Chargenkontroll-System

- Für die Routine-Prüfung des Autoklaven und der Siegelgeräte



6d



6a



6b



6c


Ausführung	Best.-Nr.	€
6a Helix (Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen)	292912	216,00
6b Pro (Dauer-Prüfkörper, 40 Indikatorstreifen)	293818	273,00
Pro Nachfüllpackung (250 Indikatorstreifen, Dichtung)	293819	193,00
6c Typ 5 Indikator (250 Indikatoren)	129341	37,00
6d Bowie & Dick Test (1 Test)	129342	5,00

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
7 Etikettenrolle zu MELAprint® 60 / 80 mit je 1.000 Etiketten	6 Stück	294697	218,00
Ersatzrollen zu MELAdoc mit je 750 Etiketten und 1 Farbwalze (engl.)	6 Stück	129936	73,00
7 Dokumentationsblätter zu MELAdoc Block mit je 100 Blatt	10 Stück	293137	101,00

Sterilisierbehälter nach EN 868-8

- Boden und Deckel perforiert
- Mit Einweg-Papierfilter ausgestattet
- 100 Einmal-Papierfilter im Lieferumfang enthalten

Typ	Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
15 K	18 × 12 × 4,5 cm	225074	210,00
15 M	35 × 12 × 4,5 cm	225075	278,00
15 G	35 × 12 × 8,0 cm	225076	303,00
17 K	20 × 14 × 5,0 cm	225077	222,00
17 M	41 × 14 × 5,0 cm	225078	311,00
17 G	41 × 14 × 9,0 cm	225079	317,00
23 M	42 × 16 × 6,0 cm	225081	361,00
23 G	42 × 16 × 12,0 cm	225082	379,00
28 M	32 × 16 × 6,0 cm	292553	303,00
28 G	32 × 16 × 12,0 cm	292554	354,00



Einmal-Papierfilter für MELAG Sterilisierbehälter

Packung mit 100 Stück

Einmal-Papierfilter	Best.-Nr.	€
Für Sterilisierbehälter 15K	293454	33,00
Für Sterilisierbehälter 15M/15G	293455	33,00
Für Sterilisierbehälter 17K	293456	33,00

Einmal-Papierfilter	Best.-Nr.	€
Für Sterilisierbehälter 17M/17G	293457	33,00
Für Sterilisierbehälter 23M/23G	293458	33,00
Für Sterilisierbehälter 28M/28G	293459	33,00

Transportbox für Instrumente

- Aus hochwertigem, transparentem Material
- Luft- und wasserdicht, dank Sicherheitsverschluss und der speziellen Silikon-Doppelkammer-Dichtung
- Mit und ohne Ablaufgitter
- Thermostabil bis 110 °C, aber nicht autoklavierbar



Ausführung	Liter	Größe H × B × T (mm)	Best.-Nr.	€
Mit Ablaufgitter	3,4 Liter	118 × 152 × 297	115586	11,74
Mit Ablaufgitter	3,9 Liter	84 × 230 × 295	115585	14,82
Ohne Ablaufgitter, mit Deckel und Tragegriffen	16 Liter	212 × 274 × 361	115587	29,07

Klebebänder

Mit Dampf-Indikator

	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
1	19 mm	50 m	125301	4,40
2	25 mm	50 m	125302	6,96

Mit Heißluft-Indikator (o. Abb.)


	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
	19 mm	50 m	183817	18,27



1 Lupenleuchte

- Tischleuchte mit 80 cm Gelenkarm
- Mit 90 LED Dioden / 10 Watt / 230 Volt
- Lichtfarbe: Tageslicht (6500 K)
- Ø 150 mm Linse mit 5 Dioptrien
- 2,5-fache Vergrößerung
- Ein-/ Ausschalter auf der Leuchte
- Linse aus Echtglas
- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Linse
- Inkl. Tischklemme mit Schraubt (Klemmbereich 6,5 cm)

Best.-Nr. 129505



2 Gesichtsschutz-Set

- Hervorragende Transparenz
- Keine Verzerrung des Blickfeldes
- Entspiegelt und antistatisch
- Mit Antibeschlag-Eigenschaften ausgerüstet
- Kratzfest und sicher (bruchfest, splitterfrei)
- Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt
- Leicht und ergonomisch

Lieferumfang:

Gestell, 10 Folienaufsätze

Best.-Nr. 123752

100,98

3 Reinigungsbürste

- Doppelseitig mit Nylonborsten für Pinzetten
- Länge: 17,5 cm
- Maße: Bürstenkopf 3,5 × 1 cm und 2,5 × 0,5 cm

Packung mit 2 Stück

Best.-Nr. 112454

€ 12,97

4 Instrumentenreinigungsbürste

- Für die gründliche und schonende Reinigung chirurgischer Instrumente
- Extraharte Kunststoffborsten
- Länge: 17 cm
- Kunststoff: blau
- Hitzebeständig bis 134 °C

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 130811


€ 3,83

Tischabroller

- Für Indikator Klebeband bis 25 mm Breite

Best.-Nr. 112388

€ 13,50



5 Hitzeschutzhandschuh

- Aus Silikon, latexfrei
- Für die Entnahme von heißem Sterilgut
- Oberfläche strukturiert
- Waschbar im RDT Automaten
- Farbe: hellblau
- Länge: 35 cm
- Einsatzbereich -40 °C bis 240 °C

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 112450

€ 16,46

6 Instrumenten-Ölspray

- Für Dampfsterilisation geeignet

Dose mit 500 ml

Best.-Nr. 115743

€ 9,67



Den richtigen Indikator finden – leicht gemacht!

Aufbereitungs-Verfahren/-schritt	Art der Prüfung + Prüffrequenz	Geeignete Methoden (Prüfmittel/Produkte)
1 Reinigungskontrollen für MP		
Prüfung der Reinigungswirkung in Reinigungs- und Desinfektions-Geräten (RDG)	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks)
1a Prüfung der Reinigungswirkung im Inneren von Hohlkörpern	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung in MIC-Prüfkörpern (MIC) (z. B. Wash-Checks H)
Prüfung der Funktionsweise und Reinigungswirkung in Ultraschall-Bädern	Funktion periodisch + Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks U)
Proteinnachweisverfahren		Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest (z. B. Wash-Checks Pro)
Nachweis von Proteinrückständen an zugänglichen Oberflächen von Medizinprodukten (MP)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	
1b Nachweis von Proteinrückständen an schwer zugänglichen Innen-Flächen von Hohlkörper-MP (Abstrichtiefe bis 15 cm)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit extralangem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro L)
Spez. für Endoskope: Nachweis von Proteinrückständen in Endoskopkanälen von bis zu 2,4 m Länge (Tupferlänge 2,5 m)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit 2,5 Meter langem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro E Plus)
2 Sterilisation mit feuchter Hitze (Dampfsterilisation)		
2a Geräte ohne fraktioniertes Vakuum (Achtung: Nicht geeignet für kritische MP)	Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierwirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung der Funktion des Sterilisators (täglich vor Betriebsaufnahme) Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter)	Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage) Bowie&Dick-Test (z. B. BD-Control, BD-Control Kit, 3M Comply) Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett
2b Geräte mit fraktioniertem Vakuum (Typ B Sterilisatoren)	Kontinuierliche Prüfung mit Hohlkörperprüfmodell sofern Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden (EN 867-5) alternativ, jedoch nur wenn keine Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden: Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierwirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter)	geeignetes PCD (= Process Challenge Device) mit dafür optimierten Chemoindikatoren (z. B. SterilControl II oder MELAcontrol®) Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage)
3 Dokumentation	Kontinuierlich, es müssen alle prozessrelevanten Schritte dokumentiert werden	Gestaltung nach eigener Wahl entsprechend den internen Vorschriften/Regelungen

Chemische Indikatorsysteme zur Sterilisationskontrolle

Sterilisationskontrolle (Dampfsterilisation)

Bowie-Dick-Test (nur Typ B Sterilisatoren) **BD-Control oder BD-Control Kit**
Chargenkontrolle (Hohlkörper, nur Typ B Sterilisatoren) **SterilControl II**



1 + 2 + 3

1 **BD-Control Bowie-Dick-Test**

Gebrauchsfertiges Einmaltestpaket (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (**Typ B Autoklaven**)
Packung mit 30 Einmaltestpaketen (Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)
Best.-Nr. 156687 € 108,57

2 **BD-Control Kit Bowie-Dick-Test**

(alternativ zu BD-Control)
Mehrfach verwendbares Testsystem (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (**Typ B Autoklaven**), anwendbar nur mit BD-Testpakethalter – Best.-Nr. 156689
Packung mit 30 Indikatorbögen + 2 je 15 mal verwendbaren Testpaketen = 30 Bowie-Dick-Teste (Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)
Best.-Nr. 156688 € 42,55

3 **BD-Testpakethalter**


Vorrichtung aus Edelstahl zur Aufnahme des **BD-Control Kit Bowie-Dick-Tests** Best.-Nr. 156688
Best.-Nr. 156689 € 285,37

4 **SterilControl-PCD II**

Wartungsfreier Edelstahl-Prüfkörper (PCD = Process Challenge Device) für das Chargen-Überwachungs-System **SterilControl II** zur Überprüfung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven
Best.-Nr. 157761 € 285,00

5 **SterilControl II Chargen-Überwachungs-System**

Indikatorsystem Typ 2 / EN ISO 11140-1 für die Chargen-Überwachung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven, anwendbar nur mit **SterilControl-PCD II**, Best.-Nr. 157761
Packung mit 100 Indikatorstreifen **Best.-Nr. 158522 € 99,23**
Packung mit 300 Indikatorstreifen **Best.-Nr. 157760 € 199,31**



4 + 5



Bowie-Dick-Einmaltestpaket

- Einfachste Handhabung des Dampfdurchdringungstests
- DIN EN ISO 11140-4
- Zur täglichen Funktionskontrolle und Qualitätssicherung
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Packung mit 40 Stück
Best.-Nr. 123279 € 129,45



**steriCLIN® BMS 1200
 Batch Monitoring System**

- Chargenüberwachungssystem nach Anforderungen der DIN EN 867-5
- Für die Chargenkontrolle der Sterilisation mit Beladung
- Prüfkörper ist unbegrenzt wiederverwendbar
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Ausführung	Best.-Nr.	€
Starterkit (Prüfkörper, 2 Schraubkapseln, 50 Indikatorstreifen)	130897	159,95
Indikatorstreifen (50 Stück, 1 Schraubkapsel)	127655	18,20


steriCLIN® Klarsichtbeutel und Klarsichtschläuche (Papier/Folie)

- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden
- Sterilisationsfestes 70 g/m² starkes Kraftpapier, wirksame Barriere gegen Keime
- Durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-

- Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt
- Qualität „Made in Germany“ (EN 868, ISO 11607)


Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
100 x 200 mm	294648	4,95
100 x 250 mm	292543	5,31
150 x 270 mm	294650	7,50
220 x 350 mm	294651	12,24
250 x 400 mm	294652	15,92
270 x 450 mm	294653	19,53



Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm x 200 m	293801	16,25
7,5 cm x 200 m	292635	22,56
10,0 cm x 200 m	292636	25,35
12,5 cm x 200 m	293803	32,24
15,0 cm x 200 m	292637	36,95
20,0 cm x 200 m	292638	50,72
25,0 cm x 200 m	292639	64,60
30,0 cm x 200 m	129211	78,95
35,0 cm x 200 m	129212	102,85
38,0 cm x 200 m	129213	108,00
40,0 cm x 200 m	129214	126,75
42,0 cm x 200 m	129215	145,55



steriCLIN® Bogenverpackungen

- Wahlweise aus medizinischem Krepppapier, Non-Woven Vliesstoff oder Polypropylen PP (SMS)
- Diverse Grammaturen von 50 x 50 cm bis 150 x 190 cm erhältlich

Material	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Krepp grün	60 x 60 cm	750 Stück	129216	127,00
Krepp grün	120 x 120 cm	126 Stück	129217	84,00
Vlies blau 52 g	60 x 60 cm	504 Stück	114893	152,00
Vlies blau 52 g	120 x 120 cm	126 Stück	127433	102,00
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	75 x 75 cm	200 Stück	122975	112,00
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	120 x 120 cm	120 Stück	129218	171,00



steriCLIN® Kunststoffsigel (DuoSiegel)

- Aus sterilisationsbeständigem Polypropylen
- Zum Verplomben von gängigen Containersystemen
- Kompatibel mit Wagner und Aesculap Containern

Packung mit 1000 Stück

Farbe	Indikator	Best.-Nr.	€
dunkelblau	Nein	129221	86,00
dunkelblau	STEAM	129222	95,00
rot	Nein	129223	86,00
rot	STEAM	129224	95,00



steriCLIN® Info-Etiketten mit Aufdruck

- Erleichtert die Kennzeichnung des Hygienestatus
- Doppelt selbstklebend
- Rückstandsfrei ablösbar
- Je ein Etikett grün und rot
- Maße: 100 x 100 mm

Packung mit 500 Stück

Aufdruck	Best.-Nr.	€
Gereinigt Clean / Kontaminiert	129219	52,50
Aufbereitetes med. Instrument / Gebrauchtes med. Instrument	129220	55,50

Kunststoffkanülen

Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope




Kunststoffkanülen

- Zur chirurgisch-invasiven Irrigation, Applikation und Aspiration sowie zur nicht-invasiven Anwendung bestimmt
- Klasse IIa Produkt zur chirurgisch-invasiven Anwendung zugelassen
- Biegsam bis 45°
- DEHP- und latexfrei
- Steril verpackt

Packung mit 24 Stück

Gesamt-L × Arbeits-L × Ø	Best.-Nr.	€
50 × 18 × 0,9 mm	126573	27,95
70 × 48 × 0,9 mm	126574	29,96
103 × 81 × 1,0 mm	126575	31,42

Größere Verpackungseinheiten auf Anfrage!



Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope

- Zur manuellen Vorreinigung von flexiblen Endoskopen
- Mit einem Kunststoffkugelkopf und mittelharten Nylonborsten
- Kein Verkratzen der empfindlichen Kanäle

Bürstenkopf Ø × L (mm)	Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,0 × 1000	gelb	50 Stück	126584	55,38
3,0 × 1000	weiß	50 Stück	126585	55,38
2,5 × 2300	rot	50 Stück	126586	64,50
3,0 × 2300	blau	50 Stück	126589	55,38
5,0 × 2300	rot	50 Stück	126600	55,38
6,0 × 2300	grün	50 Stück	126602	55,38
3,0 + 5,0 × 2300	gelb	50 Stück	126603	68,08
5,5 × 2300	türkis	50 Stück	126604	68,03
5,0 × 2650 mit 280 mm Pfeifenreiniger	gelb	50 Stück	126605	68,08
5,2/11 × 156 Ventilreinigungsbürste	rot	100 Stück	126606	81,28

Reinigungsindikatoren und -tests



TOSI® Prüfkörper (RDG)

- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Visuelles Ergebnis durch transparente Abdeckung
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips für eine schnelle und reproduzierbare Befestigung
- Unterscheidung von chemischen und mechanischen Reinigungsproblemen

Packung mit 12 Stück

Best.-Nr. 126639 € 54,58



TOSI®-LumCheck (RDG's, Ultraschallreinigungsgesetz)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126640	82,17
Teststreifen (25 Stück)	126642	82,17

TOSI®-FlexiCheck (RDG-E's)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- TOSI®-FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126641	120,76
Teststreifen (25 Stück)	126643	126,48



SonoCheck

- Überprüfung der Ultraschallenergie
- Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
- Farbwechsel von grün nach gelb
- Einfacher Gebrauch (Einmalprodukt)

Packung mit 30 Stück

Best.-Nr. 126582 € 93,94



Pyromol-Test / Pyromol-E-Test

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Schneller Nachweis unlöslicher Proteinrückstände
- Blaufärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments oder im getesteten Kanal
- Nachweis ab 1 µg Protein
- Keine Fehlinterpretation durch Glutaraldehyd oder Peressigsäure
- Pyromol-E-Test Länge 2,3 m

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Pyromol-Test	20 Stück	126644	113,99
Pyromol-E-Test Ø 1,7 mm	6 Stück	126645	66,74
Pyromol-E-Test Ø 2,8 mm	6 Stück	126647	66,74
Pyromol-E-Test Ø 3,8 mm	6 Stück	126649	66,75
Pyromol-E-Test Ø 5,0 mm	6 Stück	126662	66,75




STERIKING® | WIPAK

Steriking® ist eine Marke der Wipak-Gruppe mit Hauptsitz in Finnland.

Klarsicht-Rollen und -Beutel

- Zum Verpacken von einzelnen Instrumenten oder auch Sets geeignet
- Konform zu DIN EN ISO 11607 und DIN EN 858-5
- 9-lagige Folie (Multi-X9) und festes 70 g/m² medizinisches Papier bieten höchste Sicherheit
- Heißsiegelfähig bei 165 °C – 200 °C (180 °C empfohlene Einstellung)
- Mit Indikatoren für Dampf-, EO-, und FO-Sterilisation
- Aufgedruckte LOT-Nummer erlaubt Rückverfolgbarkeit
- Produziert mit durchgehender „unendlicher“ Siegnah an den Rändern



Klarsicht-Beutel

- Beutel sparen viel Zeit und ermöglichen ein besseres aseptisches Öffnen als Rollenware

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
50 x 250 mm	128371	8,85
75 x 270 mm	128372	10,75
75 x 150 mm	128373	7,90
75 x 300 mm	128374	11,70
100 x 200 mm	128375	11,60
100 x 300 mm	128376	15,15
150 x 270 mm	128377	19,20
150 x 300 mm	128378	22,25
150 x 350 mm	128379	24,95
250 x 380 mm	128380	51,75

Rollen ohne Seitenfalte

Klarsicht-Rolle, Rolle mit 200 m

Breite	Best.-Nr.	€
5 cm	156448	16,45
7,5 cm	153613	21,60
10 cm	113830	25,20
12,5 cm	125960	34,85
15 cm	184258	30,40
20 cm	183065	57,40
25 cm	115014	67,30
30 cm	125954	84,60

Rollen mit Seitenfalte

Rolle mit 100 m

Maße	Best.-Nr.	€
200 x 55 cm	183066	39,30
250 x 65 cm	188267	62,10
300 x 80 cm	126566	64,50

Weitere Größen auf Anfrage!

Steriking® Daily Control DCG2 Testpaket

- Ein Routinetest des Typs Bowie & Dick
- Kompakter, versiegelter Spezialpapierbeutel.
- Entspricht ISO 11140-1 und ISO 11140-4

Packung mit 20 Testpaketen

Best.-Nr. 126567

€ 95,95



Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisierverpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren geeignet

Packung mit 10 Stück

Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	26,15
rot / 0,75 mm	125966	26,15
blau / 0,75 mm	125967	26,15
schwarz / 1,00 mm	125968	26,15



Steriking® HX400 Helix-Test

- Erfüllt EN 867-5 und ISO 11140-1
- Geeignet für "Klasse-B" - Autoklaven

Packung mit 1 PCD und 400 Teststreifen

Best.-Nr. 126568

€ 107,15

Steriking® AC6 Indikatorstreifen

- Klasse 6 emulierende Indikatoren für die Dampfsterilisation

- Erfüllt ISO 11140-1:2015 (Klasse 6)

Packung enthält 250 Teststreifen

Best.-Nr. 126569

€ 25,95



Steriking® Steri-Tapes

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Abroller	126570	13,15
ohne Indikator 19 mm x 50 m	125305	1,95
ohne Indikator 25 mm x 50 m	125306	2,70
mit Dampfndikator 19 mm x 50 m	126571	4,15
mit Dampfndikator 25 mm x 50 m	126572	5,20
mit Heißluftindikator 19 mm x 50 m	125304	16,50



Seal Check

Testsystem und Funktionskontrolle von Siegelprozessen eines Durchlauf-Siegelgerätes nach DIN EN ISO 11607-2

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Einhaltung der RKI Richtlinien
- Überprüfung offener Siegelnähte und Kanalbildung

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 118842

€ 29,80

Class 5 Steam Integrator

Klasse 5 Dampf-Integratoren beurteilen die drei kritischen Parameter der Dampfsterilisation ZEIT – TEMPERATUR – SATTDAMPF im Inneren der Verpackung

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Wird gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Chargenkontrolle empfohlen

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 119368

€ 26,50



Wash-Check Einwegtest (RDG)

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

- Einfache Handhabung und Auswertung
- Einhaltung der RKI Richtlinien

Packung mit 100 Indikatorstreifen

Best.-Nr. 122604

€ 125,00



Wash-Check Halterung

- Für Wash-Check-Indikatoren von Medi-Pack
- Prüfleiste
- Aus rostfreiem Edelstahl

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 122605

€ 35,00

Bowie & Dick Einmaltest

Gebrauchsfertiges, schwermetalldreies Einmaltestprodukt für die tägliche Überwachung von Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. (Typ B Autoklaven)

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Handhabungssicher
- Eindeutiger Farbumschlag

Packung mit 28 Stück

Best.-Nr. 118843

€ 69,78



Helix Test

- Mit Indikatorstreifen und Rezeptakel
- Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper
- Sterilisationsprozess-Kontrolltest Klasse B Autoklaven
- Selbstklebender Indikatorstreifen zur Dokumentation
- Einfache Beurteilung des Ergebnisses
- Farbumschlag des Indikators von Gelb nach Dunkelbraun

Anzahl	Best.-Nr.	€
100 Indikatoren	119563	49,00
250 Indikatoren	118844	64,90
400 Indikatoren	118845	96,00

Wasseraufbereitung

Ionenaustauscher Express

Der maßgeschneiderte, bundesweite Service für jeden Anwender einer Ionenaustauscher-Patrone.

- Schnell, zuverlässig und bequem
- Regeneration **aller** Patronenfabrikate
- Kein lästiger Versand- und Transportaufwand
- Keine Wartezeiten

Zentrale Regeneration: Kosten senken, Nachhaltigkeit erhöhen

Die größte und leistungsstärkste Regenerierstation in Kontinentaleuropa regeneriert Ihre Harze.

Durch die Umkehrung des Beladungsvorganges mit geeigneten Regeneriermitteln werden die Ionenaustauscherharze wieder zur Demineralisierung einsatzfähig gemacht. Dies spart Kosten und Ressourcen.

- Ökologisch und ökonomisch
- Spezialisierte Qualitätssicherung und Zertifizierung
- Kompetenzzentrum für Ionenaustauschertechnologie


Unser Service: so einfach geht es

Ein Anruf bei Ihrem Fachhändler vor Ort genügt und der Ionenaustauscher Express Service ist in Kürze bei Ihnen, um die verbrauchten Ionenaustauscher-Harze gegen regenerierte auszutauschen.

Der Service-Mitarbeiter nimmt Ihnen alles ab, bis hin zum Wiederanschießen der Patrone. Gerne übernehmen wir auch weitere Servicearbeiten an Ihrer Wasseraufbereitungsanlage.



Virtuelle 3D-Praxisplanung



3D-Raumplanung


- Raumstruktur und Anordnung optimal planen. Mit Kostenübersicht



3D-Praxisplanung: Jetzt informieren

Beratung vor Ort

- Augmented Reality – Produkte virtuell in realer Umgebung in Ihrer Praxis konfigurieren und ansehen
- Interaktive Produktkonfiguration in Echtzeit
- Erstellen von Artikellisten für mehr Kostentransparenz bereits bei der Planung



Praxisausstattung finanzieren:
Leasing, Miete oder Mietkauf?
3 Finanzierungslösungen
Ihre Vorteile-einfach erklärt:




Jetzt informieren und unverbindlich anfragen




PRAXIS- EINRICHTUNG

- Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
- Untersuchungs- & Behandlungsstühle
- Praxistextilien & Lagerungshilfen
- Infusionsständer
- Raumteilung
- Wagen für jeden Praxisbereich
- Kartei- & Flügeltürenschränke
- Praxisschilder
- Alles für die Patientenorganisation
- Arzttaschen

Gestalten Sie Ihre Praxis neu und erleben Sie Ihre Einrichtung bereits vor dem Kauf!



Augmented Reality z. B. mit Liegen





SENSA i® Behandlungsliege

- 3 bis 5 leise Antriebe, stufenlos motorische Einstellung
- Flexible Armstützen für jeden Anwendungsbereich
- Große Auswahl an komfortablen Polsterungen und Farbkonzepten
- Mehrere Verkleidungsvarianten
- Fußstütze manuell oder elektrisch verstellbar
- Mehrere Rollenvarianten mit verschiedenen Funktionen, Arretierungen und Bodenfreiheiten
- Potentialausgleich
- Maße: 229 × 87 cm (Gesamt-L × B)
- Maximale Belastbarkeit: 250 kg



Abbildung zeigt: Liege mit Zusatzoptionen

Zubehör für alle SENA-Modelle



Jetzt konfigurieren

Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler beraten.



Stufenlose motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

Mehr Komfort für Ihre Patienten

Polsterauflagen



Polsterfarben



- Standard Polsterfarben
- Sonderfarben
- ◆ Optional mit antimikrobieller Oberfläche möglich

Sonderfarben gegen Aufpreis

DT1 und ST1 – Beistelltische

- Höhenverstellung von 84 – 98 cm
- Großes abnehmbares Tablett (ST1 und DT1)
- Schwenkbare Tablett (DT1)
- Stapelbehälter
- Stellfläche: 42 × 66 cm
- Maximale Belastung: 25 kg

- 1 DT1 Best.-Nr. 117821
- 2 ST1 Best.-Nr. 117820

€ 482,00
€ 433,00



- ### Zubehör (optional)
- Halterung für Monitor
 - Flaschenhalterung
 - Deckel für Stapelbehälter



SENSA® Flex A3 Behandlungsliege

- Hoher Patientenkomfort durch stufenlose, motorische Positionseinstellung
- Einfacher Ein- und Ausstieg durch niedrige Sitzhöhe, einstellbarer Fußteil und Sitzteilneigung
- Rücken-, Sitz- und Fußteilmotor (A3, A4)
- Zusätzlicher elektrischer Höhenhub (A4) (21 cm)
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung (A3)
- Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung (A4)
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 199 x 85 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 200 kg

Best.-Nr. 119564

€ 2.161,00



Abbildung zeigt: Handschalter A4



Abbildung zeigt: CPR-Auslösung



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

SENSA® Flex A4 ZA

- Ausstattung wie Flex A3, zusätzlich elektrischer Höhenhub, Rollen mit Zentralarretierung

Best.-Nr. 120842

€ 2.715,00

Zubehör und Optionen

- Verschiedene Rollengrößen und Arretierungsmöglichkeiten
- Infusionsstange und Halterung
- Papierrollenhalter, Potentialausgleichskabel
- Schiebegriff
- Akku, viele Sonderfarben



Abbildung zeigt: Zusatzooptionen

SALSA® A1 Behandlungsliege

- Intuitive Tastenführung des Handschalters über vorgewählte Grundeinstellungen
- Weich geformte Armstützen, hoch klappbar und schwenkbar
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 200 x 81 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 200 kg

Best.-Nr. 118540

€ 1.540,00



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfort- in die Schocklagenposition

Zubehör und Optionen

- Verschiedene Rollengrößen
- Papierrollenhalter, Potentialausgleichskabel
- Schiebegriff
- Fußstütze, Nackenrolle



Abbildung zeigt: Handschalter



SALVA Transportstuhl

- Verstellbarer Rücken- und Fußteil
- Einstellbare Armlehne
- Rollen Ø 12,5 cm vorn mit Richtungsverstellung und Zentralarretierung hinten
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 166 x 69 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 215 kg

Best.-Nr. 129245

€ 1.690,00



Stufenlose manuelle Verstellung der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Kopftieflagerung.

Zubehör und Optionen

- Rücken- und Fußteil synchron verstellbar
- Antistatische Doppel-Laufrollen, Räder Ø 30 cm vorne
- Höhenhub, Ein- und Aufstehhilfe
- Ausziehbares Fußbrett, Dokumentenablage
- Normschiene, Infusionsstange und Halterung
- Rücken- und Fußteil synchron und einzeln manuell verstellbar
- Patiententisch
- Tischhalterung





Modelle 2550XL, 2552XL Echokardiographie-Liege

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Bei motorischer Verstellung: Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Kopfteillänge 800 mm, bis 50° stufenlos positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B), optional Breite 800 mm
- Max. Belastbarkeit: 250 kg



Modell	2550XLE (2-teilig)	2550XL/H (2-teilig)	2552XLE (3-teilig)	2552XL/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (520 – 940 mm)	elektromotorisch (540 – 980 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129227	129230	129233	129236
weißaluminium (RAL 9006)	129228	129231	129234	129237
graualuminium (RAL 9007)	129229	129232	129235	129238
€	3.587,00	3.404,00	4.015,00	3.832,00

Modelle 2690XLE, 2695XLE- Echokardiographie-Liege mit multifunktionalen Verstellmöglichkeiten

- Gestell pulverbeschichtet, fahrbar auf einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Elektromotorische Verstellung der Höhe (von 630 – 1070 mm, ohne Seitenversatz) und des Mittelteils; mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Optional tiefergelegtes Untergestell, dann Höhenverstellbereich: 540 – 980 mm
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt(e) im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Verstellung des Mittelteils positiv (+20 °) und negativ (-10 °)
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg




Abbildung zeigt: Modell 2695XLE



Modell	2690XLE (1 Echo-Ausschnitt)	2695XLE (2 Echo-Ausschnitte)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129239	129242
weißaluminium (RAL 9006)	129240	129243
graualuminium (RAL 9007)	129241	129244
€	5.730,00	6.271,00

DEWERT Polsterfarben



- Reiß- und kratzfest, langlebig
- Pflegeleicht durch innovative Reinigungsmöglichkeiten, hohe Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Abriebfest DIN EN ISO 5470-2: 300.000 Martindale invers
- Öl- und fettbeständig
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Latex- und phthalatfrei
- Vegan, nachhaltig
- Flammenschutz DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben

Modell 6100-04E Untersuchungs-liege, C-Bogen geeignet

- Liegefläche 2-teilig (optional 1-teilig mit abnehmbarer Matratze)
- Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen Ø 100 mm
- Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Elektromotorische Höhenverstellung ohne Seitenversatz lotrecht 620 – 1020 mm, Bedienung durch einen Fußschalter (fixiert am Kopfende) und einen Handschalter
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Kopfteil (420 mm) stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +40° verstellbar
- Polsterstärke: 70 mm

- C-Bogen geeignet: Polsterträgerrahmen mit großer, röntgenfähiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich 1000 × 650 mm (L × B)
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 2000 × 800 mm (L × B); max. Belastbarkeit: 200 kg

Grundausstattung Best.-Nr. 126637

€ 5.042,00



Abbildung links zeigt: Grundausstattung

Abbildung rechts zeigt: abnehmbare Matratze

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.





Serie DX1 verstellbare Behandlungs- und Therapieliegen

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, Freilauf und automatischer Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Kopfteillänge 550 mm (Modell 1000, 1050) mit Nasenschlitz und Füllpolster, 750 mm (Modell 1030) in Design-Halbrund-Form (ohne Nasenschlitz und Füllpolster)
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) von -35° bis +40°; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50°
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 x 700 mm (L x B)
- Optionale Breite: 800 mm
- Max. Belastbarkeit: 225 kg

Zubehör und weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage, z. B.

- Fahrbarkeit auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Papierrollenhalter
- Fußbetätigungsstangen mit Sicherheitsverstellrichtung (Stange treten = Liege fährt hoch, Stange anheben = Liege fährt runter)
- Entfall Nasenschlitz

Bitte bei Bestellung die gewünschte Polsterfarbe angeben.

Abbildungen der Seite zeigen: zum Teil Zusatzoptionen



Modell	1000E (2-teilig)	1000/H (2-teilig)	1030E (2-teilig)	1030/H (2-teilig)	1050E (3-teilig)	1050/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (480 – 920 mm)	hydraulisch (470 – 920 mm)	elektromotorisch (520 – 960 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (490 – 940 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	126611	118574	126615	126618	126622	119723
weißaluminium (RAL 9006)	126612	126614	126616	126619	126623	126634
graualuminium (RAL 9007)	126613	118575	126617	126620	126624	119724
€	1.995,00	1.887,00	2.240,00	2.126,00	2.448,00	2.335,00


Serie DX1 Transport- und Aufwachliege

- Gestell pulverbeschichtet
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) positiv bis +65°; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50°
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Liegenpolster in halbsoft-Ausführung, Polsterstärke 70 mm
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße der Liegefläche / gesamt: 1950 x 700 mm / 2060 x 780 mm (L x B)
- Max. Belastbarkeit: 225 kg



Modell	1 1090/H (2-teilig)	2 1093/H (2-teilig)	3 1095/H (3-teilig)
Höhenverstellung	(500 – 950 mm)	(540 – 990 mm)	(520 – 970 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	123294	126627	123296
weißaluminium (RAL 9006)	126626	126628	126631
graualuminium (RAL 9007)	123295	126629	123297
€	3.341,00	3.480,00	3.787,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.





Auch mit 4 Motoren

max. 220 kg



Multiline Next IT Infusions- und Transfusionstherapie-Liege

- Mit 3 oder 4 Motoren für stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil (sehr schnelle und leise Motoren)
- Trendelenburglagerung / Schocklagerung
- Rückenteilverstellung -5 ° bis 78 °, Neigung Beinteil bis 90 °
- Komfortable Polsterung (7,5 cm) mit wenig Nähten
- Modell 4 Motoren Höhenverstellung 54 – 75 cm
- Doppel-Lenkrollen Ø 10 cm
- Stellfläche als Stuhl: 110 × 78 cm / Liege: 196 × 78 cm
- Liegefläche: 192 × 78 × 54 cm (L × B × H-Einstieg)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Zentralarretierung	121011	2.458,00
mit Zentralarretierung	121012	2.947,00
mit 4 Motoren – mit Zentralarretierung und ausklappbaren Fußstützen	123248	3.392,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Nackenrolle	122614	56,82
Infusionsstangenhalter	121027	149,01
Infusionsstange	121058	111,43
Schiebegriff mit Papierrollenhalter	121059	132,39
Schonbezug für Beinteil	121060	67,14
Fuß-/Notschalter	121414	161,84

Abbildung zeigt: Alle Liegen zeigen Zusatzoptionen!

sita Infusions- und Transfusionstherapie-Liege / Blutabnahme

- Mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage
- Separate und stufenlose Verstellung von der Sitz- bis zur Liegeposition mittels Gasdruckfeder
- Inkl. verschiebbarer Nackenrolle
- Mit gepolsterten Armauflagen
- Untergestell aus beschichtetem Stahl
- 4 einzelgebremste, feststellbare Doppelrollen Ø 10 cm
- Maße Sitzfläche: 50 × 55 × 49 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 63 × 126 × 82 cm (B × H × T)
- Liegefläche: 185 cm
- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Ausführung mit premium-Polster Aufpreis € 135,00

max. 220 kg



Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	171077	1.229,00
mit Rollen	171078	1.342,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Infusionsstange mit Halter	120990	237,94
Schutzfolie für Beinauflage	120991	64,63
Blutabnahme Armauflage (für die Montage der Armauflage an der sita sind notwendig: Halter und Normschiene)	185066	217,59
Halter (1 Stück)	129831	77,00
Normschiene (1 Paar)	112731	158,86

Pflegeset Carisma

- Für Greiner-Bezugsstoffe
- Reinigt ohne Zusatz von Lösemitteln
- Auffrischung der Oberfläche
- Mit speziellem, wiederverwendbarem Hochflortuch (40 × 40 cm)
- Sprühflasche mit 500 ml


Best.-Nr. 128903

€ 47,40




Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.

Viele weitere Zubehörteile für die abgebildeten Liegen auf Anfrage!



• Abriebfestigkeit nach Martindale 100.000 Zyklen

Polsterfarben premium



- Super weich und zugleich strapazierfähig
- Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis € 93,00 für Multiline (andere Modelle abweichend)

Aufpreis € 19,00 für Arbeitshocker

- In Kombination mit druckentlastenden Federn für lange Liegezeiten

Aufpreis € 140,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.



Made in Germany

Multiline Next AC+ / ACX+ mobile OP-Liege

- Kurzer Rücken
- Edelstahl-Normschiene oben
- Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk
- 4 Motoren für Zentralarretierung der Doppel-Lenkrollen, 12,5-cm-Lenkrollen, 1 Rad fixierbar für Geradeauslauf
- Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhenhub (Stuhlposition mit 90° Neigung)
- Fußschalter/ Not-Fußschalter für Trendelenburglage
- Verkleidungsteile in Weiß
- Hochleistungs-Akkus
- Polsterbezug in schwarz, leitfähig
- Max. Belastbarkeit: 220 kg



Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Multiline Next AC+	130075	5.950,00
2 Multiline Next ACX+ mit durchleuchtbarem Beinteil	130076	6.950,00

Abbildung zeigt: Liege mit Zusatzoptionen



Abbildung zeigt: optionale Zentralarretierung

OP-Arbeitshocker

- Gepolsterter Sitz (7,5 cm) lt. Farbkarte oder aus Integralschaum (8,5 cm) schwarz
- Mit 360° Ringauslösung oder Fußauslösung
- Sitz: Ø 36 cm oder Ø 40 cm
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Leichtlaufrollen (Ø 50 mm) mit Stoppfunktion bei Belastungswechsel
- Zentralarretierung optional (bei Ringauslösung und ohne Fußring)
- Anatomisch geformtes Polster möglich
- In unterschiedlichen Sitzhöhen

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Arbeitshocker			
1 Hand-Ringauslösung	46 – 58 cm	124362	210,55
2 Hand-Ringauslösung	54 – 73 cm	124363	210,55
Arbeitshocker mit Halbmondrücken, verstellbar, Handauslösung			
Polsterfarbe Sitz und Rückenlehne individuell kombinierbar			
Hand-Ringauslösung	47 – 59 cm	128234	462,09
3 Hand-Ringauslösung zusätzl. mit festem Fußring	54 – 73 cm	128235	507,00
OP-Arbeitshocker und -stuhl, elektrisch leitfähig, Fußauslösung, Farbe: schwarz			
4a ohne Rückenlehne	51 – 71 cm	124984	619,00
4b Rückenlehne Halbmond mit anatomischem Sitzpolster	51 – 71 cm	130077	820,00

Alle Infusions-
ständer mit 2 kg /
Haken belastbar



1 Infusionsständer

- Aus verchromtem Stahl
- Doppelaufrollen, Ø 50 mm (2 Rollen elektrisch leitfähig nach EN 12528 mit Feststellern, 3 Rollen normal)
- Höhenverstellbar
- Mit Abtropfglas
- Gesamtzuladung: 9,5 kg

Best.-Nr. 160186

€ 55,98



2 Infusionsständer mit Beschwerung

- Zur Aufnahme von Perfusoren und Infusomaten geeignet
- Rostfreier Edelstahl (Ø 25 / 18 mm)
- Gesamtzuladung: 11 kg

Best.-Nr. 155592


€ 127,82

3 Infusionsflaschenhalter

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Passend für Infusionsflaschen bis 1000 ml

Best.-Nr. 183394

€ 10,09



ISS-Wandstativ Niro

- Edelstahl poliert (Ø 25 / 18 mm)
- Schraubhöhenverstellung: gerade ca. 540 – 845 mm, gebogen ca. 730 – 1040 mm
- Ausladung gebogen 200 mm
- Flaschenkreuz: gerade 2 Haken, gebogen 4 Haken
- Belastung: 2 kg pro Haken

Lieferumfang: Wandstativ, 2 Wandhalter schwarz (ohne Schrauben – Innensechskantschrauben M6), Flaschenkreuz, Abtropfglas, Glashalter

4 Gerade

Best.-Nr. 112385

€ 75,42

5 Gebogen

Best.-Nr. 112386

€ 93,59



Infusionsständer

- Beschichtetes Außenrohr
- Schraub-Höhenverstellung von 1350 bis 2150 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Farbe	Best.-Nr.	€
verkehrsgrün	126357	62,97
melonengelb	126359	59,59
verkehrsrot	126360	60,30
perlweiß	126361	63,07
ultramarinblau	126362	67,47



Edelstahl-Infusionsständer

- Rostfreier Edelstahl mit blauen Kunststoffteilen
- Schraub-Höhenverstellung von 1350 bis 2150 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Best.-Nr. 126363

€ 80,82



Kinder-Infusionsständer

- Im kindgerechten Design für angenehme Behandlungen
- Alle Kunststoffteile sind lichtecht
- Integrierte Auszugsbegrenzung verhindert das Trennen der verstellbaren Rohre
- Sicherheitsflaschenkreuz nach DIN ISO 15375
- Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch patentierte Dichtkappe verhindert
- Geringe Klemmgefahr beim Ein- und Ausfahren des Statives dank eingebautem Sicherheitsabstand
- Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Form der Flaschenhaken
- Geometrie der 4 Haken verhindert das Herausfallen der Infusionsflasche
- Komfortable Höhenverstellung mittels Schraubhöhenverstellung mit integriertem, oberflächenschonendem Formklemmelement
- Höhenverstellbar: 1275 bis 2100 mm
- Fußkreuz: Ø 660 mm
- Rollen: Ø 50 mm
- Zuladung pro Haken: 2 kg

Ausführung	Rollen	Farbe	Best.-Nr.	€
1	Flugzeug	gelb	129248	176,00
2	Flugzeug	rot	112660	176,00
3	Maus	grün	112661	176,00



Praxen und Gesundheitszentren

**individuell, maßgeschneidert,
ganzheitlich entwickelt und realisiert**

Unsere Konzepte sind geprägt durch eine individuell geplante Architektur unter Berücksichtigung sämtlicher organisatorischer und funktionaler Praxisabläufe, die Entwicklung individueller Einrichtungslösungen und den Einsatz modernster Technik für die Medizin von heute.

Wir sorgen für Ihre komplette, praxisorientierte und fachlich versierte Planung, denn wir sind uns stets im Klaren darüber, dass jede Investition und deren effektiver Nutzen entscheidend für die Entwicklung und den Erfolg Ihrer zukünftigen Praxis ist.

Unter Berücksichtigung aller aktuellen medizinischen und gesetzlichen Standards bieten wir für Gesundheitsprojekte viele neue und verbesserte Lösungen und Konzepte, die dafür sorgen, dass die Planung und Realisierung erheblich einfacher und trotzdem wirtschaftlich ist.



Mit innovativen Lösungen und richtungsweisenden Dienstleistungsangeboten sind wir Ihr leistungsstarker Partner.

Planung und Organisation, Praxisumbauten und Neuvorhaben





Paket „groß“ Untersuchungsliege, Hocker und Wagen

(zur Selbstmontage)

- Hocker und Wagen serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112488-XXX € 727,10

Paket „klein“ Untersuchungsliege und Hocker

(zur Selbstmontage)

- Hocker serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112489-XXX € 510,53

1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112490-XXX € 338,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 38,00

2 Drehhocker

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz, Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen (weiche Rollen für harte Böden)
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500–690 mm
- Handringauslöser
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Best.-Nr. 112493-XXX € 192,82

3 Vielzweckwagen

- Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, weiß
- Bügelgriff für Schublade in grauweiß 9006
- 1 Schublade – Nicht mit weiteren Schubladen nachrüstbar!
- 4 Doppelrollen, Ø 75 mm (weiche Rollen für harte Böden)
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 112492 € 229,69



EKG-Liege

- Polster: 2-teilig, Stärke 70 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Fußpaare mit Querverstrebung
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung + 40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112491-XXX € 624,36

Zubehör

Papierrollenhalter Für 800 mm breite Liegen Best.-Nr. 160162 € 38,00




Blutentnahmestuhl

- Sitz, Rücken und Armlehnen kunstlederbezogen **schwarz**
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 645 × 865 × 455 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 160683 € 411,00

Polsterfarben




Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. EKG-Liege mit Polster weiß Best.-Nr. 112491-101



Untersuchungs- und EKG-Liege

- Zweiteilige Liegefläche
- Kopfteil per Raster verstellbar
- Rahmen und FüÙe kunststoffbeschichtet
- Maße: 1900 x 650 / 800 x 650 mm (L x B x H)
- Belastung bis 150 kg



Liege 650 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112392-XXX	348,70
weißaluminium RAL 9006	112394-XXX	323,36
lichtgrau RAL 7035	112393-XXX	323,36

Zubehör

Papierrollenhalter	112395	61,43
--------------------	--------	-------

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112396-XXX	436,94
weißaluminium RAL 9006	112398-XXX	436,94
lichtgrau RAL 7035	112397-XXX	436,94

Zubehör

Papierrollenhalter	112399	71,85
--------------------	--------	-------



Universalliege hydraulisch höhenverstellbar

- 2-teiliges Polster, Polsterstärke: 64 mm
- Stufenlose Kopfteilverstellung per Klemmstangenmechanismus
- Hydraulische Höhenverstellung von 500 – 980 mm ohne Seitenversatz per Fußpedal
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Belastung bis 200 kg
- Maße: 1900 x 650 x 500 – 980 mm (L x B x H)



Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160504-XXX	2.524,30
weißaluminium RAL 9006	160508-XXX	2.524,30
lichtgrau RAL 7035	160512-XXX	2.524,30

Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 676,85

Echo-Kardiographieliege

- 2-teiliges Polster mit eingearbeitetem Ausschnitt
- Durch den Polstereinsatz (im Lieferumfang enthalten) wird diese im Handumdrehen zur Universalliege
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) über Klemmstangenmechanismus verstellbar
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Polsterhöhe: 64 mm
- Maße: 1900 x 650 x 650 mm (L x B x H)
- Maße Ausschnitt: ca. 315 x 250 mm (L x B)
- Belastung bis 200 kg

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	115546-XXX	1.053,00
weißaluminium RAL 9006	115547-XXX	1.053,00
lichtgrau RAL 7035	115548-XXX	1.053,00



AGA-POWER-MAT Multifunktionsstuhl

Verstellmöglichkeiten:

- Rückenteilverstellung +45° / -20°
- Trendelenburg 20°
- Antitrendelenburg 8°
- Sitzteilverstellung +40° / -10°
- Elektromotorische Höhenverstellung 800 – 1100 mm
- Kopfteilverstellung +30° / -30°
- Beinauflagenverstellung 0° / -90°
- Polster elektrisch leitfähig (schwarz)
- Belastung bis 150 kg

Mit einem kunststoffbeschichteten Stahlrohrgestell (ohne Abb.)


Best.-Nr. 153773 € 5.821,00

Mit Edelstahlgestell und einer Edelstahlsockelabdeckung

Best.-Nr. 153774 € 8.129,00

Zubehör (optional)

Zentralverstellung, Fußschalter und Papierrollenhalter



Weitere Polsterfarben auf Anfrage.

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Universalliege Gestell lichtgrau mit Polster blau Best.-Nr. 160512-103

Untersuchungsliegen mit hoher Belastbarkeit

Schwerlastliegen – XXL-Liegen

- Kopfverstellung stufenlos +40°
- Polster: 64 mm
- Maße: 1900/2000 × 800 × 650 mm (Standard-/Sonderlänge × B × H)
- Höhenverstellbare Modelle in Standardlänge



Abbildung zeigt:
Liege mit Papierrollenhalterstange



Standardlänge (1900 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160496-XXX	1.067,00
weißaluminium RAL 9006	160497-XXX	1.067,00
lichtgrau RAL 7035	160498-XXX	1.067,00

Sonderlänge (2000 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160499-XXX	1.249,00
weißaluminium RAL 9006	160501-XXX	1.249,00
lichtgrau RAL 7035	160502-XXX	1.249,00

Hydraulisch höhenverstellbar (650 – 850 mm), Standardlänge

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118568-XXX	2.872,00
weißaluminium RAL 9006	118569-XXX	2.872,00
lichtgrau RAL 7035	118570-XXX	2.872,00

Elektromotorisch höhenverstellbar (650 – 850 mm), Standardlänge

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118571-XXX	2.910,00
weißaluminium RAL 9006	118572-XXX	2.910,00
lichtgrau RAL 7035	118573-XXX	2.910,00



max. 300 kg



Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofil lackiert lichtgrau RAL 7035 (auf Wunsch auch in weißaluminium RAL 9006 oder reinweiß RAL 9010)
 - Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
 - Maße Sitzteil: 625 × 455 mm (B × T)
 - Sitzhöhe: 500 mm
 - Abstand zwischen Armlehnen: ca. 620 mm
- Best.-Nr. 114815-XXX € 655,00**



Wandklappliege

- Füße einzeln voneinander ausklappbar und mit Einklickschutz gegen ungewolltes Einklappen gesichert
- Inkl. einer mehrfach verstärkten Wandbefestigung (Länge inkl. Wandbefestigung 2014 mm)
- 800 mm breite Liegen sind in der Höhe von 900 mm ausgelegt
- Liegenlänge: 1900 mm
- Kopfteil: 500 mm
- Belastung bei richtiger Montage: bis 200 kg
- Liege 650 mm breit in den Höhen 700, 750 und 800 mm erhältlich (Bitte bei Bestellung angeben!)

Liege 650 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113727-XXX	1.105,00
weißaluminium RAL 9006	113791-XXX	1.105,00
lichtgrau RAL 7035	113789-XXX	1.105,00

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113880-XXX	1.246,00
weißaluminium RAL 9006	113883-XXX	1.246,00
lichtgrau RAL 7035	113882-XXX	1.246,00

Bitte nicht vergessen! Bei Bestellung Farb-Nr. für Polster an Best.-Nr. anhängen. AGA Polsterfarben Seite 201.

Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofilen (lackiert in weißaluminium RAL 9006, lichtgrau RAL 7035 oder reinweiß RAL 9010)
- Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
- Sitzhöhe: ca. 500 mm
- Abstand zwischen den Armlehnen ca. 450 mm
- Belastbarkeit bis 150 kg

Best.-Nr. 159195-XXX € 399,00



Instrumentenzureichtisch

- Mit 3 elektrisch, leitfähigen Rädern, davon 2 feststellbar
- Gestell aus CrNi-Stahl
- Maße der Platte: 600 × 400 mm
- Stufenlose Höhenverstellung von 840 bis 1435 mm
- Seitliche Aufkantung ca. 15 mm

Best.-Nr. 160559 € 554,00



AGA-POWER-LIFT Röntgentisch

- Röntgenstrahlendurchlässige PE-Regenerat-Trägerplatten (15 mm)
- Fußgestell der Röntgentische serienmäßig mit Bodenausgleichsschrauben
- Zwischen den Antrieben keine Metallteile
- Elektromotorische Höhenverstellung per Handschalter (mit Höhen- und Neigungsverstellung auf Anfrage)
- Kopfteil der 2-teiligen Ausführung per Raster verstellbar (Kopfteil standardmäßig auf der rechten Seite)
- Bereich des Kopfteils und der Übergang zur Liegefläche nur bedingt röntgenfähig (Scharniere)
- Hubsäulen aus eloxiertem Leichtmetall
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Höhenverstellung: 550 – 800 mm
- Maße: 1900 × 650 mm (L × B)
- Max Belastbarkeit 150 kg
- Gewicht: 90 kg



Abbildungen zeigen:
Zusatzoptionen

Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 676,85

Polsterauflage

- Mit Klettverschlüssen
- Farbe: schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
- Maße: 1900 × 650 × 40 mm (H × B)

Best.-Nr. 128312

€ 217,90

Gestell	Best.-Nr. 1-teilig	€	Best.-Nr. 2-teilig	€
lichtgrau RAL 7035	128221	3.553,00	128224	3.891,00
weißaluminium RAL 9006	128222	3.553,00	128225	3.891,00
reinweiß RAL 9010	128223	3.553,00	128226	3.891,00



OP-Hocker

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm
- Polsterstärke: 75 mm
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	460 – 580 mm	128228	657,00
Handhebel	430 – 550 mm	128229	373,43
Handhebel	520 – 700 mm	128230	400,78

OP-Drehstühle

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm mit leichter Neigung (3°) zur Rückenlehne
- Polsterstärke: Sitz 75 mm / Rückenlehne 45 mm
- Rückenlehne neigbar und um 160 mm höhenverstellbar
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	490 – 610 mm	128231	747,00
Handhebel	460 – 580 mm	128232	459,00



Innovative Ideen für moderne Medizintechnik

Seit über 90 Jahren entwickelt die Firma SCHMITZ medical Ideen, konzipiert und produziert erfolgreich marktgerechte Produkte, die durch Funktionalität, Qualität und Design mit einem Plus an Sicherheit und Komfort überzeugen. Zuverlässiger Partner im Markt ist der medizintechnische Fachhandel.



SCHMITZ Polsterfarben
Seite 206.

1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 47,00)
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40 °
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Untersuchungsliege und Gerätetisch mit Gestell aus Vierkantrrohr pulverbeschichtet in weiteren RAL-Farben lieferbar.

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006	116868-XXX	€ 460,00
RAL 9007	160448-XXX	€ 460,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 38,00

2 medi-net Vielzwecktisch

- 1 Schublade mit kugelgelagerten, schwarz verzinkten Präzisions-schienen, Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60, 4 Doppelrollen, Ø 75 mm
- Mit 2 weiteren Schubladen nachrüstbar
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Gestell RAL 9002 Best.-Nr. 160100 € 292,00

Gestell RAL 9007 Best.-Nr. 160670 € 292,00

3 Drehhocker

- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz
- Mit gebremsten Doppelrollen
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslöser
- Säule verchromt
- Sitz kunstlederbezogen (comfort Polster gegen Aufpreis € 15,00)
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Hocker mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 116701-XXX € 263,00

Bitte bei Bestellung die Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. Untersuchungsliege mit classic Polster weiß Best.-Nr. 116868-101





Vielfältige Farbauswahl mit Comfort-Polsterung (gegen Aufpreis, Seite 206)



Alle Liegen max. 225 kg



varimed® Untersuchungsliege

- 2-teilig mit Nivellierfüßen
- Polsterstärke: 70 mm
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster	Comfort-Polster
RAL 9006 weißaluminium	116869-XXX	€ 538,00	+ € 47,00
RAL 9007 grau aluminium	160454-XXX	€ 538,00	+ € 47,00

Zubehör

Papierrollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite
Best.-Nr. 160156 € 38,00



varimed® EKG-Untersuchungsliege

- 2-teilig mit Nivellierfüßen
- Einschlagbare Fußpaare mit Querstrebung
- Polsterstärke: 70 mm
- Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster	Comfort-Polster
RAL 9006 weißaluminium	116870-XXX	€ 866,00	+ € 61,00
RAL 9007 grau aluminium	160457-XXX	€ 866,00	+ € 61,00

Zubehör

Papierrollenhalter für 800 mm breite Liegen
Best.-Nr. 160162 € 38,00

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.



varimed® Untersuchungs- und Massageliege

- 2-teilig mit Quer- und Längsstrebe
- Gestell pulverbeschichtet
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Totalfeststellern, 1 mit Richtungsfeststeller, elektrisch leitend
- Wandabweiser Ø 150 mm
- Polsterstärke: 70 mm
- Kopfteilverstellung +40 °
- Maße: 1950 × 650 × 680 (L x B x H)
- Sichere Arbeitslast: 225 kg


Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006 weißaluminium	130083-XXX	€ 955,00
RAL 9007 grau aluminium	160467-XXX	€ 955,00

Zubehör

Seitengitter mit Seitenschiene

- Für Vierkantrohrliegen
- Mit Befestigungskloben
- Absenkbar bis auf Polsterhöhe
- Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar
- Verchromt

Best.-Nr. 130084



€ 388,00

Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
 Bestell-Bsp. Untersuchungsliege RAL 9006 mit classic Polster silbergrau Best.-Nr. 116869-102.

Alle Liegen mit Gestell aus Vierkantrohr pulverbeschichtet (RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9007 grau aluminium).



Untersuchungs- und Behandlungsliege

- Höhenverstellung von 500–920 mm (hydraulisch über Fußpumpenhebel oder elektromotorisch über Fuß- oder Handbedienung)
- Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert des Bedienelement
- Aus Sicherheitsgründen wird die Funktion der Höhenverstellbarkeit mittels Doppelklick auf Hand- oder Fußbedienung ausgelöst
- Kopfteil über Gasfeder von -20° bis +40° verstellbar
- Polster 2-teilig: 70 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 51,00)
- Gestell pulverbeschichtet
- Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- 4 Nivellierfüße, nicht elektrisch leitfähig
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 500–920 mm (L × B × H)

Hydraulisch höhenverstellbar über Fußpumpenhebel

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112501-XXX	€ 2.108,00
RAL 9007	112502-XXX	€ 2.108,00
RAL 9006	112503-XXX	€ 2.108,00

Elektromotorisch höhenverstellbar über Fußbedienung mit Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil

Weitere Hand- und/oder Fußbedienungskombinationen auf Anfrage.

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112504-XXX	€ 2.380,00
RAL 9007	112505-XXX	€ 2.380,00
RAL 9006	112506-XXX	€ 2.380,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrolle bis 590 mm Breite (auch für Universal-Untersuchungsliege)

Best.-Nr. 153783 € 114,00

Fahrbarkeit

- 4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 elektrisch leitend, 1 mit Richtungsfeststeller
- Zentralfeststellung je Achse

Best.-Nr. 114005 € 353,00

Nasenschlitz im Kopfteil

Best.-Nr. 114006 € 115,00



Seitengitter

- Länge: 990 mm
- Unter Liegenflächenniveau versenkbar
- Pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006

Best.-Nr. 114230 Paar € 900,00



Halterung für Fußbedienung

- Stahl, pulverbeschichtet RAL 9006
- Mit gesicherter Montage gegen versehentliches Auslösen

Best.-Nr. 130085 € 193,00



- **Großer Höhenverstellbereich**
- Bei Verstellung kein Versatz des Oberteiles
- Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil

 max. 225 kg

Auch in 800 mm Breite erhältlich!

SCHMITZ Polsterfarben


comfort Polster

Hohe Elastizität und Biegsamkeit für hohen Sitz- und Liegekomfort, mit glatter Oberfläche und antimikrobieller Eigenschaft.

(gegen Aufpreis – modellabhängig)

classic Polster

Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche




Lackierungen

Sie haben viele Möglichkeiten Ihre Einrichtung ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten.

Kombinieren Sie die Polsterfarben mit der großen Auswahl an Lackierungen.

 Schmitz-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.

 Farbig passende Schutzunterlagen finden Sie auf Seite 42.

lotusrosa	tricotfliederweiß	bleichblau	tennisblau
filigrangrün	eiskaltgrün	seerosenweiß	safranhellorange





medi-matic®- Herausragende Ergonomie, einfache Handhabung und innovative Hygienestandards

medi-matic® 115.9 Behandlungs- und Untersuchungsstuhl

- Niedrige Einstiegshöhe bei 470 mm, höhenverstellbar bis 900 mm
- Hoher Patientenkomfort durch 16 Lagerungspositionen, speicherbar und intuitiv abrufbar
- Flexibilität durch Mobilität (verschiedene Versionen der Fahrbarkeit optional)
- Handbedienung mit Display und schwenkbarer Halterung
- Automatisch immer waagerechte Sekretschale
- Antimikrobielle Lackierung (farbabhängig) und Polster

- Sitz-, Rücken- und Kopfteil körperbetont gepolstert
- Sekretschale aus Edelstahl mit Komforthalterung, im Kunststoffrahmen, immer in waagerechter Position, ausziehbar und herausnehmbar, 325 x 355 x 65 mm (B x L x H), 5,5 Liter
- Magazin für Papierrolle bis 500 mm Breite
- Mit kabelgebundener Hand- und Fußbedienung zur Aktivierung der Verstell- und Memoryfunktionen (Funktionsumfang ausstattungsabhängig)
- Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffabdeckungen silber, Säulenverkleidung und Seitenteilblenden pulverbeschichtet nach Farbkarte, Polsterbezug nach Farbkarte
- Beinlagerungsaufnahme, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagerecht geschwenkt werden
- Anschlusskabel 3,00 m mit Netzstecker (auf Wunsch auch vorbereitet für Festanschluss / Bodenanschluss, ohne Netzkabel)
- Anschluss: 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,5 kW
- Sichere Arbeitslast: 300 kg

Best.-Nr. 129000

€ 9.870,00

Abbildung zeigt: medi-matic® mit Fußstützen



1 Elektromotorisches Beinhaltergelenk



2 Fußstützen



3 Kunstlederbezug



4 Beinhalter nach Göpel



5 Kopfpolster



6 Beinplatte (integriert)



7 Beinplatte (aufsteckbar)



8 Schutzbezug für das Sitzpolster



9 Schutzbezüge



10 LED-Untersuchungsleuchte

Zubehör

1 Elektromotorisches Beinhaltergelenk

- Vorbereitung des medi-matic® für das elektromotorisch verstellbare Beinlagerungssystem

Best.-Nr. 129001 € 1.080,00

2 Fußstützen (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, schwenk- und feststellbar

Best.-Nr. 129002 € 1.698,00

3 Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Fußstützen, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129003 € 115,00

4 Beinhalter nach Göpel (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, Integralschaumpolster silbergrau

Best.-Nr. 129113 € 1.976,00

Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129089 € 115,00

5 Kopfpolster

- Mit Magnetbefestigung, Kunstlederbezug nach Farbkarte, auch nutzbar als Lordosstütze

Best.-Nr. 129004 € 199,00

6 Beinplatte integriert

- Im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, mit Polster aus „Soft-Touch“-Kunststoff (PTE), grau
- Sichere Arbeitslast: 50 kg

Best.-Nr. 129005 € 1.085,00

Mit weiterem Spezialzubehör ist dieser Untersuchungsstuhl auch für die Urologie und Urodynamik einsetzbar.

7 Beinplatte (aufsteckbar)

- Aufsteckbar, gepolstert, Kunstlederbezug nach Farbkarte
- Sichere Arbeitslast 50 kg
- Nur verwendbar zusammen mit integrierter Beinplatte (Best.-Nr.:129005)

Best.-Nr. 129090 € 620,00

8 Schutzbezug für das Sitzpolster

Best.-Nr. 129091 € 97,00

9 Schutzbezüge (Paar)

- Aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten

Best.-Nr. 129092 € 46,00

10 LED-Untersuchungsleuchte

- In den medi-matic® integriert
- Nicht mit allen Zubehörkombinationen möglich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Co-med Fachhändler

Best.-Nr. 129094 € 1.591,00

LED Ambientebeleuchtung

- Beidseitige LED-Beleuchtung unterhalb des Sitzteils
- Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farben
- Einfach wechselbar im Menü der Handbedienung.
- Abgestimmter Farbton voreingestellt auf die gewählte Polsterfarbe (weißes LED-Licht bei braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton)

Best.-Nr. 129007 € 449,00

Fahrbarkeit

- 2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung

Best.-Nr. 129093 € 564,00

2 Steckdosen (o. Abb.)

- Gemäß EN 60601-1, beide schaltbar über Handbedienung

Best.-Nr. 129006 € 255,00

Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Wichtige Information zu Nummer 10: Nicht mit allen Zubehörkombinationen möglich.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



arco – Funktionalität, hoher Komfort und innovative Technik



Serienmäßige Ausstattung - Behandlungs- und Untersuchungsstuhl

- Sitz-, Rücken- und Kopfteilpolster ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Position pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 × 175 × 65 mm (B × L × H), 2,5 Liter Volumen
- Magazin zur Aufnahme von 400 oder max. 500 mm breiten Papierrollen, max. Ø 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über Sitzpolster
- Mit Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber
- Rahmen pulverbeschichtet und Polsterbezug jeweils nach Farbkarte
- Mit Beinlagerungsaufnahme, Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff können schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden
- Sichere Arbeitslast: 250 kg

arco 100

- Beckenhochlagerung elektromotorisch
- Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar (550 – 1000 mm)
- Verstellfunktion über Fußbedienung

Best.-Nr. 122366 € 3.881,00



arco 100 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 2 Positionen
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122367 € 5.037,00

arco 200 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und optionale Fußstützen elektromotorisch verstellbar
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122368 € 6.317,00

Vielleitige Auswahl an Polsterfarben und Lackierungen finden Sie auf Seite 206.

Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!



Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Fußstützen (Paar)	122369	1.750,00
2 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	122370	2.008,00
3 Kopfpolster	122372	199,00
4 Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar)	122373	46,00
Kolposkophalterung rechts oder links montierbar (für Systeme Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss) pulverbeschichtet RAL 9008, weißaluminium	123241	656,00



arco mit Orbit– Das Einrichtungskonzept für die gynäkologische Praxis

Abbildungen ähnlich



Komplettangebot für Ihre Praxis

GYN-Paket 1

Best.-Nr. 114147

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.881,00
1 Ver- und Entsorgungsmodul	3.824,00
2 Versorgungsmodul	1.483,00
3 Untersuchungssitz	1.262,00
Gesamt	10.450,00
Unser Paketpreis	nur 9.929,00



GYN-Paket 2

Best.-Nr. 114148

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.881,00
1 Ver- und Entsorgungsmodul	3.824,00
2 Versorgungsmodul	1.483,00
4 Drehhocker	343,00
Gesamt	9.531,00
Unser Paketpreis	nur 9.055,00



Flexible Einzelmodule für Ihre Praxiseinrichtung

1 Ver- und Entsorgungsmodul

- Kunststoffaufsatz aus ABS, silbergrau
- Mit Behandlungssset zur Aufnahme von Instrumenten, Medikamenten, Einwegmaterial usw.
- 1 Schubladen Typ 6 B, 1 Schublade Typ 6 D, 1 Entsorgungsschublade
- Elektromotorisches Öffnen durch Antippen der Blende
- Schließen mechanisch
- Herausnehmbarer 12 Liter CNS-Behälter (für 5 Liter Flüssigkeit)
- Siebeinsatz für ca. 15 Spekula
- 8 Liter Kunststoffbehälter
- Maße: 625 x 995 x 530 mm (B x H x T)
- Zusätzliche Vorwärmung in der Schublade Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114018 € 3.824,00

SCHMITZ Polsterfarben Seite 206.
SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.

2 Versorgungsmodul

- 4 Schubladen Typ 6 D
- Maße: 625 x 760 x 530 mm (B x H x T)
- Zusätzliche Vorwärmung in beiden oberen Schubladen Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114020 € 1.483,00

Vorwärmung für Schublade Typ 6 D

- Temperatureinstellung und -überwachung über Display
- Einstellbar bis max. 40 Grad
- Für Instrumente z. B. Spekula
- Kabel mit Netzstecker ca. 5 m lang

Best.-Nr. 114019 € 1.069,00

Bitte bei Einzelbestellung von Nr. 4 die gewünschte Polsterfarbe angeben.

3 Untersuchungssitz

- Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug comfort-Polster
- Gasfederhöhenverstellung: 490–690 mm
- Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007
- Elektrisch leitende Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm für glatte Böden
- Umlaufender schwarzer Stoßschutz

Best.-Nr. 114021-XXX € 1.262,00

4 Drehhocker

- 5-strahliger Aluminium-Fuß poliert
- Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen für glatte Böden
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslösung
- Sitz kunstlederbezogen comfort-Polster

Best.-Nr. 114022-XXX € 343,00



arco-matic® – Die neue Generation gynäkologischer Untersuchungsstühle



arco-matic® 200 M

Serienmäßige Ausstattung Behandlungs- und Untersuchungsstuhl

- Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 bis 1000 mm
- Aktivierung der Verstell- und Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung
- Ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl pendelnd gelagert (325 × 175 × 65 mm / B × L × H), 2,5 Liter
- Magazin für Papierrollen (400–500 × 140 mm / B × Ø), abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur Sitzpolster
- Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben
- Kunststoffverkleidung silber
- Sichere Arbeitslast: 250 kg



Best.-Nr. 123057

€ 8.399,00

arco-matic® 300 M

Ausführung wie arco-matic® 200 M zusätzlich

- Elektromotorische Verstellung der optionalen Fußstützen

Best.-Nr. 123240

€ 9.090,00

Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Beinplatte im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, Auflage aus Soft-Touch-Kunststoff (TPE), grau, sichere Arbeitslast 50 kg, Polstermaße: 480 × 30 × 373 mm (B × H × L)	123599	1.085,00
2 Aufsteckbare Beinplatte (nur verwendbar mit integrierter Beinplatte, 123599)	129090	620,00
3 Fußstützen (Paar)	123058	1.698,00
4 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	123249	1.976,00
5 Kopfpolster mit Magnetbefestigung	122372	199,00
Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar) (o. Abb.)	122373	46,00
Kolposkophalterung (Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss) (o. Abb.)	123241	656,00



Abbildung zeigt: Flachlagerung mit optionaler Beinplatte



Abbildung zeigt: optionale Zusatzausstattung





vidan®2 – Das Full-HD Videokolposkop

Präzise, lichtstark, komfortabel:

Das weltweit erste integrierte Videokolposkop mit Full-HD und 21,5 Zoll Monitor

Die innovative Hightech- Ergänzung für gynäkologische Untersuchungsstühle von SCHMITZ der Serie medi-matic®.

Ergonomische Sitzhaltung


- Untersuchungen mit vidan®2 können in einer ergonomisch optimalen und nicht ermüdenden Sitzposition erfolgen, wodurch die Arbeit des Arztes erleichtert wird

Diagnosesicherheit

- Hochaufgelöste Bilder und Videos in Full-HD Qualität
- Schwenkbarer 21,5 Zoll Monitor für eine großformatige Bildwiedergabe sowie exakte Darstellung des Untersuchungsbereiches
- Integrierte, leistungsstarke Leuchte mit extra starkem, zuschaltbarem Untersuchungslicht
- Grünlicht und zusätzlicher elektronischer Grünfilter zur besseren Gewebedarstellung bei Abstrichen

Platz- und Zeitersparnis

- Automatische Fokussierung sowie zwei frei definierbare Vergrößerungen auf Tastendruck
- Schnelle und einfache Dokumentation der Untersuchungsbefunde durch eine Foto- und Videofunktionstaste
- Übersichtliche Anordnung aller Bedienelemente (Ein-/Ausschalttaste, Fokussierabstand, Bild/Video Speichertaste, Bildausschnitte vergrößern oder verkleinern, 6-fach/15-fach Vergrößerung, Bild einfrieren, Grünlicht/-filter, Weißlicht, Stufen 0 – 2)
- Frei schwenkbar, so dass das Gerät platzsparend geparkt werden kann
- Die im Lieferumfang enthaltene SCHMITZ-Software ermöglicht über eine Netzwerkanbindung die Speicherung von Bildern und Videos und das Anlegen von Verzeichnissen auf dem PC. Zusätzlich lassen viele Arztinformationssysteme eine Übernahme der Bilddaten und Videos auch in die Patientenakte zu.



Autofokus – Bei einem Arbeitsabstand von 300–400 mm erfolgt eine automatische Fokussierung unabhängig vom Zoomfaktor



Untersuchungen mit dem vidan®2 fallen in Deutschland unter die abrechnungsfähige Abklärungskolposkopie!

Videokolposkop vidan®2 integriert

- Autarkes System mit integriertem Rechner und 21,5" Touchscreen Monitor
- Videokolposkop auf frei positionierbarem Schwenkarm, aus Patientensicht rechts montiert, mit LED Beleuchtung (Monitorarm standardmäßig aus Sicht der Patientin in linksseitiger Ausführung)
- Monitor dreh-, neig- und schwenkbar (Monitorarm mit 160° Schwenkbereich)
- Monitorarm pulverbeschichtet in Stuhlfarbe
- Videokolposkop mit Schwenkarm in RAL 9006 weißaluminium lackiert
- Monitor in grau/anthrazit mit zusätzlicher Bild/Video-Speichertaste auf der Fußbedienung
- Mit Netzwerkschnittstelle, HDMI- und USB-Eingang
- Inklusive vorinstallierter SCHMITZ vidan®2 Software zur Betrachtung und Archivierung



Best.-Nr. 123250

€ 17.559,00

Das integrierte Videokolposkop vidan®2 113.0007.0 ist lieferbar mit dem Kauf eines medi-matic® Untersuchungsstuhles.

Videokolposkop vidan®2 mobil

wie vidan®2 zusätzlich mit:

- Monitor in 3 Höhenstufen feststellbar
- WLAN
- Rollstativ mit 5 feststellbaren Rollen (Ø 100 mm) zur flexiblen Positionierung

Best.-Nr. 124851

€ 19.640,00



Konnektivitätspakete

- Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten des vidan®2
- Paket enthält einen zusätzlichen HDMI-Eingang und -Ausgang
- Für vidan®2 mobil NICHT nachrüstbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
vidan®2 integriert	123251	330,00
vidan®2 mobil (nicht nachrüstbar)	124852	1.793,00



Mobile Operationstische für höchste Präzision und Flexibilität

OPX mobilis®200 Operationstisch

Technische Daten:

Gesamtlänge ohne Kopfplatte	1780 mm
Gesamtlänge mit Kopfplatte	2130 mm
Breite der Liegefläche	540 mm
Gesamtbreite	590 mm
Fußabdeckung (Länge x Breite)	1120 x 580 mm
Durchmesser der Doppelrollen	125 mm
Höhenverstellung	690–1050 mm
Trendelenburg	30°
Gegentrendelenburg	30°
Rückenteil	+75°/-50°
Sichere Arbeitslast	185 kg
Bei Horizontallagerung max. belastbar bis	250 kg

OPX mobilis® 200

(ohne Kopf- und Beinplatte)

Best.-Nr. 154028 € 11.046,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Beinplatte einteilig	154081	1.426,00
Beinplatte geteilt (wie Abbildung)	154080	2.036,00
Kopfplatte neigbar (wie Abbildung)	154078	977,00
Kopfplatte zweifach verstellbar	154079	1.135,00

Aufnahme für Röntgenkassetten, röntgenfähige Tischplatte

Abnehmbare weiche SAF-Polster, druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig, elektrisch leitend

Minimale Fugen zwischen den Polstern, keine Quetschgefahr



max. 250 kg

Vorwählhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Pedal für Zentralfeststellung der Rollen

Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung und integriertem Sicherheitsmechanismus

Pumpenhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Leicht zu reinigende, geschlossene Oberflächen

4 extrem leichtlaufende Doppelrollen, schwenkbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend, mit Abdeckung als Flüssigkeitsschutz

Hygienischer Verschluss auch an der Unterseite der Fußkonstruktion mittels einer Bodenwanne



Viele weitere Modelle und weiteres Zubehör auf Anfrage!



Frakturversorgung



Arthroskopie



Gynäkologie/Urologie

OPX mobilis 200® – Der OP-Tisch für Komfort und Zuverlässigkeit in der Chirurgie! Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen!

Zubehör



1

1 Hand- und Armlagerungstisch

Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, röntgenstrahldurchlässig, nach allen Seiten neigbar über Kugelgelenk, Höhenverstellung: 650–950 mm, 4 feststellbare Lenkrollen Ø 75 mm, sichere Arbeitslast: 40 kg

Best.-Nr. 159222 € 1.604,00

Zubehör

Polsterauflage

Elektrisch leitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
Maße: 450 x 450 x 30 mm

Best.-Nr. 159223 € 298,00



2

2 OP-Hocker

5-Fußkreuz aus CrNiStahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen, Sitzrunde Ø 350 mm, aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, Höhenverstellung über Gewindespindel aus CrNiStahl, Höhenverstellung: 485–655 mm

Best.-Nr. 160526 € 454,00

3 Instrumentenzureichtisch

Gestell und Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, Tischplatte 600 x 400 mm, Höhenverstellung: 900–1320 mm, Kunststoff-Doppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, sichere Arbeitslast: 12 kg

Best.-Nr. 160529 € 1.090,00

4 Instrumentenzureichtisch

Mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1.350 mm, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus CNS 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar, 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus CNS 18/10, Fußgestell mit CNS-Verkleidung, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei.

Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg
Best.-Nr. 160997 € 2.585,00



DIAMOND® 40 K Universal-Operationstisch

- Mit elektrohydraulischer Verstellung über optionale Handbedienung für die 4 Tischfunktionen: Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg, Rückenteil
- Zusätzliche Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über abnehmbare optionale Notbedienung (elektrohydraulisch) sowie Notbedienhändler und Fußpumpe (hydraulisch)
- Wahlweise mit oder ohne Gyn.-Aussparung
- Wiederaufladbare Akkus
- Integriertes Ladegerät mit Netzkabel
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, zentral feststellbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend
- Eine der 4 Doppelrollen ist richtungsfeststellbar
- Maße Liegefläche inkl. Kopf- und Beinplatte: 1960 × 550 mm (L × B)
- Sichere Arbeitslast: 360 kg

Ohne Kopf- und Beinplatte, Rückenteilverlängerung sowie Handbedienung

Best.-Nr. 128102

€ 29.332,00



Zubehör



Kopfplatte

- Zweifach verstellbar
- Polsterneigung selbstständig einrastend
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128208

€ 1.753,00



Rückenteilverlängerung, starr

- Zur Adaption am kurzen Rückenteil, Länge 280 mm

Best.-Nr. 128207

€ 1.531,00




Abbildung ähnlich

Handbedienung, Kabel

- Für DIAMOND® 40 Modelle
- Ohne Verstellfunktion für elektrisches Beinplattengelenk
- Kunststoffgehäuse, abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Kabelgebunden
- Beleuchtetes TFT-Display mit Anzeige für alle Statusinformationen des Tisches

Best.-Nr. 128204

€ 845,00



Beinplatte

- Geteilt, abklappbar, spreizbar über Rastmechanismus
- Abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar, mit Tragegriffen
- Wahlweise auch ohne Gyn.-Aussparung
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128209

€ 2.400,00



Beinhalter UniLeg (Paar)

- Höhenverstellbar und spreizbar vom Fußende
- Mit Gasfederunterstützung
- Kunststoffschale mit Polster für Fuß und Unterschenkel
- In alle Positionen einstellbar
- Mit integrierter Seitenschienenaufnahme, ohne Peroneusschutz

Best.-Nr. 128210

€ 5.976,00

Fünfte Richtungsrolle (ohne Abb.)

- Zusätzliche gefederte 5. Richtungsrolle für DIAMOND® Modelle
- Zuschaltbar über beidseitiges Fußpedal, nicht nachrüstbar
- Hierfür entfällt die richtungsfeststellbare Rolle

Best.-Nr. 128206

€ 666,00



Setzen Sie auch in der Gynäkologie auf Einmal-Instrumente!

Der größte Vorteil der Einweginstrumente liegt in der Sicherheit für den Patienten.

Die Vorteile der Einmal-Instrumente auf einen Blick

Einmal-Instrumente stehen stets steril und einsatzbereit zur Verfügung, bei einer sterilen Haltbarkeit von mehreren Jahren.

- Zuverlässige Sauberkeit und Sterilität
- Kein Risiko von Kreuzkontaminationen oder Infektionsübertragung
- Immer gleichbleibend gute Funktionalität und gleichbleibend gutes Handling
- Keine hohen Aufbereitungskosten



Gynäkologische Einmal-Instrumente finden Sie auf der Seite 172.

ViCo S HD Videokolposkop

- Hochauflösende Full-HD Videokamera für eine hervorragende Bildqualität
- Integrierte LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs
- HD-Qualität mit gestochen scharfen und detailreichen Bildern unterstützt zuverlässige Diagnosestellung
- Befunddokumentation für eine übersichtliche Ablage der Bilder
- Intuitive Bedienung

Technische Daten

Bildauflösung: 1920 (H) × 1080 (V) Bildpunkte
 Bildformat: 16:9
 Videostandard: bis 1080p / 60
 Vergrößerungen: Zoom bis 120 × (Optisches Zoom System 10 ×, Digitales Zoom System 12 ×)
 Arbeitsabstand: 250 – 350 mm
 Beleuchtung: Superheller LED-Ring, 5800 K
 Filter: Elektronischer Grünfilter
 Fokussierung: Automatisch oder manuell

Dokumentationszubehör auf Anfrage gegen Aufpreis.

Ausführung (ohne Monitor)	Best.-Nr.	€
1 auf Rollstativ	121433	7.290,00
2 Zur Adaption an Gyn-Stuhl (o. Abb.)	121434	7.290,00



SOM 42 und SOM 52 LED Stereokolposkope



- Hervorragende Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs
- leichte und exakte Positionierung für komfortables Arbeiten
- Ergonomisches Design fördert ermüdungsfreies Arbeiten
- Modulares Baukastensystem für nachträgliche Erweiterung mit Zubehör
- Brillantes, dreidimensionales Bild mit hoher Schärfentiefe für hohe Erfolgsquoten in der Diagnose

Technische Daten


Regelbare Beleuchtung: LED Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, CRI > 92, inklusive einschwenkbaren Grünfilter
 Arbeitsabstand/ Objektiv: 300 mm
 Binokulartubus: Geradrtubus f = 125 mm oder Schrägtubus f = 125 mm
 Okulare: Weitwinkel Brillenträgerokulare 20 × V
 Vergrößerung: 3-stufiger Vergrößerungswechsler, (5-stufiger Vergrößerungswechsler optional)
 Dokumentationszubehör: Auf Anfrage gegen Aufpreis

Ausführung	Best.-Nr.	€
3 SOM 42 zur Montage am Gyn-Stuhl	117842	7.238,00
4 SOM 52 auf Rollstativ	117843	7.662,00

Bei Befestigung des Stativs an Untersuchungsstühlen bitte den Namen des Stuhlherstellers und des Stuhltyps mit Seriennummer angeben. Eine entsprechende Kolposkophalterung ist erforderlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produktweisung werden separat berechnet.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.



Funktionsdrehstuhl

- Sitz und Rücken gepolstert
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift per Ringauslösung
- Rücken-Rasterverstellung (4-fach ab Oberkante Sitz – 28/30/32/34 cm)
- In der ERGO-Ausführung mit 3-D-Sitzkomfort für drei-dimensionales Sitzen
- Gestell lichtgrau
- Alu-Fußkreuz poliert
- Mit Hartbodenrollen
- Polster Kunstleder STG 30
- Maße: 74-92 × 65 × 65 (H × B × T)

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Normal	44 – 56 cm	124337	359,00
ERGO	47 – 59 cm	124338	438,00



Drehstuhl

- Standard-Mechanik
- Kunststoff-Teile lichtgrau
- Rücken in Höhe und Neigung variabel verstellbar
- Sitz und Rücken gepolstert
- Polster Kunstleder STG 30
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder (41 – 52 cm)
- Großes Alu-Fußkreuz (Ø 61 cm)
- Mit weichen Rollen für harte Böden inkl. Chromblende
- Maße: 91-103 × 57 × 57 (H × B × T)

Best.-Nr. 127545

€ 295,00

Bitte bei Bestellung die gewünschte Polsterfarbe angeben.

Funktionsdrehhocker

- Mit Maxi-Teller-Sitz
- Ringauslöser
- Alu-Fußkreuz (Ø 52 cm)
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- Polster Kunstleder STG 30
- Maße: 53 -72,5 x 48 x 52 cm (H × B × T)



Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Maxi-Teller	53,0 – 72,5 cm	124341	227,95

Stapelstuhl

- Gestell chrom
- Kunststoffschale mit hohem Sitzkomfort in weiß oder graublau
- bis zu 6 Stühle stapelbar
- Mit und ohne Armlehne
- Sitzhöhe: 42 cm
- Maße: 80,5 × 55 × 53 cm (H × B mit Armlehne × T)
- Maße Sitz: 46 × 42 × 42 cm (H × B × T)




Mindestabnahme 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
Sitzschale weiß		
Ohne Armlehne	126305	199,00
Mit Armlehne	126306	199,00
Sitzschale graublau		
Ohne Armlehne	126309	199,00
Mit Armlehne	126311	199,00

Mayer Polsterfarben

Kunstleder Finca Stoffgruppe STG 30

- Äußerst strapazierfähig und robust
- Schmutzabweisend, desinfizierbar, hygienisch und leicht zu reinigen
- 100 % Polyesterstrick mit Beschichtung aus 100 % Vinyl
- Oeko-TEX® Standard Klasse I
- Scheuertouren nach Martindale > 50.000



2 STÜCK € 145,00

Kabinenhocker

- Stahlrohrgestell: Ø 20 mm, verchromt
- Polster Kunstleder STG 30
- Sitz: Ø 33 cm, Polsterstärke: 30 mm
- Sitzhöhe: 48 cm

Bezug	Best.-Nr.	€
polarweiß	126835	145,00
brilliantsschwarz	126836	145,00
kristallgrau	126837	145,00
graphitgrau	126838	145,00
apfelgrün	126840	145,00
karibikblau	126841	145,00



Alle Stühle dieser Seite
max. 110 kg

Drehstühle



Oxygen Drehstuhl

- Ergonomischer Bürostuhl mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne (Farbe bitte angeben)
- Stuhlkörper schwarz
- Synchronmechanik
- Verstellbare Lordosenstütze und Sitztiefenverstellung
- Höhenverstellbar 43 – 56 cm, Gesamthöhe 111 – 124 cm
- Maße Sitz: 49 × 49 cm (B × T)
- Schwarzes 5-Sternfußkreuz (Ø 70 cm)
- Verstellbare 3D-Armlehnen
- Rollen für Hartböden Ø 6,5 cm

Best.-Nr. 126577

€ 644,00




Okay Drehstuhl

- Ergonomischer Stuhl mit viel Sitzkomfort
- Stuhlkörper schwarz mit gepolsterter Rückenlehne
- Inkl. Höhenverstellung, Synchronmechanik, Lendenwirbelstütze und 1-D-Armlehne

Best.-Nr. 122384

€ 443,00



Diade Rock Drehstuhl

- Ergonomischer Bürostuhl mit gepolstertem Sitz und grauer oder schwarzer Netzrückenlehne (Farbe für beides bitte angeben)
- Stuhlkörper schwarz
- Synchronmechanik
- Verstellbare gepolsterte Lordosenstütze
- Höhenverstellbar 43 – 55 cm, Gesamthöhe 103 – 115 cm
- Maße Sitz: 54 × 38 cm (B × T)
- Schwarzes 5-Sternfußkreuz (Ø 70 cm)
- Verstellbare 1D-Armlehnen
- Rollen für Hartböden Ø 6,5 cm

Best.-Nr. 126578

€ 583,00



Besucherstühle




Close Polypropylen-Stuhl



- Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in weiß, rot, grau, schwarz (Farbe bitte angeben)
- Sitz gepolstert (Farbe bitte angeben)
- Armlehnen optional
- 4-Fuß- oder Kufengestell verchromt (optional mit Filzgleitern)
- Maße: 57 × 85 cm (B × H)
- Maße mit Kufengestell: 57,5 × 86 cm (B × H)
- Maße Sitz: 44 × 43,5 × 43 cm (H × T × B)
- Auf Anfrage mit Verbindern erhältlich

Abbildungen zeigen:
Modelle mit optionalen Armlehnen

Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit 4-Fußgestell	126781	162,00
Mit Kufengestell	126782	175,00





Quadrifoglio Polsterfarben




Weitere Farben
auf Anfrage.






Empfangstheke Z2

- Einladende Empfangstheke in 5 Grundfarben aus Melamin
- Arbeitsplatte und Abschlussseite aus beschichteter 30 mm Holzspanplatte
- Frontplatte 25 mm
- Empfangsablage auch in Lackierung erhältlich (alle RAL-Farben möglich)



Modell Z2C04

in Melamin NO
(wie abgebildet) € 1.646,00



Modell Z2C71

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 1.203,00



Modell Z2C37

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 5.214,00

Lackierung in allen RAL-Farben gegen Aufpreis möglich.



Partition Wall

M1

Einschalige monolitische Glaswand, Aluprofil 100 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 38 dB*

M2

Doppelschalige Monolitische Glaswand, Aluprofil 100 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 44 dB*

M3

Einschalige monolitische Glaswand, Aluprofil 55 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 38 dB*

P1


Trennwandsystem (Holz, Melamin, Glas oder Stoff), raumhoch, mit höchstem Designanspruch, patentiert, Schalldämmung bis 50 dB*

S1

Schrankwandsystem (mit Holz, Melamin, Glas oder Lederfronten), raumhoch, Schalldämmung bis 48 dB*

XCHANGE

Professionelles und modulares zertifiziertes „Raum im Raum“ System, inkl. Beleuchtung, Belüftung und Entlüftung



* nach UNI EN ISO 10140-2:2010

Clue Kunststoffstuhl


- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell Stuhl: verchromt, Lackierung in alufarben, weiß, dunkelgrau / 3-Sitzer: Lackierung alufarben, dunkelgrau

Ausführung	Best.-Nr.	€
Stuhl	122385	146,00
3-Sitzer	122386	870,00



max. 120 kg

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Mit blickdichten Scharnieren

1 RLP-Leichtparavent

- Eloxierte Aluminium-Designprofile
- Mit staph CHEK®-Gewebe
- Farbauswahl auch flügelweise möglich – bitte bei Bestellung separat angeben
- Höhe: 165 cm

2 RBP Butterfly Paravent

- 3-flügelig (mittig auf Doppel-Querfuß zentriert)
- Beidseitig um 360° drehbare Flügel
- Faltparavent aus eloxiertem Alu-Designprofil
- Maße: 45/50/45 × 165 cm (Flügel B × H)
- Auch mit ropiTEX® Bespannung (Aufpreis € 24,00)



RLP/C Standfuß

- Zur Stabilisierung des RLP-Leichtparavents ¹ bei gestreckter Aufstellung
- Zur Aufnahme mehrerer RLP-Leichtparavents (max. 4 pro Fuß)
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Maße: 8 × 15 × 30 cm (H × B × T)
- Gewicht: 1,3 kg



Best.-Nr. 117656


€ 45,00

Ausführung (offene Breite)	Gewicht	weiß	beige	hellblau	gelb	mint	€
1 RBP Leichtparavent							
2-flügelig, 100 cm	3,8 kg	160407	128060	151814	151815	154033	233,00
3-flügelig, 150 cm	5,7 kg	160408	128061	151816	151817	154034	327,00
4-flügelig, 200 cm	7,6 kg	160409	128062	151818	151819	154035	408,00
5-flügelig, 250 cm	9,5 kg	128064	128063	151820	151821	154036	465,00
2 RBP Butterfly Paravent							
3-flügelig, 140 cm	8,9 kg	117657	117658	117659	117660	117661	389,00


Der RLP-Leichtparavent ¹ ist auch mit ropiTEX® Bespannung lieferbar – Farben siehe unten

Ausführung offene Breite	Best.-Nr.	€
2-flügelig, 100 cm	156430-XXX	249,80
3-flügelig, 150 cm	156431-XXX	352,20
4-flügelig, 200 cm	156432-XXX	441,60
5-flügelig, 250 cm	156433-XXX	507,00

Bitte bei Bestellung die Farb-Nr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Paravent 3 Flügel mit ropiTEX® in hellblau Best.-Nr. 156431-006.



- Antibakteriell, schwer entflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig
- Einfach abwisch- und glasifizierbar



3 ropiTEX® Vorhänge

Höhe: 175 cm, ropiTEX® BIOACTIVE waschbar, schwer entflammbar, antiviral, antimikrobiell, mit Ösen für Vorhangringe, ohne Zubehör

Max. Auszug	Farbe	Best.-Nr.	€
Für Teleskopschiene RTS 1.5			
170 cm	weiß	130098	82,00
170 cm	champagner	130099	82,00
170 cm	leinen	130158	82,00
170 cm	kumquat	130159	82,00
170 cm	pflirsich	130171	82,00
170 cm	himmelblau	130172	82,00
170 cm	türkisblau	130173	82,00
170 cm	ozeanblau	130174	82,00
170 cm	kiesel	130175	82,00
170 cm	pastellgrün	130176	82,00
170 cm	pistazie	130177	82,00
Für Teleskopschiene RTS 2.1			
230 cm	weiß	130178	88,00
230 cm	champagner	130179	88,00
230 cm	leinen	130180	88,00
230 cm	kumquat	130190	88,00
230 cm	pflirsich	130181	88,00
230 cm	himmelblau	130182	88,00
230 cm	türkisblau	130183	88,00
230 cm	ozeanblau	130184	88,00
230 cm	kiesel	130185	88,00
230 cm	pastellgrün	130186	88,00
230 cm	pistazie	130187	88,00



RTS-Teleskope

Die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Oder herausnehmen und an einen anderen Platz setzen, wo zuvor eine weitere Halterung installiert wurde.

Eine Einheit (wie abgebildet) besteht aus:

- 1 RTS Teleskop seitlich schwenkbar
- 2 WH 95 Wandhalter
- 3 ropiTEX® Vorhang (ohne Vorhangringe)

1 Teleskop RTS

Seitlich schwenkbar inkl. Vorhangringe, RTS 1.5 Teleskop, max. Auszug 150 cm, Standard Silber-Eloxal

Best.-Nr. 160405

€ 187,00

RTS 2.1 Teleskop, max. Auszug 210 cm Standard Silber-Eloxal


Best.-Nr. 160406

€ 196,00

2 WH 95 Wandhalter einzeln, zum wechselnden Einsatz des Teleskops mit Vorhang, aus Alu-Druckguss weiß

Best.-Nr. 187956

€ 56,00



- Langlebig, lichtdurchlässig, nicht durchsichtig
- Bei 60 °C waschbar mit Desinfektionsmittel

Bitte beachten Sie: Einzeln bestellte Vorhänge werden ohne Ringe geliefert. Für Vorhänge mit der Breite 170 cm werden 13 Ringe, für die Breite 230 cm 17 Ringe benötigt. Vorhangring Standard Best.-Nr. 156437 Stück € 0,68

Teleskopsysteme in vielen weiteren Längen und Varianten, auch Kabinenlösungen, lieferbar. Einmal-Vorhänge auf Anfrage. Eine individuelle Beratung und Planungsunterstützung erhalten Sie durch Ihren Co-med Fachhändler.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt., alle Preise freibleibend.





ropimex®: Die Faltwand

Die Faltwand: Wandmontiert

- Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Polycarbonat
- Platzsparend faltbar und in Sekundenschnelle einsatzbereit
- Verschiedene Höhen zur Auswahl, Flügelbreite 30 cm
- Blickdichte Scharniere, Flügeldrehungen bis 360° möglich
- Konstruktionsteile aus eloxiertem Aluminium und Polycarbonat
- Leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig
- Absolut stabil, stoßfest und langlebig
- Lieferung inkl. Wandbefestigung und Rollen
- Weitere Höhen und Ausführungen (9- und 10-flügelig) lieferbar
- Standardfarbe weiß, transluzent

Die Faltwand: Fahrbar

- Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen
- Leicht zu reinigen
- Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat
- Intelligenter Anhebemechanismus hält die Flügel während des Fahrens sicher zusammen

Die Faltwände sind gegen Aufpreis in vielen Farben, Farbkombinationen und Design-Varianten lieferbar. Standardfarbe: weiß, transluzent

Ausführung (Höhe 165 cm)	Wandmontiert			Fahrbar	
	offene Breite	Best.-Nr.	ab €	Best.-Nr. Faltwand + Fahrgestell	ab €
3-flügelig	90 cm	160594	336,00	160594 + 115477	651,00
4-flügelig	120 cm	160596	443,00	160596 + 115477	758,00
5-flügelig	150 cm	160597	548,00	160597 + 115477	863,00
6-flügelig	180 cm	160604	656,00	160604 + 115477	971,00
7-flügelig	210 cm	160605	761,00	160605 + 115477	1.076,00
8-flügelig	240 cm	160606	868,00	160606 + 115477	1.183,00



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Farbe	Liegenbezug 65 × 195 cm für Standardliege	Liegenbezug 80 × 200 cm für EKG- u. Dialyseliege
weiß	190201	190301
graphit	112370	112372
gelb	190206	190306
royalblau	190207	190307
bordeaux	190208	190308
brombeer	190213	190313
jade	190218	190318
terra	190270	190370
marine	190227	190327
apfelgrün	190257	190357
türkisblau	117663	117667
mint	190202	190302
Stück €	20,39*	22,78**

Material: Frottee-Stretch, 75 % BW, 25 % Polyester, Pflege: Maschinenwäsche bunt 60 °C, weiß 95 °C, trocknergeeignet, bügelfrei, farbecht

* ab 4 Stück € 19,12, ** ab 4 Stück € 21,64

Mikroflausch-Decke „Memphis“

- 100 % Polyester (Mikrofaser)
- 4-seitig breit gesäumt
- Flauschig und angenehm wärmend
- Waschbar (auch farbig) bis 95 °C (ohne Weichspüler)
- Trocknergeeignet
- Maße: 150 × 200 cm

creme	beere	anthrazit
marineblau	petrol	
grün	taupe	



Farbe	Best.-Nr.	€	Farbe	Best.-Nr.	€
creme	119585	20,98	taupe	119593	20,98
beere	120982	20,98	grün	119594	20,98
marineblau	119590	20,98	anthrazit	119597	20,98
petrol	119592	20,98			

Weitere Farben, Ausführungen und Zubehör, wie Hocker-, Nacken- und Kissenbezüge auf Anfrage



Liegenbezug

- Mit PU-Beschichtung und Rundum-Gummizug
- Waschbar bei 95 °C (nicht mit Bleich- oder Desinfektionswaschmittel, ohne Weichspüler)
- Abwaschbar mit Desinfektionsmittel (Haut- und Hände- oder Kunststoffdesinfektionsmittel)
- Maße: 65–80 × 200 cm (Universalgröße)

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	122930	26,95
dunkelblau	129354	28,61

Kissenbezug

- Mit einseitiger PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht, blut- und urinundurchlässig
- Bakterien- und virendicht
- Wischdesinfizierbar
- Waschbar bei 95 °C
- PVC-frei

Maße	Best.-Nr.	€
40 × 40 cm	122928	9,97
80 × 80 cm	122929	27,56



Kissen ohne Bezug

40 × 40 cm, Füllung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stäbchen, waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet

Best.-Nr. 157866 € 8,42



Gummispanner

Für den besseren Sitz im Gelenkbereich einer Untersuchungs- oder Liege, längenverstellbar

Best.-Nr. 157867 € 3,98




Abbildung zeigt:
Klarsicht XXL



Fußmatte / Liegenauflage

- Oberflächenveredelt – gut desinfizierbar, XXL-Version einseitig strukturiert
- Gute Formbeständigkeit
- Material Farben und XXL: Vinylschaum, flächenbehandelt (Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln durch den aktiven bioziden Wirkstoff Pyrihionzink)
- Material Klarsicht: Flexibles Vinyl

Farbe	Maße (B × T × H)	Best.-Nr.	€
grau	60 × 40 × 0,6 cm	159375	18,31
blau	60 × 40 × 0,6 cm	159376	18,31
grün	60 × 40 × 0,6 cm	159377	18,31
schwarz	60 × 40 × 0,6 cm	159364	18,31
Klarsicht	60 × 40 × 0,2 cm	154230	20,19
Klarsicht XXL	80 × 60 × 0,2 cm	117690	28,38



Nacken- und Knierolle Emil

- PU beschichtet

Maße	Best.-Nr.	€
40 × Ø 13 cm	123227	22,22
50 × Ø 15 cm	123228	24,70



Injektionskissen Gabi

- Aus Schaumstoff mit abwaschbarem, elfenbeinweißem PVC-Bezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
30 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	172352	17,53
45 × 15 × 8,0 / 4,0 cm	172351	18,81



Nacken- und Knierolle Timo

- Kunstlederbezug mit Reißverschluss
- Abwaschbar
- Maße: 50 × 15 cm

Farbe	Best.-Nr.	€
türkis	124390	35,87
weiß	124391	35,87
rot	124392	35,87
dunkelblau	124393	35,87
schwarz	124394	39,40

Viele weitere Lagerungshilfen sind lieferbar!
Fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler.



Beinhochlagerungskeil Ben

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße einfache Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 22 × 18 cm	172356	80,10

Maße doppelte Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 44 × 18 cm	172357	121,90



Nackenkissen Lina

- Farbe: weiß
- Maße: 40 × 18 × 10 cm

Best.-Nr. 172350 € 30,81



Halbrolle

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
Sven, 40 × 15 × 7,5 cm	172354	31,74
Ron, 40 × 22 × 11,0 cm	182639	45,87



Gehstützenhalterung Tara

- Für eine sichere Aufbewahrung von Gehstützen
- Mit leichtem Druck werden Gehstützen fixiert und gesichert
- Zur festen Montage an der Wand
- Inkl. Montagematerial (Dübel und Schrauben)

Best.-Nr. 123247 € 43,90


Lieferung der Wagen erfolgt im Karton zur Selbstmontage!

08/16® Regal- und Basiswagen

- 4 Wagenbreiten: 34 / 49 / 60 / 90 cm
- 5 Wagenhöhen: 52 / 70,5 / 73,2 / 80,5 / 83,2 cm
- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahrohrbügel in weiß, kunststoffbeschichtet
- Leichtlauf-Doppellenkrollen



Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 26 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€
153743	283,00	156541	283,00	186163	296,00	156542	320,00	156543	439,00




Anzahl Schubladen	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1	155007	295,00	156536	295,00	183695	315,00	160101	293,00	156539	587,00
2	129251	412,00	156537	412,00	118118	412,00	118116	412,00	128082	766,00
3	129252	497,00	156538	497,00	118119	498,00	118117	497,00	128085	940,00
4	129253	599,00	129254	599,00	-	-	156540	631,00	129255	1.115,00
5	-	-	-	-	-	-	-	-	129256	1.294,00

Variocar® Regal- und Basiswagen

- 3 Wagenbreiten: 49 / 60 / 90 cm / Wagentiefe je 45,1 cm
- 6 Wagenhöhen: 51,8 / 70,3 / 73,3 / 80,3 / 83,3 / 87 cm
- Stabile Vierkantbügel mit Rasterystem, Fahrgestell verchromt
- Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen
- Schubladen sind nachrüstbar



Regalwagen	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€
	151692	378,00	127699	419,00	127700	607,00



Basiswagen										
Anzahl Schubladen	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1	127701	391,00	160116	431,00	127709	408,00	128079	431,00	128080	781,00
2	127702	494,00	127705	544,00	128039	510,00	160122	536,00	129257	899,00
3	127703	613,00	127706	639,00	128078	631,00	160125	634,00	129258	1.009,00
4	127704	714,00	127707	745,00	-	-	-	-	129259	1.148,00
5	-	-	127708	846,00	-	-	-	-	129260	1.289,00



fuego
Gerätewagensystem
Leichtlast



1 fuego Basiswagen 2, Metall

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 2 Ablageplatten aus Metall, 495 × 387 mm (B × T)
- Pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 122379-XXX

€ 832,00

2 fuego Basiswagen 1 mit Schublade – ABS

HAEBERLE

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Schublade ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 117700-XXX

€ 934,00

3 fuego Gerätewagen EK 2, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1062 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 126315-XXX

€ 1.095,00

4 fuego Gerätewagen ER 1, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 950 mm)
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500 × 290 mm (B × T)
- 1 Ablagekorb vorn, 418 / 374 × 268 × 100 mm (B1 / B2 × T × H)
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, Ausladung ca. 950 mm
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1137 mm (B × T × H)


Best.-Nr. 117702-XXX

€ 1.217,00

Alle Wagen-Modelle sind optional auch mit integrierter Steckdosenleiste lieferbar.

Haeberle Dekorfarben für fuego und bravo

fueogo-Fahrgestell



- 4 Doppellenk-Rollen mit 2 Feststellern und Wandabweisern
- Rollen Ø: vorn 75 mm, hinten 100 mm
- Gesamttraglast: 60 kg

Bitte bei Bestellung die Dekorfarbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. fuego Gerätewagen ER 1, ABS in Dekor blau: Best.-Nr. 117702 - 002

bravo Gerätewagensystem Leichtlast

- Leicht und klein mit supermobilem Fahrgestell
- Fahrgestell mit 4 Qualitäts-Leichtlauf-/Doppellenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil (H 780 mm) mit je 2 Dekorstreifen vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen
- Für diverse Kleingeräte
- 1 Ziehgriff
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung

5 bravo® Basiswagen 2

- 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444 × 400 mm (B × T)
- 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

6 bravo® Basiswagen 5

- 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280 × 400 mm (B × T)
- 1 Ablageplatte mit Schale: Ablageplatte aus Metall, 324 × 240 mm (B × T), Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

7 bravo® Basiswagen 6

- 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

8 bravo® Tablet-Wagen 3

- 1 Ablageplatte aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Maße: 575 × 575 × 1330 mm (B × T × H)

9 bravo® Tablet-Wagen 4

- Trägerprofil 900 mm hoch
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006) auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Ablagekorb vorn am Trägerprofil, Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
- Maße: 575 × 575 × ca. 1450 mm mit Tablethalter (ohne 1105 mm) (B × T × H)



Modell	Best.-Nr.	€
5 Basiswagen 2	126317-XXX	497,00
6 Basiswagen 5	122380-XXX	701,00
7 Basiswagen 6	123255-XXX	508,00
8 Tablet-Wagen 3	127693-XXX	850,00
9 Tablet-Wagen 4	127692-XXX	850,00

Weiteres Zubehör wie z. B. Drahtkorb, Steckdosenleiste, Normprofilschiene, größere Rollen auf Anfrage.

doppio Basis- und Gerätewagen

- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten
- Qualitäts-Leichtlauf- Doppellenkrollen
- 2 Trägerprofile (H 566 mm), 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff (H 96 mm)
- Gerätewagen 1 mit 2 Trägerprofilen (H 950 mm), 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 2 Feststellrollen
- Kraftvolles Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern
- Bis zu 4 Schubladen können bei den Basiswagenmodellen eingebaut werden

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Maße in cm (B × T × H)	565 × 563 × 793 Best.-Nr.	€	715 × 563 × 793 Best.-Nr.	€	565 × 571 × 1177 Best.-Nr.	€
Dekorfarbe grau	124945	779,00	124947	821,00	128427	955,00
Dekorfarbe blau	124946	779,00	124948	821,00	126322	955,00
Zubehör für doppio Basis- und Gerätewagen						
Schiebegriff, Polyamid, grau (1 Stück)					124955	61,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

NEU!

moveo® Einsäulen-Gerätewagensystem

- 1 Trägerprofil 747 mm, mit abschließbarer Seitentür
- 1 Ablageplatte Aluminium Druckguss, 467 × 349 mm (B × T) mit abgerundeten Ecken
- Pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähige und feststellbare Rollen, Ø 100 mm
- 4 Wandabweiser
- Maße: 570 × 590 × 957 mm (B × T × H)
- Gegengewichte, Zentralballastabdeckung, Trenntransformator und Transformator-Box optional erhältlich



1 Basiswagen 1

- 1 Schiebegriff hinten, schmal

2 Basiswagen 2

- 1 Schiebegriff vorn, breit

3 Basiswagen 3

- 1 Schublade Metall mit ISO Modulkorb, 400 × 300 × 100 mm (B × T × H)
- 1 Schiebegriff vorn, breit


4 Basiswagen 4

- 1 Schublade Metall mit ISO Modulkorb, 400 × 300 × 100 mm (B × T × H)
- 1 Schiebegriff hinten, schmal

Ausführung	Best.-Nr.	€
Basiswagen 1	129788	870,00
Basiswagen 2	129789	890,00
Basiswagen 3	129790	1.296,00
Basiswagen 4	129791	1.276,00

Spendersysteme PicBox®

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
- Nur PicBox® Plus: KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter



Ausführung	Maße (B × T × H)	Wandmodell		08/16® Variocar® inkl. Konsolenträger	
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1 Injektionsset PicBox®	60,0 × 22,0 × 41 cm	160579	245,00	151074	312,00
2 Injektionsset PicBox® Plus	72,5 × 23,5 × 41 cm	160578	385,00	156544	458,00

Spritzen- und Kanülenspender

- Übereinander kombinierbar
- Mit Schildern zur Beschriftung
- Farbe: Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent

Ausführung	H × B × T (in mm)*	Best.-Nr.	€
3 Innenbehälter	242 × 600 × 163	183496	44,64
4 Innenbehälter	207 × 600 × 168	183497	36,69
5 Innenbehälter	164 × 600 × 133	183498	29,77
6 Innenbehälter	113 × 600 × 91	183499	20,62

*Gesamtaußenmaß des Spenders

Auch in beige auf Anfrage lieferbar.



AGA
Sanitätsartikel

Fahrbarer Schrankwagen

- 2 Schubkästen
- Farbe: melaminbeschichtet weiß
- Maße: 600 × 540 × 550 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 156708

€ 421,87






Perfekte Ordnung garantiert: Karteischränk für 1000 Karten

Karteischränk

- Für Kartei DIN A5 quer
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Hochwertige Kugelführung
- Doppel-Auszugssperre
- Zentralverriegelung per Dreh-Zylinderschloss mit Wechselkern
- Selbstklebende Beschriftungsleiste
- Inkl. 2 Schwingstützen pro Karteibahn
- Mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet
- Belastung je Auszug: **bis 70 kg**



Abbildung zeigt: Neueste Technik: Selbststeizug und Dämpfung



	6 Schubladen zweibahnig – je Schublade 2 Bahnen DIN A5 quer	6 Schubladen dreibahnig – je Schublade 3 Bahnen DIN A5 quer
Breite × Tiefe × Höhe	552 × 600 × 1350 mm	800 × 600 × 1350 mm
Karteischränk mit Griffleiste		
Best.-Nr.	156651-XXX	157857-XXX
€	1.126,00	1.286,00
mit Selbststeizug und Dämpfung		
Best.-Nr.	156652-XXX	157858-XXX
€	1.243,00	1.486,00
Karteischränk mit Bügelleiste		
Best.-Nr.	156645-XXX	157861-XXX
€	1.216,00	1.337,00
mit Selbststeizug und Dämpfung		
Best.-Nr.	156646-XXX	157862-XXX
€	1.349,00	1.577,00

Bitte bei Bestellung die Farbnummer an die Best.-Nr. anhängen.
 1. Ziffer entspricht der Korpuslackierung
 2. Ziffer ist immer „0“
 3. Ziffer entspricht der Frontlackierung
 Bestell-Bsp. Karteischränk in reinweiß
 id Front blau Best.-Nr. 156651-101 in Korpus lichtgrau
 id Front blau Best.-Nr. 156651-205

☎ Weitere Farben auf Anfrage



Medikamentenschränk

- Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung reinweiß RAL 9010, Rückwand bildet Rücksprung zur Aufnahme von Rückwandverkleidungen
- 1 oder 2 Flügeltüren mit Glasausschnitt
- Sichtfenster aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Höhenausgleichsschrauben
- 4 Fachböden aus 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachbodenbelastung 40 kg g. v. L.

	Farbe: Reinweiß RAL9010	Maße (H × B × T)	Best.-Nr.	€
1	Medikamentenschränk 1-türig	1956 × 600 × 432 mm	160608	885,50
2	Medikamentenschränk 2-türig	1956 × 800 × 432 mm	160609	1.196,00



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
 UVP Co-med zzgl. MwSt.,
 alle Preise freibleibend.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Ihr Systembaustein für mehr Hygiene & Übersicht

Ideales Standard-Rastermaß 50 × 50 × 23 cm (H × B × T)



1 IMS-F Injektionsmaterialspender

- First-in / First-out Prinzip
- Staubschutz durch Acrylglas-Pendeltüren (gem. DIN 58953)
- 3 Spritzen-Fächer oben, 3 Kanülen-Fächer unten
- Je 1 Fach für Verbrauchsmaterial
- Herausziehbarer Tabelaerboden

Best.-Nr. 116426 € 369,00

2 AZS-E Eckschrank

Das clevere Verbindungselement

- Ecklösung für optimal Raumnutzung
- Hochwertige Acrylglastüren mit Magneten

Best.-Nr. 157824 € 348,80

3 AMP Ampullenspende

- Für kleinste Materialien (z. B. 300 – 400 Ampullen)
- Mit Beschriftungsleiste
- 10 Schübe mit verstellbaren Unterteilungen

Best.-Nr. 160823 € 353,00

4 VMS Verbandmaterialspender

- Für 5 Sorten Pflaster (3 mit Abscheider – mit Berührungsschutz, Einhandbedienung), 4 Größen Binden, Tupfer und Kompressen
- 1 Fach für Scheren

Best.-Nr. 160819 € 426,90



AZS-G Allzweckspender abschließbar

- Mit abschließbaren Türen
- Auch als Wertfach verwendbar
- Mit 2 flexiblen Böden

Best.-Nr. 158673 € 287,80



IMS Injektionsmaterialspender mit Kippschütten

- Mit 2 Schütten mit 3 und 6 Fächern (3 × 2 Fächer hintereinander)
- 2 Fächer für z. B. Tupfer und Flaschen
- Herausziehbarer Tabelaerboden

Best.-Nr. 160817 € 369,00



AZS Allzweckschrank

- Staubschutz durch hochwertige Acrylglas-Scheiben
- Individuelle Platzeinteilung durch flexible Böden

Best.-Nr. 160831 € 287,80

WMS Wagner Medikamentenschrank mit Tresor

- Mit abschließbaren Türen mit Doppelbartschloss (Sicherheitsgruppe B)
- Separate Tresorsicherung an der Wand
- Tresor Innenmaß: 16,4 × 23 × 11 cm (H × B × T)



Best.-Nr. 116428 € 579,00



IMS-SA Injektionsmaterialspender

- Mit 2 Kippschütten (3- und 6-fach unterteilt)
- Ideal zur Montage über Behandlungsliegen
- Maße: 100 × 27 × 22,5 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 160429 € 366,00

Alle Schränke in weiß.

Wagner Dekore

anthrazit
antikweiß

Weitere Dekorfarben auf Anfrage



Liegenunterschrank LU1 / LU2 in weiß

LU1 = 1 Modul mit 2 Flügeltüren + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 171 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153336 € 887,00



LU2 = 1 Modul mit 1 Flügeltür + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 128 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153339 € 887,00

Vor Bestellung die Liegenhöhe prüfen. Lieferung ohne Liege.



Medikamenten- und Verbandmaterialschränk

Ober- und Unterteile sind FREI kombinierbar

- Oberfläche Kunststoff weiß
- Alle Türen mit Weitwinkelbändern
- Maße: 180 × 90 × 48 cm (H × B × T)

Oberteil

Variante Glas:

- Mit abschließbaren Glastüren und 3 Glaseinlegeböden

Variante Holz:

- Mit abschließbaren Holztüren, zusätzlich abschließbarem Wertfach und 4 Türschalen

Unterteil

Variante Modulkorb:

- Tabellerauszug, 2 Iso-Modulkörbe und 2 Einlegeböden

Variante Schübe:

- 5 Schubladen: 1 Schublade 7 cm, 1 Schublade 12 cm und 3 Schubladen 19 cm

Variante Kühlschrank:

- Für den Einbau eines Kühlschranks vorgesehen, bitte separat bestellen



1

2

Ausführung Oberteil / Unterteil	Best.-Nr.	€
1 Glas / Modulkorb	114007	1.416,70
Holz / Modulkorb	114008	1.416,70
2 Holz / Schubladen	114009	1.419,70
Glas / Schubladen	114010	1.416,70
3 Glas / Modul für Kühlschrank	117786	1.416,70
Holz / Modul für Kühlschrank	117787	1.416,70

Sonderanfertigungen mit Tresor oder Farben auf Anfrage!



Abbildung zeigt: Schränk mit optionalem Kühlschrank

3

Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung



Kirsch Medikamentenkühlschränke nach DIN 13277

- Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle und Software KIRSCH Datenet
- Ein- und unterbaufähige Geräte
- Stromsparend durch Invertertechnik



Jetzt lesen, was bei der Medikamentenlagerung wichtig ist.



KIRSCH MED 288 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 280 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,59 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 67 × 72 × 132 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 119618

€ 3.499,00



KIRSCH MED 100 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 95 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,43 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 54 × 54 × 82 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 126564

€ 2.779,00



KIRSCH EVOLUTION CLOUD

- Lückenlose Temperaturdokumentation
- Einfache Nachrüstung möglich
- Alarmierung per SMS und/oder E-Mail
- Netzwerunabhängig
- Logbuch zur Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und Alarme

**KIRSCH Evolution Modul
Cloud-Lizenz (jährlich)**

€ 565,00

€ 99,00

Weitere KIRSCH Medikamentenkühlschränke auf Anfrage

HC 302 / HC 502

Medikamenten-/ Impfstoffkühlschränke

- Mit Kompressortechnik
- Leistungsstarke und energieeffiziente Kompressorkühlung
- In der Tür integriertes, beleuchtetes Digitalthermometer
- **Wertspeicher (Min./Max.)**
- 3 hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit transparenter Kunststofffront (3/4 Auszug) zur übersichtlichen Lagerung
- **Türalarm bei offenstehender Tür nach 20 Sekunden**
- LED-Innenbeleuchtung
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Hohe Schubladenfronten zum Schutz vor Wärmeeintritt
- Manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig
- Gehäusefarbe: weiß
- Temperaturbereich: 2–8 °C (nicht einstellbar)
- Türanschlag rechts – nicht wechselbar



Zusatzausstattung der DIN-Geräte (entspricht DIN 13277):

- **Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über-/ Unterschreitung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 Stunden**
- Potentialfreier Kontakt

	Modell 302	Modell 502
Bruttovolumen (Liter)	33	49
Nettovolumen (Liter)	29	43
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,42	0,44
Abmessungen (H x B x T) mm	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
	HC 302	HC 502
Best.-Nr.	120056	120057
Preis €	933,00	1.058,60
	HC 302 DIN	HC 502 DIN
Best.-Nr.	120030	120031
Preis €	1.269,00	1.399,00

DS 301 H / DS 601 H

Medikamentenkühlschrank

- **Nicht nach DIN 13277**
- Zur Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten zwischen 2 °C und 8 °C
- Digitalthermometer mit Wertspeicher (min/max)
- LED Innenbeleuchtung
- Akustisches Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist
- Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter
- Manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation an den Kühlrippen ermöglicht
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Vibrationsfreie und **lautlose Absorberkühlung**

1 DS 301 H

Maße: 580 x 422 x 393 mm (H x B x T)
Bruttovolumen: 28 Liter

Best.-Nr. 294191 € 799,00

2 DS 601 H

Maße: 592 x 486 x 494 mm (H x B x T)
Bruttovolumen: 53 Liter

Best.-Nr. 294192 € 947,00



Zubehör



Maxima-Minima-Thermometer

- Elektronisch
- Für Innen- und Außentemperatur
- Zum Hängen oder Stellen
- Wasserdichter Außenfühler
- Anzeige von – 50 °C bis + 70 °C
- Inkl. Batterie 1,5 V AA

Best.-Nr. 157329

€ 18,13



tempmate.®-M1 Temperatur-Datenlogger

- Wiederverwendbar
- Eingebaute USB-Schnittstelle
- Genauigkeit +0,5 °C bis +1,0 °C
- Temperaturbereich: -30 °C bis 70 °C
- Speichert bis 32.000 Messwerte
- Vorkonfiguriert und rekonfigurierbar mit tempbase 2-Software
- Individuelles 6-Punkt Validierungszertifikat
- PDF-Export

Best.-Nr. 120063

€ 52,95

Medikamenten-/ Impfstoffkühlschränke nach DIN 13277

- Einhaltung einer Betriebstemperatur
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm)
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m²
- Abschließbare Tür
- Sicherheit nach DIN 13277



1



3



2



4


Modell	Bruttoinhalt / Nutzinhalt	Außenmaße B × T × H mm	Best.-Nr.	€
1 Modelle H63 mit Ordnungssystem				
MKUv 1610-23	142 Liter / 109 Liter	601 × 618 × 820	126159	1.749,00
MKUv 1613-22 mit Isolierglastür	152 Liter / 109 Liter	601 × 618 × 820	126157	1.799,00
2 HMFvh 4011-20 mit Isolierglastür	420 Liter / 297 Liter	597 × 654 × 1884	129282	2.699,00
HMFvh 4001-20	394 Liter / 295 Liter	597 × 654 × 1884	128789	2.549,00
3 MKUv 1613-22H63 mit Isolierglastür	152 Liter / 109 Liter	601 × 618 × 820	126654	2.259,00
MKUv 1610-23H63	142 Liter / 76 Liter	601 × 618 × 820	126653	1.995,00
4 HMFvh 4001-20H63	394 Liter / 235 Liter	597 × 654 × 1884	129226	4.079,00
HMFvh 4011-20H63 mit Isolierglastür	420 Liter / 235 Liter	597 × 654 × 1884	129283	3.949,00



SmartMonitoring – Für ein Maximum an Sicherheit und Entlastung

- Maximaler Schutz durch Sicherstellung einer konstanten präzisen Lagertemperatur
- Erfüllung der Nachweispflicht durch automatisierte Dokumentation
- Vorbeugung von Schäden und Qualitätseinbußen
- Mehr Zeit durch Entlastung des Praxispersonals für aufwendige Kontrollen und Dokumentationen
- Einfache und bequeme Monitoring-Lösung durch Vernetzungsmöglichkeit

Vernetzbares Medikamenten- oder Laborgerät



DURASOL
Anzflaschen
MADE IN GERMANY



1 + 2 IDEAL – Der Robuste

- Hochschlagfeste Kunststofftechnologie aus ABS mit Kunstleder- oder Echtlederbesatz
- Freizugänglicher Innenteil
- Innenausstattung: 12 herausnehmbare Ampulleneinsätze für 144 Ampullen, Boden und Deckeinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff
- Maße: großes Modell 44 × 24 × 29 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 18 cm
kleines Modell 44 × 24 × 22 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 11 cm

1 Großes Modell	Best.-Nr.	€	2 Kleines Modell	Best.-Nr.	€
Skaibesatz, schwarz	135098	439,00	Skaibesatz, schwarz	135106	419,00
Skaibesatz, grau	135099	439,00	Skaibesatz, grau	135107	419,00
Skaibesatz, bordeaux	135100	439,00	Skaibesatz, bordeaux	135108	419,00
Skaibesatz, braun	135101	439,00	Skaibesatz, braun	135109	419,00
Skaibesatz, orange	156605	439,00	Skaibesatz, orange	115709	419,00
Texbesatz, blau	127172	439,00	Texbesatz, blau	127173	419,00
Feinrindleder, schwarz	135102	519,00	Feinrindleder, schwarz	135110	499,00
Feinrindleder, grau	135103	519,00	Feinrindleder, grau	135111	499,00
Feinrindleder, bordeaux	135104	519,00	Feinrindleder, bordeaux	135112	499,00

3 PRIMUS – Liebhaber-Stück

- Aufwendig verarbeitet
- Innenausstattung: 2 große Innenfächer, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Fächereinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Reißverschluss-Vortasche mit Dehnfalte
- Inkl. mobilem Ampullenspender
- Maße: 37 × 20 × 19 cm (L × B × H)



3 Nur 1550 g

Ausführung	Best.-Nr.	€
Feinrindleder, schwarz	135497	379,00
Feinrindleder, bordeaux	135498	379,00
Büffelleder, braun	115844	379,00

Rezept-Brieftasche



- Aus Kalbleder
- 10 Einzelfächer für Formulare und Rezepte
- Je 5 Fächer DIN A6 und DIN A5
- Maße: 12 × 2 × 19 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	187479	124,00
bordeaux	187480	124,00
braun	187481	124,00

Rezepttasche



- Aus Kalbleder
- 9 Einzelfächer für Formulare und Karteikarten bis DIN A5
- Kleine Einschubfächer für Visiten- oder Terminkarten
- Maße: 18,5 × 2 × 24,5 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135450	143,00
bordeaux	135451	149,00
braun	135452	149,00

Fächermappe



- Aus Kalbleder
- 10 Klarsichtfächer DIN A5 (austauschbar)
- Mit Magnetverschluss
- Maße: 18 × 4 × 24 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135459	159,00
bordeaux	135460	159,00
braun	135461	159,00



4 COMFORT Rucksack

- Aus hochwertigem Tex-Material
- Hoher Tragekomfort auch beim Radfahren
- Sicherer Halt durch zusätzlichen Brustgurt
- Visitenkartenfach außen
- Separates Laptopfach im Innenraum
- Stabiles Bodenfach mit zwei entnehmbaren Raumtrennern
- Platz für max. 2 Organisationsboxen mit Klarsichtdeckel und Reißverschluss (optional einzeln bestellbar)
- Innenfach mit variabler Unterteilung
- 2 Außenfächer mit Schlaufensystem
- Maße: 35 × 23 × 46 cm (L × B × H)
- Gewicht: 2200 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129284	529,00
weinrot	129285	529,00
titangrau	129286	529,00
silbergrau	129287	529,00

Zubehör

Organisationsbox einzeln, 14 × 17 × 10 cm (L × B × H), 120 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129288	42,00
weinrot	129289	42,00
titangrau	129290	42,00
silbergrau	129291	42,00

Die Angebote der abgebildeten Taschen und Mediboxen gilt generell ohne Inhalt!



RUSTICANA – Der Klassiker

- Aus hochwertigem **Echtleder (Rind oder Wasserbüffel)** oder **Nylongewebe**
- Große Öffnung mit Randverstärkung
- Innenausstattung: 6-fach unterteilter, herausnehmbarer Gitternetz-Seiteneinsatz, 1 großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Mit Reißverschluss-Vortasche oder zusätzlich mit zweiter Klettverschluss-Vortasche
- Mit mobilem Ampullenspender
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff

Großformat Leergewicht:	Leder 2100 g / Nylon 1750 g		Leder 2350 g / Nylon 1950 g		
	43 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135250	489,00	151054	529,00	
Feinrindleder, schwarz	135251	489,00	151055	529,00	
Feinrindleder, bordeaux	135252	489,00	151056	529,00	
Feinrindleder, braun	115705	489,00	115706	529,00	
Büffelleder, braun	135353	489,00	151057	529,00	
Nylongewebe, schwarz	135254	299,00	151058	349,00	
Feinrindleder, orange	-		121399	529,00	
Feinrindleder, gelb	-		121398	529,00	
Feinrindleder, elfenbein	-		121400	529,00	
Feinrindleder, schlamm	-		121413	529,00	
Feinrindleder, blaugrau	-		127170	529,00	
Feinrindleder, ultramarin blau	-		127171	529,00	
Cross, rot	118638	459,00	118640	529,00	
Cross, grün	118639	459,00	118641	529,00	

Kleinformat Leergewicht:	Leder 1850 g / Nylon 1550 g		Leder 2050 g / Nylon 1750 g		
	38 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135255	419,00	151059	459,00	
Feinrindleder, schwarz	135256	419,00	151060	459,00	
Feinrindleder, bordeaux	135257	419,00	151061	459,00	
Feinrindleder, braun	115707	419,00	115708	459,00	
Büffelleder, braun	135258	419,00	151062	459,00	
Nylongewebe, schwarz	135259	275,00	151063	319,00	



MediBoxen

- Handlich und robust
- Zur Unterbringung des kleinen oder großen Ampullenvorrats
- Passen für fast jeden Rucksack oder auch Jackentaschen
- Kleine Ausführung zum Transport der BTM geeignet
- Aus Kunststoff und mit Gummileiste für Ampullen

Ausführung	Maße (L × B × T)	Best.-Nr.	€
1 MediBox I für max. 7 (kleine) Ampullen	8,2 × 10,1 × 3,2 cm	123537	29,00
2 MediBox II für max. 18 (kleine) Ampullen	11,6 × 12,0 × 4,0 cm	123538	39,00
3 MediBox III für max. 36 (kleine) Ampullen	19,7 × 12,0 × 4,5 cm	123539	50,00
4 MediBox IV für max. 45 (kleine) Ampullen und 4 flexible Schlaufen	25,5 × 12,0 × 5,9 cm	123540	60,00

Die Angebote der abgebildeten Taschen und MediBoxen gilt generell ohne Inhalt!

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. MwSt.,
alle Preise freibleibend.



Professionelles Zeitmanagement



Terminplaner mit 4 Tagesspalten

Lieferung inkl. Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2025, 60.005.25	129944	183,90
Januar – Juni 2025, 60.005.25.1	129945	101,90
Juli – Dezember 2025, 60.005.25.3	129946	101,90



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

Lieferung inkl. 2 Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2025, 60.006.25	130090	205,90
Januar – Juni 2025, 60.006.25.1	130091	111,90
Juli – Dezember 2025, 60.006.25.3	130092	111,90

Wichtige Maße der Terminplaner!

Für die 4- und 6-spaltige Ausführung:

Buch geschlossen: 27 cm breit, 32 cm hoch
 Buch aufgeschlagen: 55 cm breit, 32 cm hoch

Spaltenbreiten:

4-spaltige Ausführung: 54 mm
 6-spaltige Ausführung: 36 mm

Zeiteinteilung im 15-Minuten-Takt

4-spaltige Ausführung: 7.30 Uhr bis 19.15 Uhr
 6-spaltige Ausführung: 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Denken Sie rechtzeitig an Ihre Terminplaner für die Folgejahre und fragen Sie diese bei Ihrem ortsnahen Fachhändler an.



Terminbuch

- Für 1- und 2-Personen-Praxen
- Extra große Lochung
- Robuste und edle Verarbeitung
- Neutral ohne Datum
- Mit 1 oder 2 Terminalspalten
- 52 Wochen von Mo – Sa (7 – 21 Uhr, Sa bis 15 Uhr)
- 15-Minuten-Takt (20-Minuten-Takt auf Anfrage)
- Pro Woche mit Notizenspalte
- Inkl. 10 Notiz- und 5 Telefonregister-Seiten

Für 1-Personen-Praxis

- 1 Spalte pro Tag
- Maße Spalte: 55 x 5,5 mm (B x H)
- Maße: geschlossen 21 x 30 cm, offen 41 x 30 cm (B x H)

Best.-Nr. 116582 € 49,90

Für 2-Personen-Praxis

- 2 Spalten pro Tag
- Maße Spalten: 38 x 5,5 mm (B x H)
- Maße: geschlossen 27 x 30 cm, offen 53 x 30 cm (B x H)

Best.-Nr. 116584 € 49,90



Adressfeld-Aufkleber

Für alle Karteitaschen, selbstklebend, 2 St. pro Blatt, für Einzelbeschriftung im EDV-Drucker, für KVK, 60.173

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 182654 € 46,90



Wie links nebenstehend, für Mehrschachtdrucker und Einzelbeschriftung, 60.173 M

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 155771 € 59,90



Blanko für EDV als Lochrandetikett, endlos, selbstklebend, 61.100

Packung mit 3000 Stück

Best.-Nr. 156143 € 39,90

Alt-Archivkarton

- Für DIN A5-Formate
- Weiß, stabile Ausführung mit Deckel
- Außenmaße (L x B x H) 420 x 238 x 167 mm

60.156.25, Packung mit 25 Stück
Best.-Nr. 154881 € 89,90

60.156.50, Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 165310 € 159,90





ALPHAnorm Karteitasse

DIN A5 quer, Computerkarton 180 g, weiß holzfrei, extra zäh, 2 × quer auf A5 gefaltet, plan verpackt
Packung mit 1000 Stück

Ausführung		Best.-Nr.	€
60.105	Facharzt/Allgemeinarzt	182663	199,90
60.113	Augenarzt	182664	199,90
60.114	HNO-Arzt	182665	199,90
60.115	Gynäkologe	182666	199,90
60.125	Pädiater	182667	199,90
60.105 A	Standard	182668	199,90
60.119	Tierarzt	165115	199,90
60.112	Heilpraktiker	165116	199,90
60.165	EKG	183284	199,90

Ausführung wie oben, Packung mit 100 Stück		Best.-Nr.	€
60.112 H	Heilpraktiker	116409	39,90
60.116 H	Psychotherapeut	116410	39,90



ALPHAnorm Karteitasse

DIN A4 quer, Computerkarton 280 g, weiß, 3 × genutet, mit Schlitz für Reiter, 60.204 Standard

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165902

€ 146,90



Abbildung zeigt:
ALPHAsafe Außenteil

ALPHAsafe Karteikarte

DIN A5 quer, PlanoScript 160 g satiniert, weiß, 1 × genutet, plan verpackt. Nur in Verbindung mit Karteihülle 165121, Blitzabhefter 165360 oder Abhefter 165903 verwenden!

Packung mit 500 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
20.100 Standard	182658	87,90
20.105 Facharzt	182659	87,90
20.115 Gynäkologie	182660	87,90
20.125 Pädiater	182661	87,90



ALPHAnorm Abheftstreifen

Für ALPHAnorm-System und DIN A4-Mappen, selbstklebend zum Einkleben in jede Karteitasse 60.010

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165903

€ 23,90



Einlegeblatt

Mit Linierung wie Karteitassen 182664, 182666, 182667, 182668, weiß, Zeilenabstand 8 mm, 60.160 A

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 165904

€ 57,90



Behandlungsverlauf Einlegeblatt

Für alle Karteitassen mit gleicher Linierung wie 182663, 182665, weiß, Zeilenabstand 6 mm, 60.160

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 165127

€ 79,90

Alles für den Bürobereich



1 Kopierpapier A4, 80 g, weiß, gehobene Qualität

Karton mit 5 × 500 Blatt
Best.-Nr. 110941 € 40,47

2 Kopierpapier A4, 80 g, weiß, Standardqualität

Karton mit 5 × 500 Blatt
Best.-Nr. 111014 € 34,40

3 Leitz Bürolocher

- Lochleistung max. 30 Blatt
- Lochdurchmesser: 8 mm
- Farbe: grau

Best.-Nr. 110942 € 12,60

4 Leitz Heftgerät

- Heftleistung max. 30 Blatt
- Ladekapazität: 100 Heftklammern 24/6, 140 Heftklammern 26/6
- Farbe: grau

Best.-Nr. 110944 € 16,69

5 Heftklammern 24/6, verzinkt

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110545 € 0,51

6 Heftklammerentferner

Best.-Nr. 110970 € 1,02

7 Leitz Ordner

- Farbe: schwarz

Größe	Best.-Nr.	€
7 5,2 cm breit	110537	5,83
8 8,0 cm breit	110536	5,83

8 Leitz Rückenschilder

- Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
breit/kurz	110945	3,60
8 schmal/lang	110946	3,85

9 Register A4, Plastik, 20-teilig, A–Z

Best.-Nr. 110947 € 1,73

10 Register A4, Plastik, 1–12

Best.-Nr. 110948 € 1,69

11 Register A4, Plastik, 1–31

Best.-Nr. 110949 € 2,67

12 Register A4, Papier, A–Z

Best.-Nr. 110969 € 1,94

13 Büroklammern, spitze Form, verzinkt, 26 mm

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110529 € 3,10

14 Büroklammern, spitze Form, verzinkt, 32 mm

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110950 € 3,40

15 Haftnotizen

- Block mit 100 Haftnotizen

Packung mit 12 Blöcken

Größe	Best.-Nr.	€
38 × 51 mm	110951	3,69
76 × 76 mm	110952	5,40
100 × 75 mm	110953	8,88
127 × 76 mm	110954	12,10

16 Büroschere

- Edelstahl mit Plastikgriff
- Länge: 21 cm

Best.-Nr. 115574 € 4,12





1 Soennecken Klebefilm, 15 mm x 10 m

Packung mit 10 Rollen
Best.-Nr. 110532 € 3,14

2 Pritt Klebestift

- Ohne Lösungsmittel
- Gewicht: 22 g

Best.-Nr. 110975 € 2,47

3 Ablagekorb, weiß

Best.-Nr. 110955 € 2,56

4 Prospekthüllen A4

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 110956 € 3,38

5 Papierkorb

- Kunststoff, schwarz
- Inhalt: 18 Liter

Best.-Nr. 110958 € 3,28

6 Edding Permanent Marker 3000

- Strichstärke ca. 1,5–3,0 mm
- Rundspitze

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	110959	2,78
rot	111343	2,78
grün	111344	2,78
blau	111365	2,78

7 Soennecken Kugelschreiber Nr. 25

- Mine blau

Best.-Nr. 110960 € 0,59

8 Soennecken Textmarker

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110961	0,50
gelb	111373	0,50
grün	111453	0,50
orange	111457	0,50
blau	111470	0,50

9 Faber-Castell Bleistift HB

Best.-Nr. 110968 € 0,65

10 Faber-Castell Radierer

- Für Blei- und Buntstift, Tinte
- Kombiradierer rot/blau
- Kautschuk

Best.-Nr. 110966 € 0,74

11 Bleistiftspitzer, Metall

Best.-Nr. 110967 € 0,70

12 Tipp-Ex Rapid, Flasche mit 25 ml

Best.-Nr. 110971 € 2,87

13 Stempelfarbe

- Ohne Öl
- Farbe: schwarz

Flasche mit 25 ml
Best.-Nr. 110972 € 1,76



14 PC-Tastaturschutz

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- Außenseite/ Oberfläche desinfizierbar
- Reinigung im aufgezogenen Zustand mit Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %)
- Maße: 400 x 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück
Best.-Nr. 127584 € 2,98

15 Versandtaschen C4 braun, selbstklebend

Maße: 229 x 324 mm
Packung mit 250 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	110519	24,69
mit Fenster	110516	27,81

16 Briefumschlag C6 weiß, selbstklebend

Maße: 114 x 162 mm
Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114252	1,08
mit Fenster	114254	2,01

17 Briefumschlag DL weiß, selbstklebend

Maße: 110 x 220 mm
Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114251	1,04
mit Fenster	114253	1,20

18 Privatrezeptblock



Block mit 500 Stück
Maße: 110 x 220 mm
Best.-Nr. 130245 € 7,95





IGEL – INDIVIDUELLE GESUNDHEITS- LEISTUNGEN/ NATURHEILKUNDE

- Akupunktur
- Schmerztherapie
- Therapie- & Untersuchungsgeräte



€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.
Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop co-med.de

Mit IGel den Praxisumsatz steigern: Jetzt informieren.

Akupunkturnadeln



TeWa Einmalnadeln

- Aus hochwertigem, medizinischem Edelstahl
- Mit guter Hautverträglichkeit
- Mit hoher Bruchfestigkeit
- **Mit Silikonbeschichtung**
- Schmerzarmes Einstechen

Packung mit 100 Stück
Kunststoffgriff ohne Führungsröhrchen

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 × 15	blau	293016	5,14
0,25 × 40	lila	293017	5,14
0,30 × 30	gelb	293018	5,14



1

1 SEIRIN® B-Typ: Die Beliebteste

3-fach poliert, Silikon beschichtet, Standardnadel
Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 × 15	blau	245240	9,95
0,25 × 30	violett	118581	9,95
0,25 × 40	purpur	245241	9,95
0,30 × 30	braun	245242	9,95
0,30 × 50	braun	245243	9,95
0,35 × 50	schwarz	245244	9,95



2

2 J-Typ: Die Sanfte

3-fach poliert, Silikon beschichtet, mit Führungsröhrchen
Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,16 × 15	rot	118582	10,60
0,12 × 30	dunkelgrün	118583	10,60
0,16 × 30	rot	245247	10,60
0,20 × 30	blau	119520	10,60
0,25 × 30	violett	115868	10,60
0,30 × 30	braun	119357	10,60
0,25 × 40	violett	245248	10,60
0,30 × 50	braun	245249	10,60



3

3 NEW PYONEX: Die sanfte Dauernadel

- Farblich codiert
- Kleine Größen für Kinder und schmerzempfindliche Patienten
- Mit atmungsaktivem Pflaster

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,11 × 0,30	orange	294592	17,30
0,15 × 0,60	gelb	293096	17,30
0,17 × 0,90	grün	293097	17,30
0,20 × 1,20	blau	293098	17,30
0,20 × 1,50	pink	293099	17,30

4 Silberbauer Typ PS3 Elektrischer Punktstift

- Optische und akustische Anzeige
- Batteriebetrieb
- Maße: 14 × 1,5 cm (L × Ø)
- Gewicht: 60 g (inkl. Batterie)
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:


Punktstift PS3, 1 × gefederte Sonde (vergoldet),
1 × starre Sonde (Messing), 1 × Ring zur Schalldämpfung
bzw. Lautstärkeregelung, 1 × Lithium Batterie,
1 × Kunststoff-Schutzkästchen, 1 × Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 118352

€ 194,45



4



Akupunkturnadel

- Silikonisiert mit Kunststoffgriff
- Ohne Führungsröhrchen
- Nadeln einzeln in Blisterkammer, 5 Nadeln pro Blister

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 x 15	blau	119531	3,75
0,30 x 30	braun	119532	3,75
0,30 x 50	braun	122173	3,75

Ohrmodell

- Aus hochwertigem Silikon
- Zum Erlernen und Üben der Ohrakupunktur
- Maße: 9 cm (Ohrmuschel in Originalgröße)

Ausführung	Best.-Nr.	€
links	122251	12,75
rechts	122252	12,75



Moxazigarren, pur

Auch für Nadel-Moxa geeignet

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 292120

€ 11,51

SPORTS-TEX Bandagen

- Wasserfest, elastisch (130 – 140 %)
- Kein Ablösen der Ränder und kein Spannungsverlust, auch bei längerer Tragezeit
- Extrem belastbar, High-Quality Baumwolle
- Sehr hautfreundlich, Acrylatkleber der neuesten Generation
- Allergiefrei
- Größe: 5 m x 5 cm

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
haut	114034	7,90
blau	114035	7,90
gelb	114036	7,90
grün	114037	7,90
pink	114038	7,90
schwarz	114039	7,90



Gitterpflaster zur Crosstherapie

- Für die Schmerztherapie
- Latexfrei
- Wasserfest und luftdurchlässig
- Hautschonend

Typ	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
A	2,0 x 2,5 cm	180 Stück	159078	9,90
B	3,0 x 4,0 cm	120 Stück	159079	9,90
C	4,0 x 5,0 cm	40 Stück	159080	9,90



Schröpfköpfe, mundgeblasen, ohne Olive, ohne Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	183967	6,80
2	ca. 3,5 cm	153347	6,49
3	ca. 4,4 cm	153348	7,16
4	ca. 5,0 cm	153349	7,97
5	ca. 6,5 cm	183749	9,30

Schröpfköpfe, mundgeblasen, mit Olive und Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	153350	12,00
2	ca. 3,5 cm	153351	13,78
3	ca. 4,4 cm	153352	14,14
4	ca. 5,0 cm	153353	17,47
5	ca. 6,5 cm	153354	16,56



NonDolens® Schröpfset

- Mit 19 Gläsern in verschiedenen Größen
- Gläser aus widerstandsfähigem Polycarbonat

Lieferumfang:

19 Gläser (13 x XL Ø 5 cm, 1 x L Ø 4,5 cm, 2 x M Ø 3,9 cm, 2 x S Ø 3,3 cm, 1 x XS Ø 2,6 cm), 10 Akupressur-Einsätze, 1 Handpumpe, 1 Verlängerungskabel

Best.-Nr. 118921

€ 59,00

Lichttherapie bei SAD und Schlafstörungen

medilight® home

- Kompakt und einfach zu bedienen
- Best.-Nr. 290253 € 485,00**



Technische Daten:

- Tageslichtähnlich
- UV-Anteil wird durch die Frontscheibe herausgefiltert

Modell	medilight® DL 272	medilight® home
Maße (H x B x T)	680 x 470 x 220 mm	500 x 310 x 200 mm
Leuchtfäche (H x B)	540 x 420 mm	400 x 250 mm
Gewicht	7,3 kg	3,3 kg
Anzahl Leuchten	8 Stück mit je 15 Watt	2 Stück mit je 36 Watt
Farbtemperatur	6500 K	5400 K
Beleuchtungsstärke in Lux	10.000 / 32 cm 2.500 / 83 cm	10.000 / 25 cm 2.500 / 64 cm
Mittlere Leuchtdichte	ca. 8500 cd/m ²	ca. 8500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor	1,05	0,98
Leistungsaufnahme	144 Watt	65 Watt

medilight® DL 272 für die Arztpraxis

- Mit höchster Qualität und Leistungsfähigkeit
- Betriebsstundenzähler für Anzeige der Restlebensdauer der Leuchtmittel
- Zeitschaltuhr von 0 – 20 Min.

Best.-Nr. 290483 € 1135,50



Mehrfach-Kalt-Warm-Kompressen

Mikrowellene geeignet

Anwendungsgebiete:

Heiß: Rückenschmerzen, Rheuma, Hexenschuss, Muskelkater usw.

Kalt: Prellungen, Zahnschmerzen, Fieber, Arthritis usw.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
13 x 14 cm	1 Stück	128007	1,11
12 x 29 cm	1 Stück	128008	1,30
16 x 26 cm	1 Stück	128009	1,66
21 x 38 cm	1 Stück	128010	3,61
30 x 40 cm	1 Stück	128011	4,51



Kälte-Sofort-Kompresse

- Innenbeutel zerdrücken und kurz schütteln

Anwendungsgebiete:

Akute Schmerzen, Sportverletzungen, Prellungen

Größe	Gewicht	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 x 21 cm	270 g	10 Stück	155942	19,71



ABRECHENBARER SPRECHSTUNDEN- BEDARF

- Kompressen
- Wundauflagen
- Wundverschluss
- Pflaster
- Binden
- Schienensysteme
- Nahtmaterial
- Herniennetze



Informationen zur Abrechnung des Sprechstundenbedarfs

Produkte und Preise

Alle Produkte des Sprechstundenbedarfs, die über die Krankenkassen abrechenbar sind, sind in diesem Katalog mit einem speziellen Zeichen, dem **Pinguin** markiert.

Regionale Verordnungsmöglichkeiten:

Bitte beachten Sie die spezifischen Verordnungsmöglichkeiten in Ihrer Region.

Unser Service für Sie:

Die Abrechnung mit der Krankenkasse übernehmen wir für Sie. Ihr Aufwand: Füllen Sie das Rezept aus und senden Sie es an uns. Für diese Serviceleistung fallen keine Extrakosten für Sie an.



Jetzt online
bestellen



Alle Preise können sich
innerhalb der Katalog-
laufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med
Fachhändler** oder besuchen Sie
unseren Onlineshop **co-med.de**



So füllen Sie das Rezept für Sprechstundenbedarf richtig aus:

- 1 Krankenkasse bzw. Kostenträger einsetzen
- 2 Sprechstundenbedarf eintragen
- 3 Kassennummer eintragen
- 4 Betriebsstättennummer eintragen
- 5 Arztnummer eintragen
- 6 Ausstellungsdatum
- 7 Artikel, Größe, Menge, max. 3 Artikel pro Rezept eintragen
- 8 „9“ ankreuzen für Sprechstundenbedarf
- 9 Praxisstempel
- 10 Unterschrift des Arztes/der Ärztin

Rezeptmuster 16 a Bay für Bayern

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Kassennummer eintragen | 4 Betriebsstättennummer eintragen | 7 Artikelbeschreibung: Name des Produktes, Größe (cm, ml usw.), Packungsinhalt, gelieferte Menge |
| 2 Krankenkasse eintragen | 5 Arztnummer eintragen | 8 Unterschrift des Arztes / der Ärztin |
| 3 Sprechstundenbedarf eintragen | 6 Ausstellungsdatum des Rezepts | 9 Praxisstempel auf der Rückseite |

Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!



COM-TeX®

Wundschnellverband STERIL

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage



Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	111843	27,40
10,0 × 6,0 cm	5,0 × 3,0 cm	50 Stück	122258	59,60
10,0 × 8,0 cm	5,0 × 4,0 cm	50 Stück	111903	66,75
10,0 × 10,0 cm	5,0 × 5,0 cm	50 Stück	115588	65,30
10,0 × 15,0 cm	5,0 × 10,0 cm	50 Stück	111904	87,75
10,0 × 20,0 cm	5,0 × 15,0 cm	50 Stück	111905	107,35

Wundschnellverband STERIL Transparent

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage
- Wasserabweisender PU-Film schützt die Wunde vor Feuchtigkeit und ist zum Duschen geeignet



Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	117541	42,60
10,0 × 10,0 cm	4,5 × 5,0 cm	50 Stück	117542	71,79
10,0 × 15,0 cm	4,5 × 10,0 cm	50 Stück	117543	83,70

COM-TeX® Kidstripe Kinderpflaster

- Hautfreundliches, wasserabweisendes Polyethylenfolie-Injektionspflaster mit Acrylat-Kleber
- Einzeln versiegelt in der praktischen Spenderbox
- Gemischt in 2 Größen (12 Stück Größe: 72 × 19 mm, 8 Stück Größe 63 × 19 mm)

Packung mit 20 Stück
Best.-Nr. 117544

€ 7,50



COM-TeX® Zellstofftupfer

- Aus hochgebleichtem Zellstoff nach DAB
- Glatte, fusselarme Oberfläche
- Hohe Aufsauggeschwindigkeit, großes Aufsaugvolumen
- Saubere Perforierung garantiert leichtes Abtrennen
- Größe: 5 × 4 cm

Beutel mit 2 × 500 Stück

Best.-Nr. 154005 € 10,87

Spenderbox*

- Passend für eine Rolle Zellstofftupfer
- Best.-Nr. 115355 € 18,22



Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!



COM-TeX® Injektionspflaster

- Beige: wasserabweisendes Trägermaterial mit Acrylatkleber
- Weiß: Anschmiegsames, weiches Trägermaterial aus non-woven Vlies mit Acrylatkleber
- Platzsparend geschüttelt in der praktischen Spenderbox oder auf Rolle zum einfachen, einzelnen Abreißen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 38 mm	400 Stück	154006	17,96
20 × 60 mm	200 Stück	154007	17,20

COM-TeX® Stripe Sensitive auf der Rolle, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 × 40 mm	250 Stück	116729	18,25



Mullkompressen

- 17-fädig, DIN 14079
- 100 % Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- 8-fach gelegt

Steril

Eingesiegelt zu 2 Stück
AP Packung mit 25 × 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153975	6,30
7,5 × 7,5 cm	153976	7,50
10,0 × 10,0 cm	153977	9,80

Unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153978	4,25
7,5 × 7,5 cm	153979	5,95
10,0 × 10,0 cm	153980	8,70



COM-TEX®



COM-TEX® Pore Vliespflaster

- Unelastisches, weißes Vlies
- Längs und quer reißbar
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit Kugelschreiber zu beschriften
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	117537	59,80
2,50 cm	12 Stück	117549	56,75
5,00 cm	6 Stück	117550	52,20




COM-TEX® Stretch Transparent Wundschnellverband

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles, transparentes Fixierpflaster
- Zum Duschen geeignet
- Mit hautfreundlichem Acrylatkleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	117545	28,75
10 cm	117546	55,20
15 cm	117547	82,75



COM-TEX® Stretch Wundschnellverband

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles Fixierpflaster aus weißem Vlies
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	115100	17,20
10 cm	115157	29,90
15 cm	115158	42,50
20 cm	115159	50,33

COM-TEX® Rollenpflaster Auf Kunststoffspule, daher „kernspin“ geeignet



COM-TEX® Silk

- Rollenpflaster aus weißer Kunstseide
- Leicht reißbar, mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157778	51,60
2,50 cm	12 Stück	157779	56,90
5,00 cm	6 Stück	157780	53,05



COM-TEX® Fixierpflaster

- Transparente, vorperforierte Polyethylenfolie
- Besonders leicht quer, längs und mittig reißbar
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	155914	59,40
2,50 cm	12 Stück	155915	57,40
5,00 cm	6 Stück	155916	54,95



COM-TEX® Derm

- Rollenpflaster aus braunem Taftgewebe
- Reißbar, mit Zinkoxid-Hotmelt-Kleber
- Passt nicht in den Pflasterabroller
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157775	44,65
2,50 cm	12 Stück	157776	45,65
5,00 cm	6 Stück	157777	43,00

COM-TEX® Plast auf der Rolle

- Wundschnellverband aus weißem Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115197	13,25
6 cm	115198	16,10
8 cm	115199	22,70

COM-TEX® Med auf der Rolle

- Wundschnellverband aus beigefarbenen Wetaid-Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115194	12,40
6 cm	115195	14,15
8 cm	115196	16,65



COM-TeX®



COM-TeX® Mullbinden „glatt“ und „gekreppt“

- Zum Fixieren von Salbenverbänden und Kompressen aller Art
- Sehr gut luftdurchlässiges und anschmiegsames Gewebe
- Länge: 4 m gedehnt
- Lose im Karton



Elastische Mullfixierbinde mit gekreppter Struktur „Krepp“

Packung mit 20 Stück

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153989	14,75
6 cm	153990	16,70
8 cm	153991	17,60
10 cm	153992	21,30
12 cm	153993	31,90

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	153994	75,25
8 cm	153995	79,95
10 cm	153996	102,80

Elastische Mullfixierbinde mit feiner Struktur „Glatt“

Packung mit 20 Stück

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153997	15,20
6 cm	153998	16,40
8 cm	153999	17,05
10 cm	154000	21,10
12 cm	154001	30,02

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	154002	64,25
8 cm	154003	74,20
10 cm	154004	88,80



COM-TeX® Haftbinden

- Kohäsive elastische Fixierbinden
- Mit feiner oder gekreppter Struktur
- Universeller Einsatzbereich
- Sehr wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden
- Haftet dank mikropunkteller Latexbeschichtung nur auf sich selbst und nicht auf Haut und Haaren
- Länge: 20 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

1 Weiß

Größe	Glatte Struktur Best.-Nr.	€	Gekrepte Struktur Best.-Nr.	€
4 cm	157787	14,15	157791	13,95
6 cm	157788	15,50	157792	14,65
8 cm	157789	17,00	157793	16,85
10 cm	157790	19,60	157794	18,35



2 Die Bunten Krepp / Glatt

Größe	Best.-Nr.						€	
	Krepp	rot	blau	gelb	grün	schwarz		lila
4 cm	129530	129531	129525	129526	129527	129523	129524	13,95
6 cm	157799	157800	157801	157802	157803	111912	111913	14,80
8 cm						111914	111915	16,95
8 cm	157807	157808	157809	157810				17,25
10 cm	157815	157816	157817	157818	111916	111917		18,55
Glatt								
4 cm	129519	129520	129522	129529	129520	129521		13,95
6 cm	157795	157796	157797	157798	115328	115330		15,60
8 cm	157803	157804	157805	157806	115331	115332		17,25
10 cm	157811	157812	157813	157814	115333	115334		19,70

COM-TeX® IDEAL Idealbinde

- Dauerelastisch und strapazierfähig
- Dichtes Gewebe, gut luftdurchlässig und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil (67 %)
- 100 % dehnbar
- Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	111906	28,50
6 cm × 5 m	111907	37,50
8 cm × 5 m	111908	46,80
10 cm × 5 m	111909	61,25
12 cm × 5 m	111910	74,80
15 cm × 5 m	111911	92,45



**COM-TeX® Dur Kompressionsbinde**

- Sehr kurzer Zug
- Dauerelastisch und hautfreundlich
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 40 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm	115238	171,80
10 cm	115246	204,40
12 cm	115247	249,35

**COM-TeX® Lan Haft Kompressionsbinde**

- Kohäsive Kompressionsbinde mit kurzem Zug
- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Gute Haftung und rutschfester Sitz dank der mikropunktuellen Latexbeschichtung
- Keine Verbandklammern nötig
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 50 %)

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm	115262	18,20
10 cm	115279	21,90

**COM-TeX® Coolaris* Stützverband**

- kühlender, leichter Stützverband ohne Alkohol
- Binde kühlt sehr angenehm während des Trockenvorgangs (2 bis 4 Std.)
- Längselastisches und leicht modellierbares Mullbindengewebe in einer Hydrocolloidmatrix aus Alginat und einer Dispersion von Zinkoxid
- Einfaches, faltenfreies Anlegen in einem Zug
- Einzel im Alubeutel versiegelt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	115591	124,30
8 cm × 5 m	115592	148,80
10 cm × 5 m	129613	174,45

**COM-TeX Universalbinde Krepp / Glatt**

- Luftdurchlässig
- Für Stütz- und Entlastungsverbände sowie leichte Kompression
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Krepp		
6 cm	115294	30,25
8 cm	129617	41,95
10 cm	129618	52,85
12 cm	129619	62,15

Größe	Best.-Nr.	€
Glatt		
6 cm	129630	34,60
8 cm	129631	43,00
10 cm	129632	56,80
12 cm	129633	66,00

COM-TeX® Soft Polsterbinde

- Aus 100 % Polyesterfasern, ungebleicht
- Mechanisch vernadelt, nicht verklebt, ohne Zusatz von chem. Bindemitteln
- Gut luftdurchlässig und aufgrund der glatten Oberflächenstruktur faltenfrei anlegbar
- Länge: ca. 3 m



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	12 Stück	115295	32,10	108 Stück	115315	246,20
8 cm	12 Stück	115296	40,02	72 Stück	115316	219,70
10 cm	12 Stück	115297	47,89	72 Stück	115324	263,50
12 cm	12 Stück	115298	54,80	36 Stück	115325	153,70
15 cm	12 Stück	115299	66,20	36 Stück	115327	192,55

**COM-TeX® Lan Kompressionsbinde**

- Mit kurzem Zug
- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 80 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115248	99,44
8 cm	115249	108,55
10 cm	115257	137,65
12 cm	115258	149,30

**COM-TeX Zinkleimbinde**

- Elastische Mullbinde mit Zinkleim überzogen
- Lässt sich faltenfrei anmodellieren
- Verrutscht nicht
- Zur Anwendung auf intakter Haut

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	129622	127,34
8 cm × 7 m	129623	135,95
10 cm × 7 m	129620	141,55
10 cm × 10 m	129621	189,25



COM-TeX®



COM-TeX® Fix Synthetik Netzschlauchverband

- Elastische Verbandfixierung
- Anwendung auf intakter Haut
- Länge: 25 m gedehnt

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger, Hand, Unterarm	115188	44,30
A – Fuß, Knie, Arm	115189	58,30
B – Bein, Kopf	115190	89,20
C – mittlere Extremitäten, kleiner Rumpf	115191	142,20
D – große Extremitäten, Hüfte, Rumpf	115192	155,75
E – großer Rumpf, Achsel- und Schulterbereich	115193	167,60



COM-TeX® Fix Baumwolle Netzschlauchverband

- Elastische Verbandfixierung
- Anwendung auf intakter Haut
- Mit hohem Baumwollanteil
- Länge: 25 m gedehnt

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger, Hand, Unterarm	115090	34,65
A – Fuß, Knie, Arm	115091	55,35
B – Bein, Kopf	115092	78,37
C – mittlere Extremitäten, kleiner Rumpf	115093	135,50
D – große Extremitäten, Hüfte, Rumpf	115094	157,45
E – großer Rumpf, Achsel- und Schulterbereich	115095	160,45



COM-TeX® Tube Trikotschlauchverband

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband
- 100 % Baumwolle
- Länge: 20 m

Packung mit 1 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
1 – Fingerverbände	115160	8,80
2 – große Fingerverbände	115161	11,95
3 – Handverbände	115162	16,70
4 – Armverbände	115163	14,60
5 – Kinder-, Kopfverbände	115164	18,20
6 – Kopf, Knie, Oberschenkel	115166	22,20
6a – Knie, Oberschenkel	115169	28,80
7 – Körperverbände, Rumpf	115171	99,75
8 – große Körperverbände, großer Rumpf	115180	110,70



COM-TeX® Tubiquick Schlauchverband

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband mit farblicher Größenkennzeichnung
- Gutes Rückstellverhalten, dauerelastisch
- Länge: 10 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	1 – kleine Gliedmaßen	115096	22,20
grün	2 – mittlere Gliedmaßen	115097	28,90
blau	3 – große Gliedmaßen	115098	30,65
gelb	4 – sehr große Gliedmaßen	115099	55,55
beige	5 – Rumpf	115357	72,60



Com-TeX Langzugbinde, fein

- Elastische, hautfreundliche und atmungsaktive Kompressionsbinde mit 145% Dehnung
- Endableimung latexfrei
- Farbe: beige
- Länge: 7 m

Packung mit 8 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	130733	169,20
8 cm	130734	218,80
10 cm	129629	225,50
12 cm	130744	327,80



Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm	129614	266,75
7,5 cm	129615	328,10
10,0 cm	129616	373,75



COM-TeX® Frottée-Polsterschlauch

- Unterzug (Polsterung) für Castverbände aller Art
- Hautfreundlich (93 % BW), atmungsaktiv, röntgendurchlässig und wasserabweisend
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück

Größe	gedehnt bis	Best.-Nr.	€
4,0 cm	28 cm (max.)	153984	68,95
6,0 cm	33 cm (max.)	153985	73,20
8,0 cm	36 cm (max.)	153986	89,40
10,0 cm	38 cm (max.)	153987	114,10
12,0 cm	45 cm (max.)	153988	131,50

COM-TeX® Tape (o. Abb.)

- Unelastisches, strapazierfähiges Gewebe
- Leicht längs und quer reißbar
- Zink-Oxid-Kautschuk-Kleber
- Länge: 10 m

Farbe	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß	2,50 cm	18 Stück	157781	115,15
weiß	3,75 cm	12 Stück	157783	135,50
weiß	5,00 cm	6 Stück	155919	99,80
blau	3,75 cm	12 Stück	157785	135,50
rot	3,75 cm	12 Stück	157786	135,50

COM-TeX Castlonguette

- Orthopädischer, atmungsaktiver Schienenverband
- Mehrschichtiges Glasfasersystem mit Polyurethanharzbeschichtung
- Aktivierung bei Kontakt mit Wasser
- Hoher Tragekomfort durch weiches Polypropylenvlies
- Belastung nach ca. 20 min.
- Bis 60 Tage tragbar
- Länge: 4,5 m

Packung mit 1 Stück



Wundverschluss & Rollenpflaster

3M™ Steri-Strip™ – Das Original

- Sekretdurchlässig
- Hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden – daher kein Nachdehnen
- Exakte Wundrandadaptation auf einer Ebene und breitflächige Zugverteilung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
3 x 75 mm	12 x 5 Streifen	180497	57,84
6 x 75 mm	12 x 3 Streifen	180498	57,84
6 x 100 mm	12 x 10 Streifen	180500	77,76
12 x 100 mm	12 x 6 Streifen	180501	77,76
25 x 125 mm	25 x 4 Streifen	151336	260,25

3M™ Steri-Strip™ Blendtone – Das Chamäleon


- Mikroporöses Kunstseidenmaterial
- Besonders atmungsaktiv und sekretdurchlässig
- Dünn und unauffällig
- Besonders für die plastische und kosmetische Chirurgie geeignet



Größe	Anzahl je Umschlag	Best.-Nr.	€
6 x 75 mm	50 x 3 Streifen	121120	196,00
12 x 100 mm	50 x 6 Streifen	121122	274,00

Immobilisation

Auch in Farbe erhältlich.



3M™ Scotchcast™ Soft Cast

Semi-rigider Kunststoffstützverband auf Fibreglasbasis
Packung mit 10 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm x 1,8 m	180690	95,00
weiß	5,0 cm x 3,6 m	180691	224,60
weiß	7,6 cm x 3,6 m	180692	252,00
weiß	10,1 cm x 3,6 m	180693	320,60
weiß	12,7 cm x 3,6 m	180694	346,20

3M™ Scotchcast™ Plus

Rigider Kunststoffstützverband auf Fibreglasbasis, weiß
Packung mit 10 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 1,8 m	180698	99,90
5,0 cm x 3,6 m	180455	235,80
7,6 cm x 3,6 m	180456	264,60
10,1 cm x 3,6 m	180457	320,60
12,7 cm x 3,6 m	180458	363,50

In weiteren Farben erhältlich.



Die schnelle Schiene von der Rolle



3M™ Scotchcast™ Quick Step Roll Splint

- Beidseitig gepolsterte Schiene
- Angenehmes Polstermaterial mit fusselfreier Oberfläche
- Atmungsaktiver Filz auf beiden Seiten
- Mit 7-lagigem Scotchcast-Kern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,1 cm x 4,5 m	1 Rolle	119172	198,38
7,6 cm x 4,5 m	1 Rolle	119173	241,76
10,1 cm x 4,5 m	1 Rolle	119174	285,15
12,7 cm x 4,5 m	1 Rolle	119175	359,55

3M™ Micropore™ S

- Silikonbeschichtetes Pflaster
- Hautschonend ablösbar
- Konstante Klebkraft
- Größe: 2,5 cm x 5 m

Packung mit 12 Stück
Best.-Nr. 114454

€ 159,48



Rollenpflaster

1 Leukoplast®

Rollenpflaster aus Zellwollgewebe, hautfarben, für normale Haut
Anstaltspackung, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm x 5,0 m	24 Stück	175252	72,24
2,50 cm x 5,0 m	12 Stück	175253	54,24
5,00 cm x 5,0 m	6 Stück	175254	49,80
1,25 cm x 9,2 m	24 Stück	175917	92,16
2,50 cm x 9,2 m	12 Stück	175918	90,72
5,00 cm x 9,2 m	6 Stück	175606	91,02

2 Leukoplast® skin sensitive

Rollenpflaster aus Acetatgewebe mit Silikonauflage für besonders empfindliche Haut, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,50 cm x 2,6 m	12 Stück	123723	73,44

3 Leukosilk®

Rollenpflaster aus weißem Acetatgewebe für empfindliche Haut, **Anstaltspackung, ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm x 5,0 m	24 Stück	175258	81,12
2,50 cm x 5,0 m	12 Stück	175259	69,00
5,00 cm x 5,0 m	6 Stück	175260	63,66
1,25 cm x 9,2 m	24 Stück	175936	97,44
2,50 cm x 9,2 m	12 Stück	175937	96,12
5,00 cm x 9,2 m	6 Stück	175938	93,96

4 Leukopor®

Rollenpflaster aus Vliesstoff für sehr empfindliche Haut
Anstaltspackung, ohne Schutzring

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm x 5,0 m	24 Stück	175261	85,68
2,50 cm x 5,0 m	12 Stück	175262	73,08
5,00 cm x 5,0 m	6 Stück	175263	67,20
1,25 cm x 9,2 m	24 Stück	175929	90,24
2,50 cm x 9,2 m	12 Stück	175930	96,36
5,00 cm x 9,2 m	6 Stück	175266	89,46



Wundschnellverband

5 Leukomed® skin sensitive

- Für besonders fragile und empfindliche Haut
- Hautfreundliche und atraumatische Entfernung
- Bedeckt und schützt oberflächliche Wunden
- Absorbiert Blut und Wundflüssigkeit
- Atmungsaktiv und flexibel, auf Silikonbasis
- Sichere Fixierung, aber mehrfach repositionierbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 x 5 cm	5 Stück	127367	8,44
10,0 x 8 cm	5 Stück	127368	21,56
15,0 x 8 cm	5 Stück	127369	27,51
25,0 x 10 cm	5 Stück	127370	48,26
7,2 x 5 cm	20 Stück	127363	32,97
10,0 x 8 cm	20 Stück	127364	85,16
15,0 x 8 cm	20 Stück	127365	108,74
25,0 x 10 cm	20 Stück	127366	190,20

6 Leukomed®

Steriler Wundverband mit saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 x 5 cm	3,8 x 2,8 cm	156663	32,98
8,0 x 10 cm	4,0 x 6,0 cm	156664	86,90
8,0 x 15 cm	4,0 x 11,0 cm	156675	111,05
10 x 20 cm	5,0 x 16,0 cm	156669	147,65
10 x 25 cm	5,0 x 20,0 cm	156670	204,78
10 x 30 cm	5,0 x 25,0 cm	156676	275,97

7 Leukomed® T plus

Wasser- und keimdicht mit stark saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 x 5 cm	4 x 2,8 cm	156665	54,61
8,0 x 10 cm	4,0 x 6,0 cm	156671	92,78
8,0 x 15 cm	4,0 x 11,0 cm	156672	111,36
10,0 x 20 cm	5,0 x 16,0 cm	120079	151,41
10,0 x 25 cm	5,0 x 20,0 cm	156666	197,35
10,0 x 30 cm	5,0 x 25,0 cm	126285	272,25
10,0 x 35 cm	5,0 x 30,0 cm	126286	294,18

8 Leukoplast® Soft

Injektionspflaster

Besonders hautfreundlich durch Acrylat-Klebmasse, rundum klebend, **Packung mit 100 Pflastern**

Größe	Best.-Nr.	€
1,9 x 4,0 cm	180823	12,78

9 Leukoplast® Soft

Hypoallergenes Wundpflaster für empfindliche Haut, querelastisches, hautfarbenes Polyamidvlies, hypoallergene Acrylat-Klebmasse, ausgezeichnete Hautverträglichkeit
Meterware, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	175240	17,67
6 cm x 5 m	175241	22,13
8 cm x 5 m	122453	26,78

10 Leukomed® Control

- Bei nicht bis schwach exsudierenden Akutwunden
- Besonders geeignet zur Wundinspektion bei erhöhtem Infektionsrisiko, da vollständig transparent
- Keimdicht
- Wasserfest mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
- Extradünn und elastisch für angenehmen Tragekomfort
- Einzeln steril eingeschleibt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 7 cm	10 Stück	119578	44,97
7 x 10 cm	10 Stück	119579	87,26
8 x 15 cm	10 Stück	119580	144,94
10 x 24 cm	5 Stück	119581	140,31
10 x 35 cm	5 Stück	119582	200,67



Das bewährte kryochirurgische System zur Behandlung von Warzen und gutartigen Hautläsionen.

Histofreezer®

- Einfache Handhabung
- 3 Jahre haltbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit und hohe Patientenakzeptanz

Packung mit 2 Dosen je 80 ml und 52 / 60 Applikatoren

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
small	60 Applikatoren (2 mm)	129962	256,74
medium	52 Applikatoren (5 mm)	129890	213,93



Vollflächige Fixierung

1 Fixomull® stretch

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Verbandfixierung, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	152143	12,52
15 cm × 2 m	183475	14,81

Anstaltspackung

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	175924	21,52
10 cm × 10 m	175925	33,46
15 cm × 10 m	175926	50,85
20 cm × 10 m	175927	72,79
30 cm × 10 m	175648	104,21

2 Fixomull® transparent

Wasser- und keimdichte Klebefolie
Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	156373	34,54
10 cm × 10 m	156200	63,89
15 cm × 10 m	156317	95,82

3 Fixomull® skin sensitive

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Fixierung für besonders empfindliche Haut, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 5 m	121360	28,72
10 cm × 5 m	121361	55,70
15 cm × 5 m	121362	82,98
10 cm × 2 m	121359	24,26

Wundverschluss

4 Leukoplast® wound closure strip – Wundnahtstreifen

- Zum atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
- Verringerter Risiko von Hautmazerationen
- Lässt Feuchtigkeit durch
- Strips zu mehreren auf Applikationskarte
- Steril eingeschiegelt
- Latexfrei
- Farbe: weiß und hautfarben

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß			
6 × 38 mm	10 × 6 Strips	128711	31,64
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128844	112,09
6 × 75 mm	10 × 3 Strips	128842	30,62
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128717	129,59
6 × 100 mm	10 × 10 Strips	128807	77,46
12 × 100 mm	10 × 6 Strips	128713	63,25
beige			
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128714	112,09
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128723	129,59
12 × 100 mm	50 × 6 Strips	128884	249,39

Schlauchverbände

5 Elastofix®

- Der hochelastische Netzschlauch zur Fixierung von Wundauflagen, Anstaltspackung

Größe A = für kleine Extremitäten und Finger
Größe B = für große Extremitäten und kleine Köpfe
Größe C = für kleinen und mittleren Rumpf und große Köpfe
Größe D = für großen Rumpf

Größe	Best.-Nr.	€
A – 25 m gedehnt	175382	71,77
B – 25 m gedehnt	175383	109,36
C – 25 m gedehnt	175384	196,78
D – 25 m gedehnt	175385	220,41

6 Tricofix®

Der elastische Schlauchverband, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
A/1: Finger und Zehen		
1,5 cm × 20 m	175387	15,49
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger		
2,5 cm × 20 m	175388	16,62
C/3: Hand und Kinderarme		
4 cm × 20 m	175389	20,05
D/5: Hand-, Arm-, Fuß- u. Unterschenkel Erwachsener		
6 cm × 20 m	175390	22,45
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe		
8 cm × 20 m	175391	25,40
F/7: Oberschenkel und große Köpfe		
10 cm × 20 m	175392	29,01
G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe		
12 cm × 20 m	175393	33,67
K: für kleine Rümpfe		
16 cm × 10 m	175394	61,53
L: für große Rümpfe wie Mamma- Hüft- und Höschchenverband		
21 cm × 10 m	175395	67,68

7 Delta Terry-Net™ C Frotteeschlauch

- Aus Baumwolle
- Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 13,5 m	153225	191,44
7,5 cm × 13,5 m	153226	201,21
10,0 cm × 13,5 m	153227	230,42
12,5 cm × 13,5 m	153228	240,67
15,2 cm × 13,5 m	153229	292,62

8 Delta Terry-Net™ S Frotteeschlauch

- Mit Daumeneinschluss
- Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 38 cm	153236	96,42
5,0 × 46 cm	153237	102,44
7,6 × 38 cm	153238	102,44
7,6 × 46 cm	153239	108,89



1



2



3



5



6



4



8



Elastische Binden

1 Idealbinde

Nach DIN61632, Anstaltspackungen, für Sprechstunden- und Klinikbedarf, lose, ohne Verbandklammern,
Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m gedehnt	175919	51,30
6 cm × 5 m gedehnt	175920	50,60
8 cm × 5 m gedehnt	175921	64,00
10 cm × 5 m gedehnt	175922	82,30
12 cm × 5 m gedehnt	175923	105,30

2 Idealbinde Color blau

Nach DIN61632, lose, ohne Verbandklammern,
Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	153000	50,30
8 cm × 5 m gedehnt	152908	63,60
10 cm × 5 m gedehnt	153001	81,70

3 Unihaft

Kohäsive, elastische Binde, mit Latex-Beschichtung, weiß
Anstaltspackung, Großrolle

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 10 m gedehnt	175699	12,29
8 cm × 10 m gedehnt	175700	15,92
10 cm × 10 m gedehnt	175701	19,75
12 cm × 10 m gedehnt	175702	24,29

4 Uniflex® Universal

Für Stütz-, Entlastungsverbände und zur Fixierung, hautfreundlich, luftdurchlässig, weiß, lose
Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	175685	37,80
8 cm × 5 m gedehnt	175686	48,80
10 cm × 5 m gedehnt	175687	62,60
12 cm × 5 m gedehnt	175688	78,60

5 Uniflex® Color

Universalsbinde für Stütz- und Entlastungsverbände und zur Fixierung, luftdurchlässiges Gewebe mit hohem Baumwollanteil (63 %)

Packung mit 10 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 5 m gedehnt	117318	37,80
blau	8 cm × 5 m gedehnt	117319	48,80
blau	10 cm × 5 m gedehnt	128148	62,60
grün	6 cm × 5 m gedehnt	128149	38,50
grün	8 cm × 5 m gedehnt	128150	49,80
grün	10 cm × 5 m gedehnt	128157	63,90
rot	8 cm × 5 m gedehnt	128159	49,80
rot	10 cm × 5 m gedehnt	128160	63,90

Klebebinden

6 Tricoplast®

Längs- und querelastische Klebebinde, Acrylat-Klebmasse, hautfreundlich
Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180826	237,00
8 cm × 2,5 m gedehnt	180827	295,68
10 cm × 2,5 m gedehnt	180828	361,20

7 Acrylastic®

Elastische Klebebinde, Acrylat-Klebmasse, hautfreundlich
Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180829	175,86
8 cm × 2,5 m gedehnt	180830	215,16
10 cm × 2,5 m gedehnt	180831	267,24

Tapeverbände

8 Leukotape® classic

Farbige unelastische Klebebinde, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
Packung mit 12 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	3,75 cm × 10 m	180832	151,44
rot	3,75 cm × 10 m	180833	151,44
gelb	3,75 cm × 10 m	180834	151,44
grün	3,75 cm × 10 m	113264	151,44
schwarz	3,75 cm × 10 m	152424	151,44

Polsterbinden & -material

9 Artiflex®

Hochgebauchte Polsterbinde aus synthetischen Fasern, Binden lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 3 m	50 Stück	175374	159,68
10 cm × 3 m	30 Stück	175375	141,19
15 cm × 3 m	20 Stück	175376	135,80
20 cm × 3 m	15 Stück	175377	148,18

10 Delta-Rol®

Synthetische Polsterwattebinde
Packung mit 12 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 2,75 m	180538	26,83
7,5 cm × 2,75 m	180539	31,81
10,0 cm × 2,75 m	180540	46,81
15,0 cm × 2,75 m	180541	69,65

11 Specialist®

Polsterwattebinde mit hohem Baumwollanteil, aus 50 % Baumwolle und 50 % Viskose

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 3,6 m	24 Stück	180532	78,33
7,6 cm × 3,6 m	12 Stück	180529	58,62
10,1 cm × 3,6 m	12 Stück	180530	71,30
15,2 cm × 3,6 m	6 Stück	180531	47,36





Fixierbinden

1 Elastomull®

Elastische Fixierbinde, weiß
Anstaltspackung ohne Zellglas

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 4 m gedehnt	20 Stück	175271	20,60
6 cm x 4 m gedehnt	20 Stück	175272	20,20
8 cm x 4 m gedehnt	20 Stück	175273	20,20
10 cm x 4 m gedehnt	20 Stück	175274	27,60
12 cm x 4 m gedehnt	20 Stück	175275	43,20
4 cm x 4 m gedehnt	50 Stück	118195	48,00
6 cm x 4 m gedehnt	100 Stück	175276	89,00
8 cm x 4 m gedehnt	100 Stück	175277	91,00
10 cm x 4 m gedehnt	50 Stück	175278	58,50

2 Elastomull® haft weiß

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm x 20 m gedehnt	6 Stück	113595	103,26
8 cm x 20 m gedehnt	6 Stück	113596	117,12
10 cm x 20 m gedehnt	6 Stück	113597	130,80

3 Elastomull® haft color

Kohäsive, elastische Fixierbinde,
Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm x 20 m gedehnt	152810	18,80
blau	8 cm x 20 m gedehnt	152906	21,79
blau	10 cm x 20 m gedehnt	152998	24,37
rot	6 cm x 20 m gedehnt	152811	18,80
rot	8 cm x 20 m gedehnt	152907	21,79
rot	10 cm x 20 m gedehnt	152999	24,37

4 Gazofix® color

Kohäsive, elastische Fixierbinde
20 m gedehnt
Anstaltspackung mit 6 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm	116473	108,42
blau	8 cm	116474	123,72
gelb	6 cm	116475	108,42
gelb	8 cm	116476	123,72
grün	6 cm	124404	108,42
grün	8 cm	124405	123,72
pink	6 cm	116477	108,42
pink	8 cm	116478	123,72

Kompressionsbinden

5 Comprilan®

Textilelastische Kurzzugbinde zur Kompressionstherapie,
ca. 90 % Längsdehnung

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm x 5 m gedehnt	175713	102,40
8 cm x 5 m gedehnt	175714	127,30
10 cm x 5 m gedehnt	175715	160,80
12 cm x 5 m gedehnt	175716	172,60

Zink-Gel-Binden

6 Gelocast® elastic

Zink-Gel-Binde für phlebologische und orthopädische
Versorgung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm x 7 m	10 Stück	116148	173,30
8 cm x 10 m	10 Stück	116149	176,70
10 cm x 7 m	10 Stück	116150	179,60
10 cm x 10 m	10 Stück	116151	229,00

7 Gelostretch®

Zink-Gel-Binde, längs- und querdehnbar

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm x 7 m gedehnt	180825	169,30
10 cm x 5 m gedehnt	175939	145,30
10 cm x 7 m gedehnt	175940	176,60
10 cm x 10 m gedehnt	175941	226,90



1



2



3

Auch latexfrei!



4



5



7



Polsterbinden & -material

1 Delta-Dry® Softliner

- Wasserfestes, latexfreies, weiches Gewebe
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert Hautmazerationen, Juckreiz und Gerüche
- Kurze Trocknungszeit dank einzigartigem Drainage-Effekt
- Nur ein Material für eine optimale Polsterung nötig

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 10 m	115666	147,75
5,0 cm × 10 m	115667	164,88
7,5 cm × 10 m	115670	184,75
10,0 cm × 10 m	115671	201,16
12,5 cm × 10 m	115668	225,70



Fertigschienensysteme

2 Dynacast® Prelude

Synthetisches Schienensystem aus Glasfaser, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher, beidseitig aufgetragener Polypropylen-Polsterung

- Einfache und schnelle Applikation
- Maßgenau und kosteneffektiv durch individuellen Zuschnitt
- Sauberes Arbeiten beim Anlegen/Abnehmen
- Kurze Behandlungsdauer und frühe Belastbarkeit
- Stabil, leicht und haltbar,

Packung mit 1 Stück

Größe (Meterware)	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 4,6 m	184666	258,79
5,0 cm × 4,6 m	184667	310,60
7,5 cm × 4,6 m	184668	379,67
10,0 cm × 4,6 m	184669	420,81
12,5 cm × 4,6 m	184670	528,29
15,0 cm × 4,6 m	184671	724,63
20,0 cm × 2,3 m	153004	483,10

Synthetische Stützverbände*

3 Delta-Cast® Soft Stützverband

- Synthetisch, semirigid und glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen blau, rot, schwarz, Bärenatze, Herzmotiv)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	2,5 cm × 1,8 m	126289	193,92
blau	5,0 cm × 3,6 m	114872	357,80
blau	7,5 cm × 3,6 m	114890	402,47
blau	10,0 cm × 3,6 m	115658	485,01
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126193	357,80
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126194	402,47



5 Delta-Cast® Elite Stützverband

- Stabil aus Polyester, glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, hellblau, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm × 1,8 m	156674	168,38
weiß	5,0 cm × 3,6 m	172503	307,84
weiß	7,5 cm × 3,6 m	172504	327,30
weiß	10,0 cm × 3,6 m	172505	398,60
weiß	12,5 cm × 3,6 m	172506	451,10
blau	5,0 cm × 3,6 m	172510	307,84
blau	7,5 cm × 3,6 m	172511	327,30
blau	10,0 cm × 3,6 m	172512	398,60
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126197	307,84
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126198	342,03
gemischt	10,0 cm × 3,6 m	126200	416,54



6 Delta-Cast® Conformable Stützverband

- Synthetisch, aus Polyester, glasfaserfrei
- Packung mit 10 Stück** (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, schwarz, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm × 1,8 m	154786	183,40
weiß	5,0 cm × 3,6 m	175569	340,95
weiß	7,5 cm × 3,6 m	175570	379,00
weiß	10,0 cm × 3,6 m	175571	471,68
weiß	12,5 cm × 3,6 m	175572	524,32
blau	5,0 cm × 3,6 m	180552	340,95
blau	7,5 cm × 3,6 m	180553	379,00
blau	10,0 cm × 3,6 m	180554	471,68
schwarz	5,0 cm × 3,6 m	154694	340,95
schwarz	7,5 cm × 3,6 m	154695	379,00
schwarz	10,0 cm × 3,6 m	155656	471,68
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	122507	340,95
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126203	379,00
gemischt	10,0 cm × 3,6 m	126204	471,68



4 Delta-Cast® Prints Stützverband

- Stabil, aus Polyester mit Muster
- Packung mit 10 Stück**
(Mischpackung mit je 2 Rollen Pastel, Bärenatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage)

Muster	Größe	Best.-Nr.	€
Dinosaurier	5,0 cm × 3,6 m	121177	326,10
Pastel	5,0 cm × 3,6 m	126291	326,10
Pastel	7,5 cm × 3,6 m	121178	365,23
Bärenatzen	5,0 cm × 3,6 m	159060	326,10
Bärenatzen	7,5 cm × 3,6 m	159061	365,23
gemischt	5,0 cm × 3,6 m	126195	326,10
gemischt	7,5 cm × 3,6 m	126196	365,23



* In weiteren Farben/Motiven und als Mischpackung (eine Packung mit verschiedenen Farben/Motiven) lieferbar.



Tamponadestreifen

- Zum Einführen in & Ausfüllen von kleinen Körperhöhlen & Öffnungen
- Aus 100 % Zellwolle
- Mullband mit fester Webkante
- Hohe Nassfestigkeit
- Steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 cm x 5 m	5 x 1 Stück	117824	12,74
2 cm x 5 m	5 x 1 Stück	117853	14,61
6 cm x 5 m	2 x 1 Stück	130188	10,92
8 cm x 5 m	2 x 1 Stück	130189	11,03
1 cm x 2,5 m doppelt gewickelt	5 x 1 Stück	117854	11,79



Verbandzellstoffzuschnitte

- Hochgebleicht
- Aus miteinander verfilzten Zellulosefasern
- Mehrere übereinanderliegende, gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht)
- Weich und abriebfest

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 x 60 cm	5 kg	113292	36,98
20 x 20 cm	10 kg	183337	86,88
20 x 30 cm	5 kg	184221	42,03



Multitupfer FES-TUPF

- Dreieckige Hüthenform
- Optimale Saugfähigkeit durch spezielle FESMED-Faltung
- Schnelles Absaugen aller Arten Wundflüssigkeit durch die Ecken
- Alternativer Einsatz als kleines Wundkissen
- Eine Vielzahl anderer Größen und Abpackungen erhältlich

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
unsteril			
Nr. 9 haselnussgroß	300 Stück	184331	21,40
Nr. 12 walnussgroß	500 Stück	183339	42,36
Nr. 15 pflaumgroß	500 Stück	183340	48,21
steril			
Nr. 12 walnussgroß	20 x 1 Stück	124383	11,94
Nr. 12 walnussgroß	50 x 2 Stück	117849	39,51
Nr. 15 pflaumgroß	20 x 1 Stück	118422	12,99
Nr. 15 pflaumgroß	2 x 30 Stück	123256	14,62

Zellstofftupfer FES-ZELL

- 12-lagig
- Unsteril
- Hohe Saugleistung
- Weich und abriebfest
- Zur äußeren Wundversorgung und zur Hautreinigung vor Injektionen
- Auch geeignet für den Laborbereich
- Maße: 4 x 5 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 124387

€ 1,93



Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!

Wir übernehmen die Abrechnung der Rezepte mit den Krankenkassen!

Bitte beachten Sie Ihre regionalen Verordnungsmöglichkeiten!




Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!



Warzen eiskalt entfernen

Askina® Skin Freeze* Kryotherapie

- Hohe Sicherheit in der Anwendung
- Therapieerfolg ohne apparative Investitionen
- Schonende und effektive Behandlung für hohe Patientenzufriedenheit – unblutig und schmerzarm



Inhalt	Best.-Nr.	€
Set mit 150 ml Dose und 50 Applikatoren, Ø 5 mm	157950	137,87
Set mit 150 ml Dose und 50 Applikatoren, Ø 2 mm	158359	137,87

Der Patient wird durch diese unblutige und schmerzarme Behandlungsmethode kaum belastet. Die Gefahr der Narbenbildung ist minimal.



Mit einer Dose können ca. 20 Patienten mit je 3 Warzenbehandlungen erfolgen (ca. 60 bis 70 Anwendungen) Beispielhafte Berechnung Angaben ohne Gewährleistung

Abrechnungsbeispiel nach EBM

1. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
• 0300	Ordinationskomplex	236	150	122	157	210
• 02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
2. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
3. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
Summe Punkte		407	321	293	328	381

Orientierungspunktwert Stand 01.01.2016: 10,4361 Cent.

Fixierverbände / Schlitzkomresse

1 Askina® Soft I.V.*

Askina® Soft Clear I.V. – Transparent Fixierverband


- Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Kanülen und Kathetern
- Hoher Tragekomfort durch elastisches Vliesmaterial oder transparent und undurchlässig für Flüssigkeiten und Bakterien
- Infektionsschutz durch saugfähige Komresse
- Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers

Indikationen:

Leichte und sichere Fixierung von Kanülen und Kathetern

Packung mit 50 Stück

Größe	Ausführung	Best.-Nr.	€
a 6 × 8 cm	Vlies	151119	92,55
b 6 × 8 cm	Transparent	118603	90,37



2 Askina® Fix Fixiervlies

- Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- Hohe Formadaption und Elastizität
- Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
- Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	187708	17,27
10 cm × 10 m	1 Stück	187709	29,77
15 cm × 10 m	1 Stück	187710	41,42
20 cm × 10 m	1 Stück	187711	53,92



3 Askina® Pad S steril Schlitzkomresse

- Zur Wundversorgung von Kathetern (Drainagen, PEGSonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern) sowie Draht- und Nagelextensionen,
- Nichthaftende, saugstarke Schlitzkomresse

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 10 cm	100 Stück	128912	68,70



Wundverbände

1 Askina® Soft steril Wundverband

- Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff
- Mit hypoallergener Polyacrylat-Kleberbeschichtung
- Wundauflage mit microfeinem Gitternetz

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7,5 cm	50 Stück	116025	32,28
9 × 5,0 cm	50 Stück	187725	36,11
9 × 10,0 cm	50 Stück	187726	78,25
9 × 15,0 cm	40 Stück	187727	85,35
9 × 20,0 cm	30 Stück	187728	75,55

2 Askina® Injektionspflaster

- Für normale und sensible Haut
- Anschmiegsam mit hautfreundlichem kolophonium- und kolophoniumderivatfreiem Polyacrylatkleber
- Keine Wundverklebung
- Maße: 2 × 4 cm

Packung mit 250 Stück

Best.-Nr. 115353

€ 18,06



1



2



3

Mull-/Zellstoffprodukte

3 Askina® Brauncel® Zellstofftupfer

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 × 5 cm	1 Rolle mit 500 Tupfern	112647	5,54
Brauncel® Box*		115170	28,54

4 Askina® Cel Zellstoff

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
hochgebleicht in Lagen*	15 kg	175100	155,28
Rolle 36 cm breit	1 kg	175101	22,54
ungebleicht in Lagen**	15 kg	180971	107,03

5 Askina® Verbandmull

- Reines Naturprodukt, 100 % Baumwolle
- 100 % chlorfrei gebleicht
- Frei von optischen Aufhellern

Breite 10 cm

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 m Rolle	1 Stück	182899	6,72
5 m Rolle	1 Stück	182957	15,95
10 m Rolle	1 Stück	175097	30,71
20 m Rolle	Beutel mit 2 Stück	175098	97,80



5



6



8

Wundauflagen & Tupfer

6 Askina® Pad Wundauflage

- Nichthaftende, saugstarke, sterile Wundauflage
- Mit wundseitig, perforierter Folie vermeidet Verkleben mit der Wunde
- Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozess

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	100 Stück	187738	31,89
10 × 10 cm	100 Stück	187740	51,64
20 × 10 cm	100 Stück	187741	94,95



7

7 Askina® Mullkompressen

- Aus Verbandmull mit eingeschl. Schnittkanten
- 100 % Baumwolle und chlorfrei gebleicht

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rezeptur-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	5 × 2 Stück	175833	2,33
7,5 × 7,5 cm	5 × 2 Stück	175834	2,47
10,0 × 10,0 cm	5 × 2 Stück	175835	3,08
10,0 × 20,0 cm	5 × 2 Stück	175836	5,62
Sprechstunden-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	25 × 2 Stück	175079	6,28
7,5 × 7,5 cm	25 × 2 Stück	175080	7,15
10,0 × 10,0 cm	25 × 2 Stück	175081	9,55
10,0 × 20,0 cm	25 × 2 Stück	175837	17,30
unsteril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	100 Stück	175082	4,20
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	175083	6,41
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	175084	9,22
unsteril – 12-fach			
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	180001	9,55
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	180002	14,43
10,0 × 20,0 cm	100 Stück	183154	34,54


8 Askina® Schlinggazetupfer

- Zur Blutstillung, Wundreinigung und Hautdesinfektion
- 20-fädiger Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur.
- 100 % Baumwolle ohne Röntgenkontrastfaden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß, steril	4 Stück	180650	1,87
pflaumengroß, steril	20 Stück	180651	7,48
pflaumengroß, unsteril	2 × 500 Stück	180652	87,53
walnussgroß, unsteril	1 × 1000 Stück	180653	65,19



Fixierverbände



Askina® Elast fine

- Einfache, schnelle Applikationen auch an schwierigen Körperstellen (z. B. Gelenke)
- Kein Verrutschen der Binde
- Die Gelenkbeweglichkeit bleibt erhalten, die Blutzirkulation wird nicht behindert

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	20 Stück	175085	14,56
6 cm × 4 m	20 Stück	175086	15,29
8 cm × 4 m	20 Stück	175087	16,92
10 cm × 4 m	20 Stück	175088	20,65
12 cm × 4 m	20 Stück	175089	28,77
6 cm × 4 m	100 Stück	175090	75,03
8 cm × 4 m	100 Stück	175091	82,43
10 cm × 4 m	50 Stück	175092	51,60

Askina® Ideal

- Hautfreundliche Kurzzugbinde mit 100 % Baumwolle (DIN 61632)
- Mit Schlingkante, nicht ausfransend
- Saugt Körperflüssigkeit (Schweiß) auf
- Durch Waschen und spannungsfreies Trocknen kann der Dehnungsverlust wieder regeneriert werden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	10 Stück	175102	42,41
8 cm × 5 m	10 Stück	175103	54,25
10 cm × 5 m	10 Stück	175104	69,55
12 cm × 5 m	10 Stück	175105	87,73

Stütz- & Fixierverbände



Askina® Haft Color

- Fixierbinde nach DIN 61634 mit Webkante für leichte Stützverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Kohäsiv, auf sich selbst haftend
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid
- ca. 75 % längselastisch
- Länge gedehnt

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 20 m	187742	16,01
blau	8 cm × 20 m	187743	18,27

Askina® Kohäsive Fixierbinde

- Ungebleicht, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid

Vorteil für den Patienten:

Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und ungebleichte, luftige Webstruktur, ausgezeichneter Sitz auch an viel bewegten Körperteilen durch rutschfreie Haftung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 20 m	1 Stück	180646	14,89
8 cm × 20 m	1 Stück	180647	16,92
10 cm × 20 m	1 Stück	180648	19,12

Askina® Elast

- Grobe, hochelastische Fixierbinde, webkantig, 70 Viskose, 30 % Polyamid, weiß

Lose, Packung mit 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	180614	13,04
6 cm × 4 m	180615	13,77
8 cm × 4 m	180616	15,22
10 cm × 4 m	180617	18,52

Lose, Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 4 m	180621	45,40

Lose, Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 4 m	180619	67,29
8 cm × 4 m	180620	74,36

Askina® Zinkleimbinde

- Zur universellen Verwendung als Fixier-, Stütz-, Entlastungs- und leichter Kompressionsverband
- Dehnungsverhalten 60 % +/- 15 % längselastisch
- Enthält Zinkleimmasse

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m	115336	131,07
10 cm × 5 m	115337	117,71
10 cm × 7 m	115338	142,26

Sortimentsbox

- 10 Rollen in 5 verschiedenen Farben
- Maße: 8 cm × 4 m

Best.-Nr. 111103 € 47,11

Kompressionsverbände



1 Askina® Forte

- Die kohäsive Kurzzugbinde
- Komfort in der Kompressionstherapie

Material:

- 100 % Baumwolle
- Mit mikropunkteller Natur-Latex-Beschichtung

Eigenschaften:

- Kohäsive Kurzzugbinde
- Hautfarben
- Sterilisierbar
- Dehnungsverhalten: ca. 50 % längselastisch

Anwendung:

Kompressionsverbände bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände, für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm × 4,5 m	10 Stück	187757	219,46


2 Askina® Kurzzugbinde

- Dehnungsverhalten ≥ 90 % längselastisch
- Luftdurchlässig
- 100 % Baumwolle, sterilisierbar
- Hautfarben
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115340	91,43
8 cm	115341	110,23
10 cm	115342	137,35
12 cm	115343	147,93

Fingerverbände



3 + 4 Finger Bob® Fingerschnellverband

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück bunt	182700	29,51
6 Stück weiß	153396	5,96
6 Stück bunt	113728	7,41

Finger Bob® large

Anzahl	Best.-Nr.	€
25 Stück	116269	23,94



UrgoTüll Gitternetzverband

- Extra flexible Wundkontaktauflage, die die Wunde feucht hält
- Vielseitig einsetzbar bei traumatischen und postoperativen Wunden sowie Hautabschürfungen und Verbrennungen
- Mit Hydrokolloidpartikeln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 5 cm	10	154125	43,25
5 x 5 cm	120	157900	487,37
10 x 10 cm	10	114469	65,84
10 x 10 cm	60	157825	368,15
10 x 10 cm	120	114451	725,82
10 x 40 cm	10	114887	264,27
15 x 20 cm	5	111983	128,48
15 x 20 cm	10	130919	256,50
20 x 30 cm	5	115360	247,97

Urgo Idealbinde

- Idealbinde mit mittlerem Zug
- Trägermaterial: 1 % Polyurethan, 37 % Polyamid und 62 % Baumwolle
- Dehnbarkeit liegt bei >70 %
- Farbe: weiß
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	172055	32,78
6 cm	172056	44,50
8 cm	172057	57,92
10 cm	172058	72,45
12 cm	172059	86,18
15 cm	172060	108,55

Urgolast color Kurzzugbinde

- Farbige Kompressionsbinde mit kurzem Zug
- Erhältlich in rot, grün und blau (einzeln oder im Mix-Karton)
- Dehnbarkeit: ca. 80 %, 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid und 1 % Polyurethan
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	6 cm	152862	47,65
rot	8 cm	154641	60,37
rot	10 cm	152883	77,50
grün	6 cm	152708	47,65
grün	8 cm	154645	60,37
grün	10 cm	153355	77,50
blau	6 cm	118191	47,65
blau	8 cm	118192	60,37
blau	10 cm	118193	77,50
rot, grün, blau	6 cm	152638	47,65
rot, grün, blau	8 cm	154239	60,37
rot, grün, blau	10 cm	153647	77,50



Urgomull haft latexfrei Fixierbinde

- Elastische kohäsive Fixierbinde
- Luftdurchlässig und rutschfest
- Haftet nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Latexfrei: Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
- Dehnbarkeit: ca. 100 %
- Farbe: weiß
- Länge: 20 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	1	115639	14,72
6 cm	1	115640	16,01
8 cm	1	115641	18,39
10 cm	1	115642	20,61
6 cm	6	115643	92,93
8 cm	6	115644	106,36
10 cm	6	115645	117,69



Urgomull haft color latexfrei Fixierbinde

- Elastische kohäsive Fixierbinde in den Farben rot oder blau
- Luftdurchlässig und rutschfest
- Haftet nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Dehnbarkeit ca. 105 %
- Latexfrei
- Länge: 20 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm	115646	16,01
blau	8 cm	115647	18,39
blau	10 cm	115648	20,61
rot	6 cm	115649	16,01
grün	8 cm	115650	18,39
Grün	10 cm	115651	20,61



Urgostérile Wundverband

- Steriler, selbstklebender Wundverband
- Dehnbare, weiße Vliesstoffrückseite
- Integrierte, absorbierende Vlieskompressen, die nicht an der Wunde haften
- Lieferung in Sterilverpackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 x 70 mm (25 x 40 mm)	50	128242	32,89
100 x 80 mm (50 x 40 mm)	50	128809	78,88
100 x 100 mm (50 x 50 mm)	50	128808	80,08
150 x 100 mm (100 x 50 mm)	20	127516	44,36
200 x 100 mm (150 x 50 mm)	20	129075	52,55



Urgosyval Rollenpflaster

- Fixierung/Befestigung von Verbänden und medizinischen Geräten, speziell in Bereichen mit Schub- und Zugspannung
- Stark haftend
- Luftdurchlässig
- Rückstandsfreie Entfernung
- Farbe: weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 m x 1,25 cm ohne Schutzring	12	172024	41,04
5 m x 2,50 cm ohne Schutzring	12	172025	66,03
9 m x 1,25 cm ohne Schutzring	12	172027	45,78
9 m x 2,50 cm ohne Schutzring	12	172029	82,15
9 m x 5,00 cm ohne Schutzring	6	172030	86,86



Urgoderm Stretch Klebevlies

- Dehnbares Klebevlies
- Mit einem leicht zu schneidenden Schutzpapier abgedeckt
- Latex- und phthalatfrei
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	172031	20,13
10 cm	172032	31,88
15 cm	172033	44,99
20 cm	172034	58,76



Urgosoft Injektionspflaster

- Weiße, absorbierende, nicht haftende Wundauflage zur Abdeckung der Einstichstelle
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Elastisch
- Packung mit 500 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2 x 4 cm	127128	29,98
2 x 6 cm	127129	53,98



1 ES-Kompressen

- Mullkompressen aus Verbandmull, EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES)
- Steril eingeschiegelt 8-fach
- Anstaltspackung mit 25 × 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175476	6,65
7,5 × 7,5 cm	175477	7,79
10,0 × 10,0 cm	175478	10,35
10,0 × 20,0 cm	180032	18,91

Unsteril 8-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175479	4,52
7,5 × 7,5 cm	175480	6,90
10,0 × 10,0 cm	175481	10,09

Unsteril 12-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175482	6,32
7,5 × 7,5 cm	175483	10,39
10,0 × 10,0 cm	175484	15,75
10,0 × 12,5 cm	113776	24,47
10,0 × 20,0 cm	175485	36,51

Unsteril 16-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	175486	8,47
7,5 × 7,5 cm	175487	13,98
10,0 × 10,0 cm	175488	25,02
10,0 × 12,5 cm	184687	31,06

2 Pur-Zellin®-Box*

- Tupfer lassen sich einfach und hygienisch entnehmen
- Kontaminationsgeschützte Aufbewahrung

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 175494 € 36,04

3 Pur-Zellin®

Zellstofftupfer von der Rolle, aus hochgebleichtem Verbandzellstoff, Rollen zu 500 Stück je 4 × 5 cm

OP-Packung mit 1 Stück

Unsteril Best.-Nr. 112317 € 5,51

Keimreduziert Best.-Nr. 129488 € 5,92



Watte

- Zick-Zack Lagen

Packung mit 400 g

Best.-Nr. 183870 € 8,15



4 Omnifix® elastic

- Hypoallergenes Fixiervlies zur vollflächigen Verbandfixierung mit synthetischem Kautschuk-Kleber
- einzeln in Faltschachteln
- 10 m lang

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm	OP 2 Stück	153798	19,09
5,0 cm	OP 1 Stück	151309	18,13
10 cm	OP 1 Stück	151304	31,22
15 cm	OP 1 Stück	151315	44,25

5 Peha® Schlitzkompressen

- Aus Verbandmull, EN 14079, 17-fädig
- 12-fach steril
- zu 2 Stück eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	OP 2 × 50	175489	42,50
10 × 10 cm	OP 2 × 20	175490	21,05

6 Verbandmull ZZ

- EN 14079, 20-fädig, in Zickzack-Lagen, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 m	OP 1 Stück	175979	27,31
40 m	OP 1 Stück	175980	87,56



7 Zetuvit®

- Hochsaugfähige Komresse mit Vliesumhüllung
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	OP 25 Stück	182041	23,52
10,0 × 20,0 cm	OP 25 Stück	182042	30,03
13,5 × 25,0 cm	OP 10 Stück	153836	16,94
20,0 × 20,0 cm	OP 15 Stück	117428	44,57

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	AP 30 Stück	182448	13,07
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	183376	18,20
13,5 × 25,0 cm	AP 30 Stück	153837	23,39
20,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	184306	29,97

8 Zetuvit® Plus

- Mit Superabsorberkern, besonders saugfähig, weich und polstern
- Für stark exsudierende Wunden
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 10 cm	10 Stück	158406	60,00
10 × 20 cm	10 Stück	158407	98,43
15 × 20 cm	10 Stück	122401	142,00
20 × 25 cm	10 Stück	158408	209,81
20 × 40 cm	10 Stück	121684	369,36

9 Pagasling®

Schlinggazetupfer aus Verbandmull, EN 14079, 20-fädig Steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß	20 × 4 Stück	175495	33,25
	20 × 5 Stück	175496	36,64
eigroß	18 × 10 Stück	175498	94,32
extragroß	18 × 10 Stück	175499	201,39

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
haselnussgroß	AP 1000 Stück	175502	55,71
walnussgroß	AP 1000 Stück	175503	83,17
pflaumengroß	AP 2 × 500 Stück	175504	94,69
eigroß	AP 4 × 250 Stück	175505	165,33



1 Omnisilk®

Hypoallergenes Fixierpflaster aus Kunstseide mit synth. Kautschuk-Kleber auf Kunststoffspulen
Länge: 5 m, **mit Sprengring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Stück	120190	3,27
2,50 cm	OP 1 Stück	180021	5,45
5,00 cm	OP 1 Stück	180117	9,37

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Stück	180052	3,43
2,50 cm	AP 1 Stück	120435	5,94
5,00 cm	AP 1 Stück	120453	12,21

2 Cosmopor® Steril

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit Wundkissen aus 100 % Baumwollwatte und nicht verklebendem Micro-Netz als wundnahe Abdeckung, gute Saugkraft und Polsterwirkung
Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	OP 50 Stück	182192	28,48
10,0 × 6 cm	OP 25 Stück	182451	32,81
15,0 × 6 cm	OP 25 Stück	183017	36,20
10,0 × 8 cm	OP 25 Stück	182804	36,97
15,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183018	48,75
20,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183020	55,58
20,0 × 10 cm	OP 25 Stück	183019	59,28

3 Omniplast®

Fixierpflaster aus textilem Gewebe auf Kunststoffspulen, synth. Kautschuk-Kleber
Länge: 5 m, **mit Sprengring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Spule	180024	2,76
2,50 cm	OP 1 Spule	126829	4,57
5,00 cm	OP 6 Spulen	122117	46,37

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Spule	120186	3,26
2,50 cm	AP 1 Spule	120054	6,31
5,00 cm	AP 1 Spule	122803	12,37

4 Hydrofilm®

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter semipermeabler Polyurethan-Folie
Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7,0 cm	10 Stück	129060	17,22
6 × 7,0 cm	100 Stück	130069	163,29
10 × 12,5 cm	10 Stück	129202	40,62
10 × 12,5 cm	100 Stück	112960	382,77
10 × 15,0 cm	10 Stück	129347	40,56
10 × 15,0 cm	50 Stück	159812	190,72
15 × 20,0 cm	10 Stück	129196	90,53
15 × 20,0 cm	50 Stück	130867	419,74

**5 Cosmopor® transparent
Transparentverband**

- Zur postoperativen Versorgung von leicht exsudierenden Wunden
- Wasserdichter Verband mit zentralem, saugfähigem Wundkissen
- Wundkissen aus Viskosefasern mit Polyethylen-Netz
- Aus halbdurchlässiger Polyurethan-Folie
- Mit Polyacrylat-Kleber beschichtet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	5 Stück	130262	4,36
9,0 × 10,0 cm	5 Stück	130049	7,43
9,0 × 10,0 cm	50 Stück	130059	74,06
9,0 × 15,0 cm	5 Stück	129994	8,61
9,0 × 15,0 cm	25 Stück	129993	43,11
10,0 × 12,0 cm	25 Stück	130050	41,68
10,0 × 20,0 cm	25 Stück	130060	57,22
10,0 × 25,0 cm	25 Stück	130061	70,79

6 Hydrofilm® roll

Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	112967	17,37
5 cm × 10 m	112968	34,84
10 cm × 10 m	112969	65,40
15 cm × 10 m	112970	97,83

7 Omnitape®

Stark klebendes Pflasterband, unelastisch, sehr zugfest, leicht reißbar, auf Kunststoffspulen, weiß

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,00 cm × 10 m	180656	6,45
3,75 cm × 10 m	183009	11,75
5,00 cm × 10 m	180657	16,10

8 Rolta® soft

Besonders weiche Synthetik-Wattebinden, aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern, 3 m lang, einzeln banderoliert

In Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 6 Stück	180178	17,65
10 cm	OP 6 Stück	183073	27,39
15 cm	OP 4 Stück	180658	25,79

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 50 Stück	175556	118,88
10 cm	AP 30 Stück	175557	118,01
15 cm	AP 20 Stück	175558	112,15



1



2



3



4



5



6



7



8



1 Peha-haft®

- Kohäsive, elastische Fixierbinde mit luftdurchlässiger und hautfreundlicher Gewebestruktur
- Kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung
- 43 % Viskose, 37 % Baumwolle, 20 % Polyamid

Länge: 4 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	OP 1 Stück	128585	3,78
6 cm	OP 1 Stück	126766	4,07
10 cm	OP 1 Stück	112353	5,42
12 cm	OP 1 Stück	112354	6,53

Länge: 21 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 1 Stück	112355	16,71
6 cm	AP 1 Stück	127186	18,04
8 cm	AP 1 Stück	127185	20,58
10 cm	AP 1 Stück	127179	22,97
12 cm	AP 1 Stück	127181	28,75

lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 8 Stück	112360	140,58
8 cm	AP 8 Stück	112361	150,66
10 cm	AP 8 Stück	112362	171,42

2 Peha-haft® Color

Länge: 20 m gedehnt

Farbe	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
rot	6 cm	AP 1 Stück	157903	17,99
rot	8 cm	AP 1 Stück	157904	20,01
rot	10 cm	AP 1 Stück	157905	23,56
blau	6 cm	AP 1 Stück	127167	17,66
blau	8 cm	AP 1 Stück	127168	20,76
blau	10 cm	AP 1 Stück	157908	23,11

3 Peha-crepp®

- Superelastische Fixierbinden mit hohem Anteil an Naturfasern, gekräuselte Webstruktur
- Dehnbarkeit ca. 160 %, ohne Umschlagturen
- Schnell und einfach anzulegen
- Zuverlässiger und rutschfester Sitz
- Sterilisierbar

Länge: 4 m gedehnt, compact verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180078	80,87
8 cm	AP 100 Stück	183404	91,34
10 cm	AP 100 Stück	180080	114,65

lose in Kartons

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	183452	18,36
6 cm	AP 20 Stück	113906	18,60
8 cm	AP 20 Stück	113916	22,26
10 cm	AP 20 Stück	180013	23,42
12 cm	AP 20 Stück	183480	36,86



4

4 Stülpa®-Fertigverbände

- Nahtlos gestrickter Schlauchverband
- Gebrauchsfertig, abgemessen, abgebunden und gerollt
- Für Fingerverbände, Gr. 1

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 175529 € 30,78

5 Peha®-Lastotel®

- Hochelastische Fixierbinden
- Kettfäden aus gekräuseltm Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern
- Dehnbarkeit ca. 140 %

Länge: 4 m gedehnt, Compact verpackt, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180039	84,02
8 cm	AP 100 Stück	180040	92,57
10 cm	AP 100 Stück	180041	114,63

lose in Kartons, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	180038	16,54
6 cm	AP 20 Stück	180008	17,97
8 cm	AP 20 Stück	180009	20,03
10 cm	AP 20 Stück	180010	23,57
12 cm	AP 20 Stück	180056	32,93

6 Stülpa®-fix

- Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil

Länge: 25 m gedehnt

Größe Erw. / Kinder	Best.-Nr.	€
1 Finger / Finger, Hände	175517	39,70
2 mehrere Finger / Hände, Arme, Beine, Füße	175518	59,10
3 Hände, Arme / Kopf	175519	79,63
4 Beine, Füße / Torso	175520	143,28
5 Kopf	175521	162,60
6 Torso	175522	172,08

7 Stülpa®

- Nahtlos gestrickte Schlauchverbände, auf Rollen
- Zum Selbstanfertigen der Verbände

Rollen mit 15 m

Gr. 0 R - 1,5 cm breit für Kinderfinger- und Zehenverbände

Gr. 1 R - 2,5 cm breit für Fingerverbände

Gr. 2 R - 6 cm breit für Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände

Gr. 3 R - 8 cm breit für Fuß-, Bein-, Kinderkopf-, Hand- und Achselhöhlenverbände

Gr. 4 R - 10 cm breit für Kopf-, Bein-, Achselhöhlenverbände und Gesichtsmasken

Gr. 5 R - 12 cm breit für Kinderrumpf- und Streckverbände, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
0 R	OP 1 Stück	175523	9,24
1 R	OP 1 Stück	175524	12,80
2 R	OP 1 Stück	175525	15,38
3 R	OP 1 Stück	175526	19,30
4 R	OP 1 Stück	175527	23,25
5 R	OP 1 Stück	175528	27,52



1



2



3



5



6



7



1

1 Varolast® Plus

- Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag
- In Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren
- Gut hautverträglich

Einzeln in Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	OP 1 Stück	110884	13,82
10 cm × 7 m	OP 1 Stück	122601	15,65
10 cm × 10 m	OP 1 Stück	114014	19,67

Einzeln verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	AP 16 Stück	154123	190,16
10 cm × 7 m	AP 20 Stück	158721	299,67
10 cm × 10 m	AP 20 Stück	154550	390,47

2 Idealast®-haft

- Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug
- Dehnbarkeit ca. 90 %
- Für mittelkräftige Kompression

Einzeln in Faltschachteln

Länge: 4 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180161	5,90
8 cm	OP 1 Stück	180162	7,33
10 cm	OP 1 Stück	180163	8,72
12 cm	OP 1 Stück	180164	10,14

Länge: 10 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 1 Stück	180074	11,79
8 cm	AP 1 Stück	180075	14,90
10 cm	AP 1 Stück	180076	18,16
12 cm	AP 1 Stück	180077	22,33

3 Idealbinden

- Klassische, textilelastische Binden
- DIN 61632-IB-S – schlingkantig, mit kurzem Zug,
- Dehnbarkeit ca. 90 %,
- Für starke Kompression

Länge: 5 m gedehnt

Lose in Kartons, ohne Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 10 Stück	152983	44,20
8 cm	AP 10 Stück	180069	56,90
10 cm	AP 10 Stück	153038	72,59
12 cm	AP 10 Stück	153811	91,12

Einzeln verpackt, mit Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180157	16,28
30 cm	OP 1 Stück	180158	24,37

4 Pütter-haft

- Kohäsive, dauerelastische Kurzzugbinde
- Dehnbarkeit ca. 60 %
- Für starke Kompression
- Hautfarben

Einzeln in Faltschachteln

Länge: 5 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180029	18,03
8 cm	OP 1 Stück	180030	21,20
10 cm	OP 1 Stück	180031	25,22
12 cm	OP 1 Stück	180159	31,03

Länge: 7 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180160	65,23

5 PütterFlex

- Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde
- Hautfarben
- Für sehr starke Kompression
- Mit Verbandklammern

Länge: 5 m gedehnt

Einzeln in Faltschachtel oder 10 Stück lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm	1 Stück	112954	14,57
10 cm	1 Stück	112955	17,82
8 cm	10 Stück	112956	131,02
10 cm	10 Stück	112957	165,12

PütterFlex Duo

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	2 Stück	112958	32,56

6 Pütter-Verband®

- Textilelastische, kräftige Kurzzugbinde
- Hautfarben

Länge: 5 m gedehnt, 2 Binden in einer Faltschachtel, mit 4 Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	1 Beutel	182020	32,43
1 Binde 8 cm + 1 Binde 10 cm	1 Beutel	159215	29,49



6



Postoperative Wund- & Transparentverbände

CUTIPLAST™ PLUS STERIL Vliesstoff

- Anschmiegsamer aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril
- Weich und anschmiegsam
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	110 Stück	114740	91,26
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	55 Stück	114741	113,28
15,0 × 7,8 cm	11,0 × 4,0 cm	55 Stück	114742	149,96
19,8 × 10,0 cm	15,5 × 5,3 cm	55 Stück	115399	195,00
24,8 × 10,0 cm	20,0 × 5,3 cm	55 Stück	115400	251,85
29,8 × 10,0 cm	25,0 × 5,3 cm	55 Stück	114917	341,87
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	5 Stück	153104	4,74
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	5 Stück	153105	11,42

OPSITE™ POST-OP Wundkissen

- Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril
- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundaufgabe mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Größe	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	100 Stück	172193	111,12
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	20 Stück	172194	40,40
12,0 × 10,0 cm	7,5 × 5,8 cm	10 Stück	153097	22,18
15,5 × 8,5 cm	12,0 × 3,7 cm	20 Stück	172195	48,34
20,0 × 10,0 cm	15,0 × 5,5 cm	20 Stück	153098	69,26
25,0 × 10,0 cm	20,0 × 5,7 cm	20 Stück	153099	74,33
30,0 × 10,0 cm	25,0 × 5,7 cm	20 Stück	153100	103,55
35,0 × 10,0 cm	30,0 × 5,7 cm	20 Stück	153101	124,25
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	6 × 5 Stück	153866	46,20
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	6 × 5 Stück	153867	74,25

OPSITE™ POST-OP VISIBLE Folienverband

- wasser- und bakteriendichter, atmungsaktiver Folienverband mit wabenförmigem Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie zur Versorgung postoperativer Wunden – steril
- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert Mazerationsrisiko
- Anpassungsfähig, transparent und duschfest
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel



Wundverband	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 × 10 cm	10 × 5,5 cm	20 Stück	159888	171,04
20 × 10 cm	15 × 5,5 cm	20 Stück	159889	198,91
25 × 10 cm	20 × 5,5 cm	20 Stück	159891	213,80



**OPSITE™ FLEXIGRID
OPSITE™ FLEXIFIX Wundverband**

- Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe zur Wundversorgung, Fixierung von Wundaufgaben oder als Hautschutz – steril
- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften
- Minimiert Reibung und Scherkräfte

OPSITE™ FLEXIGRID – steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7 cm	100 Stück	113009	238,40
10 × 12 cm	50 Stück	113008	254,73
10 × 12 cm	10 Stück	113007	51,50
15 × 20 cm	10 Stück	113010	97,92
12 × 25 cm	20 Stück	113011	149,75
6 × 7 cm	6 × 5 Stück	153868	77,98

OPSITE™ FLEXIFIX – zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz – unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	151034	37,29
10 cm × 10 m	1 Stück	152853	69,33
15 cm × 10 m	1 Stück	152854	102,96



OPSITE™ FLEXIFIX GENTLE Fixierfolie

- Unsterile, sanft haftende, transparente Fixierfolie mit Silikon-Beschichtung zur Fixierung von Primärverbänden, zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz – unsteril
- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Reibungsarme Oberflächenstruktur minimiert Reibung und Scherkräfte
- Minimiert das Risiko von Trauma beim Verbandwechsel durch sanft haftende Silikonbeschichtung
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 5 m	1 Stück	118604	51,03
5,0 cm × 5 m	1 Stück	118605	90,68
10,0 cm × 5 m	1 Stück	118425	128,16



Wunddistanzgitter



CUTICERIN™ Salbenkomresse

- Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit®-haltiger*, hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril
- Verklebungsarme Salbenkomresse
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	175766	56,76
7,5 × 20,0 cm	10 Stück	175767	82,91
7,5 × 7,5 cm	50 Stück	175768	276,22
7,5 × 20,0 cm	50 Stück	175769	393,67
20,0 × 40,0 cm	25 Stück	153106	760,83

*Eucerit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Beiersdorf AG.



JELONET™ Baumwollgaze

- Paraffinbeschichtete Baumwollgaze für oberflächliche, sezernierende Wunden – steril
- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich
- Schützt und minimiert das Verkleben mit der Wundfläche durch Beschichtung aus Weichparaffin

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	50 Stück	113138	83,60
10 × 10 cm	10 Stück	113139	19,91
10 × 10 cm	100 Stück	113140	195,44
10 × 40 cm	10 Stück	113141	60,86
15 cm × 2 m	12 Stück	153095	272,20

Wundverschluss



LEUKOSTRIP™ Wundnahtstreifen

- Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe
- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Zuverlässige Klebkraft
- Reduziert die Narbenbildung
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl Faltschachteln	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	10 Stück mit je 8 Streifen	113409	61,77
76 × 6,4 mm	10 Stück mit je 3 Streifen	175246	48,48
102 × 6,4 mm	10 Stück mit je 5 Streifen	113828	54,80
102 × 13,0 mm	10 Stück mit je 6 Streifen	175247	95,68

Größe	Anzahl Nahtmaterialboxen	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	50 Stück mit je 8 Streifen	175780	232,01
76 × 6,4 mm	50 Stück mit je 3 Streifen	175781	194,33
102 × 6,4 mm	50 Stück mit je 5 Streifen	175782	211,78
102 × 13,0 mm	50 Stück mit je 6 Streifen	175783	373,73
102 × 26,0 mm	25 Stück mit je 4 Streifen	175784	231,71



Innovative
Wundversorgung:
Jetzt informieren

Sonstige Verbände



CUTIFIX™ STRETCH Klebevlies

- Hautfreundliches Klebevlies von der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung – unsteril
- Keine Bewegungseinschränkung an Gelenken
- Anschmiegsam, flexibel und individuell zuschneidbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	157836	18,80
10 cm × 10 m	1 Stück	157837	33,71
15 cm × 10 m	1 Stück	157838	46,97



1 DROP® med

- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat

Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 7 cm	156552	29,90
10,0 × 6 cm	158718	47,07
10,0 × 8 cm	156554	66,87
10,0 × 12 cm	156556	72,20
10,5 × 15 cm	158719	79,80
10,5 × 20 cm	158513	99,62
10,5 × 25 cm	158729	115,66
10,5 × 30 cm	158730	132,98

2 STERIBLOCK® DIA

- Kompressionspflaster mit Superabsorber
- Sicherer Wundverband nach: Blutentnahmen, Infusionen, Injektionen, Shuntpunktionen, Portpunktionen, Impfungen
- Sicherer Wundverband bei Marcumarpatienten und kleinen Wunden
- Gut geeignet bei Pergamenthaut
- Schmerzarm ablösbar
- Einzeln, steril eingeschweißt

Packung mit 100 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	86 × 25 mm	156545	32,70
beige	95 × 28 mm	158516	32,70



3 TRUGLUE®

- Herausragende Anwenderfreundlichkeit und Patientenakzeptanz
- Sekundenschnelles Fixieren, auch bei unter Spannung stehenden Wunden
- Auch auf Schleimhäuten einsetzbar, z. B. in der Mundhöhle oder im äußeren Genitalbereich
- Nach dem Aushärten ist die Wunde wasserfest und belastbar
- Dosette mit je 0,3 ml



Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Dosetten	159019	77,86
10 Dosetten	159020	134,63
25 Dosetten	159021	298,00

4 STERIBLOCK® veno steril

- Steriles, einzeln eingeschweißtes Spezialpflaster
- Zur Fixierung von Venenverweil- und Butterfly-Kanülen sowie Drainagen
- Weiches, luftiges Vlies mit zentralem Wundkissen und ausgestanzter Schlitzzung
- Hoher Tragekomfort
- Mit hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Maße: 6 × 8 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 121259

€ 55,86

5 STERIGRAP®

- Steriler Wundnahtstreifen aus unelastischem Trägervlies
- Für nahtfreien Wundverschluss oder zur Entlastung von Nähten
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Packung mit 5 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
32 × 8 mm	10 Stück	127233	5,99
Knochenform	10 Stück	128359	5,60
75 × 3 mm	6 Stück	128360	5,70
75 × 6 mm	10 Stück	128362	6,18
100 × 6 mm	6 Stück	128363	6,18



Wundverbände

6 CUTIFLEX® MED

- Folie mit hoher Atmungsaktivität
- Mit Trägerfolie für einfaches Aufkleben
- Schützt vor Schmutz, Wasser und Bakterien
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat
- Wasserfest beim Duschen und bedingt wasserfest beim Baden und Schwimmen
- 550 % quer- und längselastisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,0 cm	50 Stück	126808	39,20
6,0 × 10,0 cm	50 Stück	126809	55,10
8,0 × 10,0 cm	50 Stück	126811	64,20
10,0 × 12,0 cm	50 Stück	126812	78,50
10,5 × 15,0 cm	50 Stück	126813	90,20
10,5 × 20,0 cm	50 Stück	126814	109,00

7 ELASTINA® SALVADITO

- Weich gepolstert, mit integrierter steriler Komresse
- Hygienische Handhabung bei maximalem Rundumschutz
- Universalgröße in Einzelpackung

Anzahl	Best.-Nr.	€
2 Stück	118613	5,10
10 Stück	124388	19,18



Inkl. steriler Komresse



Pflaster

1 DROP® 3D / QUADRA® 3D

- Buntes, einzeln eingeschweißtes Pflaster
- Mit saugstarker Wundauflage
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber besonders für empfindliche Kinderhaut
- Jede Packung mit zwei unterschiedlichen Motiven
- Mit 3D-Oberflächenstruktur



Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
DROP® 3D Größe: 5 × 7 cm			
Boys & Girls	50 Stück	159878	29,90
QUADRA® 3D			
Größe: gemischt 7,8 × 2,0 cm und 7,8 × 2,6 cm			
Girls	20 Stück	121288	2,75
Boys	20 Stück	121287	2,75

Phantasie
trocknet
Kindertränen!



2 INJECTION color

Injektionspflaster von der Rolle

- Luftdurchlässig aus weichem Baumwollvlies
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber
- Rundum klebend
- Maße: 39 × 18 mm

Spenderbox mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	112982	10,22
Marienkäfer	124018	10,22
SPOOKY (leuchtet im Dunkeln)	121656	10,22




4 MAXI® color

Wundschnellverband

- Maximal verträglich
- Weich und luftig
- Von der Rolle zuschneidbar
- Maße: 4 cm × 5 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
Fische	114723	13,95
Monster (leuchtet im Dunkeln)	122224	13,95



3 QUADRA®MED und CUTIFLEX®

- Schnelle und sichere Versorgung kleiner Wunden
- Geeignet nach Muttermal- und Warzenentfernung, Lasereingriffen usw.
- Schnell und einfach von der Rolle abzureißen
- Luftiges Vlies oder atmungsaktive Folie
- Faltenfreie Fixierung durch 2 Trägerfolien
- CUTIFLEX® ist wasserfest
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Praktisch für kleine chirurgische Eingriffe



Vliespflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
QUADRA® MED ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156548	25,80
QUADRA® MED SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	154486	23,70

Folienpflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
CUTIFLEX® ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156549	27,40
CUTIFLEX® SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	156550	24,80



5 idra®care Garza

- Sterile Gitternetzgarze zur feuchten Wundversorgung
- Baumwollnetz beschichtet mit Glycerol und 0,1 % Hyaluronsäure
- Einsatz bei Verbrennungen 2. Grades, chronischen Wunden und Verletzungen
- Verhindert Verkleben von Verbänden mit der Wunde
- Unterstützt die Granulation und Epithelbildung
- Maße: 10 × 10 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 128352

€ 14,25



Kompressen zur Versorgung von Dialyse-Shunts



ALGIPAD™ Komresse

- Sterile, nicht klebende Kompressen auf Calciumalginatbasis
- Können beidseitig und gefaltet verwendet werden
- Mit granulationsfördernder, wundreinigender und blutstillender Wirkung
- Hohes Saugvermögen
- Besonders geeignet für Shunt-Nachblutungen nach Dialyse und für gerinnungshemmende Therapie.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
3 × 3 cm	50 × 2 Stück	130234	142,00



PROTECATH DP Pochette™ Verbandset

- Besteht aus einem Fensterverband zur Abdeckung der Katheteraustrittsstelle und einem Schutzbeutel für den Konnektor (Peritoneal-Dialyse)
- Nichtklebende Fensterfolie erlaubt die Kontrolle der Punktionsstelle
- Eignet sich zum dauerhaften Tragen zwischen den Dialysebehandlungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
12,0 × 14 cm (Verband)	100 Stück	130237	402,00
7,5 × 12 cm (Beutel)			

Augenkompressen



OPTOMED®

- Sterile, selbstklebende Augenkomresse
- Mit nasalen Aussparungen für mehr Tragekomfort und optimalen Halt
- Hohe Atmungsaktivität vermeidet Feuchtigkeitsstau unter dem Verband
- Zur Versorgung von Verletzungen am Äußeren Auge und nach Operationen
- Auch geeignet, ein Auge abzukleben bei Gesichtsfeldprüfung
- Größe: 96 × 66 mm (B × H)

Größe	Anzahl pro Verpackung	Best.-Nr.	€
96 × 66 mm	10	130953	6,30
96 × 66 mm	25	110887	14,50



OPTOMED® Simplex

- Sterile, nicht klebende Augenkomresse
- Zur Versorgung von Oberflächenverletzungen am Auge und nach Operationen
- Randverschweißte, polsternde Komresse auch zur Ruhigstellung des Augenlids
- Zur Applikation von Medikamenten geeignet
- Passt sich optimal der Augenhöhle an
- Größe: 57 × 65 mm (B × H)

Packung mit 6 Stück
Best.-Nr. 130954

€ 7,20

Der Co-med Rundum-Service aus einer Hand

Gemeinsam mit **unseren 50 Anschlusshäusern** gewährleisten wir eine **ortsnahe Vollversorgung** mit **Medizinprodukten und Serviceleistungen**.



Unsere Serviceleistungen im Überblick:

- Rezeptabrechnung bei Sprechstundenbedarf
- Prüfung medizinischer Geräte
- Einrichtung medizinischer Geräte
- Wartung & Reparatur medizinischer Geräte
- Praxisplanung & Praxiseinrichtung
- Instrumentenaufbereitung
- Hygieneberatung & Erstellung von Hygieneplänen
- u.v.m.



Jetzt
informieren





Beiersdorf

Hansaplast® SOFT

- Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung aller Arten kleinerer Wunden und Verletzungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Standard			
4,0 cm x 5 m	1 Rolle	123980	13,53
6,0 cm x 5 m	1 Rolle	123613	17,59
8,0 cm x 5 m	1 Rolle	123981	21,25
Injektionspflaster			
1,9 cm x 4 cm	100 Stück	123614	9,99
Strips			
7,2 cm x 1,9 cm	100 Stück	123982	13,00



Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm x 5 m	1 Stück	124001	16,06
8 cm x 5 m	1 Stück	124002	19,94
Injektionspflaster			
4,0 x 1,9 cm	100 Stück	124003	9,90



Hansaplast® KIDS

Die Hansaplast Kinderpflaster zeigen die Lieblingscharaktere der Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet. Sie schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien.

- Farben für Kinder ungefährlich
- Nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Sichere Klebkraft verhindert ein Verrutschen
- Schmerzfrei zu entfernen und hautfreundlich
- Größe: 1,9 x 7,2 cm

Packung mit 100 Strips

Best.-Nr. 123615

€ 9,85



Hansaplast Steril

- Steriler Wundverband für postoperative Wunden
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktives Material
- Zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus
- Besonders geeignet für empfindliche Haut
- Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 x 7 cm	25 Stück	124453	12,28
8 x 10 cm	25 Stück	124455	26,27
10 x 15 cm	25 Stück	124457	38,00



Hansaplast® Universal

- Wasser- und schmutzabweisend
- Widerstandsfähiges Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Injektionspflaster			
4 x 1,9 cm	100 Stück	124437	9,32
Strips			
3,0 x 7,2 cm	100 Stück	124440	15,23
1,9 x 7,2 cm	100 Stück	124441	9,88



Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Meterware			
6 cm x 5 m	1 Stück	124443	15,48
8 cm x 5 m	1 Stück	124444	18,81
Fingerkuppenpflaster			
5 x 4,4 cm	50 Stück	124447	16,27



Hansaplast® CLASSIC

- Qualitativ hochwertige Pflaster für die schnelle Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- Atmungsaktives Material
- Extra starke Klebkraft

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	1 Rolle	123611	8,25
6 cm x 5 m	1 Rolle	123612	10,31
8 cm x 5 m	1 Rolle	123979	13,96



Hansaplast Sprühpflaster

- Für bewegliche als auch für schwer zugängliche Körperstellen geeignet
- Wasserfest
- Atmungsaktiv
- Schützt nach Auftragen direkt gegen Bakterien und Fremdpartikeln
- Transparent
- Flasche mit 32,5 ml

Best.-Nr. 182272

€ 5,42



Schienen

1 Fix-Verbandschienen Anton*

- weich und elastisch
- Überzug Polyethylen
- Aluminium-Kern
- röntgenfähig

Maße	Best.-Nr.	€
15 × 3 cm	130614	3,90
20 × 3 cm	130615	4,00
20 × 5 cm	117035	5,60
40 × 5 cm	130620	7,90
40 × 7 cm	183251	9,10
40 × 9 cm	130622	12,80
60 × 11 cm	130625	19,80



1




2

2 Aluminium Fingerschiene Pia*

- Gepolstert, Länge: 48 cm

Breite	Best.-Nr.	€
13 mm	151484	5,70
18 mm	151485	5,70
25 mm	117023	5,70



3 Aluminium-Fingerverbände Nils*

- Rolle mit 3 m, mit Polster

Breite	Best.-Nr.	€
15 mm	130627	28,50
19 mm	130628	28,50
25 mm	130629	28,50

4 Stack Knopfloch-Fingerschiene Till

- Für Finger-Mittelgelenk, hautfarben

Größe	Best.-Nr.	€
1	151979	22,10
2	151980	22,10
3	156152	22,10
4	159610	22,10
5	159609	22,10
6	112671	22,10



3



4



1

2

3



4

5

6

7

5 Böhler-Fingerschienen

- Röntgenfähig und individuell anpassbar
- Sie eignet sich dort, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung bzw. Öse gezogene Verband nicht abrutschen kann

Böhler-Fingerschiene, je 23 cm	Best.-Nr.	€
a Michael, rund	111019	8,50
b Hendrick, mit Kerbe	157834	9,60
c Clemens, mit Öse	157835	9,60



a



b



c

6 Cramer-Schienen Simon*

- Flach

Breite	Best.-Nr.	€
30 × 2 cm	111072	8,30
30 × 6 cm	153820	4,00
40 × 8 cm	152057	4,20



6

7 Stack Fingerschienen

- Zur Fixation des Finger-Endgelenkes
- Kunststoff weiß oder hautfarben

Größe	Lia weiß	Ida hautfarben	€
1	130633	153465	5,80
2	130634	153466	5,80
3	130635	113686	5,80
4	130636	152537	5,80
5	130637	153467	5,80
6	130638	153468	5,80

Sondergrößen auf Anfrage.



Achten Sie auf Landervereinbarungen!
Fragen Sie ggf. bei der Kasse nach.

Wattetrager & Mundspatel



1

1 Wattetrager

Groe	Anzahl	Best.-Nr.	€
150 × 3 mm spitz/stumpf	100 Stuck	155063	2,28
150 × 3 mm stumpf	100 Stuck	155060	2,03
200 × 3 mm spitz/stumpf	100 Stuck	155064	2,63
200 × 3 mm stumpf	100 Stuck	155058	2,37
250 × 3 mm stumpf	100 Stuck	155061	2,93
300 × 3 mm stumpf	100 Stuck	155062	3,43

2 Holz-Mundspatel fur Kinder

- Mae: 115 × 10 mm (L × B)

Packung mit 100 Stuck

Best.-Nr. 114085 € 2,57



2

3 Zungenspatel

- Standard-Ausfuhrung aus Holz
- Lange: 150 mm

Packung mit 100 Stuck

Best.-Nr. 129754 € 1,15



3

4 Kunststoff-Mundspatel

- Standard-Ausfuhrung
- Lange: 150 mm

Packung mit 100 Stuck

Best.-Nr. 120721 € 4,78



5 Holz-Mundspatel

Ausfuhrung	Lange	Anzahl	Best.-Nr.	€
keimreduziert	150 mm	50 Stuck	155655	3,80



6

6 Wattestabchen

Holz wattestabchen, mit kleinem Kopf

Groe (L × Ø Kopf)	Anzahl	Best.-Nr.	€
a 150 × 2,2 mm	100 Stuck	128384	2,94
b 230 × 5,0 mm	10 × 10 Stuck	128394	2,26

Holz wattestabchen, mit groem Kopf (10 mm)

Groe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
c 200 mm	50 Stuck	155059	3,01
150 mm	50 Stuck	152813	1,70

Kunststoff wattestabchen, mit groem Kopf (10 mm)

Groe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
d 150 mm	50 Stuck	157947	2,50



7

7 Wattetrager

- Steril
- Mit kleinem Kopf
- Aus Birkenholz
- Kopf Verbandwatte (100 % Baumwolle)

Groe	Anzahl	Best.-Nr.	€
150 × 5 mm	100 Stuck	127463	8,59



MODERNE WUNDVERSORGUNG

- Hydrogelprodukte
- Schaumverbände
- Silikon-Kompressen
- Wundauflagen



Praxis-Tipp

Abrechnung in der Wundversorgung

Die meisten Verbandstoffe und Produkte für die Wundversorgung werden als Sprechstundenbedarf abgerechnet.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Abrechnung von Material bei sehr schwieriger Wundversorgung geboten: Hierfür gelten sehr viele unterschiedliche Abrechnungskriterien.

Ihr Co-med Fachhändler hilft Ihnen gern bei der Abrechnung!

€ Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern.

Bitte fragen Sie Ihren **Co-med Fachhändler** oder besuchen Sie unseren Onlineshop **co-med.de**



Keimreduzierende Wundauflagen

1 Cutimed® Sorbact®

- Infektionsmanagement mit rein physikalischem Wirkprinzip
- Entfernt Bakterien und Pilze, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen
- Indiziert für infizierte oder infektionsgefährdete Wunden unterschiedlicher Genese
- Sicher erstattungsfähig in der Verordnung durch einzigartige DACC-Beschichtung

Kompressen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 x 6 cm	42 Stück	118239	267,82
7 x 9 cm	42 Stück	118225	669,83

Tamponade

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 x 50 cm	12 Stück	124380	284,22
2 x 50 cm	24 Stück	117987	473,40
5 x 200 cm	12 Stück	118721	660,82

2 Cutimed® Sorbact® Gel

- Mit Hydrogel imprägnierte Komresse aus Acetatfasern mit bakterienbindender Beschichtung
- Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe
- Sorbact-Technologie bindet Keime rein physikalisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	118236	231,77
7,5 x 15,0 cm	12 Stück	118127	321,46
15,0 x 20,0 cm	6 Stück	124379	390,42

Superabsorber

3 Cutimed® Sorbion®

- Superabsorber mit hoher Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung (auch unter Kompression)
- Breitflächiger Wundkontakt, gut verträglich
- Vermeidet Klumpenbildung im Verband
- Hülle mit Expansionsrand für hohe Reißfestigkeit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet Extra			
5,0 x 5,0 cm	5 Stück	119636	29,13
7,5 x 7,5 cm	5 Stück	119637	35,47
10,0 x 10,0 cm	5 Stück	119638	36,67
20,0 x 10,0 cm	5 Stück	119639	72,63
20,0 x 20,0 cm	5 Stück	119640	147,41
20,0 x 30,0 cm	5 Stück	126294	222,28
Cutimed® Sorbion Border			
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	129302	114,64
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	129304	205,89
20,0 x 20,0 cm	12 Stück	129305	376,76
10,0 x 23,0 cm	12 Stück	129306	261,98

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet S			
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	119623	65,56
7,5 x 7,5 cm	24 Stück	119624	129,54
12,0 x 5,0 cm	12 Stück	119625	73,99
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	119626	65,28
20,0 x 10,0 cm	12 Stück	119627	120,98
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	119628	144,89
15,0 x 15,0 cm	24 Stück	119629	284,89
20,0 x 20,0 cm	12 Stück	119630	251,91
20,0 x 20,0 cm	24 Stück	119631	495,50
20,0 x 30,0 cm	12 Stück	126292	415,83
20,0 x 30,0 cm	24 Stück	126293	817,24
Cutimed® Sorbion® Sachet XL			
45,0 x 25,0 cm	6 Stück	119632	370,53
45,0 x 25,0 cm	12 Stück	119633	733,55
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star			
Ø 8 cm	10 Stück	119634	145,29
Ø 14 cm	10 Stück	119635	214,07
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage			
10,0 x 10,0 cm	25 Stück	119641	224,46

Silikonschaumverbände

4 Cutimed® Sorbion® Carbon+

- Superabsorber mit Geruchsreduktion

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 x 15 cm	12 Stück	130207	170,52
15 x 25 cm	12 Stück	130208	276,31
25 x 25 cm	12 Stück	130209	447,11
25 x 35 cm	12 Stück	130210	625,94
28 x 48 cm XL	12 Stück	130211	961,45

5 Cutimed® Siltec®

- Hochabsorbierender Silikonschaumverband, für alle Wundphasen geeignet
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement
- Sanft haftend, auch für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Siltec® – 5 mm dick			
5 x 6 cm	12 Stück	118301	112,33
10 x 10 cm	12 Stück	118302	134,67
15 x 15 cm	12 Stück	118304	397,64
10 x 20 cm	12 Stück	118303	340,52
20 x 20 cm	6 Stück	118305	341,43
Cutimed® Siltec® L – 3 mm dünn			
5 x 6 cm	12 Stück	118310	78,10
10 x 10 cm	12 Stück	118311	142,14
15 x 15 cm	12 Stück	118312	405,19
Cutimed® Siltec® B – mit Hafrand			
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	118313	131,66
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	118323	143,88
10,0 x 22,5 cm	12 Stück	118314	354,07
12,5 x 12,5 cm	12 Stück	118315	216,33
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	118316	383,84
17,5 x 17,5 cm	6 Stück	118317	261,64
22,5 x 22,5 cm	6 Stück	118318	420,59

6 Cutimed® Siltec® Heel

- Anatomisch geformte Wundauflage mit extra-dickem Polyurethanschaum
- Für schwache bis starke Exsudatmengen
- Mit 2 zusätzlichen Fixierstreifen für leichte Applikation

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
16 x 24 cm (Plus Heel)	5 Stück	159867	192,58
16 x 24 cm (Heel 3D)	6 Stück	118319	278,73

7 Cutimed® Gelling Fiber

- Feucht haltender, gelbildender Faserverband
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement mit hoher Retentionsleistung – auch unter Kompression
- Schließt Exsudat und Bakterien ein
- Passt sich gut dem Wundbett an durch minimales Schrumpfen
- Lässt sich ohne Rückstände in einem Stück entfernen
- Fördert die Wundheilung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 5 cm	10 Stück	127486	52,96
10 x 10 cm	10 Stück	127489	191,95
15 x 15 cm	5 Stück	127490	204,00
2 x 45 cm	5 Stück	127491	150,00

Hydropolymerverband

8 Cutimed® HydroControl

- Zur Behandlung von trockenen und wenig bis mäßig exsudierenden chronischen und sekundär heilenden Wunden.
- Feuchtigkeitsregulierender, absorbierender Wundverband mit 4-fach Strategie
- Stimulation der Wunde und Unterstützung des autolytischen Debridements
- Exzellentes Exsudatmanagement
- Perfekte Feuchtigkeitsbalance
- Dünn, selbsthaftend und zuschneidbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 x 4,5 cm	10 Stück	119619	67,52
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	119620	101,71
15,0 x 15,0 cm	5 Stück	119622	237,33





HARTMANN

Kompressen

1 Grassolind®

- Wirkstofffreie Salbenkompressen
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	153838	13,00
7,5 × 10,0 cm	OP 10 Stück	184326	14,35
10,0 × 10,0 cm	OP 10 Stück	113779	16,64
5,0 × 5,0 cm	AP 50 Stück	153839	60,61
7,5 × 10,0 cm	AP 50 Stück	113650	63,92
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	153840	79,66

2 Atrauman®

- Wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem Polyesterüll
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	117181	27,91
7,5 × 10,0 cm	OP 10 Stück	113529	36,91
5,0 × 5,0 cm	AP 50 Stück	153835	118,24
7,5 × 10,0 cm	AP 50 Stück	154052	158,53
10,0 × 20,0 cm	AP 30 Stück	117175	226,59

3 Atrauman® Ag

- Silberhaltige Salbenkompressen mit antibakteriellen Eigenschaften
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	AP 10 Stück	156289	97,01
10 × 10 cm	AP 10 Stück	156291	146,81
10 × 20 cm	AP 10 Stück	156293	484,19

4 HydroClean®

- Aktive Wundreinigung durch Saug-Spül-Mechanismus, wirksames autolytisches Débridement
- Bis zu 3 Tage effektive Wirkung
- Keine Kontraindikationen und somit für alle Wunden einsetzbar
- Wasserdichte Deckfolie
- Mit hohem Gehalt an Ringelösung
- Nicht verklebende Silikon-Wundkontaktschicht
- Absorbiert und bindet Nekrosen, Fibrin, Exsudat und Bakterien sicher im Wundkissen
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 4,0 cm	119642	148,72
Ø 5,5 cm	119643	151,69
4,0 × 8,0 cm	122413	166,85
7,5 × 7,5 cm	113780	205,08
10,0 × 10,0 cm cavity	119645	226,22
Ø 4,0 cm	119646	154,76
7,5 × 7,5 cm	119647	208,69

5 HydroTac®

- Schneller epithelialer Wundverschluss durch AquaClear Technologie
- Gel auf der Wundseite gibt je nach Bedarf Feuchtigkeit an die Wunde ab
- Erhöhte Wachstumsfaktorenaktivität für schnelle Epithelisierung
- Verweildauer mehrere Tage für ausreichende Wundruhe
- Hoher Tragekomfort durch weichen Schaumkörper

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ø 6 cm	10 Stück	112946	106,63
10 × 10 cm	10 Stück	112948	135,16
10 × 20 cm	10 Stück	122188	268,72

6 HydroTac® comfort

- Mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie
- Steril einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	112950	110,06
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	112952	191,44
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	122411	357,67
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	122412	508,19

7 Hydrocoll®

Saugende Hydrokolloid-Verbände zur feuchten Wundbehandlung; selbsthaftend, steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	OP 10 Stück	153848	66,93
7,5 × 7,5 cm	OP 10 Stück	153849	102,74
10,0 × 10,0 cm	OP 10 Stück	188153	108,37
15,0 × 15,0 cm	OP 5 Stück	153850	131,15
20,0 × 20,0 cm	OP 5 Stück	153851	217,96

8 HydroTac® transparent comfort

Sterile Wundauflage mit einem hautfreundlichen umlaufenden Kleberand auf Polyacrylbasis. Zur Fixierung dieses Verbands sind keine weiteren Materialien erforderlich

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 10,0 cm	10 Stück	125752	82,05
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	125749	128,12
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	125751	198,37
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	125750	169,29

9 Zetuvit® Plus Silicone Wundauflage

- Besonders saugstarke Superabsorber-Wundauflagen
- Mit Zellstoff-Einlage und Superabsorber, Vliesstoffhülle und feuchtigkeitsabweisender Rückseite
- Selbsthaftende Silikonbeschichtung
- Für empfindliche Haut geeignet
- Kein Verkleben der Wunde mit dem Saugkissen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	130955	97,46
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	130956	119,33
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	130920	240,07
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	130212	391,50
20,0 × 25,0 cm	10 Stück	130958	425,35





Schaumverband ohne Haftrand



Mepilex® XT

- Für leicht bis mäßig exsudierende akute und chronische Wunden in allen Heilungsstadien (Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen, Dekubitus, traumatische Wunden oder sekundär heilende Wunden)
- Absorbiert alle Arten von Exsudat (dünnflüssig-hochviskos)

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 5 cm	5 Stück	119299	50,71
10 x 10 cm	5 Stück	118740	72,46
10 x 20 cm	5 Stück	118741	132,20
15 x 15 cm	5 Stück	118742	152,13
20 x 20 cm	5 Stück	118743	254,10
20 x 50 cm	2 Stück	119773	263,92

Schaumverband mit Haftrand



Mepilex® Border Flex

- Abdeckender, absorbierender Schaumverband mit Haftrand zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden mit wenig bis starker Exsudation
- Zur Behandlung von chronischen Wunden wie Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus, traumatischen Wunden (z. B. Skin tears) und chirurgischen Wunden, trockenen Wunden in Kombination mit Gelen, zur Reduzierung postoperativer Blasenbildung und zur Dekubitusprophylaxe (als zusätzliche Maßnahme zum Versorgungsstandard)
- 360° Flex Technologie für optimale Haftung und Anpassungsfähigkeit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	122595	113,40
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	122596	142,88
10,0 x 20,0 cm	10 Stück	129343	243,81
10,0 x 30,0 cm	10 Stück	129344	370,82
12,5 x 12,5 cm	10 Stück	122597	240,41
15,0 x 15,0 cm	10 Stück	122598	271,03
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	122599	370,82
7,8 x 10,0 cm, oval	5 Stück	124082	70,81
13,0 x 16,0 cm, oval	5 Stück	124321	145,15
15,0 x 19,0 cm, oval	5 Stück	126800	189,95

Silikontüll / Wunddistanzgitter



Mepitel® One Spenderbox

- Transparenter Silikontüll, einseitig mit Safetac Technologie beschichtete, sterile Wundkontaktauflage
- Zur Behandlung von traumatischen Wunden, Skin tears, Abschürfungen, Riss- und Schnittwunden, Operationswunden, oberflächliche Verbrennungen (bis Grad 2), Spalt- und Vollhauttransplantate, chronischen Wunden, wie Fuß- und Beinulzerationen, und als Hautschutz
- Bis zu 14 Tagen Liegedauer

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 x 7 cm	70 Stück	126716	245,00
9 x 10 cm	70 Stück	126717	350,00



Mepilex® Border Flex Lite

- Abdeckender, selbsthaftender, dünner, flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht bis mäßig exsudierender Wunden
- 360° Flex-Technologie für eine gute und sichere Haftung und Anpassungsfähigkeit
- Zur Behandlung von traumatischen Wunden, z. B. Schürfwunden, Blasen und Skin tears und chirurgische Wunden, chronischen Wunden, z.B. Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus und zum Schutz von gefährdeter und/oder empfindlicher Haut

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,0 x 5,0 cm	10 Stück	126711	40,04
5,0 x 12,5 cm	5 Stück	126712	51,48
7,5 x 7,5 cm	5 Stück	126713	48,05
10,0 x 10,0 cm	5 Stück	126714	65,78
15,0 x 15,0 cm	5 Stück	126715	127,56

Superabsorber



Mextra® Superabsorbent

- Abdeckender, superabsorbierender Verband für mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält
- Absorbiert Wundexsudat über die Wundkontaktschicht und hält es zuverlässig in seinem Kern fest

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
12,5 x 12,5 cm	117740	75,04
12,5 x 17,5 cm	117741	107,52
12,5 x 22,5 cm	117742	110,88
17,5 x 22,5 cm	117743	181,44
22,5 x 27,5 cm	117744	240,80
22,5 x 32,5 cm	117745	305,76
22,5 x 42,5 cm	122442	465,92

Fixierung



Tubifast™ 2-Way Stretch™

- Elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband
- Zur Sicherung und Abdeckung von Primärverbänden
- Fixiert zuverlässig ohne zusätzliche Hilfsmittel, engt dabei aber nicht ein und verursacht auch keine Kompression

Länge: 10 m

Packung mit 1 Rolle

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117733	26,75
grün	5,00 cm	116761	35,31
blau	7,50 cm	116762	39,59
gelb	10,75 cm	116754	67,41
violett	20,00 cm	117734	87,74

Länge: 1 m

Packung mit 12 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117735	51,36
grün	5,00 cm	117736	66,77
blau	7,50 cm	117737	71,90
gelb	10,75 cm	117738	111,71
violett	20,00 cm	117739	139,96



SmithNephew

Schaumverbände ohne Silber



1 ALLEVYN™ Life



- Der anpassungsfähige Allrounder: vielseitiger und zuverlässiger Silikon-schaumverband mit Hafttrand für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Geeignet für ebene und schwierige Körperstellen durch einzigartiges Kleeblattdesign
- Sanfte Haftung und schmerzloser Verbandswechsel dank Silikon-Gel-Beschichtung
- Besonders zuverlässige Haftung durch XL-Hafttrand
- Mehrschichtiger Aufbau dämpft Druck- und Stoßeinwirkungen von außen ab, damit der Patient sich gut geschützt fühlt
- Mit EXUMASK und EXULOCK Technologie
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Duschfest

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
10,3 × 10,3 cm	5,1 × 5,1 cm	115386	165,63
12,9 × 12,9 cm	7,6 × 7,6 cm	115387	208,70
15,4 × 15,4 cm	10,2 × 10,2 cm	115388	324,10
21,0 × 21,0 cm	15,4 × 15,4 cm	115389	527,49

2 ALLEVYN™ Life Heel



- Spezialform für den Fersenbereich
- Maße: 25,0 × 25,2 cm (Wundauflage 20 × 20,2 cm)

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 117719

€ 306,93



3 ALLEVYN™ Life Sacrum



- Spezialform für den Sakrallbereich

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
small 17,2 × 17,5 cm	12,4 × 8,5 cm	117717	670,08
large 21,6 × 23,0 cm	17,0 × 12,3 cm	117718	779,18



4 ALLEVYN™ GENTLE

- Der Anschmiegsame, sanft haftende Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.
- Ohne Hafttrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159890	69,87
10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159892	99,85
10,0 × 20,0 cm	5 Stück	159893	182,28
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159894	210,47
20,0 × 20,0 cm	5 Stück	159895	350,13

5 ALLEVYN™ Gentle Border



- Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Sanfter Halt und schmerzloser Verbandswechsel dank Silikonbeschichtung
- Duschfest, weich und dehnbar
- Hält ohne Sekundärfixierung



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159896	78,87
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	5 Stück	159897	99,38
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159898	154,34
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159899	286,59
10,0 × 20,0 cm	7,2 × 17,2 cm	5 Stück	112927	200,96
10,0 × 30,0 cm	6,5 × 26,5 cm	10 Stück	122570	491,44

6 ALLEVYN™ Gentle Border Lite



- Dünner, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril
- Anschmiegsam und flexibel dank 2 mm dünnem Schaum
- Mit Hafttrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	3,0 × 3,0 cm	10 Stück	114041	53,89
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	10 Stück	114042	127,60
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	10 Stück	114043	174,68
5,5 × 12,0 cm	3,0 × 9,5 cm	10 Stück	114044	136,71
8,0 × 15,0 cm	5,5 × 12,5 cm	10 Stück	114045	169,42
15,0 × 15,0 cm	12,5 × 12,5 cm	10 Stück	114046	338,75

7 DURAMAX™ S

- Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril
- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett
- Schließt Exsudat im superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Kann helfen, die Wundumgebungshaut vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	129307	149,97
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	129308	386,93
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	129309	535,10
20,0 × 25,0 cm	10 Stück	129310	641,29
20,0 × 40,0 cm	10 Stück	129311	985,78

8 ALGISITE™ M

- Kalziumalginat-Wundauflage für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen, zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tagen



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	151837	40,69
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	151838	101,72
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	151839	242,50
2,0 × 30,0 cm	5 Stück	151037	114,52



1 ALLEVYN™ Schaumverband nicht haftend



- Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandsliegezeit bis zu 7 Tage
- Fixierung notwendig, z. B. mit OPSITE™ FLEXIFIX



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 × 5,5 cm	12 Stück	114903	165,43
9,0 × 11,0 cm	12 Stück	115395	227,85
9,0 × 21,0 cm	12 Stück	115396	437,48
14,0 × 16,0 cm	12 Stück	115358	462,93
19,0 × 21,0 cm	12 Stück	115397	801,66

2 ALLEVYN™ Schaumverband Ferse nicht haftend



- Spezialform für den Fersenbereich
- Maße: 10,5 × 13,5 cm

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 115398 € 429,70



3 ALLEVYN™ Schaumverband haftend



- Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Mit Hafttrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest



Wundverband	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7 × 8 cm	5 × 5 cm	12 Stück	115390	183,72
12 × 13 cm	10 × 10 cm	12 Stück	115391	298,32
13 × 22 cm	10 × 20 cm	12 Stück	115392	496,58
17 × 18 cm	15 × 15 cm	12 Stück	115393	647,07
22 × 23 cm	20 × 20 cm	12 Stück	115394	903,73

4 ALLEVYN™ Sacrum



- Spezialform für den Sakralbereich -steril
- Ideal zur Dekubitisversorgung



Größe	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
17 × 17 cm	13,5 × 13,2 cm	10 Stück	152434	583,83
22 × 22 cm	18,0 × 18,0 cm	10 Stück	151035	685,35

Gelierender Wundfüller

5 DURAFIBER



- Schnell und hochabsorbierender, gelbildender Faserverband
- Einfach in einem Stück entfernbar
- Steril



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10 Stück	119679	77,41
10 × 10 cm	10 Stück	119680	280,44
15 × 15 cm	5 Stück	119681	280,43
4 × 10 cm	5 Stück	119682	53,31
4 × 20 cm	5 Stück	119683	102,97
10 × 12 cm	10 Stück	119684	247,01

Verbände mit Silber für infizierte Wunden

6 ALLEVYN™ Ag Gentle Border



- Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Verbandsliegezeit bis zu 7 Tagen



Wundverband	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	10 Stück	119690	252,69
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	10 Stück	119691	400,20
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	119692	472,95
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	10 Stück	119693	948,19

7 ACTICOAT™ FLEX 3

- Antimikrobielle Wundaufgabe mit Silber zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden
- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Schnelle Wirkungsentfaltung durch hochdosiertes Silber
- Als Tamponade geeignet



Wundverband	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	5 Stück	121392	93,46
4 × 15 cm	5 Stück	121393	177,35
10 × 10 cm	5 Stück	121394	224,04
10 × 10 cm	12 Stück	121395	537,55
10 × 20 cm	12 Stück	121396	890,35

8 ALLEVYN™ Silber Schaumverband nicht haftend



- nicht haftend aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Hohe Absorptionsfähigkeit
- Bis zu 7 Tage effektive Wirkung gegen ein breites Spektrum von Bakterien, inkl. MRSA (in Vitro)
- Anschmiegsam und zuschneidbar



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 × 5,5 cm	12 Stück	121388	234,66
9,0 × 11 cm	12 Stück	121389	404,88
14 × 16 cm	12 Stück	121390	853,57
19 × 21 cm	12 Stück	121391	1247,93

9 ALLEVYN™ Silber Schaumverband haftend



- Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril
- Mit Hafttrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bakterien- und wasserdichter, atmungsaktiver Topfilm
- Bis zu 7 Tage wirksam gegen ein breites Spektrum von Erregern, inkl. MRSA (in Vitro)



Packung mit 12 Stück

Wundverband	Wundaufgabe	Best.-Nr.	€
7,0 × 8,0 cm	5,0 × 5,0 cm	116541	303,22
9,5 × 11,0 cm	7,5 × 7,5 cm	115409	480,25
12,0 × 13,0 cm	10,0 × 10,0 cm	123081	549,76



Hautschutz



3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

- Hochleistungsfähiger Hautschutz zum Bedecken und für Schutz und Therapie intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,7 ml Applikator	4 Stück	127698	43,76
0,7 ml Applikator	20 Stück	126435	218,80
2,7 ml Applikator	4 Stück	124920	72,40
2,7 ml Applikator	20 Stück	124919	362,00



3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Schutz und Therapie intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 ml Applikator	5 Stück	126437	13,25
1 ml Applikator	25 Stück	126436	61,00
3 ml Applikator	25 Stück	126438	70,00
28 ml Sprühflasche	1 Stück	126439	23,25
28 ml Sprühflasche	12 Stück	126440	274,56



3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

- Schutz und Pflege intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 g Beutel	20 Stück	126443	29,20
28 g Tube	12 Stück	126441	138,72
92 g Tube	12 Stück	126442	301,32

Wundreinigung



3M™ Kerrasol™

- Zur effektiven Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml Spray	1 Stück	126444	8,26
250 ml Wundspüllösung	1 Stück	126447	13,38
1 Liter Wundspüllösung	6 Stück	126445	159,24

Antimikrobielle Wundauflagen



3M™ Silvercel™ Non-Adherent

- Silberhaltige antimikrobielle Hydroalginat-Wundauflagen mit EasyLIFT Präzisionsfilmentechnologie

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 5,0 cm	10 Stück	126460	44,90
10,0 cm × 20,0 cm	5 Stück	126457	146,05
11,0 cm × 11,0 cm	10 Stück	126459	142,50
2,5 cm × 30,5 cm	5 Stück	126461	105,75

3M™ Actisorb™ Silver 220

- Aktivkohlewundauflage mit Silber



Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,6 cm × 6,5 cm	10 Stück	126464	84,00
10,5 cm × 10,5 cm	10 Stück	126462	110,50
19,0 cm × 10,5 cm	10 Stück	126463	251,10

3M™ Actisorb™ Silberfrei

- Aktivkohlewundauflage



Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,6 cm × 6,5 cm	10 Stück	126468	77,10
10,5 cm × 10,5 cm	10 Stück	126467	99,10
19,0 cm × 10,5 cm	10 Stück	126466	201,80

3M™ Promogran Prisma™

- Protease-modulierende Matrix aus Kollagen/ORC/Silber



Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	10 Stück	126470	170,60
123 cm²	10 Stück	126469	430,70

3M™ Promogran steril

- Protease-modulierende Matrix aus Kollagen/ORC

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	5 Stück	126480	82,80
28 cm²	10 Stück	126481	149,00
123 cm²	5 Stück	126478	210,45
123 cm²	10 Stück	126479	382,10

Wunddistanzgitter



3M™ Adaptic™ Touch

- Nichthaftende Silikonwundkontaktschicht

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,6 × 5 cm	10 Stück	126482	37,70
7,6 × 11 cm	10 Stück	126484	55,30
12,7 × 15 cm	10 Stück	126485	177,70
20,0 × 32 cm	5 Stück	126486	176,95

Exsudatmanagement

Zur Befeuchtung der Wunde



3M™ Kerralite Cool™

- Feuchtigkeitsausgleichende Hydrogelwundauflage mit pro-ionic Technologie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,0 × 6,0 cm	5 Stück	126503	52,95
12,0 × 8,5 cm	5 Stück	126500	87,25
18,0 × 12,5 cm	5 Stück	126502	134,60

3M™ Kerralite Cool™ Border

- Feuchtigkeitsausgleichende Hydrogelwundauflage mit pro-ionic Technologie



Packung mit 5 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
8 × 8 cm	5,2 × 5,2 cm	126506	67,65
11 × 11 cm	7,3 × 7,3 cm	126504	83,90
15 × 15 cm	11,4 × 11,7 cm	126505	126,45

3M™ Kerrasol™ Wundgel

- Wundspray zur effektiven Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis



Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 g Tube	1 Stück	126507	17,37



3M™ Kerrasol™ Wundsprügel (o. Abb.)

- Wundsprügel zur antimikrobiellen Befeuchtung

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml	1 Stück	126508	31,86

Für schwach exsudierende Wunden



3M™ Tegaderm™ Absorbent

- Transparenter, absorbierender Hydroaktivverband

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,5 × 7,6 cm	3,8 × 5,7 cm	10 Stück	126509	81,02
11,1 × 12,7 cm	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126511	138,88
14,9 × 15,2 cm	10,1 × 10,1 cm	10 Stück	126512	214,10
14,2 × 15,8 cm	8,5 × 10,7 cm	10 Stück	126513	214,10
20,0 × 20,3 cm	14,9 × 15,2 cm	10 Stück	126514	405,06

Für mäßig exsudierende Wunden



3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border

- Silikon-Schaumverband Border, mit Haftrand

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm, quadratisch	10 Stück	126515	66,10
7,5 × 7,5 cm, quadratisch	10 Stück	126516	84,20
10,0 × 10,0 cm, quadratisch	10 Stück	126517	108,20
15,0 × 15,0 cm, quadratisch	10 Stück	126518	210,40
16,5 × 16,5 cm, Ferse / Ellbogen	5 Stück	126519	150,65
15,0 × 17,0 cm, sakral, klein	10 Stück	126520	333,50
18,5 × 22,0 cm, sakral, groß	5 Stück	126522	206,75

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Non-Bordered

- Silikon-Schaumverband, ohne Haftrand


Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,8 cm, quadratisch	10 Stück	126523	113,40
15,0 × 15,0 cm, quadratisch	10 Stück	126524	232,90



3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

- Schaumverband mit Kleberand

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,9 × 6,9 cm, Kleeblattform	2,5 × 2,5 cm	10 Stück	126532	90,00
7,0 × 7,6 cm, oval	3,1 × 3,8 cm	10 Stück	126531	90,00
8,8 × 8,8 cm, quadratisch	5,5 × 5,5 cm	10 Stück	126526	102,20
10,0 × 11,0 cm, oval	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126527	135,60
14,3 × 14,3 cm, quadratisch	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126528	180,70
15,6 × 14,3 cm, oval	10,0 × 11,0 cm	5 Stück	126529	150,30
22,2 × 19,0 cm, oval	14,0 × 17,1 cm	5 Stück	127500	234,40
13,9 cm, rund	7,6 × 7,6 cm	5 Stück	126534	145,10



3M™ Tegaderm™ Foam

- Schaumverband nicht selbstklebend

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm, quadratisch	10 Stück	126535	75,30
10,0 × 10,0 cm, quadratisch	10 Stück	126536	106,40
10,0 × 20,0 cm, rechteckig	5 Stück	126537	101,30
20,0 × 20,0 cm, quadratisch	5 Stück	126538	180,15
8,8 × 8,8 cm, geschlitzt mit Loch	10 Stück	126539	109,90



3M™ Kerracel™

- Gel-bildende Wundauflage aus Fasermaterial

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126540	156,20
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	126541	156,30
2,5 × 45,0 cm	5 Stück	126542	114,20
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126543	42,10

Für stark exsudierende Wunden



3M™ Kerramax Care™

- Superabsorbierende Wundauflage mit Exu-safe™-Technologie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126557	32,40
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126544	53,40
10,0 × 10,0 cm	50 Stück	126545	230,50
10,0 × 22,0 cm	10 Stück	126547	83,20
10,0 × 22,0 cm	50 Stück	126549	343,00
20,0 × 22,0 cm	10 Stück	126550	162,30
20,0 × 22,0 cm	30 Stück	126551	421,50
20,0 × 30,0 cm	10 Stück	126553	210,90
20,0 × 30,0 cm	30 Stück	126554	649,50
20,0 × 50,0 cm	10 Stück	126556	324,60



Wundreinigung



1 Prontosan® Wundspülung

- Sterile, gebrauchsfertige Wundspülung
- Gebrauchsfertige, sterile Spülung
- Spülung, Reinigung und Feuchthalten von Wunden und Wundverbänden
- Für langfristigen Gebrauch
- Entfernt und verhindert die Neubildung von Biofilm

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 ml Patronen	24 Stück	118628	85,32
350 ml Spritzflasche	1 Stück	156134	12,57
1000 ml Spritzflasche	1 Stück	112622	34,95

2 Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X

- Steriles Hydrogel zur Befeuchtung und Reinigung
- Reinigung, Dekontamination und Befeuchtung von Wunden
- Für langfristigen Gebrauch
- Entfernt Wundbeläge inkl. Biofilm und verhindert die Neubildung
- Reduzierung der Keimverschleppung und des Wundgeruchs
- In 2 Konsistenzen, als dünnflüssiges Gel oder mit hoher Viskosität (X)



Inhalt	Best.-Nr.	€
30-ml-Flasche	157176	18,43
Wound Gel X		
50-g-Tube	115862	28,39
250-g-Tube	118619	124,18

Hernien / Sprechstundenbedarf



Optilene® Mesh LP – Das Extraleichte

- Monofile Polypropylen
- Großporig (Porengröße 1,0 mm)
- Flächengewicht 36 g / m²
- Rundum-Elastizität

Packung mit 5 Stück

Bezeichnung	Abmessung	Best.-Nr.	€
Optilene® Mesh LP blue	5,0 × 10,0 cm	130869	497,50
Optilene® Mesh LP blue	7,5 × 7,5 cm	130870	497,50
Optilene® Mesh LP blue	7,5 × 15,0 cm	123493	497,50
Optilene® Mesh LP blue	10,0 × 15,0 cm	123491	497,50
Optilene® Mesh LP blue	15,0 × 15,0 cm	123492	497,50
Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails	4,5 × 10,0 cm	130976	497,50
Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails	6,0 × 14,0 cm	123475	497,50

Form



Optilene® Mesh LP blue



Optilene® Mesh LP blue Hole/ Tails



Herniennetze auch als 1 Stück verfügbar
Optilene® Mesh Elastic (leichtgewichtiges Netz), Optilene® Mesh (gewichtssreduziertes Netz) und Premilene® Mesh (schweres Netz) sind auf Anfrage erhältlich.

Hautkleber / Sprechstundenbedarf

Histoacryl® Gewebekleber

- Bei spannungsarmen Hautwunden, einschließlich minimal-invasiver chirurgischer Inzisionen
- Einsetzbar auch für die Sklerosierungstherapie von großen Ösophagus- oder Fundusvarizen
- Geeignet für die Fixierung von Herniennetzen, insbesondere bei Leistenhernien.
- Für Hautwunden bis zu 5 cm Länge
- Schnelle und effektive Wundverschlussmöglichkeit
- Farbe: blau zur einfachen visuellen Kontrolle
- Inhalt: 5 × 0,5 ml**

Best.-Nr. 175182


€ 168,90



** Gewebekleber auch in anderen Größen und als farblose Variante erhältlich



Resorbierbar



Nicht resorbierbar



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10), mittelfristig reißfest, mittelfristig resorbierbar

Glykonat, kurzfristig reißfest, kurzfristig resorbierbar

Polypropylen und Polyethylen

Polyamid 6

Polyester (PET), nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadeln

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DS 12	Monosyn® Quick ungefärbt	6/0	0,7	45	36	111919	353,00
	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	111920	353,00
	Novosyn® violett	6/0	0,7	45	36	111935	431,60
	Novosyn® violett	5/0	1,0	45	36	111936	431,60
	Optilene® blau	5/0	1,0	45	36	121280	235,00
	PremiCron® grün	4/0	1,5	45	36	159940	350,40
DS 16	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	111928	353,00
	Novosyn® violett	5/0	1,0	45	36	111937	300,80
	Novosyn® violett	4/0	1,5	45	36	111938	300,80
	Optilene® blau	5/0	1,0	45	36	121281	235,00
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	113208	142,10
	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	126660	142,10
DS 19	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	45	36	111929	297,30
	Monosyn® Quick ungefärbt	4/0	1,5	70	36	111930	353,00
	Novosyn® violett	3/0	2,0	45	36	111939	300,80
	Novosyn® violett	4/0	1,5	70	36	111940	300,80
	Optilene® blau	4/0	1,5	75	36	121282	235,00
	Optilene® blau	3/0	2,0	75	36	121283	235,00
	PremiCron® grün	4/0	1,5	45	36	159941	320,40
	PremiCron® grün	3/0	2,0	45	36	159942	320,40
DS 24	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	70	36	111931	353,00
	Monosyn® Quick ungefärbt	2/0	3,0	70	36	111932	353,00
	Novosyn® violett	4/0	1,5	70	36	111941	300,80
	Optilene® blau	3/0	2,0	75	36	121284	235,00
	PremiCron® grün	2/0	3,0	75	36	159943	320,40
DS 30	PremiCron® grün	1	4,0	75	36	159944	350,10
	Optilene® blau	2/0	3,0	75	36	121285	235,00

3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Mikrogravur und Mikropräzisionsspitze*

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DGMP 11	Monosyn® Quick	6/0	0,7	45	36	121264	577,50
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121265	299,00
	Optilene®	6/0	0,7	45	36	121266	348,00
DGMP 13	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	121267	544,80
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121268	299,00
	Optilene®	5/0	1,0	45	36	121269	360,00
DGMP 16	Monosyn® Quick ungefärbt	4/0	1,5	45	36	121270	544,80
	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	121271	299,00
	Optilene®	4/0	1,5	45	36	121272	360,00
DGMP 19	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	70	36	121273	638,10
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121274	299,00
	Optilene®	4/0	1,5	75	36	121275	360,00
DGMP 24	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	45	36	121276	577,50
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121277	299,00
	Optilene®	4/0	1,5	75	36	121278	360,00

* Auszug, weitere Nadel-Faden-Kombinationen auf Anfrage.



DermaSlide® Premium Hautnadel

- Mit exklusiver Golfballtechnologie
- Verfügbar für: Monosyn® Quick, Monosyn®, Optilene®, Dafilon®
- Sauberer Durchgang
- Stabiler Halt im Nadelhalter
- Hervorragend für Intrakutanähte
- Weniger Kraftaufwand



Resorbierbar

Vicryl rapid



Faden: gefärbt und ungefärbt

Eigenschaften:

- Geflochten
- Kurzfristig reißfest
- Kurze Resorptionszeit

Indikationen:

- Hautverschluss
- Adaption Weichgewebe
- Episiotomie
- Zirkumzision
- Mucosanähte in der MKG
- Schnell heilende Wunden

Monocryl Plus



Faden: gefärbt und ungefärbt

Eigenschaften:

- Monofil
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest

Indikationen:

- Hautverschluss
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Magen und Darm
- Uterus und vaginale Schleimhaut
- Harnblase und Ureter

PDS Plus



Faden: violett und ungefärbt

Eigenschaften:

- Monofil
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest
- Langsam resorbierbar

Indikationen:

- Adaption von Weichgewebe
- Magen und Darm
- Ophthalmologie
- Bänder und Sehnen
- Kapseln und Faszien
- Langsam heilende Wunden

Vicryl Plus



Faden: violett und ungefärbt

Eigenschaften:

- Geflochten
- Antibakterielle Beschichtung mit IGRACARE MP
- Mittelfristig reißfest

Indikationen:

- Allgemeiner Wundverschluss
- Magen und Darm
- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Uterus

Nicht resorbierbar

Prolene



Faden: blau und ungefärbt

Eigenschaften:

- Monofil
- Isolaktisch
- Inertes Gewebeverhalten

Indikationen:



- Adaption von Weichgewebe und Ligatur
- Neurochirurgie
- Ophthalmologie
- Kardiovaskular Chirurgie
- Hautverschluss

Nadelübersicht

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	Nadel	USP	metric	Länge (m)	Anzahl	Best.-Nr.	€
3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze								
 PS-3 16	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	4/0	1,5	0,70	12	123012	170,95
	Prolene blau monofil	PS3 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	127069	368,61
	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,75	36	123083	475,46
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123084	518,20
	PDS PLUS violett monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123085	544,90
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123086	544,90
	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	6/0	0,7	0,75	36	123087	486,13
 PS-2 19	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	2/0	2,5	0,45	36	114751	459,43
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123090	504,83
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123091	472,78
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123092	536,90
	Prolene blau monofil	PS2 PRIME	3/0	2	0,75	36	114208	414,01
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 PRIME	3/0	2	0,45	36	155141	419,36
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123094	507,51
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123095	539,56
	PDS PLUS violett monofil	PS2 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	123097	486,13
	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,45	36	155740	470,11
Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123098	518,20	
1/2-Kreis flache Rundkörpennadeln								
 RB1 plus 17	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	3/0	2	0,70	36	119778	285,81
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	4/0	1,5	0,70	36	121476	288,49
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	5/0	1	0,70	36	123099	293,82
 SH1 plus 22	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	2/0	2,5	0,70	36	121855	283,14
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	3/0	2	0,70	36	160659	285,81
 SH plus 26	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	2/0	2,5	0,70	36	160309	283,14
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,90	36	123100	291,14
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,70	36	115727	285,81
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS VB	4/0	1,5	0,75	36	123101	341,91



Das Plus-Prinzip



Um ein klassisches Nahtmaterial kann sich ein Biofilm bilden, der schädliche Bakterien vor der Körperabwehr schützt. Die so geschützten Bakterien können dann das Nahtmaterial nutzen, um tiefer in das Gewebe einzudringen. Die Idee hinter antibakteriellem Nahtmaterial ist die Bildung dieses Biofilms zu verhindern und so Infektionen vorzubeugen.

Multipass Hautnadel

- Sichere Penetration und Nadelpplatzierung
- Sanfter und verlässlicher Hautverschluss
- Konsistentere Nadelstiche bei minimalem Aufwand
- Verbunden mit dem Faden, dem Chirurgen vertrauen



Hautkleber

Dermabond Advanced

- Einmaliges präzises Auftragen
- Flexibel und stark
- Kosmetisch schön
- Hohe Patientenzufriedenheit

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ampulle mit 0,7 ml	6 Ampullen	115606	283,86
	12 Ampullen	115607	568,32

Herniennetze

Ultrapro Advanced Herniennetz

- Teilesorbierbar, Monocryl-Prolene-Composite
- Flexibles Netz passt sich den natürlichen Bewegungen der Bauchdecke mit einer 2:1 Elastizität an
- Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- Hält 2 x maximalen intraabdominalen Druck stand
- Kein sichtbares Bulging
- Netz ohne Knick in Planlage
- Blaue Streifen erleichtern die Orientierung und die Positionierung des Netzes
- Zuschneidbar auf die Bedürfnisse

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,0 x 12,0 cm	3 Stück	130788	367,92
7,6 x 15,0 cm	3 Stück	130789	574,87
10,0 x 15,0 cm	3 Stück	130790	635,57
15,0 x 15,0 cm	3 Stück	130791	715,72
30,0 x 30,0 cm	1 Stück	130792	644,82





RUSCH

Ballonkatheter



1 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED

Nach Tiemann, 1 Auge

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, mit vorgefüllter Spritze (10 ml/10% Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155638	19,84
Ch. 14	155639	19,84
Ch. 16	155640	19,84
Ch. 18	155641	19,84
Ch. 20	155642	19,84
Ch. 22	155643	19,84
Ch. 24	155644	19,84

2 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED

Zylindrisch, 2 Augen, volle Spitze

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, Füllvolumen Ballon 10 ml, mit vorgefüllter Spritze (10 ml/10 % Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155631	16,79
Ch. 14	155632	16,79
Ch. 16	155633	16,79
Ch. 18	155634	16,79
Ch. 20	155635	16,79
Ch. 22	155636	16,79
Ch. 24	155637	16,79



3 Ballonkatheter

Ballonkatheter RÜSCH-GOLD aus Silkolatex

Zylindrisch, 2 Augen, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück

Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175183	2,52
Ch. 14	175184	2,52
Ch. 16	175185	2,52
Ch. 18	175186	2,52
Ch. 20	175187	2,52
Ch. 22	175188	2,52
Ch. 24	175189	2,52

4 Ballonkatheter

Ballonkatheter RÜSCH-GOLD aus Silkolatex

Nach Tiemann, 1 Auge, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück

Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175190	7,99
Ch. 14	175191	7,99
Ch. 16	175192	7,99
Ch. 18	175193	7,99
Ch. 20	175194	7,99
Ch. 22	175195	7,99
Ch. 24	175196	7,99

5 SUPRAFLEX®-Wechselset

Steril, zur suprapubischen Harnblasendrainage, Spiralmandrin aus Edelstahl, teflonbeschichtet, mit flexibler Sicherheitsspitze und markierter rigider Spitze, ca. 100 cm lang. Ballonkatheter aus SILKOMED® (100 % Silikon), Normkatheterstopfen, Fixierpflaster

Abgabereinheit: 5 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 12	186142	40,94
Ch. 14	186143	43,28
Ch. 16	186144	43,64



6 Standard-Katheter-Set Typ DK CE 0124

Steril, Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich

Abgabereinheit: 50 Stück

Best.-Nr. 151828

Stück € 7,63



octenisept® Wund-Desinfektion

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxylethanol (Ph. Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-(3-Kokostettsäureamidopropyl)dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Wund-Desinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept® Wund-Desinfektion im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com



Infusionslösungen

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	128139	19,42



Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% B. Braun Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g; Elektrolyte: Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Hypotone Dehydratation oder isotone Dehydratation; Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente; Extern zur Wundbehandlung und zur Befeuchtung von Tüchern und Verbänden. **Gegenanzeigen:** Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun darf nicht angewendet werden bei Hyperhydratation; schwerer Hypermatriämie; schwerer Hyperchlorämie. **Nebenwirkung:** Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine bekannt. Stand der Informationen: Februar 2016. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.

Ringer-Infusionslösung B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113898	33,18



Ringer-Infusionslösung B. Braun

Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 8,60 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,33 g, Elektrolyte: Natrium 147 mmol/l, Kalium 4,0 mmol/l, Calcium 2,2 mmol/l, Chlorid 156 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Isotone Dehydratation; Hypotone Dehydratation; Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. **Gegenanzeigen:** Ringer-Infusionslösung B. Braun darf nicht angewendet werden bei: Hyperhydrationszuständen. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Bei der Anwendung kann es zu Hyperchlorämie kommen. Durch die Art der Anwendung verursachte Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen und Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen, Extravasation. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: 07.2014. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113914	47,31



Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun, Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Lösung enthalten: Natriumchlorid 6,00 g, Natriumlactat-Lösung (50 % w/w) 6,24 g (entspricht Natriumlactat, 3,12 g), Kaliumchlorid, 0,40 g, Calciumchloriddihydrat 0,27 g. Elektrolytkonzentrationen: Natrium 131 mmol/l, Kalium 5,4 mmol/l, Calcium 1,8 mmol/l, Chlorid 112 mmol/l, Lactat 28 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei ausgeglichener Säuren-Basen-Haushalt sowie bei leichter Azidose, Isotone und hypotone Dehydratation, Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Arzneimittel. **Gegenanzeigen:** Einschränkung der Lactatverwertung bei Hyperlaktatämie, Hyperhydratation. Diese Lösung ist nicht zur Behandlung einer schweren metabolischen Azidose angezeigt. **Nebenwirkungen:** Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Nicht bekannt; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie; Erkrankungen des Nervensystems: Nicht bekannt; Hyponatriämische Enzephalopathie; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie kann aufgrund der Entwicklung einer akuten hyponatriämischen Enzephalopathie zu irreversiblen Hirnschädigungen und zum Tod führen. Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen: Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen. Stand der Informationen: Januar 2018 Pharmazeutischer Unternehmer B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Sterofundin® ISO

Balancierte Vollelektrolytlösung

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	117891	43,01



Sterofundin ISO Infusionslösung

Zusammensetzung: 1000 ml Sterofundin ISO Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 6,80 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,20 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,37 g, Natriumacetat-Trihydrat 3,27 g, Äpfelsäure (DAB) 0,67 g. Elektrolytkonzentrationen: Na+ 145,0 mmol/l, K+ 4,0 mmol/l, Mg2+ 1,0 mmol/l, Ca2+ 2,5 mmol/l, Cl- 127,0 mmol/l, Acetat- 24,0 mmol/l, Malat2- 5,0 mmol/l. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1000 ml Sterofundin ISO enthalten 0,2 g Natriumhydroxid (0,115 g Natrium). **Anwendungsgebiete:** Substitution extrazellulärer Flüssigkeit bei isotoner Dehydratation und bei bestehender oder drohender Azidose. **Gegenanzeigen:** Sterofundin ISO darf nicht angewendet werden bei: Hypervolämie; Schwerer Stauungs-Herzinsuffizienz; Schwerer Niereninsuffizienz mit Oligoanurie; Schweren generalisierten Ödemen; Hyperkalämie; Hypercalciämie; Metabolischer Alkalose. **Nebenwirkung:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Über gelegentlich auftretenden Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Urtikaria wurde im Zusammenhang mit der intravenösen Gabe von Magnesiumsalzen berichtet. Über seltene Fälle von paralytischem Ileus wurde nach intravenöser Gabe von Magnesiumsulfat berichtet, obwohl oral eingenommene Magnesiumsalze die Darmpéristaltik anregen. Unerwünschte Wirkungen wie Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen oder Extravasation können durch die Art der Anwendung verursacht werden. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: Dezember 2014. Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.



Ecoflac® plus mit Twincap

Ecoflac® plus mit Twincap

- Mit zwei keimfreien und wiederabdichtenden Ports
- DEHP-/PVC- und Latexfrei



Überleitsysteme Ecoclick® mit Click-Konnektor

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	Stk. €
1 Nr. 1, 1-läufig für intra- und postoperative Blasenspülung	1 Stück	151879	4,40
2 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	1 Stück	153244	4,40

Überleitsysteme Ecospike® mit Einstechdorn

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stk. €
3 Nr. 1, 1-läufig für intra- und postoperative Blasenspülung	155474	4,40
4 Nr. 2, TUR-Zwillinggerät für intra- und postoperative Blasenspülung	155434	6,14
5 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	113877	4,40
6 Arthros Nr. 2, 1-läufig für Arthroskopie mit Luer-Lock Ansatz	155471	3,49

Intra- & postoperative Spüllösungen



NaCl 0,9 % B. Braun

- Endotoxinfrei und steril

Ecoflac® Click	Best.-Nr.	€
4 x 3000 ml	172540	32,44
2 x 5000 ml	121204	26,64

Ringer B. Braun

- Endotoxinfrei und steril

1000 ml Lösung enthalten:

Natriumchlorid	8,60 g
Kaliumchlorid	0,30 g
Calciumchlorid 2H ₂ O	0,33 g

Ecoflac® Click	Best.-Nr.	€
4 x 3000 ml	111040	44,97
2 x 5000 ml	172543	35,79

1. Allgemeines

- 1.1. Die nachstehenden Vertragsbestimmungen (AGB) gelten für sämtliche auf Basis des gedruckten Co-med Katalogs zwischen dem Kunden (nachfolgend KUNDE) und dem Anbieter (nachfolgend: VERKÄUFER) abgeschlossenen Kaufverträge über Waren.
- 1.2. VERKÄUFER ist der jeweilige CO-MED-Fachhändler, der für den KUNDEN zuständig ist. Die Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler (nachfolgend: CO-MED) als Herausgeberin des Co-med Katalogs wird nicht selbst Vertragspartner der auf Basis des Katalogs und dieser AGB geschlossenen Verträge.
- 1.3. Konkrete Informationen zum jeweiligen VERKÄUFER sind auf der jeweiligen Titelseite des Co-med Katalogs aufgedruckt.
- 1.4. Diese AGB richten sich ausschließlich an KUNDEN die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Bestellungen von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB werden nicht entgegengenommen. Der KUNDE bestätigt mit seiner Bestellung, dass er die Leistung im geschäftlichen Kontext, d.h. als Unternehmen bestellt.
- 1.5. Die in diesen AGB aufgeführten Rechte und Pflichten gelten unabhängig von der Art und Weise der Finanzierung des Kaufpreises, selbst wenn der VERKÄUFER den KUNDEN bei der Erlangung einer Finanzierung unterstützt oder diese sonst vermittelt hat.
- 1.6. Diese AGB gelten nicht für Leistungen, die über die Online-Plattform www.co-med.de bestellt werden.
- 1.7. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des KUNDEN erkennt der VERKÄUFER nicht an, es sei denn, der VERKÄUFER hätte diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

- 2.1. Gegenstand dieser AGB ist die Bestellung und Abwicklung von Bestellungen bzgl. der in dem Co-med Katalog angebotenen Waren und sonstigen Leistungen abseits des Online-Marktplatzes co-med.de oder anderer Online-Vertriebskanäle des VERKÄUFERS.
- 2.2. Die Darstellung der Leistungen des VERKÄUFERS im Co-med Katalog, in sonstigen Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den KUNDEN zur Bestellung dar. Der KUNDE gibt durch die Bestellung ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss über die entsprechenden Waren / Leistungen des VERKÄUFERS ab. Der VERKÄUFER wird das Angebot des KUNDEN nach Prüfung durch gesonderte Annahmeerklärung oder durch Übersendung der Ware annehmen. Erst mit dieser gesonderten Annahmeerklärung bzw. mit Übersendung der bestellten Waren / Erbringung der Leistung kommt der Vertrag zu Stande. Die Rechnungsstellung steht einer Annahmeerklärung gleich. Weder der Co-med Katalog noch sonstige Produktinformationen stellen Angebote des VERKÄUFERS dar.
- 2.3. Produktbeschreibungen, Darstellungen, Aussagen, etc. des VERKÄUFERS sind Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf einer gesonderten schriftlichen Erklärung durch die Geschäftsleitung oder einem sonstigen Vertretungsberechtigten des VERKÄUFERS.
- 2.4. Der KUNDE kann eine Bestellerklärung, beispielsweise durch Übersendung des Auftragsformulars, per E-Mail, Fax, Brief oder telefonisch usw., gegenüber dem VERKÄUFER oder CO-MED abgeben.
- 2.5. Verträge bzgl. der platzierten Bestellungen kommen ausschließlich zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER zustande, nicht zwischen den KUNDEN und CO-MED.
- 2.6. Die Vertragssprache ist deutsch.

3. Preise und Versandkosten

- 3.1. Alle Preisangaben, insbesondere solche im Katalog oder in sonstigen Preislisten, gelten für eine Lieferung ab Herstellerwerk bzw. ab Lager und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Die entsprechenden Tagespreise und deren Übereinstimmung mit den Angaben in Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen können auch bei dem VERKÄUFER vor einer Bestellung tagesaktuell nachgefragt werden. Abweichende Preise gelten nur bei ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung durch den VERKÄUFER.
- 3.2. Der KUNDE trägt die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag der Ausführung der Lieferung; etwaige nachträgliche gesetzliche Änderungen werden entsprechend der gesetzlichen Regelung nachbelastet oder rückvergütet.
- 3.3. Im Einzelfall können bei grenzüberschreitenden Lieferungen weitere Steuern (z. B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z. B. Zölle) anfallen, die vom KUNDEN zu zahlen sind.
- 3.4. Beim Kauf von Waren trägt der KUNDE die Kosten des Transportes. Nähere Informationen zu den Versandkosten sind auf der Internetseite: <https://www.co-med.de/versand-und-lieferkonditionen/> abrufbar. Wünscht der KUNDE ausdrücklich eine Transportversicherung, wird der VERKÄUFER eine solche auf Kosten des KUNDEN abschließen.
- 3.5. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Die VERKÄUFER akzeptieren nur die angebotenen Zahlungsmethoden. Der KUNDE wählt die von ihm bevorzugte Zahlungsart unter den zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden selbst aus.
- 4.2. Bei Zahlung auf Rechnung ist der vollständige Betrag am zehnten Arbeitstag nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.
- 4.3. Der VERKÄUFER behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 3 Monaten die Preise entsprechend den nach diesem Zeitpunkt eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen der VERKÄUFERS in dem Maße zu erhöhen, wie seine Kosten gestiegen sind. Dem KUNDEN bleibt der Beweis des Gegenteilis vorbehalten. In gleicher Weise und im gleichen Umfang ist der VERKÄUFER beim Eintritt von Kostensenkungen verpflichtet, den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen.

- 4.4. Der VERKÄUFER wird eine entsprechende Änderung des Preises mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich dem KUNDEN bekannt geben. Dem KUNDEN steht dann ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu.
- 4.5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

5. Zahlungsverzug, Aufrechnung

- 5.1. Im Falle des Verzugs ist der KUNDE zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen im unternehmerischen Geschäftsverkehr verpflichtet. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt dem VERKÄUFER vorbehalten. Die gesetzlichen Regelungen bzgl. der Folgen des Zahlungsverzuges bleiben unberührt.
- 5.2. Die Aufrechnung durch den KUNDEN ist nur zulässig, soweit seine behauptete Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt, oder ein über diese Forderung geführter gerichtlicher Rechtsstreit entscheidungsreif ist. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Von dem Aufrechnungsverbot sowie dem Verbot der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind die Gegenansprüche des KUNDEN, die auf der mangelhaften und/oder nicht vollständigen Erbringung der jeweiligen vertraglichen Leistungen des VERKÄUFERS beruhen, ausgenommen.

6. Liefer- und Versandbedingungen / Rückgabe von Verpackungen

- 6.1. Der VERKÄUFER ist berechtigt, den Versand der Ware, inkl. der Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) im Auf-trag des KUNDEN gem. § 315 BGB an die in der Bestellung vom KUNDEN mitgeteilte Lieferanschrift zu bestimmen, falls der KUNDE dem VERKÄUFER keine Vorgaben bzgl. des Versands in Textform unterbreitet.
- 6.2. Die Angabe von Lieferfristen durch den VERKÄUFER erfolgt unverbindlich. Sofern der VERKÄUFER verbindliche Lieferfristen, die gesondert bestätigt wurden, aus Gründen, die der VERKÄUFER nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der VERKÄUFER den KUNDEN hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der VERKÄUFER berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des KUNDEN wird der VERKÄUFER unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch die Zulieferer des VERKÄUFERS, wenn der VERKÄUFER ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und weder den VERKÄUFER noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft und auch nicht nur ein vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten des Zulieferers des VERKÄUFERS besteht.
- 6.3. Bestellungen können nur von KUNDEN mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum aufgegeben werden. Die Lieferung erfolgt nur nach Deutschland sowie in die auf co-med.de angebotenen Länder. Bei Lieferverzögerungen wird der VERKÄUFER den KUNDEN umgehend informieren.
- 6.4. Der Eintritt von Lieferverzug des VERKÄUFERS bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den KUNDEN vorab erforderlich.
- 6.5. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware auf den KUNDEN über. Beim Versandkauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den KUNDEN über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefährübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der KUNDE sich in Verzug der Annahme befindet.
- 6.6. Kommt der KUNDE in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom KUNDEN zu vertretenden Gründen, so ist der VERKÄUFER berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.
- 6.7. Sofern eine durch den KUNDEN bestellte Ware oder eine sonstige Leistung nicht lieferbar / verfügbar sein sollte, wird der VERKÄUFER dies als Rückstand führen und wenn verfügbar an den KUNDEN ausliefern bzw. die sonstige Leistung erbringen. Eine automatische Streichung von Rückständen erfolgt durch den VERKÄUFER nach 6 Monaten. Die ursprüngliche Bestellung des KUNDEN ist bezogen auf den Rückstand ab diesem Zeitpunkt als gegenstandslos anzusehen.
- 6.8. Die Rechte des KUNDEN aus Ziffer 10 dieser AGB und die gesetzlichen Rechte des VERKÄUFERS bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Sendet der Beförderer den Kaufgegenstand an den VERKÄUFER zurück, da eine Zustellung beim KUNDEN nicht möglich war, trägt der KUNDE die Kosten für einen erneuten Versand, wenn die Anlieferung bei dem KUNDEN an einem Werktag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr MEZ erfolgte, es sei denn der KUNDE hätte den VERKÄUFER vorab auf eine Nichterreichbarkeit zum jeweiligen Lieferzeitpunkt explizit hingewiesen.
- 6.9. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

7. Freiwillige Rücknahme / Sonderanfertigungen

- 7.1. Ein Recht des KUNDEN auf Rückgabe oder Umtausch der Ware / der Leistung besteht abseits gesetzlich geregelter Fälle nicht.
- 7.2. Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann außerhalb der gesetzlichen Fälle (z. B. Gewährleistung, Rücktritt, etc.) nur nach vorheriger Zustimmung des VERKÄUFERS an diesen zurückgegeben werden (sog. Freiwillige Rücknahme).
- 7.3. Die Ware muss im Rahmen einer freiwilligen Rücknahme in der unbeschädigten Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand sein und jeweils mit dem VERKÄUFER im Einzelfall vereinbart werden.
- 7.4. Die Kosten der Rückgabe im Rahmen der freiwilligen Rücknahme trägt der KUNDE, es sei denn dies wird abweichend zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER vereinbart.

- 7.5. Steril verpackte Produkte, Sonderanfertigungen und Kühlware sind generell von freiwilliger Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.
- 7.6. Möbel werden auftragsbezogen gefertigt und gelten als Sonderanfertigung.
- 8. Eigentumsvorbehalt**
- 8.1. Der VERKÄUFER behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller bereits zum Zeitpunkt dieses Vertragsschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. Der VERKÄUFER ist bei Zahlungsverzug des KUNDEN berechtigt, die Kaufsache in ihren Besitz zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch den VERKÄUFER liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der jeweilige VERKÄUFER ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des KUNDEN – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 8.2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der KUNDE den VERKÄUFER unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem VERKÄUFER die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der KUNDE für die dem VERKÄUFER entstandenen Ausfälle.
- 8.3. Der KUNDE ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem VERKÄUFER jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) seiner Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der KUNDE auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des VERKÄUFERS, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der VERKÄUFER verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der KUNDE seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann der VERKÄUFER verlangen, dass der KUNDE ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 8.4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den KUNDEN wird stets für den VERKÄUFER vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- 8.5. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der VERKÄUFER Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des KUNDEN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der KUNDE dem VERKÄUFER anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der KUNDE verwarft das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den VERKÄUFER.
- 8.6. Der KUNDE tritt dem VERKÄUFER auch die Forderung zur Sicherung der Forderungen des VERKÄUFERS gegen den KUNDEN ab, die durch die Verbindung von Kaufsachen mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 8.7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten der Forderungen aller VERKÄUFER zusammen um mehr als 10 %, wird der VERKÄUFER auf Verlangen des KUNDEN Sicherheiten nach Wahl des VERKÄUFERS freigeben.
- 9. Gewährleistung/Mängelhaftung/Rügepflicht bei Warenlieferungen**
- 9.1. Die Rechte des KUNDEN bei Sach- und Rechtsmängeln richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB), soweit diese anwendbar sind.
- 9.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Kaufverträgen beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang auf den KUNDEN.
- 9.3. Grundlage der Mängelhaftung des VERKÄUFERS ist vor allem die vertraglich über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Soweit nicht gesondert vereinbart, besteht keine Verpflichtung des VERKÄUFERS, bestellte Ware vor Ort bei dem KUNDEN zu montieren, weshalb die Regelungen des § 434 Abs. 4 BGB nur für die Fälle gelten, in denen eine Montage explizit vertraglich vereinbart worden ist. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware im Sinne des § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB gelten die Produktbeschreibungen in dem Co-med Katalog, in Flyern, in Preislisten oder in sonstigen Werbeaussagen (auch ggf. des Herstellers) sowie ggf. in einem Angebot und dessen Anlagen enthaltene Beschaffenheitsbeschreibungen die dem KUNDEN vor seiner Bestellung zugänglich waren oder die in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Die Vereinbarung ersetzt die objektiven Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 3 BGB.
- 9.4. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB i.V.m. § 434 Abs. 3 BGB). Mängelansprüche des KUNDEN setzen voraus, dass dieser die Leistung unverzüglich nach Erhalt auf erkennbare Mängel untersucht und dem VERKÄUFER nicht verdeckte Mängel unverzüglich schriftlich (E-Mail, Brief oder FAX) anzeigt. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Leistung erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der KUNDE die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des VERKÄUFERS für den betreffenden Mangel ausgeschlossen.
- 9.5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der VERKÄUFER zunächst wählen, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Das Recht des jeweiligen VERKÄUFERS, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der VERKÄUFER ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der KUNDE den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der KUNDE ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- 9.6. Der VERKÄUFER erstattet die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Liegt kein Mangel vor, kann der VERKÄUFER vom KUNDEN die aus dem unberechtigten Verlangen, einen Mangel zu beseitigen, entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den KUNDEN nicht erkennbar.
- 9.7. Der KUNDE hat dem VERKÄUFER die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der KUNDE die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an den VERKÄUFER zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der VERKÄUFER ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.
- 9.8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom KUNDEN zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der KUNDE vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
- 9.9. Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 10 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- 10. Haftung**
- 10.1. Die Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gegen den VERKÄUFER richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach diesen Bestimmungen.
- 10.2. Die Haftung des VERKÄUFERS ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit oder in Anspruch genommenen VERKÄUFERS, seiner Mitarbeiter, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung des VERKÄUFERS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS.
- 10.3. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch den VERKÄUFER oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS beruhen, haftet der VERKÄUFER nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 10.4. Sofern der VERKÄUFER zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (wesentliche Vertragspflicht bzw. Kardinalpflicht) verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden Schaden, also auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss, beschränkt. Eine wesentliche Vertrags- oder Kardinalpflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der KUNDE regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- 10.5. Die Haftung des VERKÄUFERS nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG).
- 11. Verjährung**
- 11.1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um den Verkauf einer Sache handelt, die üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den jeweiligen Mangel verursacht hat. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
- 11.2. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
- 12. Datenspeicherung und Datenschutz**
- 12.1. Zum Zwecke der Bestellabwicklung werden personenbezogene Daten des KUNDEN bzw. der betroffenen Mitarbeiter des KUNDEN elektronisch gespeichert und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Ergänzend gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des VERKÄUFERS.
- 13. Schlussbestimmungen**
- 13.1. Der Co-med Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Vervielfältigung von Text- und Bildmaterial ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verarbeitung und Einspeicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jede widerrechtliche Verwendung von Text-, Bild- und Produktmaterial wird umgehend nach Feststellung rechtlich verfolgt.
- 13.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 13.3. Sofern zwischen dem VERKÄUFER und dem KUNDEN keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz des VERKÄUFERS.
- 13.4. Ist der KUNDE Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des VERKÄUFERS. Dasselbe gilt, wenn der KUNDE Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis des VERKÄUFERS, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

A

Abdecktücher	49, 50
Abfallbeutel/-eimer/-sammler	43, 44-45
Abheftstreifen	233
ABI-System	134, 147
Ablagekorb	235
Absaugpumpen	114, 115
Adressfeldaufkleber	232
Adson-Pinzette	159, 163, 168
Ärztrollen	39, 41, 42
Akkus	101
Aktendulli	233
Aktenschränke	225
Aktivkohleverbände	276
Akupunktur & Zubehör	237, 238
Akupunkturnadeln	237, 238
Alkohol-Pads & -Tupfer	61
Allergie-Test-Lanzetten	175
Alt-Archiv-Karton	232
Aluminium-Fingerschiene & -verbände	268
Ampullarium	231
Ampullenspender	226, 231
Analysegeräte Labor	62, 68, 70-73
Antibeschlagmittel	78
Antiseptikum	22, 24, 27, 28, 30
Applikationshilfen	37
Aquasonic Ultraschallgel	145
Arbeitsmedizin	94-97, 113, 119
Armhebelspender COM-TEX	8, 27, 38
Arterienklammern	169
Arztaschen	230, 231
Askina® Produkte	254-256
Aspirationsspike	56
Atemkalk	111
Atemhilfe	111
Audiometer	94, 95
Auffangbeutel	45
Aufwach-Liege	195
Aufziehkanülen	56, 57
Augenwasch-/spülfflasche	113
Auto-Dachschild/-Haftplakette	113
Autoklaven und Zubehör	178-181

B

Babywaage	98, 101
Bakterienbrutbox	77
Ballonkatheter	282
Batterien & Ladegerät	89, 90, 101, 112
Batteriegriffe	112
B.Braun-Instrumente	164
Beatmungsbeutel	109, 111
Behandlungsliege	192-195, 206-210
Behandlungsstühle	207-211
Behandlungsverlauf Einlegeblatt	233
Beiersdorf Verbandstoffe	267
Beinhochlagerungskeil	221
Beistelltische	192
Beistellwagen	200, 222-224
Bezüge f. Liegen usw.	220
Biopsiezangen	173
Biopsie-Hautstanzen	175
Bipolpinzetten	154
Blasenkrebs Schnelltest	66
Bleistift & -spitzer	235
Bluetooth EKG	121, 129, 130, 137
Blutdruckmessgeräte	82-84
Blutentnahmegeräte & -systeme	59, 77
Blutentnahmestuhl	196, 202
Blutlanzetten	6, 61
Blutsenkung	59
Blutzuckermessgeräte	68, 70-72

Blutzuckerteststreifen	67, 73
Bodenpflegeset	29, 46
Böhler-Fingerschiene	268
Borreliose Test	67
Bowie & Dick Test	183, 185, 186, 188, 189
B.Braun Verbandstoffe	254-256
Brechbeutel	45
Briefumschläge	235
Brustwand-Elektroden	140
Brutbox	77
BSG-System	59
BTA-Schnelltest	69
Büromaterial	234
Büroklammern	234
Bürolocher	234
Büroschere	234
Bürostühle	216, 217
Bürsten	79, 172, 184, 187

C

Cast Verbände	247, 252
Chargen-Kontrollsystem	183, 185, 189
Chirurgiegeräte	154
Chirurgiesauger	115
Chirurgische Scheren	159, 163, 164, 167
Chlamydia Test	66
Cliniclave Gerät & Zubehör	179
Container für Sterilisation	164, 181, 184
Cramer-Schienen	268
CTG Geräte	148, 149
CRP Test	65, 69, 70, 72
Cytobrush & -spray	175

D

DART Medikamentenzerstäuber	111
D-Dimer Test	65, 70
De Bakey Pinzette	159, 163
Decken	113, 220
Deckgläser	75
Defibrillatoren & Zubehör	124, 132, 135
Dermatoskope	87, 88, 89, 91
Desinfektionsmittel & Zubehör	8, 17 - 38, 143
Desinfektionsmittelspender COM-TEX	8,
	19, 21, 27, 38
Desinfektionsschaum	18, 25, 31, 32
Desinfektionstücher	16, 18, 20, 23, 25, 28,
	29, 32, 36
Desinfektionswaschmittel	8, 25
Desinfektoren	180
Destilliertes Wasser	78
Diagnostikleuchte	9, 102
Diagnostik-Set	84
Dilatatoren	173
Doppler	147, 148
Dosierhilfen & -pumpen	37, 38
Drehhocker	197, 200, 203, 209, 212, 215,
	203, 215, 216
Drehstühle	203, 215, 216
Dreibegehahn	56
Drogenteste	67
Druckknopf-Adapter	141
Druckminderer f. Sauerstoffgeräte	106, 108

E

Echo-Kardiographieliege	194, 201
Edding Permanent Marker	235
Einführungsmandrin	110
Einlegeblätter	233
Einmal-Handschuhe	7, 11-15, 46
Einmal-Handtücher	39-42
Einmal-Instrumente & -Sets	158-165, 172
Einmal-Petrischalen	79

Einmalpinzetten	159-165
Einmal-Reagenzgläser & -Reaktionsgefäße	79
Einmal-Reinigungsbürsten	187
Einmal-Schalen	176
Einmal-Schürzen & -Schutzlätzchen	46, 47
Einmal-Skalpelle	166
Einmal-Spatel	112
Einmal-Spekula	172
Einmal-Spritzen	54, 57
Einmal-Überschuhe	47
Einmal-Urinbecher	63
Einmal-Venenstauer	60
Einmal-Vlies-Tragtasche	
(Langzeit-Blutdruckmessung/-EKG)	141
Einmal-Wischmop	29, 46
Einmal-Zentrifugenröhrchen	79
Einweg-Becher	63
Einwegbekleidung	48, 51
EKG-Geräte & Zubehör	121-123, 129-134,
	137, 139-141
EKG-Kabel	141
EKG-Kontaktcreme/-spray COM-TEX	141
EKG-Registrierpapier	142
EKG-Untersuchungsliegen	194, 197, 200,
	201, 205
EKG-Zubehör	139-141
Elektroden COM-TEX	137, 140
Elektrodencreme	141
Elektroden-Sauganlage	135
Elektrotherapiegerät	146
Empfangstheke	217
Endotrachealtuben	110
Entsorgungsboxen & -module	44, 45
Ergometer	121, 122, 125-130
Ergometrie-Messplatz	121, 122, 130
Erste-Hilfe-Koffer / -Taschen	106, 107, 119
ES-Kompressen	258
essity Verbandstoffe	248-252

F

Fadenziehmesser	169
Fadenziehset	9, 162
Fächermappen	230
Fahrbare Liegen	192-197, 205, 206
Fahrgestell für Sauerstoffflaschen	108
Falhtandtücher	7, 39 - 42
Faltwand	219
Farbtafeln	96
Fasszange	173
Fersenverband	271, 274, 275
Fertignährböden	77
Fetal-Geräte	148, 149
FFP2 Maske	48
Fieberthermometer	85
Finger-Fertigverband	264
Fingerlinge	16
Fingerpulsometer	116
Fingerschienen	268
Fingerschnellverband	256, 265
Fingersensoren	139
Fingertip für Absaugkatheter	114
Fingerverbände COM-TEX	246, 249,
	266, 265, 268
Fixierbinden COM-TEX	244, 245, 251
Fixierkompressen	257
Fixierpflaster COM-TEX	243, 249, 259,
	263-267
Fixierverband für Kanülen	254
Flächenreinigung & -desinfektion	8, 16, 18-21,
	25, 28, 29, 31, 32, 36
FOB Stuhlttest	65

Foliensiegelgerät & Zubehör	182, 186, 188
-----------------------------	---------------

G

Gazewundverband	265
Gefäßdoppler	147, 48
Gehstützenhalterung	221
Gerätewagen	223, 224
Gesichtsmasken	47, 48
Gesichtsschutz	184
Gewebekleber	278, 281
Gipsinstrumente	171
Gitterpflaster	238
Glaszylinder	79
Gleitmittel	172
Glukose-Messgerät	68, 71, 68
Guedel-Tuben	110
Gummispannband	141
Gynäkologischer Arbeitsplatz	208-211
Gynäkologische Instrumente/-Sets	172, 173
Gynäkologische Untersuchungs- & Behandlungsstühle	208-211
Gyn-Einmal Set	172
Gyn-Einmal-Spekula	172

H

Haftbinden COM-TEX	244, 250, 257, 260
Haftnotizen	234
Haftplakette	113
Hakenzangen	173
Halbrolle	221
Hämorrhoidal-Ligatoren, Gummiringe	174
Handabsaugpumpe	114
Handoperationstische	216
Handschuhe	7, 11-15, 46, 184
Handschuhspender	12
Handtücher	39-43
Handtuchsammlkörbe	43
Handtuchspender	40-42
Handwaschbürste	36
Harnanalysegerät	62, 64
Harnblasen-Drainage	282
Harnprobenbehälter	62
Hartmann Verbandstoffe	258-261, 272
Hautantiseptikum	22, 24, 27, 28, 30
Haut- & Händehygiene	16, 17, 21-24, 26-28,
	30, 31, 41, 42, 43
Hautklammerentferner	169
Hautkleber	278, 281
Hauptpflegtücher	16
Hautreinigungsgel	141
Hautschutz-Emulsion	17, 21, 23, 24, 26
Hautschweiß-Therapiegerät	146
Hautstanzen	175
Hautverschlussstreifen	247, 249, 263, 265
HbA1c Messgerät	68, 71
HB-HP Schnelltest	67, 70
HBV-Tücher	32
hCG Schwangerschaftstest	64, 69
Heftgerät/-klammern/-entferner	234
Heftpflaster COM-TEX	243, 245, 247,
	248, 255, 257, 265, 267
Heidelberger Verlängerung	56
HEINE Optotechnik Instrumente	88, 89
Helix-Test	180, 183, 188
HemoCue® Geräte	71
Herzinfarkttest	65, 68, 69
HF-Chirurgiegeräte & Zubehör	154
Hocker	197, 200, 203, 204, 209, 212, 215
Höhenverstellbare Liegen	192, 197, 202, 206
Hörtestgeräte	94, 95
hyclick® Spendersystem	27

Hydrogel/-kolloid Verbände	271, 272, 276	Klebe-Elektroden COM-TEX	140	M		Notfallschere	113
Hydro-Verbände Hartmann	272	Klebmull	249	Macintosh-Spatel	111, 112	Notfalltaschen	107
Hygiene-Tower	19, 38	Kleberinge	140	Magill-Zange	113		
I		Klebestreifen & -stift	235	Mandrins	110	O	
Idealbinden COM-TEX	244, 250, 256, 261	Klebevlies	249, 257	Maschinelle Reinigungsmittel	33, 35, 183	Objektträger	75
Indikatorstäbchen	78	Kleiderschere	171	Masken	48-50, 111	Ölspray	164, 184
Influenza Test	67	Klemmen	159, 163, 169	Maßband	102	Ohrkürette	171
Infrarot-Thermometer	85	Knierollen	221	Med+Org Produkte	232, 233	Ohrpinzetten	168, 171
Infusionsgeräte	55	Kocherklemmen	159, 163, 169	medischem Desinfektions- und Reinigungsmittel	17-19	Ohrspritze	174
Infusionshalter	198, 199	Kochsalzlösung	283	Medikamentenzerstäuber	111	Ohrspülgerät	84
Infusions- & Spüllösungen	283	Kolposkop	211, 214	Medikamentenköhlschrank	227-229	Ohrtips®-trichter	9, 86, 88, 90, 91
Infusionsständer	198, 199	Kompressen COM-TEX	242, 245, 255, 258, 263, 266, 271, 272	Medikamentenschränke	225-227	Omnifix®-Spritzen	53
Inhalationsmaske	109	Kompressionsbinden COM-TEX	243, 251, 252, 256, 261, 262	meditrol Teststreifen	64, 65	OP-Abdeckungen	192, 193, 197
Inhalationsset	109	Kompressionspflaster	265	Medizinal-Kondome	144	OP-Bekleidung	48, 51
Injektionskissen	221	Kontaktcreme/-spray f. EKG COM-TEX	141	Mehrweg-Instrumente	167-171, 173, 174	OP-Gesichtsmasken	7, 48
Injektionsmaterialspender	224, 226	Kontroll-Lösung Ery, Hb	77	Mehrzwecktücher	40	OP-Handschuhe	11, 13-15
Injektionspflaster COM-TEX	242, 248, 255, 264, 265	Kontroll-Urin für Teststreifen	62, 68, 72	Mehrzweckwagen & Zubehör	222-224	OP-Hauben	48, 51
Injekt® Spritzen	53	Kopierpapier	234	Melag-Geräte & Zubehör	178-183	OP-Hocker	203, 212
Instrumente & Aufbereitung	158-289	Kornzangen	173	Melamin Instrumentenschalen/-tablets	176	OP-Lampen und Zubehör	150-154
Instrumentenreinigung & -desinfektion	19, 21, 25, 26, 33 - 35, 178-183	Korrosionsschutz	34	Membran-Adapter	59	OP-Tische	212, 213
Instrumentenkästen	176	Krankentragen	119	Messgläser/-zylinder	79	OP-Tücher	49, 50
Instrumenten-Pflegespray	164, 184	Kryotherapie	248, 254	Messplatz f. Ergometrie	121, 122, 130	Ophthalmoskope	87, 90
Instrumenten-Reinigungsbürste	184, 187	Kühlschränke	227-229	Messstab	98, 99, 100	Orange Solvent Pfasterentferner	143
Instrumentenreinigungsgeräte	178-180	Kühlverband COM-TEX	245	Metzenbaum-Scheren	159, 163, 167	Ordner	234
Instrumenten-Reinigungspulver	25, 26, 33, 34	Küretten	171, 173, 175	Micro-Albumin Test	62-65	Otoskope	86, 89, 90, 91
Instrumentenschalen & -tablets	176	Küvettenteste	77	Microlance™ Kanülen	57	P	
Instrumenten-Set	160, 161, 163, 165, 172	Kugelschreiber	234	Mikro-Proben-Entnahme-System	77	Papier (EKG, Spirometrie, Videoprinter)	142, 143, 144
Instrumententransportbox	184	Kunststoffkanülen	187	Mikroskope	74, 75	Papierfilter für Sterilisierbehälter	184
Instrumententisch	202, 212	Kunststoff-Messzylinder	79	Mikroskop-Kamera	74	Papierhandtücher & Spender	39-43
Instrumentenwannen	36	Kunststoff-Mundspatel	268	Mikrowellen-Therapiegeräte	146	Papierkorb	235
Insulin-Spritzen	54	Kunststoff-Einmalspatel (Laryngoskop)	112	Minima-Maxima-Thermometer	228	Papierrollenhalter	39, 196, 200, 204-206
Intubationsspatel/-tubus /-zange	110-112	Kurzzeitmesser	73	Mini-Spike®	56	Paraffinverbände	263
Iontophorese-Gerät	146	L		Moderne Wundversorgung	270-278	Paravent	218, 219
Iris-Schere	163, 164, 165, 167	Labor Analysegeräte	62, 68, 70-72	Mölnlycke Verbandstoffe	273	paVK-Messgerät	134, 147
Isotone Kochsalzlösung	283	Labortücher	40, 42	Monitore	117, 118	PC-EKG	121, 129-131
J		Laborwasser	78	Monokleuse Test	67	Peanklemmen	159, 163
Jansen-Pinzette	159, 163	Laborwecker	73	Monovetten	59	Peep-Ventil	109
K		Ladegeräte	89, 90, 130, 112	Müllbeutel	43	PE-Handschuhe	14, 16
Kabinenabtrennung	218, 219	Lagerungshilfen	221	Müllbinden COM-TEX	244, 251, 260	Perfusionsbestecke	54, 55
Kaltlichtspatel	112	Lampen	149, 150-153	Müllkompressen COM-TEX	242, 255, 258, 269	Permanent Marker	235
Kalt-Warm-Kompressen	239	Langzeitblutdruckmessgerät	83, 121, 123	Mülltupfer	253, 258	Personen-Messgerät	102
Kamera für Mikroskop	74	Langzeit-EKG	121, 123, 129-131	Multi-Adapter	59	Personenwaagen	98-100
Kanülen	59	Lanzetten	6, 61, 175	Mundkeil	113	Petrischalen	79
Kanülensammler	44, 45	Laryngoskope	111, 112	Mund-Nase-Beatmungsmaske	109, 111	Pflaster COM-TEX	242, 243, 248, 249, 255, 257, 259, 264, 265, 267
Kanülenspender	224	Larynxmasken	111	Mundschutz	47, 48	Pflegecreme /-lotion	17, 21, 23, 24, 26, 30
Kanülen-Fixierverband	254	Latex-Handschuhe	11-14	Mundspatel	268	Pflegelücher	16
Karteikartentasche	233	LEA-Sehteste	97	N		Physikalische Therapie (Zubehör)	139
Karteischränke	225	Leichtparavent	218	Nabelschnurklemme /-schere	164, 172	Pinard-Stethoskop	93
Katheter-Set	282	Leinenbandmaß	102	Nackenkissen	221	Pinzetten	159, 163-165, 168
KaWe Instrumente	90, 91, 112	Leitz Ordner	234	Nackenrollen	221	Pipetten/-spitzen	79
Kinderblutdruckmessgerät	82	Leuchten	149-153, 184	Nadelhalter	159, 163	Plattenelektroden	140
Kinder-Holzmundspatel	269	Licht-Therapiegeräte	239	Nagelausreißzange	170	Polarisationsbrille	97
Kinder-Mundspülbecher	63	Lidhaken	159	Nagelscheren & -zangen	170	Polsterbinden COM-TEX	245, 250, 252,
Kinderstauer	60	Liegeergometer	125, 127, 128	Nahleseprobe	97	Polsterschlauch COM-TEX	246, 249
Kinderstethoskope	92, 93	Liegen	192-197, 200-206	Nährböden	77	Polsterwatte	250
Kinder-Wundverband COM-TEX	242, 264, 265	Liegen höhenverstellbar	192-197, 202, 206	Nahtmaterial/-Sets	279, 280	Praxiseinrichtungen	ab Seite 190
Kinesiotape	238	Liegenauflagen	220	Nasswischtücher	46	Praxistextilien	220
Kissen	220	Liegenbezüge	220	Natriumcitrat	59	Pritt Klebestift	235
Klammerelektroden	141	Liegenpapier	7, 39, 41, 42	neodisher Produkte	34, 35	Proktologische Instrumente	174
Klarsichtmasken	111	Liegenunterschrank	226	Netzverbände COM-TEX	246, 249, 260	Prospekthüllen	235
Klarsicht-Sterilverpackung	182, 186, 188	Ligatoren, Gummiringe	174	Nierenschalen	176	Protein-Test	187
Klebbänder	184, 188	Ligaturscheren	167	Nitril-Handschuhe	7, 11-13, 15	Pufftest	185, 186-189
Klebebinden COM-TEX	244, 250, 256, 260	Littmann® Stethoskope	92	Notfall-Ausrüstung	106-110	PSA Schnelltest	66, 70
		Locher	234	Notfall-Dachschild	113	Pulsoximeter & Zubehör	116
		Lochtuch	50	Notfallkoffer	106, 107	Punktsuchstift f. Akupunktur	237
		Lösungsschale	176	Notfall Rucksack	107		
		Lungenfunktionsgeräte	122, 134, 136, 137	Notfall-Sauger	114, 115		
		Lupenleuchte	150, 184				

R

Reagenzgläser & -bürste	79
Reagenzglas-Gestelle	79
Reaktionsgefäß	79
Redon Produkte & Zubehör	175
Reflexhämmer	102
Regalwagen	222
Register	234
Registrierpapiere	142, 143
Reinigungsbürsten	36, 79, 187, 189
Reinigungspulver	25, 26, 33, 34, 143
Reinigungstücher	16, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 32, 36
Reizstrom-Therapiegeräte & Zubehör	146
Rettungsdecke	113
Rettungsschere	113
Rezeptbriefftasche	230
Ringer-Lösung	283
Rollenpflaster COM-TE^X	242, 243, 249, 255, 257, 259, 264, 265,
Röntgentisch	203
Röntgenzubehör	156
RSV Schnelltest	67
Rückenschilder für Ordner	234
Rüsch Produkte	282

S

Safety-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	54
Safety-Lanzetten	6, 61
Salbenkomresse	263, 272
SAM-Splint Schiene	113
Sauerstoffbrille/-katheter/-maske	109, 111
Sauerstoffflasche & Zubehör	106, 108
Sauerstoff-Reservoir	106
Saugelektrodensysteme für EKG	135
Säuglingsstethoskope	92, 93
Schallschutz	219
Scharfe Löffel	159, 163, 164, 170
Schaumreiniger	18, 25, 32
Schaumstoffverband	273-275, 277
Scheren	159, 163, 164, 165, 167, 70, 170, 172
Schienen	113, 247, 252, 268
Schlauchverbände COM-TE^X	246, 249, 260, 273
Schlingazetupfer	255
Schlitzkompressen	254, 258
Schmerztherapiegeräte	146
Schnelltests	65-67, 69
Schränke	226, 227
Schrankwagen	224
Schröpfgläser	238
Schröpf-Set mit Pumpe	238
Schürzen	48, 156
Schutzbrille	46
Schutzfolie für Tastatur	45, 235
Schutzhandschuhe	46, 184
Schutzlätzchen	48
Schutzunterlagen	39
Schwämme f. Physikalische Therapie	144
Schwangerschaftstest	64, 69
Schwesternhauben	48, 51
Sehproben-Tafeln	96, 97
Sehtestgerät	94, 95
Sensoren für Pulsoximeter	116, 144
Sicherheits-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	54
Sicherheitslanzetten	6, 61
Silberhaltige Verbände	272, 275, 276
Silikon Rollenpflaster COM-TE^X	243, 247

Silikon-Venenstauer	60
Silikon-Verbände	271, 273, 274
Skalpelle / -griffe / -klingen	164, 166
Skalpellklingenabnehmer	164
SmartScript EKG	129
smith&nephew Verbandstoffe	262, 263, 274, 275
Sonden	173
SonoCheck Test	187
Sonografiegeräte & Zubehör	147
Spatel	112, 268
Spatel Kältlicht	112
Spectra Elektrodengel	141
Spekula	172, 173
Spender COM-TE^X	8, 12, 19, 21, 27, 38, 40 - 43, 45, 230
Spezialliegen	193-197, 202, 202
Spirometer & Zubehör	122, 134, 136, 138
Splitterpinzetten	159, 163, 164, 168
Sprechstundenbedarf	ab Seite 240
Spreiz-Spekula	173
Spritzen	53, 54, 57
Spritzenspender	224
Spuckbeutel	45
Spüllflasche	113
Spüllösungen & Zubehör	283
Stack-Fingerschienen	268
Ständer für Desinfektionsmittelspender	19, 38
Stammopur Ultraschallreiniger	177
Standzylinder	79
Stauer	6, 60
Sterican® Kanülen	53
Steril-Container	164, 181, 184
Sterilisationskontrolle & -dokumentation	183-198
Sterilisationsgeräte & Zubehör	178-183, 184 - 189
Sterilisationsmarker	188
Sterilisierbehälter	164, 181
Sterilisationstests	183, 185, 189
Sterilisierverpackung	182, 186, 188
Sterofundin® Lösung	283
Stethoskope	92, 93
Stimmgabeln	171
Streptokokken Schnelltest	66, 65, 72
Stressecho-Liege-Ergometer	125, 127, 128
Stühle	200, 202, 207-211, 215-217
Stuhlttest	65
Stützverbände COM-TE^X	245, 247, 252, 256, 263
SUPRAFLEX® Wechsetset	282

T

Tablet-EKG	122, 134
Tape-Verband COM-TE^X	238, 244, 250
Taschen	230, 231
Taschendoppler	147, 148
Tastaturschutzfolie	45, 235
Teleskop-Vorhangsysteme	218
Temperaturlogger	228
Terminbücher & -planer	232
Testsimplets	78
Teststreifen	64, 70, 72
Textmarker	235
Theken (Empfang)	217
Therapieliegen	192-197
Thermodesinfektor	180
Thermocult-Brutbox	77
Thermometer	85
Tipp-Ex	235
Toilettenpapier	41

Trachealtuben	110
Tragarmsystem für EKG-Messungen	135
Transparentverband COM-TE^X	243, 254
Transportbox für Instrumente	185
Transportliege	193
Traversenbank	217
Trennwandsystem	218, 219
Tret-Abfalleimer	43
Troemner-Hammer	102
Tropfflasche	79
Troponin Schnelltest	65, 67, 69, 70
Tuchklemmen	169
Tupfer COM-TE^X	242, 253, 255, 258
Tupferspender / -befeuchter	61
Tympanometer	94

U

Überschuhe	7, 47
Überwachungsmonitore	117, 118
Uhren	73
Uhrmacherpinzette	168
Ultraschallgel COM-TE^X	9, 145
Ultraschallgerät	148-149
Ultraschall-Reinigungsgeräte & Test	177, 187
UniSpec® Einmal-Tuben	174
Universal-Armhebelspender COM-TE^X	8, 38
Universalhalter für Spenderboxen	12
Unterschränke	230, 232
Untersuchungsfingerlinge	12
Untersuchungshandschuhe	7, 11-15
Untersuchungsleuchten	149, 150-154
Untersuchungsliegen	200-202, 204-206
Untersuchungsstühle	207-211
Uricult® Nährboden	72
Urinbecher & -flasche	63
Urintestgerät	64, 68
Urinteststreifen	64, 68, 72, 78
Uterus-Dilatator & -kürette	173

V

Vakuumflaschen	55
Venenstauer	6, 60
Venenverweilkanülen & -katheter	54, 57
Verbandkasten / -schränke	119
Verbandmull	255, 258
Verbandschere	159, 163, 164, 171
Verbandschienen	268
Verbandmittelspender	226
Verbandstoffe COM-TE^X	ab Seite 242-267, 271-277
Versandtasche	235
Verschlussfolie	78
Verschlussstopfen	56
Videoprinter/-papier	144
Vinyl-Handschuhe	11, 14
Vorhänge & Vorhangsysteme	218

W

Waagen	98-101
Wagen	222-224
Wandklappliege	202
Warm-Kalt-Kompressen	239
Wartezimmerstühle	215-217
Waschlotion	17, 21, 23, 26, 27, 30, 41, 43
Waschmittel	8, 25
Wasseraufbereitung	181, 189
Watte & Wattebinden	258
Wattestäbchen	258
Watteträger	258
Wecker	73

Wehenschreiber	148, 149
Winkelmesser	102
Wischtücher	18, 20, 25, 28, 29, 32, 40, 41, 43
Wisch-Set	29, 46
Witroe-Hammer	102
Wundauflagen	255, 262, 169, 271-277
Wundhäkchen	159, 163
Wund- und Augenspray	113
Wundspreizer	159
Wundverschlussstreifen	247, 250, 263, 265
Wunddesinfektion	22, 27, 28
Wundreinigung/-spülung	278, 283

Z

Zählkammern	78
Zangen	163, 164, 170
Zeckenpinzetten	164
Zellstoff	259, 261
Zellstofftupfer COM-TE^X	242, 253, 258, 259, 264
Zentrifugen & Zubehör	76
Zentrifugengläser & -röhrchen	79
Zink-Gel-Binden	251
Zinkleimbinden	256, 261

Hygienemanagement effizient und wirtschaftlich.

Anwender

- Praxisteam



Desinfektion + Reinigung



Lagerung

- Lagern Sie aufbereitete Instrumente staubgeschützt, trocken, dunkel und kühl
- Semikritische Instrumente können auf einem Tablett oder in einem Behältnis im Schrank/Schubfach gelagert werden
- Achten Sie auf die Lagerzeiten

Verpackung



Dokumentation

- Als Nachweis für die ordnungsgemäße Aufbereitung



Sterilisation



Freigabe

- Bei der Aufbereitung von „kritisch B“ Instrumenten ist eine Chargenkontrolle gefordert



Ihr Co-med-Fachhändler kennt als Spezialist für die Medizinproduktaufbereitung die unterschiedlichen Anforderungen und Schwierigkeiten. Dabei versteht er sich als Lösungsanbieter und Berater für Arztpraxen, die mehr wünschen als nur einen Lieferanten für Produkte. Ein durchdachtes und perfekt abgestimmtes Beratungs-, Beschaffungs- und Betreuungskonzept für Ihre Praxis ist heute mehr denn je elementare Voraussetzung für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN!

So erreichen Sie uns

Telefon

0800 / 82 92 999^(1,2)
+49 (0) 65 02 / 92 24 -0⁽¹⁾

Telefax

0800 / 82 82 999⁽²⁾
+49 (0) 65 02 / 92 24 -30

per E-Mail

info@medelo-arztshop.de

Internet

www.medelo-arztshop.de

Unsere Leistungen für Sie

- Praxisbedarf
- Sprechstundenbedarf
- Medizintechnische Geräte
- Ultraschallsysteme
- Medizintechnischer Service
- Prüfungen nach MPBetreibV
- Praxisplanung
- Praxiseinrichtung
- Praxismodernisierung

**Vertrauen Sie auf unsere Beratung
und die hervorragende Qualität der SAMSUNG Ultraschall-Geräte!**

SAMSUNG



V5



V6



V7



V8

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an!

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin in unserem Showroom!

telefonisch: **+49 (0) 65 02 - 92 24 -0** oder unter **www.medelo-arztshop.de/kontakt**