

2023|24

PRAXISBEDARF
MEDIZINTECHNIK
SPRECHSTUNDENBEDARF



MEDELO
MEDIZIN+TECHNIK

Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!

Große Auswahl - Faire Preise - Qualifizierter Service

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34
Tel.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 - 0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 - 92 24 30
E-Mail: info@medelo-arztshop.de

Zeit sparen
online
bestellen: 



 **Co-med**

Wir sind für Sie da. Vor Ort. Damit in Ihrer Praxis alles passt.

Ihr Auftrag in besten Händen



Schnelle Bearbeitung



Zuverlässige Logistik



Lieferung in Ihre Praxis



Unser Service macht den Unterschied.

- + Mehr als 20.000 Artikel verfügbar
- + Verbundeigenes Logistikzentrum
- + Hohe Warenverfügbarkeit
- + Fortbildungen für Ihr Praxisteam
- + Hygienemanagement
- + Ortsnaher technischer Service

Seite 10 – 51

Praxishygiene

OP- & Untersuchungshandschuhe
Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut,
Flächen & Instrumente
Spender & Instrumentenwannen
Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
Papierhandtücher, Liegenrollen
Entsorgung
Hygiene im OP



Seite 60 – 83

Labor

Alles von A – Z
Alkoholtupfer – Zählkammern



Seite 106 – 121

Notfall / Überwachung

Notfalltaschen & -koffer
Beatmung
Absaugpumpen
Verbandschränke & -koffer
Patientenüberwachung



Seite 160 – 193

Instrumente / Sterilisation

Einmalinstrumente
Scheren, Pinzetten, Spekula –
alles was Sie in der täglichen Praxis benötigen
Schalen & Tablett für Ihre Instrumente
Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
Ultraschallreinigung
Sterilisation & Prozessdokumentation



Seite 242 – 245

IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen/ Naturheilkunde

Akupunktur
Schmerztherapie
Therapie- & Untersuchungsgeräte



Seite 52 – 59

Injektion/Infusion

Setzen Sie auf Sicherheit –
Sicherheitskanülen gemäß TRBA 250
Spritzen & Kanülen
Insulin- & Tuberkulinspritzen
Infusionsgeräte
Weiteres Zubehör wie
Verschlussstopfen,
Heidelberger Verlängerung



Seite 84 – 105

Diagnostik

Blutdruckmessgeräte
Stethoskope
Reflexhämmer
Diagnostikinstrumente
Hörtestgeräte
Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
Alles rund ums Messen & Wiegen
Fieberthermometer
Batterien



Seite 122 – 159

Medizintechnik

Defibrillatoren
EKG-Geräte & Zubehör
Spirometriegeräte
Sonografie & Zubehör
HF-Chirurgie
OP-Leuchten
Röntgen
Physikalische Therapie



Seite 194 – 241

Praxiseinrichtung

Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
Untersuchungs- & Behandlungsstühle
Praxistextilien & Lagerungshilfen
Infusionsständer
Raumteilung
Wagen für jeden Praxisbereich
Kartei- & Flügeltürenschränke
Alles für die Patientenorganisation
Arztaschen



Seite 246 – 289

Sprechstundenbedarf

Eigenmarke COM-TeX®
Binden
Pflaster
Moderne Wundversorgung (S. 275 – 283)
Nahtmaterial
Verbandschienen usw.



Lokal erfolgreich.
Im Verbund
unschlagbar.

Qualität



- Ausgewählte Qualitätsprodukte
- Sprechstundenbedarf: Wir übernehmen für Sie die Abrechnung

360°

Kundennähe + Beratung



- Planung und Einrichtung Ihrer Praxis
- Günstige Finanzierungsmöglichkeiten

- Medizinische Fortbildungen und Schulungen
- Hygienemanagement
- Praxisbegehungen
- Erstellung individueller Hygienepläne



Mehr als 200 Markenlieferanten schätzen die Kompetenz eines ortsnahen Fachhandels. Als leistungsstarke Kooperation medizintechnischer Fachgeschäfte ist die Co-med der größte Fachhandelsverbund und Partner von mehr als 100.000 Praxen.

Service



- Ortsnaher technischer Service/Wartungen
- Sicherheits-/Messtechnische Kontrollen
- Leihgeräte
- Sonden-Reparatur
- MTK-/STK-Prüfungen
- Einweisung nach MPG



Ihren kompetenten Co-med Fachhändler finden Sie über 50 mal in ganz Deutschland. Auch in Ihrer Nähe.

Alles über die Co-med unter www.co-med.de



360°

- Verbundeigenes Logistikzentrum
- Mehr als 20.000 Produkte
- Direktlieferung in die Praxis



Vollversorgung

Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern!



Bitte fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler oder besuchen Sie unseren Onlineshop.

www.co-med.de



Praxisbedarf und Medizintechnik zeitsparend und komfortabel online bestellen.

SPRECHSTUNDENBEDARF

Jetzt kostenfrei bestellen per Rezeptabrechnung

Hier informieren



Technischer Service & Einweisung bei Ihnen vor Ort




Versandkostenfreie Lieferung ab 90,- EUR*



Entdecken Sie passendes Zubehör

- Optionales und notwendiges Zubehör direkt am Artikel



Buchen Sie unsere Serviceleistungen

- Einweisung, STK, MTK, Geräteeinrichtung, Hygieneberatung & mehr im Online-Shop buchbar



Hersteller - Preis - Material - Steril - Verfügbarkeit -



Filtern Sie nach Ihren Suchkriterien


- Schnell relevante Suchergebnisse mit Filtern (z. B. Steril)

In unserem Online-Shop mit über 20.000 Artikeln ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

Das bedeutet für Sie: Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.


Auch online steht der persönliche Service der Co-med Fachhändler an erster Stelle.

Mit unseren Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik sorgen wir für Ihren effizienten Praxisbetrieb. Informieren Sie sich hier:



Umfassende Produktauswahl

- Stetig wachsendes Sortiment
- Topseller, aktuelle Aktionsangebote und Neuheiten auf einen Blick



Aktuell informiert:

- Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis



Profitieren Sie von kundenindividuellen Rabatten

- In Ihrem Kundenkonto können exklusive Rabatte für Sie hinterlegt werden



Kontrollieren Sie Bestellungen

- Einfache Einrichtung von Budgetlimits und Bestellgenehmigungsprozessen für Ihr Personal



Praktische Funktionen für Ihr effizientes Bestellmanagement

- Bestelllisten
- Terminbestellung
- Schnellbestellung
- Sammelbestellung

Besuchen Sie auch unsere Markenshops:



COM-TeX®



AB € **1,85**

COM-TeX® Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 122628 € 2,15

ab 30 Packungen **Packung nur € 1,85**

Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 154396 € 6,95



COM-TeX Venenstauer

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

€ **5,46**

Best.-Nr. 124312

meditrol®



AB € **4,95**

Urin-Teststreifen

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	4,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,22
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	17,93

Latex- / PVC-frei

Einmalkanülen STERICAN®

Standard-/Pravaz-Größen

- Nach EN ISO 7864
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei



Packung mit 100 Stück

Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × ¾	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125

Packung mit 100 Stück € 1,95



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- Zweiteilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	2,69
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,49
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	5,60
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	8,41

Schützen Sie sich und Ihre Patienten!



Medlance® plus Safety-Lanzette

- Zum Einmal-Gebrauch
- Ultrascharfe Nadel für schmerzarme Punktion
- Leichte Handhabung

Packung mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Lite, 25G	1,5 mm	113273	20,49
Universal, 21G	1,8 mm	113293	20,49





Gentle Skin® compact+

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Latex, puderfrei, unsteril
- Mikrogeraut

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95



Peha-soft® nitril blue powderfree

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Weicher, blau gefärbter Nitrilkautschuk
- Puder- und latexfrei, blau, unsteril

Packung mit 150 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	129406	4,59
S	129407	4,59
M	129408	4,59
L	129409	4,59
XL	129410	4,59



Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
- Farbe: Blau
- Maße: 15 x 41 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 125760

€ 1,95



Suavel® Protect

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Elastische Ohrschlaufen, unsteril
- Farben: blau, schwarz

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,15
schwarz	128344	2,15



Falthandtücher

- 1-lagig Natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 x 23 cm	20 x 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	23,95
2-lagig, V-Falz	21 x 24 cm	20 x 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	32,45



COM-TeX® Liegenpapier Tissue 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
 - 100 % Recyclingmaterial
 - 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert
- Karton mit 9 Rollen

Größe	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	33,95
50 cm	172314	41,95
55 cm	172315	46,95
59 cm	172316	49,95
450 m Papier		ab 33,95



Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände

COM-TeX® Armhebelspender

- Für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Flexible Dosiermenge
- Bequeme Installation
- Lieferung inkl. einer 1-Liter-Leerflasche, Wandhalterung

Best.-Nr. 114956 € 40,91



Armhebelspender

- Wahlweise für 500- und 1000-ml-Euroflaschen
- Mit integrierter, abnehmbarer Tropfschale
- 3 verschiedene Volumina einstellbar
- Mit austauschbarer Kunststoffpumpe
- Inkl. Befestigungsmaterial und Wandhalterung
- Farbe: weiß



Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Euroflaschen	120919	35,73
Für 1000-ml-Euroflaschen	120931	35,51
Einwegpumpe für 500 ml	121835	6,94
Einwegpumpe für 1000 ml	121836	6,94

Gleich mitbestellen:

Abtropfschale

- Abnehmbar

Best.-Nr. 114957 € 18,26



Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche



1



2

Viess biologisch abbaubar

Alkoholfrei

1 Flow Wipes free (alkoholfrei)

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren

AB € 6,15

2 Flow Wipes sensitive (alkoholisch)

- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)

Flow Wipes	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
free	20 × 22 cm	100 Tücher	129321	6,15
sensitive	20 × 20 cm	100 Tücher	129298	8,15



Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände



Händedesinfektion

- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch, hautverträglich
- Besonders geeignet für allergieempfindliche Personen, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,45
1-Liter-Flasche	112483	7,15
5-Liter-Kanister	112484	27,95

Ariel Formula Pro+

- Desinfektionspulvervollwaschmittel mit sehr guten Reinigungsergebnissen schon bei 40 °C
- Für alle Wasserhärten und Waschmaschinentypen
- Phosphatfreie Formulierung
- VAH-gelistet
- Dezentler Frischduft

Packung mit 13 kg

Best.-Nr. 119788 € 100,38



Mucosol®

- Flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad
- Universell einsetzbarer Reiniger für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall
- Reinigung in ca. 10 – 30 min.
- Ersetzt Chromschwefelsäure
- Frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar
- Auch für die Reinigung im Wischverfahren geeignet



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	190503	103,50
5-Liter-Kanister	190504	192,50



Weitere Waschmittel finden Sie auf Seite 25.

COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis



Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	2,72
500 ml	119500	3,51
1-Liter-Flasche	119512	3,74
5-Liter-Cubitainer	119513	10,09
5-Liter Kanister	119514	9,32
10-Liter-Kanister	119515	17,80

AB € 2,72

Abfüllhilfen finden Sie auf Seite 148.

COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

COM-TeX®



AB € 2,89

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,89
5-Liter-Kanister	110314	11,65
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00

Einweg-Ohrtrichter

- Zum einmaligen Gebrauch
- Kompatibel zu allen gängigen Modellen (z. B. F.O. Otoskope von Luxamed, Heine, KaWe, usw.)
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol **Recyclingmaterial**
- Geruchlos, hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stück	129399	9,95
4,0 mm	250 Stück	129400	9,95
2,5 mm	1000 Stück	129401	24,85
4,0 mm	1000 Stück	129402	24,85



COM-TeX Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 124311 € 4,70

Einmalinstrumente sparen Zeit und Geld

Ein Set

NUR € 1,91



Fadenzieh-Set

Bestehend aus:

- 1 × Mullkomresse 5 × 5 cm, 8-fach
- 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm, Metall
- 1 × Fadenziehmesser mit Handgriff

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 118676

€ 28,64

Sturzsicher aus 1,00 m Höhe



clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873


€ 35,95

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874

€ 38,95

Viele weitere Einmal-Instrumente und -Sets finden Sie ab Seite 160.



Praxishygiene

- OP- & Untersuchungshandschuhe
- Desinfektions- & Reinigungsmittel für Haut, Flächen & Instrumente
- Spender & Instrumentenwannen
- Alles für die Praxis gemäß TRBA 250
- Papierhandtücher, Liegenrollen
- Entsorgung
- Hygiene im OP

Praxis-Tipp

Individuelle OP-Sets

Wir stellen Ihnen individuelle OP-Sets nach Ihren Wünschen und Anforderungen zusammen.

Dosierpumpe

Dosierpumpen nach jedem Flaschenwechsel reinigen und desinfizieren. Einfacher ist ein Wechsel der Dosierpumpe.



Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

 Wissenwertes zu Hygienebegehungen in Arztpraxen und MVZs



Untersuchungshandschuhe



Nitril



Nitril® NextGen®

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, blau, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112863	3,85
S	112864	3,85
M	112865	3,85
L	112866	3,85
XL	117975	3,85



Nitril® 3000

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, weiß, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	114891	2,95
M	115634	2,95
L	115635	2,95
XL	115636	2,95



Nitril® Viola

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, violett, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	112868	4,45
S	112869	4,45
M	112870	4,45
L	112871	4,45
XL	112872	4,45



Nitril® black

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puder- und latexfrei, schwarz, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	122270	3,90
M	122271	3,90
L	122272	3,90
XL	122273	3,90

Vinyl



Vinyl 2000 PF

- Untersuchungshandschuh
- Puder- und latexfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	158542	3,75
S	157548	3,75
M	157547	3,75
L	157546	3,75
XL	157549	3,75

Latex



Gentle Skin® sensitive

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puderfrei, proteinarm, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	159857	6,95
S	159858	6,95
M	159859	6,95
L	158254	6,95
XL	159860	6,95



Gentle Skin® compact+

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Mikrogeraut
- Puderfrei, unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95
S	115637	5,95
M	121582	5,95
L	121581	5,95
XL	124086	5,95



Gentle Skin® grip

- Untersuchungs- und Schutzhandschuh
- Schutzhandschuh nach PSA
- Puderfrei, unsteril
- Mikrogeraut
- Gute Griffsicherheit

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	125672	5,35
S	114256	5,35
M	114198	5,35
L	114488	5,35
XL	118849	5,35

Latex



Gentle Skin® Premium OP

- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Links- und rechtshändig
- Puderfrei, steril

Packung mit 50 Paar



Gentle Skin® Superior OP™

- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Polymerbeschichtet
- Links- und rechtshändig
- Puderfrei, steril

Packung mit 50 Paar

OP-Handschuhe

Größe	Best.-Nr. Premium OP	€	Best.-Nr. Superior OP	€
5,5	129322	29,95	127524	24,95
6,0	158662	29,95	127525	24,95
6,5	158922	29,95	127526	24,95
7,0	158923	29,95	127527	24,95
7,5	158924	29,95	127528	24,95
8,0	158918	29,95	127529	24,95
8,5	113160	29,95	127530	24,95
9,0	112895	29,95	127531	24,95



Die bunte Welt der Handschuhe



Unigloves PEARL Line

- Nitril-Untersuchungshandschuhe
 - Mikrogeraute Fingerspitze
 - Mit Rollrand
 - Nach EN 455
 - Puder- und latexfrei
 - Unsteril
- Packung mit 100 Stück



Farbe	Größe					€
	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	
white	116594	116595	116596	116597	116598	5,85
pink	116615	116616	116617	116618	-	7,25
violet	116599	116600	116612	116613	116614	7,25
red	116632	116633	116634	116635	116636	7,25
opal	116619	116620	116621	116622	129063	7,25
blue	127315	122220	122221	122222	127166	5,85
orange	128353	128354	128355	128356	128357	7,25

Farbe	Größe					€
	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	
saphir	116623	116624	116625	116626	116627	5,85
cobalt	129062	121538	121536	122209	124250	5,85
mint	116637	116638	116639	116640	116641	7,25
black	116589	116590	116591	116592	116593	7,25
green	123593	123594	122941	123595	123596	7,25
magenta	123591	123512	123513	123514	123592	7,25
yellow	123586	123587	123588	123589	123590	7,25

Unigloves COMFORT® 300

- Latex- Untersuchungshandschuhe
- Griffig
- Mit Rollrand
- Nach EN 455
- Puderfrei
- Unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	129064	13,15
M	115793	13,15
L	123042	13,15



DRACULA

Der Universalhalter für Spenderboxen

- Durch den federnden Spannschieber ist die Aufnahme unterschiedlichster, marktüblicher Boxen-Größen möglich
- Befestigung mit Selbstklebestreifen

Best.-Nr. 153450 € 4,95



fix Handschuhspender

- Die einfachste Lösung Ordnung zu schaffen
- Ausführung aus hochwertigem Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

fix 75 passend für Spenderkarton mit den Maßen: ca. 250 x max. 132 x max. 75 mm (L x B x H)
Best.-Nr. 158914 € 24,50


fix 90 passend für Spenderkarton mit den Maßen: ca. 250 x max. 132 x max. 90 mm (L x B x H)
Best.-Nr. 158915 € 24,80

trio Handschuhspender

- Schafft Übersicht und bietet eine einfache Bestückung der Spenderkartons für die Größen S, M und L
- Ausführung aus hochwertigem Edelstahl
- Oberfläche matt gebürstet

trio passend für Spenderkartons mit den Maßen: ca. 250 x 130 x max. 90 mm (L x B x H)
Best.-Nr. 156490 € 39,90

trio passend für Spenderkartons mit den Maßen: ca. 215 x 120 x 75 mm (L x B x H)
Best.-Nr. 120043 € 43,47



Nitril-Untersuchungshandschuhe

Alle Handschuhe puderfrei



100 Stück

€ 10,13



Peha-soft® nitril white

Untersuchungshandschuhe unsteril, weiß

- Nitril
- Puder- und latexfrei
- Besonders hohes Tastempfinden

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	114270	10,13
S	114271	10,13
M	114272	10,13
L	114273	10,13
XL Packung mit 180 Stück	114274	10,13

Peha-soft® nitrile fino

Untersuchungshandschuhe, unsteril, blau

- Puder- und latexfrei
- Angenehmes, weiches Material
- Geprüft nach DIN EN 455

Packung mit 150 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110698	7,65
S	110699	7,65
M	110701	7,65
L	110702	7,65
XL	110703	7,65

Peha-soft® nitrile pf

Untersuchungshandschuhe, unsteril, blau

- Puder- und latexfrei
- Schutz gegen Keime und Viren
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455, EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	110751	7,20
S	110752	7,20
M	110753	7,20
L	110754	7,20
XL Packung mit 90 Stück	110755	7,20

Peha-soft® nitrile guard

Schutzhandschuhe mit langer Stulpe, unsteril, blau

- Puder- und latexfrei
- Handschuhlänge: 290 mm
- Beständig gegen viele Chemikalien, z. B. Desinfektionsmittel
- Geprüft nach DIN EN 455, EN 374

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	110757	8,95
M	110758	8,95
L	110759	8,95



Peha-soft® nitrile

Untersuchungshandschuhe, steril

- Puder- und latexfrei
- Rechts und links zu tragen
- Paarweise eingesiegelt

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
S	114941	23,95
M	114942	23,95
L	114943	23,95



Latex-Untersuchungs- und OP-Handschuhe



Packung mit 50 Paar

Peha®-taft LATEX

OP-Handschuhe, steril, puderfrei

- Sehr gutes Tastempfinden
- Hochelastisch und reißfest
- Ermüdungsfreier Sitz durch anatomische Passform
- Mit Polymer-Innenbeschichtung
- Geprüft nach DIN EN 455, EN 374

Größe	Best.-Nr.	€
6	118525	43,25
6,5	118526	43,25
7	118527	43,25
7,5	118528	43,25
8	118529	43,25
8,5	118530	43,25



Peha-soft®, powderfree

Untersuchungshandschuhe, unsteril

- Hochelastisch, deshalb besonders reißfest und sicher
- Hervorragende Passform
- Ausgezeichnetes Tastempfinden
- Links und rechts zu tragen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S	113403	7,95
M	113792	7,95
L	113793	7,95
XL	159575	7,95

Latex-Handschuhe

OP-Handschuhe



— Puderfrei



1



2

1 Vasco® OP Sensitive

Sterile OP-Handschuhe

- Puderfrei
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform
- Mit Rollrand
- Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
- AQL 0,65

Packung mit 40 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125145	33,95
6,5	125146	33,95
7,0	125147	33,95
7,5	125148	33,95
8,0	125149	33,95
8,5	125150	33,95

2 Vasco® OP Powdered

Sterile OP-Handschuhe

- Leicht gepudert
- Hohe Griffsensitivität
- Innen beschichtet für leichtes Anziehen
- Gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform
- Mit Rollrand
- AQL 0,65

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	125139	36,95
6,5	125140	36,95
7,0	125141	36,95
7,5	125142	36,95
8,0	125143	36,95
8,5	125144	36,95

Untersuchungshandschuhe

— Puderfrei



Manufix® Sensitive

Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei
- Mikrorauhe Oberfläche
- Mit Rollrand, passend links und rechts

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S klein	125125	7,95
M mittel	125126	7,95
L groß	125127	7,95



Vasco® Powdered

Untersuchungshandschuhe

- Gepudert
- Mit Rollrand, passend links und rechts

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S klein	125128	7,20
M mittel	125129	7,20
L groß	125130	7,20

— Puderfrei



Vasco® Sensitive

Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei
- Mit Innenbeschichtung
- Mit Rollrand, passend links und rechts

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S klein	125660	6,75
M mittel	125661	6,75
L groß	125662	6,75

! Alle B. Braun Untersuchungshandschuhe entsprechen EN 455 sowie EN 420 und PSA -Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. II) und sind getestet nach EN 374 sowie auf B. Braun Desinfektionsmittel. Gepuderte Latexhandschuhe entsprechen nicht der TRBA 250.

Latexfreie-Handschuhe

— Alle Handschuhe puderfrei

OP-Handschuhe



Vasco® OP Free

Sterile OP-Handschuhe

- Nach MDD93/42/EWG, EN 455
- Schutzhandschuhe nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kata. III), EN 420, EN 374 (Typ B)
- Aus synthetischem Polyisopren
- Puderfrei
- Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung
- AQL 0,65

Packung mit 40 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
6,0	157679	175,00
6,5	157680	175,00
7,0	157681	175,00
7,5	157682	175,00
8,0	157683	175,00
8,5	157684	175,00

Untersuchungshandschuhe

1 Vasco® Vinyl Powder-free

Untersuchungshandschuhe

- Vinyl
- Passend links und rechts
- Gutes Tastempfinden, mit Rollrand
- Latex- und puderfrei
- Einsetzbar in latexfreien Notfallsets
- Entspricht DIN EN 455 sowie PSA -Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), Kat. I
- Frei von DOP/DEHP (Diocetyl-Phthalat/Diethylhexyl-Phthalat)

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
S klein	151363	3,95
M mittel	151364	3,95
L groß	151365	3,95



2 Manuplast®

PE-Handschuhe aus Polyethylen

- Passend links und rechts
- Latex- und puderfrei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
klein	125137	1,65
groß	125138	1,65

NEU!



3 Vasco® Nitril sky-blue

Untersuchungshandschuhe

- Nitril, latex- und puderfrei
- Beidseitig tragbar
- Mit geraden Fingern und Rollrand
- Normale Stulpenlänge 240 mm
- Polymerbeschichtet
- AQL < 1,5

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	128922	15,90
S	128923	15,90
M	128924	15,90
L	128925	15,90
XL Packung mit 180 Stück	128926	15,90

4 + 5 Vasco® Nitril white/light

Untersuchungshandschuhe

- Nitril
- Latex- und Puderfrei
- Hohe Griff-Sensitivität
- Mikro-angeraute Finger-Oberfläche für sicheren Griff

4 Vasco® Nitril white

- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS extra klein	112623	5,95
S klein	112624	5,95
M mittel	112625	5,95
L groß	112626	5,95
XL extra groß	112627	5,95



5 Vasco® Nitril light

- Farbe: lavendel

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS extra klein	110808	7,45
S klein	110809	7,45
M mittel	110810	7,45
L groß	110811	7,45
XL extra groß	110812	7,45

6 Vasco® Guard long

Untersuchungshandschuhe

- Nitril, latex- und puderfrei
- Mit erhöhter Wandstärke
- Mit längerer Stulpe (290 mm) und Rollrand
- Mikro-angeraute Finger Oberfläche
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Farbe: blau

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS extra klein	114430	9,21
S klein	114431	9,21
M mittel	114432	9,21
L groß	114433	9,21
XL extra groß	114434	9,21

Wissenwertes zu Hygienebegehungen in Arztpraxen und MVZs



PE-Handschuhe

- Gehämmert
- Beidhändig tragbar
- Frei von allergieauslösenden Proteinen

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Damen	126296	1,05
Herren	126297	1,05



Untersuchungs-Fingerlinge

Aus Latex, unsteril, puderfrei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
3	152901	1,35
4	152821	1,35
5	153880	1,35

NWC NW CHEMIE



Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche

RHEOSEPT®

Die NW-Chemie GmbH ist Komplettlieferant & ein zertifizierter Markenhersteller für:

- Einfache und praxisorientierte Hygienesysteme
- Sicherem Infektionsschutz im medizinischen Bereich
- Ein umfassendes Hygieneprogramm für Arztpraxen, MVZs, Kliniken, Alten- und Pflegeheime usw.



RHEOSEPT®-WD plus Wipes

Flächendesinfektion auf höchstem Niveau

- Schonend für medizinisches Material
- Alkoholfrei
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Bis zu 3 m² Desinfektionsfläche
- Mehr Sicherheit durch Remanenzeffekt
- Bereits wirksam ab 1 Minute
- Aldehyd- und phenolfrei
- Hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- VAH-gelistet und CE-zertifiziertes Medizinprodukt

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
18 x 20 cm	30 Tücher	124727	3,87
26 x 30 cm	48 Tücher	124728	7,16



Hygiene Haut & Hände • Hygiene Haut



rheomed-Pflegetücher

Reinigende Hautpflegetücher im Flowpack mit Clipverschluss

- Speziell für empfindliche Haut
- Hautneutraler pH-Wert
- Erfrischend und belebend
- Mit hautpflegendem Panthenol und Aloe vera
- Sanfte und schonende Reinigung
- Hautfreundlich mit Dermatest „sehr gut“
- Tuchmaß: 17 x 20 cm

Packung mit 80 Tüchern

Best.-Nr. 129061

€ 2,85



RHEOSEPT®-HD gel

Hygienegel zur Händedesinfektion

- Gel-Qualität – kein Tropfen
- Hygienisches Händedesinfektionsmittel
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Einfaches Auftragen auf die Haut ohne zu zerfließen
- Mit hautpflegendem Panthenol
- Angenehm im Duft
- Hautfreundlich mit Dermatest „sehr gut“
- VAH-gelistet
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	125803	3,69
500-ml-Euroflasche	125817	6,28
500-ml-Pumpflasche	125804	6,65





Hautdesinfektion

- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch
- Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Katheterisierungen
- Hautverträglich, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	112291	5,85
500-ml-Flasche	112292	5,20
1-Liter-Flasche	112293	9,80
5-Liter-Kanister	112294	44,15

i medichem Haut-Desinfektion 2-Propanol 70 % (v/v)
Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlmuschläge. **Gegenanzeigen:** Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente nicht geeignet. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, 34323 Malstede, Tel. 05664-94960

Händedesinfektion

- Parfümfrei
- Sporenfrei gefiltert
- Alkoholisch, hautverträglich
- Besonders geeignet für allergieempfindliche Personen, da frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Noro-Viren (MNV)



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	112482	4,45
1-Liter-Flasche	112483	7,15
5-Liter-Kanister	112484	27,95

i medichem Hände-Desinfektion 2-Propanol 70% (v/v)
Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser **Art der Anwendung:** Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlmuschläge. **Gegenanzeigen:** Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. **Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente nicht geeignet. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Dr. Schumacher GmbH, 34323 Malstede, Tel. 05664-94960

Händedesinfektion extra

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut

- Begrenzt viruzid PLUS in 30 Sekunden
- Zur Anwendung auf der Haut
- Parfümfrei und für sensible Haut empfohlen
- Besonders hautverträglich
- Hautpflege- und Hautschutzwirkung
- Umfassendes Wirkungsspektrum: tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	124824	4,65
1-Liter-Flasche	126424	7,45
5-Liter-Kanister	126426	27,85



Waschlotion sensitive

- Für empfindliche Haut
- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- Mild reinigend und pH-neutral



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126427	2,45
1-Liter-Flasche	126428	3,35
5-Liter-Kanister	126429	15,90

ventisan cream Pflegecreme

- Zur täglichen Pflege strapazierter Haut
- Panthenol fördert die Regeneration der Hautzellen und schützt vor dem Austrocknen
- Glycerin bewahrt die Hautfeuchtigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen
- Mandelöl wirkt reizlindernd
- Sehr ergiebig, leicht verteilbar und zieht schnell ein

Tube mit 100 ml

Best.-Nr. 123610

€ 3,45



ventisan protect Hautschutzcreme

- Vorbeugender Schutz der Hände vor der Nutzung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- gem. Hautschutzplan vor Arbeitsbeginn, nach Pausen sowie vor der Arbeit mit Wasser zu verwenden

Tube mit 80 ml

Best.-Nr. 123609

€ 3,65





Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche



Flow Wipes sensitive

Alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art im patientennahen Umfeld

- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)
- Tuchmaß: 20 x 20 cm

Packung mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 129298

€ 8,15



— **Alkoholfrei**

Flow Wipes free

Alkoholfreie Desinfektionstücher zur Schnell-desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

Packung mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 129321

€ 6,15



— **Alkoholfrei**

Schnell-Desinfektionstücher

- Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Tuchmaß: 20 x 14 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	115578	7,95
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	115579	6,95



— **Alkoholfrei**

Inventarwischtücher

- Aldehyd- und phenolfrei
- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren
- Praktisch verpackt im Siegelrandbeutel zur direkten Anwendung
- Tuchmaß: 25 x 25 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Spenderbox (leer)	156572	9,95
Tücherrolle fertig getränkt (70 Tücher)	112165	17,95
Tücherrolle ungetränkt (3 x 70 Tücher für 1,2 Liter Desinfektionslösung pro Rolle)	156573	30,95



— **Alkoholfrei**

Desinfektionsschaum

- Aerosolfreie Schnelldesinfektion von Flächen
- Geeignet für Acrylglas
- Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-Viren

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	157665	7,95
Schaumsprühkopf	114959	3,95
5-Liter-Kanister	115359	32,95



Spezialwischtücher

- Empfohlen zum Einsatz mit Desinfektionsschaum
- Sehr weiches Material
- Schwach saugend, reib- und rubbelbest

Inhalt	Best.-Nr.	€
Packung mit 50 Tüchern	158704	3,10
Karton mit 16 x 50 Tüchern	157829	39,95



Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche

Alkoholfrei



Flächen-Wischdesinfektion Neutral

- Gute Reinigungskraft
- Alkohol- und parfümfrei
- **Konzentrat** zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischem Inventar, nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd- und phenolfrei
- Besitzt eine gute Reinigungskraft bei geringer Toxizität
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	126431	15,55
2-Liter-Flasche	112150	13,95
5-Liter-Kanister	125691	34,95

+ Begrenzt viruzid plus



Schnelldesinfektion plus

- **Wirksam ab 30 Sek. und rückstandsfrei**
- Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Basis von Ethanol
- Angenehm, frischer Duft
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid plus (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (gem. 14476)

Typ plus	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche (ohne Sprühkopf)	122294	5,25
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122295	7,95
5-Liter-Kanister	122296	32,95

Typ plus lemon	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	122298	7,45
5-Liter-Kanister	122299	31,95



Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente

Instrumentendesinfektion ID Kombi

- **Stark reinigungsaktiv**
- **Ultraschallbad geeignet**
- Materialschonend auf Basis von Alkylaminen
- Aldehyd- und phenolfrei
- 1 %-ige Lösung für 60 Min. Einwirkzeit
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren)

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	158896	34,99
5-Liter-Kanister	112011	59,99



Touchless Spender

- Für 500-ml und 1000-ml-Euroflaschen flüssige Desinfektionsmittel oder Seife
- Aus schlagfestem Kunststoff
- 4 verschiedene Volumina einstellbar
- Farbe: weiß
- Lieferung inkl. Tropfschale, Befestigungsmaterial und 4 x AA Batterien

Touchless Spender	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Flaschen	121453	135,00
Für 1000-ml-Flaschen	120917	140,00
Jetpumpe für 500-ml-Flaschen	122169	5,60
Jetpumpe für 1000-ml-Flaschen	122208	5,60



Bodenständer

- Für touchless und manuelle Spender (Lieferung ohne Spender)
 - Aus chemikalienresistentem Acrylglas
 - Höhe: 1,50 m
 - Inkl. anschraubbarer Verstärkung mit Schrauben
- Best.-Nr. 120918 € 253,00**





Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche



Alkoholfrei



Alkoholfrei



Bacillo® 30 Sensitive

Leistungsstarke und schonende Flächendesinfektion

- Optimale Wirksamkeit auch gegen Coronaviren, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid, noroviruswirksam in 2 Minuten, tuberkulozid und mykobakterizid in 3 Minuten
- Sehr gute Materialverträglichkeit und geeignet für Displays, Tastaturen, Mobiltelefone, Tablets und empfindliche nicht invasive Medizinprodukte
- Anwenderfreundlich, weil farbstoff- und parfümfrei und auch ohne Handschuhe verwendbar

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
18 x 20 cm	24 Tücher	126819	3,65
18 x 20 cm	80 Tücher	116644	7,95
25 x 38 cm (XXL)	40 Tücher	123299	7,75

Mikrobac® Tissues

- Farbstoff- und parfümfrei
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Wirkungseintritt bereits nach 30 Sek.
- Gute Benetzung und Reinigung
- Bakterizid/levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Polyomavirus, Rotavirus, Norovirus
- Einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung
- Tuchmaß: 18 x 20 cm

Packung mit 80 Tüchern
Best.-Nr. 160337

€ 6,95

Mikrobac® Tissues XXL

Die Tücher für die großen Flächen – bis 2 m²

- Farbstoff- und parfümfrei
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Wirkungseintritt bereits nach 30 Sek.
- Gute Benetzung und Reinigung
- Bakterizid/levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Polyomavirus, Rotavirus, Norovirus
- Einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung
- Tuchmaß: 38 x 25 cm

Packung mit 40 Tüchern
Best.-Nr. 117983

€ 7,35

BODE X-Wipes

Universell einsetzbar für maximale Sicherheit bei der täglichen Flächendesinfektion

- Keine Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrollen im Folienbeutel (inkl. 1 Entnahme-Rund und Deckelverschluss)
- Hochwertiges, reißfestes PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Standzeit der Gebrauchslösung bis zu 28 Tage
- Geprüft mit HARTMANN Desinfektionsmitteln



Spenderbox (leer) mit Farbcode

Ausführung	Best.-Nr.	€
blau	156580	15,52
rot	156581	15,52
grün	156582	15,52

Vliesrolle

Rolle mit 90 Tüchern (ohne Desinfektionslösung)

Best.-Nr. 156579

€ 9,95

BODE X-Wipes Safety Pack

Universell einsetzbares Einweg-Vliestuchspendersystem für höchste Hygienesicherheit

- Keine Aufbereitung erforderlich
- Für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN
- Gute Standfestigkeit
- Standzeit der Gebrauchslösung bis zu 28 Tage

Packung mit 90 Tüchern (ohne Desinfektionslösung)

Best.-Nr. 119399

€ 12,43





Hygiene Fläche



Bacillol® AF

Aldehydfreies, alkoholisches
Flächen-Schnell-Desinfektionsmittel

- Wirkungseintritt nach 30 Sekunden
- Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adeno-, Papova-, Rotavirus
- Rückstandsfreie Austrocknung

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	153391	4,75
1-Liter-Flasche	153392	8,25
5-Liter-Kanister	153393	37,95

Sprühkopf

- Für 500-ml- und 1000-ml-Flaschen

Best.-Nr. 125951

€ 4,92



Bacillol® 30 Sensitive Foam

Gebrauchsfertiges
Flächen-Schnell-Desinfektionsmittel

- Anwendung als Sprühschaum
- Mit neuer verbesserter Formel
- Deutlich kürzere Einwirkzeit
- Haut- und materialschonende Rezeptur mit geringem Tensidgehalt
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	126820	7,85
5-Liter-Kanister	114145	44,45



Kohrsolin® FF

Formaldehydfreier
Flächen-Desinfektionsreiniger
für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände

- Gute Materialverträglichkeit
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Rotavirus, viruzid

Inhalt	Best.-Nr.	€
40-ml-Dosierbeutel 125 Stück	128189	52,95
5-Liter-Kanister	128190	42,95



Hygiene Instrumente



Bodedex® forte

- Flüssigreiner für Instrumente
- Selbsttätig reinigend
- Kompatibel mit Korsolex® extra

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	152770	18,06
5-Liter-Kanister	152887	40,95



Korsolex® extra

Aldehydisches Desinfektionsmittel
für thermolabile und thermostabile Instrumente

- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, viruzid

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	152850	44,67
5-Liter-Kanister	152882	95,00



Weitere BODE Desinfektionsmittel auf Anfrage erhältlich.



Passende Instrumentenwannen und Dosierhilfen auf Seiten 36 und 37. Kostenlos anfordern: Dosiertabelle



Hygiene Haut & Hände

Baktolin® sensitive

Milde und pflegende
Waschlotion für eine
sanfte Reinigung

- Schonende Reinigung durch rückfettende und pflegende Substanzen
- Hautneutraler ph-Wert
- Enthält hautmilde Tenside
- Dezent parfümiert



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	116095	2,80
1-Liter-Flasche	116101	4,95

Baktolan® protect+ pure

Schützende und regenerierende
Wasser-in-Öl-in-Wasser-Emulsion

- Für rissige, stark beanspruchte Haut
- Schutz vor wasserlöslichen Schadstoffen
- Unterstützung der Hautregeneration
- Stärkung der Hautbarriere
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfüm-, silikon- und farbstofffrei
- Wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen
- Wirtschaftlich im Gebrauch



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	115700	6,65
350-ml-Flasche	118766	9,95

Baktolan® lotion

Feuchtigkeitsspendende
Pflege für normale Haut
Flasche mit 350 ml

Best.-Nr. 154689

€ 4,65



Hygiene-Tower

Flexibel einsetzbare Desinfek-
tionssäule aus Edelstahl

- Robuste und kippstabile Konstruktion
- Pulverbeschichtete Edelstahlsäule
- Maße: Fuß ca. 45,5 x 45,5 cm / Höhe 140 cm
- Gewicht: 15,3 kg

Lieferung ohne Spender

Best.-Nr. 118776

€ 459,00



BODE-Eurospender 1 plus

- Für Montage am Hygiene-Tower
- Mit langem Armhebel ca. 21,5 cm
- Für marktübliche 350-/500-ml-Flaschen
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr. 118738

€ 77,95



Hygiene Haut & Hände • Hygiene Haut & Hände • Hygiene Haut & Hände



Sterillium® Virugard

**Hochwirksames viruzides
Hände-Desinfektionsmittel**

- Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid PLUS (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid. Wirksam gegen Herpes simplex-, Adeno-, Polyoma-, Polio- und Rotavirus
- Besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- RKI (AIB)-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	155184	2,25
500-ml-Flasche	172280	6,15
1-Liter-Flasche	172281	10,55

**Sterillium®
Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben**

- Propanolische Wirkstoffbasis
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch rückfettende Substanzen, auch bei Langzeitanwendung
- Umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Herpes-, Influenza A-, SARS-Virus, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus, mykobakterizid

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	125045	1,50
500-ml-Flasche	125047	4,20
1-Liter-Flasche	125048	7,40
5-Liter-Kanister	125049	33,45

Sterillium® classic pure

**Farbstoff- und parfümfrees
Hände-Desinfektionsmittel**

- Ausgezeichnete Verträglichkeit, auch bei Langzeitanwendung
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit und ist besonders für sensible Haut geeignet
- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, Adeno-, Polyoma- und Rotavirus
- RKI (A/begrenzt viruzid) gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119392	1,35
500-ml-Flasche	119393	3,79
1-Liter-Flasche	119394	6,35
5-Liter-Kanister	119395	33,95

Sterillium Virugard: *Wirkstoff:* Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Ethanol 99 % 95,0 g. *Sonstige Bestandteile:* Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg

Sterillium: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg

Sterillium classic pure: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoffe:* Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behälter in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältern unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg

Cutasept® F

**Haut-Antiseptikum zur Hautdesinfektion
vor Blutentnahmen und Injektionen**

- Schnelle und umfassende Wirksamkeit
- Kurze Einwirkzeit von 2 min.
- Gut hautverträglich
- Bakterizid, (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Rotavirus



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	125962	8,27
1-Liter-Flasche	125964	14,28
5-Liter-Kanister	125965	61,57

Cutasept F: *Wirkstoff:* Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. *Sonstige Bestandteile:* Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontakallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Blutleermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH · Melanchthonstraße 27 · 22525 Hamburg





Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche



ULTRASOL OXY WIPES

- Basiert auf Peressigsäure und Wasserstoffperoxid
- Wirkt umfassend viruzid und sporizid
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Tuchmaß: 20 x 20 cm

Packung mit 108 Tüchern
Best.-Nr. 129352

12,20

DESCOSEPT SENSITIVE

- Alkoholische, gebrauchsfertige Flächendesinfektion als Tuch und flüssige Schnelldesinfektion
- Begrenzt viruzid PLUS in 3 min, bakterizid, levurozid
- Ideal für die Routine im patientennahen Umfeld

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowpack			
WIPES	60 Tücher	128241	6,90
WIPES (mit DESOTEX BIO)	100 Tücher	122793	12,40
Sprühflasche	750 ml	124690	6,40
Flasche	1 Liter	124691	7,10
Kanister	5 Liter	124692	39,90



OPTISAL PLUS

- Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion
- Geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen
- Umfassendes Wirkspektrum, verbesserte Wasserhärtestabilität
- Wirkt begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	129111	28,50
5-Liter-Kanister	129112	70,50
20-ml-Sachet (300 Stück)	129348	279,00



Hygiene Haut & Hände • Hygiene

ASEPTOMAN MED

- Alkoholisches Händedesinfektionsmittel
- Begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Noroviren in 30 Sekunden
- Schnell und umfassend wirksam, hervorragende Hautverträglichkeit
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Kittelflasche	124688	2,10
500-ml-Flasche	123001	4,50
1-Liter-Flasche	123884	8,40
5-Liter-Kanister	129349	39,90

ASEPTOMAN FORTE

- Alkoholische Händedesinfektion, wirkt viruzid in 30 Sekunden
- Chirurgische Händedesinfektion in 1,5 min
- Frei von Parfüm, mit hautpflegendem Rückfetter
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Flasche	124686	3,50
500-ml-Flasche	124687	4,40
1-Liter-Flasche	124469	7,90
5-Liter-Kanister	124722	39,50

DESCOLIND PURE WASH

- Mild reinigend, pH-neutral, besonders für empfindliche Haut
- Frei von Parfüm und Farbstoffen



Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126432	2,20
1-Liter-Flasche	127237	3,40
5-Liter-Kanister	124689	21,80

DESCOLIND PURE LIGHT CREAM

- Öl-in-Wasser (O/W) Emulsion für sensible Haut
- Zieht schnell ein ohne zu fetten



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	129350	2,10
500-ml-Flasche	129351	6,60



Skinman™ soft

- Für die hygienische Hände-desinfektion
- Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren
- RKI-gelistet (A)



Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	113398	2,15
500-ml-Flasche	188285	4,55
1-Liter-Flasche	184606	8,25
5-Liter-Kanister	113299	43,45

Skinman™ soft Lösung zur Anwendung auf der Haut.
Zusammensetzung: 100 g Skinman™ soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Zur hygienischen Händedesinfektion.
Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol, Benzalkoniumchlorid, Undecylensäure oder einen der sonstigen Bestandteile besteht.
Nebenwirkungen: Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich.
Warnhinweise: Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen.
 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: 11/2021
 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Skinman™ Soft Protect FF

- Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Hautverträglich durch spezielle Pflegeformel (mit Vitamin E, Glycerin, Panthenol)
- Farb- und duftstofffrei
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV), bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, viruzid (Noro- und Rotaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	124986	5,25
1-Liter-Spenderflasche	124987	12,55
5-Liter-Kanister	124988	49,90

Autoderm™ Extra

- Zur Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren einschließlich Trichophyton mentagrophytes
- Farbstoff- und iodfrei



Inhalt	Best.-Nr.	€
350-ml-Flasche	127482	10,90

Autoderm™ Extra Lösung zur Anwendung auf der Haut.
Zusammensetzung: 100 g Autoderm™ Extra Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 46 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Zur präoperativen Hautantiseptik. Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel.
Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegen die Inhaltsstoffe.
Nebenwirkungen: Bisher keine bekannt.
Warnhinweise: Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 21 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregel beachten; vor Anwendung elektrischer Geräte, Produkt antrocknen lassen; Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen; vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mind. 1 Minute antrocknen lassen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Die Erfahrung bei Kindern ist begrenzt. Autoderm™ Extra darf bei Säuglingen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: 10/2019
 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.



Silonda™ Care

- Wasser-in-Öl-Emulsion
- Zur Regeneration der Haut
- Pflegt mit Glycerin und Vitamin E

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	126772	6,68
500-ml-Flasche	126773	11,32



Skinman™ complete pure

- Viruzides Händedesinfektionsmittel
- Besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen
- Breites Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren. Nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV) begrenzt viruzid plus und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren)
- RKI-gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	119414	2,95
500-ml-Flasche	119415	6,10
1-Liter-Flasche	119416	9,45

Skinman™ complete pure 96 % (v/v) Lösung zur Anwendung auf der Haut. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Sonstige Bestandteile: Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-Glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Skinman™ complete pure ist ein alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, welches gegen Bakterien (einschließlich Mykobakterien), Hefepilze und Viren wirkt. **Gegenanzeigen:** Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Selten kann Skinman™ complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautirritationen, besonders bei geringer Luftfeuchtigkeit (z.B. im Winter), hervorrufen. **Warnhinweise:** Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Suchen Sie bei anhaltender Reizung einen Arzt auf. Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlicher Einnahme sollten Sie unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr!). Nach Verschütten größere Mengen von Skinman™ complete sind sofort folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Vor der Anwendung elektrischer Geräte die Lösung an den Händen vollständig antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: 10/2019
 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.

Silonda™ sensitive

- Öl-in-Wasser-Emulsion
- Parfümfreie Pflege speziell für Personen mit empfindlicher Haut
- Enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	126844	11,91
500-ml-Pumpflasche	128311	12,95



Hygiene Fläche • Hygiene

Incidin™ Liquid

- Aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel für alkoholbeständige Medizinprodukte und Flächen aller Art
- Kurze Einwirkzeit
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 begrenzt viruzid plus und wirksam gegen Adeno-, Papova-, Rota- sowie murine Noroviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	172271	10,15
5-Liter-Kanister	172272	49,85

**Incidin™ OxyFoam NG & OxyWipe NG
Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S**

- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Gebrauchsfertige Flächendesinfektions- und Reinigungslösung für nicht-invasive Medizinprodukte
- Exzellente Materialverträglichkeit, einschließlich empfindlicher Materialien wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonat
- Auf Basis von Wasserstoffperoxid
- **NEU!** „NG“ mit der synergetischen Wirkung von Phenoxyethanol
- „S“ mit sporizider Wirkung
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid / mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Adenovirus, Norovirus
- Ohne Parfüm und Farbstoff
- Sprühflaschen inkl. Sprühkopf
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen



Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Incidin™ OxyFoam S / OxyWipe S	750-ml-Flasche	119735	10,95
	5-Liter-Kanister	120954	62,90
	100 Tücher (20 × 20)	119760	19,15
Incidin™ OxyFoam NG / OxyWipe NG	750-ml-Flasche	128908	9,95
	100 Tücher (20 × 20)	128909	14,95
	50 Tücher XL (25 × 37 cm)	128910	14,95
Zubehör	Wandhalter aus Kunststoff (inkl. Befestigungsmaterial)	128911	16,95

Incidin™ Wipes FlexPack

- Aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™ Produktreihe
- Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau)
- Mit komfortablem Tragegriff
- Tuchmaß: 20 × 38 cm
- Tuchrolle mit 99 Tüchern



Hygiene Instrumente



Sekusept™ PLUS

- Leistungsstarke Desinfektion für medizinische Instrumente aus Metall, Kunststoff, Glas
- Aldehydfrei, mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008)
- RKI-gelistet (A)



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	113434	55,00
6-Liter-Kanister	184533	199,00

Sekusept™ aktiv

- Leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen
- Umfassendes Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren)
- Materialverträglichkeit gegenüber allen gängigen Materialien geprüft und bestätigt
- RKI-gelistet (A,B)
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008)

6-kg-Eimer
€ 159,90

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Eimer	157134	62,75
6-kg-Eimer	153671	159,90



Sekusept™ MultiEnzyme

- Leistungsstarker Enzymreiniger zur RKI-konformen Vorreinigung medizinischer Instrumente und flexibler Endoskope
- Enzymkombination aus Proteasen, Amylase und Lipase

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	125092	52,95
6-Liter-Flasche	159550	135,95



Desinfektionswaschmittel Eltra™ 40 Extra

- Für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle (nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäschen aufhellen)
- Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C nach VAH (bei Einhaltung der angegebenen Verfahrensparameter)
- Für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche geeignet



Eimer mit 8,3 kg
Best.-Nr. 119050 € 88,65

Sani-Cloth™ Active

- Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und Instrumenten mit besonders kurzen Einwirkzeiten
- Aldehydfrei, sehr breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren, viruzid und wirksam gegen Noroviren

Inhalt	Tuchmaß (cm)	Best.-Nr.	€
Dose mit 125 Tüchern	13 × 22	110655	8,22
Dose mit 200 Tüchern	20 × 22	118178	18,95
Eimer mit 225 Tüchern	24,5 × 30	118179	32,21



Packung mit 6 Rollen

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	122259	88,00
grün	122260	88,00
rot	122261	88,00



schülke →



Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente



1 gigasept® pearls

Aktivsauerstoff basiertes Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Reinigung und Desinfektion

- Herausragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel in Kombination mit neutralem pH-Wert und leistungsstarken Tensiden
- Anwendersicher und staubfrei durch Perlenstruktur

Inhalt	Best.-Nr.	€
1,5-kg-Dose	118982	69,95
6,0-kg-Eimer	118983	243,50



2 gigazyme® X-tra

- Multienzymatischer Hochleistungsreiniger zur manuellen Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personal- und Umgebungsschutz
- Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- Sehr gute Materialverträglichkeit

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	116771	32,50
5-Liter-Sparkanister	116772	81,50

3 gigasept® instru AF

- Aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör usw.
- Aldehydfrei mit angenehm frischem Duft
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	156113	56,95
5-Liter-Sparkanister	156114	99,80

4 gigasept® FF (neu) - INT -

- Ein auf Bernsteinsäurealdehyd basierendes Präparat für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten
- Mykobakterizid, viruzid, tuberkulozid, sporizid, fungizid
- Frei von Formaldehyd und GDA, hervorragende Materialverträglichkeit
- Standzeit von 7 Tagen, wenn die Anwendungslösung ausschließlich zur Desinfektion vorher gereinigter Instrumente eingesetzt wird



Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Praxisflasche	129328	113,90
5-Liter-Sparkanister	129325	238,00



Hygiene Hände • Hygiene Hände



+ Panthenol

5 sensiva® regeneration cream

- Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut
- Gut verteilbar
- Farbstoff- und parfümfrei
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Tube	158369	4,55

6 sensiva® wash lotion

- Hautfreundliche farbstoff-, parfüm- und wollwachsfree Waschlotion
- Seifenfreie Waschlotion auf Basis hautverträglicher Tenside
- Schont die Haut
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	158796	2,35
1-Liter-Flasche	159987	3,60
1-Liter-Euroflasche	158371	3,55

7 sensiva® protective emulsion

- Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut
- Leichte Pflege und Schutz, Schutzlotion (gem. TRGS 401)
- Gut verteilbar, zieht schnell ein
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Taschenflasche	153864	3,65
500-ml-Spenderflasche	158798	7,65



+ Allantoin

+ Jojoba

8 sensiva® protective cream

- Besonders hautverträgliche, farbstoff- und parfümfreie Schutzcreme (gem. TRGS 401)
- Stärkt die natürliche Hautbarriere
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	118495	4,75



Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände • Hygiene Hände

Das hyclick®-System. Innovatives Einwegsystem für die Präparate zur Händehygiene.

- Flasche und Pumpe: fest verbunden
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem Click
- Optimaler Schutz gegen Kontamination

hyclick®

- „Non-Removal“-Verschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Minimaler Reinigungsaufwand dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 oder 3 ml
- Einfache Montage auch auf gängigen Wandhalteplatten
- Für 500- und 1000-ml hyclick®-Flaschen
- Inkl. Auffangschale



Individuell
zusammenstellbar

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.	€
desderman® Händedesinfektion	500 ml	120447	7,25
desderman® Händedesinfektion	1000 ml	120451	11,15
esemtan® wash lotion	500 ml	119939	6,15
esemtan® wash lotion	1000 ml	119938	8,20
sensiva® wash lotion	500 ml	119943	4,50
sensiva® wash lotion	1000 ml	119942	5,70
desmanol® care Händedesinfektion	500 ml	122242	8,25
desmanol® care Händedesinfektion	1000 ml	122241	11,75
hyclick® Spender für 1000 ml		119945	31,15
hyclick® Spender Vario für 500 / 1000 ml		119944	33,40

1 desderman®

- Breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476
- Gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel



1

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	128320	2,35
500-ml-Flasche	127177	4,85
1-Liter-Flasche	128252	8,95

2 esemtan® wash lotion

- Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- Schont die Haut und reinigt mild
- Mit dezentem Duft
- Dermatologisch geprüft



2

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	158799	4,05
1-Liter-Spenderflasche	113443	6,10
1-Liter-Euroflasche	114947	6,10
5-Liter-Kanister	113492	29,95

desderman®
78,2 g/100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut
Wirkstoff: Ethanol 96 % (v/v). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 78,2 g Ethanol 96 % (v/v). **Sonstige Bestandteile:** Butan-2-on, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl)(2-ethylhexanoat), Povidon K 30, Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Allergie gegenüber Ethanol oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Selten: Hautreizungen wie Rötungen und Brennen, Kontaktallergien. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautreizungen verursachen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist (z. B. im Winter). Stand 08/20
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

3 desmanol® care

- Breites Wirkspektrum inklusive begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- Hautpflege-Formel mit ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt (gem. Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaIronnier, 2017))
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG
- Arzneimittel



3

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	122237	2,50
500-ml-Flasche	122238	5,85
1-Liter-Flasche	122239	9,65
1-Liter-Euroflasche	122240	9,65

4 octenisept® Wund-Desinfektion

- Farbloses Antiseptikum schützt akute und chronische Wunden vor Infektionen
- Schmerzfrei mit schnellem Wirkungseintritt



4

Inhalt	Best.-Nr.	€
50-ml-Sprühflasche	116295	5,66

desmanol® care
700 mg/g + 99 mg/g, Lösung **Wirkstoffe:** Propan-2-ol, Ethanol 96 % **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 70,0 g Propan-2-ol, 9,9 g Ethanol 96 % **Sonstige Bestandteile:** gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpantenol, Methylglykoll, **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion **Gegenanzeigen:** desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptikum von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktexzeme) sind möglich. **Warnhinweise:** desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. Stand 07/17
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

octenisept® Wund-Desinfektion
Wirkstoffe: Octenindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). **Sonstige Bestandteile:** 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazanium]ylacetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Stand 03/20
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com





kodan® Tinktur forte farblos und gefärbt



- Gebrauchsfertiges alkoholisches, hautverträgliches Hautantiseptikum mit 24 Std. Langzeitwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Pumpe, farblos	125201	7,20
1-Liter-Flasche, farblos	117956	15,66
1-Liter-Flasche, gefärbt	116068	20,88



kodan® Tinktur forte farblos

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. **Sonstige Bestandteile:** Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 01/22

kodan® Tinktur forte gefärbt

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. **Sonstige Bestandteile:** Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 04/20 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



octeniderm® farblos



- Farbloses Hautantiseptikum mit mind. 48 Std. Remanenzwirkung
- Breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus und Rotavirus)
- Schneller Wirkungseintritt

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche mit Überkopfsprühpumpe	182077	9,88
1-Liter-Flasche	182078	22,54



octeniderm® farblos

Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, 1-Propanol (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph.Eur.). **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 30,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.). **Sonstiger Bestandteil:** gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien sowie zur Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzem) sind möglich. Stand 01/22 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com



NEU!



puresept®

- Konzentrat zur Basis-Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen
- Hervorragende Reinigungsleistung durch ausgewählte Tenside
- Frei von Farb- und Duftstoffen
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- In der Routine-Desinfektion (gem. RKI bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid): 0,5 % in 60 Minuten für die Fußböden
- In 5 Minuten (1 %) auf patientennahen Oberflächen gemäß EN wirksam
- Kompatibel mit dem schülke wipes Feuchttuchspender
- Biozidprodukt BAuA Reg.-Nr.: N-100063

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	129057	35,95
5-Liter-Kanister	129058	77,95

kodan® (N) wipes

- Alkoholisches, gebrauchsfertige Flächen-Schnelldesinfektion außer Medizinprodukten
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Für Toiletten und Wickelaufgaben geeignet
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-76918



Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 90 Tüchern	123484	8,65
Nachfüllpackung mit 90 Tüchern	123485	6,95

schülke wipes safe & easy bagless system

- Einmal-Feuchttuchspender für Flächendesinfektion (ohne Desinfektionslösung)
- Minimiert das Kontaminationsrisiko
- Tuchmaß: 30 x 24 cm

Feuchttuchspender mit 6 x 130 Tüchern

Best.-Nr. 119016

€ 98,20



schülke wipes

- Feuchttuchspender für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmittel
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- Tuchmaß: 100er 30 x 30 cm, 111er 30 x 24 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Spendereimer 100/111 (leer)	158868	11,45
Tücherrolle (6 x 100 Tücher)	158869	56,20
Tücherrolle (6 x 111 Tücher)	118501	56,20





Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche

1 mikroqid® PAA wipes

- Sporizide Tücher auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen
 - Großes Tuchformat: 20 × 30 cm
 - Sehr schnelle und breite Wirksamkeit (Bakterien, Pilze, Viren z. B. HIV, HBV, Noro), TB
 - Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-50007 (PT2), N-50008 (PT4)
- Dose mit 50 Tüchern**

Best.-Nr. 116773 € 35,96

2 mikroqid® universal wipes premium / premium maxi / green line

- Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art
- Schnelle Wirksamkeit (Noro in 30 Sek.)
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- **NEU!** green line Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen und 100 % plastikfrei
- Nach 4-Felder-Test geprüft
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-63300 (PT2), N-63301 (PT4)

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
NEU! 18 × 20 cm	114 Tücher	128459	12,45
20 × 20 cm	100 Tücher	119738	11,95
25 × 25 cm	80 Tücher	120446	12,95

3 mikroqid® power mop



- Sporizid und viruzid in 60 Minuten
- Mit gebrauchsfertigen Tüchern
- Kein Aufbereiten von Wischmopps
- Geruchsarm
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Bis zu einem Monat nach Öffnung verwendbar
- Optionaler Aluminium-Wischmop mit Teleskopstiel (100 – 160 cm) und Drehgelenk, für die fachgerechte Anwendung der Tücher notwendig
- Optionale Klett pads zum einfachen Auf- und Abnehmen der Tücher
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-105253

Ausführung	Best.-Nr.	€
3.a Set ohne Wischmop (Eimer leer + 1 × 20 Tücher)	128643	44,55
Nachfüllset (2 × 20 Tücher)	128644	89,95
3.b Wischmop, notwend. Zubehör (ohne Tücher, inkl. 2 Klett pads)	128646	55,45
Klett pad (6 Stück)	128647	23,95
Wandhalterung	128645	61,15

4 mikroqid® universal liquid

- Gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen
- Gute Materialverträglichkeit (z. B. Tablets)
- Schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Adeno-, Noro-, Rotavirus, Polyoma SV40
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-67593

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	120055	11,95
5-Liter-Kanister	120456	48,95

5 mikroqid® AF wipes / Jumbo / premium

- Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher
- Schnelle Abtrocknung, aldehydfrei
- Sehr breit und in kurzer Zeit wirksam (Bakterien, begrenzt viruzid PLUS und begrenzt viruzid*)
- Tuchmaße: 14 × 18 cm, Jumbo 20 × 27 cm, premium 20 × 20 cm
- Biozidprodukt BAuA-Reg.-Nr. N-40580

Inhalt	Best.-Nr.	€
Spenderdose mit 150 Tüchern	128184	8,45
Nachfüllpackung mit 150 Tüchern	128185	6,95
Jumbo-Dose mit 220 Tüchern	153862	14,45
Nachfüllpackung mit 220 Tüchern	153863	12,95
premium Softpack mit 50 Tüchern	112538	5,95

6 mikroqid® sensitive wipes Jumbo / 7 premium / premium maxi

- Gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion besonders von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid**“ (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus
- VAH-gelistet
- Tuchmaße: Jumbo und premium 20 × 20 cm, maxi 25 × 25 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
6 Spenderdose mit 200 Tüchern	158291	13,95
Nachfüllpackung mit 200 Tüchern	158882	12,95
7 premium Softpack mit 50 Tüchern	112463	5,95
premium maxi Softpack mit 80 Tüchern	122198	12,95

8 mikroqid® sensitive liquid

- Gebrauchsfertig und zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen und sensiblen Medizinprodukten
- Schnell und gut wirksam gegen Bakterien, Hefen, „begrenzt viruzid**“ (inkl. HBV, HIV, HCV), Rota-Virus

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	158290	17,25
Sprühpumpe	160363	7,60

9 mikroqid® AF liquid

- Alkoholische Gebrauchslösung zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen
- Aldehydfrei
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, fungizid, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- Biozidprodukt BauA-Reg.-Nr. N-40579

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpsprayflasche	113770	5,25
1-Liter-Flasche	188264	14,35
10-Liter-Sparkanister	113303	97,95





Softasept® N, farblos

- Alkoholische Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen
- Praxisgerechte Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Langzeitwirkung bis zu 24 Stunden
- Trocknet sehr schnell ab
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polio- und Rotaviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113582	7,49
1-Liter-Dosierflasche	113584	13,56
5-Liter-Kanister	125035	58,38



Softasept® N / Softasept® N gefärbt
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g
 Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe
 Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122) **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen,
 Punktionen und Injektionen Gegenanzeigen Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol, 2-Propanol oder (nur
 Softasept® N gefärbt) einem der sonstigen Bestandteile. Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten
 und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet. **Warnhinweise:** Leichtentzündlich. Behälter
 dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in
 die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch
 bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es
 zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Stand der Information:**
 03/2015 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen



Brauoderm®

- Hautdesinfektion mit einer Kombination aus Alkohol und PVP-Iod vor operativen Eingriffen und Punktionen
- Gute farbliche Kennzeichnung des desinfizierten Hautareals
- Kurze Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze und inaktiviert viele Viren, z. B. Vaccinia- und Polioviren



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	113557	7,49
1-Liter-Varioflasche	125037	13,56
5-Liter-Kanister	125038	58,38



Brauoderm® / Brauoderm® nachgefärbt
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10 %
 verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes
 Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Brauoderm® nachgefärbt zusätzlich:
 Farbstoffe E 110, E 124, E 151) **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen,
 Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen. **Gegenanzeigen:** • Hyperthyreose oder
 eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung. • Dermatitis herpetiformis Duhring. • Planung oder Durchführung
 einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung). • Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder
 einen anderen Bestandteil des Arzneimittels. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von
 Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten
 anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nicht über 25 °C lagern.
Nebenwirkungen: Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z. B. kontaktallergische Reaktionen vom
 Spättyp, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. **Sehr selten:** Akute Reaktionen des
 Immunsystems (anaphylaktische Reaktionen) unter Beteiligung anderer Organe (z. B. Haut, Atemwege, Kreislauf).
 Gelegentlich: lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz).
Stand der Information: 01/2021
Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen



Softaskin®

- Waschlotion für normale bis sensible Haut
- Reinigt gründlich und schonend
- Frei von Mikroplastik, Parabenen und Farbstoffen
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Leichter und angenehmer Duft

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126792	1,65
500-ml-Spenderflasche	126793	4,30
1-Liter-Spenderflasche	126794	6,19
5-Liter-Kanister	126795	25,86

Softaskin® pure

- Allergenarme Waschlotion
- Schonende Reinigung speziell für besonders sensible und beanspruchte Haut
- Frei von Mikroplastik, Parabenen, Farbstoffen und Parfüm
- Ausgestattet mit hochwertigen Tensiden, biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	126796	1,65
500-ml-Spenderflasche	126797	4,06
1-Liter-Spenderflasche	126798	6,59



Trixo®-lind

- Pflegelotion für normale und sensible Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse - mit Dermatest-Label "Excellent"
- Frei von Mikroplastik, Silikonen und Parfüm
- Angenehm dezent parfümiert

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127470	3,20
500-ml-Flasche	127471	8,05

Trixo®-lind pure

- Schützt und pflegt die besonders strapazierte und empfindliche Haut
- Kamillenwirkstoff Bisabolol beruhigt die Haut
- Kokosöl spendet Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht
- Rückfetter stärken den natürlichen Schutzmantel und beugen Austrocknung und Reizung der Haut vor
- Sehr gute dermatologische Testergebnisse - mit Dermatest-Label „Excellent“
- Frei von Parfüm, Mikroplastik, Silikonen und Parfüm

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Tube	127473	3,43
500-ml-Flasche	127474	9,16





Hygiene Haut & Hände • Hygiene Haut & Hände • Hygiene Haut & Hände • Hygiene



Softa-Man® Visco Rub

- Händedesinfektionsmittel mit gelförmiger Konsistenz
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Desinfektion und Pflege in einem
- Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. TbB und MRSA), Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Influenza- und Noroviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158286	1,85
500-ml-Spenderflasche	158287	6,25
1-Liter-Spenderflasche	158288	9,50
5-Liter-Kanister	158289	43,95



Softa-Man® acute

- Händedesinfektionsmittel umfassend viruzid in nur 2 x 30 Sek.
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Dermatologisch getestet
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, viruzid (behüllte und unbehüllte Viren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A und B) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	158187	1,90
500-ml-Spenderflasche	158188	6,30
1-Liter-Spenderflasche	158189	10,45



Softa-Man®

- Händedesinfektionsmittel für normale bis trockene Haut
- Frei von Zusatzwirkstoffen
- Angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- u. Rotaviren)
- VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Kittelflasche	113558	1,50
500-ml-Spenderflasche	113559	4,85
1-Liter-Spenderflasche	113560	7,80
5-Liter-Kanister	125020	41,90

i **Softa-Man® ViscoRub**
Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)bis(2-ethylhexanoat), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)alpha-Bisabolol.
Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile von Softa-Man® ViscoRub. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol 21 °C Flammpunkt nach DIN 51 755 **Stand der Information:** 10/2020 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen

i **Softa-Man® acute**
Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85 %. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21 °C Flammpunkt nach DIN 51 755 **Stand der Information:** 05/2015 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen

i **Softa-Man®**
Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: **Wirkstoffe:** Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g **Sonstige Bestandteile:** Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Dexpanthanol, (+/-)alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzyl(2-hydroxybenzoat, Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 2-Benzylidenoctanal, Isoeugenol, Linalool, Eichenmoos), Allantoin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. **Warnhinweise:** Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51 755 **Stand der Information:** 04/2021 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen



Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche • Hygiene Fläche



Hexaquart® XL

- Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion
- Gute Materialverträglichkeit für Fußböden und Inventar
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Kurze Einwirkzeiten gem. DGHM / VAH: 2,0 % - 5 Minuten, 1,0 % - 15 Minuten

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	123597	14,95
5-Liter-Kanister	123598	66,95



Melsept® SF

- Formaldehydfrei
- Keine Klebeeefekte auf Oberflächen
- Wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA, TbB, Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid (inkl. Polioviren)
- Wirtschaftlich: ab 0,5 % bei 60 Minuten Einwirkzeit

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Flasche	113580	9,95
5-Liter-Kanister	125016	46,55





Meliseptol® NEW FORMULA

- Gebrauchsfertiges, alkoholisches Desinfektionsmittel zum Sprühen und Wischen, vollkommen aldehydfrei und ohne weitere Zusatzwirkstoffe
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus, Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- Einwirkzeit: 1 Minute
- In der Desinfektionsmittelliste

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Sprühflasche	119012	4,95
1-Liter-Flasche	119013	10,55
1-Liter-Handsprühflasche ohne Sprühkopf	119014	10,55
5-Liter-Kanister	119015	35,95

Meliseptol® rapid

- Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen kleiner Flächen
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Aldehydfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), fungizid (inkl. Schimmelpilze), begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Handsprühflasche	152174	4,95
250-ml-Dosierflasche	152176	4,95
1-Liter-Sprühflasche ohne Sprühkopf	152175	10,55
5-Liter-Kanister	152177	37,95
Sprühkopf	182171	4,14

Meliseptol® Foam pure

Für alkoholempfindliche Flächen

- Schaum mit geringem Alkoholgehalt (17%)
- Parfümfrei
- Bakterizid inkl. TbB und MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma-, Noro- und aviäre Influenzaviren
- Sehr gute Materialverträglichkeit bei alkoholempfindlichen Materialien (z. B. Kunststoffoberflächen medizinischer Geräte, Acrylglas, Untersuchungsliegen und Ultraschallköpfe)
- Einwirkzeit ab 1 Minute

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	159540	9,35
5-Liter-Kanister	159541	39,95

Meliseptol® Wipes ultra

Alkoholfreie, viruzide Desinfektionstücher

- Zur abschließenden Desinfektion von Ultraschallsonden geeignet
- Bakterizid und levurozid
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren)
- Einwirkzeit: 2 Minuten
- Tuchmaß: 14 × 20 cm

Dose mit 100 Tüchern
Best.-Nr. 119771

€ 13,45



Meliseptol® HBV-Tücher

- Für die schnelle Wischdesinfektion kleiner Flächen
- Hygienische Einzelentnahme
- Getränkt mit Meliseptol® rapid Flüssigkeit
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- Tuchmaß: 13,5 × 22 cm

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	125009	5,95
Nachfüllpack mit 100 Tüchern	125010	4,25



Meliseptol® acute Wipes

NEU!

Alkoholische Desinfektionstücher mit viruzidem Wirkungsspektrum

- Parfümfrei
- Weich, gebrauchsfertig für kleine Flächen
- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z. B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)

Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flow Pack 100	18 × 20 cm	100 Tücher	128932	12,35
Flow Pack XL	24 × 30 cm	42 Tücher	129054	10,45



B. Braun Wipes

Vliestuchspendersystem zum Befüllen mit Desinfektionsmittellösung

- Bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- Wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- Sehr weiche, saugfähige und fusselfreie Tücher die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft

Ausführung	Best.-Nr.	€
Spendersystem groß (leer)	158819	19,95
Spendersystem klein (leer)	118361	8,30
Vliesrolle mit 100 Tüchern (19 × 36 cm)	158820	21,15
Vliesrolle ECO mit 120 Tüchern (19 × 36 cm)	118287	11,13
Vliesrolle mini ECO mit 60 Tüchern (15 × 20 cm)	118362	5,45



Meliseptol® Wipes sensitive

- Weiche, gebrauchsfertige Tücher
- Zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen
- Getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- Aldehyd- und aminfrei, farbstoff- und parfümfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Wirksam gegen Rota-, Noro-, Polyoma-/Papillomaviren

Ausführung	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose	15,2 × 20 cm	60 Tücher	112734	10,95
Nachfüllpackung		60 Tücher	112735	6,95
Flow Pack 100	18 × 20 cm	100 Tücher	120443	11,95
Flow Pack XL	24 × 30 cm	42 Tücher	120442	9,95





Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente • Hygiene Instrumente



Helipur®

- Zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten und Laborgeräten aus Metall, Glas und Keramik
- Wirkungsspektrum: Bakterien inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien, Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyma- und Adenoviren
- Wirtschaftlich: 1,5 % bei 60 Minuten Einwirkzeit
- Anwendungskonzentration gem. DGHM/VAH: 1,5 % – 1 h / 1,5 % – 15 Min. / 3 % – 5 Min.

Geeignet für flexible Endoskope

Helipur® H plus N

- Formaldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion von thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien, Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Anwendungskonzentration gem. DGHM/VAH: 1 % – 1 h / 1 % – 30 Min. / 1,5 % – 15 Min.

Stabimed® fresh

- Schnelle Desinfektion und Reinigung von chirurgischem Instrumentarium, starren Endoskopen und anderen thermolabilen Materialien (Ultraschallbad geeignet)
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB), Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), wirksam gegen Polyoma- und Adenoviren
- Sehr wirtschaftlich: 0,5 % / 15 Min., 1,0 % / 5 Min.

Stabimed® ultra

- Pulver zur Hochleistungsdesinfektion von thermolabilen und thermostabilen Materialien (auch zur desinfizierenden Vorreinigung, Ultraschallbad geeignet)
- Umfassendes Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, Mykobakterien (TbB), Pilze und Sporen (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Konzentration / Einwirkzeit max. 2 % – 15 Min. bei vollständigem Wirkungsspektrum

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	113579	14,85
5-Liter-Kanister	125002	65,20

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	113578	19,15
5-Liter-Kanister	113425	83,25

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter-Dosierflasche	119315	30,00
5-Liter-Kanister	120292	106,50

Inhalt	Best.-Nr.	€
4-kg-Eimer	122236	134,00

Prozessmedien für die maschinelle Instrumentenaufbereitung



1 Helimatic®

Cleaner enzymatic NF

- Flüssiger Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten
- Hervorragendes Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- pH-neutral und sehr materialschonend

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 160666

€ 54,25

2 Helimatic® Cleaner alkaline

- Alkalischer Flüssigreiner mit spezieller Tensidkomponente
- Löst das ganze Spektrum der organischen Verschmutzungen
- Anwendungsdosierung 0,3 bis 0,8 %

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 158965

€ 39,40

3 Helimatic® Neutralizer C

- Flüssiges Neutralisationsmittel
- Für die Neutralisation nach dem Einsatz von Helimatic® Cleaner alkaline
- Auf Basis von Zitronensäure
- Phosphat- und tensidfrei
- Anwendungsdosierung 0,05 bis 0,3 %

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 158966

€ 45,65

4 Helimatic® Rinse neutral NF

- Flüssiges Klarspülmittel
- Für eine zeitsparende, fleckenfreie Trocknung, tox. unbedenklich
- Einsatz im letzten Spülgang in Konz. zwischen 0,05 % und 0,2 %.

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 158967

€ 61,50

5 Helimatic® Cleaner MA

- Mildalkalischer Flüssigreiner auf Basis von Alkalien, Tensiden und Enzymen
- Entfernt hervorragend angetrocknete und denaturierte Blutrückstände
- Mit Korrosionsinhibitoren
- Phosphat- und silikatfrei

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 120374

€ 49,95

Das neodisher endo® Programm speziell zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen und endoskopischen Zusatzinstrumenten von allen führenden Herstellern.



neodisher endo® CLEAN
neodisher endo® MED
neodisher endo® DIS active

neodisher endo® CLEAN

neodisher endo® SEPT GA

neodisher endo® DIS active



neodisher endo® CLEAN
– Flüssigkonzentrat

Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Aufbereitung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie im Tauch- bzw. Ultraschallbad

- Auf Basis von Alkalitätsspendern, Enzymen und Tensiden
- Entfernt schonend und zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam
- Bei manueller Vorreinigung ist vor dem maschinellen Aufbereitungsschritt kein Abspülen der Reinigerlösung erforderlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118557	51,09
10-Liter-Kanister	118558	96,88
20-Liter-Kanister	118559	169,27



neodisher endo® MED
– Flüssigkonzentrat

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Vorbehandlung von flexiblen Endoskopen

- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)
- Zur desinfizierenden Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln
- **NEU!** In Kombination mit neoform® wipes RTF für die Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter Flasche	126935	22,45
5-Liter-Kanister	120444	97,35



neodisher endo® DIS active – Granulat

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen

- Als Desinfektionsmittel bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Bei kombinierter Reinigung und Desinfektion können nicht alle Wirkungsspektren abgedeckt werden
- Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend
- pH-neutral, angenehmer Geruch (parfümfrei), gute Löslichkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Peressigsäure, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 100-Gramm-Beutel	115810	124,19
2-kg-Eimer	115811	87,03
8-kg-Eimer	115861	309,29

neodisher endo® SEPT GA
– Flüssigkonzentrat

Desinfektionsmittel für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

- Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid
- Im Verfahren mit neodisher endo® CLEAN wirksam gegen Sporen von Clostridium difficile
- Besonders anwenderfreundlich durch geruchsarme Formulierung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Glutaraldehyd, frei von Formaldehyd und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- In der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
5-Liter-Kanister	118562	75,85
10-Liter-Kanister	118563	153,38
20-Liter-Kanister	118564	285,30



neodisher® PreStop

Korrosionsschutz zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP

- Sprühschaum gegen Lochkorrosion auf Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende Rückstände von Blut oder physiologischer Kochsalzlösung entstehen kann
- Selbsttätige Vorreinigung bereits im OP
- Geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumente
- Eloxiiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen
- Verhindert das Antrocknen von OP-Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente
- Erleichtert die nachfolgende Reinigung
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf dem Instrumentarium während der Kontaktzeit (bakteriostatisch)

Inhalt	Best.-Nr.	€
750-ml-Flasche	122993	35,16
Sprühkopf	127215	5,88



Prozesschemie für die maschinelle Instrumentenaufbereitung



neodisher® Z

Saures Neutralisationsmittel
– Flüssigkonzentrat

- Frei von Tensiden und Phosphaten
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste
- Auf Basis organischer Säuren, materialschonend

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 110194

€ 57,15



neodisher® N

Saures Neutralisationsmittel
– Flüssigkonzentrat

- Frei von Tensiden, auf Basis von Phosphorsäure
- Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste
- Kalk oder andere säurelösliche Rückstände werden entfernt
- Leicht abspülbar

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 156780

€ 66,83



neodisher® MediClean forte

Alkalischer Universalreiniger
– Flüssigkonzentrat

- Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside
- Exzellente Materialschonung, universell einsetzbar
- Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut werden zuverlässig entfernt
- Eine Wiederablagerung von Proteinrückständen wird vermieden

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 159484

€ 49,23



neodisher® MediKlar

Nachspülmittel
– Flüssigkonzentrat

- Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, flexiblen Endoskopen, Instrumentencontainern und Implantaten
- Verkürzt die Trocknungszeit signifikant

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 112457

€ 53,92



neodisher® MediClean advanced Hochkonzentrat

- Für die maschinelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inklusive MIC- und Mikrowerkzeugen, Dentalinstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Containern und anderen medizintechnischen Utensilien
- Für die manuelle Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten im Tauch- oder Ultraschallbad
- Mit besonders starker Reinigungsleistung bei geringem Produktbedarf aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden, Komplexbildnern und Enzymen
- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, Protein, Fett, Schleim, Sekret und Knochenmehl
- Entfernt stumpfe Beläge und sorgt somit langfristig für eine optimale Haptik des Instrumentariums
- Reduktion von Biofilmen wurde in Anlehnung an ISO/TS 15883-5:2005 geprüft und bestätigt
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
- Exzellente Materialverträglichkeit und damit materialschonend

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	127341	51,77
5-Liter-Kanister	127339	125,78
5-Liter-Eurokanister	127340	125,78
10-Liter-Kanister	127338	244,88

AB € 51,77



neodisher® Septo Fin

Reinigungs- und Desinfektionsmittel
– Flüssigkonzentrat

- Zum Einsatz im Tauchbad
- Auf Basis von Aldehyden, frei von Formaldehyd und Glyoxal
- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 120457

€ 105,39



neodisher® Septo PreClean

Reinigungs- und Desinfektionsmittel
– Flüssigkonzentrat

- Für die manuelle Reinigung und Desinfektion vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nassentsorgung über längere Zeiträume, z. B. über Nacht oder über das Wochenende
- Auf Basis von Aminen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1 %, 15 min, 20 °C)
- Mit guter Reinigungswirkung und ausgezeichneter Materialverträglichkeit
- Nicht proteinfixierend
- Frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 116834

€ 85,84



neodisher® Septo Plus

Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

- Für die manuelle Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden und Aminen
- Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122582

€ 113,78



neoform® wipess RTF

- Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln
- Auch für Hochrisikobereiche wie z. B. Neonatologie oder Hämatonkologie gemäß VAH-Empfehlung geeignet
- Vielseitig einsetzbar
- Kompatibel mit einer breiten Auswahl an Dr. Weigert Flächendesinfektionsmitteln, im 4-Felder-Test belegt (EN 16615)
- **NEU!** In Kombination mit neodisher endo® Med zur Wischreinigung von flexiblen Endoskopen beim Bedside Cleaning
- Kunststoffeimer inkl. Vliestuchrolle mit 115 Tüchern

Eimer mit 115 Tüchern

Best.-Nr. 126337

€ 15,23



neoform® Classic*

Desinfektionsreiniger – Flüssigkonzentrat

- Zur täglichen, kombinierten Flächenreinigung und -desinfektion im Wischverfahren auf abwaschbaren Oberflächen von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und anderen Oberflächen
- Gute Reinigungsleistung, sehr gute Materialverträglichkeit
- Schlierenfreie Flächendesinfektionsreinigung
- Kurze Einwirkzeiten
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Auch zur Anwendung im Dr. Weigert Tuchspendersystem neoform® wipess RTF geeignet

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-Liter-Flasche	125050	31,84
5-Liter-Kanister	125042	82,75



neoform® Rapid*

Schnelldesinfektionsmittel – Gebrauchsfertige Lösung

- Alkoholische Lösung zur Desinfektion von Flächen
- Einsatz im Wischverfahren
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Rotaviren
- VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformation lesen

750-ml-Flasche

Best.-Nr. 126350

€ 12,56



Instrumentenwannen

- Mit Siebeinsatz und Deckel

Inhalt	Maße mm (L x B x H)	Best.-Nr.	€
1 bis zu 2 Liter	325 x 176 x 150	125043	72,87
2 bis zu 4 Liter (Deckel mit Einwurfschlitz)	345 x 215 x 125	128351	56,56
3 bis zu 5 Liter (speziell für schmale, lange Instrumente)	550 x 200 x 120	125582	65,86
4 bis zu 10 Liter	390 x 290 x 170	125583	74,92



2



4

Handwaschbürste

- Autoklavierbar
- Best.-Nr. 135079 € 5,02
- Mit Nagelbürste
- Best.-Nr. 156673 € 7,07





Dosier- und Applikationshilfen



Für medichem Produkte der Seiten 17–19

- 1 Dosierflasche** für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste, vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten, 1 Liter/Kammer 60 ml
Best.-Nr. 183236 € 5,80
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 3 Kanisterdosierpumpe** für 2- und 5-Liter-Kanister, 30 ml Hub
Best.-Nr. 183260 € 6,50
- 4 Handsprühkopf** für 1-Liter-Keulenflasche
Best.-Nr. 183275 € 3,60
- 5 Handsprühkopf** für 500-ml-Keulenflasche
Best.-Nr. 112433 € 3,60
- 6 Handpumpe** für 500-ml und 1-Liter-Euroflaschen, eckig
Best.-Nr. 151026 € 3,99
- 7 Kanisterschlüssel** für 2- und 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 158818 € 6,60



Für Hartmann Produkte der Seiten 21–22

- 1 Universal-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen
Best.-Nr. 125951 € 4,92
- 2 Kanisterhahn** für 5-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25



Für B. Braun Produkte der Seiten 30–32



- 1 Dosierpumpe** mit Rückschlagventil für 500-ml-Flaschen **Best.-Nr. 159627** € 4,14
für 1000-ml-Flaschen **Best.-Nr. 159628** € 4,14
- 2 Dosierer** für 1000-ml-Flaschen, Dosierschritte 5, 10, 15 und 20 ml
Best.-Nr. 113588 € 3,08
- 3 Auslaufhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51
Best.-Nr. 122806 € 11,78
- 4 Sprühkopf rot** für 1000-ml-Handsprühflasche Meliseptol®
Best.-Nr. 182171 € 4,14
- 5 Dosierpumpe** für 5- und 10-Liter-Kanister DIN 51, 15 ml Hub
Best.-Nr. 122804 € 11,78
20 ml Hub **Best.-Nr. 122805** € 11,78

Für schülke Produkte der Seiten 26–29



- 1 Dosierpumpe** für 500-ml- und 1-Liter-Wasch- und Cremelotion mit 2 Steigrohren (passt nicht auf Euroflaschen)
Best.-Nr. 159653 € 4,56
- 2 Standard-Sprühkopf** für 500- und 1000-ml-Flaschen alkoholische Sprühdeseinfektion
Best.-Nr. 160363 € 6,80
- 3 Kanisterdosierer** für 5- und 10-Liter-Kanister, 20 ml Hub
Best.-Nr. 113372 € 10,91
- 4 Kanisterhahn** für 5- und 10-Liter-Kanister
Best.-Nr. 114192 € 4,25
- 5 Flaschendosierer** für 2-Liter-Flaschen Flächenreiniger
Best.-Nr. 170491 € 4,59



Armhebel-Wandspender plus

- Alugehäuse (autoklavierbar) mit Kunststoffpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- Flexible Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
- Für handelsübliche Flaschen

Ausführung	Best.-Nr.	€
500-ml	114931	58,00
1 Liter	114930	58,00



Touchless-Spender

- Berührungslose Bedienung
- Alugehäuse mit Edelstahlpumpe (Frontentnahme)
- Dosierung einstellbar: 0,75 / 1,0 / 1,5 ml
- 4-stufige Batteriestandsanzeige (Notbügel für Batterieerstand)
- Für handelsübliche 1-Liter-Flaschen
- Flaschendichtung mit flexiblem Vario-Adapter
- Lieferung inkl. Auffangschale

Best.-Nr. 120793 € 251,00



Einwegpumpe

Erfüllt die KRINKO-Empfehlung „Händehygiene“

- Kunststoffpumpe zur einmaligen Anwendung im Wandspender plus
- Einfacher Austausch bei jedem Flaschenwechsel
- Keine Aufbereitung der Pumpe
- Hygienisch einzeln verpackt
- Feste Dosiermenge: 1,5 ml
- Nicht spülmaschineneignend oder autoklavierbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Für 500-ml-Flaschen	124718	4,16
Für 1000-ml-Flaschen	124821	4,16



Schalenhalter mit Schale

- Zum einfachen Hängen über den Wandspender plus
- Mit herausnehmbarer Schale

Für Spender mit 500-ml-Flaschen
Best.-Nr. 157674 € 38,95

Für Spender mit 1-Liter-Flaschen
Best.-Nr. 157675 € 40,89

HAEBERLE



Hygieneeinheit

- Schlankes, hochwertiges, zeitloses Design und auch für enge Räume geeignet
- Robust, langlebig, extrem standsicher und leicht zu transportieren
- Einfache Montage und Handhabung
- Maße (L x B x H): Hygieneeinheit 1 + 2: 500 x 400 x 1488 mm
Hygieneeinheit 3 – 5: 500 x 400 x 1748 mm
- Hygieneeinheit besteht aus 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000 ml (ohne Desinfektionsmittel) mit entsprechenden Zusatzkomponenten
- Hygieneeinheit 4 und 5 mit Sensor-Desinfektionsmittelspender
- Abtropfschale optional

1 Hygieneeinheit 1
mit 1 Hinweisschild zur Händedesinfektion
Best.-Nr. 126324 € 384,00

2 Hygieneeinheit 2
mit 1 Halter für Spenderbox aus Edelstahl
Best.-Nr. 126326 € 434,00

3 Hygieneeinheit 3
mit 1 Halter für Spenderbox aus Edelstahl und 1 Hinweisschild zur Händedesinfektion
Best.-Nr. 129107 € 457,00

4 Hygieneeinheit 4
mit 1 Hinweisschild zur Händedesinfektion
Best.-Nr. 126327 € 492,00

5 Hygieneeinheit 5
mit 1 Halter für Spenderbox aus Edelstahl
Best.-Nr. 129106 € 542,00



TRESORO Desinfektionssäule mit extrem robustem Edelstahlspender

- Säule aus Konstruktionsstahl anthrazit-grau (ähnlich RAL 7021)
- Gefälliges, schlankes und unauffälliges Design
- Höchste Stabilität und Standsicherheit
- Glatte Oberflächen zur einfachen Desinfektion
- Resistenz der Oberfläche gegen hochkonzentrierte Alkohole
- Inkl. magnetischer Edelstahl-Abtropfschale (150 mm) und Haltearm
- Maße Säule: 120 x 30 x 1.200 mm (B x T x H)
- Maße Bodenplatte: 250 x 330 x 9 mm (B x T x H)
- **Mit Edelstahl-Spender** für 1000 ml Flaschen
- Austauschbare Kunststoff-Dosierpumpe (1,5 Hub)
- Inkl. 1000 ml Standard-Leerflasche
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Frontklappe mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle



Farbe	Best.-Nr.	€
RAL 5002 – blau	125709	399,00
RAL 6018 – grün	125710	399,00
RAL 3020 – rot	125711	399,00
RAL 9016 – weiß	125712	399,00
RAL 7021 – anthrazit	124998	399,00
Edelstahlspender einzeln inkl. Wandmontageset	124999	179,00



Falthandtücher

- 1-lagig natur
- 2-lagig Zellstoff hochweiß

Ausführung	Maße	Anzahl	Best.-Nr.	€
1-lagig, Z-Falz	25 × 23 cm	20 × 250 Blatt (5000 Blatt)	129437	23,95
2-lagig, V-Falz	21 × 24 cm	20 × 160 Blatt (3200 Blatt)	129436	32,45

AB € **23,95**

COM-TeX®

1 Universal-Papierrollenhalter

Für Papierrollen von 39–60 cm Breite

Best.-Nr. 112824 € 52,20



COM-TeX®
FAIRPREIS
und Top-Qualität

9 Rollen
AB € **33,95**

1

COM-TeX® Liegenpapier Krepp, 2-lagig

- Volumengeprägte, stabile Qualität
- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 100 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125570	43,50
50 cm	125571	46,85
55 cm	125572	54,90
59 cm	125573	56,95
600 m Papier		ab 43,50

COM-TeX® Liegenpapier Tissue, 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	33,95
50 cm	172314	41,95
55 cm	172315	46,95
59 cm	172316	49,95
450 m Papier		ab 33,95

Liegenpapier Tissue, 3-lagig

- Weiß, ungebleicht
- 100 % Recyclingmaterial
- 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	184372	43,71
50 cm	184373	52,28
59 cm	184374	61,11
300 m Papier		ab 43,71

MedixPro P Ärzterollen aus Tissue

- 2-lagiger Papierzellstoff
- Perforation: je 50 cm (100 Stück pro Rolle)
- Länge: 50 m

Packung mit 6 Rollen

Breite	gelb	blau	lila	€
50 cm	119115	119113	119114	51,66
60 cm	119118	119116	119117	66,63



MedixPro Schutzunterlagen

- Medizinische, wasserdichte Schutzunterlagen
- Drei-Schicht-Laminat Blätter (zwei Lagen Hygienepapier, eine Folienschicht)
- Höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit
- Einzeln entnehmbar aus der praktischen Box
- Maße: 33 × 48 cm

Packung mit 80 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€	Farbe	Best.-Nr.	€
aprikose	122838	6,73	limette	122842	6,73
blau	122839	6,73	rosa	122843	6,73
gelb	122840	6,73	weiß	122844	6,73
grün	122841	6,73	lila	122845	6,73



Falhandtücher, Krepp, natur, 1-lagig

25 x 23 cm, Zick-Zack-Faltung
 Karton mit 4600 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 230 Tücher)
Best.-Nr. 125580

€ 32,50

Falhandtücher, Tissue, grün, 2-lagig

22 x 25 cm, Zick-Zack-Faltung
 Karton mit 3195 Tüchern
 (unterverpackt 15 x 213 Tücher)
Best.-Nr. 153728

€ 39,95

Falhandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig Kleinformat

20,5 x 24 cm, Zick-Zack-Faltung
 Karton mit 3750 Tüchern
 (unterverpackt 25 x 150 Tücher)
Best.-Nr. 124103

€ 50,16

Falhandtücher, Tissue, weiß, 2-lagig

25 x 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)
 Karton mit 3040 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 152 Tücher)
Best.-Nr. 125579


€ 68,38

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

23,5 x 23 cm, Zick-Zack-Faltung
 Karton mit 3200 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 160 Tücher)
Best.-Nr. 157459

€ 43,55

Faltarten



Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

24 x 24 cm, Vollentfaltung
 Karton mit 3750 Tüchern
 (unterverpackt 25 x 150 Tücher)
Best.-Nr. 125578

€ 72,45

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 x 32 cm, Vollentfaltung
 Karton mit 3200 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 160 Tücher)
Best.-Nr. 172297

€ 80,89

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

25 x 33 cm, Lagen-Faltung (C-Faltung)
 Karton mit 3072 Tüchern
 (unterverpackt 24 x 128 Tücher)
Best.-Nr. 125577

€ 77,25

Falhandtücher, Tissue, hochweiß, 2-lagig

22 x 42 cm, Vollentfaltung
 Karton mit 2400 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 120 Tücher)
Best.-Nr. 172298

€ 82,16

Passende Spender



Falhandtuchspender

- Kunststoff, weiß
- Maße: 28 x 37,5 x 13,7 cm (B x H x T)

€ 34,40



Falhandtuchspender

- Geeignet für alle Falhandtücher (ca. 200 Blatt)
- Edelstahl, gebürstet
- Mit Zylinderschloss
- Maße: 26,5 x 20,5 x 12 cm (B x H x T)

€ 70,23

Für jede Anwendung das richtige Tuch

Multitex Wipes Premium Tücher

- 100 % PET
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgabe bestätigt
- Maße: 30 x 36 cm

Karton mit 400 Tüchern
 (unterverpackt 10 x 40 Tücher)
Best.-Nr. 124104

€ 36,75

Multizell® Mehrzwecktücher

- Saugstarke, fusselfreie und nassfeste Tücher
- Maße: 27 x 33 cm

Karton mit 1000 Tüchern
 (unterverpackt 20 x 50 Tücher)

Ausführung	Best.-Nr.	€
3-lagig	153276	31,71
4-lagig	120441	36,16

zetBox® Labor- und Hygienetücher

- Saugstarke, ultrasofte Tücher für sensible Anwendungsbereiche
 - 2-lagige, weiß
 - Maße: 21 x 22 cm,
- Box mit 150 Tüchern
Best.-Nr. 172296
 ab 30 Boxen

€ 2,15
 Box nur € 1,92




Polytex® Nasswisch Tuch

- Saugstarke, fusselfreie, wischfeste Tücher
- 100% Polypropylen, blau
- Lösungsmittelbeständig und auswaschbar
- Maße: 40 x 42 cm

Karton mit 420 Tüchern
 (unterverpackt 12 x 35 Tücher)
Best.-Nr. 154050

€ 57,03





Papierhandtücher

Ausführung	Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
Fripa Papierhandtücher 1-lagig					
1 Fripa Plus naturell, 100 % recycelt	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125527	27,35
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127334	30,70
2 Fripa Verde grün eingefärbt, 100 % recycelt	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	113526	34,74
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127543	35,45
3 Fripa Ideal hochweiß	25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125528	47,95
	25 x 33 cm	C-Falz	3600 Tücher	127465	57,44

Fripa Papierhandtücher 2-lagig mit Dekorprägung

4 Fripa Comfort hochweiß	25 x 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127335	49,20
5 Fripa Eco weiß	25 x 23 cm	V-Falz	3200 Tücher	127336	39,95
6 Fripa Comfort hochweiß	25 x 33 cm	C-Falz	3072 Tücher	155296	69,08



Fripa Handtuch- und Seifenspender



- 7 Fripa Handtuchspender, Metall**
Weiß, Maße: 27 x 35 x 13 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 125531 € 69,91
- 8 Fripa Handtuchspender, Kunststoff**
Weiß, Maße: 31,5 x 39 x 15,7 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 122290 € 49,59
- 9 Fripa Seifenspender, Kunststoff**
Wiederbefüllbarer Spender ca. 1 Liter Inhalt
Weiß, Maße: 12,8 x 26,6 x 12,9 cm (B x H x T)
Best.-Nr. 122304 € 57,09
- Fripa Seifencreme** (o. Abb.)
Standard 10 Liter
Best.-Nr. 183616 € 30,71
- Hygienebeutel** (o. Abb.)
• Für Damenbinden
• Weiß mit blauem Druck
• Maße: 10,5 x 4,5 x 28 cm
Karton mit 1000 Stück Best.-Nr. 152093 € 29,65
- Hygienebeutelhalter** (o. Abb.)
Maße: 13 x 38 x 5,5 cm
Best.-Nr. 154341 € 12,02

Medizinalrollen



10 Fripa-med „basic-line“, 1-lagig, weiß
Medizinalrollen in Recycling-Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125981	42,51
50 cm	125983	51,27
55 cm	125984	55,60
59 cm	125985	60,70

11 Fripa-med „classic-line“, 1-lagig, hochweiß
Medizinalrollen aus 100 % Frischzellstoff, weiche Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125159	48,49
50 cm	125161	56,98
55 cm	125162	61,74
59 cm	125163	66,86

12 Fripa-med „secura-line“, hochweiß
Medizinalrollen beschichtet, **speziell für Gynäkologen, Urologen, Chirurgen**, 1 Lage hochwertiges Tissue + 1 Lage PE-Beschichtung, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter
Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	110890	52,15
50 cm	110891	65,75
55 cm	112440	78,45
59 cm	110892	83,95

Fripa Basic Tissue Toilettenpapier

- Aus 100 % Recycling
- Weiß mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (10 x 12 cm)

Packung mit 8 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	€
2-lagig	158363	3,68
3-lagig	153949	5,25

Fripa Wischfix

- Reißfeste, saugstarke, hochweiße Haushaltstücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 51 Blatt (26 x 24 cm)

Packung mit 4 Rollen Best.-Nr. 128203 € 4,97

Fripa Edina® Tissue-Toilettenpapier

- Aus hochweißem Tissue (100 % Zellstoff)
- 3-lagig mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (9,4 x 11 cm)

Packung mit 8 Rollen Best.-Nr. 122289 € 4,86

Fripa Easy Tissue-Haushaltstücher

- Hochweiße Wischtücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 45 Blatt (23 x 21,5 cm)

Packung mit 4 Rollen Best.-Nr. 112486 € 4,44



Scott® Essential™ Handtücher – Klein/Interfold

1-lagig, 21 × 20 cm, weiß
Karton mit 5100 Tüchern
Best.-Nr. 124100

€ 112,60



Scott® CONTROL™ Falthandtücher – Medium/Interfold

1-lagig, 31,8 × 22 cm, weiße Tücher
Karton mit 3180 Tüchern
Best.-Nr. 119412

€ 112,93



Aquarius™ Handtuchspender

Maße: 15,9 × 28,7 × 14,2 cm (H × B × T).
Für alle Kleenex® u. Scott® Handtücher (außer Scott® Slimfold Handtücher)

Best.-Nr. 114977

€ 45,41



Kleenex® Ultra™ Handtücher – Klein/Interfold

2-lagig, 21,5 × 21,0 cm, hochweiß
Karton mit 2790 Tüchern
Best.-Nr. 112431

€ 87,82

Kleenex® Ultra™ Handtücher – Medium/Interfold

2-lagig, 21,5 × 31,5 cm, hochweiß
Karton mit 1860 Tüchern
Best.-Nr. 113162

€ 101,89



Kleenex® Ultra™ Falthandtücher – Medium/Interfold

3-lagig, 21,5 × 31,5 cm, weiß
Intelligente Faltung für Einzelblattausgabe
Karton mit 1440 Tüchern

Best.-Nr. 124101

€ 108,50



Kimtech Science™ Labor- und Präzisionstücher

- Fusselarm, saugfähig, weich, chemisch neutral
- Für sensible Oberflächen (Linsen, Objektträger)

Kimtech Science™ Labortücher

2-lagig, Tuchformat 20,5 × 20 cm, weiß

Box mit 200 Tüchern

Best.-Nr. 119048

€ 7,95

Kimtech Science™ Präzisionswischtücher

- 2-lagig, Tuchformat 21 × 20 cm, weiß

Box mit 100 Tüchern

Best.-Nr. 119026

€ 4,36

Kimtech Science™ Präzisionstücher Groß

1-lagig, Tuchformat 31 × 28,5 cm, weiß

Box mit 198 Tüchern

Best.-Nr. 154736

€ 28,16

Ärztrollen

Scott® Extra™ Ärztrollen

- Hochwertiges 2-lagiges Tissue, weiß
- Länge: ca. 50 m
- Alle 38 cm perforiert (59 cm breit alle 37 cm)
- 6 Rollen im Beutel (59 cm breite Rollen im Karton)

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
51,0 cm	125920	186,27
59,0 cm	125921	213,69

Scott® Essential™ Ärztrollen

- 1-lagig weiß
- Länge: ca. 76 m
- Alle 38 cm perforiert (59 cm breit alle 37 cm)
- 6 Rollen im Beutel (59 cm breite Rollen im Karton)

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
38,5 cm	172229	146,88
50,0 cm	172230	183,61
59,0 cm	172231	219,94



Die Spenderserie von Kimberly-Clark Professional™

Innovativ. Hygienisch. Stimmig.

Alle Spender aus schlagfestem Kunststoff – Die Spenderhauben verdecken komplett die Rückplatten



Aquarius™ Handtuchspender

- Für Formathandtücher – Interfold (Breite 21,5 cm)
- Maße: 39,9 × 26,5 × 14,0 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 114798 € 129,70



Aquarius™ Spender

- Für 1 Liter Waschlotion von Kimberly Clark
- Maße: 23,5 × 11,6 × 11,4 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 114800 € 41,57



Aquarius™ Toilettenpapierspender

- Für zwei Kleinrollen
- Maße: 18 × 29,8 × 12,8 cm (L × B × H)

Best.-Nr. 127609 € 98,19



Aquarius™ Abfallbehälter

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Inkl. Wandbefestigung
- Inhalt: 43 Liter
- Maße: 56,9 × 42,2 × 29 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 114975 € 68,01



Slimroll™ Handtücher

- 1-lagig, weiß
- Besonders saugfähig dank Airflex™ Material
- Schlanke Rolle für kleine Waschräume
- Mit Scott® Markenprägung
- Tuchmaß: 19,8 × 25 cm
- Länge: 165 m

Packung mit 6 Rollen
Best.-Nr. 124632 € 94,91



Kleenex® Sanfte Waschlotion

- Transparent, unparfümiert
- Kartusche mit 1 Liter

Packung mit 6 Stück
Best.-Nr. 152355 € 125,43



Kleenex® 350 Toilet Tissue

- 3-lagig, superhochweiß
- Rolle mit 350 Blatt

Packung mit 36 Rollen
Best.-Nr. 158534 € 83,22



Scott® Control™ Standard-Toilettenpapierrollen

- 3-lagig, weiß
- Rolle mit 350 Blatt

Packung mit 6 × 6 Rollen
Best.-Nr. 121477 € 63,21



Kimtech™ Wisch-/Pflegetücher

- 32 × 38 cm, weiß

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 125156 € 21,81



WypAll® X70 Reinigungstücher

- Mehrfach verwendbar
- Saugstark und reißfest durch Hydroknit™-Technologie
- Maße: 30,5 × 31,8 cm (L × B)

Karton mit 12 × 76 Tücher
Best.-Nr. 185429 € 279,96



WypAll® L40 Wischtücher

- Einweg Wischtücher
- 1-lagig, weiß
- Gefaltet
- Maße: 31,5 × 33 cm (L × B)

Karton mit 18 × 56 Tücher
Best.-Nr. 153588 € 239,80

Kanülenentsorgungsbox

- Fest verschließbarer Deckel
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen und Skalpellklingen sowie spitzen und scharfen Gegenständen
- Nach ISO 23907
- Maße: 18 x 14,5/11 cm (H x Ø oben/unten)
- Fassungsvermögen: 2 Liter

Best.-Nr. 123681

€ 1,50



Wissenswertes zu Kanülenboxen



HAEBERLE

Sicherer, farbiger, vielseitiger.

Entsorgungsboxen Medi-Müll

- Sichere, hygienische Entsorgung gebrauchter Kanülen, Skalpelle usw.
- Fest verschließbarer Deckel
- Mit Tages- und Endverschluss und Abziehvorrichtung
- Neues Etikettendesign lässt die max. Füllstandhöhe einfach erkennen
- Öffnung oval, kann vergrößert werden
- Aus Polypropylen

Packung mit 1 Stück

Fassungsvermögen	Maße	Best.-Nr.	€
	H x Ø (Deckel / Boden)		
0,5 Liter	162 x 89 / 57 mm	127613	1,40
	H x Deckel (B x T) x Ø Boden		
1,5 Liter	125 x (179 x 176) x 112 mm	127614	2,11
2,5 Liter	197 x (179 x 176) x 112 mm	127615	2,72



B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Medibox® Entsorgungsbehälter
Damit gehen Sie auf Nummer sicher!

Anwendervideo und weitere Produktinformationen



Füllmenge / Max. Füllvolumen	Maße (L x B x H) Deckel (L x B) Boden	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,8 / 0,67 Liter	9,8 x 9,8 x 18 cm Ø 7,5 cm	18 Stück	124597	40,04
2,4 / 2,0 Liter	15,1 x 15,1 x 20 cm 11,0 x 11,0 cm	1 Stück	122724	2,08
4,7 / 3,9 Liter	19,0 x 19,0 x 20,5 cm 15,0 x 15,0 cm	1 Stück	122725	2,95
5,7 / 4,8 Liter	19,0 x 19,0 x 25,7 cm 13,9 x 13,9 cm	1 Stück	122726	3,51
6,8 / 5,7 Liter	16,7 x 16,7 x 50 cm Ø 11 cm	1 Stück	123034	4,67
9,1 / 7,7 Liter	21,5 x 21,5 x 32,5 cm 17 x 17 cm	1 Stück	123016	5,93



Medibox®

- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Für die Entsorgung von Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz und Penkanülen
- Große Öffnung für die Entsorgung verschiedener scharfer und spitzer medizinischer Instrumente
- Temporär und permanent endverschließbar
- Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

Für große Mengen!



Kanülen-Entsorgungsboxen

- Aus Copolymer-Polypropylen
- Autoklavierbar bis 134 °C
- Auslauf- und geruchsicher zu verschließen
- Zum sicheren Entsorgen von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen sowie weiteren spitzen und scharfen Gegenständen
- Die Behälter erfüllen die Anforderungen von TRBA 250 und UN
- Zertifiziert nach ISO 23907

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
5 Liter	175 x 184 mm	157242	3,44
7 Liter	180 x 250 mm	115687	4,70
12 Liter	300 x 250 mm	115688	5,65



Multi-Safe twin plus Entsorgungsboxen

- Zertifiziert nach DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250
- Mit Tages- und Endverschluss
- Individuelle Anpassung der Einwurfföffnung
- Eingepprägtes IML-Label
- Leichter Abgleich des Füllstandes
- Mit zusätzlichem Stempel für Insulin-Pens
- Mit QR-Code zu Gebrauchshinweisen
- Aus stabilem Polypropylen

Inhalt	Maße (H x Ø)	Best.-Nr.	€
1,5 Liter	125 x 112 mm	151004	1,45
2,0 Liter	162 x 112 mm	123605	2,03
2,5 Liter	197 x 112 mm	151736	1,83
3,0 Liter	233 x 112 mm	157507	2,80
5,0 Liter	379 x 112 mm	156352	3,66



Auffang- / Brechbeutel

- Einmal-Brechbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit usw.
- Farbe: weiß
- Set mit Spuckbeutel und Verschlussring

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 122215

€ 14,00

Zubehör

Spender für Auffangbeutel

Größe	Maße in cm (H x B x T)	Best.-Nr.	€
M – ca. 30 Beutel	22 x 13 x 14	122216	23,66
XL – ca. 65 Beutel	47 x 13 x 14	122217	46,97



Spender

- Für Hauben, Masken usw.
- Mit 3 Innenbehältern, mit neutralen Schildern zur Beschriftung
- Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent
- Maße: 242 x 600 x 163 mm (H x B x T)

Best.-Nr. 183496

€ 44,64



UniFlex – schützt Ihre Tastatur

- Aus thermoplastischem Polyurethan
- Verwendbar bis 3 Monate oder bis sich die Folie gelb verfärbt
- Reinigung im aufgezogenen Zustand mit Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %)
- Maße: 400 x 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 113634

€ 8,01

HAEBERLE

Picco Novo Abfall- und Wäschesammler

- Superstabiles, fest verschweißtes Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt
- Elegante Ausführung aus rostfreiem Edelstahl
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stop
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzecken
- Lenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz



Picco Novo 60/I Set

- Maße: 360 × 360 × 829 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Rolle mit 25 Säcken (60 - 70 Liter),
- 1 Tretvorrichtung, 1 Deckel signalweiß,
- 4 Doppellenkrollen

Best.-Nr. 126328 € 407,00



Picco Novo 120/I Set

- Maße: 450 × 360 × 830 mm (B × T × H)

Lieferumfang:

- 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack,
- 1 Deckel signalweiß, 1 Tretvorrichtung,
- 4 Doppellenkrollen

Best.-Nr. 126329 € 471,00



CAPBOY MAXI BASE

- Material außen: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet
- Material Einsatz: Stahlblech feuerverzinkt
- Inhalt: 22 Liter, Maße: 300 × 640 mm (Außen-Ø × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
neusilber	156571	78,12
weiß	158669	78,12

Abfalleimer

- Mit 13 Liter Einsatz
- Pedalbedienung
- Edelstahl
- Maße: 30 × 42,5 cm (Ø × H)

Best.-Nr. 157878 € 56,89



Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 70 Liter

Metall, weiß lackiert

Großes Modell (H × B × T): 63 × 41 × 25,5 cm

Best.-Nr. 128056 € 41,74

1 80 Liter, weiß, 305 + 305 × 850

Karton mit 9 Rollen, Rolle mit 40 Beuteln

Best.-Nr. 160226 € 30,46



Handtuchsammlerkorb für Abfallbeutel 30 Liter

Metall, weiß lackiert

Kleines Modell (H × B × T): 35,5 × 28,5 × 19 cm

Best.-Nr. 128057 € 30,53

2 30 Liter, grau, 300 + 240 × 580 × 0,016 mm,

Karton mit 20 Rollen, Rolle mit 50 Beuteln

Best.-Nr. 125637 € 18,10

30 Liter, weiß, 260/240 × 600 mm,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 151204 € 9,70



Abfallbeutel

3 15 Liter, grau, 240 + 210 × 520 × 0,016 mm,

Karton mit 20 Rollen

Rolle mit 50 Beuteln

Best.-Nr. 125636 € 22,68

4 30 Liter, blau, 480 × 650 × 0,05 mm,

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125638 € 51,02

5 70 Liter, blau, 575 × 1000 × 0,05 mm,

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125640 € 41,81

Müllbeutel (o. Abb.)

60 Liter, blau, 575 × 900 × 0,05 mm

Karton mit 500 Beuteln

Best.-Nr. 125639 € 71,20

Müllbeutel (o. Abb.)

120 Liter, blau, 700 × 1100 × 0,05 mm

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125641 € 48,57

Abfallbeutel Extrufix

Einzelrollen, Rolle mit 48 Beuteln zu 15 Liter

Best.-Nr. 182811 € 4,01

Einzelrollen LDPE, Rolle mit 24 Beuteln zu 30 Liter

Best.-Nr. 127292 € 4,15



Die Schutzkleidung gemäß TRBA 250 zum Umgang mit Desinfektionsmitteln auf einen Blick

gemäß
TRBA 250

SolidSafety Chem L Chemikalien- Schutzhandschuh

- Nach EN 388 und EN 374
- Aus Naturlatex mit Baumwoll-velourisierung innen
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Sehr gute Griffsicherheit, auch bei feuchten oder öligen Gegenständen
- Lebensmittelgeeignet
- Für Haushalts-, Industrie-, Reinigungs- und Lebensmittelbereiche
- Gute chemische Beständigkeit (Typ B) und exzellente Flexibilität
- Farbe: Gelb
- Länge: 30 cm

Packung mit 1 Paar

€ 1,60



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit
Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	10,87
140 cm	151891	13,19



Dosierflasche

- Für einfaches exaktes Dosieren ohne Flüssigkeitsverluste
 - Vermeidet Hautkontakt mit Konzentraten und ätzenden Flüssigkeiten
 - 1 Liter/Kammer 60 ml
- Best.-Nr. 183236 € 5,80



KleenGuard® V 30 Nemesis™ Schutzbrille

- Bieten Schutz und hohen Tragekomfort
- Rutschhemmende Bügel und Trageband
- Gesichtsförmigeres Design
- Sicherheit EN166:2001 1F
- Stoßfestigkeit EN166:2001 Stufe F
- Optische Klarheit EN166:2001 Klasse 1

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
IR/UV 3 Filter grün	12 Stück	124623	84,10
VL Antibeschlag	1 Stück	114639	6,16

Für die perfekte Bodenwischpflege

SPRINT-Plus Halter

- Geringes Haltergewicht mit stabilem Gelenk
- Große Auflagefläche
- Patentierte Tritt-Taste mit Clips für Tuchbefestigung am Halter
- Zum Einsatz in der klassischen Unterhaltsreinigung oder auch zur desinfizierenden Reinigung
- 40 cm breit



SPRINT-Mop Basic (Genäht)

- Bewährte Standardqualität mit guter Wasser- und Schmutzaufnahme
- 40 cm Schlinge/Franse



TWIX-Teleskopstiel

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Längenverstellbar auf die gewünschte Körpergröße
- Sehr ergonomisch
- Für alle Wischsysteme verwendbar
- Maße: 90 – 165 x 2,35 cm (L x Ø)

Das Startpaket Bodenpflege

1 x TWIX-Teleskopstiel
1 x SPRINT-Plus Halter
10 x SPRINT-Mop vorgewaschen
Best.-Nr. 156492 € 103,00

Zum Nachbestellen:

Sprint-Mop, einzeln
Best.-Nr. 156800 € 6,89



€ 158,43

Best.-Nr. 156491

Einweg Wischmop Fast Wish

- Einfach und schnell einsetzbar
 - Kostengünstig und effizient in der Reinigung
 - Mit reinigungsaktivem Profil zur optimalen Schmutzlösung
 - Gute Flüssigkeitsaufnahme und gutes Schmutzmitnahmevermögen
 - Geringes Gewicht, platzsparend, leicht auswaschbar und leicht auszuwringen
 - Einsetzbar auf allen glatten Bodenbelägen
 - Zum einmaligen Gebrauch bestimmt
 - Farbe: gelb / blau
 - Maße: 40 cm (B)
 - Passend für alle marktüblichen 40-er Klapphalter
- Best.-Nr. 122858 € 0,93
ab 25 Stück Stück € 0,79

Nasswischwagen Aqua

- Komplett mit VK4 Presse, gelb
- Mit schwenkbarer Deichsel
- Gut manövrierfähig
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Stabil und schlagfest
- Reinigungsmittelbeständig
- Integrierter Spritzschutz
- Lenkrollen Ø 75 mm
- Leichtes Transportieren
- 2 x 17-Liter-Eimer, rot und blau, mit Presseinlage
- Maße: 104 x 40 x 85 cm (L x B x H)



Profil Plus Einweg OP-Mundschutz

- Unsteril, MD Produkt
- 3-faches, glasfaserfreies Filtermedium, Typ II R
- Eingearbeiteter Nasenbügel, nickelfrei
- Runde, hautfreundliche und latexfreie Gummibänder
- Maße: 175 × 95 mm (L × B)

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
pink	124564	3,90
violett	124565	3,90
blau	127579	3,90
grün	127627	3,90
limette	127628	3,90
orange	127629	3,90
weiß	127630	3,90
gelb	127631	3,90
grau	127632	3,90
schwarz	127633	3,90



Einmal-Mundschutz (o. Abb.)

- Mit Nasenbügel
- 3-lagig
- Zum Binden

Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
blau	50 Stück	159711	2,86
grün	50 Stück	159710	2,86



Einmal-Überschuhe

- Mit Gummizug
- Farbe: Blau
- Maße: 15 × 41 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 125760

€ 1,95



MED-COMFORT Vlies Besucherkitel

- Atmungsaktiver Polypropylen-Vlies Einmal-Kittel
- Langarm mit Gummibündchen
- Mit Bindebändern
- Farbe: weiß
- Größe M/L
- Maße: 135 × 115 cm (B × L)

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 128728

€ 6,95



Einmal-Schutzkittel

- Aus Polypropylen, vollaminiert mit Polyethylen
- Universalgröße
- Mit Bündchen am Kragen und den Ärmeln
- Farbe: blau
- Länge: 139 cm

Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 125060

€ 17,65



1 Besucher-Einweghauben

Weiß, Packung mit 200 Stück
Best.-Nr. 160379

€ 8,22

2 Einmal PE-Lätzchen

Weiß, mit Auffang, gehämmert, 41 × 61 cm
Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 152304

€ 11,35



PE-Einmal-Schürzen

Weiß, gehämmert, 80 cm breit,
Packung mit 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	€
125 cm	160381	10,87
140 cm	151891	13,19



Barretthaube

- Bouffant-Caps
- Maße: Ø 52 cm

Beutel mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
grün	158064	3,24
blau	118460	4,38



Respima FFP2

- Atemschutzmaske nach EN 149, PSA
- Elastische Ohrschlaufen
- Weiße Außenseite

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 128518

€ 4,95



Suavel® Protect

- OP-Maske nach EN 14683, Typ II
- Bakterienfiltereffizienz ≥ 98 %
- Elastische Ohrschlaufen, unsteril
- Farben: blau, schwarz

Packung mit 50 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	124709	2,15
schwarz	128344	2,15

BeeSana® PP-Kittel

- Kittel aus PP-Vlies, 23 g/m²
- Elastische Gummibänder als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Grün, unsteril
- Maße: 110 × 140 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129082

€ 4,90



Suavel® Guard

- Kittel aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 40 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- PSA Kategorie III
- Gelb, unsteril
- Maße: 136 × 136 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129084

€ 5,15

BeeSana® PP/PE-Kittel

- Kittel aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 26 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Gelb, unsteril
- Maße: 136 × 136 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 129083

€ 7,25



Suavel® OP PRO Standard

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 35 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse Is
- Blau, steril

Packung mit 30 Stück

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128336	63,45
L	130 × 150 cm	128337	63,45
XL	150 × 160 cm	128338	63,45
XXL	170 × 160 cm	128339	63,45

BeeSana® SMS-Kittel

- 3-lagiger Kittel aus SMS-Verbundmaterial, 40 g/m²
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse I
- Blau, unsteril
- Maße: 115 × 150 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 119038

€ 10,95



Suavel® OP PRO Expert

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 43 g/m²
- Verstärkung im Brust- und Bauchbereich
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Medizinprodukt Klasse Is
- Blau, steril

Packung mit 30 Stück

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
M	120 × 140 cm	128340	86,95
L	130 × 150 cm	128341	86,95
XL	150 × 160 cm	128342	86,95
XXL	170 × 160 cm	128343	86,95



Erweitern Sie Ihre Komfortzone.



Die Foliadress® gown OP-Mäntel von HARTMANN.



roter Halsausschnitt
= **verstärkter OP-Mantel**

grüner Halsausschnitt
= **unverstärkter OP-Mantel**

Einschlag aus weißem und weichem SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) Material (DIN EN 868-2-konform)

Mit dem zum Patent angemeldeten **Combitape®-Verschlussystem**

Geschmeidigere und **längere Bündchen**

Weichere und weiße Mantelinnenseite zur besseren Unterscheidung zwischen Innen- und Außenseite

Einzeln steril verpackt

Basic (unverstärkt)

Ohne Combitape®, OP-Bindekittel, Rückenpartie mit Bändern verschließbar

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
L	125 cm	36	119429	101,90
XL	140 cm	36	119430	101,90

Standard (unverstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119431	110,90
L	125 cm	32	119432	109,90
XL	140 cm	32	119433	109,90
XXL	155 cm	32	119434	109,90

Reinforced (verstärkt)

Größe	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
M	115 cm	36	119435	119,90
L	125 cm	32	119436	119,90
XL	140 cm	28	119437	129,00

Foliadress® Suit

- 2-teilige Einmal-OP-Bereichskleidung (EN 13795, Teil 1-3)
- Flüssigkeitsabweisender, atmungsaktiver Vliesstoff
- Hoher Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- Abriebfest und fusselfarm
- Set besteht aus: Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche, gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund
- Paarweise verpackt
- In 2 Farben

Packung mit 50 Stück

	grün	blau	
Größe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	€
small	157628	157633	109,50
medium	157629	157634	109,50
large	157630	157635	109,50
X-large	157631	157636	109,50
XX-large	157632	157637	109,50



Foliadress® mask Protect Senso

- Aus besonders weicher und leichter Materialkombination
- Mit ultraschallverschweißten Bändern
- Für sehr sensible Haut
- Farbe: blau

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 158229

€ 5,95



Foliadress® mask Protect Perfect

- Mit ultraschallverschweißten Bändern
- Für normal empfindliche Haut
- Farbe: blau

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 158228

€ 5,95



Foliadress® mask Comfort Anti-fogging

- Speziell für Brillenträger
- Spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern
- Farbe: grün

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 158225

€ 9,95



Foliadress® cap Comfort Universal

- Universelle Baretthaube mit umlaufendem Gummizug
- Besonders leicht
- Auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	180218	10,55
grün	180219	10,55



Foliadress® cap Comfort Form

- Mit ausgeformter Nackenpartie und Gummizug
- Auch für längeres Haar
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 180217

€ 21,90



Foliadress® cap Comfort Astro

- Helmform mit langen Kinnbändern
- Vollschutz auch im Halsbereich
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 180214

€ 30,95



Foliadress® cap Comfort Rondo Plus

- Runde Form mit Gummizug im Nacken
- Bedeckt Kurzhaar-Schnitte sicher bis in den Nacken
- Auch für längeres Haar geeignet
- Farbe: aqua

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 158233

€ 24,95



Zuverlässige Keimreduzierung im OP

Eine ambulante OP ist meist Routine.
Das verbesserte Material dafür ist ein Fortschritt.



HARTMANN Foliodrape® Protect Abdecktücher – Speziell für ambulante Eingriffe

Foliodrape® Wund-Set Standard

- 1 Abdecktuch, 75 × 90 cm
- 1 Lochtuch, 45 × 75 cm, Lochgröße Ø 7 cm
- 8 ES-Kompressen steril, 7,5 × 7,5 cm
- 6 Schlinggazetupfer steril, Nr. 3 pflaumengroß

Packung mit 22 Sets
Best.-Nr. 156660

€ 51,95



Foliodrape® Protect Knie-/Arthroskopie-Set III

- 1 Einschlagtuch, 140 × 190 cm
- 1 Instrumententischbezug, 80 × 145 cm
- 1 Stocknette Protect, 35 × 55 cm
- 1 OP-Klebestreifen, 10 × 50 cm
- 1 Kamerakabelbezug, 13 × 250 cm
- 1 Zellstofftuch, 30 × 33 cm
- 1 Extremitätentuch Protect mit Manschette, 225 × 320 cm und Klettband, OP-Ausschnitt 5 × 7 cm (zentral)

Packung mit 7 Sets
Best.-Nr. 126215

€ 176,27

Foliodrape® Protect Hand-Fuß-Set

- Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial
- 1 Tischabdeckung, verstärkt, 140 × 160 cm
- 1 Extremitätentuch mit elastischer Manschette, 150 × 200 cm

Packung mit 11 Sets
Best.-Nr. 110243

€ 89,65




Foliodrape® Protect Basis-Set ambu

- 1 Tischabdecktuch, 100 × 150 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 170 × 175 cm
- 2 Abdecktücher, selbstklebend, 75 × 90 cm

Packung mit 10 Sets
Best.-Nr. 157638

€ 89,95



Foliodrape® Protect Extremitätentuch

- Aus Zweischichtmaterial mit verstärkten Zonen
- Mit Lochausschnitt in der elastischen, gut abdichtenden Manschette
- Undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime
- Abriebfest und äußerst fusselfarm
- Gut drapierfähig
- Maße: 120 × 150 cm, Ø 3 cm
- Einzeln, steril verpackt

Packung mit 23 Stück
Best.-Nr. 126033

€ 123,22

Foliodrape® Protect 2-lagig

- Einzeln steril verpackt

Bezeichnung	Größe (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
Abdecktücher	45 × 75	65 Stück	157307	23,95
Abdecktücher	75 × 90	35 Stück	157308	17,25
Abdecktücher, selbstklebend	45 × 75	60 Stück	157309	32,95
Abdecktücher, selbstklebend	75 × 90	40 Stück	157310	34,76
Lochtücher	45 × 75	65 Stück	157311	32,95
Lochtücher	75 × 90	40 Stück	157312	29,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	45 × 75	65 Stück	157313	59,95
Lochtücher, selbstklebend, 2-teilig	75 × 90	40 Stück	157314	39,40




Injektion / Infusion

**Setzen Sie auf Sicherheit –
Sicherheitskanülen gemäß
TRBA 250**

- Spritzen & Kanülen,
Insulin- & Tuberkulinspritzen
- Infusionsgeräte
- Weiteres Zubehör wie
Verschlussstopfen,
Heidelberger Verlängerung

**Wir führen
alle namhaften
Hersteller**
wie z. B. Fresenius,
Terumo usw.



Praxis-Tipp

Personalschutz bei der Blutentnahme

Hygienische Händedesinfektion,
Tragen von Einmal-Handschuhen,
Wischdesinfektion von Kissen oder
Armlehnen der Blutentnahmestühle.

Verwendung von Spikes

Spikes mit dem entleerten
Behältnis entsorgen und für einen
neuen Behälter auch einen neuen
Spike verwenden.

Lagerung

Spritzen und Kanülen immer
trocken und spritzwassergeschützt
in Schütten, Schubladen usw.
aufbewahren.

Notfallkoffer/-taschen

Kontrollieren Sie regelmäßig das
Ablaufdatum von Spritzen und
Kanülen.

TRBA 250

Entsorgen Sie Kanülen nur in
dafür vorgesehene Behältnisse/
Entsorgungsboxen.





**Injekt® Luer
Einmalspritzen**

- 2-teilig
- Latex- und PVC-frei
- Nach EN ISO 7886-1
- Sicherer Kolbenstopp, problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Silikonölfrei

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	100 Stk. €
2 ml	115101	3,15
5 ml	115102	4,75
10 ml	115103	6,95
20 ml	115104	9,95



— Latex- / PVC-frei

Einmalkanülen STERICAN®

Standard-/Pravaz-Größen

- Nach EN ISO 7864
- Mit transparentem Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Kanülenrohr aus Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Latex- und PVC-frei

Packung mit 100 Stück

— Latex- / PVC-frei

Nr.	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.
1	gelb	20 × 1½	0,90 × 40	i.v. für dickfl. Lösungen, i.m.	115118
2	grün	21 × 1½	0,80 × 40	i.v., für große Mengen, i.m., für wässrige Lösungen	115119
12	schwarz	22 × 1¼	0,70 × 30	i.v., i.m.	115120
14	blau	23 × 1¼	0,60 × 30	i.v., i.m., Kleinmengen	115121
16	blau	23 × 1	0,60 × 25	i.v., i.m., Kleinmengen	115122
17	lila	24 × 1	0,55 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115123
18	braun	26 × 1	0,45 × 25	i.v., s.c, Handvene Pädiatrie	115124
20	grau	27 × ¾	0,40 × 20	i.v., s.c.	115125

Packung mit 100 Stück

€ 1,95



Wissenswertes zu Kanülenboxen





— Latex- / PVC-frei

Omnifix® Wund- und Blasenspritzen

Mit Katheteransatz, Inhalt 50/60 ml
Abgabereinheit: 100 Stück
Best.-Nr. 115114

Stück € 1,13

Omnifix® Einmalspritze

- Nach EN ISO 7886-1
- 3-teilig
- Spritze aus Polypropylen
- Mit leichtgängigem Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk für die Dosierung kleiner Einheiten und für langsames Aufziehen und Injizieren
- Sicherer Kolbenstopp
- Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Mit doppeltem Dichtungsring
- Innen silikonisiert

Packung mit 100 Stück

Inhalt	Ausführung	Best.-Nr.	€
3 ml	Luer	159168	5,43
5 ml	Luer	115107	7,95
10 ml	Luer	115108	13,95
20 ml	Luer	115109	17,47
3 ml	Luer Lock	160361	17,88
5 ml	Luer Lock	111041	21,85
10 ml	Luer Lock	115239	23,65
20 ml	Luer Lock	151890	53,95



— Latex- / PVC-frei

Sterican®-Kanülen, Sondergrößen

Packung mit 100 Stück

Sondergröße	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Indikation	Best.-Nr.	€
	grau	27 × ½	0,40 × 12	Insulin	115126	5,17
	braun	26 × ½	0,45 × 12	Insulin	115127	5,17
	orange	25 × 5/8	0,50 × 16	Heparin, Tuberkulin	115128	5,44
	elfenbein	19 × 1¼	1,10 × 30	Blutentnahme	115129	5,44
	elfenbein	19 × 1½	1,10 × 40	Blutentnahme, Verödungstherapie, Kurzschliff	115130	5,44
	grün	21 × 2	0,80 × 50	Intramuskulär, Kurzschliff	115131	5,44
	elfenbein	19 × 2	1,10 × 50	Intramuskulär	115132	5,44
	blau	23 × 2 3/8	0,60 × 60	Neuraltherapie	115133	6,86
	gelb	20 × 2 3/4	0,90 × 70	Tief-Intramuskulär	115134	6,91
	rosa	18 × 1½	1,20 × 40	Blutentnahme, Verödungstherapie, Kurzschliff	115135	5,44
	grau	27 × 1	0,40 × 25	Nervenbereich-Anästhesie	115136	7,34
	grau	27 × 1½	0,40 × 40	Ober-/Unterkiefer Leitungs-Anästhesie	115137	7,34
	orange	25 × 1	0,50 × 25	Infiltrations-Anästhesie/ Oberkiefer- u. Frontzahnbereich	115138	7,34
	orange	25 × 1½	0,50 × 40	Ober-/Unterkiefer, Leitungs-Anästhesie	115139	7,34

Insulin-Spritzen mit integrierter Kanüle

Packung mit 100 Stück

- 1** Omnican® 20, (U-40-Insulin), 0,5 ml / 20 I.U., mit Kanüle 0,30 × 8 mm
Best.-Nr. 115115 € 26,45
- 2** Omnican® 40, (U-40-Insulin), 1,0 ml / 40 I.U., mit Kanüle 0,30 × 12 mm
Best.-Nr. 126991 € 26,41
- 3** Omnican® 50, (U-100-Insulin), 0,5 ml / 50 I.U., mit Kanüle 0,30 × 8 mm
Best.-Nr. 126992 € 29,99



Insulin-Spritzen für aufsteckbare Kanülen

Packung mit 100 Stück

- 4** Omnifix® 40 Solo (U-40-Insulin), 1,0 ml / 40 I.U., ohne Kanüle
Best.-Nr. 115110 € 12,91

Feindosierspritzen

Packung mit 100 Stück

- 5** Omnifix®-F Duo, 1 ml, Graduierung 0,01 ml, mit beigelegter Kanüle 0,50 × 16 mm
Best.-Nr. 155464 € 25,17
- 6** Omnifix®-F Solo, 1 ml, Graduierung 0,01 ml, Luer-Lock, ohne Kanüle mit integriertem Spardorn für minimales Restvolumen
Best.-Nr. 123143 € 96,85

Für mehr Sicherheit

Sterican® Safety

Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus

- Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus erfüllen die Anforderungen an sichere Instrumente gemäß TRBA 250, Absatz 4.2.5
- Einfache, intuitive Handhabung
- Aktivierung des Sicherheitsmechanismus wird fühl-, sicht- und hörbar bestätigt
- Sicherheitsmechanismus kann unmittelbar nach Gebrauch einhändig ausgelöst werden und umschließt die Kanüle irreversibel
- Unkomplizierte Entsorgung in Kanülen-Abwurfbehälter
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock Spritzenansätzen
- Katheteransatz aus Polypropylen

Packung mit 100 Stück

Farbcode Gauge	Außen-Ø mm	Stichlänge (mm) / inch	Kanülen- Schutzschild	Best.-Nr.	€
30	0,30	13 / ½	kurz	122931	15,76
27	0,40	13 / ½	kurz	122856	15,76
26	0,45	13 / ½	kurz	122898	15,76
25	0,50	16 / 5/8	kurz	122932	15,76
25	0,50	25 / 1	lang	122916	15,76
25	0,50	40 / 1 ½	lang	123159	15,76
24	0,55	25 / 1	lang	124032	15,76
23	0,60	25 / 1	lang	122933	15,76
23	0,60	30 / 1 ¼	lang	124033	15,76
23	0,60	40 / 1 ½	lang	123160	15,76
22	0,70	25 / 1	lang	124034	15,76
22	0,70	30 / 1 ¼	lang	124035	15,76
22	0,70	40 / 1 ½	lang	122808	15,76
21	0,80	25 / 1	lang	123161	15,76
21	0,80	30 / 1 ¼	lang	124036	15,76
21	0,80	40 / 1 ½	lang	122902	15,76
20	0,90	25 / 1	lang	123162	15,76
20	0,90	40 / 1 ½	lang	122857	15,76
19	1,10	40 / 1 ½	lang	122934	15,76
18	1,20	25 / 1	lang	124037	15,76
18	1,20	40 / 1 ½	lang	122935	15,76



Introcan Safety® 3

Sicherheitsvenenverweilkanüle mit integrierter Membran

- Schneller zweiter Blutrückfluss im Katheter
- Integriertes Septum mit Mehrfachfunktion: Kontrollierbarer Austritt von Blut – von der Anlage bis zur Entfernung des Zugangs

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	Stück €
24	0,7 × 19	123907	2,08
22	0,9 × 25	123906	2,08
20	1,1 × 25	123905	2,08
20	1,1 × 32	123904	2,08
20	1,1 × 50	124535	2,08
18	1,3 × 32	123903	2,08
18	1,3 × 45	123902	2,08
16	1,7 × 32	123901	2,08
16	1,7 × 50	123900	2,08
14	2,2 × 32	123899	2,08
14	2,2 × 50	123898	2,08



Vasofix® Safety

Sicherheits-Venenverweilkanülen mit integriertem Zuspritzport
Abgabereinheit: 50 Stück



Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
22	0,9 × 25	154415	
20	1,1 × 33	154416	
18	1,3 × 33	110066	
18	1,3 × 45	154417	
17	1,5 × 45	110068	
16	1,7 × 50	110072	
14	2,2 × 50	110076	
Stück €			1,77

Venofix® Safety

Sicherheits-Venenpunktionsbesteck zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme

- Mit einhändig zu aktivierendem, transparentem Sicherheitsmechanismus
- Ein akustisches „Klicken“ bestätigt die irreversible Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- Punktionskanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facetten-Schliff für einen reduzierten Punktionschmerz
- Silikonisierte Kanüle für einen reduzierten Kraftaufwand beim Einstich und Vorschieben
- Große, weiche Flügel mit ineinandergreifenden Mulden für einfaches Halten
- Knickstabiler, transparenter PVC-Schlauch der Länge 30 cm (G21 auch in 18 cm auf Anfrage)
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung

- Ohne Latex und DEHP hergestellt
 - Lock-Ansatz, Verschlusskonus Lock
- Abgabereinheit: 50 Stück



Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Durchfluss ml/min.	Best.-Nr.	Stk. €
orange	25	0,50 × 19	5,90	128211	0,80
blau	23	0,65 × 19	14,30	128212	0,80
grün	21	0,80 × 19	32,40	128213	0,80
elfenbein	19	1,10 × 19	60,20	128214	0,80



Infusionsgerät INTRAFIX® AIR P

Standard-Infusionsgerät mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen

- Scharfer Einstichdorn für leichtes Einstechen
- Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
- Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
- Druckbeständig bis 2 bar
- Luer-Lock-Ansatz
- Schlauchlänge: 150 cm
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 112656 Stück € 1,19



Venofix® A

Venenpunktsbesteck zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme

- Venenpunktskanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facetten-Schliff
- Knickstabiler, transparenter PVC-Schlauch, Länge 30 cm
- Lock-Ansatz, Verschlusskonus Lock
- Silikonisierte Kanüle für einen reduzierten Kraftaufwand beim Einstich und Vorschieben
- Große, weiche Flügel mit ineinander greifenden Mulden für einfaches Halten
- Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 50 Stück

Farbcode	Gauge	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	Stück €
orange	25	0,50 × 19	128219	0,56
blau	23	0,65 × 19	128218	0,56
grün	21	0,80 × 19	128217	0,56
beige	19	1,10 × 19	128216	0,56




INTRAFIX® Primeline

Standard-Infusionsgeräte für Druck- und Schwerkraftinfusionen

- Scharfer Einstichdorn für leichtes Einstechen
- Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
- Filtermembran mit einer Porengröße von 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
- PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: Ermöglicht das automatische Entlüften der Leitung und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
- Druckbeständig bis 2 bar
- Luer-Lock-Ansatz
- Schlauchlänge: 180 cm
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 100 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
1 Standard	155454	1,22
2 Mit nadelbasiertem Zuspritzport und PrimeStop	114958	1,56

INTRAFIX® SafeSet

Spezielle Infusionsgeräte mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen

- AirStop-Membran im Tropfkammerboden:
 - Filtermembran mit einer Porengröße von ≤ 15 µm zum Schutz vor groben Partikeln
 - Wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Infusionsleitung wird verhindert
- PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: Ermöglicht das automatische Entlüften der Leitung und verhindert das Austreten von Flüssigkeit
- Zeit- und kostensparend durch problemloses Umstecken bei kompatiblen Lösungen
- Erhöhte Sicherheit bei Parallelinfusionen durch Verwendung des SafeSet mit Rückschlagventil (kein Rückfluss der Lösung in die Schwerkraftleitung)
- Druckbeständig bis 2 bar • Luer-Lock-Ansatz • Ohne Latex und DEHP hergestellt

Ausführung	Schlauchlänge	Best.-Nr.	Stück €
Standard	180 cm	156625	1,27
B.C.V. (mit Rückschlagventil)	180 cm	158500	1,76
3 Y-N.F. (mit Y-Ventil Safeflow)	210 cm	112346	2,46
4 3-W.S.C. (mit Dreivegehahn Discifix® C)	220 cm + 15 cm	112347	2,46



PPS-Blutentnahmegesetz

komplett mit Venenpunktskanüle (Strauss), Verbindungsleitung und Flaschenanschlusskanüle, steril, pyrogenfrei

Packung mit 100 Stück

Ø Kanüle	Flaschenkanüle	Stichlänge	Best.-Nr.	€
1,5 mm	2,0 mm	43 mm	159560	247,30
1,8 mm	2,0 mm	43 mm	159561	247,30

mit Rollenklammer

Ø Kanüle	Flaschenkanüle	Stichlänge	Best.-Nr.	€
1,8 mm	2,0 mm	43 mm	159562	256,40



Vakuumflasche*

Für Sauerstoff-Ozon-Therapie, Transfusion und Aderlass

Standard mit 250 ml Inhalt, Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 120860 € 34,85
ab 10 Packungen Packung nur € 32,10

500 ml Inhalt, Packung mit 10 Stück
Best.-Nr. 120861 € 52,45
ab 10 Packungen Packung nur € 49,95





Mini-Spike® / Mini-Spike® 2

Ein Spike für alle Fälle

- Zusätzlicher Kontaminationsschutz
- Kein manueller Druckausgleich nötig
- Luftblasenfreies Aufziehen
- Aufziehen in rascher Folge
- Einfaches Dosieren
- Luer-Steck oder Luer-Lock Spritzen
- Mit Standard- oder Mikrospritze

Abgabereinheit: 50 Stück

	Belüftungsfilter	Partikelfilter	Best.-Nr.	Stück €
1 Mini-Spike®				
Grün	0,45 µm	ohne	188218	1,46
Grün mit Mikrospritze	0,45 µm	ohne	153052	1,73
Blau	0,45 µm	5 µm	115187	2,16
Blau mit Mikrospritze	0,45 µm	5 µm	153053	2,35
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	183390	4,42
Rot - Chemo mit Mikrospritze	0,20 µm	ohne	153054	4,70
2 Mini-Spike® 2 mit Safeflow-Ventil				
Grün	0,45 µm	ohne	118255	3,37
Blau	0,45 µm	5 µm	118256	3,97
Rot - Chemo	0,20 µm	5 µm	118257	5,03



Verschlussstopfen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
3 Combi-Stopper, blau *	100 Stück	151178	25,00
4 Stopper-Verschlusskone, weiß *	100 Stück	115185	24,70
5 IN-Stopper, gelb, ohne Latex hergestellt *	100 Stück	115183	31,00
6 Safsite® Sicherheitskonnektor (für Medikamentengabe, Blutentnahme, Applikation von Infusionslösungen)	50 Stück	157879	65,50
7 Safeflow® Membranventil, blau (für nadelfreien Zugang zu Infusionssystemen, ohne PVC, DEHP und Latex hergestellt)	50 Stück	160183	85,99

Discofix® Dreiwegehahn

Mehrwegehahnsystem für Infusionstherapie und Monitoring

- Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- Mit und ohne Schlauch (10 cm)
- Varianten ohne Schlauch: Ohne Latex, PVC und DEHP hergestellt; Variante mit Schlauch: Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 50 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
blau	182389	1,41
rot	184147	1,42
blau mit PVC-Schlauch (10 cm)	114302	1,86



Heidelberger Verlängerungen *

- Mit Luer-Lock-Ansatz
- Ohne Latex und DEHP hergestellt

Abgabereinheit: 100 Stück

Länge	Best.-Nr.	Stück €
30 cm	113875	1,35
75 cm	182779	0,99
140 cm	183038	1,35

Halbstumpfe Aufziehkanülen

- Gauge: 18
- Maße: Außen-Ø 1,2 mm

Der Kanüenschliff reduziert:

- das Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme von Lösungen und Medikamenten aus Druckstechflaschen
- die Gefahr von Nadelstichverletzungen durch den halbstumpfen Anschliff

Packung mit 100 Stück

Kanüle	Stichlänge	Farbcode	Filter	Best.-Nr.	€
Sterican® Mix	40 mm	rot	–	119397	14,15
Sol-M™ Blunt Fill Needle	38 mm	rot/flieder	5 µm	119398	59,18



BD Discardit™ II Spritzen mit Luer-Ansatz

- Zweiteilige Standard-Einmalspritze mit Luer-Ansatz
- Gut lesbar durch glasklaren Spritzenzylinder
- Einzeln steril verpackt

Gauge × Länge	Inhalt	Best.-Nr.	€
2 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	100 Stück	115250	2,69
5 ml, exzentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115251	4,49
10 ml, exzentrisch unterteilt in 0,5 ml	100 Stück	115252	5,60
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	80 Stück	115253	8,41



BD Eclipse™ Sicherheitsinjektionskanülen *

- Integrierter Kanülenschutzschild mit Einrastmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.
gelb	30 × ½	0,3 × 13	159936
grau	27 × 1 ½	0,4 × 40	113164
orange	25 × 5/8	0,5 × 16	157259
orange	25 × 1	0,5 × 25	113178
blau	23 × 1	0,6 × 25	157260
grün	21 × 1	0,8 × 25	159938
grün	21 × 1 ½	0,8 × 40	157261
			€ 16,48

BD™ Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanülen *

- Mit stumpfem Kanülenanschnitt zur Vermeidung von Ausstanzungen
- Mit und ohne 5-Mikrometer-Filter erhältlich
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück



Ausführung	Farbcode	Gauge × Länge (")	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
ohne Filter	rot	18 G 1 1/2	1,2 × 40	154430	27,64
mit 5 µm Filter	flieder	18 G 1 1/2	1,2 × 40	115594	52,07

BD Microlance™ Injektionskanülen

- Mit dreifachem Facettenschliff
- Mit farbkodiertem, kombiniertem Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz
- Einzeln steril verpackt, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Packung mit 100 Stück



Nr.	Farbcode	Ø × Länge mm	Best.-Nr.	€
2	grün	0,80 × 40	115267	2,49
16	blau	0,60 × 25	115270	2,49
18	orange	0,50 × 25	115272	2,49

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer- / BD Luer-Lok™-Ansatz

- Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer- oder BD Luer-Lok™-Ansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Einzeln steril verpackt



BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Ansatz

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
20 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	172582	38,37
30 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	153972	29,90
50/60 ml, exzentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188137	34,94

BD Plastipak™ Spritzen mit Luer-Lok™-Ansatz

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
1 ml, zentrisch unterteilt in 0,01 ml	100 Stück	156405	93,45
3 ml, zentrisch unterteilt in 0,1 ml	200 Stück	110978	28,99
5 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	125 Stück	110977	27,57
10 ml, zentrisch unterteilt in 0,2 ml	100 Stück	115256	25,83
20 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	120 Stück	113256	48,63
30 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	113469	32,35
50/60 ml, zentrisch unterteilt in 1,0 ml	60 Stück	188052	41,06



BD Plastipak™ Spritzen mit Katheteransatz

- Dreiteilige Einmalspritzen mit langem, konischen Spritzenansatz
- Mit fest schließendem doppeltem Dichtungsring
- Die 100 ml Spritze verfügt über einen Luer-Adapter, der in der Kolbenstange der Spritze eingelassen ist
- Einzeln steril verpackt

Ausführung	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
50 ml, zentrisch, unterteilt in 1 ml	60 Stück	113374	0,70
100 ml, mit Luer-Adapter, zentrisch, unterteilt in 2 ml	25 Stück	184208	1,86



BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control Pro

Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzventil mit Technologie zur Kontrolle des Blutrückflusses

- Keine Venenkompression während der Punktion notwendig
- G 18 bis 24* mit BD Instaflesh™ Kanülientechnologie zur unmittelbaren Bestätigung des Gefäßeintritts (weniger Punktionsversuche erforderlich)
- Kathetermaterial Polyurethan (BD Vialon™)
- Latex-, PVC-frei
- Einzeln steril verpackt

Abgabereinheit: 50 Stück



Blutrückflusskontrolle



BD Instaflesh™ Kanülientechnologie

Gauge × Länge	Farbcode	Durchflussrate bei Schwerkraft	Druckbeständig (psi)	Best-Nr. ohne Flügel	Best-Nr. mit Flügeln
24 G × 19 mm*	gelb	20 ml/min.	-	157414	129156
22 G × 25 mm*	blau	37 ml/min.	300	129142	129143
22 G × 32 mm*	blau	33 ml/min.	300	129144	129146
20 G × 25 mm*	rosa	63 ml/min.	300	129145	129147
20 G × 30 mm*	rosa	61 ml/min.	300	129148	129149
20 G × 48 mm*	rosa	54 ml/min.	300	157417	129150
18 G × 30 mm*	grün	95 ml/min.	300	129151	129152
18 G × 48 mm*	grün	87 ml/min.	300	157419	129153
16 G × 30 mm	grau	193 ml/min.	-	157420	129154
16 G × 45 mm	grau	185 ml/min.	-	157421	129155
Stück €				2,30	2,30



Infusionsgeräte

- Mit manueller Belüftung
- Tropfkammer mit Anstechdorn, 20 Tropfen pro ml
- 15 µm Filter in der Tropfkammer
- Schlauchinnendurchmesser: 3 mm
- Schlauchmaterial: DEHP-freies PVC
- Mit fixiertem männlichen Luer-Lock-Konnektor
- Ausführung mit Anti-Run Dry (ARD™)-Technologie (hydrophile Filtermembran verhindert, dass Luft durch die Tropfkammer gelangt, Risiko von Lufteinschlüssen in der Leitung wird reduziert)
- Schlauchmaterial DEHP-freies PVC
- Latexfrei
- Einzeln steril verpackt

BD Saf-T-Intima™

Sicherheitsvenenverweilkatheter für subkutane und intravenöse Applikationen

- Geeignet bei schwierigen Venenverhältnissen und zur Kopfenvenenpunktion
- G 22 und 24 mit subkutaner Applikation
- Zuspritzmembran (Y-Anschluss) ermöglicht sowohl Zuspritzen als auch Venenpunktion ohne direkten Blutkontakt
- Kathetermaterial Polyurethan (BD Vialon™)
- Schlauchmaterial: Phthalat (DEHP) -freies PVC
- Latexfrei
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 25 Stück

Gauge × Länge	Farbcode	Flussrate (ml/min)	Mit Y-Anschluss	Best-Nr.	Stück €
24 G × 19 mm	gelb	22	Ja	124912	10,50
22 G × 19 mm	blau	36	Ja	123916	10,50
20 G × 25 mm	rosa	55	Ja	121787	10,50
18 G × 25 mm	grün	82	Ja	129157	10,50
24 G × 19 mm	gelb	22	Nein	129158	10,50
22 G × 19 mm	blau	36	Nein	129159	10,50
20 G × 25 mm	rosa	55	Nein	129160	10,50

Ausführung	Druckbeständig (bar)	Schlauchlänge (cm)	Füllvolumen (ml)	AutoPrime-Kappe (für einfache Belüftung)	Rückschlagventil	Inhalt	Best-Nr.	€
1 Schwerkraftinfusion	0,5	158	11	Nein	Nein	250 Stück	129161	122,50
Schwerkraftinfusion	0,5	188	13	Nein	Nein	200 Stück	129162	108,00
2 Anti-Run Dry (ARD™)	0,5	185	18	Ja	Nein	100 Stück	129163	178,00
Anti-Run Dry (ARD™)	0,5	185	18	Ja	Ja	100 Stück	129164	220,00
Druck- u. Schwerkraftinf.	2,0	155	16	Ja	Nein	300 Stück	127218	492,00
3 Druck- u. Schwerkraftinf.	2,0	185	18	Ja	Ja	100 Stück	129165	195,00
Druck- u. Schwerkraftinf.	2,0	200	19	Ja	Nein	100 Stück	128779	164,00



Labor

Alles von A-Z

- Alkoholtupfer-Zählkammern



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!



Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop.





1 BLAUBRAND® Mikropipetten

- DIN ISO 7550
- DE-M gekennzeichnet ab 5 µl gemäß Eichordnung
- Justiert auf "In"
- Color-Code nach ISO für klare Identifizierung.
- CE gekennzeichnet nach EU IVDR 2017/746



Volumen µl	Farbe	Best.-Nr.	€
1 – 5	weiß	129085	37,75
10	orange	116333	32,70
20	schwarz	151915	32,70
25	2 x weiß	129086	32,70
20 / 40	2 x rot	116336	33,85
50	grün	151916	32,70
100	blau	113619	33,85
50 / 100	blau	129087	33,85
200	rot	129088	48,15

2 Pipettierhelfer micro

Für Einmalmikropipetten und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) mit einem Schaftdurchmesser < 5,5 mm

Best.-Nr. 188250 € 52,47

Zubehör

Ersatz-Saugsystem

Packung mit 3 Stück

Best.-Nr. 182755 € 39,34

3 Pipettierhelfer micro-classic

- Für Einmalmikropipetten und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) mit einem Schaftdurchmesser < 5,5 mm

- Adapter nach links und rechts drehbar

- Komfort durch ergonomische Form

Best.-Nr. 184693 € 57,36

Zubehör

Ersatzadapter mit Silikon-Saugschlauch

Packung mit 3 Stück

Best.-Nr. 113422 € 15,27

4 + 5 Transferpette® S, Typ Fix und Variabel

- Effizientes Arbeiten bei kleinen und großen Volumina
- Kurzer Hubweg für entspanntes Pipettieren
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Mit Easy Calibration Technik für Justieren ohne Werkzeug
- Universeller Spitzenaufnahmekonus
- Komplett autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)
- Color Code am Volumeneinstellrad, -verstellschutz, Schaft
- Leichtes Wechseln der Spitzen
- Schlanker Schaft für schmale Gefäße



6 Pipettenspitzen

- Hochwertige Polypropylentypen, frei von DiHEMDA und Oleamid
- Graduierung zur schnellen Volumenkontrolle
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285
- Lose verpackt in wiederverschließbarem Beutel
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Volumen µl	Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,5 – 20	farblos	2000	116259	66,32
2 – 200	gelb	1000	116260	23,31
50 – 1000	blau	1000	184003	26,03

4 Typ Fix

Volumen µl	Best.-Nr.	€
10	158961	165,09
20	157573	165,09
25	158962	165,09
50	157574	165,09
100	157575	165,09
200	157576	165,09
500	157577	165,09
1000	157578	165,09

5 Typ Variabel mit Volumenverstellschutz

Volumen µl	Best.-Nr.	€
0,5 – 10	126402	290,74
2,0 – 20	126400	290,74
10 – 100	126398	290,74
20 – 200	126397	290,74
100 – 1000	126396	290,74

7 PD-Tips II Dispensertips

- Kompatibel mit verschiedenen Dosiersystemen
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
- Gefertigt aus hochwertigen Ausgangsmaterialien (Zylinder: PP / Kolben: PE-HD)
- PD-Tips II sind nicht autoklavierbar
- Lose verpackt
- Lieferung inkl. Chargenzertifikat
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Packung mit 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
0,50 ml	116266	78,24
1,25 ml	113068	78,24
2,50 ml	113069	78,24
5,00 ml	113070	78,24
10,00 ml	126403	78,24
12,50 ml	113071	78,24



COM-teX® überzeugt mit einer breiten Auswahl an preisgünstigen Produkten in hoher Qualität!

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Sortiment, welches wir immer wieder mit neuen Produkten ergänzen.

Sie sparen am Preis, aber nicht an der Qualität!

Auch im Bereich Sprechstundenbedarf erweitern wir ständig unsere günstige Eigenmarke. Schauen Sie doch gleich mal auf den Seiten 248 bis 252 nach.





S-Monovette®

Das moderne Blutentnahmesystem

- Ein System – 2 Techniken
- Geeignet für alle Venenverhältnisse (Aspirations- oder Vakuumtechnik)
- Optimale Probenqualität
- Wirtschaftlich und sicher

Packung mit 50 Stück, steril

	Serum		EDTA		BSG	
Inhalt	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
7,5 ml	172199	9,72				
5,5 ml	172200	9,92				
4,5 ml	172201	13,16				
2,7 ml			172202	11,38		
2,0 ml					172203	16,71



Safety-Kanüle für S-Monovette®

Packung mit 50 Stück, steril

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	20 G × 1½", Nr. 1	155959	21,97
grün	21 G × 1½", Nr. 2	155960	21,97
schwarz	22 G × 1½"	155961	21,61



Membran-Adapter

z. B. für die Verwendung mit Blutgassystemen, einzeln steril verpackt,

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188029 € 11,30



Multi-Adapter

z. B. für Katheter, Butterfly usw., einzeln steril verpackt, Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 188030 € 17,95



Safety-Multifly®-Kanüle

Schlauchlänge: 80 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156353	104,40
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156354	104,40
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156356	104,40

Schlauchlänge: 200 mm, Packung mit 120 Stück

Farbcode	Größe	Best.-Nr.	€
gelb	Ø 0,9 × 19 mm	156358	104,40
grün	Ø 0,8 × 19 mm	156359	104,40
blau	Ø 0,6 × 19 mm	156360	104,40




Natriumcitrat 3,13 %

- Lösung zur Verhinderung der Blutgerinnung
- Zur Katheterblockung in der Dialyse

Glasflasche mit 100 ml

Best.-Nr. 155053 € 5,53



S-Sedivette® 3,5 ml

- Geschlossenes BSG-System
- Mit Papieretikett
- BSG/Citrat-Puffer (1 : 5)
- Maße: 130 × 8 mm
- Farbe: violett EU-Code

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 188028 € 21,72

BSG-Ständer

- Mit Graduierung für 10 Messplätze
- Für S-Sedivette

Best.-Nr. 188044 € 38,57

COM-TEX[®]




COM-TEX Venenstauer

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm

€ **5,46**

Best.-Nr. 124312

daisy grip
Clean Clever Click.



Setzen Sie mit dem daisygrip auf Hygiene und nachhaltige Kostensenkung!

Made in Germany

daisygrip

Wischdesinfizierbarer Venenstauer nach DIN SPEC 13259

- Intuitiver, selbstfindender Magnetverschluss (Einhandbedienung)
- Hautfreundliches und langlebiges Material (Silikon)
- Aufbereitung durch Wischdesinfektion zwischen Patienten

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123053	24,95
rot	128307	24,95



1



1 CBC VECOS[®] Einweg-Venenstauer

Latex-, DEHP- und Silikonfrei

- Verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Samtweiches Vlies bietet besten Kornfort für den Patienten
- Einfache Handhabung mit Mikrolett
- Farbe: brombeer, kids multicolor

Maße (L x B)	Anzahl	Best.-Nr.	€
50 x 3,0 cm	125 Stück	118464	71,24
70 x 3,5 cm	100 Stück	118465	87,55
Kids 50 x 3,0 cm	125 Stück	126167	87,55



2

2 Baby-Stauer

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	152224	10,25
rot	152225	10,25



3

4

5

CBC CLASSIC Venenstauer

- Metall- und latexfrei

Farbe	Best.-Nr.	€
3 Zirkus	128562	10,30
4 Designer	120804	10,30
5 Barcode blau	159917	10,30

Made in Germany

Kimetec



6

6 CBC NUCOS

- Sterilisierbar bei 134°C
- Geeignet für Wischdesinfektion
- Bewährter Einrastverschluss
- MRT-tauglich
- Silikonband mit transparentem Gehäuse
- Kein Quetschen der Haut
- Langlebiges Material

Best.-Nr. 127467

€ 36,05

AUTO-KLAVIERBAR



Die neue Generation der Safety-Lanzette

- Sicherheit für Anwender und Patient
- Anwenderfreundliche Handhabung durch geriffelte abgeflachte Oberfläche und zielgenaue Punktion
- Geringes Schmerzempfinden durch ultrascharfe, silikonierte Klingen und 3-fach geschliffene Nadelspitzen
- Exakt vorbestimmte Einstichtiefe
- In praktischer Spenderbox

Packung mit 200 Stück

Größe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Mini, 28G	1,6 mm	160329	37,98
Normal, 21G	1,8 mm	157880	37,98
Extra, 18G	1,8 mm	157881	37,98
Super, Klinge 1,5 mm	1,6 mm	110896	38,41
Neonatal, Klinge 1,5 mm	1,2 mm	110897	38,41



Solofix® Safety

So einfach. So sicher. Erfüllt die TRBA 250

Einmallanzette zur Kapillarblutentnahme mit automatischem Sicherheitsmechanismus

- Intuitives, einfaches Handling
- Vorgespannter Sicherheitsmechanismus
- Automatischer irreversibler Nadelrückzug
- Schmerzarme Punktion
- Gleichbleibender Punktionserfolg

Packung mit 200 Stück

Größe	Farbe	Einstichtiefe	Best.-Nr.	€
Fine, 25 G	blau	1,5 mm	160327	30,69
Universal, 21 G	rot	1,8 mm	158860	30,69
Neonat, Klinge 0,8 mm	gelb	2,0 mm	160328	34,23



Universal-Lanzette Glucolanz

- Lanzette für fast alle gängigen Stechhilfen

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 187051

€ 19,50



Alkoholtupfer

- Einzel verpackt
- Fertig getränkt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 127552

€ 2,45



Quickpad Tupferspender

- Tupfer in Isopropanol getränkt
- Nach Gebrauch als Kanülensammler zu verwenden

Spender mit 150 Tupfern

Best.-Nr. 187880

€ 3,95



Quickpad

Stoff- oder Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum **Anwendungsgebiete:** Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden: bei Überempfindlichkeit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol) zur Hautdesinfektion vor Eingriffen, die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion zur Antiseptik offener Wunden, zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann QUICKPAD® während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt. **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD® abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten. **Dauer der Anwendung:** QUICKPAD® kann ohne zeitliche Begrenzung angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur.) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. **Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.** Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoffbehälter angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungshinweise: Vor Feuer schützen! Letzten Tupfer nicht aufbewahren, mögliches Eintrocknen. Dose gut verschlossen halten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Zusammensetzung:** 1 Kunststoffbehälter mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V); 0,41 g Sonstige Bestandteile: Vlies tupfer aus Polypropylen; 0,12 g Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, D-65232 Taunusstein



Softa® Swabs

- Einzel verpackte Alkoholtupfer mit 70 %igem Isopropylalkohol
- Größe: 65 x 30 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 128247

€ 4,15



KaWe Liquimed Tupferbefeucher

- Aus blauem, transparentem Kunststoff
- Für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis
- Einhandbedienung
- Rutschfeste Standfläche
- Maße: 10 x 7,5 cm (Ø x H)
- Inhalt: 100 ccm

Best.-Nr. 114426

€ 25,36



Harn-Analysesystem



Clinitek Status® +

Harndiagnostik noch einfacher und zuverlässiger
Halbautomatische Auswertung der Harnteststreifen und Kassettentests:

Multistix 5, Multistix 8 SG, Multistix 10 SG, Clinitek Microalbumin, Hema-Combistix, Clinitest hCG-Kassetten für Schwangerschaftsnachweise

- Komfortable und einfache Bedienung
- Automatische Kalibration
- Anzeige der Ergebnisse auf großem Touchscreen
- Dokumentation über eingebauten Drucker
- Schnittstelle für PC
- Speicher für 200 Patientendaten und Ergebnisse
- Maße: 15,8 × 17,1 × 27,2 cm (H × B × T)
- Gewicht: 1,66 kg

Best.-Nr. 156347 € 899,00

Druckerpapier für Clinitek Status

(5 Rollen), selbstklebend

Best.-Nr. 156363 € 48,71

Papier für Thermodrucker zu Clinitek Status 50 und 100

(5 Rollen)

Best.-Nr. 157558 € 46,66

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Multistix® 10 SG	100 Stück	120405	32,31
Multistix® 8 SG	100 Stück	120406	30,76
Multistix® 5	50 Stück	113377	18,23
Multistix® 10 visuell	5 × 50 Stück	154748	107,85
Microalbustix®	25 Stück	151136	33,72
Clinitek® Microalbumin 2	25 Stück	116241	36,25
Clinitek® Microalbumin 9	25 Stück	159588	55,09
Clinitest hCG	25 Stück	155736	61,39
Hema-Combistix	50 Stück	120410	15,07
Chek-Stix ComboPack (Qualitätskontrolle für Siemens Urineststreifen)	2 × 25 Stück	117409	61,43



Weitere Urineststreifen finden Sie auf Seite 68 und 74.

Wir liefern alle Teststreifen von Siemens.

Urobox Harnprobenbehälter

- Frei von harnwegspathogenen Keimen
- Laborgerecht mit dicht schließendem Schraubverschluss
- Polystyrol glasklar

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 120336 € 7,86

Packung mit 100 Stück, lose

Best.-Nr. 120337 € 53,95



COM-TeX[®]
FAIRPREIS
 und Top-Qualität



Urinbecher mit Schnapdeckel

Packung mit 500 Stück
 Best.-Nr. 128425 € 41,95



Urinbecher mit Schraubdeckel

Packung mit 500 Stück
 Best.-Nr. 128426 € 57,95

Urinbecher, allein

- Ohne Schnapdeckel

Packung mit 1000 Stück
 Best.-Nr. 172371 € 38,64

Urinbecher, allein

- Ohne Schraubdeckel

Packung mit 1000 Stück
 Best.-Nr. 172369 € 61,33

Schnapdeckel, allein

- Mit Tülle, rot

Packung mit 1000 Stück
 Best.-Nr. 172372 € 28,32

Schraubdeckel, allein

- Farbe: grün

Packung mit 1000 Stück
 Best.-Nr. 172370 € 45,65



AB € **1,85**

COM-TeX[®] Einweg-Becher

- Aus Polypropylen
- Inhalt: 200 ml

Packung mit 100 Stück
 Best.-Nr. 122628 € 2,15
 ab 30 Packungen **Packung nur € 1,85**

Zubehör

Klarsicht-Deckel für 200-ml-Becher
 Packung mit 100 Stück
 Best.-Nr. 154396 € 6,95

Mundspül-/Laborbecher

- Weiß
- Inhalt: 150 ml

Packung mit 100 Stück
 Best.-Nr. 128309 € 2,99



Farbige Laborbecher

- Aus Polypropylen
- Abgerundeter Rand
- Füllmenge: ca. 180 ml

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	123441	3,42
limette	123462	3,42
pink	123463	3,42
violett	123464	3,42
weinrot	123465	3,42
cedro-grün	123467	3,42
ab 30 Packungen einer Farbe	Packung nur € 2,20	



Happy Kids Mundspülbecher

- Weiß mit Bärchendruck
- Aus Polypropylen
- Mit abgerundetem Rand
- Inhalt: 180 ml
- Maße: ca. 85 x 70 mm (H x Außen Ø)

Packung mit 50 Stück
 Best.-Nr. 113540 € 0,99



Urinflasche für Sammelurin

- Kunststoff
- Graduiert
- Inhalt: 2 Liter

Best.-Nr. 120332 € 3,93

Mechanischer Kurzzeitmesser

- 60 Minuten
- Quadratisch
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 128054



€ 8,42

Digitaler Kurzzeitmesser

- Mit Stoppuhr und Uhr
- Große LCD-Anzeige, 6-stellig
- Kurzzeitmesser bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. mit Signal
- 2 unabhängige Timerzeiten
- Digitalstoppuhr und Normalzeit
- Mit Magnet, Ständer und Befestigungsklammer
- Inkl. Batterie AA

Best.-Nr. 123238

€ 19,95



Erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 15197:2015



CONTOUR®XT Set

- Großes Display mit gut ablesbaren Zahlen
- Robustes Gehäuse und sofort messbereit
- Hohe Messgenauigkeit und automatisches Codieren
- Nur 0,6 µl Probenvolumen und 5 Sekunden Messzeit
- Intelligente Nachfülloption (bis zu 30 Sek.) hilft Teststreifen sparen
- Speichert 480 Messwerte mit Datum, Uhrzeit und Mahlzeitenmarkierung
- Datenübertragung mittels USB-Kabel



Lieferumfang:

Blutzuckermessgerät im Etui, 5 Sensoren, Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung, Stechhilfe, 5 farbige Lanzetten, Blutzuckertagebuch, Garantiekarte

Ausführung	Best.-Nr.	€
mg/dl	114604	9,95
mmol/l	120460	9,95

Blutzuckerteststreifen

Roche	Anzahl	Best.-Nr.	€
Accu-Chek Aviva	50 Stück	156233	29,90
Accutrend Cholesterol	25 Stück	120863	37,50
Accu-Chek Mobile Testkassette	50 Stück	159852	32,50

Ascensia / Bayer	Anzahl	Best.-Nr.	€
Contour NEXT-Sensoren	50 Stück	114443	26,35

Gemar Lactate Scout	Anzahl	Best.-Nr.	€
Big Pack 24+ (Haltbarkeit 12 Mo.)	24 Stück	292650	87,23
Big Pack 72+ (Haltbarkeit 12 Mo.)	72 Stück	293554	213,73

Wir bieten Ihnen ortsnahe umfassende Serviceleistungen rund um Medizinprodukte und Medizintechnik!



- Montage, Installation, Aufstellung und Prüfung von Geräten
- Wartung und Reparatur von Geräten
- Einweisung von Medizinprodukten
- Hygieneberatung und Erstellung individueller Hygienepläne
- Praxisplanung und - einrichtung
- Beratung zur Instrumentenaufbereitung
- Validierung Ihrer Arbeitsprozesse
- Leasing, Miete und Mietkauf
- Rezeptabrechnung von Sprechstundenbedarf
- Ultraschallsonden-Reparatur
- Erstellung und Pflege von Medizinproduktbüchern und Bestandsverzeichnissen



Sie sind interessiert?

<https://www.co-med.de/unsere-serviceleistungen/>

meditrol®



Urin-Teststreifen

- Mit Ascorbinsäureschutz für Blut- und Glukosetestfeld

	Anzahl	Best.-Nr.	€
meditrol-3 PROTECT*	50 Streifen	116089	4,95
meditrol-6 PROTECT	50 Streifen	120549	9,22
meditrol-10 + Leuko PROTECT	100 Streifen	153067	17,93



meditrol® hCG

- hCG-Urin-Schnelltest
 - Hochempfindlich (20 mIU/ml)
 - Einfache Handhabung
- Packung mit 25 Teststreifen

€ 10,31

Best.-Nr. 159083



CombiScreen® mALB / CREA

Zur Erkennung von Mikroalbuminurie

- Basiert auf Verhältnis Albumin / Kreatinin
- Genaue Angabe der Albumin-Konzentration aus Spontanurin (Morgenerin)
- Ergebnis nach 60 Sek.
- Verhältnis direkt aus Tabelle des Etiketts ablesbar
- Auch auf dem Urilyzer® 100 Pro auswertbar

Packung mit 25 Tests

Best.-Nr. 122246

€ 22,50



CombiScreen® Nitrit PLUS

- Screening von Harnwegsinfektionen, wenn diese durch nitritbildende Bakterien verursacht wurden
- Testergebnis bereits nach 60 Sekunden
- Klarer Farbumschlag
- Etikett mit hochwertigem Echtfarbdruk

Packung mit 50 Tests

Best.-Nr. 127503



Kontroll-Urin für Teststreifen

- Gebrauchsfertiger Humanurin
- 2 Konzentrationsbereiche
- Anwendung wie eine Patientenprobe
- Zur visuellen und automatischen Auswertung geeignet

Werte für folgende Teststreifen-Parameter:

Blut, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Leukozyten, Nitrit, Glucose, Keton, pH, spez. Gewicht, Ascorbinsäure, Mikroalbumin, Creatinin, hCG

Angaben für viele verschiedene Teststreifenfabrikate:

medichem (meditrol), Roche, Siemens, Analyticon u.a.

Packung mit 2 x 15 ml Level 1 + 2

Best.-Nr. 116947

€ 7,42

€ 49,90

Die Bundesärztekammer hat die Rili-BÄK 2008 erweitert und sieht künftig im Richtlinienteil B2 auch für alle qualitativen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen eine interne und externe Qualitätssicherung vor.

Urilyzer® 100 Pro

- Halbautomatisches Auswertegerät für Urinteststreifen
- Mit optimierter, mehrstufige Benutzerverwaltung sowie erweiterte Anbindungsmöglichkeiten für das Datenmanagement
- Umfangreiche POCT-Funktionen
- Einzigartig in seiner Produktklasse
- Schnellmodus mit bis zu 120 Tests / Stunde
- Normalmodus bis zu 50 Tests / Stunde
- Speicher für 3000 Tests / QC-Datenbank für 1000 Tests

Lieferumfang:

Urilyzer® 100 Pro, Thermodrucker (Papierrolle 57 mm x 25 m), 2 x Streifenhalter, Kontrollstreifen grau, Netzteil / -kabel, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 126851

€ 599,00



Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
meditrol 10+L PROTECT	100 Stück	153067	17,93
CombiScreen mALB/CREA	25 Stück	122246	22,50
Kontrolllösungen			
CombiScreen Dip Check	2 x 15 ml	126853	64,20
CombiScreen Drop Check	2 x 5 ml	126854	31,00



Die günstige Alternative für die allgemeine Diagnostik

 Sparen beim Praxisbedarf 



FOB – Immunologischer Stuhltest

- Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in **Stuhlproben**
- Dieser immunochromatographische Test arbeitet auf der Basis von anti-human Hämoglobin Antikörpern

Packung mit 15 Testkassetten

Inkl. Probenröhrchen und Patientenzubehör (Stuhlfänger, Patienteninformation, Transporttütchen)

Best.-Nr. 155716 € 23,75



meditrol®-CrP (C-reaktives Protein)

Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis des Entzündungsmarkers CrP in Vollblut-, Kapillarblut-, Plasma- und Serumproben

- Drei Sensitivitäten in einem Test (10/40/80 µg/ml)
- Auswertung bereits nach 5 Minuten

Packung mit 10 Teststreifen

Inkl. Röhrchen mit Puffer, Lanzetten, Kapillaren, 1 Holder, 1 Anleitung

Best.-Nr. 118812 € 21,62



Troponin I (cTnI)

Schnelltest für den qualitativen Nachweis von kardialem Troponin I im Vollblut, Serum oder Plasma, Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 156757 € 19,81

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten, Kapillaren und Lanzetten

Best.-Nr. 112481 € 31,35



Streptokokken A-Schnelltest

Qualitative Bestimmung von Strep-A-Antigenen
Probenmaterial: Rachenabstrich, Ergebnis nach wenigen Minuten, hohe Sensitivität und Spezifität

Packung mit 20 Teststreifen

Inkl. 1 Fl. Reagenz 1, 1 Fl. Reagenz 2, 20 Abstrichtupfer, 20 Extraktionsgefäße, 1 Fl. Positiv-Kontrolle

Best.-Nr. 116278 € 27,62



Micro-Albumin

Semi-quantitativer Schnelltest zum Nachweis der Albuminkonzentration im Urin

- Lagerung bei Raumtemperatur
- Anzeige ab 20 – 100 µg/l

Packung mit 20 Teststreifen

Best.-Nr. 159084 € 17,71



D-Dimer Schnelltest

- Zum Nachweis von D-Dimer aus Plasma oder Vollblut
- Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 5 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115089 € 29,50

Packung mit 10 Testkassetten

Inkl. Pipetten und Lanzetten

Best.-Nr. 115672 € 51,36



NADAL® Gonorrhoea Test

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis des Gonorrhoe-Antigens in Sekretproben aus dem urogenitalen System
- Hilfsmittel bei der Diagnose einer Gonokokkeninfektion

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127621

€ 33,50



NADAL® StrepB Schnelltest

- Schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumptiven Nachweis von Gruppe B-Streptokokken-Antigenen (GBS) in Proben aus Vaginal- oder Rektalabstrichen
- Auch Ohr- oder Rachenabstriche von Neugeborenen, direkt nach der Geburt, können verwendet werden

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 128432

€ 58,95



NADAL® StrepA Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen, präsumptiven Nachweis von Streptokokken-Antigenen der Gruppe A (Strep A) in humanen Rachenabstrichproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129081

€ 27,50

NADAL PSA Test

- Schneller, visueller Immunoassay für den semiquantitativen vorläufigen Nachweis von prostataspezifischem Antigen (PSA) in humanen Serum-, Plasma- oder Vollblutproben mit dem Cut-off von 4 ng/ml
- Test erfasst das Gesamt-PSA (total PSA = tPSA)
- Hilfsmittel bei der Diagnose von Prostatakrebs, da erhöhte PSA-Konzentrationen häufig auf ein erhöhtes Risiko für Prostatakarzinome hinweisen

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 123283

€ 74,28



NADAL® Syphilis Test

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von IgM- und IgG-Antikörpern gegen *Treponema pallidum* (T. pallidum) in humanem Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127635

€ 42,50



NADAL® Chlamydia Schnelltest

- Schneller visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von *Chlamydia trachomatis* in Zervixabstrichen bei Frauen, sowie Harnröhrenabstrichen und Urinproben bei Männern

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129080

€ 36,95



NADAL® BCA/ Hb Schnelltest

- Einfacher immunochromatographischer Ein-Schritt-Schnelltest zum schnellen und qualitativen Nachweis von humanem Komplement-Faktor-H-verwandten Protein (hCFHrp, auch bezeichnet als Blasen-tumorantigen (bladder cancer antigen, BCA)) und Hämoglobin (Hb) im Urin

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129079

€ 147,85



NADAL® Hb/Hp Complex Test

- Visueller, immunochromatographischer Doppel-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Hämoglobin und Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexen in humanen Stuhlproben

Packung mit 25 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124147

€ 97,61



NADAL® Mononucleosis Test

- Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von heterophilen Antikörpern gegen Epstein-Barr-Virus (EBV) in humanem Vollblut, Serum oder Plasma
- Hilfsmittel bei der Diagnose einer infektiösen Mononukleose (IM) bestimmt und nur für den professionellen Gebrauch

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127636

€ 50,16



NADAL® Borreliosis Ag Test

- Membranbasierter Immunoassay zum schnellen und direkten Nachweis von Borrelien-Antigenen (B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto und B. spielmanni) in der Zecke
- Ausschließlich für die Untersuchung kleiner bis mittelgroßer Zecken (≤ 8 mm)

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127637

€ 46,95



NADAL® H.pylori Ag

- Schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von spezifischen IgG gegen Helicobacter pylori (H. pylori) in humanem Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 129078

€ 43,25

Drug-Screen® Multi Schnelltests

- Kompetitiver Immunoassays zur qualitativen Bestimmung verschiedener Drogen und Drogenmetaboliten im humanen Urin
- Als Hilfsmittel zur Überprüfung eines Medikamenten-/Drogenmissbrauchs bzw. zur Überwachung von therapeutischen Maßnahmen
- In-vitro Diagnostika und nur für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Packung mit 25 Multi-Kassetten inkl. Zubehör

5 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/THC

Best.-Nr. 124148

€ 62,25

6 Parameter: AMP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 120187

€ 87,93

7 Parameter: AMP/BUP/BZD/COC/MOR/MTD/THC

Best.-Nr. 124149

€ 91,20



NADAL® Influenza A/B Test

- Schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Influenzavirus Typ A- und Typ B -Antigenen (Nukleoproteinen), die in humanen nasalen, nasopharyngealen oder oropharyngealen Abstrichproben extrahiert werden
- Schnelle Differenzialdiagnose von Influenzavirus A- und B-Infektionen

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124590

€ 109,00



NADAL® RSV Test

- Immunochromatographischer invitro Test für die schnelle und qualitative Bestimmung des Antigens (F Protein) des Respiratory Syncytial Virus in humanen nasopharyngealen Abstrichproben

Packung mit 20 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 127194

€ 139,00



Colibri® Reader

- Qualitative und quantitative Analyse verschiedener Parameter
- Schnelle sowie präzise Ergebnisse
- Preisgünstige Lösung für jede Arztpraxis
- Maße: 40 × 40 × 40 mm
- Gewicht: 40 g

Lieferumfang:

1 Colibri® Reader, 1 Prüfkassette

Best.-Nr. 128675

€ 599,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
CrP (20 Testkassetten)	122307	53,00
Strep A (20 Testkassetten)	122308	28,07
Vitamin D Quant (25 Testkassetten)	128677	439,00



Sie haben etwas nicht gefunden? Rufen Sie uns an.
Wir liefern ein breites Produktsortiment für Ihr Labor.



Patientennahes Diabetesmanagement – HbA1c Messungen direkt in Ihrer Praxis

EKF | Diagnostics
for life



Quo-Test® HbA1c Point Of Care Analyzer

Patientenfreundlich

- Schmerzarme Blutentnahme durch geringes Probenvolumen (4 µL)
- Kurze Wartezeit, Messergebnis in ca. 3:50 Min.

Praxisfreundlich

- Sichere Ergebnisse, werden durch das einfache Handling garantiert: In nur 3 Schritten zum Ergebnis
- Ergebnisse nach DCCT (%), IFCC (mmol/L)
- Anbindung an Praxissoftware möglich

Geringer Zeitaufwand für Service und QM

- Wartungsfrei
- Benötigt nur die einfache RiilBÄK (Unit Use Reagenzien)
- Keine Ringversuchspflicht

Best.-Nr. 120488

€ 1.958,44

Zubehör

Quo-Test A1c Reagenz-Kit

- Box mit 15 Kartuschen und Blutkollektoren

Packung mit 1 Box

Best.-Nr. 120489

€ 67,98

Quo-Test Quality Control Set

- Qualitätskontrollset für die wöchentliche Kontrolle
- Gefriergetrocknet
- Level 1 + 2 (je 2 × 0,25 ml)

Packung mit 1 Quality Control Set

Best.-Nr. 120490

€ 107,80



4µL Blut mit Blutkollektor aufnehmen



Blutkollektor in die Quo-Test Kartusche einfügen



Kartusche im Analyzer platzieren Anzeige in ca. 3:50 Minuten

Combur Test®

- Weitgehender Schutz vor falsch-negativen Ergebnissen durch Vitamin C bei Blut und Glukose
- Testergebnis bereits nach 1–2 Minuten auch bei geringfügigen pathologischen Veränderungen im Urin



Urinteststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Combur3-Test®	50 Stück	151974	8,90
Combur3-Test® E	50 Stück	151951	11,90
Combur4-Test® N	50 Stück	120419	11,95
Combur5-Test® HC	10 Stück	155560	5,60
Combur6-Test®	50 Stück	151940	17,50
Combur9-Test®	50 Stück	120424	16,90
Combur10-Test®	100 Stück	182907	29,95
Micral-Test®	30 Stück	182163	40,95



Uricult® / Uricult® plus

- Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn
- Praktisches Transportmedium
- Schnelle und einfache Bestimmung in Praxis und Klinik
- Nährbodenträger mit CLED- und MacConkey-Agar / Uricult® plus zusätzl. mit Enterokokken-Agar

Packung mit 10 Tests



Ausführung	Best.-Nr.	€
Uricult®	195300	11,29
Uricult® plus	120636	12,30




Zubehör für CoaguChek®-Geräte

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
für CoaguChek® Pro II System			
PT Test	2 × 24 Stück	119862	143,00
aPTT Test	2 × 24 Stück	119863	259,00
PT Controls	4 × 1 ml	119864	21,50
aPTT Controls	4 × 1 ml	119865	35,00
für CoaguChek® XS Plus / XS Pro System			
XS PT Test (ohne PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	119388	165,64
XS PT Test (mit PZN-Nr.)	2 × 24 Stück	156535	169,00
XS PT Controls	4 × 1 ml	159579	21,25

TROP T® Sensitive

- Für die qualitative Bestimmung von Troponin T
- Schnelltest für den Nachweis von kardialem Troponin T im Blut



Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Stück inkl. Pipetten	184689	49,00
10 Stück ohne Pipetten	111062	89,00
Cardiac Pipettes (150 µl)		
20 Stück	153453	18,45



NobiStrip Expert

- Feste Kunststoffstreifen mit voneinander getrennten Reagenzfeldern
- Hohe Ascorbinsäure-Resistenz
- Für den semiquantitativen Nachweis folgender Analyten im Urin (Liste auf der Dose): Spezifisches Gewicht, pH, Leukozyten, Nitrit, Protein, Glukose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin und Blut
- Optisch ablesbar oder mit optionalem Analysegerät Mission® U500 auszuwerten

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 124176 € 19,90



Hitado BTastat

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124177 € 132,00



Hitado hcg combo

- Zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG in Serum- und Urinproben
- Nachweisgrenze bei 25 mIU/mL

Packung mit 25 Teststreifen

Best.-Nr. 124175 € 17,90



Hitado CRP 10-60

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124174 € 31,90



Hitado Troponin I

- Immunchromatografischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialem Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124172 € 39,90



Hitado D-Dimer

- Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma

Packung mit 5 Testkassetten inkl. Zubehör

Best.-Nr. 124173 € 26,00



AFIAS Analysensystem

- Verschiedenste Notfallparameter direkt vor Ort analysieren
- Testergebnisse in nur wenigen Minuten in Laborqualität
- Schnelle Diagnose und Behandlung des Patienten möglich
- Qualitative Auswertung von mehreren Tests bei Geräten mit 3 oder 6 Slots

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Testkassettenlot	129119	2.990,00
3 Testkassettenlots	129120	3.990,00
6 Testkassettenlots	129121	4.990,00



Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ferritin Test	24 Stück	129382	129,90
Ferritin Kontrollkit	2 Stück	129383	24,90
HbA1c NEO-Test	24 Stück	129130	79,20
HbA1c NEO Kontrollkit	2 Stück	129140	24,90
PCT Test	24 Stück	129126	367,10
PCT Kontrollkit	2 Stück	129136	24,90
TSH Plus Test	24 Stück	129128	240,00
TSH Plus Kontrollkit	2 Stück	129449	24,90
CRP Test	24 Stück	129129	62,40
CRP Kontrollkit	2 Stück	129138	29,90
Testosterone Test	24 Stück	129131	95,90
Hormone Kontrollkit	2 Stück	129137	24,90
D-Dimer Test	24 Stück	129124	189,00
D-Dimer Kontrollkit	2 Stück	129135	24,90
Troponin-I Plus Test	24 Stück	129122	189,00
Troponin-I Plus Kontrollkit	2 Stück	129133	24,90
PSA Plus Test	24 Stück	129127	144,00
PSA Plus Kontrollkit	2 Stück	129139	24,90
NT-proBNP Test	24 Stück	129125	359,00
Cardiac Kontrollkit	2 Stück	129134	24,90
Vitamin D NEO Test	24 Stück	129132	360,00
Vitamin D Kontrollkit	2 Stück	129141	29,90

Zuverlässige Ergebnisse direkt am Point-of-Care



HemoCue® Glucose 201 RT System

- Für das Screening, Monitoring und die Diagnose von Diabetes mellitus
- Einzeln verpackte Mikroküvetten helfen Kontaminationen zu vermeiden
- Werksseitig dauerhaft kalibrierte Analyser, die nicht nachkalibriert werden müssen
- Tragbar, Batterie betrieben
- Probenmaterial: kapillares, venöses oder arterielles Vollblut
- Messbereich:
Plasma-äquivalente Werte: 0 – 31 mmol/L (0 – 560 mg/dL)
Vollblutwerte: 0 – 27,8 mmol/L (0 – 500 mg/dL)
- Probenvolumen: < 4 µL
- Messergebnis in ca. 1 Minute
- Maße: 160 × 85 × 43 mm
- Gewicht: ca. 350 g

Ausführung	Best.-Nr.	€
Glucose 201 RT mg/dL	294518	700,00
Glucose 201 RT mmol/L	294519	700,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 25 Stück	294520	86,50
Kontrollhämolysat Glucotrol 2 × 1 ml		
Level 1	294047	42,00
Level 2	294048	24,50
Level 3	294049	24,50
Level 4	294050	24,50

HemoCue® HbA1c 501 System

- Vollautomatischer Boronat-Affinitäts-Assay zur Bestimmung der HbA1c Konzentration im Vollblut
- Nur wenige, einfache Schritte unterstützt durch klare Display-Anweisungen
- All-in-one, einzeln verpackte Kartuschen-Kits
- Interferenzfreie Messmethode ohne Beeinflussung durch Hämoglobinvarianten
- IFCC und NGSP zertifiziert
- Werkseitige Kalibrierung des Analyzers, keine anderweitige Nachkalibrierung notwendig
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (4 µL)
- Messbereich 20 – 130 mmol/mol (IFCC), 4,0 – 14,0 % (NGSP)
- Messergebnisse in 5 Minuten
- Maße: 198 × 217 × 136 mm
- Gewicht: 1,6 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
HbA1c 501	126274	1.200,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Test Cartridges 1 × 10 Stück	126275	34,00
Monthly Check Cartridges 1 × 6 Stück	126277	56,50
Daily Check Cartridge 1 Stück	126278	10,50
Kontrolllösung 10 × 0,1 ml		
Level 1	126279	130,50
Level 2	126280	130,50
Level 3	126281	130,50
Barcode Scanner 1 Stück	126282	267,00

HemoCue® Hb 801 System

- Hb-Bestimmung in weniger als 1 Sekunde
- Bestimmung der Absorption des Vollbluts am isosbestischen Punkt von Hb/HbO2
- Leicht zu reinigen
- Großes Display mit Symbolen zur unkomplizierten Kontrolle von Abläufen und Ergebnissen
- „Let-go-grip“ – die Mikroküvette muss während der Messung nicht festgehalten werden
- Integrierter Selbsttest
- Probenmaterial: kapillares oder venöses Vollblut (10 µL)
- Messbereich: 1,0 – 25,6 g/dL (10 – 256 g/L, 0,62 – 15,9 mmol/L)
- Maße: 143 × 87 × 45 mm
- Gewicht: < 250 g



Ausführung	Best.-Nr.	€
Hb 801 System g/dL	126269	725,00
Hb 801 System mmol/L	126270	725,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Microcuvettes 4 × 50 Stück	126271	151,50
QC Hemotrol Duo normal 2 × 1 ml	126272	27,00
QC Hemotrol Duo High 2 × 1 ml	126273	27,00

Zubehör

HemoCue Reiniger

- Reinigungsstäbchen zum Reinigen der HemoCue-Geräte

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 294266

€ 13,50





QuikRead go® Multi-Analysegerät

- Einfache Anwendung mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Automatische Testerkennung mit integrierter Haltbarkeitsüberprüfung und interner Speicherung von Testergebnissen
- Kalibrations – und wartungsfrei (von Ringversuchen befreit)
- Automatisches Multiparametersystem, dass schnell und zuverlässig Ergebnisse in Großlaborqualität generiert

Lieferumfang:

Gerät, Netzteil, Netzkabel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 127670

€ 1.305,00



Gerät als Akkuversion auf Anfrage!

Zubehör

1 QuikRead go® Workstation

- Zum sicheren Transport oder sicherem Abstellen von Reagenzien und Kapillaren während der Messung
- Deckel auch als Standfuß verwendbar

Best.-Nr. 127671

€ 13,37

2 Etikettendrucker

- Inkl. Strom- und USB-Kabel

Best.-Nr. 128233

€ 388,73

Etiketten

1 Rolle mit 1.667 Etiketten

Best.-Nr. 128237

€ 45,00

3 Barcodereader mit Ständer

Best.-Nr. 127687

€ 148,73



Testkits	Best.-Nr.	€
HbA1c		
Kit (25 Tests inkl. Sample Collectors)	127685	87,40
Control Set 2 Level (2 x 0,5 ml)	127686	110,00
easyCRP		
Kit (50 Tests inkl. Sample Collector-10 µl)	127678	154,08
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
CRP		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren-20 µl und Stifte)	127672	127,33
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
wrCRP + Hb		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren-10 µl und Stifte)	127673	151,94
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
Hb-Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127675	28,35
CRP + Hb		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren-20 µl und Stifte)	127676	127,33
Blue Kontrolllösung 1 ml (für wöchentliche Kontrollmessung)	127674	20,34
Hb-Kontrolllösung 1 ml (1 x pro Woche)	127677	28,35
Strep A		
Kit (50 Tests inkl. Kontrollen und Abstrichtupfern)	122280	114,64
iFOBT		
Kit (50 Tests inkl. Kapillaren und Stifte)	127682	93,62
Probennehmer und Stuhlfänger (50 Stück)	127683	53,40
Kontrolllösung 0,8 ml (1 x pro Woche)	127684	21,35



1



2

Die Durchlichtmikroskope von Kern für Arztpraxis und Labor

AB € **330,-**

Das elegante, dynamische und eindrucksvolle KERN Mikroskop für Ihre Arztpraxis

- Stufenlos einstellbare LED-Beleuchtung (3W – OBE, 1W – OBT)
- Achromatisch
- Objektive im Lieferumfang enthalten: 4x / 10x / 40x / 100x
- Okulare HWF 10x / Ø 18 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- 360° rotierbarer Butterfly Tubus (nur OBT 105, 106)
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
1 OBT 105	monokular	126177	330,00
2 OBT 106	binokular	126178	420,00
3 OBE 131	monokular	126179	540,00
4 OBE 132	binokular	126180	640,00
5 OBE 134	trinokular	126181	760,00



Zubehör
Dunkelfeldeinsatz
Best.-Nr. 118993 € 95,00

Der Vielseitige Laborhelfer in der Gynäkologie und Urologie

- Stufenlos einstellbare 3W LED Beleuchtung
- Infinity optisches System mit Infinity E-Plan Objektive im Lieferumfang
- Okulare HWF 10x / Ø20 mm mit hohem Blickpunkt für Brillenträger
- Objektive (OBL 127, 137): 4x/10x/40x/100x
- OBL 156 Phasenkontrastmikroskop mit Objektiven 4x/10x PH/40x PH/100x, Phasenkontrast-Kondensator mit PH-Schieber 10x/40x, Zentrier-Okular für die Phasenkontrast Einstellung im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Augenmuscheln, Staubschutzhaube, Betriebsanleitung

AB € **1.060,-**

Modell	Tubus	Best.-Nr.	€
6 OBL 127	binokular	126182	1.060,00
7 OBL 137	trinokular	126184	1.200,00
8 OBL 156	trinokular	127634	1.780,00

Zubehör
OBB-A 1422 Dunkelfeldkondensator
Best.-Nr. 119494 € 250,00
Polarisationseinheit
Best.-Nr. 119489 € 290,00



C-Mount Kameras für KERN-Mikroskope

- CMOS-Technik, in Verbindung mit USB-Schnittstelle für schnelle und klare Darstellung
- Auch für anspruchsvollere Applikationen z. B. Dunkelfeld, im Phasenkontrast, bei Fluoreszenz-Anwendungen
- Unterstützende Betriebssysteme: Win XP, Vista 7, 8, 10
- C-Mount-Adapter für KERN-Mikroskop separat bestellen

Modell	Auflösung	USB	Sensorgroße	FPS*	Best.-Nr.	€
ODC 825	5,1 MP	2.0	1 / 2,5"	6,8 – 55	120468	430,00
ODC 831	3,1 MP	3.0	1 / 3"	27,3 – 53,3	120469	570,00
ODC 832	5,1 MP	3.0	1 / 2,5"	14,2 – 101,2	120470	590,00

* Frames per Second

Lieferumfang:

Kamera, mehrsprachige KERN Software Microscope VIS, USB-Kabel, diverse Okularadapter, Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software

Zubehör
OBB-A 1139
C-Mount Adapter für OBE 134
Best.-Nr. 119496 € 110,00
OBB-A 1514
C-Mount Adapter für OBL
Best.-Nr. 119497 € 110,00



Universell einsetzbare Labormikroskope



1

Abb. zeigt Trinokular-Tubus

1 medicus pro B – Das Arztmikroskop für Hämatologie und Pathologie (Hellfeld)

- Stativ mit 5-fach Objektivrevolver
- Weißlicht-LED 3 W, einstellbare Farbtemperatur (3.000 – 5.600 K), mit Light Memory und LED-Anzeige
- Binokular Tubus, Siedentopf-Typ, 30°
- Okulare: PL 10x/20 (Brille)
- Planachromatische Objektive 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (Öl)
- Vergrößerung: 40x – 1000x
- Kreuztisch: 150 × 162 mm
- Kondensator: NA1,25, mit Schlitz für Phasenkontrast- und Dunkelfeld-Schieber

Best.-Nr. 124897 € 1.290,00

2 medicus pro Myko Fluoreszenzmikroskop (Hellfeld, Aufsicht-Fluoreszenz)

Wie medicus pro B

Mit innovativem LED-Fluoreszenzilluminator

- Einsatzgebiet: Dermatologie, Allergologie
- Sichere Diagnose durch hohen Kontrast und hohe Auflösung
- Eigenes Färbemittel Mykoval
- Schneller Nachweis: Keine Kultivierung nötig
- Einfaches Umschalten zwischen Hellfeld und Fluoreszenz am Illuminator

Best.-Nr. 124898 € 3.960,00

Wissenswertes zur Reinigung von Mikroskopen




2

medicus pro PH-B – Das Arztmikroskop für Hämatologie, Urologie, Gynäkologie und Dermatologie (Hellfeld, Phasenkontrast)

- Stativ mit 5-fach Objektivrevolver
- Binokular-Tubus, Siedentopf-Typ
- Okulare: WF 10x20
- Objektive Plan 4x, PH 20x, PH 40x, Plan 100x
- Vergrößerung: 40x – 1000x
- Kreuztisch: 150 × 162 mm
- Kondensator: NA 1,25 mit Aperturblende und Phasenkontrast-Schieber
- Beleuchtung: Weißlicht-LED (3W) mit einstellbarer Farbtemperatur
- „Light-Memory“-Funktion

Best.-Nr. 220833 € 1.860,00




Objektträger und Deckgläser

1 Objektträger

- Vorgereinigt und gebrauchsfertig
- DIN ISO 8037/1
- Maße: 76 × 26 × 1 mm

Packung mit 50 Stück

a ohne Mattrand



1a

1b

Best.-Nr.	Packung	Bei Abnahme v. Pckg.	
183727	1 bis 9	10 bis 19	ab 20
	€ 2,24	€ 2,12	nur € 1,99

b mit beidseitigem Mattrand

Best.-Nr.	Packung	Bei Abnahme v. Pckg.	
126638	1 bis 9	10 bis 19	ab 20
	€ 2,98	€ 2,85	nur € 2,73

2 Deckgläser

- Frei von Schlieren und Blasen
- Borosilikatglas D 263®
- DIN ISO 8255

a geschliffen

Packung mit 10 Stück



2a

für Zählkammern	Best.-Nr.	€
20 × 26 mm	120238	11,57

b ungeschliffen (o. Abb.)

Packung mit 100 Stück

für Mikroskopie	Best.-Nr.	Packung	ab 10 Pckg.
18 × 18 mm	120240	€ 2,09	€ 1,66
60 × 24 mm	183157	€ 7,67	€ 6,81



EBA 200

Kleinzentrifuge inkl. 8-fachem Winkelrotor

- Max. RPM: 6.000 min⁻¹ | 8.000 min⁻¹
- Max. RCF: 3.461 | 6.153
- Max. Kapazität: 8 × 15 ml
- Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
- Beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung

Best.-Nr. 116965

€ 1.201,00

EBA 270

Kleinzentrifuge inkl. 6-fachem Ausschwingrotor

- Max. RPM: 4.000 min⁻¹
- Max. RCF: 2.254
- Max. Kapazität: 6 × 15 ml
- Impuls-Taste für kurze Zentrifugationsschritte
- Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Mit Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
- Horizontale Trennschicht durch 90 ° Ausschwingrotor

Best.-Nr. 294594

€ 1.273,00

ROTOFIX 32 A

Tischzentrifuge mit der Wahl zwischen 9 Rotoren

- Max. RPM: 6.000 min⁻¹
- Max. RCF: 4.226
- Max. Kapazität: 4 × 100 ml | 6 × 94 ml
- Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte
- Display mit Anzeige aller relevanten Parameter
- Unwuchtabschaltung, Notentriegelung und Deckelfallsicherung
- Automatische Rotorerkennung

Best.-Nr. 290928

€ 2.051,00

Zubehör für ROTOFIX 32 A

Freischwingende Rotoren	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	Stück €
Ausschwingrotor	4 × 100 ml	1	293073	364,00
Gehänge für 293073 für div. Blutabnahmegefäße	max. 7 ml	max. 4 St.	293074	77,50
Ausschwingrotor	12 × 15 ml	1	290930	255,73
Gehänge für 290930	15 ml	max. 12 St.	291045	29,00



Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage!

Winkelrotoren

Artikel	Best.-Nr.	Stück €
12 × 15 ml	290933	398,00

Preiswerte Küvettentests für Miniphotometer



Microvette® 200 Sarstedt

- Einfache Entnahmetechnik
- Entnahmegefäß gleichzeitig Zentrifugiergefäß
- Präpariert für alle gängigen Untersuchungen

Lithium-Heparin

Beutel mit 100 Stück

Best.-Nr. 128557

€ 25,47

K3-EDTA

Beutel mit 100 Stück

Best.-Nr. 128758

€ 25,97



AB
€ 28,24

Küvettentests

- Fertigtests für alle Miniphotometer Dr. Lange, Bayer Compur, Diaglobal
- Bestimmung der Parameter im Blut

Ausführung	Bestimmung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Rund	HB	40 Tests	116274	28,24
Rund	Ery	40 Tests	116275	29,77
Vierkant	HB	8 × 5 Tests	116276	29,77
Kontrollen (im Blut im Normalbereich)				
	HB-Konzentration	5 × 1 ml	156684	42,50
	Erythrocytenbestimmung	5 × 1 ml	156328	42,52

Thermocult Bakterienbrutbox

- **NEU!** Fest eingebautes digitales Kontrollthermometer zur exakten Temperaturkontrolle
- Fix eingestellte Temperatur 35 ±2 °C, justierbar bis auf ca. +42°C
- Verbesserte Thermostat
- 2 getrennte Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- Leicht und handlich
- Gute Ablesbarkeit der Proben im Inneren
- Verdeckte Justierschraube für Temperaturänderung
- Vorderfront mit Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken
- Maße: außen 30 × 17 × 15 cm
innen 21 × 14,5 × 11 cm (L × B × H)

Best.-Nr. 128660

€ 260,00

Zubehör

Einlegeboden

Best.-Nr. 120749

€ 30,83

Spezialbeschichtung schützt vor Fingerabdrücken und Kratzern.



Medikamentenkühlschränke ab Seite 233.




Maxima-Minima-Thermometer

- Elektronisch
- Für Innen- und Außentemperatur
- Zum Hängen oder Stellen
- Wasserdichter Außenfühler
- Anzeige von -50 °C bis +70 °C
- Inkl. Batterie 1,5 V AA

Best.-Nr. 157329

€ 18,13



Fertignährböden

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Candida-Selektivagar nach Nickerson	20 Stück	116890	15,87
Sabouraud 2 %-Glucose-Agar	20 Stück	118647	16,00
Müller-Hinton-Agar	20 Stück	118674	15,88
Selektivagar für pathogene Pilze	20 Stück	116865	15,87
Pilzagar nach Kimmig	20 Stück	118673	16,00
Dermatophyten-Agar nach Taplin	20 Stück	118672	17,81
Mac-Conkey-Agar	20 Stück	118675	15,86

Testsimplerts®

Gebrauchsfertige, farb-beschichtete Objektträger für das Differentialblutbild, die Spermatozoenfärbung, die Urin-, Karzinom- und Liquor-Zytologie

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 182150

€ 124,76



pH-Indikatorstäbchen

- Zur halbquantitativen Bestimmung im Human-Urin
- pH 4,0 bis 7,0

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 116087

€ 16,95



Zählkammern

- Mit doppeltem Teilnetz



Thoma

Best.-Nr. 120230

€ 41,20



Neubauer

Best.-Nr. 120232

€ 41,20



Fuchs-Rosenthal

Best.-Nr. 184082

€ 38,15



Ultra-Stop

- Steril
- Durchstechflasche
- Inhalt: 30 ml

Best.-Nr. 110728

- Unsteril
- Tropfflasche
- Inhalt: 25 ml

Best.-Nr. 110181

€ 14,18

€ 12,04



Laborwasser

- Nach DAB 10
- Hochreines, sterilfiltriertes Laborwasser
- Vollentsalzt
- Bidestilliert
- Inhalt: 10 Liter
- NICHT steril

Best.-Nr. 120751

€ 14,19



PARAFILM® M

Verschlussfolie, Maße: 10 cm x 38 m (B x L)

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 120221

€ 39,96



Destilliertes Wasser

- Nach DIN 43530 und VDE 0510
- Durch Umkehrosmose demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 10 µS/cm
- NICHT steril

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	182945	2,10
5 Liter	118665	3,90



Doppelt destilliertes Wasser

- Doppelt destilliertes Wasser
- Durch Umkehrosmose und nachgeschaltete Mischbetanlage demineralisiert
- Frei von gelösten Stoffen
- Für alle Anwendungen bei denen reinstes Wasser benötigt wird
- Nach DIN EN 285, DIN 43530, ISO 3696(II) und VDE 0510
- Keine Rückstände beim Verdunsten
- Keine Verkalkung der Geräte
- Keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
- Leitfähigkeit: < 1 µS/cm
- NICHT steril

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Liter	187228	2,77
5 Liter	118666	5,97
10 Liter	183744	14,44



Tropfflasche

- Aus Braunglas zum Schutz empfindlicher Flüssigkeiten
- Mit Gewinde DIN 18



Pipettenmontur

- Schraubkappe aus PP
- Saughütchen in blau (optional auch in rot lieferbar) aus TPE
- Glaspipette aus AR-Glas®

Abgabereinheit: 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€/100 Stück
Tropfflasche		
10 ml	155366	42,61
100 ml	127644	78,66
Pipettenmontur für Flasche		
10 ml	127645	69,43
20 ml	127646	69,43
30 ml	155367	72,30
50 ml	127647	70,28
100 ml	127648	74,64

1 Reagenzgläser

AR-Glas®, starkwandig, runder Boden, glatter Rand, ca. 160 × 16 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120218 € 19,99

Größe 75 × 12 mm

Packung mit 200 Stück

Best.-Nr. 120003 € 23,27

2 Einmal-Reagenz- und Zentrifugenröhrchen

(o. Abb.) Aus Polystyrol, Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden, 100 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120205 € 64,43

Sedimentröhrchen konisch 105 × Ø 16 mm

Packung mit 2000 Stück

Best.-Nr. 120206 € 72,28

Coagulometer-Röhrchen, 4 ml, 12/55

Packung mit 240 Stück

Best.-Nr. 120913 € 5,90

3 Zentrifugengläser aus AR-Glas®

Zylindrisch, kurzkonischer Spitzboden, glatter Rand, 98 × 17 mm, Vol. 15 ml, ungraduier

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120223 € 36,23

Zylindrisch, runder Boden, glatter Rand, besonders kräftige Ausführung, 98 × 17 mm, Vol. 10 – 15 ml, ungraduier

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120224 € 35,69

4 Messzylinder AR®-Sodaglas

Hohe Form

- Mit Plastik-Sechskantfuß und Ausguss

Inhalt	Unterteilung	Best.-Nr.	€
50 ml	1,0 ml	120244	8,28
100 ml	1,0 ml	120245	8,93

5 Kunststoff-Messzylinder

Klasse A, PMP, glasklar, Autoklavierbar bei 121°C, DE-M gekennzeichnet, inkl. Chargenzertifikat

Inhalt	Unterteilung	Best.-Nr.	€
50 ml	1,0 ml	128046	19,30
100 ml	1,0 ml	128047	36,45



6 Petrischale mit Deckel

- Aus Glas
- Erhitzbar bis 60 °C

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
6 × 1,5 cm	120535	2,23
8 × 1,5 cm	120536	2,52
10 × 2,0 cm	120537	3,88



1

8



9

10



3



11



12



4



5

7 Glasklare Einmal-Petrischalen

(O. Abb.). Aus Polystyrol, Deckel Ø 94 mm, dicke Qualität, ohne Nocken, Höhe ca. 16 mm

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 120214 € 2,60

ab 24 Packungen

Packung nur € 2,49

8 Reagenzglas-Bürste

- Vorn mit Wollbüschel
- Für Gläser Ø 16 – 20 mm

Best.-Nr. 120220 € 2,63

9 Einmal-Reaktionsgefäße

Polypropylen, weiß, transparent, mit Membrandeckel Füllvolumen ca. 1,5 ml

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 128201 € 14,46

10 Sapphire Pipettenspitzen

- Aus medizinischem Polypropylen
- Unsteril
- Farbe: natur

Ausführung	Best.-Nr.	€
200 µl	127232	11,68
1000 µl	127123	12,46

Beutel mit 1000 Stück

11 Reagenzglas-Gestell aus Plexiglas®

Mit Bezifferung an jeder Bohrung

Größe	Best.-Nr.	€
für 6 Gläser bis 18 mm Ø	120513	14,48
für 12 Gläser bis 18 mm Ø	120514	17,53

12 Reagenzglas-Gestell aus Draht

Mit weißem Plastiküberzug für Reagenz- und Zentrifugengläser bis 8 cm × 17 mm (H × Ø)

Größe	Best.-Nr.	€
für 12 Gläser (3 × 4)	120517	27,55
für 24 Gläser (4 × 6)	120518	27,46

13 Standzylinder

Zur Aufbewahrung von Instrumenten, Thermometern usw., aus Edelstahl

Größe Ø × H	Best.-Nr.	€
3 × 9 cm	153252	16,44
5 × 13 cm	153253	20,50




13



Diagnostik

- Blutdruckmessgeräte
- Stethoskope
- Reflexhämmer
- Diagnostikinstrumente
- Hörtestgeräte
- Sehtestgeräte, Sehprobentafeln, LEA-Teste
- Fieberthermometer
- Alles rund ums Messen & Wiegen
- Batterien





Praxis-Tipp

Batterieentsorgung

Gesetzliche Verpflichtung zur Rückgabe gebrauchter Batterien.

Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Dafür steht das Zeichen der durchgekreuzten Mülltonne auf den Batterien.

Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien nach der Batterieabgabeverordnung gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort entsorgt werden. Bei der Überschreitung der Grenzwerte von eingesetzten Schadstoffen muss dies auf der Batterie ausgewiesen sein.

Bedeutung der Symbole auf den Batterien:

Pb (Batt. enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei)

Cd (Batt. enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium)

Hg (Batt. enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber)

Mess- und Eichgesetz

In Arztpraxen müssen alle medizinischen Waagen geeicht sein.



Mess- und Eichgesetz § 1 Abs. 2 Nr. 3

In Arztpraxen dürfen nur geeichte Waagen verwendet werden, welche im Bereich der Heilkunde Anwendung finden. Verwenden Sie ungeeichte Waagen kann dies mit einem Bußgeld bis zu € 50.000 geahndet werden. Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, hat diese der nach Landesrecht zuständigen Behörde spätestens 6 Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen – §32 MessEG. Die Anzeigepflicht betrifft ausschließlich neue oder erneuerte Messgeräte, die ab dem 01.01.2015 in Betrieb genommen wurden bzw. werden.



Sturzsicher aus 1,00 m Höhe

clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Kletten-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 157873 € 35,95

Mit XL-Manschette (Armumfang 33 – 41 cm)

Best.-Nr. 157874 € 38,95



1



1 classic

Das klassische Blutdruckmessgerät

- Skala: Ø 60 mm
- Hochwertiges Ablassventil
- Elegantes Metallgehäuse
- Überdrucksicheres Manometer
- Komplett mit Kletten- oder Hakenmanschette im Reißverschlusssetui

Mit Kletten-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172251

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172252

€ 71,18

€ 74,91



2



2 classico

wie Modell classic, jedoch Metallteile zum Teil schwarz

Mit Kletten-Manschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172362 € 50,32

Mit Hakenmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)

Best.-Nr. 172363 € 58,73

3 clinicus II

Mit bunter Kindermanschette (Armumfang 14 – 21 cm)

Best.-Nr. 172551 € 40,52



3

kleiner. leichter. leiser.



boso TM-2450 24-Stunden-Blutdruckmessgerät

- Einfache Bedienung, präzise Messung und schnelle, übersichtliche Auswertung
- Intuitive Bedienung
- Einstellen individueller Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Mit voreingestelltem Automatikprogramm
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode
- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriemen und Gurt



Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 125873 € 1.139,00

boso TM-2450 Zweitgerät ohne Software

Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Gebrauchsanweisung – ohne Datenkabel

Best.-Nr. 125886 € 1.119,00

Zubehör für boso TM-2450	Best.-Nr.	€
Manschette Gr. S (15 – 22 cm)	127586	107,56
Schutzbezug Gr. S	128636	36,98
Manschette Gr. M (20 – 31 cm)	127143	107,50
Schutzbezug Gr. M	127145	36,95
Manschette Gr. L (28 – 38 cm)	127144	107,50
Schutzbezug Gr. L	127147	36,95
Manschette Gr. XL (36 – 50 cm)	125887	107,50
Schutzbezug Gr. XL	127149	35,95
Hüfttasche	127142	22,25

Zubehör für boso TM-2430 PC 2	Best.-Nr.	€
Manschette Erwachsene – Standard	151506	108,75
Schutzbezug dazu, waschbar (10 Stück)	151354	37,35
Manschette Erwachsene – starke Oberarme	151505	108,75
Schutzbezug dazu, waschbar (10 Stück)	151385	37,35
Manschette Kinder und dünne Oberarme Erw.	151507	116,53
Hüfttasche mit Trageriemen	121079	21,90



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



medicus exclusive

Das Premium-Blutdruckmessgerät – individuell einstellbar

- Intelligente Aufpumpautomatik für eine Messung ohne Nachpumpen
- Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse
- Großes Display mit 3-Werte-Anzeige
- Zuschaltbare Sprachausgabe (5-sprachig) mit Lautstärkeregelung
- Speicher für 90 Messwerte mit Datum und Uhrzeit – Monatsüberblick bei drei Messungen/Tag, zusätzlicher Gastmodus
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen zum Erkennen von z. B. Vorhofflimmern
- Blutdruckbewertungsskala nach WHO

- Mittelwertfunktion für die Beurteilung des Blutdrucks nach WHO
- Tri-Check-Funktion – automatische, dreimalige serielle Messung und Mittelwertbildung
- Kinder- und XL-Manschette anschließbar
- Mit hochwertigem Etui, Batterien, Universalmanschette (Armumfang 22 – 42 cm)
- 3 Jahre Garantie

Best.-Nr. 115815 € 78,98

Zubehör

XL-Manschette (Armumfang 32 – 48 cm)
Best.-Nr. 183002 € 27,77

medicus uno

Das ideale Gerät für das kleine Budget.

- Intelligente Aufpumpautomatik für schonendes Aufpumpen ohne Nachpumpen
- Große 3-Werte-Anzeige
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen
- Speicherung der letzten Messung
- Optionales Netzteil und XL-Manschette anschließbar
- Mit Batterien, Blutdruckpass, Standardmanschette (Armumfang 22 – 32 cm)
- 3 Jahre Garantie

Best.-Nr. 154576 € 45,85

Zubehör

XL-Manschette (Armumfang 32 – 48 cm)
Best.-Nr. 117057 € 30,08

Netzgerät für digitale Blutdruckmessgeräte
Best.-Nr. 110080 € 19,50

€ 42,50

Blutdruckmessgerät und Stethoskop im Set

- Innovative Messtechnik für exakte Messergebnisse
- Konstante II in 2-Schlauchversion
- Skalendurchmesser: Ø 50 mm
- Stethoskop: Ø 45 mm (in passender Farbe)

Farbe	Best.-Nr.
schwarz	152686
burgund	114929
rot	152689
grün	152688
blau	152687



einfach und effizient – einfach effizient

mulimed – otoscillo® professional Gehörgangspülgerät

- **Mit Einmaldüsen** – lt. EU – Empfehlung
- **Automatische Rücklaufsperr** direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- **Immer die richtige Spülwassertemperatur** mit der otoscillo® Temperatur-Test-Card
- **Pulsierender Spülstrahl** mittels Kolbenpumpe
- **Spritzschutzplatte** durchsichtig, aufsteckbar
- **Robuster Wasserschlauch** – im Gegenlicht durchsichtig zur Hygienekontrolle
- **Abnehmbarer Wasserbehälter** mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- **2 Jahre Garantie** – praxisbewährt seit vielen Jahren

mulimed – otoscillo® professional
komplett mit 100 Stück Einmaldüsen

€ 299,-
Best.-Nr. 114108



Bisherige otoscillo® nachrüstbar!

Das professional-System ist geeignet zur Nachrüstung aller bisherigen otoscillo®-Geräte. Aufsatz einfach auf den Handgriff aufstecken.

Nachrüstsatz bestehend aus:

1 Aufsatz für Handgriff mit automatischer Rücklaufsperr, 1 Spritzschutzteller für Einmaldüsen, 100 Einmaldüsen

Best.-Nr. 114110 € 69,00

Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109 € 38,00





- Moderne LED-Beleuchtung
- 100.000 Stunden Lebensdauer durch Konstantstromsteuerung
- Wartungsfrei
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- 2 Komponenten Batteriegriff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Alle Geräte inkl. 2 x AAA-Batterien




Otoskop LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED Ring mit 2 x 4 LEDs (konzentrisch) ermöglicht die otoskopische Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K

Lieferumfang:

CCT Otoskop, Einwegohrtrichter je 10 x 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129011	84,55
blau	129012	84,55
grau	129013	84,55
weiß	129014	84,55



Warmweißes Licht (1): Vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ähnlich zu Glüh-, Gasentladungslampen.
Kaltweißes Licht (2): zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.



Otoskop LuxaScope Auris LED 2.5 V

- LED Ring mit 6 LEDs (konzentrisch)
- Dimmbar
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K

Lieferumfang:

Otoskop, Einwegohrtrichter je 10 x 2,5 mm und 4,0 mm, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129015	61,90
blau	129016	61,90
grau	129017	61,90
weiß	129018	61,90
kids	129077	67,50




Dermatoskop LuxaScope CCT LED 2.5 V

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED-Ring mit 2 x 5 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht ermöglicht die Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K

Lieferumfang:

Dermatoskop, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129019	199,00
weiß	129021	199,00
Kontaktscheibe mit Skalierung		
schwarz	129020	193,50
weiß	129022	193,50



Kaltlicht Warmlicht



Dermatoskop LuxaScope LED 2.5 V

- LED-Ring mit 6 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht
- Abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung
- Dimmbar
- Stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K

Lieferumfang:

Dermatoskop, Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129023	177,50
weiß	129024	177,50
weiß / weißblau	129025	177,50
weiß / rapsgelb	129026	177,50
weiß / jadegrün	129027	177,50
weiß / zartflieger	129028	177,50
weiß / magenta	129029	177,50



HEINE QUALITY
LED HQ
LED IN HEINE QUALITÄT.

HEINE Otoskope – Das Beste in Leistung und Qualität

Im Set mit Griff günstiger!



1 HEINE BETA® 200/400 LED F.O. Otoskop

- LED^{HQ}-Beleuchtung stufenlos dimmbar
- Hohe Tiefenschärfe
- Mehrfach vergütete Präzisionslinse
- Fest eingebautes, schwenkbares Sichtfenster
- Fiber Optik Beleuchtung
- Ganz-Metallgehäuse

Lieferumfang:

Otoskop auf Ladegriff mit je 10 Einweg-Tips Ø 4,0 mm, USB-Ladegriff mit Steckernetzteil inkl. USB-Kabel oder 4 NT Ladegriff mit NT 4 Tisch-Ladegerät

Ausführung	Best.-Nr.	€
BETA 200 mit 3-facher Vergrößerung		
Mit USB Ladegriff	124166	468,00
Mit 4 NT Ladegriff	124167	644,75
BETA 400 mit 4,2-facher Vergrößerung		
Mit USB Ladegriff	124164	511,20
Mit 4 NT Ladegriff	124165	691,50

HEINE BETA® 200/400 Otoskop-Köpfe

Ausführung	Best.-Nr.	€
BETA 200 Kopf mit 3-facher Vergrößerung		
XHL 2,5 V	110144	168,50
XHL 3,5 V	110437	173,25
LEDHQ	119471	239,00
BETA 400 Kopf mit 4,2-facher Vergrößerung		
XHL 2,5 V	118227	208,50
XHL 3,5 V	118228	213,70
LEDHQ	119472	282,50

Jetzt aus recyceltem Material



Für BETA 200 / 400, K 180, mini 3000 / F.O., mini 2000 / F.O.

3 HEINE All-Spec® Einweg-Tips

- Für den Einmalgebrauch
- Original HEINE-Design
- Fester Sitz
- Ohne scharfe Kanten

Packung	Ø 2,5 mm für Kinder	Ø 4 mm für Erwachsene	€
50 Stück	110820	110821	3,75
250 Stück	123024	123506	20,00
1000 Stück	110151	110152	73,40



2 HEINE mini 3000® Otoskop / F.O. Otoskop / LED F.O. Otoskop

- Kopfstück innen schwarz, eliminiert Reflexe
- Mit XHL- oder LED^{HQ}-Beleuchtung, doppelt so hell wie herkömmliche XHL-Beleuchtung
- 20.000 Ein-/Ausschaltzyklen garantiert
- 3-fache Vergrößerung
- Griffgehäuse Chromlegierung/veredelter Kunststoff

Lieferumfang:

mini 3000 Otoskop auf Batteriegriff mit 10 Einweg-Tips Ø 4,0 mm, Batterien

	Direkt. Beleuchtung	F.O.	LED F.O.
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
schwarz	157668	158174	114803
blau	157669	158612	114804
€	89,75	137,65	181,50



Gehäusekonstruktion

	BETA 400 F.O./F.O. LED ^{HQ}	BETA 200 F.O./F.O. LED ^{HQ}	mini 3000 F.O.	mini 3000 LED F.O.	mini 3000
Metall	x	x			
Polykarbonat			x	x	x

Sichtfenster

	BETA 400 F.O./F.O. LED ^{HQ}	BETA 200 F.O./F.O. LED ^{HQ}	mini 3000 F.O.	mini 3000 LED F.O.	mini 3000
Glas	x	x			
Acryl			x	x	x
3x Vergrößerung		x	x	x	x
4,2x Vergrößerung	x				

Beleuchtung

	BETA 400 F.O./F.O. LED ^{HQ}	BETA 200 F.O./F.O. LED ^{HQ}	mini 3000 F.O.	mini 3000 LED F.O.	mini 3000
LED ^{HQ} F.O.	x*	x*		x	
XHL F.O.	x	x	x		
XHL Direkt					x

Stromversorgung

	BETA 400 F.O./F.O. LED ^{HQ}	BETA 200 F.O./F.O. LED ^{HQ}	mini 3000 F.O.	mini 3000 LED F.O.	mini 3000
2,5V Batterie	x*	x*	x	x	x
2,5V Ladebatterie			x	x	x
3,5V Ladebatterie	x	x			

Tips

	BETA 400 F.O./F.O. LED ^{HQ}	BETA 200 F.O./F.O. LED ^{HQ}	mini 3000 F.O.	mini 3000 LED F.O.	mini 3000
Dauergebrauchs-Tips	x	x	x	x	x
AllSpec® Einweg-Tips	x	x	x	x	x

* Volle Funktionsfähigkeit der LED Version wird mit den aktuellen BETA Ladegriffen und den EN 100 / EN 200 Wandtransformatoren gewährleistet.



Für BETA 100, K 100 und OP-Otoskop

4 HEINE UniSpec® Einweg-Trichter

- Für den Einmalgebrauch
- Original HEINE-Design
- Fester Sitz
- Ohne scharfe Kanten

Packung	Ø 2,5 mm für Kinder	Ø 4 mm für Erwachsene	€
50 Stück	110822	110823	4,50
1000 Stück	110161	110162	89,15

5

5 Dauergebrauchs-Tips

- Aus schlagfestem SANALON S Kunststoff mit glatter Oberfläche
- Anatomiegerechte Form
- Feste Verriegelung

Durchmesser	Best.-Nr.	€
2,4 mm	110147	4,20
3,0 mm	110148	4,20
4,0 mm	110149	4,20
5,0 mm	110150	4,20
kompletter Satz Tips (Ø 2,4 – 5,0 mm)	183790	16,70

Die HEINE Dermatoskope!

HEINE DELTA

- Extrem scharfe Abbildung mit neuem achromatischen HEINE Optiksistem
- 10-fache Vergrößerung
- Hervorragende Farbtreue aufgrund LED^{HD}
- Helligkeit in 3 Lichtstärken
- Autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- Digitale Dokumentation mit dem HEINE DERManager
- Polarisiertes und nicht-polarisiertes Licht
- Schnelles Wechseln von Kontakt- zu kontaktloser Untersuchung

Lieferumfang:

Dermatoskop, Kontaktscheibe mit Skala, USB-Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui



Wissenswertes zur Dermatoskopie



HEINE DELTA 30

- Größtes Sichtfeld mit echten 30 mm (Linse 32 mm)
- Ergonomische Handhabung durch abgewinkeltes Produktdesign

Best.-Nr. 124169

€ 1.369,00

Zubehör

Ladestation für DELTA 30

Best.-Nr. 125086

€ 204,40



HEINE DELTAone

- Sichtfeld von echten 21 mm (Linse 22 mm)
- Passt in jede Kitteltasche

Farbe	Best.-Nr.	€
Standard Edition (schwarz-silber)	124170	969,40
White Edition (weiß-silber)	125085	1.015,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage: Adapterschale für iPhone* und Universal Smartphone Connector, kleine Kontaktscheibe usw.



HEINE iC1 Dermatoskop

- Aufnahmegerät für dermatoskopische Bilder zur Dokumentation
- Hochwertiges asphärisches Optiksistem mit bis zu 40-facher nutzbarer Vergrößerung
- Toggle Funktion für einfaches Umschalten zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahmen
- Moderne Li-Polymer Akkutechnik mit USB Ladefunktion und Ladestandsanzeige
- Wechselbare und reinigbare Kontaktscheibe, aus hochwertigem Glas mit einer Skala für vergleichbare Aufnahmen
- Homogene LED^{HD} Beleuchtung

iC1 Set/7 für iPhone 7 und 8

mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC 1/7 für Apple iPhone 7 und 8, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil

Best.-Nr. 121666

€ 1.040,40

iC1 Set/6 für iPhone 6/6s

Wie oben, aber mit Adapterschale Smartphone iC 1/6 für Apple iPhone 6/6s

Best.-Nr. 121667

€ 1.040,40

HEINE mini 3000® Dermatoskop

- XHL- oder wartungsfreie LED^{HD} Beleuchtung
- 10-fache Vergrößerung mit fokussierbarer Optik
- Randscharfes und verzerrungsfreies Bild
- Instrumentenkopf aus Metall

Lieferumfang:

mini 3000 Dermatoskop mit Kontaktscheibe auf Batteriegriff, Batterien

Inkl. Farbatlas



Ausführung LED	Best.-Nr.	€
Ohne Skala	114807	325,95
Mit Skala	114809	347,75
Im Reißverschlussset		
Ohne Skala	114811	368,40
Mit Skala	118386	395,40

Ausführung XHL	Best.-Nr.	€
Ohne Skalenmarkierung	157672	288,75
Mit Skalenmarkierung	112693	315,80

HEINE DELTA® 20T Dermatoskop

- Hochwertige Bilder und diagnostische Flexibilität
- „Toggle“-Funktion ermöglicht polarisierte und nicht-polarisierte Beleuchtung
- 10- bis 16-fache Vergrößerung
- LED^{HD} Beleuchtung
- Optimale Helligkeit und realitätsgetreue Farben
- Digitale Dokumentation möglich mit optionalem Fotoadapter für Canon und Nikon auf Anfrage

Lieferumfang:

DELTA 20T Dermatoskop Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, Ladegriff



Ausführung mit	Best.-Nr.	€
BETA 4 USB-Ladegriff ohne Hartschalenetui	124534	1.335,60
BETA 4 USB-Ladegriff im Hartschalenetui	119850	1.406,10
Dermatoskop-Kopf ohne Griff und Zubehör	118967	1.095,90



1 KaWe EUROLIGHT C10

- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat, dimmbar
- 3-fache Lupenvergrößerung
- Vakuump-Lampe 2,5 V
- Umstellung auf Ladebatterie möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 187220 € 72,31



1



2



3

2 KaWe COMBILIGHT C10 Otoskop mit Kunststoffkopf

- Schraubverschluss
- Vakuump-Lampe 2,5 V
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm
- Umstellung auf Ladebatterie möglich
- Mit Tasche

Best.-Nr. 159931 € 63,46

3 KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED

- Clic-Verschluss
- LED-Lampe
- Beleuchtungsstärke ca. 16.000 Lux / 17 mm
- Lebensdauer LED-Lampe ca. 50.000 h
- Metall-Batteriegriff C
- Nur Batteriebetrieb möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm, Tasche

Best.-Nr. 112546 € 117,91



4

4 KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- LED high power-Lampe 3,5V
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5 V, jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und 4,0 mm, Tasche

Best.-Nr. 124152 € 242,67



Zubehör

Einmalohrtrichter für EUROLIGHT C10, COMBILIGHT C10

- Farbe: schwarz

Gesteckt verpackt

Lose geschüttet

Packung mit 100 Stück

Packung mit 1000 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2,5 mm	152370	6,75	186166	57,63
4,0 mm	152371	6,75	184111	57,63



5

Ophthalmoskope

5 KaWe EUROLIGHT E35 LED

- Metall-Batteriegriff C mit Clic-Verschluss
- 2,5 V LED-Lampe (50.000 h)
- Farbtemperatur: 5.500 K
- Farbwiedergabeindex: ca. >80
- Präzisionsoptik
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +35 bis -36 Dioptrien, 1-stufig, 71 Linsen
- Schattenfreie Untersuchung des Augenhintergrundes
- 5 Blenden
- Nur Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 118469 € 445,94



6

6 KaWe EUROLIGHT E10

- Metall-Batterie-/Ladegriff C mit Schraubverschluss
- Vakuump-Lampe 2,5V
- Rheostat dimmbar
- Mit Korrektionslinsenrad mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- 1 Blende
- Umstellung auf Ladebatterie möglich

Lieferumfang:

Gerät mit Griff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 124153 € 102,07

7 KaWe EUROLIGHT E36

- Metall-Ladegriff C mit Clic-Verschluss
- Leistungsstarke Xenon/Halogen Lampe 3,5 V
- Rheostat dimmbar
- Mit 18 Korrektionslinsen (+20 bis -20 dpt)
- Inkl. Ladebatterie (nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar)

Lieferumfang:

Gerät mit Ladegriff, Ladebatterie 3,5V, Tasche

Best.-Nr. 124154 € 233,59

Weitere Informationen zum MedCharge 4000 finden Sie auf Seite 114.



KaWe PICCOLIGHT C / F.O. LED 2,5 V

- Die Augen-Sicherheit ist nach IEC 62471 zertifiziert
- Natürliches warm-weißes Licht
- Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux bei einem Abstand von 17 mm
- Farbtemperatur ca. 3000 Kelvin
- Farbwiedergabeindex von > 94
- Lebensdauer der Lampe ca. 30.000 Stunden
- Stoßsicher und energiesparend

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Tasche

Farbe	PICCOLIGHT C	PICCOLIGHT F.O.
night	118082	160698
sky	110905	110676
stone	110906	110677
€	54,96	76,70

AB € **54,96**



Zubehör

Für PICCOLIGHT (C, F.O., LED), EUROLIGHT F.O., COMBILIGHT F.O.

Einmal-Ohrtrichter

- Farbe: grau
- Lose geschüttet

Packung mit 1000 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	186164	48,82
4,0 mm	186165	48,82

Dauerohrtrichter

- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar bis 134 °C

Packung mit 10 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	152261	18,00
4,0 mm	152262	18,00

- Farbe: schwarz
- Gesteckt verpackt



KaWe PICCOLIGHT C / E50 LED 2,5 V

Otoskop-Kopf

- PICCOLIGHT C mit LED-Lampe
- Standardbeleuchtung
- Mit 3-facher Lupenvergrößerung von 17 mm

Ophthalmoskop-Kopf

- PICCOLIGHT E50 mit LED-Lampe
- 1 Blende
- Mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- Asphärische Präzisionsoptik

Batteriegriff

- Ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
night	127536	134,64
sky	127537	134,64
stone	127538	134,64



KaWe PICCOLIGHT D Dermatoskop

- Vakuum-Lampe
- 10-fache Vergrößerung
- Fokuseinstellung -6 bis +3,5 dpt
- Gleichmäßige, intensive Ausleuchtung
- Kunststoff-Batteriegriff schwarz

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Best.-Nr. 154187 € 200,00



In die KaWe EUROLIGHT und KaWe COMBILIGHT passen 2 Batterien Baby LR 14 **Best.-Nr. 118974**. In die KaWe PICCOLIGHT passen 2 Batterien Mignon LR 6 **Best.-Nr. 118663**. Weitere Batterien auf Seite 103. **Alle Instrumente mit Batteriegriff sind ohne Batterien.**



3M™ Littmann® Classic III™



- Hohe akustische Empfindlichkeit
- Dual Frequency Membranen auf beiden Seiten (pädiatrische Seite lässt sich zu einem offenen Trichter umwandeln)
- Einteilige Membran mit neuer glatter Oberfläche für eine leichte Reinigung
- Schlauch aus neuem, widerstandsfähigen Material
- Neues präzisionsgefertigtes Bruststück
- Gesamtlänge: 69 cm
- Membran Erwachsene/Kinder: Ø 43 mm/33 mm
- Gewicht: 150 g
- 5 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	118475	102,25
marineblau	118476	102,25
burgund	118477	102,25



3M™ Littmann® Cardiology IV™

- Dual Frequency Membran auf beiden Seiten
- Einstellen der Frequenzbereiche durch Ändern der Andruckstärke des Bruststücks
- Schlauchmaterial mit verbesserter Resistenz gegen Hautöle und Alkohol
- Ohne natürliches Kautschuklatex und Weichmacher
- Individuell einstellbare Ohrbügel
- Ohrhaken mit weicher Versiegelung
- Gesamtlänge: 69 cm, Membran Ø 33/43 mm
- Gewicht: 177 g (Bruststück 87 g)
- 7 Jahre Garantie

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	120461	212,00
pflaume	121461	212,00
marineblau	121459	212,00
dunkelgrün	121460	212,00

3M™ Littmann® Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskop

Speziell für die kleinen Patienten

- Kombiniertes Bruststück mit traditioneller Membran und Trichter mit patientenfreundlichem Kälteschutzring
- Leistungsstarkes Einschlauchsystem
- Ausgezeichnete akustische Abdichtung
- Bequeme Passform dank Soft-Ohrhaken (latexfrei)
- Individuelle Anpassung der Ohrbügel
- Gesamtlänge: 71 cm
- Kinderstethoskop Trichter: Ø 25 mm
- Säuglingsstethoskop Trichter: Ø 19 mm
- 3 Jahre Garantie



1 Kinderstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110828	95,95
karibikblau	153153	95,95
himbeerrot	153152	95,95

2 Säuglingsstethoskop

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110827	95,95
schwarz	110835	95,95



ERKA proof S Stethoskop-Hygienschutz

- Klebefolie für handelsübliche Stethoskope
- Schutz des Bruststückes
- Keine Beeinträchtigung der Auskultation
- Reduzierung von Kreuzkontamination
- Nachweislich effektive Keimbarriere

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 124642

€ 28,70



Flachstethoskop

- Schlauch aus weichem PVC
- Dehnbare Ohrbügel
- Membran: Ø 43 mm

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	111070	3,95
blau	158755	3,95
grün	158752	3,95
rot	158773	3,95
gelb	158775	3,95



€ 3,95



€ 9,00
Best.-Nr. 111071

Doppelkopfstethoskop

- Schlauch aus weichem PVC in schwarz
- Dehnbare Ohrbügel
- Schneller Wechsel von Membran auf Trichter
- Antikälteschutzring am Trichter
- Membran: Ø 43 mm
- Trichter: Ø 30 mm

RAPPAPORT


- Mit Doppelbruststück
- Austauschbare Trichteransätze in 3 Größen
- Doppelschlauch mit schweren Ohrbügeln
- Lieferung inkl. 2 Paar Ersatzohrlöcher (klein und groß) und 2 Ersatzmembranen (klein und groß)

Best.-Nr. 157856

€ 11,52



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Wissenswertes zur Stethoskopwahl



AB € 27,68

Prestige light Stethoskop aus Aluminium

Lieferumfang:

Stethoskop, 1 Paar Ersatz-Ohroliven, steckbar, Ersatz-Membran

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	114047	30,00
	blau	114048	30,00
	grau	114049	30,00
	grün	121436	30,00
	lila	121437	30,00
Kinder	rot	119142	27,68
	blau	119143	27,68
	grau	119935	27,68
	grün	121439	27,68
	lila	121440	27,68



AB € 46,54

Prestige Stethoskop aus Edelstahl

Lieferumfang:

Stethoskop, 2 Paar Ersatz-Ohroliven, Ersatz-Membran, Namensschild

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	€
Erwachsene	schwarz	187025	49,40
	burgund	187026	49,40
	blau	128104	49,40
	grün	121373	49,40
	lila	121374	49,40
Kinder	grau	121375	49,40
	blau	187023	46,54
	burgund	187024	46,54
	grün	121377	46,54
	lila	121378	46,54
	grau	121379	46,54

— Latexfrei

Standard Prestige Stethoskope

- Doppelkopf-Stethoskope
- Edelstahl oder Aluminium
- Latexfrei
- Mit einfacher Positionierungshilfe
- Schlauchlänge: 56 cm
- Membran Erwachsene / Kinder: Ø 47 mm / 35 mm

1 + 2 COLORSCOP

- Hochsensible, glasfaserverstärkte Membrane
- Keine Verwechslungsgefahr, da verschiedene Farben

1 KaWe COLORSCOP Plano

Mit extra flachem Schalltrichter

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110101	12,81
schwarz	110105	12,81
blau	110102	12,81
grün	110107	12,81
gelb	110103	12,81
lila	110036	12,81
türkis	187000	12,81
pink	187001	12,81



2 KaWe COLORSCOP Duo

Schalltrichter mit 2 Frequenz-Bereichen

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110108	15,92
schwarz	110112	15,92
blau	110109	15,92
grün	110114	15,92
gelb	110110	15,92
lila	110038	15,92
türkis	187002	15,92
pink	187003	15,92



— Latexfrei

PLANET AIR

- Brillante Akustik (kompletter Frequenzbereich)
- Freischwingende Hochleistungsmembran (Ø ca. 42 mm)
- Weiche Ohroliven
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 184 g

Best.-Nr. 122317

€ 110,20



— Latexfrei

RAPPORT BLACK LINE

Das bewährte Rapport-Stethoskop jetzt in eleganter Black Line-Variante.

- Umschaltbares Doppelkopf-Stethoskop
- Membran: Ø ca. 40 mm
- Gesamtlänge: ca. 72 cm
- Gewicht: 216 g

Best.-Nr. 121793

€ 24,58

KaWe Stethoskop Messplatz



Pinard-Stethoskop

- Aus Buchenholz
- Ideal Für Hebammen

Größe L x Ø	Gewicht	Best.-Nr.	€
17 x 4,4 cm	45 g	117262	12,16
33 x 4,6 cm	65 g	114417	20,14
(holländisches Modell)			

Sehtestgeräte



Sehtestgerät Titmus V3

- Für Vorschulkinder bis zum Jugendlichen
- 6 E-Haken pro Visusstufe einzeln einblendbar
- Mit Farbtest, Phorie, Stereo, Zahlen und Landoltringen,
- Inklusive digitaler Fernbedienung, +1,5 dpt. Linse und Rollenkoffer

Best.-Nr. 126366 € 4.290,00

Geringes Gewicht – ideal für unterwegs.

Flexibel in der Anwendung – manuell oder über PC.



Visiolite Master

Fernbedienung

- Für Sehtests nach G25, G26 und FEV, Kontrastsehen, Perimeter mit bis zu 64 Leuchtpunkten, Dämmerungssehen
- Sehabstand 60 und 80 cm für G37 fest integriert
- Amslertest
- Höhenverstellbar
- 2 Einblickstufen
- Geringes Gewicht: nur 4,8 kg

Lieferumfang:

Gerät, Fernbedienung, Software, spezieller Rollenkoffer

Best.-Nr. 124180 € 5.550,00

Visiolite Master GT

wie Visiolite Master zusätzlich mit Blendempfindlichkeitsprüfung

Best.-Nr. 124181 € 5.850,00



Hörtestgeräte



1

1 Audiometer MA 25*

- Schnelles Siebttestaudiometer mit 11 Frequenzen
- Klein, handlich und dank Batteriebetrieb überall einsetzbar
- Inkl. Transporttasche

Best.-Nr. 294315 € 1.390,00

Audiometer MA 25

Inkl. Patientenantworttaste und externem Netzteil

Best.-Nr. 122324 € 1.490,00

Audiometer MA 25e

wie MA 25, zusätzlich mit automatischer Audiometrie nach Hughson-Westlake, MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 123486 € 1.790,00

Zubehör

Tonaudiogrammblock 5 x 50 Blatt

Best.-Nr. 123668 € 25,00



2

2 Audiometer MA 28*

- Screening Audiometer für Luftleitung mit 11 Frequenzen mit integriertem Zubehörkoffer
- Inkl. MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware
- Vertäubungsrauschen und automatische Audiometrie
- Inkl. Kopfhörer mit Schallschutzkappen, Netzteil, Patientenantworttaste

Best.-Nr. 124508 € 1.890,00

Audiometer MA 28 KL*

wie MA 28, zusätzlich mit Knochenleitungshörer

Best.-Nr. 124509 € 2.190,00



3

3 PC Audiometer MA 33*

- PC-Screening Audiometer
- Netzunabhängig
- USB-Anschluss für PC- / Notebookanbindung
- 10 Frequenzen
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Inkl. Luftleitungshörer mit Schallschutzkappen DD65 und Tasche, automatische Audiometrie

Lieferumfang:

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 123392 € 1.890,00

MA 33 KL

wie MA 33, zusätzlich mit Knochenleitungshörer für Hörschwellenmessungen in Luft- und Knochenleitung nach G20

Best.-Nr. 123393 € 2.190,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Pilotentest-Modul (inkl. 35 Sprachen)	294628	470,00
Gehörschutz-Modul	115573	410,00
Lärmprogramm	117127	530,00



4

4 Piloten-Hörtest DD65*

- Spielerischer Hörtest für Kinder ab 3 Jahren
- Tonaudiometrie mit 10 Frequenzen für ältere Kinder
- Standardmäßig mit 15 Sprachen inkl. deutsch

Best.-Nr. 123402 € 2.390,00

Piloten-Hörtest DD65

• zusätzlich mit MAICO Sessions Tonaudiometriesoftware

Best.-Nr. 124510 € 2.790,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Patientenantworttaste	294494	55,00
Auswerteblock 5 x 50 Blatt	292064	25,00

 * Einsatz aller Hörtestgeräte abrechenbar für Haus- und/oder Kinderarzt nach EBM 04335 und 03335.

RaceCar-Modelle mit integriertem spielerischem Messablauf für Kinder!



1

1 touchTymp RaceCar MI 24 mit und ohne Drucker

- Impedanzmessgerät mit großer Touchscreen-Oberfläche
- Inkl. Stapediusreflexmessung
- Messsonde mit integrierten Sondenleuchten

touchTymp RaceCar MI 26 mit und ohne Drucker

wie touchTymp RaceCar MI 24 zusätzlich mit:

- Tonaudiometrie über Luftleitung mit 11 Frequenzen
- Kopfhörer, Patientenantworttaste

Ausführung touchTymp RaceCar	Best.-Nr.	€
MI 24 ohne Drucker	124514	4.190,00
MI 24 mit Drucker	124515	4.390,00
MI 26 ohne Drucker	124595	4.690,00
MI 26 mit Drucker	124596	4.890,00

touchTymp ohne RaceCar	Best.-Nr.	€
MI 24 ohne Drucker	124512	3.890,00
MI 24 mit Drucker	124513	4.090,00
MI 26 ohne RaceCar auf Anfrage!		

Zubehör	Best.-Nr.	€
Hochtontympanometrie (mit 1000 Hz für Kleinkinder)	120465	760,00

Mit schneller Impedanzmessung



2 easyTymp

Lieferumfang:

Handgerät mit Ladekabel, ohne Stapediusreflex, ohne Basisstation

Best.-Nr. 118689 € 2.290,00

3 easyTymp mit Basisstation

Lieferumfang:

Handgerät mit Basisstation und integrierter Ohrstöpselbox, Tasche, Kalibriervolumen, Ladekabel, 2 Akkus, MAICO Sessions Tympanometriesoftware, Stapediusreflexmessung

Best.-Nr. 124511 € 3.490,00

Optionales Zubehör	Best.-Nr.	€
Externer Drucker MPT II	123060	349,00
Hochtontympanometrie (1000 Hz)	113015	760,00

Zubehör

Für easyTymp, touchTymp EROSCAN

Bezeichnung	Anzahl	Best. Nr.	€
Einmal-Ohrstöpsel			
3 mm grün	25 Stück	123657	15,50
3 – 5 mm rot	25 Stück	123659	15,50
8 mm mushroom, gelb	25 Stück	123661	15,50
9 mm mushroom, grün	25 Stück	123663	15,50
10 mm mushroom, rot	25 Stück	123665	15,50

Weitere Größen auf Anfrage!

Einmal-Sondenspitzen für EROSCAN

Einmal-Sondenspitzen	100 Stück	123667	22,50
----------------------	-----------	--------	-------

Thermopapier

touchTymp, 110 mm (B)	5 Rollen	115785	22,50
easyTymp, EROSCAN	5 Rollen	123669	22,50



4 EROSCAN TEAOE / DPOAE Screener

- Mit Farbdisplay zum direkten Ablesen der Ergebnisse
- Zur schnellen objektiven Erkennung von Hörstörungen vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen auf Basis:
TEAOE – der transitorischen evozierten otoakustischen Emissionen
DPOAE – der Distorsionsprodukte der otoakustischen Emissionen
- Inkl. Software zur Einbindung in Praxis EDV

Ausführung	je 4 Frequenzbereiche	Best.-Nr.	€
TEAOE ohne Drucker	1500 – 4000 Hz	122318	3.990,00
TEAOE mit Drucker	1500 – 4000 Hz	122319	4.250,00
DPOAE ohne Drucker	2000 – 5000 Hz	122320	3.990,00
DPOAE mit Drucker	2000 – 5000 Hz	122321	4.250,00

EROSCAN Screener Combo

- TEAOE und DPOAE kombiniert


Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Drucker	122322	5.690,00
mit Drucker	122323	5.950,00

Lizenz für OtoAccess Datenbank zur MAICO Sessions Software

- **NUR** für Stand-alone-Anwendung und **NICHT** erforderlich bei Einbindung in die Praxissoftware
- Für MA 25e, MA 28, Piloten-Hörtest, easyTymp, touchTymp MI 24/26

Lizenz	Best.-Nr.	€
1 Lizenz	124518	165,00
2 Lizenzen	124519	275,00






ETDRS-Tafeln
(Early Treatment of Diabetic Retinopathy)

- Für die standardisierte Sehschärfenbestimmung bei Patienten mit Netzhauterkrankungen aller Art (z. B. bei diabetischer Retinopathie)
- Entsprechen den aktuellen internationalen Empfehlungen zur Prüfung der Sehschärfe
- Erleichtern deutlich die fachübergreifende Vergleichbarkeit der Sehtestergebnisse
- Sehzeichen in proportionalem Abstand (LogMAR)
- Visus: von 0.1 bis 2.0
- Testabstand: 4 m
- Tafel-Größen: 62 × 65 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Buchstaben	112318	108,54
Zahlen	112319	108,54
Landoltringe	112320	108,54


Wissenswertes
zu Lea-Tests



Ishihara Farbtest

- Klassischer Ishihara-Farbtest zur schnellen Rot/Grün-Farbsinnprüfung
- Buchformat mit 38 Tafeln

Best.-Nr. 112321 € 309,45



LEA-Kontrast-Ringbuch

Für die Prüfung des Kontrastsehens unter Tageslichtbedingungen

- 6 Seiten mit Zahlen
- In Abstufungen: 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 % und 1,25 % (1 m)
- Maße: 8,25 × 22,9 cm

Best.-Nr. 112721 € 153,73



Farbtafel nach Velhagen

- Zahlreiche Farbtafeln (36 Abb.)
- E-Haken-Tafeln sowie drei neue Tafeln speziell für Kinder und Personen, die nicht die Landessprache sprechen
- Bilderkarte zum Zeigen der erkannten Zeichen
- Neuer Dokumentationsbogen zur schnellen Datenerfassung
- Wire-O-Bindung zur leichteren Handhabung

Best.-Nr. 112322 € 52,98



TITMUS-Fliege

- Fliege, Ringe, Tiere
- Inkl. Polarisationsbrille

Best.-Nr. 112326 € 283,80



1

2

1 Stereotest LEA™ „Fliege“

Stereotest mit Fliege, Ringen und LEA™-Symbolen von 4.800" bis 20", mit rückseitiger Legende und Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159992 € 292,04

2 Stereotest LEA™ „Schmetterling“

Stereotest mit Schmetterling, Ringen und LEA™-Symbolen, inkl. Polarisationsbrille

Best.-Nr. 159993 € 292,04

3 LANG-STEREOTEST® I-R

3 Objekte, geeignet zum Stereo-Screening ab ca. 12. Lebensmonat, revidierte Edition

Best.-Nr. 127664 € 339,00

4 Stereotest LANG-Test II

4 Objekte, mit einem auch monokular erkennbaren Objekt

Best.-Nr. 160262 € 166,77

5 Fernvisus LEA™ Symbole Falltafel

10 Linien
Visus: 0.1 bis 1.25 (3 m)
Größe: 40,6 × 40,6 cm

Best.-Nr. 112328 € 80,61

6 Fernvisus LEA™ Symbole / EH Wandtafel mit 15 Linien

Beidseitig bedruckt, inkl. Antworttafel
Visus: 0.2 bis 2.5 (3 m)
Größe: 43 × 53,4 cm

Best.-Nr. 159997 € 91,30

7 Fernvisus LEA™ Einzelringbuch

Mit Antworttafel
Visus: 0.1 bis 2.5 (3 m)
Größe: 12,7 × 12,7 cm


Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit Symbolen	159995	79,20
Mit Zahlen	112485	79,20




3




4




5



6



7



8

9

8 + 9 Nahtest LEA™ Karten


- Mit Kordel
- Beidseitig bedruckt
- Visus: 0.05 bis 2.0 (40 cm)
- Größe: 20,3 × 25,4 cm
- Inkl. Antwortkarten

Ausführung	Best.-Nr.	€
Symbole	159999	46,80
Symbole / Zahlen	160000	46,80

10 Nahlesetafel

- In modernem Schriftbild, Texte mit Zahlen
- Beidseitig bedruckt
- Mit Abstandskordel

Visus: 0.063 bis 1.25 (40 cm)
Größe: 38 × 25 cm
Best.-Nr. 112327
€ 48,40



10





seca 336 III

Säuglingswaage mit flacher Wiegemulde und optionalem Messstab

- Messen und Wiegen in einem Schritt möglich dank optionalem Längenmessstab
- Flache Konstruktion zum einfachen Verstauen in Schubladen
- Großer Funktionsumfang: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD und einstellbare Dämpfung
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Messstab optional
- Tragkraft: 20 kg (5 g < 10 kg > 10 g)
- Maße: 650 × 110 × 308 mm (B × H × T)
- Gewicht: 3,7 kg

Best.-Nr. 291892

€ 754,00
inkl. Eichgebühr



Mit optionalem Messstab seca 234

Wissenswertes zu medizinischen Waagen



seca 384 III

Mobile Säuglingswaage und Flachwaage für Kleinkinder in Einem

- Immer passend: Säuglinge im Liegen wiegen und Kleinkinder im Stehen
- Kompakt, robust und leicht: ideal für den mobilen Einsatz
- Großer Funktionsumfang: TARA, HOLD und Breast-Milk-Intake-Funktion
- Mit Libelle und Nivellierfüßen für eine perfekte waagerechte Aufstellung
- Batteriebetrieb
- Tragkraft: 20 kg (10 g < 10 kg > 20 g)
- Gesamtmaße: 552 × 164 × 364 mm (B × H × T)
- Gewicht: 2,8 kg

Best.-Nr. 294369

€ 430,40
inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 232 n Messstab

Analoger Messstab für Säuglingswaage seca 336

- Leichtes Ablesen von Messergebnissen durch farbliche Markierung
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren
- Messbereich: 35 – 80 cm
- Teilung: 1 mm
- Maße: 877 × 92 × 266 mm (B × H × T)
- Gewicht: 1,2 kg

Best.-Nr. 128319

€ 169,00



seca 878 dr III

Flachwaage mit individualisierbarem, optionalem Namensschild

- Doppeldisplay: Ermöglicht das Ablesen für Arzt und Patient gleichzeitig
- Nivellierfüße für hohe Standsicherheit
- Im Stehen bedienbar dank Fußtasten
- Mutter-Kind-Funktion für das problemlose Wiegen von Kleinkindern
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 321 × 60 × 361 mm (B × H × T)
- Gewicht: 4,1 kg

Best.-Nr. 119930

€ 427,00
inkl. Eichgebühr

Individualisierbares Namensschild bestellen.



medizinprodukt klasse I | **Dr. Müller**

seca

Gehen Sie auf www.seca.com/doctorscale, geben Sie einen Text Ihrer Wahl ein und erhalten Sie in wenigen Tagen Ihr individualisiertes Namensschild (gegen Aufpreis).

EMR

Optionaler
Messstab seca 220

- Seit mehr als 180 Jahren als erfolgreiches Familienunternehmen in Hamburg mit hochpräzisen, zeitlos modernen Waagen und Messsystemen.
- Höchste Qualität steht in allen Produktionsstufen an erster Stelle, damit sich Ihre Patienten maximal sicher versorgt fühlen – Ganz nach dem Credo: Präzision für Ihre Gesundheit.

4+
Jahre
Garantie

* Für ausgewählte seca Waagen können Sie die Garantie von 2 auf 4 Jahre verlängern und nach 4 Jahren weitere 4 Jahre erhalten, nachdem die Waage durch den seca Eichservice nachgecheckt wurde.



1

1



2

2

1 **seca 704** III *

Integrationsfähige Allround-Säulenwaage

- Extrem robuste, hochpräzise seca Wägetechnologie mit 300 kg Tragkraft
- Großer Funktionsumfang: BMI, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion, 3-stufige Dämpfung
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Optional: Pandabär ermöglicht einfaches Messen und Wiegen von Kindern
- Batteriebetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Tragkraft: 300 kg (50 g < 150 kg > 100 g)
- Maße: 360 × 930 × 520 mm (B × H × T)
- Gewicht: 14,9 kg

Best.-Nr. 293051

€ 934,00

inkl. Eichgebühr

2 **seca 799** III

Flexible elektronische Säulenwaage

- Besonders robuste und kompakte Säulenwaage
- Mit BMI-Funktion, TARA und HOLD
- Robuste Wiegeplattform aus Stahl
- Mit Transportrollen: leicht, wendig, einfach transportierbar
- Erweiterbar zur Messstation mit optionalem Größenmessstab seca 220
- Batterie- oder Netzbetrieb (Netzgerät seca 447 optional)
- Mit automatischer Abschaltautomatik
- Tragkraft: 200 kg (100 g < 150 kg > 200 g)
- Maße: 294 × 831 × 417 mm (B × H × T)
- Gewicht: 6,3 kg

Best.-Nr. 294643

€ 598,00

inkl. Eichgebühr

Zubehör

seca 220 Messstab

- Für seca 704, 799
- Leichtes Ablesen durch seitliche Bedruckung
- Abriebfeste Skala
- Messbereich: 60 – 200 cm

Best.-Nr. 210280

€ 99,00

seca 447 Netzgerät

- Für seca 336, 704, 799, 878

Best.-Nr. 281481

€ 79,00

seca 459

Pandabär „Bao Bao“ für seca Messstationen und Säulenwaagen

- Mit dem freundlichen Pandabären macht Kindern der Messvorgang mehr Spaß
- Lange Haltbarkeit durch hochwertiges DIBOND®-Material und leicht zu reinigen
- Passend für seca Scale-up Line, seca 704 und seca 287
- Maße: 380 × 670 × 44 mm (B × H × T)
- Gewicht: 0,50 kg

Best.-Nr. 128332

€ 149,00



KERN

1 MPE Personenwaage mit Stativ III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Praktische Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Mit und ohne integrierten Messstab (880 – 2050 mm)
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Vibrationen werden ausgefiltert, daher auch für unruhig stehende Patienten geeignet
- Data-Hold, BMI und Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße Trittfäche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Maße gesamt: 365 × 570 × 2134 mm (B × T × H) mit ausgefahrenem Messstab
- Maße gesamt: 365 × 570 × 1030 mm (B × T × H) ohne Messstab
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 12 kg
- Akkubetrieb optional

Ausführung	Best.-Nr.	€
mit Batteriebetrieb		
MPE ohne Messstab	123130	575,00
MPE mit Messstab	123131	585,00
inkl. Netzgerät		
MPE ohne Messstab	117695	585,00
MPE mit Messstab	117696	625,00

Preise inkl. Eichkosten



4 MPN Personenwaage mit Stativ III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Praktische Zweitanzeige and der Waagerrückseite
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Ausführung	Best.-Nr.	€
MPN ohne Messstab	129357	866,00
MPN mit Messstab	129355	916,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör für Kern-Wagen

Für MPN-Waagen	Best.-Nr.	€
YKUP-01 RS-232	129361	68,00
YKUP-03 USB	129363	98,00
YKUP-04 Ethernet	129364	125,00
YKUP-06 Bluetooth	129366	98,00
YKUP-13 Extension-Box (zum Anschluss von 3 Schnittstellen)	129368	98,00

Akku

Für MBC, MPD, MPE

Best.-Nr. 118851 € 59,00

Netzgerät

Für MBC, MPD

Best.-Nr. 123164 € 49,00



2 MPD Step-on Personenwaage III

- Hinterleuchtetes LCD-Display
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Große Trittfäche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Maße Trittfäche: 365 × 360 × 80 mm (B × T × H)
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Netzbetrieb (Akku optional)

Best.-Nr. 117697

€ 399,00
inkl. Eichkosten



3 MPN Personen-Flachwaage III

- Integrationsfähige Personenwaagen zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme durch integrierte WLAN-Schnittstelle
- Erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter für weitere externe Schnittstellen
- Hold-, Mutter-Kind- und BMI-Funktion
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Tragkraft: 250 kg
- Inkl. Netzgerät, Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr. 129356

€ 706,00
inkl. Eichkosten





MBC Babywaage (III)

- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Mit Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Data-Hold Funktion, ideal für unruhige Babys
- Maße Liegefläche: 600 x 280 x 55 mm (B x T x H)
- Maße Gesamt: 600 x 407 x 120 mm (B x T x H)
- Tragkraft: max. 15 kg oder max. 20 kg
- Teilung: Modell 15 kg = 0,002 kg < 6 kg > 0,005 kg / Modell 20 kg = 0,01 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Akkubetrieb optional

Tragkraft	Best.-Nr.	€
Tragkraft max. 15 kg		
Batteriebetrieb	123128	341,00
Netzbetrieb	117715	375,00
Tragkraft max. 20 kg		
Batteriebetrieb	123129	339,00
Netzbetrieb	126693	375,00

Preise inkl. Eichkosten

Zubehör

Mechanischer Größenmessstab

- Zum Befestigen an der Waage
- Messbereich: 80 cm
- Teilung: 1 mm

Best.-Nr. 117716 € 149,00



Varta Akkuladegerät Universal Charger

- Verwendung für Produkt: AA, AAA, C, D, 9 V Block
- Mit Timerfunktion
- 3 LEDs signalisieren den Ladestatus
- Ladezeit des Akkus: 5 h
- Netzspannung: 100 – 240 V
- Bauart der Batterie: Nickel-Metallhydrid

Best.-Nr. 123277 € 32,57



Beste Markenfabrikate für Ihre Geräte

Beleuchtung	Spannung	Best.-Nr.	Abgabeeinheit	Stück €
1 AAA-Micro/LR03	1,5 V	118467	10 Stück	0,81
2 AA-Mignon/LR6	1,5 V	118663	4 Stück	0,62
3 Baby/LR14	1,5 V	118974	20 Stück	1,26
4 Mono/LR20	1,5 V	119615	20 Stück	2,07
5 E-Block/6LR61	9,0 V	119616	20 Stück	3,04

Knopfzellen (o. Abb.)

CR 2032
Für Thermoscan PRO3000, IRT 3520, Glucometer Elite/Ascensia, Omnitest Sensor

3 Volt
Best.-Nr. 116126 Stück € 3,86

CR 2450
Für Accutrend Sensor
3 Volt
Best.-Nr. 116155 Stück € 4,46

Akkus

- Modernste Nickel-Metall-Technologie
- 0 % Cadmium, geringe Umweltbelastung
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar



Typ	Spannung	Best.-Nr.	€
1 AAA-Micro 1,1 Ah	1,2 V	112464	4,04
2 AA-Mignon 2,3 Ah	1,2 V	112465	4,43
3 AA-Mignon 2,7 Ah	1,2 V	112466	7,35
4 C-Baby 3,5 Ah	1,2 V	112467	9,92
5 D-Mono 7,0 Ah	1,2 V	110616	15,01
6 9V-Block 0,16 Ah	9 V	112468	12,19
7 9V-Block 0,25 Ah	9 V	112469	10,60

Weitere Batteriesorten und Sonderpreise für Großmengen auf Anfrage.

COM-TeX®



COM-TeX Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA

Best.-Nr. 124311 € 4,70



KaWe PERSON-CHECK

- Einfache Montage
- Leichte Bedienung
- Hohe Stabilität
- Leichtes Ablesen der Körpergröße
- Absolute Funktionalität bei allen Größen bis 2,10 m
- Inkl. Befestigungsschraube und Dübel

Best.-Nr. 110405 € 20,10



Bandmaß

- Kunststoffgehäuse
- Verschwindet auf Knopfdruck
- Länge: 150 cm

Best.-Nr. 110742 € 5,80



Winkelmesser

- Kunststoff, transparent
- Länge: 21 cm

Best.-Nr. 110264 € 9,15



KaWe med. lux Pen

- Gemäß IEC 62471 für Augenuntersuchungen geeignet
- Mit Druckschalter; Dauerlichtfunktion
- Glatte Oberfläche; aus Metall, eloxiert
- Inkl. austauschbaren Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)
- LED Farbtemperatur 3.200 Kelvin
- LED Lebensdauer 50.000 h bei üblicher Verwendung (Intervall) bis 10.000 h bei Dauerlicht
- Helligkeit ca. 3.000 Lux, gemessen bei 10 cm Entfernung
- Länge: ca. 14 cm

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	127328	10,55
silber	127329	10,55
rot	127330	10,55
blau	127331	10,55
violett	127332	10,55
grün	127333	10,55



CLIPLIGHT LED

- Für Augenuntersuchungen geeignet nach DIN EN 62471
- Metallgehäuse, eloxiert
- Lichtstärke: ca. 3.000 Lux / 10 mm
- Länge: ca. 13 cm
- Inkl. Batterien 1,5 V Micro (Typ AAA)

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	122339	9,90
schwarz	121794	9,90
gelb	122340	9,90
lila	122341	9,90
blau	122342	9,90
grau	122343	9,90



Neurologischer Reflexhammer

Nach Buck mit Pinsel und Nadel

- 1** Mit Kunststoffgriff (80 g)

Best.-Nr. 110020 € 21,60

- 2** Mit Metallstiel (100 g)

Best.-Nr. 110710 € 22,34

Troemner-Hammer

- 3** Mit Metallstiel, Pinsel und Nadel, leicht (160 g) **Best.-Nr. 110031 € 31,46**
- Schweres Modell (200 g), o. Abb. **Best.-Nr. 110095 € 32,48**

- 4** Mit Kunststoffstiel und Pinsel, schwarz, (170 g) **Best.-Nr. 110708 € 27,96**

5 Varioflex Kombinationshammer

- Nach Fassbender, mit Nervennadel und Pinsel
- Massiver Griff mit cm-Einteilung,
- Länge: ca. 22 cm, Gewicht: ca. 150 g **Best.-Nr. 110021 € 40,37**

- 6 Witroe-Hammer**

Mit Pinsel und Nadel, Gewicht: 195 g **Best.-Nr. 110711 € 29,83**

7 Colorflex Reflex- und Perkussionshammer

- Mit neurologischer Tastspitze
- Gewicht: 100 g
- Maße: ca. 22 cm lang

Farbe	Best.-Nr.	€
blau	110028	26,90
schwarz	110030	26,90
grau	119426	26,90

Infrarot-Thermometer

Wissenswertes zum kontaktlosen Fiebermessen



BOSCH +SOHN **boso**

bosotherm diagnostic

- Kontaktlose Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

€ 35,95

Best.-Nr. 119976



bosotherm medical

- Sichere Messung im Ohr in nur 1 Sekunde
- Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an – Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- Inklusive Sicherheits-Box mit 20 Hygieneschutzhüllen und Batterien
- 2 Jahre Garantie
- MTK-tauglich

Best.-Nr. 154523

€ 29,90

Zubehör

Hygieneschutzhüllen
Packing mit 40 Stück
Best.-Nr. 154524

€ 8,34



Braun ThermoScan® Pro 6000 mit kleiner Basiseinheit

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vorgewärmte Sondenspitze unterstützt präzise Messung
- Grün leuchtendes LED signalisiert ExacTemp Positionierungsfeedback für Sondenspitze
- Messdauer: 2 – 3 Sek.
- Messbereich: 20 – 42,2 °C
- Automatische Abschaltung ca. 10 Sek. nach der letzten Messung
- Weitere Funktionen: Puls-Timer, Speicheraufruf und C/F-Umrechnungstaste
- **3 Jahre Garantie**
- MTK-tauglich

Lieferumfang:

Gerät, 20 Einweg-Ohrtips, Basiseinheit klein für 1 Schachtel Sondenschutzhüllen, 20 Sondenschutzhüllen, 2 x AA Mignon Batterien

Best.-Nr. 119766

€ 207,00

Zubehör

Einmal-Ohrtips
(auch passend für ThermoScan® Pro 4000)
Packing mit 200 Stück
Best.-Nr. 119767

€ 11,05



Für den Privatbereich

Braun ThermoScan® 7 mit Age Precision®

Ohr-Thermometer mit altersabhängiger Temperaturanzeige

- Patentierte vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit
- ExacTemp® Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis
- Neues patentiertes, farbcodiertes Age Precision® Display
- Hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren

Lieferumfang:

Gerät, 20 Einweg-Ohrtips, 2 x AA Batterien, Aufbewahrungsbox

Best.-Nr. 118417

€ 64,22

Zubehör

Einweg-Ohrtips
• Für hygienische und präzise Messung
Packing mit 40 Stück
Best.-Nr. 118487

€ 12,50



bosotherm – Präzises Fiebermessen

BOSCH +SOHN **boso**

bosotherm basic

- Speicher für den letzten Messwert
- 100 % wasserdicht
- Praktisches Klarsichtetui

Best.-Nr. 158900

€ 2,95

bosotherm flex

- Antiallergische Goldbeschichtung
- Flexible Spitze für sanftes Messen
- Schnelle rektale Fiebermessung in nur 10 Sek.
- 100 % wasserdicht
- Speicher für den letzten Messwert
- Praktisches Klarsichtetui

Best.-Nr. 159033

€ 5,95



SOFT TEMP-Digital-Thermometerhüllen

- Für elektronische Thermometer
- Mit Gleitmittel (erleichtert rektale Messungen)

Packing mit 1000 Stück

Best.-Nr. 155021

€ 29,88



Einmal-Thermometerhüllen

SOFT TEMP für
Glas-Fieberthermometer
• Ohne Gleitmittel

Packing mit 1000 Stück

Best.-Nr. 116168

€ 23,37



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!



Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop.



Notfall / Überwachung

- Notfalltaschen & -koffer
- Beatmung
- Absaugpumpen
- Verbandschränke & -koffer
- Patientenüberwachung

Praxis-Tipp

Sauerstoff

Medizinischer Sauerstoff unterliegt dem Arzneimittelgesetz.

Bitte beachten Sie das auf der Flasche aufgebrachte Verfallsdatum.



ULMER KOFFER I, leer

Best.-Nr. 281648

€ 708,65

ULMER KOFFER I, mit Ausstattung „Light“

Best.-Nr. 235006

€ 1.872,95

Ulmer KOFFER I, leer:

Lieferumfang:

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 26 Ampullenplätzen. Maße: 52,6 × 40,0 × 17,0 cm

ULMER KOFFER Basis mit Grundausrüstung

Lieferumfang:

- ULMER KOFFER Basis, leer,
- Sauerstoffgerät: Sauerstoffflasche 0,3 l × 200 bar gefüllt, OXYWAY Fix I Druckminderer für Sauerstoff fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 l O₂/min, Anschlussstülpe mit Überwurfmutter UNF 9/16", Atemschlauch 2 m lang
- Flaschenspanngurt
- Inhalationsmaske mit Atembeutel und Verbindungsschlauch
- COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder
- Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon
- Set Oropharyngealtuben (nach Guedel) für Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge
- Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl) (Ch 26, Ch 30)

Best.-Nr. 235306

€ 1.425,26

ULMER KOFFER Basis, leer

Lieferumfang:

Aluminiumkoffer mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empf. Geräte und Materialien, sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen.

Maße: 42,8 × 33,2 × 18,5 cm

Best.-Nr. 235344

€ 550,64



Achtung: Nicht alle in den Koffern abgebildeten Artikel sind in der Ausstattung enthalten.



Ausstattung „Light“

bestehend aus:

- Sauerstoffgerät: Sauerstoffflasche 0,8 l × 200 bar gefüllt, OXYWAY Fine Druckminderer für Sauerstoff, stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 – 15 l/min, Abgang nach unten, Atemschlauch 2 m lang, Winkelanschlussstülpe UNF 9/16" (auch mit 2 l Sauerstoffflasche erhältlich)
- 2 Spanngurte für O₂-Flaschen
- COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, und Sauerstoff-Reservoir
- Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon
- Set Oropharyngealtuben (nach Guedel) für Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge
- Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl) (Ch 26, Ch 30)
- Handabsaugpumpe
- Set Einweg-Absaugkatheter (Ch. 06/Ø 2 mm, Ch. 10/Ø 3 mm, Ch. 12/Ø 4 mm)





COMBIBAG Mehrweg-Beatmungsbeutel für Kinder und Erwachsene

Sie brauchen nur die Maske zu wechseln, der Beutel bleibt, da für Erwachsene und Kinder geeignet.

- Demandfähig
- Ohne Masken, 2 verschiedene Maskengrößen lieferbar
- 2-Stufen-Sicherheitsventil
- Griff und dauerelastisch
- Problemlose Sauerstoffzufuhr
- Erfüllt die Sicherheitsnorm ISO 10651-4

Best.-Nr. 235011 € 239,27



COMBIBAG Mehrweg-Klarsichtmasken

Masken mit aufblasbarem Wulst aus hautverträglichem Silikon

Ausführung	Größe	Best.-Nr.	€
Für Erwachsene	5	235012	56,10
Für Kinder und Jugendliche	3	235013	56,10
Sauerstoffreservoir (o. Abb.)		235333	41,21
PEEP-Ventil (o. Abb.)		235017	119,05



Sauerstoffgerät – 2 Liter

Lieferumfang:

Sauerstoff-Flasche 2 l × 200 bar (gefüllt), OXYWAY Fine I Druckminderer stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 – 15 l/min, Atemschlauch (2 m), Winkelanschlussstülle UNF 9/16"

Best.-Nr. 294654 € 479,08

Sauerstoffgerät – 0,8 Liter

Lieferumfang:

Sauerstoffflasche 0,8 l (gefüllt), Druckminderer OXYWAY Fine I (3 – 15 l/min), Einweg Sauerstoff-Schlauch (1,8 m), Winkelanschlussstülle UNF 9/16"

Best.-Nr. 290994 € 474,02



OXYWAY Fast I – Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G 3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Drehbares Inhaltsmanometer
- Durchflussausgang (1 – 15 l/min), unten, UNF 9/16
- Rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min
- Anschlussstülle (Best.-Nr. 294189) bitte extra bestellen

Best.-Nr. 119319 € 231,21

Auch als Variante OXYWAY Fast I Plus erhältlich mit noch feinerer Flow-Einstellung.



OXYWAY Fine I – Druckminderer für Sauerstoff

- Hochdruck-Handanschluss G3/4
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
- Inhalts- und Mengenmanometer
- Stufenlos dosierbar
- Betriebsbereich 3 – 15 l/min (0,5 – 4,5 bar)
- Durchflussausgang (3 – 15 l/min), unten, UNF 9/16"
- Anschlussstülle (Best.-Nr. 294168) bitte extra bestellen

Best.-Nr. 281581 € 180,88

Sauerstoff-Flasche – 10 Liter

- 10 l × 200 bar (gefüllt)
- Mit Glockenkappe und Halsring
- Mit Integralboden

Best.-Nr. 281597 € 478,95

Sauerstoff-Flasche – 2 Liter

- 2,0 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 250012 € 277,10

Sauerstoff-Flasche – 0,8 Liter

- 0,8 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 281596 € 262,35

Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche – 2 Liter

- 2,0 l × 200 bar (gefüllt)

Best.-Nr. 294655 € 536,78

Gerade Anschlussstülle für Schlauchanschluss

- Ø 6 mm
- UNF 9/16"

Best.-Nr. 294168 € 15,63

Winkelanschlussstülle für Schlauchanschluss

- Neue Version mit Überwurfmutter
- Abgewinkelt 90° • Ø 6 mm • UNF 9/16"

Best.-Nr. 294189 € 18,04

Inhalationsmaske mit Schlauch

Best.-Nr. 281575 € 3,63



Sauerstoffflasche aus Aluminium

- 1,8-Liter-Flasche
- 360 Liter bei 200 bar
- Gewicht **mit Restdruckventil** gefüllt: ca. 3,3 kg

Best.-Nr. 294665

€ 147,29

Made in Germany

provita
medical

Sauerstoffflaschenständer

- Für 10 Liter O₂-Flaschen
- Mit Zurring zum leichten und sicheren Befestigen der Flaschen
- Doppelaufrolle Ø 50mm, 2 x gebremst und elektrisch leitfähig
- Farbe: weiß, pulverbeschichtet
- Maße: 880 × 635 mm (H × Ø)
- Tragkraft: 20 kg

Best.-Nr. 283035

€ 130,43

GCC Healthcare®

Flaschenfahrgestell

- Kippsicher und stabil
- Pflegeleicht mit geschützter Flaschenfußhalterung
- Rollen Ø 75 mm (antistatisch)

Best.-Nr. 122213

€ 327,72

Sauerstoffflasche aus Stahl (o. Abb.)

- 2 Liter (gefüllt)
- Mit Restdruckventil

Best.-Nr. 292212

€ 195,00

Druckminderer für Sauerstoffflaschen

1 MediSelect® kurz

- Kompakte Bauform für 0,8- und 2-Liter-Flaschen für Einsatz in Koffer, Tasche usw.
- Selbstzentrierendes Flow-Einstellhandrad mit 2 Ablesefenstern (gilt auch für MediSelect® lang)

2 MediSelect® lang

- Lange Bauform für 10-Liter-Flaschen
- 360° drehbares Manometer und schwenkbarer Flowausgang
- Flow einstellbar von 0 – 25 l/min

3 MediReg®

- Platzsparendes Notfallkoffer-Manometer
- 360° drehbares Manometer
- Flow fest eingestellt 4 l/min

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Mediselect 25 O ₂ , D, KL mit kurzem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	293763	172,96
2 Mediselect 25 O ₂ , D mit langem Anschlussbolzen G3/4, 9/16	294755	179,73
3 Medireg 4 O ₂ , D mit fixem Flow 4 Liter G3/4, 3/8	116522	130,41

10 Jahre
WARTUNGSFREI



Aluminium-Notfallkoffer komplett

- Maße: ca. 52,6 × 36,2 × 20 cm (L × B × H)
- Gewicht: ca. 13,5 kg (gefüllt lt. Beschreibung)
- Angegebener Inhalt ohne Medikamente

Best.-Nr. 123547

€ 1.065,00

Inhalt

Reanimation

- 1-Liter- Sauerstoffflasche: Fülldruck 200 bar / med. O₂
- 1 Präzisionsdruckminderer, einstellbar: 0,1 – 15 l / min
- 1 Beatmungsbeutel mit Patientenventil, 1.600 ml (Erw. / Kinder), Einweg
- 2 Beatmungsmasken Gr. 3, 5
- 1 Sauerstoffreservoir und -schlauch

Inhalation

- 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel

Intubation

- 3 Larynx tuben Gr. 3, 4, 5 (disposable)
- 1 Blockerspritze

Diagnose

- 1 Blutdruck-Oberarmmessgerät, manuell
- 1 Diagnostikleuchte

Infusion

- 1 Einhandstaubinde
- 1 Desinfektionsspray 50 ml
- Je 3 Venenverweilkanülen G20 (rosa) und G22 (blau)
- 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen
- 1 Kanülenabwurfbox
- 1 Infusionsbesteck
- 1 Rolle Seidenpflaster
- Je 5 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml und 3 Stück 10 ml
- Je 5 Einmalkanülen G1 (gelb) und G14 (blau)
- 1 Paar Schutzhandschuhe Gr. L

Notfallinstrumente

- 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4
- Je 1 Kleiderschere, Rettungsdecke und Sofort-Kälte-Kompresse (im Verbandmittelsortiment enthalten)

Verbandmittel

- 1 Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157 (gemäß UVV)

Absaugung

- 1 Handabsaugpumpe manuell mit Zubehör (3 Absaugkatheter CH14, CH28, CH26 / 1 Behälter mit Deckel, 300 ml)
- Fingertip für Absaugschläuche



 Abbildung ähnlich

Notfallrucksack Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Unterseite aus abwaschbarem Planenmaterial schützt vor Nässe und Schmutz
- 2 geteilte Hauptfächer mit robustem Reißverschluss
- 5 farbkodierte Modultaschen mit Klarsichtfenster, davon 2 Stück mit Haftklettstreifen zum Einkletten in den Rucksack
- 1 Außentasche z. B. für Defibrillator, Intubationsbedarf oder Pulsoximetrie
- Gelbe Reflexstreifen



Notfalltaschen Polyester-Nylon

- Strapazierfähiges Polyester-Nylon Material
- Mit vielseitigen Fächern
- 1 Hauptfach mit fester (medium) oder variabler (large) Inneneinteilung
- 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen
- Tragegriff mit Klettverschluss
- 1 Schultergurt
- Gelbe Reflexstreifen

Ausführungen Planenversion



- Wasser- und schmutzabweisendes Polyester-Nylon Material mit Planenüberzug
- Leichtere Reinigung nach dem Einsatz
- Robuster und langlebiger als Polyester-Nylon Material



Notfalltaschen und Rucksäcke, leer

Ausführung (Leergewicht)	Maße (B × H × T)	Best.-Nr.	€
Polyester-Nylon-Tasche medium (1000 g / 18 Liter)	43 × 25 × 27 cm	122438	45,00
Polyester-Nylon-Tasche large (1600 g / 28 Liter)	52 × 32 × 32 cm	119991	65,00
Planen-Tasche large (2700 g / 28 Liter) 	52 × 32 × 32 cm	122439	89,00
Polyester-Nylon-Rucksack (2000 g / 23 Liter)	36 × 47 × 26 cm	122440	65,00
Planen-Rucksack (3000 g / 23 Liter) 	36 × 47 × 26 cm	122441	89,00



Ambu



Ambu® Mark IV

- Beatmungsbeutel mit bewährtem Doppelkammerprinzip
- Autoklavierbar bis 134 °C (einschl. Reservoirbeutel)
- Inkl. Sauerstoffreservoir und Silikon-Gesichtsmaske
- Latexfrei

Ausführung	Best.-Nr.	€
Für Erwachsene mit Maske Gr. 5 inkl. Reservoirbeutel	128300	281,00
Für Babys mit Maske Gr. 0A inkl. Reservoirschlauch	293161	247,25



NEU!

Mit Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil



Ambu® SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel

Mit Einmembran-Patientenventil, Einweg-Gesichtsmaske, Einweg-O₂-Reservoir und -Schlauch, mit Demand Ventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil

Ausführung	Maske	Best.-Nr.	€
für Erwachsene	Erwachsene, mittel	120076	18,50
für Kinder	Kleinkinder	294332	18,50
für Neugeborene	Neugeborene ohne Demand Ventilanschluss	294333	18,50

1 AER0bag®

Silikon-Beatmungsbeutel-Set

- Latexfrei
- Desinfizierbar, autoklavierbar bis 134 °C
- Sehr robust
- Drehbarer Patientenanschlusskonus
- Anschlüsse nach ISO 5356
- Beatmungsbeutel Volumen: 1500 ml

Lieferumfang:

Beatmungsbeutel und -masken aus Silikon Gr. 3 und 5

Best.-Nr. 124279 € 103,42

Zubehör	Best.-Nr.	€
Schlauch	127263	3,83
Reservoirbeutel	128328	2,63



Latexfrei

1

AB € 1,32

3 Sauerstoffbrille

Best.-Nr. 292594 Stück € 1,68

bei Abnahme von 100 Stück **Stück nur € 1,32**



3

AB € 2,77

2 Sauerstoffmaske (PVC-frei)

Best.-Nr. 293717 Stück € 3,28

bei Abnahme von 40 Stück **Stück nur € 2,77**

Sauerstoffmaske (mit PVC)

Best.-Nr. 292598 Stück € 3,90

bei Abnahme von 20 Stück **Stück nur € 3,50**

bei Abnahme von 50 Stück **Stück nur € 3,00**



2



4

AB € 0,96

4 Sauerstoffkatheter

Mit beweglicher Schaumstoffronde

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 294458 Stück € 1,04

Mit fester Schaumstoffronde

Abgabereinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 294459 Stück € 0,96



5

5 Inhalations-Set

- Universell einsetzbares Inhalationsset für fast alle gängigen Inhaliergeräte
- Mit Maske und Schlauch 2,10 m

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set für Erwachsene	121850	4,76
Set für Kinder	292805	4,34

Co-med
BESTPREIS
für Markenqualität





Einmal-Guedeltuben-Set

- Unsteril und farbcodiert
- Größe: 000 – 5
- Lieferung im Polybeutel

Packung mit 8 Stück


Best.-Nr. 127533 € 11,50



Einteilige Guedel-Tuben

- Mit integriertem Beißblock
- Weiche Gummispitze
- Klare Farbcodierung

Größe	Farbe	Best.-Nr.	Stk. €
000	hellgrün	123544	0,96
00	blau	123543	0,89
0	grau	123542	0,83
1	braun	159663	0,87
2	grün	159664	0,78
3	gelb	159665	0,77
4	rot	159666	0,90
5	lila	123278	0,79



LTS-D Notfall-Set

Die 2. Generation supraglottischer Atemweghilfen

- Neue großvolumige Niederdruckcuffs
- Mit Drainagekanal (als neuer Standard in internationalen Richtlinien empfohlen)
- Farbkodiert

Farbe	Größe	Gewicht	Ch	Best.-Nr.	Stk. €
transparent	0 Neugeborene	< 5 kg	10	121774	19,12
weiß	1 Babys	5 – 12 kg	10	121775	19,12
grün	2 Kinder	12 – 25 kg	16	121642	19,12
orange	2,5 Kinder	125 – 150 cm	16	121643	19,12
gelb	3 Erwachsene	< 155 cm	18	112564	19,12
rot	4 Erwachsene	155 – 180 cm	18	110621	19,12
violett	5 Erwachsene	> 180 cm	18	110841	19,12




Einmal-Trachealtuben

Abgabereinheit: 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
3,5 mm Ch. 16	151756	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,0 mm Ch. 18	151757	ohne Ballon für Kinder 5,90
4,5 mm Ch. 20	151758	ohne Ballon für Kinder 5,90

Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Stk. €
5,0 mm Ch. 22	112606	7,5 mm Ch. 32	112611	2,95
5,5 mm Ch. 24	112607	8,0 mm Ch. 34	112612	2,95
6,0 mm Ch. 26	112608	8,5 mm Ch. 36	112613	2,95
6,5 mm Ch. 28	112609	9,0 mm Ch. 38	112614	2,95
7,0 mm Ch. 30	112610	9,5 mm Ch. 40	112615	2,95



Einführungsmandrin

Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Gr. 1, für Trachealtuben Ch. 16–20, Länge: 40 cm	135069	11,80
Gr. 2, für Trachealtuben Ch. 22–26, Länge: 45 cm	135070	11,80
Gr. 3, für Trachealtuben ab Ch. 28, Länge: 50 cm	135071	11,80



IMMER sicher mit EINMAL-Instrumenten



1 WL-Einmal-Laryngoskop-Spatel Metall, Macintosh, mit LED-Lampe

- Unsteril
- Für konventionelle Batteriegriffe
- Geeignet für den Notfallbereich
- Leistungsstarke LED mit weißer, homogener Ausleuchtung
- Beleuchtungsstärke an der Spatelspitze: > ca. 6.000 Lux / bei 2,5 V

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114050	6,22
3	114051	6,22
4	114052	6,22



2 Macintosh F.O. Einmal-Spatel

- Unsteril
- Acryllichtleiter sorgt für optimale Lichttransmission
- Beleuchtungsstärke: > 10.800 Lux / 3,5 V
- Lichtleiter: Ø 5,4–5,7 mm
- Keine Infektionsübertragung
- Umweltfreundlich/recyclebarer Kunststoff (Polycarbonat)

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2	114461	5,97
3	155937	5,97
4	155938	5,97



3 Einmal-Batteriegriff 2,5 V

- Kunststoff recyclebar
- Ergonomischer Griff
- Leichtes Eigengewicht
- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Maße: Ø 30 mm

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Konventionell	118499	8,92
F.O. LED	119182	11,35

Neueste LED Technologie – ein Leuchtmittel genügt!

- LED Lampe 3,5 V
- Lebensdauer: ca. 50.000 h
- Beleuchtungsstärke: 18.000 Lux
- 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel

4 F.O. Ladegriff mit LED high power 3,5 V

- Kompatibel nach DIN ISO 7376
- Lampenhülse aus Metall, dadurch schnelle Entnahme der Lampe für Sterilisationsvorgang
- Leichtes Eigengewicht, da keine Kapsel oder Innenhülse
- Inkl. Akku (Betriebsdauer ca. 3 Stunden)
- Aufladbar nur in Verbindung mit KaWe MedCharge 4000
- Maße: Ø 28 mm

Best.-Nr. 115600 € 219,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Ersatzlampe	115601	64,98
Ersatz-Akku	115602	48,94

5 KaWe MedCharge 4000

- Ladestation für die Metallgriffe der KaWe EUROLIGHT-, KaWe COMBLIGHT- und Laryngoskop-Linie in kleiner (AA) und mittlerer (C) Ausführung, ausgenommen der Economy- und Stecker-Ladegriffe
- Mit Überladeschutz
- Dank Microcontrol-System wird Akkutyp und Ladezustand erkannt und individuell angepasst
- Integrierte, automatische Abschaltung

Lieferumfang:

MedCharge-Gerät, Netzstecker ALL in ONE EU 100-240 V, 50-60 Hz, 2 Adapterhülsen für Griffe (AA), Wandhalter

Best.-Nr. 114460 € 174,23



5

7 F.O. Ladegriff mit LED high power 3,5 V



6

6 Batteriegriffe für Fiber Optik-Spatel

Größe	Ø	Best.-Nr.	€
groß	32 mm	135212	75,25
mittel	28 mm	135213	70,75

7 KaWe MEGALIGHT Macintosh Spatel mit integrierter Fiber Optik

- Aus Edelstahl
- Nicht reflektierend (matt)
- Nach DIN ISO 7376

Größe	Best.-Nr.	€
3	116360	99,18
4	116361	99,18

8 Macintosh Spatel

- Mit auswechselbarer Fiber-Optik

Größe	Maße	Best.-Nr.	€
2	112 × 19 mm	135203	73,61
3	130 × 22 mm	135204	73,61
4	155 × 25 mm	135205	73,61
5	175 × 23 mm	135206	73,61

Zubehör

Xenon-Lampe 2,5 V

- Für alle F.O. Batteriegriffe

Best.-Nr. 156032

€ 16,42





Auto-Dachschild

- 2 x 21 Watt/Blinklicht
 - Mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder 12 V
 - Haftung durch Ringmagnete
 - Grundfarbe weiß, Schrift rot
- Best.-Nr. 128117** € 114,00

Auto-Haftplakette

- Mit Gummisauger

Ausführung	Best.-Nr.	€
Arzt	152054	3,80
Arzt im Dienst	152055	4,50



Wund- und Augenspray

- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Ermöglicht sicheres, wirksames und präzises Sprühen
- Mehrfach verwendbar und trotzdem steril
- 0,9 % Natriumchloridlösung
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gesamtsprühzeit bei voller Dose: ca. 15 Minuten

Best.-Nr. 122345 € 25,48



Augenspülflasche

- Gefüllt mit physiologischer NaCl Lsg ph 7,5, steril
- Inhalt: 500 ml
- Augennaß mit Staubschutzkappe

Packung mit 2 Stück
Best.-Nr. 156029 € 46,89

Wandhalter

Best.-Nr. 156030 € 17,60



Augenspülflasche

- Mobile Augenspülflasche aus Kunststoff im Taschenformat
- Gefüllt mit 200 ml steriler NaCl Lösung 0,9 %

Best.-Nr. 292575 € 14,68



Rettungs- / Notfallschere

- Schneidet auch Glas und Leder
- Länge: 24 cm

Best.-Nr. 294596 € 75,37

€ 1,45

Best.-Nr. 127047



Rettungsdecke

- Polyesterfolie (gold/silber)
- Schutz vor Auskühlung und als Hitzeschutz einsetzbar
- Im PE-Beutel
- Maße: 160 x 210 cm




SAM®-SPLINT Universalschiene

- Gerollt
- Einfach in der Anwendung
- Zur Schienung von Extremitäten
- Weich ohne zusätzliche Polsterung
- Wasser- und blutabweisend
- Geringer Platzbedarf
- Temperaturstabil
- Maße: 11 x 91 cm

Best.-Nr. 294241 € 14,90



1



2

1 Intubationszange nach Magill

- Für Erwachsene, 25 cm

Best.-Nr. 188259 € 18,80

- Für Kinder, 20 cm

Best.-Nr. 188258 € 18,54

2 Mundkeil

- Aus Weichgummi

Best.-Nr. 135047 € 10,37



ACCUVAC Pro

- Hohe Saugleistung von ca. 34 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Moderner Lithium-Ionen Akku mit langer Reichweite: mehr als 60 min
- Vier vordefinierte Saugstufen – frei wählbar
- Automatische Funktionskontrolle mit schneller optischer und akustischer Rückmeldung
- Sichere Sekretaufnahme durch Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien
- Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

Lieferumfang:

ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, Vakuumschlauch, je 1 × Einweg-Absaugbeutel und -schlauch, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 124547

€ 1.261,77

Zubehör für Lite und Pro	Best.-Nr.	€
Wandhalterung zur direkten Wandmontage, inkl. Montageset	114029	65,25
Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	120495	200,16
Schutztasche	120496	177,45
Tragegurt	120501	51,99
Einweg-Absaugbeutel Serres® 1000 ml (32 Stück)	124545	214,06
Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip (50 Stück)	124546	225,89



Weiteres Zubehör auf Anfrage!



ACCUVAC Lite

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch leicht bedienbaren Vakuumregler
- Unterdruck am Manometer ablesbar
- Sichere Sekretaufnahme durch Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter

Lieferumfang:

ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Vakuumschlauch, je 1 × Einweg-Absaugbeutel und -schlauch, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 120494

€ 844,47



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



VBM Handabsaugpumpe

Für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich von Erwachsenen und Kindern in Notfallsituationen

- Effektiv und leistungsstark
- Kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten
- Leicht und tragbar
- Einfache Bedienung – Maximale Leistung
- Einmalbehälter für Erwachsene und Kinder
- Weiche und atraumatische Absaugkatheter
- Ventil verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Mit 15 mm I.D. Anschluss

Lieferumfang:

Handabsaugpumpe, 2 Einmalbehälter (Kinder 50 ml, Erwachsene 250 ml), 3 Absaugkatheter (klein Ch. 14, mittel Ch. 28, groß Ch. 36)

Best.-Nr. 159549

€ 64,49



Fingertip

- Für intermittierendes Absaugen
- Trichterersatz Ch. 14
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 183053

€ 75,33

Absaugschlauch aus Silikon

Dampfsterilisierbar

Länge	Best.-Nr.	€
1,00 m	291509	8,97
1,30 m	292149	9,70

ATMOS Chirurgiesauger

Leistungsstarke Absauggeräte für chirurgische Eingriffe in der Praxis und in Praxiskliniken

Die universellen Chirurgiesauger aus dem Hause ATMOS sind Ihr verlässlicher Partner bei vielen chirurgischen Anwendungen: Allgemeinchirurgie, Orthopädische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Ästhetisch-Plastischen-Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Viszeralchirurgie



ATMOS C 361

Saugleistung:	36 ± 4 l/min
Vakuum:	Fein regelbar von 0 bis -91 kPa
Größe:	tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T) fahrbar: 900 × 410 × 450 mm (H × B × T)
Gewicht:	tragbar: 6,3 kg fahrbar: 10,5 kg
Lautstärke:	< 50 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)

Gerät	Best.-Nr.	€
Tragbar		
ATMOS C 361 tragbar mit Normschiene	120666	1.750,00
ATMOS C 361 mit Praxispaket 1,5 l	120668	1.850,00
ATMOS C 361 mit Praxispaket 3 l	294285	1.950,00
Fahrbar		
ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene	120670	2.190,00
ATMOS C 361 fahrbar mit Praxispaket 1,5 l	120671	2.350,00
ATMOS C 361 fahrbar mit Praxispaket 3,0 l	120674	2.450,00



ATMOS C 451

Saugleistung:	45 l/min +3/-5 l/min
Vakuum:	Fein regelbar von 0 bis -91 kPa
Größe:	tragbar: 330 × 240 × 360 mm (H × B × T) fahrbar: 1010 × 360 × 440 mm (H × B × T)
Gewicht:	tragbar: 6,7 kg fahrbar: 14,3 kg
Lautstärke:	< 48 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)

Gerät	Best.-Nr.	€
Tragbar		
ATMOS C 451 tragbar mit Normschiene	120675	2.100,00
ATMOS C 451 mit Praxispaket 1,5 l	120677	2.365,00
ATMOS C 451 mit Praxispaket 3 l	120682	2.425,00
Fahrbar		
ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene	120683	2.880,00
ATMOS C 451 fahrbar mit 2 × 3 l Behältern	120734	3.455,00
ATMOS C 451 fahrbar mit 2 × 5 l Behältern	120692	3.735,00



ATMOS Record 55

Saugleistung:	55 ± 3 l/min
Vakuum:	Fein regelbar von 0 bis -98 kPa
Größe:	940 × 500 × 390 mm (H × B × T)
Gewicht:	24 kg
Lautstärke:	39 dB (A) @ 1 m (ISO 7779)

Gerät	Best.-Nr.	€
Fahrbar		
ATMOS Record 55 mit Normschiene	120693	4.150,00
ATMOS Record 55 DDS (2 × 3 l Behälter)	120694	4.730,00
ATMOS Record 55 DDS (2 × 5 l Behälter)	120695	4.915,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial	Best.-Nr.	€
Fußschalter	120696	98,00
Fußregler set	120697	715,00
Mehrwegabsaugsystem		
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 1,5 l, autoklavierbar	120053	95,50
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 3 l, autoklavierbar	120698	133,00
DDS-Sekretbehälter, Kunststoff 5 l, autoklavierbar	120699	275,00
DDS-Behälterdeckel, Komplett-Set	120700	208,94
Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 Stück	118426	21,00
Saugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 Stück	293567	29,50
Bakterienfilter für ATMOS DDS-Sekretbehälter, 10 Stück	293564	34,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial	Best.-Nr.	€
Einwegabsaugsystem		
Umschaltventil	120701	133,00
Schienenklammer für Geräteträger, Kunststoff	120702	39,50
Serres®-Aufnahmebehälter 2 l	120703	36,00
Serres®-Aufnahmebehälter 3 l	120704	41,00
Serres®-Absaugbeutel 2 l mit Geliemittel, 22 Stück	120705	139,00
Serres®-Absaugbeutel 3 l mit Geliemittel, 20 Stück	120706	139,00
Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 Stück	120707	140,82
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter, Ø 11 mm	292591	19,50
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter, Ø 8 mm	291859	17,50

ATMOS Notfallsauger

Absauggeräte für Notfallsituationen in der niedergelassenen Praxis

Gerät	Best.-Nr.	€
ATMOS E 341 Battery/ DDS	118498	1.240,00
ATMOS E 341 Battery/ Serres®	120708	1.165,00
ATMOS E 341 Battery/ Medi-Vac®	120709	1.252,00

Saugleistung:	34 l/min ± 4 l/min
Vakuum:	über vordefinierte Stufen: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar und -0,8 bar, elektronisch geregelt
Abmessung:	370 × 277 × 146 mm
Gewicht:	3,65 kg (ohne Behälter)
Akkubetrieb:	60 Minuten





Handheld-Pulsoximeter MD-300 K2


- Tragbares Pulsoximeter zur Überwachung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz
- Großes, übersichtliches 2,4" TFT Farb-Display
- Messwerte SpO₂, PR, PI, Pulsausschlag, Pulskurve
- Mit Helligkeitsregulierung
- Alarm mit frei einstellbaren Grenzen sowie Lautstärkeregelung
- 72 Stunden Speicherkapazität
- Werteanzeige direkt auf dem Gerät

Lieferumfang:

Gerät MD-300 K2, 1 x Fingerclip-Sensor für Erwachsene (Kabel ca. 1 m mit 9-Pin-Stecker), Batterien, USB-Kabel, MedView Software, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128649

€ 170,00



 mit BCI-Anschluss



Zubehör

SpO ₂ -Sensor	Best.-Nr.	€
1 Fingersensor	129116	44,50
2 Ohrsensor	129117	51,50
(auch für Kinder geeignet – nicht Kleinkinder)		
3 Silikon-Fingersensor	129118	45,70
4 Pädiatrie Fingerclip-Sensor	129114	45,70
5 Pädiatrie Silikon-Sensor	129115	47,30



Finger-Pulsoximeter premium MX-220

- 2-farbiges OLED-Display zur Anzeige von Sauerstoffsättigung (SpO₂), Pulsrate (PR) und Pulsintensität (Balkenanzeige, Plethysmogramm)
- Mit 10 Helligkeitsstufen und 6 Anzeigemöglichkeiten
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (±2 %)
- Messbereich Puls: 30 – 235 Schläge/Min. (±2 %)
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Geringer Stromverbrauch
- Automatische Abschaltung nach 8 Sek.
- Batteriezustandsanzeige – Lebensdauer ca. 30 Std. im Betrieb
- Maße: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 50 g inkl. Batterien

Lieferumfang:

MX-200, Batterien (2 x Typ AAA), Trageschleife und Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 120534



€ 55,00

Pulsoximeter

- LED-Display zur Anzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Puls (OR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Messbereich SpO₂: 70 – 100 % (+/- 1 %)
- Messbereich Puls: 25 – 250 Schläge/Minute (+/- 1 Schlag)
- Abschaltautomatik nach 16 Sek.
- Batterieanzeige (bis zu 20 Betriebsstunden)
- Für Patienten von 3 – 99 Jahre

Lieferumfang:

Gerät, Batterien (2 x AAA Micro), Trageschleife, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 126856



€ 34,29

Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern!

€

Bitte fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler oder besuchen Sie unseren Onlineshop.



1



2



2

Die neue X-Serie von Edan

- Ergonomischer Patientenmonitor mit 8"/10,1" Touch-Farbdisplay
- Ohne lauten Lüfter
- Drehknopf und wasserdichte Tasten
- 3/5-Kanal-EKG mit Arrhythmie-Erkennung (optional auch 6/12-Kanal)
- Schnelle Blutdruckmessung, anpassbar an Patiententyp
- Stabile SpO₂-Werte durch Anti-Bewegung-Algorithmus
- Großer Speicher für Daten, Trend und Alarm
- Akkulaufzeit über 8 Stunden
- Gewicht: X8 2,4 kg / X10 2,8 kg

Lieferumfang:

Patientenmonitor, 3/5-Kanal-EKG-Kabel, Blutdruckmanschette, SpO₂-Sensor, Temperatur-Sensor, Akku (2550 mAh)

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 X8 Patientenmonitor 8" Monitor	124267	1.815,50
2 X10 Patientenmonitor 10" Monitor	124268	1.999,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Thermodrucker	124269	290,00
EDAN CO ₂ Kapnograph	124270	890,00
6/12-lead-EKG-Funktion mit Zubehör	124271	390,00
2-IBP-Funktion mit Zubehör (nur für X10)	124272	450,00

STK, MTK und DGUV V3


UNSER TECHNISCHER SERVICE = IHR SICHERES PLUS!

- STK = Sicherheitstechnische Kontrolle**
- MTK = Messtechnische Kontrolle**
- DGUV V3 = Prüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel**

Seit dem 1. Januar 2017 gilt eine neue Medizin-Betreiberverordnung (MP-betreibV). Informieren Sie sich bei Ihrem ortsnahen Co-med Fachhändler über die Änderungen und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.

Dies betrifft z. B. folgende Geräte:

- Blutdruckmessgeräte
- EKG-Geräte
- Überwachungsmonitore
- Fetalmonitore
- Ultraschallgeräte



Hochklassige Touchscreen Überwachungsmonitore

medical **ECONET**

S10 / S12

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarme (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patientenkabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3 m), 1 × Manschette für Erw., wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw., wiederverwendbar, 1 × Thermodrucker, 1 × Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung)



Monitor	Best.-Nr.	€
S10 / 10,4"	126012	1.649,00
S12 / 12,1"	126013	1.949,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	126014	389,00
Central Monitoring System Software	126016	1.599,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	299,00
Temperatursonde Haut	126018	89,00
Druckerpapier (10 Rollen)	126030	49,50



Modell S10



Modell S12

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

BLT M850 / BLT M860

- SpO₂-Überwachung mit 3-Kanal-EKG oder Blutdruckmessung
- 4,3" Touchscreen-Monitor
- Trendspeicher und Werteübersichtstabelle
- Defibrillationsgeschützt



BLT M850

- Mit 3-Kanal-EKG

Lieferumfang:

BLT M850, SpO₂-Fingerclip, 5-adriges EKG-Kabel, Klebeelektroden, USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128934 € 575,00



BLT M860

- Mit Blutdruckmessung

Lieferumfang:

BLT M860, SpO₂-Fingerclip, NIBP-Manschette (Armumfang 25 – 35 cm), USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128935 € 575,00

BLT M880

- CO₂- und SpO₂-Messung
- 4,3" Touchscreen-Monitor mit Akkuanzeige
- Lithium-Ionen-Akku für mind. 28 Stunden netzunabhängige Betriebsdauer
- Ladedauer ca. 3 – 4 Stunden
- Defibrillationsgeschützt

Lieferumfang:

BLT M880, SpO₂-Fingerclip, 2 × Advanced Water Filter T3, CO₂-Messleitung 2,4 m, Winkelkonnektor 15 mm, USB-Ladegerät mit USB-Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 128936 € 1.499,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
M850		
EKG-Kabel 5-adrig	128937	99,00
M860 NIBP Blutdruckmanschette		
Neonatal	128944	39,00
Kinder	128943	39,00
Erwachsene	128942	39,00
XL	128941	49,00
SpO₂-Sensor alle Modelle		
Neonatal (3 – 20 kg)	128938	79,00
Pädiatrie (10 – 50 kg)	128940	79,00
Erwachsene	128939	79,00



Die Auswahlkriterien für das Füllsortiment

DIN 13157:

- Für Verwaltung und Handel bis 50 Beschäftigte
- Herstellung und Verarbeitungsbetriebe bis 20 und Baustellen bis 10 Beschäftigte

DIN 13169:

- Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, ab 100 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169
- Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten, ab 50 Beschäftigten ein weiterer Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13169



1 + 2

Erste-Hilfe-Koffer ultraBOX

- Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 2 gleich große Kofferschalen mit umlaufender Gummidichtung
- 2 Klemmverschlüsse
- Eingelassener Traggriff
- Variable Inhalt-Trennstangen
- Mit Wandhalterung und 90° Arretierung
- Farbe: orange

1 ultraBOX „BASIC“

- Füllung nach DIN 13157
- Sehr leicht
- Maße: 285 × 215 × 120 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 127044

€ 58,27

2 ultraBOX „SELECT“

- Füllung nach DIN 13169
- Mit 2 Plexiglasscheiben
- Maße: 445 × 340 × 150 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Best.-Nr. 127041

€ 148,22

3 ultraBAG MEDICAL Erste-Hilfe-Tasche

- Schwarze Notfalltasche ohne Inhalt
- Variable Inneneinteilung
- Mit längenverstellbaren Trageriemen
- Maße: 240 × 280 × 400 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126351

€ 79,00



3



4

4 Verbandschrank ultraCASE „010“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit verstellbarem Zwischenboden
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 130 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151789

€ 75,40

5 Verbandschrank ultraCASE „012“

- Aus Stahlblech, eintürig
- Türverschluss mittels Sicherheitsschloss
- Mit vier Fächern und fester Inneneinteilung
- Farbe: weiß, einbrennlackiert
- Maße: 350 × 280 × 150 mm (H × B × T)
- Gewicht: ca. 4,5 kg

Schrank ohne Inhalt

Best.-Nr. 151791

€ 76,14

6 Betriebsverbandkasten ultraWORKS II

- Aus ABS inkl. Wandhalterung
- Inhalt nach DIN 13157
- Farbe: grau
- Maße: 250 × 170 × 80 mm

Best.-Nr. 112804

€ 23,85



5



6

6 + 7 Krankentragen ultraSTRETCHER

- Gestell aus robustem Aluminium
- Bezug aus hochwertigem Chemiefasergewebe
- 2 verstellbare Gurte mit Schnellverschluss



7

7 ultraSTRETCHER „0350“

- Gemäß DIN 13024 N
- 1 × längs klappbar
- Gewicht: 7,2 kg / Belastbarkeit: max. 200 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 140 mm
- Maße zusammengelegt: 1910 × 140 × 140 mm



8

8 ultraSTRETCHER „0710“

- Gemäß DIN 13024 K
- 2 × klappbar
- Gewicht: 8,0 kg / Belastbarkeit: max. 250 kg
- Maße gebrauchsfertig: 2310 × 550 × 160 mm
- Maße zusammengelegt: 1010 × 190 × 140 mm

Artikel	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
4 Gleitfüße	112808	232,37	112812	210,00
2 Gleitfüße, 2 Rollenfüße	112809	222,00	112813	241,00
4 Rollenfüße	112810	227,00	112814	262,00
9 Zubehör Wandhalterung (beschichtet)	188289	75,00	188289	75,00

10 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG I

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,5 kg
- Maße: 2000 × 300 mm

Best.-Nr. 112811

€ 33,35

11 Schutzhülle ultraSTRETCHER BAG II

- Mit Reißverschluss und Tragegriff
- Gewicht: 0,3 kg
- Maße: 1200 × 330 mm

Best.-Nr. 112815

€ 31,54



10

11



12 ultraKEY S Schlüsselmappe

- Aufbewahrungsmappe für 15 Schlüsseln
- Aus robustem, abwaschbarem Cordura-Material
- Jeder Schlüssel über Klicksystem abnehmbar
- Maße: 200 × 80 × 290 mm (B × H × L)

Best.-Nr. 126353

€ 50,36

Ersatzfüllungen für Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschrank

ultraFILLING 13157

- 44-teilig

Best.-Nr. 110888

€ 9,95

ultraFILLING 13169

- 126-teilig

Best.-Nr. 183905

€ 22,03



Medizintechnik

- Defibrillatoren
- EKG-Geräte & Zubehör
- Spirometriegeräte
- Sonografie & Zubehör
- HF-Chirurgie
- OP-Leuchten
- Röntgen
- Physikalische Therapie



Alle Preise können sich innerhalb der Kataloglaufzeit ändern!

€

Bitte fragen Sie Ihren Co-med Fachhändler oder besuchen Sie unseren Onlineshop.



Alle Abbildungen können Zusatzoptionen enthalten



AMEDTEC ECGpro® CardioPart 12 USB PC-Ergometrie

Das 12-Kanal-Belastungs-EKG mit dem optimalen Workflow. Schnell, präzise und einfach.

- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Wahlweises Ansteuern von Laufband- bzw. Fahrradergometer und Stress-Echoliege von einem Messplatz
- Erstellen von anwenderspezifischen Lastprofilen als Stufe und/oder Rampe
- Ein-Tasten-Bedienung -> Anwender wird „Schritt“ durch die Untersuchung geführt
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen
- Integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement

Ergometrie-Paket CardioPart 12 USB

PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation, ST-Vermessung, Ergometer-Steuerung und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen.

Best.-Nr. 129171 € 4.350,00

Optional Fahrradergometer medical bike mb-1

Fahrrad-Ergometer, fernsteuerbar durch PC inkl. Bluetooth-Schnittstelle, Sitzhöhe manuell verstellbar, Last: 5 – 1000 Watt, max. Patientengewicht: 200 kg

Best.-Nr. 129172 € 3.520,00

Optional PC/Gerätewagen-Paket

MCC-Compact Gerätewagen mit Monitor- und Sauganlagenhalterung, Sauganlage DT 80 T, 22 Zoll All-In-One PC mit MPG Netzteil

Best.-Nr. 129173 € 5.340,00

AMEDTEC ECGpro® CardioPart 12 USB PC-Ruhe EKG

- EKG-Erfassungsgerät CardioPart 12 USB
- Programm für Ruhe- und Rhythmus-EKG
- Automatischer Befundbericht inklusive editierbaren vordefinierten Textbausteinen
- Integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement

Ruhe-EKG-Paket CardioPart 12 USB


PC-basiertes 12-Kanal-Ruhe-EKG mit Software AMEDTEC ECGpro® für Ruhe- und Rhythmus-EKG, automatische EKG-Vermessung, automatische EKG-Interpretation und Datenmanagement, GDT-Schnittstelle und AMEDTEC ECGpro® NetworkLight für die Vernetzung von 3 Arbeitsstationen

Best.-Nr. 129170 € 2.350,00

Zubehör (falls keine Sauganlage verwendet werden soll) CardioPart 12 Patienten-kabel, 10-adrig, IEC

Ausführung	Best.-Nr.	€
Druckknopf, 1,05 m	129174	145,00
Klammer, 1,05 m	129175	145,00
Druckknopf, 1,53 m	129176	145,00
Banane, 1,53 m	129177	145,00

Ruhe-EKG/Ergometrie auch als Bluetooth-Variante gegen Aufpreis erhältlich.



AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Das komplette Langzeit-EKG-System mit dem optimalen Workflow.

- EP830 digitaler Holter EKG Rekorder mit Schrittmachererkennung und OLED-Farbdisplay
- 3 oder 12 Registrierkanäle, Aufzeichnungsdauer mehr als 14 Tage
- Rhythmusanalyse mit EKG-spezifisch einstellbaren Parametern
- Intelligente Schrittmacheranalyse, Detektion von Vorhof-Arrhythmien
- Erstellung automatischer, editierbarer und konfigurierbarer Berichte
- Integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement

Set AMEDTEC ECGpro® Holter EP8-A 830 Net

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 14 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patienten-kabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt, Softwareanalyse Lizenz EP8-A Net, USB Download Kabel

Best.-Nr. 129178 € 6.520,00

Optional Rekorder AMEDTEC ECGpro® Holter EP830

Digitaler 3-Kanal-Rekorder EP830, spritzwassergeschützt mit Schrittmachererkennung und Farbdisplay für EKG-Aufzeichnungen von mehr als 14 Tagen, SD-Karte, 4-adriges Patienten-kabel, 2 Stück AA-Batterien, Gürtelhalterung mit Gurt

Best.-Nr. 129179 € 2.275,00



AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB

Schonende Diagnostik im Rahmen Ihrer 24h Langzeit-Blutdruck-Messung

- Aussagekräftige Daten: Mit dem Holter-RR ist ein zuverlässiges ambulantes Blutdruckmonitoring garantiert.
- mehrtägige Aufzeichnung (bis 72 h)
- Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert.
- integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement

Set AMEDTEC ECGpro® Holter-RR USB

Ambulantes nichtinvasives Blutdruckmessgerät der neuesten Generation zur 24-Stunden-Langzeit-Überwachung. Im Lieferumfang enthalten: Manschette S, M, L, Tasche mit Tragegurt, Ladegerät mit 4 Akkus und USB-Anschluss-Kabel

Best.-Nr. 129180 € 1.885,00

SCHILLER

Ergometrieklassiker vom Marktführer



1 Cardiovit CS-104 Ergo-Paket OFFICE plus

bestehend aus:

Software CS-104 Ruhe EKG, Software EXEC Expert zu CS-104, Cardiovit FT-1 „M“ USB, Kommunikations-Lizenz, Patientenkabel (Flat) 10-adr. Banane, Registrierpapier zu FT-1 BPA-frei, Einmal-TAB-Elektroden (100 Stück), Clip-Adapter, med. Netzteil, Anschlusskabel 1,8 m USB, Sana Bike 500, Steuerkabel 9 pol. Sana Bike, SEMA3 Office System 2 User

Best.-Nr. 124541 € 8.090,00

2 FlexCart+ „PC“-Ergoset

bestehend aus:

FlexCart+ „PC“, Kaltgeräte-Kabel 0,5 m und Verlängerung, Sauganlage DT-80 T Ext. 1,3 m, All-in-One PC 23,8“, Adapterkabel für SA, Funk-Desktop-Tastatur, MPG-Netzteil, USB zu RS-232 Adapter zu All-in-one PC

Best.-Nr. 124542 € 6.100,00

Einfachste Bedienung! Modernste Technik! Leicht und kompakt!

Cardiovit FT-1

Tablet EKG mit eingebautem PC

- Ultraleichtes EKG-Tablet (nur ca. 1 kg)
- 8"-Multi-Touchscreen
- Integrierter Thermodrucker
- Speicher für bis zu 300 EKGs
- ETM-Interpretationsalgorithmus (optional)
- CCAA zu STEMI-Erkennung (optional)
- Akkubetrieb
- Einfachste Integration in Praxis-Systeme
- GDT-Anbindung nur mit optionaler Software möglich (SEMA Link - kostenlos, SEMA 3 und CS104 gegen Aufpreis)
- LAN, WLAN und USB Schnittstelle
- Maße: 230 x 160 x 30mm



Lieferumfang:

Gerät, 1 x Patientenkabel 10-adrig Banane Flat, EKG-Papier, 100 Einmal-TAB-Elektroden, 10 Clip-Adapter, med. Netzteil

Best.-Nr. 119498 € 2.990,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Software ETM (Interpretationsprogramm inkl. Sportler-Interpretation)	122471	590,00
Papier (1 Faltlage)	121293	8,40

SPIROVIT SP-1 G2

- Portables Spirometer mit Ultraschall-Technologie
- Ultraschalltechnologie: kalibrierungsfrei, keine Aufwärmzeit, keine beweglichen Teile
- Echtzeit-Anzeige
- Zahlreiche Messwerte inkl. Interpretation (FVC, VC und MVV, zusätzlich sind auch Prä- und Post-Messungen möglich)

Lieferumfang:

Spirovit SP-1 G2, 1 x SpiroScout SP+, 50 x Einmal-Atemrohr ScoutTube, 50 x Nasenklammer Plastik, 1 x Staubschutzhülle, 1 x EKG-Papier, USB-Kabel zu SP-1 G2

Best.-Nr. 127661 € 2.590,00



SpiroScout SP plus

Spirometrie – Ultraschallbasierend

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895 € 1.890,00

Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50



EKG-Innovationen

Einfachheit und höchste Qualität vereint

Cardiovit AT-1 G2

- Kompakter Elektrokardiograph für 12 simultane Ableitungen
- Hochauflösender Farbbildschirm zur Signalkontrolle
- Einfachste Bedienung
- Netz- und Akkubetrieb
- Integrierter 3-Kanal-Thermokammdrucker
- EKG-Vermessung
- EKG-Interpretationssoftware ETM (optional)

Lieferumfang:

Gerät, Netzkabel, 1 x Registrierpapier,
1 Patientenkabel 10-adrig, 4 Klammerelektroden,
6 Brustwandsaugelektroden, Staubschutzhülle

Best.-Nr. 120899

€ 1.350,00



Zubehör

Papier

- Maße: 70 x 80 mm x 25 m

Packung mit 25 Faltlagen

Best.-Nr. 122560

€ 137,50



Langzeit-RR BR-102+

- Einzigartig: Auskultatorische Messmethode mit oszillometrischem Backup
- OLED-Farbdisplay
- 2-Tasten-Bedienung
- Messdauer 24 oder 48 Stunden
- Für Screening, Behandlungssteuerung und Überwachung
- Flash-Speicher für bis zu 400 Messungen
- USB Schnittstelle für Datenübertragung
- Sprachaufzeichnung für Patientendaten
- Inkl. Software Darwin 2
- GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 118732

€ 1.700,00

Langzeit-EKG medilog® AR DARWIN2 OFFICE Paket

- Ereignisübersicht
- Musterklassen (QRS Templates)
- Herzfrequenzvariabilität im Zeitbereich
- Vollausschrieb (Full-Disclosure-EKG)
- ST-, QT- und Schrittmacher-Analyse
- Reportmanagement
- Pure ECG®
- medilog® DARWIN2 OFFICE Software
- Spritzwasserfest (IP22) und extrem leicht
- Abtastrate 32000 Hz
- Inkl. SPM Lizenz
- Bluetooth Schnittstelle für PC-gestützte EKG-Kontrolle, GDT-Schnittstelle optional

Best.-Nr. 123636

€ 4.990,00



SCHILLER



Defibrillator FRED easyport plus

- Farbbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassungsfunktion
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via GSM (optional), Bluetooth oder USB

Lieferumfang:

FRED easyport plus FIRST, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnektiert RFID, 1 x Geräteschutz-/Zubehörtasche, 2 x Lithium-Metall Batterie

Best.-Nr. 124543 € 2.190,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw. vorkonnektiert RFID (1 Paar)	124544	71,00
Defi-Elektroden Erw. (1 Paar)	292690	49,00
Defi-Elektroden Kinder (1 Paar)	292691	71,00
Lithium-Batterie	125084	165,00



Der kleinste Defibrillator der Welt!



FRED easyport – AED für die Arzttasche

- Externer Defibrillator (Halbautomat)
- Hochauflösender LCD-Bildschirm (EKG-Monitor)
- Gepulste Biphas – besonders effizienter Schock
- Extrem kurze Schockerholung
- Maße: 133 x 126 x 35 mm (T x B x H)
- Gewicht: nur 490 g inkl. Batterie

Lieferumfang:

Gerät, 1 Paar Defi-Elektroden, 1 x Tragetasche, 2 x Batterie, 1 x Mini-SD-Card, 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 292689 € 2.090,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erwachsene (1 Paar)	292690	49,00
Defi-Elektroden Kinder (1 Paar)	292691	71,00
Lithiumbatterie	115373	159,00



Zubehör für FRED PA-1 vollautomatischer Defibrillator

	Best.-Nr.	€
Free CPR (Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage)	123545	300,00
Defi-Elektroden Kinder (1 Paar)	292691	71,00
Defi-Elektroden Erw. vorkonnektiert RFID (1 Paar)	124544	71,00
Lithiumbatterie	127404	197,00

Wandstränke auch mit Alarm und Warnleuchte auf Anfrage.

Für den Bereich Kardiologie, Sportmedizin und Rehabilitation

SCHILLER



€ 2.830,-
Best.-Nr. 120900



Sitz-Ergometer Sana Bike 1000

- Belastungsbereich 20 bis 999 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Patientengewicht bis 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Best.-Nr. 120858 € 3.700,00



Sitz-Ergometer Sana Bike 1000 BP

wie Sana Bike 1000, jedoch zusätzlich:

- Integrierte Blutdruckmessung
- SpO₂ Messung optional
- Elektr. Sitzhöhenverstellung optional

Best.-Nr. 120867 € 5.620,00

Sitz-Ergometer Sana Bike 500

- Niedrigster Einstieg
- Belastungsbereich 20 bis 500 Watt
- Automatische Belastungssteuerung
- Drehzahlunabhängige Belastung
- Blutdruckmessung optional



1



2

1 Halbliege-Ergometer

- Neigung einstellbar 0° – 45°
- Sattelhöhe und Kopfstütze stufenlos einstellbar über Fernbedienung
- Blutdruckmessung optional
- Automatische Computersteuerung über galvanisch getrennte RS-232 Schnittstelle
- Patientengewicht bis max. 160 kg
- Drehzahlunabhängige Belastung

Sana Couch 1000

Best.-Nr. 120885 € 7.490,00

Sana Couch 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120891 € 9.410,00

2 Stress-Echo-Halbliege-Ergometer

- Zusätzliche stufenlose Drehung um 45° der Liegefläche nach links für Ultraschallaufnahme

Sana Cardio 1000

Best.-Nr. 120892 € 10.520,00

Sana Cardio 1000 BP (mit Blutdruck)

Best.-Nr. 120898 € 12.440,00



Anspruchsvoll. Multifunktional. Unvergleichbar.



Optionen

Blutdruckmessung	
Best.-Nr. 118509	€ 1.695,00
Bluetooth-Schnittstelle	
Best.-Nr. 118510	€ 138,00
WLAN-Schnittstelle	
Best.-Nr. 118511	€ 285,00



ergoselect 4 M

- Weiter, offener Durchstieg
- Extrem leiser Antrieb (spezielle 2-stufige Riementechnologie)
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- 6 – 1000 Watt
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118508

€ 3.895,00

Optionen ergoselect 4 und 5

Bedieneinheit P

- 10 Ergonomieprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118512

€ 325,00



Bedieneinheit Farb-Touch

- 10 Ergonomieprogramme (frei programmierbar)
- 10 Trainings-/Testprogramme
- Manueller Betrieb

Best.-Nr. 118513

€ 485,00



Sattelhöhen-Verstellung mit Gasdruckfeder

Best.-Nr. 118514

€ 325,00



Sattelhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118515

€ 545,00

Lenkerhöhen-Verstellung mit Motor

Best.-Nr. 118516

€ 545,00



ergoselect 5 M

- Leistung 6 – 1000 Watt
- Bedieneinheit M (Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG)
- Hohe Standfestigkeit (Aluminium-Plattform)
- Nahezu lautlos durch spezielle Riementechnologie
- Patientengewicht: 160 kg (200 kg optional)
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 118517

€ 4.145,00

ergoselect 1

- Tiefer Durchstieg
- Sitzhöhenverstellung für Körpergröße 120 cm bis 210 cm
- Lenkerverstellung (Schwenkbereich 360°)
- Belastung 6–450 Watt
- Basis-Steuerkopf mit 10 Ergometrieprogrammen
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG
- Patientengewicht 160 kg (max.)



€ 3.145,-

Best.-Nr. 122600



ergoselect 10 M

- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Stufenlose Liegeverstellung (kippen) 0° – 45° mit Motor
- Funktion als Belastungs-Ergometer und Untersuchungsliege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 122390

€ 10.645,00

Optionen

Blutdruckmessung

Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00



ergoselect 12 M

- Schwingungsfreie, stabile Liegenkonstruktion
- Patientengewicht: 200 kg
- Kipp- und neigbar 0° – 45° für dynamische Stressechokardiographie
- Funktion als Stressecho- und Untersuchungsliege
- Motorsteuerung über Fernbedienung
- 3-fach programmierbare Liegeposition
- Niedrige Aufstiegshöhe
- Liegenfläche: 200 × 65 cm (L × B)
- Fernsteuer-Betrieb durch PC-EKG, EKG
- Schnittstellen: RS-232, USB

Best.-Nr. 120545

€ 13.995,00

Optionen

Blutdruckmessung

Best.-Nr. 292226

€ 1.695,00





ergoselect 8/10/12 – abklappbare Ergometrieinheit



ergoselect 10/12 – als Untersuchungsliege

Qualität und bewährte Technik



ergoselect 1200 P

- Duale, stufenlose Liegeverstellung 0° – 45° mit Motor (kippen und neigen)
- Komfortable Motorsteuerung mit Speicher
- Verstellbare Schulterstützen und Kopfteil
- Liegenbreite 50 cm
- Universelle Schnittstellen zu EKG und PC-EKG

Best.-Nr. 292869 € 10.795,00

Optionen

Blutdruckmessung
Best.-Nr. 292226 € 1.695,00

Beinauflagen (Paar)
Best.-Nr. 292870 € 495,00



First Class PC-EKG-Systeme

SmartScript

Das leistungsstarke USB-EKG auch für Ihren PC

- 12-Kanal Bildschirmanzeige/Online-Datenaufzeichnung aller wichtigen Informationen
- Leichte Bedienung – EKG mit nur wenigen Mausklicks
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktion an den Praxisablauf
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via optionaler GDT/BDT-Schnittstelle
- Praktischer PDF-Export der Protokolle als PDF
- Optionale Ansteuerung von Laufband- und Fahrradergometern verschiedener Hersteller
- PC-Paket optional erhältlich

Best.-Nr. 292777 € 2.490,00

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Classic

- USB-Ruhe-EKG mit Vermessung und Interpretation, Patientenkabel

Best.-Nr. 117807 € 3.220,00

SmartScript – USB Ruhe-EKG-Paket Comfort



- wie Ruhe-EKG Classic mit zusätzlicher Netzwerk- und GDT-Anbindung

Best.-Nr. 117809 € 3.740,00

Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293041	200,00



Alle Pakete gegen Aufpreis von € 350,00

als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)

- Digitale Bluetooth®-Technologie für exzellente Signalqualität
- Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort
- Niedrige Betriebskosten, da kein MPG-PC oder Trenntrafo nach IEC 601-1 erforderlich
- Betrieb unter WindowsXP SP2, WindowsVista, Win7/8/10



Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Software-Erweiterung		Best.-Nr.	€
12-Kanal-Ergometrie-Software	Bis zu 20 Belastungsprofile für Ergometer und/oder Laufband, vollautomatische Steuerung der Last oder von Geschwindigkeit und Steigung über den PC	292778	790,00
Notfall-EKG-Software	Aufzeichnung eines Notfall-EKGs (ohne Patientendaten) mit anschließender Zuordnung zu einem Patientendatensatz	293039	169,00
Vektordarstellungs-Software	Darstellung der P-, QRS- und T-Schleifen in der Frontalebene	293040	399,00
SmartWatch	Online-Beobachtung einer Untersuchung von einem anderen Rechner im Netzwerk	292923	399,00



First Class Ergometrie-Lösungen für Ihre digitale Praxis



AB € **3.840,-**



All-in-one-PC auf Anfrage.

SmartScript USB – PC-Ergometriemessplatz

- Leistungsstarke SmartScript-PC-Ergometrie
- Variable Ansteuerung vieler Ergometer und Laufbänder
- Stufen- und Rampentest
- Abspeicherung aller Rohdaten
- Verlustfreie Echtzeit-Datenkompression
- Individuelles Anpassen der EKG-Funktionen an den Praxisablauf
- Echtzeit-Erfassung/Darstellung der EKG-Signale
- Anbindung an alle gängigen Praxis-EDV-Systeme via GDT/BDT-Schnittstelle
- Option SmartWatch für bequeme Online-Überwachung im Netzwerk
- Option Interpretation

Ergometrie-Paket Classic:

12-Kanal Ergometrie-Software mit Ruhe- und Rhythmus-Option und EKG-Vermessung, Netzwerk, GDT-Schnittstelle

Best.-Nr. 293036 € 3.840,00

Ergometrie-Paket Comfort:

wie Ergometrie-Paket Classic inklusive Fahrradergometer SmartBike 500

Best.-Nr. 294159 € 6.190,00

Ergometrie-Paket Comfort Plus:

wie Ergometrie-Paket Comfort inklusive Sauganlage Strässle DT-80T und SmartDesk PC-Arbeitstisch (80 x 50 x 120 cm)

Best.-Nr. 293833 € 8.890,00

Best.-Nr. 121369 € 8.690,00

(mit SmartRack Steharbeitstisch)

Paket Comfort / Comfort Plus auch mit Fahrradergometer SmartBike 500 mit automatischer Blutdruckmessung gegen Aufpreis lieferbar.

PC-Paket

PC-Anlage nach MPG (QuadCore Prozessor), 500 GB HDD, 4096 MB RAM, DVD-Brenner, Display, Laserdrucker (inkl. Trenntrafo nach IEC 601-1)

USB – Best.-Nr. 293038 € 2.390,00

Notwendiges Zubehör

- Wenn keine Sauganlage vorhanden ist

Patientenkabel 10-adrig mit Bananenstecker	Best.-Nr.	€
200 cm (Standard)	293041	237,00



Alle Pakete gegen Aufpreis als Bluetooth®-Variante erhältlich. (bei Bestellung angeben)

SmartBike 500

Fahrradergometer mit flüsterleisem Antrieb

- Hohe Standfestigkeit, belastbar bis 160 kg
- Extrabreiter, bequemer Durchstieg
- Einfache Sattelhöhenverstellung
- Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay
- Hochwertiger Riemenantrieb
- PC-Schnittstelle, wahlweise seriell oder Bluetooth® (optional)
- 20 – 400 W (999 W optional)

Best.-Nr. 119739

€ 2.620,00



Optionen	Best.-Nr.	€
999 Watt	121351	130,00
Automatische Blutdruckmessung	121353	1.775,00



SmartHolter24 Unsere Langzeit-EKG-Lösung

SmartHolter24 – Digitales Langzeit-EKG

Das Langzeit-EKG für höchste Ansprüche an Technik und IT-Vernetzung

- 2 moderne Aufnahmerekorder verfügbar (SmartHolter24-Rekorder und SmartHolter24 Kobold)
- 3-Kanal EKG-Aufzeichnung
- Aussagekräftige EKG-Protokolle
- Zugang zu allen gängigen Praxis-EDV-Systemen via optionaler GDT-Schnittstelle
- Stromversorgung: nur eine Mignon-Zelle (Typ AA) oder integrierter Akku
- Optional: verlängerte Aufzeichnungszeit (48 h / 72 h)



 Abb. ähnlich



SmartHolter24 Kobold

Digitaler, sehr kleiner (55 × 45 × 17 mm) und leichter 3-Kanal Langzeit-EKG-Rekorder, 72 Std. Aufnahmedauer, integrierter Li-Ion-Akku, Befestigung auf Elektrode möglich (2-adr. Patientenkleber erforderlich), inkl. SD-Karte, Tragetasche und 3-adrigem Patientenkleber

Best.-Nr. 118726 (ohne Software) € 1.290,00

SmartHolter24-Rekorder

Digitaler Langzeit-EKG-Rekorder mit Patientenkleber (5-adrig), Tragetasche mit Hüftgurt, SD-Karte 2GB, Batterie 1,5 V AA/LR6, CF-Card-Lesegerät

Best.-Nr. 293029 (ohne Software) € 1.590,00

SmartHolter24 – Softwarepaket

- Komfortable Digital-Werkzeuge mit vielfältigen Funktionen zur schnellen Validierung
 - HRV-Analyse tabellarisch und grafisch (Histogramm, Trends, Powerspektrum, Poincaré-Plot), ST-Analyse
 - 3-Kanal QT-Analyse
 - Praktischer PDF-Export und eMail-Versand der Protokolle
- Automatisch berechnete Parameter:
VES, SVES, Couplets, SV-Tach, Bigeminus, ST-Analyse, Pause, Patienten-Ereignisse, Bradykardie, Tachykardie, HF-Variabilität, HFmax, HFmin

Softwarepaket ohne Rekorder

Best.-Nr. 293030 € 4.290,00

Digitales Langzeit-EKG + Softwarepaket = Unsere Langzeit-EKG Paket-Lösungen

Softwarepaket mit SmartHolter24 Kobold

Best.-Nr. 118725 € 5.090,00

Softwarepaket mit SmartHolter24-Rekorder

Best.-Nr. 118206 € 5.290,00



SmartHolterWeb-Lösung für Auswertegemeinschaften

Internetbasierter Datentransfer zwischen Zuweiser und Auswerter. Dadurch entfällt der Postversand von Speichermedien, was zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis führt. Einfachste Handhabung und verschlüsselte Datenübertragung machen SmartHolterWeb zur zuverlässigen Lösung für Auswertegemeinschaften.

SmartHolterWeb Software für Zuweiser

(ohne Rekorder)
Best.-Nr. 115719 € 350,00

Zuweiserpaket mit Software und Rekorder

SmartHolter24 Kobold
Best.-Nr. 117971 € 1.590,00

Zuweiserpaket mit Software und

SmartHolter24-Rekorder
Best.-Nr. 117813 € 1.890,00



Die ECGs von Nihon Kohden

- 12-Kanal LCD-Farb-Display, mit Herzfrequenz und Artefakt-Anzeige
- Vermessung und Interpretation im Ruhe-EKG
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Integrierte alphanumerische Tastatur
- Integriertes SD-Laufwerk
- USB-Schnittstellen, LAN-Schnittstelle, WLAN-Funktion (optional)
- Netz-/Akkubetrieb
- Alarm-Hilfs-Funktion (Elektrodenüberwachung)
- Bis zu 20-stellige ID

- Arbeitsliste aus Datenbank Polaris.One (optional) übernehmen
- Direktdruck via Netzwerkdruker möglich
- Vorschaufunktion
- DICOM Ausgang
- PDF-Daten auf SD-Karte speicherbar

Lieferumfang:

Gerät, Batterie, 1 x Papier, Patientenkabel, Extremitäten-Klammern, Brustwand-Elektroden



cardiofax™

ECG-3350K/SETBASIS und ECG-3350K/SETWIFI

12-Kanal-EKG (18-Kanal optional)

- 8"-Display, klappbar
- DIN-A4-Ausschrieb
- Thermokammschreiber 210 mm
- USB-Anschluss für Scanner
- SETWIFI mit WLAN-Funktion
- Speicher für 800 EKGs intern
- PDF-Daten auf USB-Stick speicherbar
- Webbrowserfunktion

Modell	Best.-Nr.	€
ECG-335K/SETBASIS	126705	3.230,00
ECG-3350K/SETWIFI	126706	3.450,00

cardiofax S

ECG-2250-103D

12-Kanal-EKG mit 3/6 Kanal Ausdruck

- 7"-Display, angewinkelt
- Thermokammschreiber 110 mm
- Analogausgang für Kontrollmonitor
- WLAN-Funktion (optional)
- Speicher für 400 EKGs intern

Best.-Nr. 126704



€ 2.350,00

cardiolife AED



AED-3100

Automatischer externer Defibrillator

- Kontinuierliche VF/VT-Analyse
- Schnelle Analyse – schnelles Laden (vom Einschalten bis zur Entladung nur max. 15 Sek.)
- Täglicher Selbsttest zur Prüfung von Batterie, Pads und Schaltkreis
- Einfache Dreischrittbedienung mit Sprachanweisung
- Einfaches Umschalten für den Einsatz bei Kindern
- Einwegpads für Erwachsene und Kinder
- Status-Anzeige (Grün/Rot), Schocktaste
- Kapazität: 200 Entladungen oder 7,5 Std. Überwachung
- Batterie-Lebensdauer im Standby: 4 Jahre
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser IP66
- Maße: 206 x 252 x 97 mm (B x T x H)
- Gewicht: 2,3 kg mit Batterie und Pads


Lieferumfang:

Gerät, 4-Jahres Batterie, 1 Paar AED-Elektroden

Best.-Nr. 119948

€ 1.190,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Kinder/Erw. (1 Paar)	120458	79,00
Batterie	120945	282,00



Geräte einweisungs-pflichtig nach MPG



Auch mit Ergometer-Paket



SE-12 Express


12-Kanal-EKG

- 12,1" faltbarer Farb-Touchscreen
- Eingebaute Glasgow-Interpretation
- Farbkodierte Signalqualitätsanzeige
- Abtastrate 16000 Hz, Bandbreite 0,01 Hz bis 300 Hz
- Alphanumerische Tastatur
- Speicher für 800 EKGs
- Datenübertragung auf PC per LAN/RS-232
- EKG-Bericht im PDF-Format in DIN A4 (100 Blatt), Lithium-Akku (5000 mAh)

Lieferumfang:

SE-12 Express, Patientenkabel, 6 x Saug-/4 x Klammer-Elektrode für Erwachsene, 1 x Packung EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt), Lithium-Akku (5000 mAh)

Ausführung	Best.-Nr.	€
SE-12 Express Standard	124258	2.899,00
SE-12 Express mit Ergometrie-Paket	124259	3.999,00
Zubehör		
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier DIN A4 (100 Blatt)	124261	16,00



SE-301

3-Kanal-EKG

- 5" hochauflösender Farb-Touchscreen
- Simultane 12-Kanal-Erfassung, wählbare Druckansichten
- Farbkodierte Signalqualitätsanzeige
- Abtastrate 16000 Hz, Bandbreite 0,01 Hz bis 300 Hz
- Ein-Tasten-Bedienung
- Automatische Messung und Interpretation, auch per Glasgow (optional)
- Speicher für 500 EKGs, erweiterbar per USB/Micro-SD
- EKG-Bericht im PDF-Format
- Gewicht: ca. 1 kg

Lieferumfang:

SE-301 mit oder ohne Glasgow-Interpretation, Patientenkabel, 6 x Saug-/4 x Klammer-Elektrode für Erwachsene, 1 x Rolle EKG-Papier (80 mm x 20 m), Lithium-Akku (2500 mAh)

Ausführung	Best.-Nr.	€
SE-301	124262	999,00
SE-301 mit Glasgow-Interpretation	124263	1.099,00
Zubehör		
Datenmanagement-Software	124260	650,00
EKG-Papier 1 Rolle (80 mm x 20 m)	124264	12,50



Defibrillator iPAD CU-SP1

- Detaillierte Sprachanweisungen führen Schritt für Schritt durch den gesamten Rettungsprozess
- Automatische Lautstärkenanpassung
- Übersichtliche LCD-Statusanzeige (Funktion-, Batterie und Elektrodenstatus)
- Artefakte und CPR Erkennung
- Integrierter Kinder- und Erwachsenenmodus (**keine extra Elektroden**)
- Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttest
- Vorkonnetzte Elektroden
- Datenübertragung via SD Karte oder Infrarotschnittstelle
- Maße: 260 × 256 × 69,5 mm (B × L × H)
- Gewicht: 2,4 kg (einschließlich Batterie und Elektroden)
- Schutzklasse IP55
- **8 Jahre Garantie auf das Gerät**

Lieferumfang:

iPAD CU-SP1, Tragetasche, Longlife Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar)

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Halbautomat	123566	1.150,00
2 Vollautomat	123306	1.150,00

€ 1.150,-



! Geräte einweisungs-pflichtig nach MPG

Defibrillator iPAD CU-SP2 „Jedermann“

- Halbautomat
- Einsatzverlaufkontrolle durch hochauflösendes Farb-Display
- Anzeige von Vitalparametern und EKG des Patienten
- Audiovisuelle Instruktionen
- Konfigurierbare, biphasische Energieabgabe
- Integrierter Kinder- und Erwachsenenmodus (keine extra Elektroden)
- Datenübertragung via SD-Karte oder Infrarotschnittstelle
- EKG-Monitoring durch Bluetooth Patientenmodul (optional)
- Bluetooth Drucker SP2 (optional)

- Maße: 260 × 256 × 69,5 mm (B × L × H)
- Gewicht: 2,4 kg inkl. Batterie
- Schutzklasse IP55
- **8 Jahre Garantie auf das Gerät**

Lieferumfang:

iPAD CU-SP2, Geräetasche, Longlife Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar)

Best.-Nr. 124235 € 1.850,00



Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden Erw.	120716	59,00
Defi-Elektroden Kinder	120723	109,00
Batterie	120715	189,00
Akku iPAD	120712	360,00
3 Wandschrank	120732	170,00
4 Wandschrank mit Alarm nur für SP1	120733	245,00
Hinweisaukleber (148 × 148 mm)	124882	4,00
Nasen-/Winkelhinweisschild (20 × 20 cm)	124883	24,90
Defi-Safe-Set: (2 Paar Einweghandschuhe, 2 × Kleiderschere, 2 × Einmal-Rasierer, 2 Alkohol-Reinigungspads, 1 Verbandtuch 40 × 60 cm, Beatmungstücher mit FFP3-Filter)	124884	14,25



Wandschrank

- Mit Alarm und Signal
- Maße: 38 × 38 × 20 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 121465 € 146,48

Elektroden-Sauganlagen für jede Räumlichkeit



DT BASIC T

Die Kompakte für den speziellen Einsatz mit Klebeelektroden

- Leistungsfähiges und platzsparendes Tragarmsystem
- Tragarm stufenlos von 84 auf 132 cm ausziehbar
- Arretierendes Gelenk bewegt sich vertikal in einem Radius von 150°
- Gedämpfter horizontaler Schwenkradius 360°

Bestehend aus:

Tragarm Basic T, 1 × Patientenkabel mit Verteiler Basic T, 1 × Elektrodenkabelsatz DT Basic 6/4, 1 × Tischhalterung, Elektroden Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 118733 € 1.279,00

Saug4T / DT-80T

- Zum Anklebmen an Tischen, Arbeitsplatten usw.
- Hoher Bedienkomfort durch Einhandbedienung
- Tragarm mit großer Reichweite (Schwenkbereich ca. 315°, 120/240 cm)

Bestehend aus:

6 × Vakuumelektrode 1 m und 4 × 1,3 m

Tragarm, Vakuumeinheit mit Bedienteil und Halter, Tischhalterung, Netz-kabel, 250 ml Elektroden-spray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 118489 € 2.199,98



Saug2T / DT-100T

Bewährtes Tischmodell

- Zum Anklebmen an Tischen, Arbeitsplatten usw.

Bestehend aus:

6 × Vakuumelektrode 1 m und 4 × 1,3 m

Tragarm, Vakuumeinheit, Bedienteil mit Halter, Tischhalterung, Netz-kabel, 250 ml Elektroden-spray, inkl. Elektroden-Distanzhalter 2 × 2-er, 2 × 3-er

Best.-Nr. 117539 € 2.555,20




Spirometrie – Einfach & Sicher

Die einzige Spirometrie-Lösung ohne Kalibrierung und Wartung dank TrueFlow™ Technologie

1 EasyOne Air

EasyOne Air kann sowohl als PC-Spirometer, als auch mobil, also im stand-alone Modus betrieben werden und liefert jederzeit zuverlässige und genaueste Daten für eine präzise Diagnose.



Bluetooth™

TrueFlow bedeutet eine genaue und robuste Flussmessung, ohne dass während der gesamten Lebensdauer eine Kalibrierung durch den Benutzer erforderlich ist.

TrueFlow
makes the difference

- Sichere und einfache Bedienung dank farbigem Touch Screen
- Flexible Anwendung, konsistente Ergebnisse, unabhängig vom Einsatzort
- Datenaustausch via Bluetooth oder USB
- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:

EasyOne Air, Cradle, Software EasyOne Connect, 4 Stück EasyOne FlowTubes, Nasenklemme, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 120762

€ 2.041,00

Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2 Easy on-PC

Die PC-basierte Lösung


- Schnelle und wartungsfreie Spirometrie mit zuverlässigen Ergebnissen
- EasyOne Connect Software ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Ohne Kalibration und Wartung -> keine Kosten für Kalibrationspumpe und Wartung

Lieferumfang:

Easy on-PC, Software EasyOne Connect, Nasenklemme, 4 Stück Spiretten, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 293943

€ 1.368,00



Zubehör	EasyOne Air	Anzahl	Best.-Nr.	€
EasyOne FlowTube		50 Stück	120763	72,00
EasyOne FlowTube		200 Stück	120764	261,00
EasyOne FlowTube		500 Stück	128299	454,00
EasyOne Filter FT* (optional)		100 Stück	126786	141,00

Zubehör	Easy on-PC	Anzahl	Best.-Nr.	€
Spirette Standard		50 Stück	291638	72,00
Spirette Standard		200 Stück	293979	261,00
Spirette Standard		500 Stück	114234	454,00
EasyOne Filter SP* (optional)		100 Stück	126785	141,00

*Double Protection mit ndd EasyOne Filter-Lösung.

NUR original EasyOne Filter gewährleisten 100 % korrekte Messungen, da sie abgestimmt sind mit der aktuellen EasyOne Connect Software.



Vitalograph Pneumatrac™

Das PC-Spirometer für die präzise und komfortable Spirometrie in Praxis und Klinik – direkt auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet

- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG erweiterbar
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Optimale Hygiene und geringe Testkosten durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch Spirotrac 6 Software
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung

Best.-Nr. 126342

€ 1.490,00


V-CORE MESSTECHNOLOGIE

GOLD STANDARD
DER SPIROMETRIE

NIEDRIGE TESTKOSTEN
PRO PATIENT

PRÄZISE ROBUST
KOMFORTABEL

5
JAHRE GARANTIE



Spirotrac 6
Software um
12-Kanal-EKG
erweiterbar



Vitalograph ALPHA™ Connect

Das einfach zu bedienende All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC

- Mit Akku und integriertem Thermodrucker für den mobilen Einsatz in Praxis, Klinik und auf Hausbesuchen
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder Ihrem KIS via GDT/HL7
- Geringe Testkosten pro Patient und optimale Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung

Best.-Nr. 126343

€ 1.990,00



Vitalograph micro™

Eines der besten Spirometer unter den Günstigen

- Preiswertes Einstiegsmodell vom Marktführer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin
- PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten inklusive Kurven im PDF-Format
- Niedrige Verbrauchsmaterialkosten bei optimaler Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Intuitive Bedienung über hochauflösenden, reaktionsschnellen Touchscreen für die einfache Testdurchführung mit exakter Messgenauigkeit gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Premiumqualität mit 5 Jahren Garantie nach Registrierung

€ 720,-

Best.-Nr. 118992



Bakterien-Viren-Filter BVF™

Schützen Patient, Personal und Gerät vor Bakterien und Viren (inklusive SARS-CoV-2)

- Minimieren den Reinigungsaufwand
- Auch geeignet für Einmal-Turbinen und Einmal-Flusssensoren wie z. B. die ndd-Spirette

Best.-Nr. 290977 (Pckg. mit 50 Stück)

€ 49,00



ECO-BVF™ Set mit Nasenklemme

Mit ovaler Mundsektion und Beißkante

- Praktisches Set aus Filter und Nasenklemme im Polybeutel

Best.-Nr. 126818 (Pckg. mit 75 Sets)

€ 81,00

Zubehör und Verbrauchsmaterial für alle Vitalograph Spirometer	Best.-Nr.	€
Kalibrationspumpe 3 Liter	293244	395,00
Optional; ermöglicht Dokumentation der Genauigkeit vor Ort für Praxis-QM		
Nasenklemmen; angenehm zu tragen, sparen Zeit und Geld; Packung mit 200 Stück	182384	89,00
Vitalograph Papier schützt Drucker vor Ausbrennen und Reparaturen		
Thermodruckerpapier für neues ALPHA Connect, Packung mit 10 Rollen	126344	78,00
Thermodruckerpapier für ALPHA IV, Touch; Packung mit 5 Rollen	291685	39,00




Vitalograph EKG – Die handliche 12-Kanal-Lösung mit Bluetooth

Vitalograph BT12 EKG

Die Bluetooth-Lösung für schnelle, genaue und zuverlässige Ruhe-EKG-Messungen direkt auf Ihrem PC, Laptop oder Tablet.


- Schnelle und einfache Echtzeitauswertungen mit 10-Sekunden-Testoption
- Sofortiges Feedback für den Anwender zum korrekten Elektrodenkontakt für fehlerfreie Aufzeichnungen
- Drahtlose Bluetooth-Verbindung liefert saubere EKG-Daten mit reduzierten Artefakten und vermeidet so unnötige EKG-Wiederholungen
- Automatische Messungen mit Interpretation (Glasgow-Algorithmus) und Analyse helfen bei der zuverlässigen Diagnostik
- Berechnung der Herzfrequenz mit akustischem und visuellem Signal unterstützt bei der Beurteilung
- Automatischer Austausch von Patientendaten und Testergebnissen mit der Praxissoftware über GDT erspart das Kopieren und Scannen von EKG-Berichten
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- 5 Jahre Garantie nach kostenloser Produktregistrierung



Ideal für alle Besitzer eines PC-Spirometers mit Spirotrac Software

Das EKG wird einfach als Erweiterung in Ihrer vorhandenen Spirotrac Spirometrie-Software freigeschaltet.

Sie zahlen nur für die neue Hardware und profitieren von vielen Vorteilen.



Ihre Vorteile durch die Spirotrac® Software

- Eine Benutzeroberfläche für EKG und Spirometrie
- Eine Einbindung in die Praxissoftware
- Ein kompetenter Ansprechpartner für alles
- Volle Flexibilität – Sie können auch mit dem EKG starten und später die Spirometrie ergänzen
- Preisvorteil bei vorhandenem Spirometer mit Spirotrac Software, z. B. Vitalograph Pneumotrac

Vitalograph BT12 Ruhe-EKG mit Spirotrac 6 Software
Best.-Nr. 126345 € 1.850,00

Vitalograph BT12 ohne Software als Erweiterung für ein vorhandenes Spirometer mit Spirotrac Software
Best.-Nr. 126347 € 1.450,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Einmal-EKG-Elektroden (30 Stück)	126349	9,00

Ambu® BlueSensor / WhiteSensor EKG-Elektroden



Nassgel	Festgel
<ul style="list-style-type: none"> • Optimaler Hautkontakt • Geringer Übergangswiderstand • Exzellente Signalqualität • Stabile Leitfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Guter Hautkontakt • Gute Signaleigenschaften • Besonders hautschonend • Repositionierbar (gilt nicht für alle Elektroden)

Ambu® BlueSensor

- Dezentrierter Anschluss
- Kein Anpressdruck beim Anbringen der EKG-Kabel
- Erhalt einer intakten Klebefläche
- Mehr Komfort und Bewegungsfreiheit für den Patienten

Ambu® WhiteSensor

- Große Produktvielfalt
- Schnelle Anwendung, da leicht und schnell zu öffnende Elektrodentüte und einfache Handhabung
- Stabile Signalqualität für zuverlässige EKG-Ableitung für eine sichere Patientenüberwachung



Ausführung	Anschluss	Geltyp	Anwendung	Maße mm	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 VL-00-S	Druckknopf	Nassgel	Langzeit Erw.	72,0 × 68,0	25 Stück	188216	8,95
2 R-00-A	Banane	Nassgel	Ergometrie	57,0 × 48,0	25 Stück	294524	10,02
3 SP-00-S	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Erw.	42,5 × 38,0	50 Stück	294215	15,60
4 4500M	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Erw.	50,0 × 48,0	30 Stück	127505	7,90
5 WS-00-S	Druckknopf	Festgel	Kurzzeit Erw.	36,0 × 40,0	50 Stück	127506	7,68
6 4570M	Druckknopf	Nassgel	Kurzzeit Päd.	38,0 × 60,0	30 Stück	127507	5,73





COM-teX® Einmal-Elektroden

- PE-Schaumstoff
- Latex- und PVC-frei
- Mit Festgel vorgeliert
- Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen

Packung mit 30 Stück

AB € **2,38**

Ausführung	Maße (Ø)	Best.-Nr.	€
Druckknopfanschluss	45 mm	154876	2,71
ab 10 Packungen		Packung nur 2,38	
Bananenstecker 4 mm	45 mm	154878	5,01
Druckknopfanschluss, universell einsetzbar	40 mm	154877	4,43
Druckknopfanschluss, Kinder	30 mm	158543	4,45



COM-teX®
FAIRPREIS
und Top-Qualität

Sparen beim Praxisbedarf



GE-Brustwand-Saugelektrode

- An Bananenstecker anschließbar
- Kontaktfläche Silber-Silberchlorid

Best.-Nr. 140320

€ 37,60



3M™ Red Dot™ EKG-Elektrode

- Gute elektrische Eigenschaften
- Aus Schaumstoff
- Maße: 3,5 × 4 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125039

€ 14,79



Nihon Kohden Brustwand Saugelektrode

- Vernickelt mit grauem Gummiball
- Maße: Ø 20 mm, für 4 mm Bananenstecker

Best.-Nr. 294541

€ 10,27



3M™ Red Dot™ Soft Cloth Überwachungselektrode 2231

- Mit Solid Gel und Lasche
- Maße: 5,1 × 5,5 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 126341

€ 28,69



EKG Einmal-Elektrode für Langzeit-EKG

- Aus Vlies
- Maße: Ø 55 mm

Packung mit 60 Stück

Best.-Nr. 123974

€ 10,26



Tab-Elektrode für Ruhe-EKG

- Mit Clear-Gel
- Verbindung mit unten angebotenem Adapter
- Maße: 2,1 × 3,4 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 157008

€ 10,07



EKG Schaumstoff-Elektrode

- Geeignet für Kinder
- Mit Festgel vorgeliert
- Bananenstecker
- Maße: 4 mm × Ø 30 mm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 125883

€ 5,31

Adapterstecker

- Für Bananenstecker

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 114428

€ 41,84



COM-TeX®
FAIRPREIS
und Top-Qualität



AB € **2,89**

COM-TeX® EKG-Elektroden Kontakt-Spray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	2,89
5-Liter-Kanister	110314	11,65
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00



1

1 GE-Elektroden-Creme

Flasche mit 250 ml
Best.-Nr. 294037 € 13,74
ab 4 Flaschen Flasche nur € 13,16



2

2 Spectra Elektroden-Gel

Tube mit 250 g
Best.-Nr. 184302 € 4,67
ab 12 Tuben Tube nur € 4,21



3

3 SONOGEL Hautreinigungsgel

Tube mit 100 g
Best.-Nr. 151025 € 12,36



Signa Elektroden-Spray

- Hervorragend leitfähig
- Hypoallergen

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Pumpsprayflasche	140322	6,12
3,8-Liter-Nachfüll-Kanister	183615	44,68

Einweg-Vlies-Tragetasche

- Tragetasche zu Langzeit-EKG und -Blutdruck-Recorder
- Aus weißem Vlies mit blauem Zugband
- Maße: 18 x 13 cm
- Kordel: 70 cm lang

Packung mit 50 Stück
Best.-Nr. 123054



€ 47,50



Druckknopf-Adapter

- Verbindung Bananenstecker zum Druckknopf der Einmal-Klebeelektrode
- Farbe: weiß

Best.-Nr. 140309

€ 8,75



Extremitäten-Klammerelektrode

- Mit 4 mm Bananenstecker
- Ag/AgCl
- 4-er Satz
- Mit Farbcodierung (schwarz, rot, gelb, grün)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Set Erwachsene	124573	58,80
Set Kinder	124574	41,16



Gummispannband

4 Für Extremitäten

Loch-Schlitz-Reihe, Maße: 45 x 3 cm
Best.-Nr. 140374 € 5,41

5 Für Brustwand

1 Lochreihe, Maße: 135 x 3,2 cm
Best.-Nr. 140375 € 14,34

6 5 Lochreihen, Maße: 135 x 7 cm

Best.-Nr. 140301 € 29,17

Befestigungsknopf

Best.-Nr. 140302 € 2,24

Für Siemens-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Cardiostat 31 S	104 × 100 mm	300 Bl.	10 Faltsch.	140131	3,08 / Faltsch.
Sicard 440	148 mm × 25 m		1 Rolle	140132	3,80 / Stk.

Für Schiller-EKG BPS-freies Thermopapier

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
AT-1 G2	80 × 70 mm	314 Bl.	20 Faltsch.	124964	95,79 / Pack.
AT-1/SP-1	90 × 90 mm	290 Bl.	20 Faltsch.	124965	83,20 / Pack.
AT-10/SP-10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltsch.	124973	70,18 / Pack.
AT-10+/AT-110	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltsch.	124975	63,60 / Pack.
AT-102/ AT-102+/AT-102 G2	210 × 280 mm	100 Bl.	10 Faltsch.	124968	94,91 / Pack.
AT-2/AT-170/CS-200	210 × 280 mm	180 Bl.	10 Faltsch.	124967	124,49 / Pack.
AT-3	70 × 100 mm	200 Bl.	20 Faltsch.	124962	52,00 / Pack.
AT-4/AT-104	90 × 90 mm	176 Bl.	20 Faltsch.	124966	76,56 / Pack.
AT-5	135 × 140 mm	108 Bl.	20 Faltsch.	124969	102,76 / Pack.
AT-6/AT-6/3/SP-200	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltsch.	124977	57,37 / Pack.
CS-6/12	210 × 150 mm	400 Bl.	5 Faltsch.	124972	123,90 / Pack.
MS-2010/MS-2007	114 × 95 mm	154 Bl.	20 Faltsch.	124970	169,39 / Pack.
MS 2015	210 × 140 mm	180 Bl.	10 Faltsch.	124971	103,91 / Pack.

Für Hörmann-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Bioset 3500	110 mm × 25 m		1 Rolle	183476	3,54 / Stk.
Bioset 3600 / 3700	110 × 100 mm	180 Bl.	10 Faltsch.	188164	3,06 / Faltsch.
Spiroset 3000	110 × 100 mm	180 Bl.	10 Faltsch.	188164	3,06 / Faltsch.

Für GE Medical (Hellige)-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
CardioSmart/ Mac 1200	210 × 295 mm	150 Bl.	10 Faltsch.	184197	9,95 / Faltsch.
EK 53/56	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltsch.	172375	47,69 / Pack.
Mac 400/600	80 × 90 mm	280 Bl.	10 Faltsch.	158982	4,15 / Faltsch.
MicroSmart/ Mac 500	90 × 90 mm	360 Bl.	10 Faltsch.	113847	4,15 / Faltsch.

Für Bosch-Dimeq-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
503B/N	135 mm × 30 m		1 Rolle	140105	4,77 / Stk.
503V/D	120 mm × 30 m		1 Rolle	172361	5,20 / Stk.
506D/DS	145 mm × 60 m		1 Rolle	140106	7,51 / Stk.
603/606	130 × 135 mm	370 Bl.	10 Faltsch.	172375	47,69 / Pack.

Für Nihon-Kohden-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
9010/9020/ 9022/1250/ 2250	110 × 140 mm	150 Bl.	5 Faltsch.	151379	4,24 / Faltsch.
9110/9130/ 9132/1350/ 2350	210 × 140 mm	210 Bl.	5 Faltsch.	151558	8,77 / Faltsch.
9620	63 mm × 30 m		1 Rolle	154683	3,58 / Stk.
Cardiofax 3/ 2150	63 mm × 30 m		1 Rolle	140180	2,83 / Stk.

Für Mindray-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
DECG-03A	80 mm × 20 m		1 Rolle	113053	3,27 / Stk.
R12 Beneheart	210 × 295 mm	100 Bl.	10 Faltsch.	118288	99,12 / Pack.

Für Edan-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
SE 3/300	80 mm × 20 m		1 Rolle	113053	3,27 / Stk.

Für Medical Econet-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Cardio-M-Plus	210 mm × 30 m		1 Rolle	115054	6,21 / Stk.

Für Cardioline/Cardiette-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
100 Series	100 mm × 20 m		25 Rollen	124336	114,60 / Pack.

Für Fukuda/Fukuda Denshi-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
063F50-H03	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltsch.	183473	6,76 / Faltsch.
FCP-11 / OP-110 TE	63 mm × 25 m		1 Rolle	140180	2,83 / Stk.
FCP-145	145 mm × 30 m		1 Rolle	140907	6,23 / Stk.
FCP-15 / FX 7102 OP-119 TE	63 mm × 25 m		1 Rolle	140908	2,83 / Stk.
FX 7202	110 × 140 mm	145 Bl.	10 Faltsch.	154047	6,40 / Faltsch.

Für Cardisuny-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
IC 501 AX /BX/DX	63 × 100 mm	500 Bl.	10 Faltsch.	183473	6,76 / Faltsch.

Für Custo-EKG

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
Custo-Med	210 × 150 mm	250 Bl.	10 Faltsch.	140743	9,23 / Faltsch.

Für Kalamed-EKG

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
KES 601/601T	112 mm × 27,5 m	1 Rolle	124357	4,21 / Stk.

Für CTG-Geräte

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
HP 1350/1351 A	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltsch.	140529	3,85 / Faltsch.
HP 8040A/8041A	152 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltsch.	140174	3,07 / Faltsch.
Kranzbühler FetaCare	150 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltsch.	187963	5,68 / Faltsch.
Kranzbühler Fetacontrol 2/4	120 × 100 mm	150 Bl.	10 Faltsch.	140530	3,72 / Faltsch.
Oxford Team / Team Duo	143 × 150 mm	300 Bl.	10 Faltsch.	113850	11,16 / Faltsch.
4305 BAO/DAO	152 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltsch.	157197	3,56 / Faltsch.
Bionet FC 700	215 mm × 20 m		10 Rollen	294101	8,38 / Stk.
Bistos BT 350 FS-151-90-80 R01	149 × 90 mm	160 Bl.	10 Faltsch.	160161	4,35 / Faltsch.
Bionet FC 1400	151 mm × 25 m		1 Rolle	294102	8,59 / Stk.
CTG 7	150 × 100 mm	150 Bl.	5 Faltsch.	118644	22,80 / Pack.



Sie erhalten bei Abnahme von 20 Rollen oder Faltlagen 5 % Mengenrabatt.

Für Hellige-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundstücke	59 × 30/26 mm	100 Stück	140161	12,86 / Pack.

Für Vitalograph-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Alpha	110 mm × 30 m	5 Rollen	140912	5,74 / Stk.
Pappmundstücke	66 × 30,3/28,3 mm	100 Stück	140171	11,78 / Pack.

Für Fukuda-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
3000/K50U	110 mm × 25 m	10 Rollen	184356	4,16 / Stk.

Für Schiller-Spirometer

	Maße	Blatt	Inhalt	Best.-Nr.	€
SP 200/260	145 × 100 mm	260 Bl.	10 Faltl.	124977	57,37 / Pack.
SP 10	210 × 140 mm	158 Bl.	10 Faltl.	124973	70,18 / Pack.
Pappmundst. SP20/30	66 × 30/28 mm		100 Stück	113481	16,61 / Pack.
Pappmundst. SP100/200	75 × 26,5/24 mm		100 Stück	140548	12,28 / Pack.
Plastikmundst. SP150/250	75 × 27/24 mm		10 Stück	292769	22,00 / Pack.

Für Dego-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Spiromed 250/250R	112 mm × 25 m	5 Rollen	140164	2,65 / Stk.

Für Elmed-Spirometer FLC 1000

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowcheck	110 mm × 30 m	10 Rollen	140181	3,07 / Stk.

Für Custo-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pappmundst. Custovit M	60 × 31,5/29 mm	100 Stück	117407	16,25 / Pack.

Für Jäger-Spirometer

	Maße	Inhalt	Best.-Nr.	€
Flowscreen/Flowmate	110 mm × 30 m	1 Rolle	140181	3,07 / Stk.
Mundstücke Plastik	55 × 33/30 mm	25 Stück	281293	9,83 / Pack.
Bakterien-Viren-Filter, weiß		50 Stück	294137	57,88 / Pack.

Bakterien-Viren-Filter schützen Patient, HelferIn und Gerät vor Kontamination

Bakterien-Viren-Filter, blau

Für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec und ndd Spirette

ECO-Bakterien-Viren-Filter und Set, transparent

Für Jaeger/CareFusion/Vyair/Vyntus, Custo (Vit M, Spiro Mobile), MESA

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
BVF, blau	50 Stück	290977	55,61
ECO-BVF, transparent	75 Stück	124917	66,00
ECO-BVF mit Nasenklemme	75 Sets	124918	73,50

Nasenklemmen

Kunststoff

Packung mit 5 Stück
Best.-Nr. 115056

€ 7,12

Schaumstoffpads für Nasenklemmen

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 115057

€ 15,65

1 Descogen I - Granulat

Desinfektion von Sieben, Plastik-Mundstücken, Tachographen

Dose mit 1 kg
Best.-Nr. 294326

€ 40,55

2 Orange Solvent

Spezialreiniger für Medizinprodukte

Flasche mit 500 ml
Best.-Nr. 124224

€ 23,30

3 Descoton Extra

• Zur Desinfektion von Sieben, Plastik-Mundstücken, Tachographen

Dosierflasche mit 1 Liter
Best.-Nr. 118284


€ 31,20



In unserem Katalog sind die gängigsten Registrierpapiere aufgeführt. Weiteres Papier liefern wir gerne auf Anfrage.



Zubehör für EKG-Geräte/ SpO₂ Sensoren



Ruhe-EKG/Belastungs-EKG

Komplettkabel (10-adrig), mit vergossener Weiche und 4 mm Banane



Klammer-/ Druckknopf-ausführung und andere Hersteller auf Anfrage

Hersteller	Gerätetyp	Best.-Nr.	€
Cardioline	Cardiette arv/adv-Serie, Excel-Serie	294455	125,00
Bosch/Dimeq	EK 501, 503, 506, 601, 603, 606	291027	133,00
Welch Allyn	PRO EKG	117468	265,60
Custo med	Custo card	291034	135,00
GE/Hellige	MAC 1200 / MAC 1600 / MAC 2000	121363	135,00
GE/Hellige	EK-Serie ab EK 36, CardioSmart, CardioSys	291034	135,00
MESA	CARDIAX Bananenstecker	291035	190,00
MESA	CARDIAX Druckknopf	129369	190,00
Nihon Kohden	CardioFax Serie – EKG 8000/9000 Serie	293847	126,00
Fukuda Denshi	FX-, FCP-Serie, Alpha 500/600	115005	149,00
Schiller	AT 1, AT 2, AT 2 plus, AT 4, AT 102, MS2015	291038	125,00
Schiller	AT 100, AT 3, AT 5, AT 6, AT 10, AT 60	294455	125,00
Siemens	Sicard 440-740, 803, Cardiostat 3T-701-703	291034	135,00



SpO₂ Sensoren als Fingerclip (groß/klein), SoftTip, Wrapsensor



Auch erhältlich als Y-, Ohr- und Einmalsensor.

Andere Hersteller auf Anfrage

Typ	Kabellänge	Best.-Nr.	€
1 Nellcor Oxisensor	90 cm	294070	65,00
2 Nellcor Oxisensor	90 cm	294071	95,00
Nellcor Oxisensor	90 cm	294076	116,00
3 Philips Ref. M1191B	200 cm	121355	85,00
Philips Ref. M1191BL	300 cm	121356	95,00
4 Nellcor Oxisensor	90 cm	127665	126,00
5 Nellcor Oxisensor	90 cm	127666	100,00

Langzeit-EKG/Komplettkabel 5-adrig, Druckknopf-ausführung

Andere Hersteller auf Anfrage

custo-med	Custo Flash (V3), Custo Screen	291011	77,15
Schiller	MT 101(4-adrig) Original	121485	147,00
Schiller	medilog AR-4+, AR-12+, FD-5+	119320	142,00

Praxis-Tipp

„Kleine Stecker-Kunde“ für Reizstromzubehör

Bananen-Stecker S
4 mm



Bananen-Buchse B
4 mm



Bananen-Stecker SK
kaschiert 4 mm



Zubehör Physikalische Therapie



Schwämme

- Rundlinge ohne Löcher

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 60 mm 23 mm stark	145301	1,96
Ø 88 mm 23 mm stark	145302	2,60
Ø 100 mm 23 mm stark	145145	2,85



Schwammtaschen

Packung mit 1 Stück

innen	außen	Best.-Nr.	€
70 × 45 mm	80 × 65 mm	145176	3,85
80 × 60 mm	90 × 80 mm	145177	4,20
85 × 70 mm	95 × 90 mm	145178	4,20
100 × 65 mm	110 × 85 mm	145181	4,78
115 × 75 mm	125 × 95 mm	145184	4,43



Bitte geben Sie bei Bestellungen von Schwämmen unbedingt die Plattengröße Ihrer Elektrode mit an, da die Schwämme beim Trocknen kleiner werden.



Originalzubehör finden Sie bei den jeweiligen Geräten der Hersteller!

UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.

NEU!

Alle Preise auf Anfrage



Wissenswertes zu mobilen Ultraschallgeräten



VINNO A5

Mobilgerät

- 15,6" LED-Monitor
- 2 Schallkopfanschlüsse
- Gestochen scharfe Bilder
- Intuitive Bedienung
- Automatische Bild- und Parameteroptimierung (One-Key-Optimierung)
- Benutzerdefinierte Konfiguration
- Automatische Messprogramme und voreingestellte Arbeitsschritte
- Gerätewagen (Toona-CART) optional
- Gewicht: 6,8 kg

Ausführung	Best.-Nr.
VINNO A5	129181
VINNO A5 Paket	
1: inkl. Convexsonde A2-5C	124326
2: inkl. Linearsonde A4-12L	124327
3: inkl. Convexsonde A2-5C + Linearsonde A4-12L	124328



Mit optionalem Gerätewagen

VINNO E20

- 21,5" LED-Monitor
- 3 Schallkopfanschlüsse
- Hervorragende Bildgebung
- Schlankes und kompaktes Design
- Hocheffiziente Konnektivität
- Benutzerdefinierte Konfiguration
- Automatische Messprogramme und voreingestellte Arbeitsschritte



Ausführung	Best.-Nr.
VINNO E20	129182
VINNO E20 Paket	
1: inkl. Convexsonde F2-5C	129183
2: inkl. Linearsonde F4-12L	129184
3: inkl. Convexsonde F2-5C + Linearsonde F4-12L	129185

VINNO E35

- 21" LED-Bildschirm
- 3 Schallkopfanschlüsse
- Hervorragende Bildgebung
- Ansprechendes und kompaktes Design
- Benutzerdefinierte Konfiguration
- Automatische Messprogramme und voreingestellte Arbeitsschritte
- Ideal für jede klinische Umgebung



Ausführung	Best.-Nr.
VINNO E35	129186
VINNO E35 Paket	
1: inkl. Convexsonde F2-5C	129187
2: inkl. Linearsonde F4-12L	129188
3: inkl. Convexsonde F2-5C + Linearsonde F4-12L	129189





ULTRASCHALL. EINFACH. ÜBERALL

Die myMides C10 ist die ideale Ultraschallsonde für schnelle und mobile Sofort-Diagnosen. Die handliche Doppelkopfsonde ist sowohl mit einem Konvex- als auch mit einem Linearschallkopf ausgestattet und lässt sich ganz einfach über eine WLAN-Verbindung von einem Tablet, einem Laptop oder einem Smartphone aus betreiben.

myMides C10

- Linear- & Konvexschallkopf in einer Sonde
- Besonders einfache Bedienung und Handhabung
- Klare Bilder ohne Kabelverbindung
- Leicht, handlich & sehr robust
- 4 Stunden Betriebsdauer
- Kostenlose App für Android, iOS und Windows

Anwendungsbereiche:

Abdomen, Geburtshilfe, Kardiologie, Urologie, Niere, Lunge, Schilddrüse, Pädiatrie, Gefäße, Carotis, MSK, Nerven

Technische Daten:

Bildschirmmodi: B / B+B / B+M / Color / PW / PDI / B+Color+PW
 Linearkopf: Frequenz: 7,5 – 10,0 MHz, Tiefe: 20 – 100 mm
 Konvexkopf: Frequenz: 3,2 – 5,0 MHz, Tiefe: 90 – 305 mm
 Verbindung: Drahtlos WLAN, Kabelgebunden USB-C
 Maße: 121 x 54 x 30 mm, Gewicht: 186 g
 Wasserfestigkeit IPX7
 Lademöglichkeit: Type-C USB, Wireless charging
 Bildspeicherung: JPEG, MP4, DICOM



Garantiezeit	Best.-Nr.	€
24 Monate	129108	3.990,00
36 Monate	129109	4.290,00



1



2

LIKAWAVE VARIO® 3i

Die effektive Alternative für Therapeut und Patient

LIKAWAVE VARIO® ist eine echte Innovation in der Stoßwellentherapie. Der Nutzen liegt in der einzigartigen VARIO LOGIC TECHNOLOGIE, die, im Vergleich zu herkömmlichen Stoßwellentechnologien, eine hochenergetische, schonendere und effektivere Schmerzbehandlung verspricht.

Neue Impulse für die Schmerztherapie

- Flächenfokus (Zielsicher und hochenergetisch bis in die Tiefe mit der „Wide Focus“-Technologie)
- HD Keramik-Projektill (Speziell entwickelt für höhere Energien und komfortablere Behandlungen)
- Invert-Modus (Gesteigerte Patienten-Akzeptanz und verbesserte Behandlungsergebnisse)



VARIO LOGIC TECHNOLOGY (VLT)

1 LIKAWAVE VARIO® 3i

Stoßwellengerät mit Zubehörkoffer und Handstückhalter

Best.-Nr. 129329 € 14.942,00

2 LIKAWAVE VARIO® 3i Set

Stoßwellengerät mit Zubehörkoffer und Porter (Gerätewagen)

Best.-Nr. 129330 € 15.834,00

Lieferumfang des Zubehörs:

Zubehörkoffer mit: Handstück, Applikator in Größe „S“, „M“ und „L“, 250 ml Ultraschall-Gel, O-Ring Set, Servicetool (Werkzeug), 1 Reinigungstuch, 1 Wattestäbchen
 Gerätewagen mit: 4 Rollen mit Einzelarretierung, Halterung für: Handstück, Zubehörkoffer, Kabelaufwicklung, Papierrolle und Gelflasche, Farbe: grau/aluminium (RAL 9007)

STK, MTK & DGUV V3

STK = Sicherheitstechnische Kontrolle

MTK = Messtechnische Kontrolle

DGUV V3 = Prüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Seit dem 1. Januar 2017 gilt eine neue Medizin-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Informieren Sie sich bei Ihrem ortsnahen Co-med Fachhändler über Änderungen bei Geräteprüfungen und fordern Sie ein unverbindliches Angebot für den Prüfservice an.

Unsere Medizintechniker prüfen z. B. folgende Geräte:

- Defibrillatoren
- Blutdruckmessgeräte
- EKG-Geräte
- Überwachungsmonitore
- Fetalmonitore
- Ultraschallgeräte



JETZT PRÜFUNG ANFRAGEN



Original Mitsubishi-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
K 61 B (Standard)	110 mm × 20 m	140167	9,91
ab 12 Rollen		Rolle nur € 8,21	
K 65 HM (mehr Graustufen)	110 mm × 20 m	140930	20,12
KP 91 HG-CE	110 mm × 18 m	158879	22,47
KP 95 HG Packung mit 5 Rollen	110 mm × 18 m	115055	22,45

Original Sony-Papier

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	Stück €
UPP 84 S Packung mit 10 Rollen	84 mm × 13,5 m	140554	10,15
UPP 84 HG Packung mit 10 Rollen	84 mm × 12,5 m	116950	20,97
UPP-110 S (Standard)	110 mm × 20,0 m	140168	11,18
ab 10 Rollen		Rolle nur € 10,12	
UPP-110 HD (High Definition)	110 mm × 20 m	140551	22,44
UPP-110 HG (High Glossy)	110 mm × 18 m	152996	22,47
UPP-110 HA (hochauflösend)	110 mm × 18 m	187998	22,56
UPC-21 L + 4 Farbbandkassetten (200 Blatt)	Format A6	155627	179,19



Sony S/W Video-Printer UP-X898 MD

- Digitaler Drucker
- Hohe Bildauflösung
- Verschiedene Druckmodi
- Gammafunktion
- Passende Papiere: UPP-110 S/HD/HG/HA

Best.-Nr. 293160

€ 799,00

Videoprinterpapier Ulstar

Ausführung	Maße	Abgabereinheit	Best.-Nr.	Stück €
840S zu UPP84S	84 mm × 13,5 m	10 Rollen	129045	6,65
840HG zu UPP84HG	84 mm × 12,5 m	10 Rollen	129046	11,40
110 S zu UPP110S	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	120455	8,50
110 HD zu UPP110HD	110 mm × 20,0 m	5 Rollen	129047	13,80
110 HG zu UPP110HG, KP91HG	110 mm × 18,0 m	5 Rollen	153945	16,95
1100S MIBI zu K61B	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	128841	8,45
1100HD MIBI zu K65HM	110 mm × 20,0 m	1 Rolle	113165	15,50

Medizinische Kondome

Kondome

- Trocken
- Im PE-Beutel, in der Deckel-Box oder einzeln eingeschiegelt



PE-Beutel

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	144 Stück	127014	9,96
28 mm	144 Stück	156381	9,40
18 mm	144 Stück	111111	9,96

YTEX Hypoallergenic Latex
(weniger antigene Proteine)

34 mm	144 Stück	111329	11,39
28 mm	144 Stück	111332	12,85
18 mm	144 Stück	111333	11,70

Deckel-Box

Maße (Ø)	Inhalt	Best.-Nr.	€
34 mm	200 Stück	152028	14,78
28 mm	200 Stück	111126	14,78

Keimreduziert

34 mm	100 Stück	116270	9,05
28 mm	100 Stück	111159	9,05

Einzeln eingeschiegelt

34 mm	100 Stück	156380	11,48
28 mm	100 Stück	111160	11,48



COM-TeX® Ultraschall Kontakt-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Geringe Austrocknung
- Hergestellt auf Wasserbasis

AB € **2,72**



Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	2,72
500 ml	119500	3,51
1-Liter-Flasche	119512	3,74
5-Liter-Cubitainer	119513	10,09
5-Liter Kanister	119514	9,32
10-Liter-Kanister	119515	17,80
Zubehör		
Pumpdosierer 5-Liter-Kanister	140922	12,87
Pumpdosierer 10-Liter-Kanister	151296	12,86
Abfüllhahn für 5-Liter-Kanister	114190	7,00
Abfüllhahn für Cubitainer	172364	4,40



SONOGEL Ultraschallgel

- Mikroblasenfrei und akustisch präzise
- Geringe Austrocknung
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Hohe Viskosität
- Nicht tropfend
- 5- und 10-Liter-Cubitainer jeweils mit 250-ml-Leerflasche

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	113397	3,45
850-ml-Flasche	151115	5,01
5-Liter-Cubitainer	113436	17,22
10-Liter-Cubitainer	152910	28,18
Pumpenset (für 10-Liter-Cubitainer)	157895	36,14



Aquasonic Ultraschallgel

Inhalt	Best.-Nr.	€
20-ml-Beutel, steril Abgabereinheit: 48 Stück	140658	Stk. 2,57
250-ml-Flasche	140316	4,90
5-Liter-Cubitainer	140317	29,30



ECHOSON Ultraschallgel

- Besonders hautfreundlich
- Beste Ankopplungswerte
- Nicht tropfend
- Hergestellt auf Wasserbasis

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	170483	3,33
5-Liter-Kanister (o. Abb.)	116407	10,60
10-Liter-Kanister	155964	19,58
Pumpdosierer (für 5- und 10-Liter-Kanister)	151459	13,03



SD3 Ultraschall-Taschendoppler

- Kompaktes Design mit einfacher Einhandbedienung
- Plug-and-Play
- OLED-Bildschirm mit Echtzeit-FHR-Display
- Echtzeitüberwachung
- Aufnahme und Wiedergabe mit Audiowiedergabe und numerischer Anzeige
- Normale AA-Batterien für einfachen Austausch (mit Batterieanzeige)
- Eingebauter Li-Ion-Akku sorgt für lange Arbeitszeit
- Einzigartiges Ladestation-Design
- 2 MHz-Sonde mit tiefer Penetration für spätere Schwangerschaft und größere Patienten
- 3 MHz-Sonde erkennt den fetalen Herzschlag bereits nach 9 Wochen (optional)
- 4/5/8 MHz-Sonde zur Blutflussdetektion (optional)
- Alle Sonden sind wasserdicht und austauschbar

Lieferumfang:

SD 3 Taschendoppler, Tragetasche

Best.-Nr. 123500

€ 149,00

Zubehör

Sonden	Best.-Nr.	€
2 MHz	123501	89,00
3 MHz	123502	89,00
4 MHz	123503	89,00
5 MHz	123504	89,00
8 MHz	123505	89,00

! Lieferung ohne Sonde!
Bitte die gewünschte Sonde separat bestellen.

PAVK-Früherkennung mit dem boso ABI-system 100



Entscheidend

Der Knöchel-Arm-Index

Der Knöchel-Arm-Index (engl.: ABI | Ankle Brachial Index) besitzt die größte Aussagekraft zur Vorhersage von Herzinfarkt, Schlaganfall und Mortalität.

Ergänzend

Die Pulswellengeschwindigkeit

Die Pulswellengeschwindigkeit (engl.: PWV | Pulse Wave Velocity) ergänzt die Diagnose einer PAVK und ist ein Maß für die arterielle Gefäßsteifigkeit.

Überragend

Das boso ABI-system

Das boso ABI-system bietet im Vergleich zur bisherigen Ultraschall-Dopplermethode ganz entscheidende Vorteile für Arzt und Patienten.

1. Früherkennung und Routine-Check
2. Präzision und Zeitersparnis
3. Delegation und Wirtschaftlichkeit (Untersuchung kann von Arzthelferin durchgeführt werden)
4. Software und Gesundheitsstatus (ermittelte Werte werden automatisch dem ausgewählten Patienten zugeordnet)

Informativ

Die Auswertung

Die leistungsfähige Software berechnet präzise den ABI – sowohl links als auch rechts.

Validiert

Die klinische Studie

Das boso ABI-system wurde im Vergleich zur Doppler-assistierten ABI-Bestimmung erfolgreich klinisch validiert.

Wirtschaftlich

Die Abrechnung

Das boso ABI-system lohnt sich nicht nur für die Patienten. Die ABI-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 643 (Periphere Arterien- bzw. Venendruck- und/oder Strömungsmessungen). Die empfohlene IGeL-Gebühr liegt zwischen € 12,59 bis € 17,49. Die PWV-Messung in Anlehnung an GOÄ Ziffer 637 (Pulswellenlaufzeitbestimmung). Hier liegt die empfohlene IGeL-Gebühr sogar zwischen € 13,23 bis € 23,82.

Nützlich

Das Patientenmarketing

Das Patientenmarketing ist nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, auf die ABI-Messung als IGeL-Angebot aufmerksam zu machen.

Lieferumfang:

1 Messgerät, 2 Nylon-Armmanschetten (Armmfang 22–42 cm), inkl. Schlauch, 2 Nylon-Beinmanschetten (Beinumfang 18–38 cm) inkl. Schlauch, 1 Netzgerät, 1 USB-Verbindungskabel, 1 CD mit profilmanager XD-Software

ABI-system 100

(ohne Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 293788

€ 2.165,00

ABI-system 100 PWV

(mit Pulswellenmessung)

Best.-Nr. 115356

€ 2.945,00





Überwachung für Mutter und Baby

F3 Fetalmonitor ohne Zwillingsfunktion

Bidirektionaler Doppler

- 5,6" klappbarer Bildschirm
- Große farbige, numerische und grafische Anzeige
- Überlappungsüberprüfung der Signale, um Zwillinge-FHR zu trennen
- 60 Stunden Backup-Speicher für lückenlose Überwachung
- USB-Port ermöglicht Speichererweiterung
- Eingebauter Thermodrucker
- Schnelles Drucken gespeicherter Spuren
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku garantiert die Mobilität
- Standardkonfiguration: FHR, TOCO, MFM, AFM

Lieferumfang:

F3 Fetalmonitor, 1 x FHR-Sonde, 1 x TOCO-Sonde, 2 x Bauchgurt, 1 x Event Marker, 250 g Gel, 3 x Papier Faltridge (90 x 152 mm/150 Blatt), 1 x Lithium-Ionen-Akku, 1 x Bedienungsanleitung

Best.-Nr. 118904 € 2.099,00



Software CNS-Lite

- Echtzeit- und Offline-Datenübertragung zum PC
- Verbindung über RS232 oder LAN
- GDT-Schnittstelle zur Einbindung in die Praxissoftware
- Überwachungskurven bis zu 24 Stunden für jede Untersuchung speicherbar
- Anmerkungen und Kommentare möglich
- Bericht im PDF- und JPG-Format exportieren
- Windows 11-Kompatibilität
- Optional Überwachung von bis zu 6 CTGs

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rollständer MT-503	1 Stück	123497	490,00
Software CNS-Lite	1 Stück	123499	690,00
MFM-CNS Lite Central Monitoring Software Einzelplatz (bis zu 6 CTGs anbindbar)	1 Stück	129389	1.290,00
Papier Faltridge (100 x 150 mm/150 Blatt)	3 Stück	123731	15,00
FHR-Sonde zur Nachrüstung des Singlegerätes	1 Stück	123495	390,00

F3 Fetalmonitor mit Zwillingsfunktion

zusätzlich mit zweiter FHR-Sonde und 3 x Bauchgurt

Best.-Nr. 123494 € 2.399,00



Smartdop 145

Bidirektionaler Doppler

- Mit LCD Display und eingebautem Drucker
- Alle standardmäßigen numerischen und Patientendaten sind abrufbar
- Einfache Moduseinstellung über LCD Menü und Scroll-Taste
- Speicher über 30 Wellenformen
- USB Computer Interface (für Smart-V-Link)
- Netz-/Akkubetrieb
- Maße: 115 x 210 x 60 mm (B x T x H)
- Gewicht: 1,5 kg

Best.-Nr. 294109-XXX € 1.700,00

Mit PPG-Sonde

Best.-Nr. 122572 € 2.060,00



Bidop 7 mit 8 MHz-Sonde

Bidirektionaler Taschendoppler mit Farb-LCD-Anzeige

- Anzeige von Realzeit-Wellenformen und numerischen Daten
- Verbesserter Sound mit hoher Empfindlichkeit und breiterem Dopplerspektrum
- Snap-Lock Anschluss für einfaches Verbinden und Trennen der Sonde
- USB Computer Interface für Smart-V-Link (FFT)
- Spezielle Rauscherunterdrückung

Best.-Nr. 123239 € 1.650,00



ES-100VX

Taschendoppler

- Handlich, hohe Sensitivität
- Abschaltautomatik
- Batteriebetrieb 9 V ca. 3 Stunden
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 270 g

Best.-Nr. 294591-XXX € 425,00



Bidop ES-100V3

Bidirektionaler Taschendoppler

- Mit LCD Display und Abschaltautomatik
- USB Computer Interface für Smart-V-Link
- Frequenzanalyse (FFT) über Smart-V-Link Software
- GDT zu Smart-V-Link optional
- Maße: 75 x 140 x 25 mm (B x T x H)
- Gewicht: 350 g

Best.-Nr. 294110-XXX € 940,00

Mit PPG-Sonde
Best.-Nr. 118889 € 1.280,00

Lieferung der Geräte mit einer Sonde.

Bitte bei Bestellung die Nummer der Sonde in der Best.-Nr. anstatt -XXX eintragen.
2 MHz = 002, 4 MHz = 004, 5 MHz = 005, 8 MHz = 008, 10 MHz = 010





FC 700 – Single Fetalmonitor

- Ausdruck im DIN A4 Format
- Exakte Aufzeichnung der Herzrate
- Hohe Sensibilität der 1 MHz Sonde

Lieferumfang:

FC 700 Fetalmonitor, 1 x US-Sonde, 1 x UC-Sonde, 1 x Event Marker, 1 x CTG-Gurt, 1 x Thermopapier (215 mm x 30 m), 1 x Gel, 1 x Netzkabel

Best.-Nr. 294098 € 1.099,00



FC 1400 – Zwilling Fetalmonitor

- Anzeige der Herzfrequenz 1 und 2, sowie Uteruskontraktion
- Separate Aufzeichnung der Kindsbewegung (Fetal Movement)
- Großes 4,3" Farbdisplay
- Einfach zu lesender Ausdruck im A5 Format / CTG Analyse

Lieferumfang:

FC 1400 Fetalmonitor, 2 x US-Sonde, 1 x UC-Sonde, 1 x Event Marker, 1 x CTG Gurtset (3 Stk.), 1 x Thermopapier (151 mm x 30 m), 1 x Gel, 1 x Netzkabel

Best.-Nr. 294099 € 2.199,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Toko-Sonde für FC 700	115580	259,00
Thermopapier für FC 700	294101	8,38
Thermopapier für FC 1400	294102	8,59



Die Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.



4



3



1



2




Touchless LED-Untersuchungsleuchte Serie 1-100

- Brillante Ausleuchtung der Behandlungsebene
- An-/ Ausschalten und Dimmen durch Bewegungssteuerung
- Lichtleistung: > 70.000 lx / 500 mm
- Universell adaptierbar
- Kratzfeste Beschichtung der Kunststofflinse
- Robuster kunststoffummantelter, flexibler Arm
- Einfache Verstellung des Leuchtenkopfes durch ergonomischen Handgriff
- Farbwiedergabe: > Typ 90 Ra
- Lichtfarbe: ~ 4000 ± 200 K

Modell	Ausführung	Best.-Nr.	€	
1 Universal*	mit Flexarm	129272	658,00	
	mit federunterstütztem Flexarm	129273	719,00	
	2 Mobil*	auf Standrohr mit Flexarm	129274	787,00
		auf Standrohr mit federunterstütztem Flexarm	129275	842,00
		auf höhenverstellbarem Stativ mit Flexarm	129276	833,00
3 Deckenleuchte	auf höhenverstellbarem Stativ mit federunterstütztem Flexarm	129277	885,00	
	Deckenleuchte für Raumhöhe 2,5 m *)	129278	1.091,00	
	Deckenleuchte für Raumhöhe 2,7 m *)	129279	1.102,00	
4 Wandleuchte	Deckenleuchte für Raumhöhe 3,0 m *)	129280	1.120,00	
	Schwenkbar	129281	1.176,00	

* weitere Armtypen und Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage *) Baldachin gegen Aufpreis erhältlich





1



2



3



PREMIUM

Untersuchungsleuchten

VISIANO

Ausführung	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
20-2 C T1 Deckenmodell	60.000/0,5 m	123180	1.662,00
20-2 P TX Pinmodell (Zapfen)	60.000/0,5 m	123181	1.029,00
10-1 P S10 Pinmodell (Zapfen)	50.000/0,5 m	123182	574,00

HALUX

Ausführung	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
N50-3 P FX Pinmodell (Zapfen)	50.000/0,5 m	124236	705,00
N50-3 P SX Pinmodell (Zapfen)	50.000/0,5 m	124237	633,00
N30-1 P F1 Pinmodell (Zapfen)	30.000/0,5 m	124238	539,00
N30-1 P SV Pinmodell (Zapfen)	30.000/0,5 m	127659	373,00
N30-1 F Stativmodell (Rollstativ)	30.000/0,5 m	127664	464,00

Lupenleuchten

OPTICLUX



PREMIUM

Ausführung	Beleuchtungsstärke in Lux	Best.-Nr.	€
10-1 P TX	6.000/0,15 m	123187	663,00
10-1 C T1	6.000/0,15 m	123188	1.198,00
10-2 P TX (Woodlight)	6.000/0,15 m	123189	969,00
10-2 C T1 (Woodlight)	6.000/0,15 m	123190	1.579,00
Hand 10-1 DL	8.000/0,15 m	126650	811,00
Hand 10-2 UV (Woodlight)	8.000/0,15 m	126651	954,00



4



5

Zubehör	Best.-Nr.	€
Zwischendecken-Adapter (für Deckenmodell)	123191	434,00
Tischklemme (für Pinmodell Zapfen)	123192	26,00
Schienenbefestigung (für Pinmodell Zapfen)	123193	53,00
Wandhalter reinweiß (für Pinmodell Zapfen)	123194	35,00
Wandhalter aus Alu (reinweiß lackiert) (für Pinmodell Zapfen)	123195	95,00
Verlängerungsarm (in Verbindung mit Wandhalter Alu für Pinmodell Zapfen)	123196	105,00
Rollstativ ohne Teleskop (für Pinmodell Zapfen)	123197	199,00
Tischladestation (für OPTICLUX Hand)	128948	175,00





Kleine OP- und Behandlungsleuchten

TRIANGO 100

Ausführung	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
100-1 C Deckenmodell (dimmbar)	1 100.000 / 1 m	123168	3.543,00
100-1 W Wandmodell (dimmbar)	100.000 / 1 m	123169	3.543,00
100-1 F Stativmodell (dimmbar)	100.000 / 1 m	123170	3.871,00
100-3 C Deckenmodell (dimmbar, 3 Farbtemperaturen)	2 100.000 / 1 m	123171	3.733,00
100-3 W Wandmodell (dimmbar, 3 Farbtemperaturen)	100.000 / 1 m	123172	3.733,00
100-3 F Stativmodell (dimmbar, 3 Farbtemperaturen)	100.000 / 1 m	123173	4.060,00
Fokus 100-1 C Deckenmodell (dimm- und fokussierbar)	100.000 / 1 m	123174	3.941,00
Fokus 100-1 W Wandmodell (dimm- und fokussierbar)	100.000 / 1 m	123175	3.941,00
Fokus 100-1 F Stativmodell (dimm- und fokussierbar)	3 100.000 / 1 m	123176	4.267,00
Fokus 100-3 C Deckenmodell (dimm- und fokussierbar, 3 Farbtemperaturen)	100.000 / 1 m	123177	4.126,00
Fokus 100-3 W Wandmodell (dimm- und fokussierbar, 3 Farbtemperaturen)	100.000 / 1 m	123178	4.126,00
Fokus 100-3 F Stativmodell (dimm- und fokussierbar, 3 Farbtemperaturen)	100.000 / 1 m	123179	4.452,00

TRIANGO 80

Ausführung	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
80-1 C Deckenmodell (dimmbar)	80.000 / 1 m	127656	2.733,00
80-1 W Wandmodell (dimmbar)	80.000 / 1 m	127567	2.733,00
80-1 F Stativmodell (dimmbar)	80.000 / 1 m	127568	2.816,00

TRIANGO 60

Ausführung	Beleuchtungsstärke (Lux)	Best.-Nr.	€
60-1 C Deckenmodell (dimmbar)	4 60.000 / 1 m	128945	2.345,00
60-1 W Wandmodell (dimmbar)	60.000 / 1 m	128946	2.345,00
60-1 F Stativmodell (dimmbar)	60.000 / 1 m	128947	2.462,00

Derungs Produkt Empfohlene Anwendung

	Klein OP, Behandlungen	OP-Vorbereitung	Notfall / Schockraum	Untersuchung: Allgemein, Dermatologie	Untersuchung: Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie	Intensivpflege, Anästhesie, Neonatologie, Pädiatrie
TRIANGO 100*	●	○	●	○	○	
TRIANGO 60	○	●		●	●	
VISIANO 20*		○		●	○	○
HALUX N50		○		●	○	●
HALUX N30				○	●	○



* ausgezeichnet mit dem Red Dot Award für herausragendes Design



NEU!

Mit
"Duo-Fokus"
System

Mach LED 150 FP

AB € **3.252,-**

Operationsleuchten

Modell	Ausführung	Best.-Nr.	€
NEU! Mach LED 6MC, 140.000 Lux / 1 m, 69 LED's	Wandmodell ohne Netzteil	129386	7.213,00
	Deckenmodell ohne Netzteil für RH unter 2,80 m	1 129387	7.556,00
	Deckenmodell ohne Netzteil RH 2,81 m – 3,00 m	129388	7.556,00
Mach LED 150 FP, 130.000 Lux / 1 m, 26 LED's	Stativmodell, Swing-Stativ, 4-Fuß, inkl. Netzteil	2 119468	3.531,00
	Wandmodell an Swing-Arm, inkl. Netzteil	122580	3.252,00
	Deckenmodell RH bis 3 m*), Federarm, inkl. Netzteil	3 126136	3.589,00
Mach LED 300 DF SC, 160.000 Lux / 1 m, 36 LED's	Stativmodell, 4-Fuß	126168	7.393,00
	Wandmodell ohne Netzteil	126169	4.594,00
	Deckenmodell ohne Netzteil für RH unter 2,80 m	4 126170	5.281,00
	Deckenmodell ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m	126171	5.281,00
Mach LED 300 MC, 160.000 Lux / 1 m, 36 LED's	Stativmodell inkl. Netzteil	126172	8.187,00
	Wandmodell ohne Netzteil	126173	5.389,00
	Deckenmodell ohne Netzteil für RH unter 2,80 m	126174	6.075,00
	Deckenmodell ohne Netzteil für RH 2,81 – 3,00 m	126175	6.075,00
Zubehör	Netzteil 190 W 230 V am Flansch montiert für LED2- und 300 DF-Deckenmodelle	114383	468,00
	Netzteil 100 VA 230 V im Wandlager montiert für LED 2sc, LED 300DF	294605	393,00
	*) Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich. Aufpreis für abweichende Raumhöhe auf Anfrage	255256	92,00

DAHLHAUSEN®



Sterilbezug für OP-Lampengriff

- Zeit- und kostensparend zur herkömmlichen Aufbereitung
- Latexfrei
- Passt auf alle gängigen OP-Lampengriffe
- **Premium-Sterilbezug** in Zusammenarbeit mit Dr. Mach entwickelt (3 Reihen verschieden langer Zahnreihen stufenweise angeordnet)

Packung mit 50 Stück

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
Standard (einstufig verzahnt)	12 cm	121690	39,50
Premium (dreistufig verzahnt)	15 cm	124115	51,50



Wissenswertes zum
Energiesparen



Mach LED 115

AB € 981,-



Untersuchungsleuchten

Alle Leuchten dieser Seite werden inkl. Netzteil geliefert.

Modell	Ausführung	Best.-Nr.	€
Mach LED 115, 60.000 Lux / 0,5 m, 7 LED's	Stativmodell mit Einhandhöhenverstellung, 5-Fuß-Stativ	1 114998	981,00
	Wandmodell	114999	993,00
Mach LED 120, 40.000 Lux / 1 m, 12 LED's	Stativmodell Swing-Stativ, 4-Fuß	2 294804	1.670,00
	Stativmodell mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ	294803	1.329,00
	Wandmodell, Swingarm	294805	1.468,00
	Deckenmodell für RH bis 3 m, Swingarm*)	294806	1.807,00
Mach LED 120 F, 50.000 Lux / 1 m, 12 LED's	Stativmodell Swing-Stativ, 4-Fuß	3 294607	1.815,00
	Stativmodell mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ	294606	1.474,00
	Wandmodell, Swingarm	294608	1.606,00
	Deckenmodell für RH bis 3 m, Swingarm*)	4 294609	1.945,00
Mach LED 130, 60.000 Lux / 1 m, 19 LED's	Stativmodell Swing-Stativ, 4-Fuß	5 294407	2.140,00
	Stativmodell mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ	294406	1.800,00
	Wandmodell, Swingarm	294408	1.915,00
	Deckenmodell für RH bis 3 m Swingarm*)	294409	2.254,00
Mach LED 130 F, 70.000 Lux / 1 m, 19 LED's	Stativmodell Swing-Stativ, 4-Fuß	6 294411	2.369,00
	Stativmodell mit Kurzarmgelenk, 5-Fuß-Stativ	294410	2.029,00
	Wandmodell, Swingarm	294412	2.133,00
	Deckenmodell für RH bis 3 m Swingarm*)	294413	2.472,00
Mach LED 130 Plus, 100.000 Lux / 1 m, 19 LED's	Stativmodell Swing-Stativ, 4-Fuß	118358	2.140,00
	Wandmodell, Swingarm	7 118359	1.915,00
	Deckenmodell für RH bis 3 m Swingarm*)	8 118360	2.254,00
	*) Deckenverankerungsring (300 mm) für alle Deckenmodelle erforderlich Aufpreis für abweichende Raumhöhe auf Anfrage	255256	92,00





ERBE VIO® 100 C

**ERBE VIO® 50 C und VIO® 100 C –
Das Kompaktgerät für die chirurgische Praxis**

- Die Modellreihe C deckt bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis alle Anforderungen der ambulanten Facharztpraxis ab
- Mit monopolarer Schneiden sowie mono- und bipolarer Koagulieren
- Speicherung individueller Programme
- AUTO START beim VIO 100 C bietet zusätzliche Sicherheit und zusätzlichen Komfort in der Anwendung

Folgende VIO-Modi stehen zur Verfügung

- AUTO CUT – Bedarfsgerecht automatisch geregelte Schnittqualität durch Spannungsregelung
- DRY CUT – Die Kombination von Spannungsregelung und modulierten Stromformen erzeugt einen HF-chirurgischen Schnitt mit außergewöhnlichen Hämostase-Eigenschaften bei minimaler Rauchentwicklung
- SOFT COAG – Die neue, schnelle Soft-Koagulation unterstützt von der Leistungs-dosierung Koagulation ohne Karbonisation und nahezu ohne Ankleben der Elektroden
- FORCED COAG – Schnelles und effektives Arbeiten bei allen Anforderungen der Standard-Koagulation
- BIPOLAR SOFT COAG – Die bipolare Koagulation. Durch die Wahl niedriger Spannungen wird das Ankleben des Instruments und die Gewebekarbonisation erheblich reduziert.

Technische Daten:

Max. CUT-Leistung **VIO 50 C** 50 Watt an 500 Ohm
 Max. COAG-Leistung **VIO 50 C** 50 Watt an 100 Ohm
 Max. CUT-Leistung **VIO 100 C** 100 Watt an 500 Ohm
 Max. COAG-Leistung **VIO 100 C** 80 Watt an 100 Ohm
 Maße: 280 x 135 x 300 mm (B x H x T), Gewicht: 4 kg

ERBE VIO® 50 C Best.-Nr. 294320 € 2.331,21
ERBE VIO® 100 C Best.-Nr. 294319 € 2.798,99

Zubehör HF-Chirurgiegeräte VIO und ICC

Artikel	Best.-Nr.	€
Elektrodengriff mit 2 Tasten, VIO, ICC, ACC, Standard/International ohne Anschlusskabel	287250	93,45
Monopolar Kabel, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m, für Elektrodenhandgriff Best.-Nr. 287250	292606	60,49
Einpedal-Fußschalter VIO C, mit Anschlusskabel 5 m	294323	177,33
Messerelektrode, gerade, 1,5 x 17 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294802	36,45
Kugelelektrode, gerade, Ø 2 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294712	36,45
Kugelelektrode, gerade, Ø 4 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294589	39,38
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 6 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	281715	36,45
Drahtschlingenelektrode, gerade, Ø 12 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294756	36,45
Bandschlingenelektrode, gerade, Ø 12 mm, Länge 40 mm, Packung mit 5 Stück	294763	64,94



1 Nesity®

Mehr Sicherheit durch Equipotenzialring

- Richtungsunabhängig, applizierbar
- Hohe Stromdichten, partielle Erwärmung wird vermieden
- Für Erwachsene und Kinder

Artikel	Best.-Nr.	€
1 ERBE Nesity Omega, zweigeteilt, (85+23) cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	292180	59,24
2 ERBE NesityPlate 170, zweigeteilt, Kontaktfläche 168 cm ² , ohne Anschlusskabel (Packung mit 50 Stück)	287265	70,66
Neutralelektroden-Kabel, Standard, 4 m, für Neutralelektroden mit Kontaktzunge, Länge 4 m (o. Abb.)	292592	61,79

Bipolare Koagulationspinzetten

Geräte



Spitz

Fein/Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291692	197,46	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291693	193,10
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291696	202,88	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291697	197,46
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291702	205,57	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	293587	168,49
-	-	-	22,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291707	193,10

Abgewinkelt



Spitz

Fein/Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
10,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291694	202,00	10,5 cm, fein, Spitze 0,5 mm	291695	199,00
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291698	221,00	16,5 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291699	211,00
-	-	-	19,0 cm, stumpf, Spitze 1 mm	291704	207,00
-	-	-	22,5 cm, fein, Spitze 0,7 mm, kurz abgewinkelt	291708	278,00

Bajonett



Spitz/Fein

Stumpf

Größe	Best.-Nr.	€	Größe	Best.-Nr.	€
16,5 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291700	229,00	16,5 cm, Spitze 1 mm	291701	217,58
19,0 cm, spitz, Spitze 0,2 mm	291705	234,40	19,0 cm, Spitze 1 mm	291706	229,00
23,0 cm, fein, Spitze 0,7 mm	291709	286,64	23,0 cm, Spitze 1,2 mm	291710	286,64
25,0 cm, fein, Spitze 1,2 mm	291711	300,21	25,0 cm, Spitze 1 mm	291712	300,21

Bipolar Kabel


VIO, ICC, ACC, für bipolare Pinzetten, Länge: 4 m

Best.-Nr. 292610 € 53,25



Einmal-Zubehör

Preiswertes kompatibles Zubehör für alle gängigen Geräte.
Pinzetten und Elektroden universell einsetzbar, Handgriffe wie angeben.



Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 2,4 mm			
1 Nadelelektrode 0,8 × 20 mm	50 Stück	123117	127,50
2 Kugelelektrode Ø 4 mm	50 Stück	123118	127,50
3 Messerelektrode 2,5 × 12 × 145 (L) mm	50 Stück	123119	279,50
4 Nadelelektrode 0,8 × 12 × 140 (L) mm	50 Stück	123120	279,50
5 Kugelelektrode 4 × 1490 mm (Ø × L)	50 Stück	123121	279,50
6 Bipolare Pinzette, gerade, 200 mm	20 Stück	123122	330,00
7 Bipolare Pinzette, bajonett, 200 mm	20 Stück	123123	330,00

Beschreibung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Elektrodenschaft 4 mm			
8 Messerelektrode 3,3, × 25 × 55 (L) mm	50 Stück	124239	140,00
9 Nadelelektrode 0,8 × 20 × 55 (L) mm	50 Stück	124240	140,00
10 Kugelelektrode 4 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124241	140,00
11 Drahtschlingenelektrode 10 × 55 mm (Ø × L)	50 Stück	124242	140,00

Handgriffe und weitere Elektroden auf Anfrage!

Mehrweg-Zubehör

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Messerelektrode 3,3 × 25 mm (Packung mit 5 Stück)	293705	44,80
Nadelelektrode Ø 0,8 mm (Packung mit 5 Stück)	293707	44,80
Kugelelektrode Ø 4 mm (Packung mit 5 Stück)	293708	44,75
Drahtschlingenelektrode Ø 10 mm (Packung mit 5 Stück)	294170	44,80

Beschreibung	Best.-Nr.	€
Pinzette 110 mm, 0,5 mm	293779	147,36
Pinzette 165 mm, 1 mm	293710	163,24
Pinzettenkabel 3 m für ERBE	293780	55,58
Pinzettenkabel 3 m für Aesculap, Martin	293959	55,58

Recomed 12 – 200 P

Mikrowellen-Therapiegerät mit Programmspeicher, Impuls und kontinuierlich

- Einfache Handhabung
- Prozessorgesteuert
- HF-Nennleistung 200/25 Watt
- 1200 Watt/Impulsbetrieb
- Konstante Dosierung
- Automatische Strahlererkennung
- Automatische Schutzfunktion für Patient, Gerät und gegen Fehlbedienung
- Servicefreundlicher Aufbau
- Hoher Sicherheitsstandard
- Gehäusefarbe: grau-weiß RAL 9002

Inkl. Standardzubehör

(Muldenstrahler, Haltearm, HF-Kabel, Drahtbrille)



€ 4.485,00
Best.-Nr. 245112

Zubehör zum Nachbestellen	Best.-Nr.	€
Muldenstrahler	245115	394,00
Rundfeldstrahler Ø 160 mm	245116	342,00
Kleinfeldstrahler Ø 65 mm (HNO)	245117	321,00
Haltearm	245113	490,00
HF-Kabel	245114	399,00
Drahtbrille	245118	18,00



SwiSto3 – Iontophorese-Set zur Therapie der Hyperhidrosis

Die 3. Generation von KaWe, neueste Technologie und Erfahrung in der Herstellung seit mehr als 20 Jahren.

- Grafik-LCD-Modul mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Bedienung mit leichter Menüführung
- Spritzwassergeschützte Folientastatur
- Li-Ion Akku-Betrieb mit Ladefunktion durch Ladestecker
- Akkubetriebenes Gerät mit einem Ladezyklus bis zu 10 Behandlungen bei voller Leistung je 20 Minuten
- Timerfunktion und Abschaltautomatik, sleep modus
- Mit Ladestecker EU/US/GB Version

- Ausführung gemäß IEC 60601-1 Ausgabe 3
- Maße: 110 × 84 × 120 mm (B × H × L)
- Gewicht: nur 360 g

Lieferumfang:

1 Iontophoresegerät, 1 Ladestecker, 2 Behandlungswannen, 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker, 2 Schaumstoffauflagen

Best.-Nr. 115623

€ 448,21

Zubehör

Flächenelektroden mit Schwammtaschen

- Zur Achselerschweißbehandlung

Packung mit 1 Paar

Best.-Nr. 115624

€ 73,75



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.

Frontschürze F

Entspricht DIN EN 61331-3 (IEC 61331-3:2014) bzw. RÖV und ist nach PSA geprüft.

- Für den Anwender
- Innenmaterial: SupraLight – leichtes Bleigummimaterial
- Außenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,35 mm SK* 2, Bleiwert: 0,50 mm SK* 3, Rücken Bleiwert: 0,25 mm SK* 1
- Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schließen

Lieferung in Farbe royalblau (Standard)

Größe	Bleiwert	Länge	Best.-Nr.	€
small	0,35	100 cm	118002	426,00
small	0,50	100 cm	118003	458,00
medium	0,35	110 cm	118004	458,00
medium	0,50	110 cm	118005	545,00
large	0,35	130 cm	118012	555,00
large	0,50	130 cm	118013	630,00

small = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 40 cm
 medium = Hüftbreite 60 cm, Schulterbreite 49 cm
 large = Hüftbreite 75 cm, Schulterbreite 53 cm



Wandaufhänger WHSP

- Für 4 Halbschürzen
- Mit Hüftspannbügel
- Maße Grundplatte: 275 x 190 mm

Best.-Nr. 121118 € 131,43



Wandaufhänger WM

- Für 1 Frontschürze
- Schürze gleitet von der Schulter auf die Tragbügel
- Maße: Grundplatte: 275 x 150 mm

Best.-Nr. 159085 € 150,00



Ovarial-Protector für weibliche Patienten

- Für Aufnahmen im Stehen
- Elastischer Hüftgurt (120 cm) mit Klettenpunkt zum Befestigen des Ovarial-Protectors
- Material: SupraNorm
- Bleiwert: 1,0 mm SK* 4

Kompletter Satz mit 3 Größen: **Small** unter 9 Jahren rot, **Medium** von 9 – 14 Jahren grün, **Large** über 15 Jahre blau

Best.-Nr. 159058 € 193,32



Halbschürze Modell SN Hsp 10

- Patientenschutz im Gonadenbereich
- Bei Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereiches
- Innenmaterial: SupraNorm – Bleigummimaterial
- Aussenmaterial: SupraTex – weiches, flexibles Textilmaterial
- Bleiwert: 0,50 mm SK* 3
- Mit Hüftspannbügel (Standard) für leichtes An- bzw. Ablegen

Größe	Farbe	Best.-Nr.	€
Größe 1 für Kinder, 30 x 30 cm	royalblau	121112	109,00
Größe 2 für Erw., 37 x 45 cm	royalblau	121115	123,00

* SK = Schutzklasse nach DIN EN61331-1:2016

 Weitere Röntgen-Strahlenschutz-Produkte und Zubehör auf Anfrage

 Röntgenschutz-Kleidung in weiteren Farben lieferbar.



zum Röntgen



L und R am Kettchen

Buchstaben rund, Material Messing verchromt, Schrifthöhe 16 mm

Best.-Nr. 121111 € 28,56

Aufbelichtungs-Buchstaben

Plexiglas, 3 mm stark, Schrifthöhe 15 mm

Größe	Best.-Nr.	€
L in gelb	121108	4,58
R in rot	121109	4,58



Instrumente / Sterilisation

- Einmalinstrumente
- Scheren, Pinzetten, Spekula – alles was Sie in der täglichen Praxis benötigen
- Schalen & Tablets für Ihre Instrumente
- Reinigungs- & Desinfektionsautomaten
- Ultraschallreinigung
- Sterilisation & Prozessdokumentation

 Wissenswertes zur richtigen Instrumentenwahl



Praxis-Tipp


Individuelle Einmal-Sets

Wir stellen Ihnen auch individuelle Sets mit Einmal-Instrumenten nach Ihren Wünschen zusammen.

Einmal-Instrumente

Die sterile Einzelpackung gewährleistet jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz.





Wirtschaftlich, einfach, sicher.

Mit sterilen Einmalinstrumenten von Fuhrmann entscheiden Sie sich für eine optimale Versorgungsqualität. Profitieren Sie von den hygienischen Vorteilen und senken Sie aktiv das Infektionsrisiko! Direkt einsatzbereit, leicht zu nutzen, jederzeit steril und funktionsfähig – so können Sie Ihre täglichen Aufgaben und Behandlungen hygienisch einwandfrei und komfortabel durchführen. Und mehr noch: über 92 % des recyclingfähigen Stahls werden über die reguläre Abfallentsorgung in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt.

Einfach eine saubere Sache – für eine sichere Patientenversorgung!

Jetzt Vorteile entdecken!
Video schauen und gleich Ihr persönliches Gratis-Musterpaket bestellen.




www.fuhrmann.de/co-med

Für den Praxisalltag - Bestseller



Für Ihr Fachgebiet – Spezialinstrumentarium



Ihre Vorteile:

- Jederzeit verfügbar
- Zuverlässige Hygiene
- Wiederaufbereitung entfällt
- Weniger Dokumentation
- Zeit und Kosten sparen
- Rückführung in den Wertstoffkreislauf



Für noch mehr Präzision – die Feinen



Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Pinzetten			
Micro-Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm	25 Stück	123363	62,25
1 Adson-Pinzette, anatomisch, 12 cm	25 Stück	122758	55,06
Standard-Pinzette, anatomisch, schmal, 11,5 cm	25 Stück	119524	55,06
Standard-Pinzette, anatomisch, schmal, 14,5 cm	25 Stück	123359	55,06
Semken-Pinzette, anatomisch, fein, 13 cm	25 Stück	123364	55,06
2 Standard-Pinzette, anatomisch, 14,5 cm	25 Stück	119525	61,18
3 Splitterpinzette, 11,5 cm	25 Stück	119526	54,54
11 DeBakey-Pinzette, atraumatisch, 15 cm	25 Stück	123362	92,88
7 Jansen-Pinzette, anatomisch, bajonett, 16 cm	25 Stück	126805	71,67
12 Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	123366	67,67
Adson-Pinzette, chirurgisch, 12 cm	25 Stück	122759	71,53
Semken-Pinzette, chirurgisch, fein, 13 cm	25 Stück	123360	55,06
Standard-Pinzette, chirurgisch, mittelbreit, 14,5 cm	25 Stück	123361	55,06
Standard-Pinzette, chirurgisch, 14,5 cm	25 Stück	119527	55,06
Nadelhalter			
14 Halsey-Nadelhalter, 13 cm	25 Stück	123367	91,65
4 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm	25 Stück	119530	68,98
Nadelhalter mit Schere	25 Stück	123368	149,19
Scheren			
13 Micro-Federschere, 11 cm	20 Stück	129346	146,00
5 Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm	25 Stück	119521	70,99
Irisschere, spitz/spitz, gebogen, 11 cm	25 Stück	122822	70,99
Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	123369	70,99
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 14,5 cm	25 Stück	123370	70,99
Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123371	70,99
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade, 14,5 cm	25 Stück	119523	70,99
Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm	25 Stück	123372	70,99
Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade, 14 cm	25 Stück	119522	70,99
6 Verbandsschere nach Lister, 14 cm	20 Stück	119770	78,73
Nagelschere, gebogen, 9 cm	25 Stück	124229	67,20
Klemmen			
Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123381	79,50
Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein, 12,5 cm	25 Stück	123375	91,65
Pean-Klemme, anatomisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123377	84,92
Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm	25 Stück	123376	68,96
Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123382	79,50
15 Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen, 12,5 cm	25 Stück	123383	79,50
Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade, 14 cm	25 Stück	123380	84,92
Backhaus-Tuchklemme, stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	124230	127,85
Backhaus-Tuchklemme, scharf, gebogen, 11 cm	25 Stück	124231	127,85
Ergänzungen			
10 Wundhaken-Kombination, Senn-Miller, 16,5 cm	25 Stück	123385	144,22
Scharfe-Löffel-Kombination, groß, 17 cm	25 Stück	119529	112,36
9 Scharfe-Löffel-Kombination, klein, 16 cm	25 Stück	123388	83,72
Lidhaken nach Desmarres, 16 cm	25 Stück	123386	90,41
8 Klammerentferner	20 Stück	123387	61,43
Wundküretten nach Fox, 2,5 mm	25 Stück	123389	83,72
16 Wundküretten nach Fox, 3,3 mm	25 Stück	123390	83,72
Weittlaner-Wundspreizer, stumpf, 13 cm	8 Stück	124232	126,10
Weittlaner-Wundspreizer, scharf, 13 cm	8 Stück	124233	126,10
Kornzange mit Sperre, gerade, 20 cm	20 Stück	123384	132,80



MEINSET

„Mein sicherer Alltags-Helfer.“

Ideal zur Durchführung von kleinen OPs und Routine-Behandlungen.

Sparen Sie Zeit und Kosten im Praxisalltag

Mit **MEINSET** von Fuhrmann können Sie Ihre täglichen Abläufe deutlich einfacher und effizienter gestalten. Jedes Set enthält alle sterilen Einmalprodukte, die Sie für die effektive Behandlung Ihrer Patienten benötigen. Sie profitieren von einer schnelleren Vor- und Nachbereitung sowie weniger Dokumentation. **Das spart wertvolle Zeit und Kosten.**

MEINSET ist Ihre clevere Set-Lösung für den täglichen Einsatz in Praxis, Pflege und beim ambulanten Operieren. **Hygienisch, praktisch, sicher!**



1 Set
€ 3,01



1 Set
€ 8,42



1 Set
€ 8,24



Fadenzieh-Set

Bestehend aus:
 1 × Mullkompresse 5 × 5 cm, 8-fach
 1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm
 1 × Fadenziehmesser mit Kunststoff-Handgriff
Packung mit 15 Sets
Best.-Nr. 118676 € 28,64

1 Set
NUR € 1,91

Abwasch-Set

Bestehend aus:
 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm
 1 × Kunststoffschale 500 ml
 5 × Schlinggazetupfer 30 × 40 cm
 1 × Klemme mit runder Spitze, Kunststoff, 19 cm, blau

Packung mit 10 Sets
Best.-Nr. 123639 € 30,09

Naht-Set

Bestehend aus:
 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml;
 1 × Kunststoffbecher 120 ml; 3 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm;
 2 × Mullkompressen 10 × 10 cm, 12-fach; 1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm;
 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm

Packung mit 15 Sets
Best.-Nr. 118670 € 126,31

ZUR ERGÄNZUNG EMPFOHLEN

Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein, 12,5 cm	25 Stück	123375	91,65
Lidhaken nach Desmarres, 16 cm	25 Stück	123386	90,41

Naht-Set 2

Bestehend aus:
 1 × Adson-Pinzette chirurgisch, fein, 12 cm ; 1 × Irisschere chirurgisch, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm;
 5 × Schlinggazetupfer 20 × 20 cm; 5 × Mullkompressen 7,5 × 7,5 cm, 8-fach; 1 × Lochtuch selbstklebend, 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig;
 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml

Packung mit 15 Sets
Best.-Nr. 127660 € 123,60

MEINSET



Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

EIN Set – VIELE Vorteile:

- Alle Komponenten in einem Set
- Sichere Hygiene
- Arbeitsabläufe vereinfachen
- Zeit & Kosten sparen
- Prozesse optimieren

Chirurgisches Set

Bestehend aus:

1 × Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, 13 cm; 1 × Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Halsey-Nadelhalter, 13 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 5 × Vlieskompressen 7,5 × 7,5 cm, 4-fach; 1 × Lochtuch, selbstklebend 50 × 60 cm, Loch: 6 × 8 cm, 2-lagig; 1 × Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2-lagig; 1 × Kunststoffschale 500 ml

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123640

€ 200,85

ZUR ERGÄNZUNG EMPFOHLEN

Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Weitlaner-Wundspreizer, scharf, 13 cm	8 Stück	124233	126,10
Micro-Adson-Pinzette, anatomisch, Maulbreite 0,88 mm, 12 cm	25 Stück	123363	62,25

Dermatologie-Set

Bestehend aus:

1 × Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm; 1 × Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm; 1 × Einmalskalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15; 1 × Lochtuch 45 × 75 cm, Loch: 6 cm, 2-lagig; 1 × Abdecktuch 45 × 75 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets

Best.-Nr. 123641

€ 118,37

ZUR ERGÄNZUNG EMPFOHLEN

Bezeichnung	Inhalt	Best.-Nr.	€
Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade, 12,5 cm	25 Stück	123382	79,50
Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, 11,5 cm	25 Stück	123369	70,99

Vasektomie-Set

Bestehend aus:


1 × Kunststoffschale, 500 ml; 1 × Pinzette chirurgisch, 12 cm, nach Adson; 1 × Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm; 1 × Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm; 2 × Backhaus-Tuchklemme, scharf, 11 cm; 2 × Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen 13 cm; 1 × Lochtuch, 45 × 75 cm, 2-lagig, 1 × Schutzunterlage, 60 × 60 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets


Best.-Nr. 126769

€ 346,29

1 Set
€ 13,39



1 Set
€ 7,89



1 Set
€ 23,09



Einmal-Sets & -Instrumente für die Gynäkologie ab Seite 176.



Peha®-instruments

Einmal-Instrumente von HARTMANN



- Einweg-Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert
- Hochwertige Qualität
- Sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz
- Schnelle Unterscheidung zu Mehrweg durch eindeutige Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung
- Im praktischen Dispenser, alles immer griffbereit
- Keine aufwendige Wiederaufbereitung
- Kreuzkontamination ausgeschlossen
- 5 Jahre steril lagerfähig

Packung mit 25 Stück



Bezeichnung	Best.-Nr.	€
1 Chir. Schere, sp/st, gerade, 14,5 cm	112791	61,95
2 Chir. Schere, sp/sp, gerade, 13,0 cm	112572	64,95
3 Metzenbaum-Schere, gebogen, 14,5 cm	114680	64,95
4 Iris-Schere, gerade, 11,5 cm	110643	64,85
5 Iris-Schere, gebogen, 11,5 cm	112792	62,95
6 Micro-Federschere, 11,0 cm (Packung mit 15 Stück)	116085	65,95
7 Standard-Pinzette, chir., gerade, 14,0 cm	112793	48,95
8 Anat. Pinzette, standard, gerade, 14,0 cm	112573	48,95
9 Adson-Pinzette, anat., gerade, 12,0 cm	110644	48,95
10 Adson-Pinzette, chir., gerade, 12,0 cm	114739	56,45
11 Splitterpinzette, gerade, 9,0 cm	112578	47,95
12 De Bakey Pinzette, atraumatisch, 15,5 cm	114738	98,95
13 Micro-Adson-Pinzette, chir., 12,0 cm	114473	59,65
14 Micro-Mosquito-Klemme, anat., gerade, 12,5 cm	114737	71,95
15 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12,0 cm	112794	58,90
16 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14,0 cm	114736	61,45
17 Scharfe-Löffel-Kombination, 16,5 cm	112795	73,45





SUSI® Chirurgische Einmal-Instrumente

- Immer verfügbar
- Klare Kostenzuordnung möglich
- Ohne Nebenkosten
- Einfache Entsorgung
- 5 Jahre sterile Haltbarkeit


Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 SUSI Feine Schere, sp/sp, gerade, 110 mm	20 Stück	158548	34,50
2 SUSI Chirurgische Schere, sp/st, gerade, 145 mm	20 Stück	158559	29,90
3 SUSI Anatomische Pinzette, Adson, 120 mm	20 Stück	158550	34,70
4 SUSI Chirurgische Pinzette, Adson, 1 : 2 Zähne, 120 mm	20 Stück	158551	33,90
5 SUSI Anatomische Pinzette, 145 mm	20 Stück	158552	27,50
6 SUSI Chirurgische Pinzette, 1 : 2 Zähne, 145 mm	20 Stück	158553	27,50
7 SUSI Verbandsschere, gebogen, 140 mm	20 Stück	121343	54,00
8 SUSI Tupferzange, gebogen, 200 mm	20 Stück	160038	45,50
9 SUSI Schlauch- und Universalklemme, 165 mm	20 Stück	121350	75,30
10 SUSI Nabelschnurschere blau, 160 mm	20 Stück	121345	105,00
11 SUSI Nabelschnurschere rosa, 160 mm	20 Stück	121344	105,00
12 SUSI Scharfer Löffel, 215 mm	20 Stück	160048	56,20

Sicherheitsskalpell

- Mit Kohlenstoffstahlklinge
- Transparenter Klingenschutz
- Einhandbedienung
- Führung für Präzisionsschnitt
- Mit Lineal in cm und inch

Packung mit 10 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	114536	16,95
11	114537	16,95
12	114538	16,95
15	114540	16,95
20	114545	16,95



3 Feilchenfeld Splitterpinzetten

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD964 R	95 mm	152508	14,08
BD965 R	115 mm	152509	14,67

4 Chir. Pinzette

BD537R, mittelbreit, 145 mm
Best.-Nr. 160325 € 14,13

5 Verbandsschere

BC863R, Lister, 200 mm
Best.-Nr. 160058 € 47,79



Sterilit® JG600

- Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- Sterilisierbar und dampfdurchlässig

Dose mit 300 ml
Best.-Nr. 292736 € 13,95

1 Feine Schere


spitz-spitz, 110 mm

Figur	Best.-Nr.	€
gerade BC110 R	291823	28,16
gebogen BC111 R	291824	29,75

2 Anatomische Pinzette

mittelbreit

Figur	Länge	Best.-Nr.	€
BD025 R	130 mm	160323	12,20
BD027 R	145 mm	160324	13,81



Skalpellklingengriff

Figur	Best.-Nr.	€
6 BB073 R No. 3	153947	11,95
7 BB084 R No. 4	294330	11,95

Container für z. B. Vacuclaven

Bezeichnung	Maße	Best.-Nr.	€
Container mit Deckelperforation JN295	312 x 190 x 92 mm	120852	232,83
Siebkorb mit Deckel für JN295	274 x 172 x 60 mm	120853	213,14
Kennzeichnungsschild mit Beschriftung, 1 Stk.	50 x 18 mm	120854	3,57





Einmal-Instrumente

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eindeutige Identifikation durch farbliche Kennzeichnung
- Sicherer Schutz
- Immer verfügbar



Bezeichnung	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 Pinzette, chirurgisch, 14,5 cm	20 Stück	118820	29,66
2 Pinzette, anatomisch, 13 cm	20 Stück	118750	28,27
3 Chirurgische Schere, gerade, spitz/spitz, 14,5 cm	25 Stück	118752	38,23
4 Irisschere, gerade, 11 cm	25 Stück	118754	38,23
5 Iris- und Fadenschere, gebogen, spitz/spitz, 13 cm	25 Stück	118823	38,23



Gute Gründe für die Nutzung von Einmal-Instrumenten

Sterilität

- Direkt nach der Produktion steril verpackt
- Jedes Instrument wird einzeln steril aus der Packung entnommen
- Keine Nachbehandlung bei Zwischenlagerung in der Praxis
- Hoher Hygienestandard – Keimverschleppung und Kreuzkontamination werden verhindert

Handhabung

- Keine große Umgewöhnung zu Mehrfach-Instrumenten
- Keine Verschleißerscheinung, da nur einmal benutzt

Auswahl

- Große Auswahl an Einmal-Instrumenten und -Sets
- Für die unterschiedlichsten Anwendungen und Fachbereiche

Kostensparnis

- Entsorgung über einen entsprechenden Sicherheitsbehälter
- Aufbereitungskosten werden eingespart (Energie-, Material-, Personalkosten)
- Optimiertes Zeitmanagement





Einmal-Skalpelle Präzisa Plus

- Rostfreie Edelstahl-Klinge
- Ultraschallverschweißte Sicherheitsklingenthalterung
- Ergonomischer ABS-Handgriff mit Griffmulde
- Klingenschutz mit cm-Einteilung
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	122876	4,45
11	122877	4,45
12	122878	4,45
15	122879	4,45
18	122880	4,45
19	122881	4,45
20	122882	4,45
21	122883	4,45
22	122884	4,45
23	122885	4,45
24	122886	4,45



Einmal-Skalpellklingen Präzisa Plus

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Präzisionsschliff
- Figur 10 bis 15 passend für Griff Nr. 3
- Figur 18 bis 24 passend für Griff Nr. 4
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 100 Stück

Figur	Best.-Nr.	€
10	123330	16,90
11	122888	16,90
12	122889	16,90
15	122890	16,90
18	122891	16,90
19	122892	16,90
20	122893	16,90
21	122894	16,90
22	122895	16,90
23	122896	16,90
24	122897	16,90



Einmalpinzetten

Einzeln steril verpackt
 Packung mit 50 Stück
 Best.-Nr. 158608

€ 8,90



Steriles Fadenziehset

Bestehend aus: einfacher Pinzette, Fadenziehmesser, Tupfer
 Abgabereinheit: 66 Sets
 Best.-Nr. 183936

Set € 1,56



Kling-Ex

Skalpellklingenabnehmer, sterilisierbar, rostfrei,
 für alle Klingensformen
 Best.-Nr. 159430

€ 9,81



Chirurgische Scheren

1 gerade, spitz/stumpf

Länge	Best.-Nr.	€
13,0 cm	159107	15,40
14,5 cm	159097	15,70
16,5 cm	159135	18,85

2 gebogen, spitz/stumpf

13,0 cm	159226	16,30
14,5 cm	159143	16,75
16,5 cm	159227	20,50

3 gerade, stumpf/stumpf

13,0 cm	159228	16,75
14,5 cm	159145	16,95

4 gebogen, stumpf/stumpf

13,0 cm	159230	16,95
14,5 cm	159146	17,60

5 gerade, spitz/spitz

13,0 cm	159108	16,75
14,5 cm	159100	16,95
16,5 cm	159232	20,50

6 gebogen, spitz/spitz

13,0 cm	159122	16,75
14,5 cm	159144	17,60
16,5 cm	159233	21,50

7 Graziile Form, gerade, spitz/spitz

14,5 cm	159368	21,50
---------	--------	-------

8 Graziile Form, gebogen, spitz/spitz

14,5 cm	159369	22,61
---------	--------	-------

9 Ligaturschere Spencer

gerade

9 cm	159239	24,65
11 cm	159236	26,90

10 Iris-Fadenschere Standard

- spitz/spitz
- Länge: 11,5 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
gerade	159086	17,30
gebogen	112657	17,65



Weitere Instrumente auf Anfrage.



Metzenbaum-Scheren

1 gerade, stumpf/stumpf, fein

Länge	Best.-Nr.	€
14,0 cm	159237	30,20
18,0 cm	159149	36,20

2 gebogen, stumpf/stumpf, fein

14,0 cm	159139	30,95
18,0 cm	159238	37,80

3 gerade, stumpf/stumpf

14,0 cm	159147	27,60
18,0 cm	159234	28,85

4 gebogen, stumpf/stumpf

14,0 cm	159148	27,95
18,0 cm	159235	29,90



5 + 6 Fadenziehmesser

Einzel steril verpackt, **Packung mit 100 Stück**

5 12 cm	130810	44,18
6 ca. 6,5 cm	127522	12,50

7 Klammer-Entfernungszange

- Universell einsetzbar
- Rostfrei
- Länge: 11 cm

Best.-Nr. 159429 € 49,25

8 Hautklammerentferner

- Unsteril
- Wiederverwendbar
- Länge: 10,5 cm

Best.-Nr. 159378 € 37,70



9 Klammeranlege- und Entfernungszange

- Nach Michel
- Länge: 12 cm

Best.-Nr. 159241 € 36,45

10 Zeckenfix

- Aus Edelstahl/Kunststoff, sterilisierbar
- Mit Spezialschliff, ermöglicht besseres Greifen

Best.-Nr. 184890 € 6,90

11 Zeckenpinzette

- Aus Edelstahl, sterilisierbar
- Länge: 10,5 cm, gekreuzt

Best.-Nr. 152876 € 20,57



Pinzetten – Anatomisch

1 Anatomische Form, Standard

Länge	Best.-Nr.	€
11,5 cm	159093	6,45
13,0 cm	159243	6,80
14,5 cm	159087	7,05
16,0 cm	159128	7,60

2 Anatomische Form, fein

13,0 cm	159095	6,80
14,5 cm	159121	7,30
16,0 cm	159244	8,10

Pinzetten – Chirurgisch

3 Chirurgische Form, Standard (1:2 Zähne)

11,5 cm	159137	6,80
13,0 cm	159111	7,05
14,5 cm	159096	7,60
16,0 cm	159245	8,35

4 Chirurgische Form, fein (1:2 Zähne)

12,5 cm	159242	9,25
15,5 cm	159246	9,95

Adson-Pinzette

5 Chirurgische Form (1:2 Zähne)

12 cm	159115	11,25
-------	--------	-------

6 Anatomische Form

12 cm	159105	9,95
-------	--------	------

7 Pinzetten – Chirurgisch (2:3 Zähne)

11,5 cm	159247	8,90
13,0 cm	159248	9,15
14,0 cm	159249	9,25

Splitterpinzetten

8 Feilchenfeld

9,0 cm	159089	8,90
11,5 cm	159092	10,45

9 Extra feine Splitterpinzette, gerade

12 cm	159109	9,95
gebogen (o. Abb.)	159251	11,95
11,5 cm		

10 Ohr- und Nasenpinzette Lucae







14 cm	159252	17,55
-------	--------	-------

11 Atraumatische Pinzette, 2,8 mm Breite


16 cm	158665	73,87
-------	--------	-------

12 Cilienpinzette

9 cm	159117	9,15
------	--------	------



Ohrpinzette siehe Seite 175.



Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen

1 Mayo-Hegar

Länge	Best.-Nr.	€
a) 16 cm	159133	53,95
b) 18 cm	159254	56,40

Feiner Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen

2 Crile-Wood

Länge	Best.-Nr.	€
15 cm	159255	61,15



5 Tuchklemmen Backhaus

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159266	13,35
11 cm	159267	14,40

6 Kocher Klemme

Gerade, (1:2 Zähne)

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159268	20,45
16 cm	159269	22,95



Nadelhalter ohne Hartmetalleinlagen

3 Mayo-Hegar

Länge	Best.-Nr.	€
16 cm	159112	23,60
18 cm	159099	25,70

4 Olsen-Hegar, Nadelhalter mit Schere

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159256	56,40



Pean Klemme

7 Gerade

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159125	19,95
16 cm	159270	22,55

8 Gebogen

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159271	19,95
16 cm	159272	23,35



Arterienklemmen

9 Baby-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159273	26,50

10 Gebogen ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
9 cm	159274	27,80

11 Halstead-Mosquito

Gerade ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159275	16,70

12 Gebogen ohne Zähne

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159276	18,85


13 Gerade mit Zähnen

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159277	18,85

14 Gebogen mit Zähnen

Länge	Best.-Nr.	€
12,5 cm	159278	19,95






1 Scharfer Löffel

Volkmann

Form	Best.-Nr.	€
0000	159279	33,50
000	159280	33,50
00	159129	33,50
0	159281	33,50
1	159282	33,50




2 Williger – ovale Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159124	25,95


3 Martini – runde Form

Länge	Best.-Nr.	€
13,5 cm	159283	25,95



4 Knopfsonden Länge: 14,5 cm, doppelendig

Knopf	Best.-Nr.	€
1,0 mm	159130	3,40
1,5 mm	159106	3,40
2,0 mm	159534	3,40



5 Hohlsonde

Länge	Best.-Nr.	€
14,5 cm	159284	5,15

6 Knopfhäkchen Lucae, Länge: 14 cm

Figur	Best.-Nr.	€
1	159285	16,70
2	159286	16,70
3	159287	16,70



Wundhäkchen

7 scharfe Häkchen, Länge: 16 cm

Haken	Best.-Nr.	€
1	159288	19,85
2	159289	23,35
3	159290	29,10

8 Nagelschere

Gerade, Länge: 10 cm	159295	15,20
Gebogen (o. Abb.), Länge: 10 cm	159120	16,20



Nagelzange

9 Turnbull, mit Pufferfeder

13,5 cm	159127	20,45
---------	--------	-------

10 Kopfschneider

14 cm	159296	37,70
-------	--------	-------



1 Fingerringsäge

- Länge: 17 cm
- Best.-Nr. 155891**

€ 22,65

2 Stimmgabel

- Mit Fuß, Kammerton A1 440 Hz
- Best.-Nr. 159306**

€ 31,40

3 Stimmgabel Rydel-Seiffer

- Mit Fuß und abnehmbaren Dämpfern C 64/C128
- Best.-Nr. 130157**

€ 86,26

4 Ohrpinzetten

Troeltsch

Länge	Best.-Nr.	€
12 cm	159136	16,95
15 cm	159308	24,90

Ohr- und Nasenpinzette siehe Seite 172.

5 Ohrkürette

- Nach Langenbeck
- Länge: 13 cm, stumpfe Form
- Best.-Nr. 159309**

€ 29,95

6 Watteträger

- Nach Farrell
- Länge: 16,5 cm, Gewinde: Ø 1,1 mm
- Best.-Nr. 159138**

€ 6,80



7 Gips- und Kleiderschere

- Nach Bruns, gezahnt
- Länge: 23 cm
- Best.-Nr. 159323**

€ 61,89



8 Verbandsschere

Nach Lister

Länge	Best.-Nr.	€
14 cm	159091	15,20
18 cm	159094	18,85
20 cm	159118	23,65



9 + 10 Synthetic Cast Cutter

- Mit ergonomisch abgewinkeltem Daumenring

Ausführung	Länge	Best.-Nr.	€
9 stumpf	19 cm	292581	45,78
10 spitz	18 cm	292582	54,92



1 Set
€ 14,69

IUP-Einmal-Set

Bestehend aus:

- 1 x Uterussonde, graduert in cm, starr, gebogen, 33 cm
- 1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm
- 1 x Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade, 23 cm
- 1 x Pinzette anatomisch, mittelbreit, 25 cm
- 1 x Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 122874

€ 146,86



1 Set
€ 11,15

Einmal-Entbindungs-Set

Bestehend aus:

- 1 x Episiotomie-Schere nach Braun-Stadler, 14,5 cm
- 1 x Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm
- 1 x Pean-Klemme, gerade, 14 cm
- 2 x Nabelschnurklemme, blau
- 2 x Mullkompressen 10 x 20 cm, 12-fach
- 10 x Schlinggazetupfer 30 x 40 cm
- 1 x Wöchnerinnenvorlage 9 x 34 cm
- 1 x Kunststoffschale 500 ml
- 1 x Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig

Packung mit 10 Sets

Best.-Nr. 123644

€ 111,49

Kristeller-Einmal-Spekulum

- 2-teilig
- Länge: 11 x 2,7 cm

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 124234

€ 120,97



Nabelschnurschere

- Gebogen
- Länge: 16 cm

Packung mit 20 Stück

Best.-Nr. 124247

€ 72,33

Einmal-Vaginal-Spekula

- Transparent
 - Farbcodierter Dorn aus Polyethylen
 - Nicht länger als 60 Minuten verwenden
 - EO sterilisiert
 - Einzeln in Folie eingeschiegelt
- Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
XXS (yellow)	119713	45,90
XS (white)	119714	45,90
S (blue)	119715	45,90
M (red)	119716	45,90
L (green)	119717	45,90



MEDESIGN
Dietramszell · Dubai · München

Gyn-Lys Gleitgel

- Speziell entwickeltes medizinisches Gleitgel für vaginale Untersuchungen
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch angepassten pH-Wert 3,8–4,1
- Ölfrei, daher keine Verfälschung zytologischer Abstriche
- Ohne chemische Konservierungsstoffe
- Wasserlöslich



Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	187565	15,61
500 ml-Spenderflasche inkl. Spenderpumpe	119537	22,49
1-Liter-Flasche	187634	24,96



Medex Cytobrush

- Zur Zellgewinnung aus dem Endozervikalbereich
- Standard und GT (Gentle Touch, mit Führungskügelchen an der Spitze zur Perforationsvermeidung)
- Unsteril

Packung mit 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Standard	157898	23,71
2 GT	119544	21,30



Cyto Spray Fixative

- Alkoholhaltiges Fixierungsspray für die Zytologie
- Schnelle, einwandfreie Fixierung von Zellabstrichen

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Sprayflasche	128002	13,60
1-Liter-Nachfüllflasche	128003	97,00



1

1 Scheiden-Spekula

Semm, selbsthaltend, Einhandmodell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
100 × 17–20 mm	2	159327	36,65
100 × 25–30 mm	3	159331	36,65

2 Scheiden-Spekula

Kristeller, langes Modell, Satz mit oberem und unterem Blatt

Größe	Best.-Nr.	€
105 × 18 mm (110 × 14 mm)	159332	52,75
105 × 21 mm (115 × 17 mm)	159333	52,75
110 × 27 mm (115 × 23 mm)	159328	52,75
110 × 30 mm (115 × 26 mm)	159334	52,75
110 × 36 mm (115 × 32 mm)	159335	52,75



4

3 Scheiden-Spekula nach Cusco

Standard

Größe	Figur	Best.-Nr	€
75 × 17 mm	0	159336	37,70
75 × 32 mm	1	159337	37,70
85 × 35 mm	2	159329	37,70
100 × 35 mm	3	159338	37,70

4 Scheiden-Spekula nach Cusco

Schweizer Modell

Größe	Figur	Best.-Nr	€
90 × 23–25 mm	1	159339	47,75
100 × 25–27 mm	2	159330	47,45
110 × 27–30 mm	3	159340	47,45

Cusco Spekula „Virgo“ für Jungfrauen

(o. Abb.)
Größe: Fig. 0,75 × 17 mm
Best.-Nr. 130497

€ 52,54



1

1 Biopsiezange

- Eppendorf
- Länge: 20 cm

Best.-Nr. 159428

€ 255,00




2

2 Kornzangen

Gross-Maier mit Sperre, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
20,0 cm	159395	33,30
26,5 cm	159134	33,85



3

3 Hakenzange (Kugelzange)

Schröder, gerade

Länge	Best.-Nr.	€
25,0 cm	159398	33,50

4 Uterussonde

- Nach Sims
- Länge: 32 cm, mit cm-Graduierung

Ausführung	Best.-Nr.	€
starr	159341	18,60
biegsam	159342	23,99



5

5 Uteruskürette

- Nach Recamier
- Scharfe, starre Ausführung (Figur XL)
- Maße: 00 × 31 cm

Best.-Nr. 159399

€ 43,95



6

6 Uterus-Dilatator

- Nach Hegar
- Länge: 18,5 cm mit konischer Spitze

Größe Ø	Best.-Nr.	€
1 mm	159409	6,55
2 mm	159410	6,55
3 mm	159411	6,55
4 mm	159412	6,55
5 mm	159413	6,55
1,5 mm	159419	7,85
2,5 mm	159420	7,85
3,5 mm	159421	7,85
4,5 mm	159433	7,85
5,5 mm	159422	7,85



1

1 REINER Ohrspritze

- Mit Schutzteller
- Je 1 x Kanülenaufsatz konisch und olivenförmig
- Dreiringgriff

Größe	Best.-Nr.	€
75 ml	159431	54,70
100 ml	159432	56,40



2

3

2 Kehlkopfspiegel ohne Griff

- Aus beständigem Rhodium

Größe Ø	Best.-Nr.	€
10 mm	126775	14,18
16 mm	126777	14,18
20 mm	126778	10,24

3 Verlängerungsschraubgriff

- Für Kehlkopfspiegel

Best.-Nr. 159315 € 9,90

Proktologie



HEINE UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben

- Einmalgebrauch – keine Infektionsübertragung
- Keine Reinigung notwendig – Zeitgewinn
- Physiologisch einwandfreier, körperfreundlicher Kunststoff
- Lichttransmission durch Tubuswand
- Distaler, ringförmiger Lichtaustritt
- Helle, homogene Ausleuchtung des Beleuchtungsfeldes
- Graduierung/Markierung auf Tubus-Innenseite

Packung mit 25 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
85 x 20 mm	110788	50,83
130 x 20 mm	110787	72,36
250 x 20 mm	110205	97,39



Kopfstück für HEINE UniSpec® Tuben

- Fiberglas-Ringbeleuchtung
- Schwenklupe 1,5x
- Schwenkbare Verschlussfenster
- Rostfreier Stahl
- Zum Anschluss an HEINE Lichtleitkabel oder BETA 3,5 V Griff (siehe Seite 93) mit Beleuchtungsadapter

Best.-Nr. 110199 € 338,34

Zubehör

Beleuchtungsadapter für BETA 3,5V Griff

Best.-Nr. 187116 € 69,36

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Hämorrhoidal Ligatur

- Komplett mit 100 Ligatur-Ringen

Best.-Nr. 118681 € 184,75


— Latexfrei

Ligatur Gummi Ringe

- Elastisch und latexfrei
- Verwendbar mit allen Hämorrhoidal Ligaturen

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 121755 € 36,65



1 Biopsie-Hautstanzen

- Nahtlose scharfe Schnittkante aus Edelstahl
 - Geriffelter Handgriff für sicheren Halt
 - Einzeln steril verpackt
- Packung mit 20 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2 mm	187625	67,46
3 mm	187626	67,46
4 mm	187627	67,46
5 mm	187628	67,46
6 mm	187629	67,46
8 mm	187630	67,46



2 Hautkürette

- Einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl
 - Einzeln steril verpackt
 - Einwegprodukt
- Packung mit 20 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	€
4 mm	158577	41,40
7 mm	158578	41,40



3 Allergie-Test-Lanzetten

- Steril, mit kurzer Spitze
- Packung mit 200 Stück**

€ 10,40
Best.-Nr. 116470

Die REDON-Wunddrainage für die Praxis

Einmal-Redonflasche*

4 Mini QUICKY (o. Abb.)

- Mit Verbindungsschlauch und Aufhänger
- Größe: 200 ml

Abgabereinheit: 20 Stück
Best.-Nr. 115410 **Stück € 3,96**



5 Redonflasche flach

- Mit Verbindungsschlauch, Drain und Aufhänger
- Perforation 14
- Größe: 450 ml

Abgabereinheit: 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 12	128365	7,80

6 Redon-Drain*

- Länge: 50 cm, kreuzperforiert auf 7 cm
 - Doppelt verpackt, steril
- Abgabereinheit: 50 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 8	127057	0,53
Ch. 10	127058	0,53
Ch. 12	127059	0,53
Ch. 14	127060	0,53

7 Einmal-Redon-Saugbalg „Piccolo“ H

- Komplet mit Drain und Führungsnadel
 - Inhalt: 30 ml
 - Perforation: 7 cm
- Abgabereinheit: 40 Stück**

Größe Ø	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 6	187975	6,30
Ch. 8	187976	6,30





Einweg-Schalen: praktisch und sicher!

Sterile Kunststoffschalen zur Einmalnutzung

- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, med. Verbrauchsmaterial, Gewebe bei Probeentnahmen usw.
- Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- Sofort einsatzbereit und vielseitig anwendbar
- Praktische Peel-Verpackung
- Kunststoff, rund, graduert

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
120 ml, transparent, einfach steril	10 Stück	122381	5,83
250 ml, blau, doppelt steril	50 Stück	122382	78,74
250 ml, blau, einfach steril	60 Stück	122383	55,84



Weitere Einmal-Schalen auf Anfrage.

Einmal-Pappnierschale

- Zur Aufnahme von Körperausscheidungen oder kleineren Abfällen
- Nicht in sterilen Behandlungseinheiten verwendbar

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück	118860	5,45
300 Stück	127384	24,66



Einmal-Nierenschale

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen
- Länge: 23 cm

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 120128

€ 27,36



Lösungsschale

- Aus Edelstahl, matt

Maße (L x B x H)	Inhalt	Best.-Nr.	€
8 x 3,5 cm	0,1 Liter	153258	3,14
9 x 5,5 cm	0,2 Liter	153259	4,27
10 x 6,5 cm	0,3 Liter	153260	5,00
12 x 7,0 cm	0,4 Liter	153261	5,69



Schalen und Tablets



Nierenschale aus Edelstahl

- Rostfrei, glänzend
- Inhalt: 0,5 Liter
- Maße: 25 x 3,9 cm (L x H)

Best.-Nr. 156263

€ 3,85

Instrumententablett

- Aus weißem Melamin
- Hitzebeständig bis 80 °C

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
ca. 19 x 15 x 2 cm	120340	6,62
ca. 27 x 21 x 2 cm	120341	9,89
ca. 36 x 24 x 2 cm	120342	12,49
ca. 43 x 28 x 2 cm	120343	20,15



Instrumentenschale aus Glas

- Glasschale, hitzebeständig bis 180 °C
- Edelstahldeckel mit Dichtung und Beschwerung (nicht sterilisierbar)
- Mit Deckel

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
17,0 x 9 x 4,5 cm	120350	53,29
20,0 x 10 x 5,0 cm	120351	66,69

Instrumentenschale

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Knopfüberfalldeckel
- Hitzebeständig bis 180 °C

Maße (L x B x H)	Best.-Nr.	€
16 x 10 x 3 cm	153255	50,35
20 x 10 x 5 cm	183288	40,58
22 x 15 x 5 cm	183951	52,20
26 x 15 x 5 cm	153256	52,51
30 x 20 x 5 cm	153257	55,56



SONOREX DIGITEC Ultraschallbäder zur Reinigung und chemischen Desinfektion

Edelstahl-Schwingwanne und sprühwassergeschütztes Edelstahlgehäuse

Gerät ohne Heizung

- Für die Reinigung und chemische Desinfektion
- Instrumentendesinfektion und Reinigung mit Ultraschall in 5 Minuten
- Abmessungen der Einhängkörbe beachten
- Reinigungsgut nicht auf den Wanneboden legen!



1

! Nur mit Einhängkorb verwenden!

SONOREX DIGITEC DT 514 / DT 514 H

Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgesät

Schwingwanne innen 325 × 300 × 150 mm (L × B × T), Inhalt 13,5 Liter, Füllmenge 9,5 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 860 W, Ultraschall-Nennleistung 215 W

1 DT 514

Best.-Nr. 119551 € 1.956,00

DT 514 H, mit Heizung 20–80 °C einstellbarer Temperaturbereich

Best.-Nr. 119552 € 2.289,00

Zubehör für DT 514/DT 514 H	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 14, 275 × 245 × 50 mm	230864	230,00
Deckel D 514	119553	81,00

Gerät mit Heizung

- Für die Reinigung und chemische Desinfektion
- Für die Grundreinigung von Instrumenten
- Größe und Menge der Reinigungsobjekte bestimmen die Schwingwannengröße
- Reinigungsgut nicht auf den Wanneboden legen!



3 SONOREX DIGITEC DT 156

Langes Bad für Instrumente bis 45 cm Länge und starre Endoskope ohne Optik

Schwingwanne innen 500 × 140 × 100 mm (L × B × T), Inhalt 6,0 Liter, Füllmenge 4,0 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 640 W, Ultraschall-Nennleistung 160 W

DT 156

Best.-Nr. 293089 € 1.365,00

Zubehör für DT 156	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 6 L, 460 × 100 × 50 mm	230853	235,00
Deckel D 156	293430	82,00
Silikon-Noppenmatte SM 6	230854	171,00

2 SONOREX DIGITEC DT 100 / DT 100 H (o. Abb.)

Standardgeräte für Instrumente bis 20 cm Länge

Schwingwanne innen 240 × 140 × 100 mm (L × B × T), Inhalt 3,0 Liter, Füllmenge 2,0 Liter, Ultraschall-Spitzenleistung: 320 W, Ultraschall-Nennleistung 80 W

DT 100

Best.-Nr. 293087 € 760,00

DT 100 H, mit Heizung 20–80 °C einstellbarer Temperaturbereich

Best.-Nr. 293088 € 914,00

Zubehör für DT 100/DT 100 H	Best.-Nr.	€
Einhängkorb K 3 C, 200 × 110 × 40 mm	292568	74,00
Einhängwanne KW 3, 195 × 115 × 88 mm	291940	90,00
Deckel D 100	292567	48,00
Silikon-Noppenmatte SM 3	291942	113,00

Desinfektions- und Reinigungspräparate für die Anwendung im Ultraschallbad – Konzentrate

STAMMOPUR DR 8

VAH-zertifiziert.

Instrumenten-Desinfektion und Intensiv-Reinigung

- Konzentrat zur manuellen, chemischen Desinfektion und desinfizierenden, nicht-fixierenden Intensiv-Reinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente und Zubehör
- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 5 min (bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid inkl. H5N1)

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 151739 € 102,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 151740 € 235,00

STAMMOPUR R

Instrumenten-Reiniger

- Konzentrat zur manuellen Reinigung und Vorreinigung allgemeiner, chirurgischer, invasiver und nicht-invasiver medizinischer Instrumente, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten
- Anwendung im Ultraschallbad: 2 % – 3–10 min., 20–60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 187863 € 39,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 187864 € 78,00

STAMMOPUR GR

Instrumenten-Grundreiniger

- Konzentrat zur manuellen Grundreinigung von medizinischen Instrumenten, Zubehör und Komponenten von Medizinprodukten
- Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie Leichtmetalle und bei beschädigter Verchromung
- Anwendung nur in Einhängwanne
- Anwendung im Ultraschallbad: 5 % – 3–10 min. 50–60 °C

2-Liter-Griff-Flasche

Best.-Nr. 153068 € 101,00

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 153069 € 233,00





Vacuclave® 123 Pro Line

Die preisgünstigen Einstiegsmodelle der Pro Line überzeugen auf ganzer Linie mit:

- Einzigartiger Qualität – Made in Germany
- Klasse B Sterilisation von bis zu 6 kg auf 5 Tablettis
- Stand-alone Autoklav mit integrierten Wassertanks und hocheffektiver Luftkühlung
- Smart-Touch Display für intuitive Bedienung
- Rechtssichere Dokumentation per USB-Stick oder Netzwerk
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tabletteheber

Best.-Nr. 128996

€ 6.299,00



Vacuclave® 323 Prime-Line

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger verbindet die Produkt-Highlights des Vacuclave 123 mit weiteren Innovationen wie:

- Integrierte Rückverfolgung durch Chargenfreigabe, Benutzerauthentifizierung und Druck von Barcode-Etiketten mit MELAprint 80 direkt am Display, ohne extra Software
- DRYtelligence Trocknung für optimale Trocknungsergebnisse und gleichzeitig verkürzte Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Hohe Beladepazitäten mit dem Heavy Duty Programm für bis zu 8 kg
- Maße: 47 × 50 × 64 cm (B × H × T)
- Maße Kessel: 45 × 25 × 23 (T × Ø cm × Vol. Liter)
- Inklusive USB-Stick und Tabletteheber

Best.-Nr. 128998

€ 7.299,00

Premium-Klasse Evolution

Paket: **Vacuklav® 44 B+ Evolution**

- Rekordbetriebszeiten von nur 10 min. für unverpackte und 20 min. für verpackte Instrumente jeweils inkl. fraktioniertem Vor-Vakuum und Trocknung
- Im Universalprogramm können sogar bis zu 9 kg verpackte Instrumente in nur 30 min. sterilisiert werden, aufgrund der innovativen und patentierten Doppelmantel-Technologie und der damit verbundenen schnellen Bereitstellung von Sattdampf
- Integrierte Chargenfreigabe am XXL-Colour-Touch Display
- DRYtelligence ermöglicht eine Reduktion der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Jetzt bis zu 8 Tablettis für die optimale Ausnutzung der Beladungskapazität
- Maße Gehäuse außen: 46 × 50/56 × 68 cm (B × H/inkl. Display × T)
- Maße Kessel: 25 × 45 cm (Ø × L), Volumen: 23,8 Liter

MELAdem® 40 – Wasseraufbereitung

- Zum Herstellen von demineralisiertem Wasser
- Wasser wird automatisch eingespist



Mit MELAGconnect den Gerätestatus und Programmfortschritt Ihres Vacuklav® 44 B+ Evolution mobil per App abrufen.

Chamber Protect Kesselreinigungsset

- Kraftvoller Reiniger mit 50 fusselfreien Tüchern und 1 Mikrofasertuch
- Besonders materialschonend für Kessel und Dichtungen
- Durch umfangreiche Materialverträglichkeitstests geprüft
- Ideal abgestimmt auf alle MELAG Autoklaven

Best.-Nr. 126770

€ 39,00

Unser Paketpreis komplett

€ 10.899,-

Best.-Nr. 123430



Vacuklav® 44 B+ Evolution

- + MELAdem® 40 inkl. Wasserabzweig
- + 3 Tablettis
- + MELAflash CF-Card
- + Kartenlesegerät für MELAflash
- + MELAcontrol PRO

Vacuclave® 550

- **Herausragende Kapazität:** XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tabletts oder 10 MELAstore Boxen
- **Beeindruckende Geschwindigkeit:** Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- **Patentierter Wärmerückgewinnung:** Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe in den Aufbereitungsraum, da mit der patentierten Recovery Technologie die Hitze des verbrauchten Dampfes zur Erzeugung neuen Dampfes eingesetzt wird
- **100 % Zuverlässigkeit, 0 % Kühlwasser:** Coolify verbindet eine hocheffiziente Luftkühlung mit einer smarten Temperaturüberwachung
- **Intelligente Trocknung:** DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- **Kompromissloser Komfort:** Intuitive Bedienung wie bei Ihrem Smartphone durch das extragroße Smart-Touch Display
- **Lückenlose Dokumentation:** Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software
- **Top-Energieeffizienz:** Power Safe versetzt Heizung und Display zwischen den Sterilisationszyklen in einen Energiesparmodus
- Maße: 63,6 × 59,0 × 71,5 cm (B × H × T), Kesselgröße: 38 × 45 cm (Ø × L), Kesselvolumen: 53 Liter

Best.-Nr. 127391

€ 18.715,00



Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich:



- Halterung Basic für bis zu 16 Tabletts



- Beladungsauszug für bis zu 10 MELAstore® Boxen



- Beladungsauszug mit Halterung Comfort für bis zu 16 Tabletts

Der Schnellste seiner Klasse! Schnell · Sicher · Sparsam

Cliniclave® 45 – Der schnelle Groß-Autoklav für Praxis und Klinik

Besonders schnelle Betriebszeiten + hohe Beladungskapazität + intuitives Bedienkonzept
= Entscheidender Baustein der Instrumentenaufbereitung

- Patentierte Technologie einer doppelwandigen Sterilisierkammer ermöglicht schnelle Betriebszeiten
- Sterilisierkammer mit Gleitschiene zur einfachen Be- und Entladung
- Extragroßes Colour-Touch-Display zur intuitiven Bedienung und schnellen Programmwahl hilft Fehler zu vermeiden
- Integrierte Software zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung
- Geringer Strom- und Wasserverbrauch
- Beladungsmenge: 40 kg unverpackte, 35 kg verpackte Instrumente sowie bis zu 7 kg Textilien
- Kesselvolumen: 1 Sterilisiereinheit (30 × 30 × 60 cm), 105 Liter
- Maße Tischgerät: 65 × 91 × 88 cm (B × H × T)
- Maße mit Unterschrank: 65 × 160 × 88 cm (B × H × T)
- **Inkl. Unterschrank**
- Auch als Durchreiche-Autoklav und 2-STE-Version erhältlich

Cliniclave® 45

(Türanschlag links)

Best.-Nr. 116873

€ 39.472,00

Cliniclave® 45

(Türanschlag rechts)

Best.-Nr. 117599

€ 39.472,00



 Inkl. Unterschrank

Zubehör

MELAdem®56

Wasseraufbereitungs-Anlage

Best.-Nr. 117601



€ 2.189,00

Aufnahmegestell

für 4 Tabletts oder 2 Körbe (Gerät fasst ein Gestell)

Best.-Nr. 117602

€ 234,00

Instrumententablett, Alu

31 × 58 × 5 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 122392

€ 198,00

Instrumentenkorb, Edelstahl

27 × 57 × 13 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 290769

€ 258,00

Instrumententablett

29 × 19 cm (B × T)

für Aufnahmegestell Best.-Nr. 117615

Best.-Nr. 114402

€ 78,00

Wasserstopp (Leckwassermelder)

Best.-Nr. 292551

€ 227,00



MELAtherm® 10

- Aktive Trocknung
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät
- Integrierte Dokumentations-Schnittstellen
- Praxisoptimierte Aufbereitungs-Kammer

MELAtherm® 10 Evolution zusätzlich neue und einzigartige Innovationen

- Großes Smart-Touch Display mit Videofunktion
- Chargenfreigabe ProControl
- AquaBoost Technologie
- MELAconnect Schnittstelle

Geräte auch als DTB-Variante mit 230 Volt-Anschluss erhältlich!



€ Preise auf Anfrage

Beispiele für MELAtherm® Ausstattungspakete




Chirurgie

(auch für Dermatologie und Orthopädie)

bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb 3 (Hohlkörperadaptionierung auf Anfrage)



HNO

bestehend aus:

Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 3, Flexkorb 2, Instrumentenkorb kompakt, Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2, Aufsatz für Flexkorb, mit Klammern (Hohlkörperadaptionierung auf Anfrage)



Gynäkologie

bestehend aus:

Basiskorb ohne Injektorschiene, Flexkorb 6, 2 x Flexkorb Spekula

 MELAtherm® 10 Evolution mit optionaler Edelstahlabdeckung

Zubehör

Regeneriersalz

- Speziell gekörntes und hoch gereinigtes Salz für die integrierte Wasser-Enthärtungsanlage des MELAtherm

Best.-Nr. 129340

€ 7,00



Prozessmedien für die MELAG Thermodesinfektoren

MEtherm® 50 Reiniger

- Mildalkalisch, enzymatisch
- Besondere Reinigungsleistung durch Enzyme und Tenside
- Frei von Silikaten
- Minimierung der Entstehung von Belägen

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122301

€ 87,00



MEtherm® 55 Neutralisator C

- Auf Zitronensäurebasis
- Nach der alkalischen Reinigung einzusetzen
- Beugt Ablagerungen auf Instrumenten vor
- Besonders materialverträglich

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122338

€ 66,00



MEtherm® 56 Neutralisator P

- Auf Phosphorsäurebasis
- Speziell für die Fachbereiche Gynäkologie, HNO und Chirurgie
- Löst zuverlässig Ablagerungen wie Kalk

5-Liter-Kanister

Best.-Nr. 122337

€ 78,00



MEtherm® 61 Klarspüler

- pH-neutral und besonders gut materialverträglich
- Zur fleckenfreien Reinigung und Trocknung
- Belagsbildung an Instrumenten und in der Waschammer werden vermieden

940-ml-Flasche

Best.-Nr. 123628

€ 27,00





MELAstore® Trays Waschtrays für die maschinelle Aufbereitung

- Deutliche Zeitersparnis bei der Beladung und der Entnahme der Instrumente aus einem MELAtherm
- Sehr hohe Qualität bei der Aufbereitung durch Standardisierung und Dokumentation
- Fixierung der Instrumente in Stegen aus Silikon zum sicheren Transport
- Schutz des Praxispersonals vor Verletzungen und der Instrumente vor Beschädigungen



MELAstore-Box 100
mit zwei MELAstore-Trays 50



MELAstore-Box 100
mit einem MELAstore-Tray 100

Für MELAstore wurde die Beladungskapazität von MELAtherm und Vacuklav erhöht.

MELAtherm – 12 × MELAstore-Trays 100
(für je 14 Instrumente) oder 24 MELAstore-Trays 50
Vacuklav – 4 × MELAstore-Boxen 100



MELAstore® Verschlussplomben

- Zum sicheren Plombieren der MELAstore-Boxen
 - Wahlweise mit und ohne Behandlungsindikator
- Packung mit 100 Stück

Ausführung	Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
MELAstore-Tray 50	18,0 × 11,8 × 3,0 cm	119556	150,00
MELAstore-Tray 100	27,5 × 17,6 × 3,0 cm	119557	202,00
MELAstore-Tray 200	27,5 × 17,6 × 4,3 cm	119558	231,00
MELAstore-Box 100	31,2 × 19,0 × 4,6 cm	119559	258,00
MELAstore-Box 200	31,2 × 19,0 × 6,5 cm	119560	270,00


Ausführung	Best.-Nr.	€
Ohne Indikator	119583	20,00
Mit Indikator	119584	23,00

Wasser-Aufbereitung

Hochwertiges demineralisiertes Wasser für Ihre Praxis

- Sichert die Aufbereitungsqualität
- Optimale Werterhaltung der Aufbereitungsgeräte und Instrumente

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 MELAdem® 40 Ionen-austauscher inkl. 2 Mischbettharz-Patronen	292918	529,00
Mischbettharz (2 Patronen) zu MELAdem®40	292919	66,00
2 MELAdem® 47 Umkehr-Osmose-Anlage inkl. Vorratsbehälter, Entnahmehahn und Installationsset	290770	1.632,00
3 MELAjet® Sprühpistole	291047	149,00
4 MELAdem® 53 Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 20 Liter, 24 × 57 cm (Ø × H)	294399	1.772,00
Regenerierung MELAdem® 53	294400	230,00
5 MELAdem® 53C Ionen-Austauscher, 2 Container, gefüllt je 15 Liter, 24 × 45 cm (Ø × H)	124248	1.717,00
Regenerierung MELAdem® 53C	129201	201,00





Nach RKI validierbar

€ 1.577,-
Best.-Nr. 116738

MELAseal® 200 validierbares Siegelgerät

- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen der EN ISO 11607-2
- Seal Check Funktion
- Integrierte Benutzerverwaltung
- Energiespar- und standby-Funktion
- Uhr- und Kalenderfunktion
- Platzsparend durch kompakte Abmessungen
- Intuitive Bedienung mit 4-Tasten-Konzept
- Inkl. speziellem, hochwertigem 8 GB USB-Stick zur Speicherung der Prozessparameter
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)



MELAseal® 100+ (o. Abb.)

- Nicht validierbar
- Kompaktes Foliensiegelgerät
- Akustische und optische Alarmfunktion
- Kurze Aufheiz- und Siegelzeit
- Siegelnahtbreite: 10 mm
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 294462 € 813,00

Zubehör für MELAseal 100+/200

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Rollenhalter „standard“	294463	94,00
2 Rollenhalter „komfort“	292209	148,00
3 Rollenhalter „Deluxe“	118385	389,00



Nach RKI validierbar



MELAseal® Pro – Validierbares Durchlaufsiegelgerät

- Für Praxen, die größere Mengen an Verpackungen versiegeln und den Prozess dokumentieren müssen
- Validierbar nach EN ISO 11607-2
- Energiesparfunktion
- Serielle Schnittstelle zur Dokumentation mit MELAflash, MELAprint 44 oder MELAtrace

Best.-Nr. 294401 € 2.721,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
4 Arbeitstisch „komfort“	115335	684,00
5 Arbeitstisch „standard“	114437	285,00
6 Rollenhalter Zur Wandmontage mit Abschneidevorrichtung	294404	557,00
Fuß für Rollenhalter (zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte)	294405	33,00

Siegelprozesse prüfen und kontrollieren



MELAcontrol® Ink Test

- Tintentest zur Kontrolle der Siegelnaht
- Tintenbeutel mit einschweißen und danach Tinte aus dem Beutel herausdrücken
- Unregelmäßigkeiten, Fehlstellen oder Kanäle werden schnell sichtbar

Packung mit 30 Beuteln

Best.-Nr. 123223 € 51,00

MELAcontrol® seal check

- Zur routinemäßigen Funktionsprüfung von Siegelgeräten
- Kontrolle der Siegeltemperatur, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 294163 € 63,00



MELAfol® Klarsicht-Sterilisierverpackung nach EN 868-5

Rollen + Beutel für Autoklav

Größe	Best.-Nr.	€
Rolle 5 cm × 200 Meter	225096	60,00
Rolle 7,5 cm × 200 Meter	225097	71,00
Rolle 10 cm × 200 Meter	225098	86,00
Rolle 15 cm × 200 Meter	225099	115,00
Rolle 20 cm × 200 Meter	225100	142,00
Rolle 25 cm × 200 Meter	225101	177,00
Beutel 5 cm × 25 cm 1000 Beutel	225108	71,00
Beutel 7,5 cm × 25 cm 1000 Beutel	225109	88,00
Beutel 10 cm × 25 cm 1000 Beutel	225110	106,00
Beutel 20 cm × 50 cm 100 Beutel (mit Seitenfalte)	292552	124,00



Prozess-Dokumentation

1 MELAtrace® / 2 MELAtrace® PRO

Software für die Dokumentation und Freigabe

- Intuitive Verknüpfung der Aufbereitungsschritte der Reinigung und Desinfektion
- Schnelle Chargenfreigabe durch wenige Klicks
- Fälschungssicheres Aufbereitungsprotokoll



1 MELAtrace®



2 MELAtrace® PRO

Zeitguthaben	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
12 Monate	129203	199,00	129206	269,00
36 Monate	129204	539,00	129207	719,00
60 Monate	129205	749,00	129208	999,00

3 MELAprint® 60

Barcode-Etikettendrucker

- Für die Autoklaven der Premium-Klasse Evolution und Cliniclave® Serie
- Inkl. Netzwerkkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 117620 € 999,00



3

4 MELAprint® 80

Barcode-Etikettendrucker

- Etikettendruck in Verbindung mit MELAtrace® und MELAtrace® Pro
- Oder direkt mit Careclave®, Vacuclav® 550 und den Autoklaven der Prime Line
- Inkl. Netzwerkkabel (1,5 m), USB-Kabel (1,5 m), 1 Rolle Etiketten

Best.-Nr. 129209 € 999,00



4


5 MELAdoc®

- Etikettendrucker für Sterilisierverpackungen
- Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung der Freigabe
- Dokumentationsblätter erleichtern zusätzlich die Dokumentation und Freigabe (optional)

Best.-Nr. 292953 € 539,00



5



8

6 MELAcontrol®

Chargenkontroll-System

- Für die Routine-Prüfung des Autoklaven und der Siegelgeräte



d



a

b



c

Ausführung	Best.-Nr.	€
a Helix (Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen)	292912	210,00
b Pro (Dauer-Prüfkörper, 40 Indikatorstreifen) Pro Nachfüllpackung (250 Indikatorstreifen, Dichtung)	293818	265,00
c Typ 5 Indikator (250 Indikatoren)	129341	35,00
d Bowie & Dick Test (20 Tests)	129342	92,00


Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Etikettenrolle zu MELAprint® 60 mit je 1.000 Etiketten	6 Stück	294697	210,00
Ersatzrollen zu MELAdoc mit je 750 Etiketten und 1 Farbwalze	6 Stück	292954	70,00
8 Dokumentationsblätter zu MELAdoc Block mit je 100 Blatt	10 Stück	293137	97,00



Sterilisierbehälter nach EN 868-8

- Boden und Deckel perforiert
- Mit Einweg-Papierfilter ausgestattet
- 100 Einmal-Papierfilter im Lieferumfang enthalten

Typ	Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
15 K	18 × 12 × 4,5 cm	225074	201,00
15 M	35 × 12 × 4,5 cm	225075	266,00
15 G	35 × 12 × 8,0 cm	225076	290,00
17 K	20 × 14 × 5,0 cm	225077	212,00
17 M	41 × 14 × 5,0 cm	225078	298,00
17 G	41 × 14 × 9,0 cm	225079	303,00
23 M	42 × 16 × 6,0 cm	225081	345,00
23 G	42 × 16 × 12,0 cm	225082	363,00
28 M	32 × 16 × 6,0 cm	292553	290,00
28 G	32 × 16 × 12,0 cm	292554	339,00



Einmal-Papierfilter für MELAG Sterilisierbehälter

Packung mit 100 Stück

Einmal-Papierfilter	Best.-Nr.	€
Für Sterilisierbehälter 15K	293454	32,00
Für Sterilisierbehälter 15M/15G	293455	32,00
Für Sterilisierbehälter 17K	293456	32,00

Einmal-Papierfilter	Best.-Nr.	€
Für Sterilisierbehälter 17M/17G	293457	32,00
Für Sterilisierbehälter 23M/23G	293458	32,00
Für Sterilisierbehälter 28M/28G	293459	32,00

Transportbox für Instrumente

- Aus hochwertigem, transparentem Material
- Luft- und wasserdicht, dank Sicherheitsverschluss und der speziellen Silikon-Doppelkammer-Dichtung
- Mit und ohne Ablaufgitter
- Thermostabil bis 110 °C, aber nicht autoklavierbar



Ausführung	Liter	Größe H × B × T (mm)	Best.-Nr.	€
Mit Ablaufgitter	3,4 Liter	118 × 152 × 297	115586	11,74
Mit Ablaufgitter	3,9 Liter	84 × 230 × 295	115585	14,82
Ohne Ablaufgitter, mit Deckel und Tragegriffen	16 Liter	212 × 274 × 361	115587	29,07

Klebebänder

Mit Dampf-Indikator

	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
1	19 mm	50 m	125301	4,40
2	25 mm	50 m	125302	6,96

Mit Heißluft-Indikator (o. Abb.)

	Breite	Länge	Best.-Nr.	€
	19 mm	50 m	183817	17,92



1 Lupenleuchte

- Tischleuchte mit Gelenkarm
- Mit 12 Watt Leuchtstoffring / 230 Volt
- Ø 90 mm Linse mit 3 und 12 Dioptrien
- 1,75- und 4-fache Vergrößerung
- Ein-/ Ausschalter im Standfuß
- Echtglaslinse
- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Linse

Best.-Nr. 119150

€ 51,84



2 Gesichtsschutz-Set

- Hervorragende Transparenz
- Keine Verzerrung des Blickfeldes
- Entspiegelt und antistatisch
- Mit Antibeschlag-Eigenschaften ausgerüstet
- Kratzfest und sicher (bruchfest, splitterfrei)
- Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt
- Leicht und ergonomisch

Lieferumfang:

Gestell, 10 Folienaufsätze

Best.-Nr. 123752

100,98

3 Reinigungsbürste

- Doppelseitig mit Nylonborsten für Pinzetten
- Länge: 17,5 cm
- Maße: Bürstenkopf 3,5 × 1 cm und 2,5 × 0,5 cm

Packung mit 2 Stück

Best.-Nr. 112454

€ 12,97

4 Instrumentenreinigungsbürste

- Für die gründliche und schonende Reinigung chirurgischer Instrumente
- Extraharte Kunststoffborsten
- Länge: 17 cm
- Kunststoff: blau
- Hitzebeständig bis 134 °C

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 130811

€ 3,83

Tischabroller

- Für Indikator Klebeband bis 25 mm Breite

Best.-Nr. 112388

€ 13,50



5 Hitzeschutzhandschuh

- Aus Silikon, latexfrei
- Für die Entnahme von heißem Sterilgut
- Oberfläche strukturiert
- Waschbar im RDT Automaten
- Farbe: hellblau
- Länge: 35 cm
- Einsatzbereich -40 °C bis 240 °C

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 112450

€ 16,46

6 Instrumenten-Ölspray

- Für Dampfsterilisation geeignet

Dose mit 500 ml

Best.-Nr. 115743

€ 9,67



— Latexfrei

5

6

Den richtigen Indikator finden – leicht gemacht!

Aufbereitungs-Verfahren/-schritt	Art der Prüfung + Prüffrequenz	Geeignete Methoden (Prüfmittel/Produkte)
1 Reinigungskontrollen für MP		
Prüfung der Reinigungswirkung in Reinigungs- und Desinfektions-Geräten (RDG)	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks)
1a Prüfung der Reinigungswirkung im Inneren von Hohlkörpern	Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen (täglich)	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung in MIC-Prüfkörpern (MIC) (z. B. Wash-Checks H)
Prüfung der Funktionsweise und Reinigungswirkung in Ultraschall-Bädern	Funktion periodisch + Reinigungswirkung kontinuierlich prüfen	Reinigungsindikatoren mit geeigneter Testanschmutzung (z. B. Wash-Checks U)
Proteinnachweisverfahren		Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest (z. B. Wash-Checks Pro)
Nachweis von Proteinrückständen an zugänglichen Oberflächen von Medizinprodukten (MP)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	
1b Nachweis von Proteinrückständen an schwer zugänglichen Innen-Flächen von Hohlkörper-MP (Abstrichtiefe bis 15 cm)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit extralangem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro L)
Spez. für Endoskope: Nachweis von Proteinrückständen in Endoskopkanälen von bis zu 2,4 m Länge (Tupferlänge 2,5 m)	Periodische Prüfung gemäß einer festgelegten Arbeitsanweisung	Routinetauglicher und in der Handhabung einfacher sowie sofort + sicher ablesbarer Proteintest mit 2,5 Meter langem Tupfer (z. B. Wash-Checks Pro E Plus)
2 Sterilisation mit feuchter Hitze (Dampfsterilisation)		
2a Geräte ohne fraktioniertes Vakuum (Achtung: Nicht geeignet für kritische MP)	Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierungswirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter) Kontinuierliche Prüfung der Funktion des Sterilisators (täglich vor Betriebsaufnahme) Kontinuierliche Prüfung ob MP bereits sterilisiert wurde (alle Sterilgüter)	Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage) Bowie&Dick-Test (z. B. BD-Control, BD-Control Kit, 3M Comply) Prozessindikatoren auf Indikatorband oder Klebeetikett
2b Geräte mit fraktioniertem Vakuum (Typ B Sterilisatoren)	Kontinuierliche Prüfung mit Hohlkörperprüfmodell sofern Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden (EN 867-5) alternativ, jedoch nur wenn keine Hohlkörperinstrumente sterilisiert werden: Kontinuierliche Prüfung auf Sterilisierungswirkung im Sterilgut (alle Sterilgüter)	geeignetes PCD (= Process Challenge Device) mit dafür optimierten Chemoindikatoren (z. B. SterilControl II oder MELAcontrol®) Chemioindikatoren mind. Typ 5 (z. B. Control D oder Sterigage)
3 Dokumentation	Kontinuierlich, es müssen alle prozessrelevanten Schritte dokumentiert werden	Gestaltung nach eigener Wahl entsprechend den internen Vorschriften/Regelungen

Chemische Indikatorsysteme zur Sterilisationskontrolle

Sterilisationskontrolle (Dampfsterilisation)

Bowie-Dick-Test
(nur Typ B Sterilisatoren) **BD-Control oder BD-Control Kit**
Chargenkontrolle
(Hohlkörper, nur Typ B Sterilisatoren) **SterilControl II**



1 + 2 + 3

1 BD-Control Bowie-Dick-Test

Gebrauchsfertiges Einmaltestpaket (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (**Typ B Autoklaven**)
Packung mit 30 Einmaltestpaketen
(Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)
Best.-Nr. 156687 € 108,57

2 BD-Control Kit Bowie-Dick-Test

(alternativ zu BD-Control)
Mehrfach verwendbares Testsystem (DIN EN ISO 11140-4, DIN EN 867-5) für Vakuum-Autoklaven (**Typ B Autoklaven**), anwendbar nur mit BD-Testpakethalter –
Best.-Nr. 156689
Packung mit 30 Indikatorbögen + 2 je 15 mal verwendbaren Testpaketen
= 30 Bowie-Dick-Teste (Typ 2 / DIN EN ISO 11140-1)
Best.-Nr. 156688 € 42,55

3 BD-Testpakethalter

Vorrichtung aus Edelstahl zur Aufnahme des **BD-Control Kit Bowie-Dick-Tests** Best.-Nr. 156688
Best.-Nr. 156689 € 285,37

4 SterilControl-PCD II

Wartungsfreier Edelstahl-Prüfkörper (PCD = Process Challenge Device) für das Chargen-Überwachungs-System SterilControl II zur Überprüfung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven
Best.-Nr. 157761 € 285,00

5 SterilControl II Chargen-Überwachungs-System

Indikatorsystem Typ 2 / EN ISO 11140-1 für die Chargen-Überwachung der **gesamten Beladung** in Typ B-Autoklaven, anwendbar nur mit SterilControl-PCD II, Best.-Nr. 157761
Packung mit 100 Indikatorstreifen
Best.-Nr. 158522 € 89,10
Packung mit 300 Indikatorstreifen
Best.-Nr. 157760 € 199,31



4 + 5





Bowie-Dick-Einmaltestpaket

- Einfachste Handhabung des Dampfdruckdurchgangstests
- DIN EN ISO 11140-4
- Zur täglichen Funktionskontrolle und Qualitätssicherung
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdruckdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Packung mit 40 Stück
Best.-Nr. 123279 € 129,45



steriCLIN® BMS 1200 Batch Monitoring System

- Chargenüberwachungssystem nach Anforderungen der DIN EN 867-5
- Für die Chargenkontrolle der Sterilisation mit Beladung
- Prüfkörper ist unbegrenzt wiederverwendbar
- Verfärbung bei vollständiger Dampfdruckdurchdringung
- Ohne Schwermetalle oder giftige Stoffe

Ausführung	Best.-Nr.	€
Starterkit (Prüfkörper, 2 Schraubkapseln, 50 Indikatorstreifen)	127654	71,50
Indikatorstreifen (50 Stück, 1 Schraubkapsel)	127655	18,20

steriCLIN® Klarsichtbeutel und Klarsichtschläuche (Papier/Folie)

Das universelle Verpackungssystem für die Sterilisation

- Nahezu alle leichten und mittelschweren Instrumente und Sets können hiermit verpackt werden
- Sterilisationsfestes 70 g/m² starkes Kraftpapier, wirksame Barriere gegen Keime

Packung mit 100 Stück


Größe	Best.-Nr.	€
100 × 200 mm	294648	5,05
100 × 250 mm	292543	5,31
150 × 270 mm	294650	7,62
220 × 350 mm	294651	12,24
250 × 400 mm	294652	15,92
270 × 450 mm	294653	19,53

- Durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase
- Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind außerhalb des Füllbereichs aufgedruckt
- Qualität „Made in Germany“ (EN 868, ISO 11607)



Packung mit 1 Rolle


Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 200 m	293801	16,67
7,5 cm × 200 m	292635	22,56
10,0 cm × 200 m	292636	25,35
12,5 cm × 200 m	293803	32,24
15,0 cm × 200 m	292637	37,34
20,0 cm × 200 m	292638	50,72
25,0 cm × 200 m	292639	64,60
30,0 cm × 200 m	129211	78,95
35,0 cm × 200 m	129212	102,85
38,0 cm × 200 m	129213	108,00
40,0 cm × 200 m	129214	126,75
42,0 cm × 200 m	129215	145,55



steriCLIN® Bogenverpackungen

- Wahlweise aus medizinischem Krepppapier, Non-Woven Vliesstoff oder Polypropylen PP (SMS)
- Diverse Grammaturen von 50 × 50 cm bis 150 × 190 cm erhältlich

Material	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Krepp grün	60 × 60 cm	750 Stück	129216	127,00
Krepp grün	120 × 120 cm	126 Stück	129217	84,00
Vlies blau 52 g	60 × 60 cm	504 Stück	114893	152,00
Vlies blau 52 g	120 × 120 cm	126 Stück	127433	102,00
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	75 × 75 cm	200 Stück	122975	112,00
Vlies PP SSMMS blau/violett 43 g	120 × 120 cm	120 Stück	129218	171,00



steriCLIN® Kunststoffsigel (DuoSiegel)

- Aus sterilisationsbeständigem Polypropylen
- Zum Verplomben von gängigen Containersystemen
- Kompatibel mit Wagner und Aesculap Containern

Packung mit 1000 Stück

Farbe	Indikator	Best.-Nr.	€
dunkelblau	Nein	129221	86,00
dunkelblau	STEAM	129222	95,00
rot	Nein	129223	86,00
rot	STEAM	129224	95,00



steriCLIN® Info-Etiketten mit Aufdruck

- Erleichtert die Kennzeichnung des Hygienestatus
- Doppelt selbstklebend
- Rückstandsfrei ablösbar
- Je ein Etikett grün und rot
- Maße: 100 × 100 mm

Packung mit 500 Stück

Aufdruck	Best.-Nr.	€
Gereinigt Clean / Kontaminiert	129219	52,50
Aufbereitetes med. Instrument / Gebrauchtes med. Instrument	129220	55,50



Kunststoffkanülen

Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope



Kunststoffkanülen


- Zur chirurgisch-invasiven Irrigation, Applikation und Aspiration sowie zur nicht-invasiven Anwendung bestimmt
- Klasse IIa Produkt zur chirurgisch-invasiven Anwendung zugelassen
- Biegsam bis 45°
- DEHP- und latexfrei
- Steril verpackt

Packung mit 24 Stück

Gesamt-L × Arbeits-L × Ø	Best.-Nr.	€
50 × 28 × 0,9 mm	126573	27,95
70 × 48 × 0,9 mm	126574	29,96
103 × 81 × 1,0 mm	126575	31,42



Größere Verpackungseinheiten auf Anfrage!



Einweg-Reinigungsbürsten für Endoskope

- Zur manuellen Vorreinigung von flexiblen Endoskopen
- Mit einem Kunststoffkugelhkopf und mittelharten Nylonborsten
- Kein Verkratzen der empfindlichen Kanäle

Bürstenkopf Ø × L (mm)	Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,0 × 1000	gelb	50 Stück	126584	55,38
3,0 × 1000	weiß	50 Stück	126585	55,38
2,5 × 2300	rot	50 Stück	126586	64,50
3,0 × 2300	blau	50 Stück	126589	55,38
5,0 × 2300	rot	50 Stück	126600	55,38
6,0 × 2300	grün	50 Stück	126602	55,38
3,0 + 5,0 × 2300	gelb	50 Stück	126603	68,08
5,5 × 2300	türkis	50 Stück	126604	68,03
5,0 × 2650 mit 280 mm Pfeifenreiniger	gelb	50 Stück	126605	68,08
5,2/11 × 156 Ventilreinigungsbürste	rot	100 Stück	126606	81,28

Reinigungsindikatoren und -tests



TOSI® Prüfkörper (RDG)

- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Visuelles Ergebnis durch transparente Abdeckung
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips für eine schnelle und reproduzierbare Befestigung
- Unterscheidung von chemischen und mechanischen Reinigungsproblemen

Packung mit 12 Stück

Best.-Nr. 126639

€ 54,58



TOSI®-LumCheck (RDG's, Ultraschallreinigungsgesetz)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126640	82,17
Teststreifen (25 Stück)	126642	82,17

TOSI®-FlexiCheck (RDG-E's)

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- TOSI®-FlexiCheck simuliert einen Endoskopkanal
- Zwei separate Testanschmutzungen um die Ablösung von Blut und Polysacchariden zu testen
- Sofortiges Ergebnis durch visuelle Kontrolle

Ausführung	Best.-Nr.	€
Prüfkörper	126641	120,76
Teststreifen (25 Stück)	126643	126,48



SonoCheck

- Überprüfung der Ultraschallenergie
- Gebrauchsfertiger Test mit sofortigem Ergebnis
- Farbwechsel von grün nach gelb
- Einfacher Gebrauch (Einmalprodukt)

Packung mit 30 Stück

Best.-Nr. 126582

€ 93,94



Pyromol-Test / Pyromol-E-Test

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Schneller Nachweis unlöslicher Proteinrückstände
- Blaufärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments oder im getesteten Kanal
- Nachweis ab 1 µg Protein
- Keine Fehlinterpretation durch Glutaraldehyd oder Peressigsäure
- Pyromol-E-Test Länge 2,3 m

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
Pyromol-Test	20 Stück	126644	113,99
Pyromol-E-Test Ø 1,7 mm	6 Stück	126645	66,74
Pyromol-E-Test Ø 2,8 mm	6 Stück	126647	66,74
Pyromol-E-Test Ø 3,8 mm	6 Stück	126649	66,66
Pyromol-E-Test Ø 5,0 mm	6 Stück	126662	66,66



STERIKING® WIPAK

Steriking® ist eine Marke der Wipak-Gruppe mit Hauptsitz in Finnland.

Klarsicht-Rollen und -Beutel

- Zum Verpacken von einzelnen Instrumenten oder auch Sets geeignet
- Konform zu DIN EN ISO 11607 und DIN EN 858-5
- 9-lagige Folie (Multi-X9) und festes 70 g/m² medizinisches Papier bieten höchste Sicherheit
- Heißsiegelfähig bei 165 °C – 200 °C (180 °C empfohlene Einstellung)
- Mit Indikatoren für Dampf-, EO-, und FO-Sterilisation
- Aufgedruckte LOT-Nummer erlaubt Rückverfolgbarkeit
- Produziert mit durchgehender „unendlicher“ Siegnah an den Rändern



Klarsicht-Beutel

- Beutel sparen viel Zeit und ermöglichen ein besseres aseptisches Öffnen als Rollenware

Packung mit 200 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
50 x 250 mm	128371	8,85
75 x 270 mm	128372	10,75
75 x 150 mm	128373	7,90
75 x 300 mm	128374	11,70
100 x 200 mm	128375	11,60
100 x 300 mm	128376	15,15
150 x 270 mm	128377	19,20
150 x 300 mm	128378	22,25
150 x 350 mm	128379	24,95
250 x 380 mm	128380	51,75

Klarsicht-Rolle Rolle mit 200 m

Breite	Best.-Nr.	€
5 cm	156448	19,70
7,5 cm	153613	21,60
10 cm	113830	25,20
12,5 cm	125960	34,85
15 cm	184258	36,90
20 cm	183065	57,40
25 cm	115014	67,30
30 cm	125954	84,60

Rollen mit Seitenfalte

Rolle mit 100 m

Maße	Best.-Nr.	€
200 x 55 cm	183066	39,30
250 x 65 cm	188267	62,10
300 x 80 cm	126566	64,50



Steriking® Daily Control DCG2 Testpaket

- Ein Routinetest des Typs Bowie & Dick
- Kompakter, versiegelter Spezialpapierbeutel.
- Entspricht ISO 11140-1 und ISO 11140-4

Packung mit 20 Testpaketen

Best.-Nr. 126567

€ 95,95



Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisierverpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren geeignet

Packung mit 10 Stück

Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	26,15
rot / 0,75 mm	125966	26,15
blau / 0,75 mm	125967	26,15
schwarz / 1,00 mm	125968	26,15



Steriking® HX400 Helix-Test

- Erfüllt EN 867-5 und ISO 11140-1
- Geeignet für "Klasse-B" - Autoklaven

Packung mit 1 PCD und 400 Teststreifen

Best.-Nr. 126568

€ 107,15

Steriking® AC6 Indikatorstreifen

- Klasse 6 emulierende Indikatoren für die Dampfsterilisation
- Erfüllt ISO 11140-1:2015 (Klasse 6)

Packung enthält 250 Teststreifen

Best.-Nr. 126569

€ 25,95



Steriking® Steri-Tapes

Packung mit 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Abroller	126570	13,15
ohne Indikator 19 mm x 50 m	125305	1,95
ohne Indikator 25 mm x 50 m	125306	2,70
mit Dampfndikator 19 mm x 50 m	126571	4,15
mit Dampfndikator 25 mm x 50 m	126572	5,20
mit Heißluftindikator 19 mm x 50 m	125304	16,50



Seal Check

Testsystem und Funktionskontrolle von Siegelprozessen eines Durchlauf-Siegelgerätes nach DIN EN ISO 11607-2

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Einhaltung der RKI Richtlinien
- Überprüfung offener Siegelnähte und Kanalbildung

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 118842

€ 29,80

Class 5 Steam Integrator

Klasse 5 Dampf-Integratoren beurteilen die drei kritischen Parameter der Dampfsterilisation ZEIT – TEMPERATUR – SATTDAMPF im Inneren der Verpackung

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Wird gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Chargenkontrolle empfohlen

Packung mit 100 Teststreifen

Best.-Nr. 119368

€ 26,50



Bowie & Dick Einmaltest

Gebrauchsfertiges, schwermetalldreies Einmaltestprodukt für die tägliche Überwachung von Dampfsterilisatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. (Typ B Autoklaven)

- Einfache Handhabung und Dokumentation
- Handhabungssicher
- Eindeutiger Farbumschlag

Packung mit 28 Stück

Best.-Nr. 118843

€ 69,78



Helix Test

- Mit Indikatorstreifen und Rezeptakel
- Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper
- Sterilisationsprozess-Kontrolltest Klasse B Autoklaven
- Selbstklebender Indikatorstreifen zur Dokumentation
- Einfache Beurteilung des Ergebnisses
- Farbumschlag des Indikators von Gelb nach Dunkelbraun

Anzahl	Best.-Nr.	€
100 Indikatoren	119563	49,00
250 Indikatoren	118844	64,90
400 Indikatoren	118845	96,00



Wash-Check Einwegtest (RDG)

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

- Einfache Handhabung und Auswertung
- Einhaltung der RKI Richtlinien

Packung mit 100 Indikatorstreifen

Best.-Nr. 122604

€ 125,00



Wash-Check Halterung

- Für Wash-Check-Indikatoren von Medi-Pack
- Prüfleiste
- Aus rostfreiem Edelstahl

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 122605

€ 35,00

Wasseraufbereitung

Ionenaustauscher Express

Der maßgeschneiderte, bundesweite Service für jeden Anwender einer Ionenaustauscher-Patrone.

- Schnell, zuverlässig und bequem
- Regeneration **aller** Patronenfabrikate
- Kein lästiger Versand- und Transportaufwand
- Keine Wartezeiten

Zentrale Regeneration: Kosten senken, Nachhaltigkeit erhöhen

Die größte und leistungsstärkste Regenerierstation in Kontinentaleuropa regeneriert Ihre Harze.

Durch die Umkehrung des Beladungsvorganges mit geeigneten Regeneriermitteln werden die Ionenaustauscherharze wieder zur Demineralisierung einsatzfähig gemacht. Dies spart Kosten und Ressourcen.

- Ökologisch und ökonomisch
- Spezialisierte Qualitätssicherung und Zertifizierung
- Kompetenzzentrum für Ionenaustauschertechnologie

Unser Service: so einfach geht es

Ein Anruf bei Ihrem Fachhändler vor Ort genügt und der Ionenaustauscher Express Service ist in Kürze bei Ihnen, um die verbrauchten Ionenaustauscher-Harze gegen regenerierte auszutauschen.

Der Service-Mitarbeiter nimmt Ihnen alles ab, bis hin zum Wiederanschießen der Patrone. Gerne übernehmen wir auch weitere Servicearbeiten an Ihrer Wasseraufbereitungsanlage.



Wir geben Ihnen eine Vor-Stellung ...




3D-Raumplanung

- Präsentation der Produkte in bestmöglicher Form
- Raumstruktur optimal planen
- Erstellung von Kosten- und Investitionsübersichten



Beratung vor Ort

- Augmented Reality – Produkte virtuell in realer Umgebung in Ihrer Praxis konfigurieren und ansehen
- Interaktive Produkt-konfiguration in Echtzeit
- Erstellen von Artikellisten für mehr Kostentransparenz bereits bei der Planung







Praxiseinrichtung

- Liegen, Hocker & Stühle in großer Auswahl
- Untersuchungs- & Behandlungsstühle
- Praxistextilien & Lagerungshilfen
- Infusionsständer
- Raumteilung
- Wagen für jeden Praxisbereich
- Kartei- & Flügeltürenschränke
- Praxisschilder
- Alles für die Patientenorganisation
- Arzttaschen

Möbeln Sie Ihre Praxis auf
und erleben Sie
die Einrichtung
vor dem Einkauf!



Augmented Reality z. B. mit Liegen



SENSA i® – Maximale Flexibilität und Funktionalität

Die SENSA i® setzt neue Maßstäbe im Bereich der Konfiguration, der Sicherheit sowie des Komforts und der Benutzerfreundlichkeit. Sie zeichnet sich durch die bewährte LIKAMED Qualität und ein ansprechendes Design mit vollständiger Flexibilität aus. Neben der hohen Produktqualität wurde ein besonderes Augenmerk auf den Komfort für Patienten und Anwender gerichtet, was sich in der großen Auswahl an konfigurierbaren Ausstattungsvarianten widerspiegelt.



AB € **1.952,-**

SENSA i®

- 3 bis 5 leise Antriebe
- Flexible Armstützen für jeden Anwendungsbereich
- Große Auswahl an komfortablen Polsterungen und Farbkonzepten
- Mehrere Verkleidungsvarianten
- Fußstütze manuell oder elektrisch verstellbar
- Mehrere Rollenvarianten mit verschiedenen Funktionen, Arretierungen und Bodenfreiheiten
- Potentialausgleich
- Maße: 229 × 87 cm (Gesamt-L × B)
- Maximale Belastbarkeit: 250 kg



Design und Funktionalität in Vollendung

Made in Germany



Tablethalter



Schwenktisch



USB-Leseleuchte



USB-Ladebuchse



Abstandssensor



konfigurator.likamed.de/konfigurator/

Konfigurieren Sie Ihre SENSA i® Liege und lassen Sie sich umfassend von Ihrem Co-med Fachhändler beraten, welche Konfiguration für Ihren Bedarf passend und sinnvoll ist und wählen Sie aus den vielen Farbkombinationen die Farben passend zu Ihren Praxisräumen.




Stufenlose motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

Sonderfarben gegen Aufpreis

Mehr Komfort für Ihre Patienten

Polsterauflagen



Luftkammern

Softweich

Viscoschaum

Universal

Robust



- Standard Polsterfarben
- Sonderfarben
- ◆ Optional mit antimikrobieller Oberfläche möglich

DT1 und ST1 – Beistelltische

- Höhenverstellung von 84 – 98 cm
- Großes abnehmbares Tablett (ST1 und DT1)
- Schwenkbare Tablett (DT1)
- Stapelbehälter
- Stellfläche: 42 × 66 cm
- Maximale Belastung: 25 kg

1 DT1 Best.-Nr. 117821

2 ST1 Best.-Nr. 117820

€ 482,00

€ 433,00



Zubehör (optional)

- Halterung für Monitor
- Flaschenhalterung
- Deckel für Stapelbehälter



1



2

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



SENSA® Flex – geringer Platzbedarf, hoher Komfort

Die SENSA® Flex benötigt nur wenig Platz – bietet aber zugleich hohe Stabilität und Kippsicherheit und ist zusätzlich TÜV-zertifiziert. Die Therapieliege überzeugt durch eine stufenlose, motorische Positionseinstellung. Der einfache Ein- und Ausstieg von vorne wird durch die niedrige Einstiegshöhe patientenfreundlich ermöglicht und durch das verstellbare Fußteil und die vorhandene Sitzteilneigung vereinfacht. Die Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit, der hohe Patientenkomfort, mit dem sich auch mehrstündige Behandlungen entspannt bewältigen lassen, zeichnen die SENSA® Flex aus.

- Rücken-, Sitz- und Fußteilmotor (A3, A4)
- Zusätzlicher elektrischer Höhenhub (A4) (21 cm)
- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung (A3)
- Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung (A4)
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 199 x 85 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 200 kg

Zubehör und Optionen

- Verschiedene Rollengrößen und Arretierungsmöglichkeiten
- Infusionsstange und Halterung
- Papierrollenhalter, Potentialausgleichskabel
- Schiebegriff
- Akku, viele Sonderfarben

Zubehör für SENSA® Flex

- USB-Ladebuchse
- USB-Leseleuchte
- Schwenktisch
- Taschenhalter
- Tablethalter

NEU!



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

SENSA® Flex A3

Best.-Nr. 119564

€ 2.160,00



SENSA® Flex A4 ZA

Best.-Nr. 120842

€ 2.714,00



SALSA® A1 – kompakt und funktionsgerecht

Das Basismodell der SALSA®-Serie bietet preis- und leistungsgerechten Komfort, vor allem die stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfort- bis in die Schocklagenposition. Intuitiv geführt durch die Tasten des Handschalters mit vorgewählten Grundeinstellungen, findet sich sofort die gewünschte Position. Patientenkomfort, Ergonomie und Sicherheit zeigen sich auch in den weichen, geformten Armstützen, die hochklapp- und schwenkbar beste Bedingungen für Zugang und Lagerung bieten.

- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 200 x 81 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 200 kg

Zubehör und Optionen

- Verschiedene Rollengrößen
- Papierrollenhalter, Potentialausgleichskabel
- Schiebegriff
- Fußstütze, Nackenrolle



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz- über die Komfort- in die Schocklagenposition

Best.-Nr. 118540

€ 1.540,00



SALVA – Sichere Mobilität mit Komfort

Der LIKAMED Transportstuhl ist speziell für den sicheren Patiententransport entwickelt und bringt ihre Patienten sicher von einem Ort zum anderen. Mit der ergonomischen Sitzposition, verstellbarem Rücken- und Fußteil und einstellbaren Armlehne bietet SALVA einen hohen Patientenkomfort.

- Rollen Ø 12,5 cm vorn mit Richtungsverstellung und Zentralarretierung hinten
- Komfortables, weiches Polster
- Maße: 166 x 69 cm (Gesamt-L x B)
- Maximale Belastung: 215 kg

Zubehör und Optionen

- Rücken- und Fußteil synchron verstellbar
- Antistatische Doppel-Laufrollen, Räder Ø 30 cm vorne
- Höhenhub, Ein- und Aufstehilfe
- Ausziehbares Fußbrett, Dokumentenablage
- Normschiene, Infusionsstange und Halterung

NEU!



Stufenlose manuelle Verstellung der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Kopftieflagerung.

Best.-Nr. 129245

€ 1.690,00





max. 250 kg

Liegen für Echokardiographie – Modelle 2550XL, 2552XL

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Bei motorischer Verstellung: Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Kopfteillänge 800 mm, bis 50° stufenlos positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B), optional Breite 800 mm
- Max. Belastbarkeit: 250 kg

Made in Germany



Modell	2550XLE (2-teilig)	2550XL/H (2-teilig)	2552XLE (3-teilig)	2552XL/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (520 – 940 mm)	elektromotorisch (540 – 980 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129227	129230	129233	129236
weißaluminium (RAL 9006)	129228	129231	129234	129237
graualuminium (RAL 9007)	129229	129232	129235	129238
€	3.587,00	3.404,00	4.015,00	3.832,00

Liegen für Echokardiographie mit multifunktionalen Verstellmöglichkeiten Modelle 2690XLE, 2695XLE

- Gestell pulverbeschichtet, fahrbar auf einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Elektromotorische Verstellung der Höhe (von 630 – 1070 mm, ohne Seitenversatz) und des Mittelteils; mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Optional tiefergelegtes Untergestell, dann Höhenverstellbereich: 540 – 980 mm
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung und Freilauf, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt(e) im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Verstellung des Mittelteils positiv (+20°) und negativ (-10°)
- Hygiene-Ausstattung: u.a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg




max. 220 kg

Abbildung zeigt Modell 2695XLE.

Modell	2690XLE (1 Echo-Ausschnitt)	2695XLE (2 Echo-Ausschnitte)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	129239	129242
weißaluminium (RAL 9006)	129240	129243
graualuminium (RAL 9007)	129241	129244
€	5.730,00	6.271,00

skai® – Toronto EN

- Reiß- und kratzfest, langlebig
- Pflegeleicht durch innovative Reinigungsmöglichkeiten, hohe Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Abriebfest DIN EN ISO 5470-2: 300.000 Martindale invers
- Öl- und fettbeständig
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Latex- und phthalatfrei
- Vegan, nachhaltig
- Flammschutz DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302



Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.

Untersuchungsliege Modell 6100-04E, C-Bogen geeignet

- Liegefläche 2-teilig (optional 1-teilig mit abnehmbarer Matratze)
- Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen Ø 100 mm
- Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Elektromotorische Höhenverstellung ohne Seitenversatz lotecht 620 – 1020 mm, Bedienung durch einen Fußschalter (fixiert am Kopfende) und einen Handschalter
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, automatische Abschaltung bei Nicht-Benutzung**
- Kopfteil (420 mm) stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +40° verstellbar
- Polsterstärke: 70 mm

- C-Bogen geeignet: Polsterträgerrahmen mit großer, röntgenfähiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich 1000 × 650 mm (L × B)
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 2000 × 800 mm (L × B); max. Belastbarkeit: 200 kg

Grundausstattung Best.-Nr. 126637

€ 5.129,00



max. 200 kg



Abb. links: Grundausstattung
Abb. rechts: abnehmbare Matratze

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Serie DX1 – Bewährtes einfach weitergedacht.



Alle Liegen dieser Seite
max. 225 kg



Behandlungs- und Therapieliegen Serie DX1

- Gestell pulverbeschichtet und feststehend (Fahrbarkeit optional)
- Elektromotorische oder hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- Integrierte Sicherheitseinrichtung nach BfArM: Motor mit Doppeltippaktivierung, Freilauf und automatischer Abschaltung bei Nicht-Benutzung
- Kopfteillänge 550 mm (Modell 1000, 1050) mit Nasenschlitz und Füllpolster, 750 mm (Modell 1030) in Design-Halbrund-Form (ohne Nasenschlitz und Füllpolster)
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) von -35° bis +40°; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50°
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße: 1950 × 700 mm (L × B)
- Max. Belastbarkeit: 225 kg

Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage, z. B.

- Fahrbarkeit auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Papierrollenhalter
- Fußbetätigungsstangen mit Sicherheitsverstellrichtung (Stange treten = Liege fährt hoch, Stange anheben = Liege fährt runter)
- Entfall Nasenschlitz



Bitte bei Bestellung die gewünschte Polsterfarbe angeben.

AB € 1.887,-

Abbildungen der Seite zeigen zum Teil Zusatzoptionen



Modell	1000E (2-teilig)	1000/H (2-teilig)	1030E (2-teilig)	1030/H (2-teilig)	1050E (3-teilig)	1050/H (3-teilig)
Höhenverstellung	elektromotorisch (480 – 920 mm)	hydraulisch (470 – 920 mm)	elektromotorisch (520 – 960 mm)	hydraulisch (510 – 960 mm)	elektromotorisch (500 – 940 mm)	hydraulisch (490 – 940 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	126611	118574	126615	126618	126622	119723
weißaluminium (RAL 9006)	126612	126614	126616	126619	126623	126634
graualuminium (RAL 9007)	126613	118575	126617	126620	126624	119724
€	1.995,00	1.887,00	2.240,00	2.126,00	2.448,00	2.335,00

Transport- und Aufwachliege Serie DX1

- Gestell pulverbeschichtet
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Hydraulische Höhenverstellung ohne Seitenversatz
- Durch Gasdruckfeder stufenlos verstellbar: Kopfteil (550 mm) positiv bis +65°; Kopfteil (750 mm) positiv bis +75° (Sitzposition); bei 3-teiliger Ausführung Fußteil positiv bis +50°
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Liegenpolster in halbsoft-Ausführung, Polsterstärke 70 mm
- Hygiene-Ausstattung: u. a. Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen, Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Maße der Liegefläche / gesamt: 1950 × 700 mm / 2060 × 780 mm (L × B)
- Max. Belastbarkeit: 225 kg



Modell	1 1090/H (2-teilig)	2 1093/H (2-teilig)	3 1095/H (2-teilig)
Höhenverstellung	(500 – 950 mm)	(540 – 990 mm)	(520 – 970 mm)
Gestell	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß (RAL 9010)	123294	126627	123296
weißaluminium (RAL 9006)	126626	126628	126631
graualuminium (RAL 9007)	123295	126629	123297
€	3.341,00	3.480,00	3.787,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Auch mit 4 Motoren



max. 220 kg



Alle Liegen zeigen Zusatzoptionen!

Pflegeset Carisma

- Für Greiner-Bezugstoffe
- Reinigt ohne Zusatz von Lösemitteln
- Auffrischung der Oberfläche
- Mit speziellem, wiederverwendbarem Hochflortuch (40 x 40 cm)
- Sprühflasche mit 500 ml

Best.-Nr. 128903 € 39,50



NEU!

sita Variationsliege

Liege für Infusions- und Transfusionstherapie / Blutabnahme

- Mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage
- Separate und stufenlose Verstellung von der Sitz- bis zur Liegeposition mittels Gasdruckfeder
- Inkl. verschiebbarer Nackenrolle
- Mit gepolsterten Armauflagen
- Untergestell aus beschichtetem Stahl
- 4 einzelgebremste, feststellbare Doppelrollen Ø 10 cm
- Maße Sitzfläche: 50 x 55 x 49 cm (B x H x T)
- Maße Gesamt: 63 x 126 x 82 cm (B x H x T)
- Liegefläche: 185 cm
- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Ausführung mit premium-Polster Aufpreis € 135,00

max. 220 kg



Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	171077	1.168,00
mit Rollen	171078	1.287,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Infusionsstange mit Halter	120990	232,00
Schutzfolie für Beinauflage	120991	59,00
Blutabnahme Armauflage (für die Montage der Armauflage an der sita sind notwendig: Halter und Normschiene)	185066	210,00
Halter (1 Stück)	185067	105,00
Normschiene (1 Paar)	112731	150,00

Viele weitere Zubehörteile für die abgebildeten Liegen auf Anfrage!

Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.

Multiline Next IT


Liege für Infusions- und Transfusionstherapie

- Mit 3 oder 4 Motoren für stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil (sehr schnelle und leise Motoren)
- Trendelenburglagerung / Schocklagerung
- Rückenteilverstellung -5° bis 78°, Neigung Beinteil bis 90°
- Komfortable Polsterung (7,5 cm) mit wenig Nähten
- Modell 4 Motoren Höhenverstellung 54 – 75 cm
- Doppel-Lenkenrollen Ø 10 cm
- Stellfläche als Stuhl: 110 x 78 cm / Liege: 196 x 78 cm
- Liegefläche: 192 x 78 x 54 cm (L x B x H-Einstieg)
- Max. Belastbarkeit: 220 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Zentralarretierung	121011	2.358,00
mit Zentralarretierung	121012	2.638,00
mit 4 Motoren – mit Zentralarretierung und ausklappbaren Fußstützen	123248	3.274,00

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Nackenrolle	122614	55,00
Infusionsstangenhalter	121027	145,00
Infusionsstange	121058	107,70
Schiebegriff mit Papierrollenhalter	121059	127,00
Schonbezug für Beinteil	121060	65,00
Fuß-/Notschalter	121414	156,00



• Abriebfestigkeit nach Martindale 100.000 Zyklen

- Super weich und zugleich strapazierfähig
- Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

**Aufpreis € 93,00 für Multiline (andere Modelle abweichend)
Aufpreis € 19,00 für Arbeitshocker**

- In Kombination mit druckentlastenden Federn für lange Liegezeiten

Aufpreis € 140,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Arbeitshocker

- Gepolsterter Sitz (7,5 cm) lt. Farbkarte oder aus Integralschaum (8,5 cm) schwarz
- Mit 360° Ringauslösung oder Fußauslösung
- Sitz: Ø 36 cm oder Ø 40 cm
- Fußkreuz aus poliertem Aluminium
- Leichtlaufrollen (Ø 50 mm) mit Stoppfunktion bei Belastungswechsel
- Zentralarretierung optional (bei Ringauslösung und ohne Fußring)
- Anatomisch geformtes Polster möglich
- In unterschiedlichen Sitzhöhen

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Arbeitshocker			
1 Ringauslösung	46 – 58 cm	124362	210,00
2 Ringauslösung	54 – 73 cm	124363	210,00

Arbeitshocker mit Halbmondrücken, verstellbar, Polsterfarbe Sitz und Rückenlehne individuell kombinierbar

Ringauslösung	47 – 59 cm	128234	462,00
3 Fußring	54 – 73 cm	128235	507,00

OP-Hocker elektrisch leitfähig, Fußauslösung

ohne Rückenlehne	51 – 71 cm	123807	583,00
Rückenlehne Halbmond	51 – 71 cm	128236	794,00

Sitzpolster Integralschaum, schwarz

4 Ringauslösung	46 – 58 cm	124634	238,00
4 Ringauslösung	54 – 73 cm	124635	238,00
Fußring	54 – 73 cm	124636	283,00
5 Rückenlehne Halbmond, Fußring		125097	495,00



Vorteile des Integralschaums (PUR)

- Hoher Sitzkomfort
- Hohes Sitzklima
- Frei von Nähten
- Strapazierfähig

Blutabnahmestuhl serie 22

- Mit hydraulischer Pumpsäule (Ø 8,5 cm)
- Mit runder Bodenplatte oder einem poliertem Fußkreuz (je Ø 85 cm)
- Fußkreuz wahlweise mit Bodengleitern oder Doppelrollen (Ø 5,0 cm) mit Zentralfeststeller
- Halterung links und rechts für Blutabnahme-Armauflage (zweite Armauflage optional)
- Vielseitig einstellbare Armauflage aus schwarzem Integralschaum
- Alle Stahlteile verchromt
- Maße Sitzfläche: 50 × 47 – 66 × 47 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 60 × 85 – 104 × 66 cm (B × H × T)
- Gewicht: 18 – 21 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Ausführung mit premium-Polster Aufpreis € 60,00



Ausführung	Best.-Nr.	€
mit Gleitern	122906	1.034,00
mit Rollen und Bremse	122907	1.088,00
mit Bodenplatte rund	122908	1.163,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Zweite Armauflage (Aufpreis premium-Polster € 13,00)	185066	210,00
Nackenrolle höhenverstellbar	124254	87,00
Kopfhalterschloss für Nackenrolle (zur Montage der Nackenrolle notwendig)	124255	24,00

Hygienesäule H.U.G.O.

Armhebelspender

- Hygienesäule aus Holz mit Armhebelspender
- Für alle handelsüblichen 500-ml-Spenderflaschen
- Oberfläche der Säule einfach und schnell abwischbar
- Desinfektionsmittelbeständig
- Mit praktischer Auffangschale aus Edelstahl
- Austauschbare Pumpe
- Einfacher Wechsel der Flaschen
- Kein Aufbau notwendig
- Maße: 135 × 35 × 25 cm (H × B × T)
- Gewicht: 11,9 kg

Best.-Nr. 125733

€ 369,00



Alle
Infusions-
ständer mit
2 kg / Haken
belastbar



1 Infusionsständer


- Aus verchromtem Stahl
- Doppelaufrollen, Ø 50 mm (2 Rollen elektrisch leitfähig nach EN 12528 mit Feststellern, 3 Rollen normal)
- Höhenverstellbar
- Mit Abtropfglas
- Gesamtzuladung: 9,5 kg



2 Infusionsständer mit Beschwerung

- Zur Aufnahme von Perfusoren und Infusomaten geeignet
- Rostfreier Edelstahl (Ø 25 / 18 mm)
- Gesamtzuladung: 11 kg

Best.-Nr. 155592 € 120,80



3 Infusionsflaschenhalter

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Passend für Infusionsflaschen bis 1000 ml

Best.-Nr. 183394 € 10,09



ISS-Wandstativ Niro

- Edelstahl poliert (Ø 25 / 18 mm)
- Schraubhöhenverstellung: gerade ca. 540 – 845 mm, gebogen ca. 730 – 1040 mm
- Ausladung gebogen 200 mm
- Flaschenkreuz: gerade 2 Haken, gebogen 4 Haken
- Belastung: 2 kg pro Haken

Lieferumfang: Wandstativ, 2 Wandhalter schwarz (ohne Schrauben – Innensechskantschrauben M6), Flaschenkreuz, Abtropfglas, Glashalter

4 Gerade	Best.-Nr. 112385	€ 75,42
5 Gebogen	Best.-Nr. 112386	€ 93,59

€ 55,59
Best.-Nr. 160186



Infusionsständer

- Beschichtetes Außenrohr
- Schraub-Höhenverstellung von 1350 bis 2150 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Farbe	Best.-Nr.	€
verkehrsgrün	126357	62,97
melonengelb	126359	59,59
verkehrsrot	126360	60,30
perlweiß	126361	59,33
ultramarinblau	126362	67,47



Edelstahl-Infusionsständer

- Rostfreier Edelstahl mit blauen Kunststoffteilen
- Schraub-Höhenverstellung von 1350 bis 2150 mm
- Sicherheitsflaschenkreuz aus Kunststoff
- Fußkreuz Ø 635 mm ohne Beschwerung
- Gesamtzuladung: 9,5 kg
- Doppelaufrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig und gebremst nach EN 12528
- Mit sterilisierbarem Abtropfglas

Best.-Nr. 126363 € 80,82



Kinder-Infusionsständer

- Im kindgerechten Design für angenehme Behandlungen
- Alle Kunststoffteile sind lichtecht
- Integrierte Auszugsbegrenzung verhindert das Trennen der verstellbaren Rohre
- Sicherheitsflaschenkreuz nach DIN ISO 15375
- Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch patentierte Dichtkappe verhindert
- Geringe Klemmgefahr beim Ein- und Ausfahren des Statives dank eingebautem Sicherheitsabstand
- Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Form der Flaschenhaken
- Geometrie der 4 Haken verhindert das Herausfallen der Infusionsflasche
- Komfortable Höhenverstellung mittels Schraubhöhenverstellung mit integriertem, oberflächenschonendem Formklemmelement
- Höhenverstellbar: 1275 bis 2100 mm
- Fußkreuz: Ø 660 mm
- Rollen: Ø 50 mm
- Zuladung pro Haken: 2 kg

Ausführung	Rollen	Farbe	Best.-Nr.	€
1	Flugzeug	gelb	129248	176,00
2	Flugzeug	rot	112660	176,00
3	Maus	grün	112661	176,00



Praxen und Gesundheitszentren

**individuell, maßgeschneidert,
ganzheitlich entwickelt und realisiert**

Unsere Konzepte sind geprägt durch eine individuell geplante Architektur unter Berücksichtigung sämtlicher organisatorischer und funktionaler Praxisabläufe, die Entwicklung individueller Einrichtungslösungen und den Einsatz modernster Technik für die Medizin von heute.

Wir sorgen für Ihre komplette, praxisorientierte und fachlich versierte Planung, denn wir sind uns stets im Klaren darüber, dass jede Investition und deren effektiver Nutzen entscheidend für die Entwicklung und den Erfolg Ihrer zukünftigen Praxis ist.

Unter Berücksichtigung aller aktuellen medizinischen und gesetzlichen Standards bieten wir für Gesundheitsprojekte viele neue und verbesserte Lösungen und Konzepte, die dafür sorgen, dass die Planung und Realisierung erheblich einfacher und trotzdem wirtschaftlich ist.



Mit innovativen Lösungen und richtungsweisenden Dienstleistungsangeboten sind wir Ihr leistungsstarker Partner.

Planung und Organisation, Praxisumbauten und Neuvorhaben

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



AB € **495,-**


max. 225 kg



Paket „groß“

(zur Selbstmontage)

Liege + Hocker + Wagen

- Hocker und Wagen serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112488-XXX € 705,00

Paket „klein“

(zur Selbstmontage)

Liege + Hocker

- Hocker serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 112489-XXX € 495,00

1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112490-XXX € 327,79

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 37,00

2 Drehhocker

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz, Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen (weiche Rollen für harte Böden)
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500–690 mm
- Handringauslöser
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Best.-Nr. 112493-XXX € 186,95

3 Vielzweckwagen

- Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, weiß
- Bügelgriff für Schublade in grauweiß 9002
- 1 Schublade – Nicht mit weiteren Schubladen nachrüstbar!
- 4 Doppelrollen, Ø 75 mm (weiche Rollen für harte Böden)
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 112492 € 219,00



Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche



EKG-Liege

- Polster: 2-teilig, Stärke 70 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Fußpaare mit Querverstrebung
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung + 40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H)

Best.-Nr. 112491-XXX € 559,00

Zubehör

Papierrollenhalter Für 800 mm breite Liegen Best.-Nr. 160162 € 37,00



Blutentnahmestuhl

- Sitz, Rücken und Armlehnen kunstlederbezogen **schwarz**
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 645 × 865 × 455 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 160683 € 376,95



Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. EKG-Liege mit Polster weiß Best.-Nr. 112491-101

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Untersuchungs- und EKG-Liege

- Zweiteilige Liegefläche
- Kopfteil per Raster verstellbar
- Rahmen und FüÙe kunststoffbeschichtet
- Maße: 1900 x 650 / 800 x 650 mm (L x B x H)
- Belastung bis 150 kg

Liege 650 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112392-XXX	323,00
weißaluminium RAL 9006	112394-XXX	323,00
lichtgrau RAL 7035	112393-XXX	323,00
Papierrollenhalter	112395	61,40

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	112396-XXX	437,00
weißaluminium RAL 9006	112398-XXX	437,00
lichtgrau RAL 7035	112397-XXX	437,00
Papierrollenhalter	112399	71,85



Universalliege hydraulisch höhenverstellbar

- 2-teiliges Polster, Polsterstärke: 64 mm
- Stufenlose Kopfteilverstellung per Klemmstangenmechanismus
- Hydraulische Höhenverstellung von 500 – 980 mm ohne Seitenversatz per Fußpedal
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Belastung bis 200 kg
- Maße: 1900 x 650 x 500 – 980 mm (L x B x H)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160504-XXX	2.524,30
weißaluminium RAL 9006	160508-XXX	2.524,30
lichtgrau RAL 7035	160512-XXX	2.524,30

Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 676,85



Echo-Kardiographieliege

- 2-teiliges Polster mit eingearbeitetem Ausschnitt
- Durch den Polstereinsatz (im Lieferumfang enthalten) wird diese im Handumdrehen zur Universalliege
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) über Klemmstangenmechanismus verstellbar
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Polsterhöhe: 64 mm
- Maße: 1900 x 650 x 650 mm (L x B x H)
- Maße Ausschnitt: ca. 315 x 250 mm (L x B)
- Belastung bis 200 kg

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	115546-XXX	1.053,00
weißaluminium RAL 9006	115547-XXX	1.053,00
lichtgrau RAL 7035	115548-XXX	1.053,00



AGA-POWER-MAT Multifunktionsstisch

Verstellmöglichkeiten:

- Rückenteilverstellung +45° / -20°
- Trendelenburg 20°
- Antitrendelenburg 8°
- Sitzteilverstellung +40° / -10°
- Elektromotorische Höhenverstellung 800 – 1100 mm
- Kopfteilverstellung +30° / -30°
- Beinauflagenverstellung 0° / -90°
- Polster elektrisch leitfähig (schwarz)
- Belastung bis 150 kg

Mit einem kunststoffbeschichteten Stahlrohrgestell (ohne Abb.)

Best.-Nr. 153773 € 5.821,00

Mit Edelstahlgestell und einer Edelstahlsockelabdeckung

Best.-Nr. 153774 € 8.129,00

Zubehör (optional)

Zentralverstellung, Fußschalter und Papierrollenhalter



Weitere Polsterfarben auf Anfrage.



Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Universalliege Gestell lichtgrau mit Polster blau Best.-Nr. 160512-103



Schwerlastliegen – XXL-Liegen

- Kopfverstellung stufenlos +40°
- Polster: 64 mm
- Maße: 1900/2000 × 800 × 650 mm (Standard-/Sonderlänge × B × H)
- Höhenverstellbare Modelle in Standardlänge



 Inkl. Papierrollenhalterstange



XXL-Ausführungen



Standardlänge (1900 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160496-XXX	1.067,00
weißaluminium RAL 9006	160497-XXX	1.067,00
lichtgrau RAL 7035	160498-XXX	1.067,00

Sonderlänge (2000 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	160499-XXX	1.249,00
weißaluminium RAL 9006	160501-XXX	1.249,00
lichtgrau RAL 7035	160502-XXX	1.249,00

Hydraulisch höhenverstellbar (650 – 850 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118568-XXX	2.872,00
weißaluminium RAL 9006	118569-XXX	2.872,00
lichtgrau RAL 7035	118570-XXX	2.872,00

Elektromotorisch höhenverstellbar (650 – 850 mm)

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	118571-XXX	2.910,00
weißaluminium RAL 9006	118572-XXX	2.910,00
lichtgrau RAL 7035	118573-XXX	2.910,00



Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofil lackiert lichtgrau RAL 7035 (auf Wunsch auch in weißaluminium RAL 9006 oder reinweiß RAL 9010)
 - Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
 - Maße Sitzteil: 625 × 455 mm (B × T)
 - Sitzhöhe: 500 mm
 - Abstand zwischen Armlehnen: ca. 620 mm
- Best.-Nr. 114815-XXX € 655,00**



Wandklappliege

- Füße einzeln voneinander ausklappbar und mit Einklickschutz gegen ungewolltes Einklappen gesichert
- Inkl. einer mehrfach verstärkten Wandbefestigung (Länge inkl. Wandbefestigung 2014 mm)
- 800 mm breite Liegen sind in der Höhe von 900 mm ausgelegt
- Liegenlänge: 1900 mm
- Kopfteil: 500 mm
- Belastung bei richtiger Montage: bis 200 kg
- Liege 650 mm breit in den Höhen 700, 750 und 800 mm erhältlich (Bitte bei Bestellung angeben!)

Liege 650 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113727-XXX	1.105,00
weißaluminium RAL 9006	113791-XXX	1.105,00
lichtgrau RAL 7035	113789-XXX	1.105,00

Liege 800 mm breit

Gestell	Best.-Nr.	€
reinweiß RAL 9010	113880-XXX	1.246,00
weißaluminium RAL 9006	113883-XXX	1.246,00
lichtgrau RAL 7035	113882-XXX	1.246,00

Blutentnahmestuhl

- Gestell aus Flachovalstahlrohrprofilen lackiert in weißaluminium RAL 9006 (auf Wunsch auch in lichtgrau RAL 7035 oder reinweiß RAL 9010)
 - Rücken-, Sitzteile und Armauflagen gepolstert
 - Sitzhöhe: ca. 500 mm
 - Abstand zwischen den Armlehnen ca. 450 mm
 - Belastbarkeit bis 150 kg
- Best.-Nr. 159195-XXX € 348,00**



Instrumentenzureichtisch

- Mit 3 elektrisch, leitfähigen Rädern, davon 2 feststellbar
 - Gestell aus CrNi-Stahl
 - Maße der Platte: 600 × 400 mm
 - Stufenlose Höhenverstellung von 840 bis 1435 mm
 - Seitliche Aufkantung ca. 15 mm
- Best.-Nr. 160559 € 554,00**



 Bitte nicht vergessen! Bei Bestellung Farb-Nr. für Polster an Best.-Nr. anhängen. AGA Polsterfarben Seite 205.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

AGA-POWER-LIFT Röntgentisch

- Röntgenstrahlendurchlässige PE-Regenerat-Trägerplatten (15 mm)
- Fußgestell der Röntgentische serienmäßig mit Bodenausgleichsschrauben
- Zwischen den Antrieben keine Metallteile
- Elektromotorische Höhenverstellung per Handschalter (mit Höhen- und Neigungsverstellung auf Anfrage)
- Kopfteil der 2-teiligen Ausführung per Raster verstellbar (Kopfteil standardmäßig auf der rechten Seite)
- Bereich des Kopfteils und der Übergang zur Liegefläche nur bedingt röntgenfähig (Scharniere)
- Hubsäulen aus eloxiertem Leichtmetall
- Gestell lackiert in 3 Farben
- Höhenverstellung: 550 – 800 mm
- Maße: 1900 × 650 mm (L × B)
- Max Belastbarkeit 150 kg
- Gewicht: 90 kg



Zubehör

Zentralverstellung

- 4 Doppelrollen Ø 125 mm
- Alle Rollen miteinander verbunden
- Je 1 Tritthebel am Kopf- und Fußende

Best.-Nr. 128227

€ 676,85

Polsterauflage

- Mit Klettverschlüssen
- Farbe: schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
- Maße: 1900 × 650 × 40 mm (H × B)

Best.-Nr. 128312

€ 217,90

Gestell	Best.-Nr. 1-teilig	€	Best.-Nr. 2-teilig	€
lichtgrau RAL 7035	128221	3.553,00	128224	3.891,00
weißaluminium RAL 9006	128222	3.553,00	128225	3.891,00
reinweiß RAL 9010	128223	3.553,00	128226	3.891,00



OP-Hocker

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm
- Polsterstärke: 75 mm
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	460 – 580 mm	128228	657,00
Handhebel	430 – 550 mm	128229	368,00
Handhebel	520 – 700 mm	128230	395,00

OP-Drehstühle

- Mit 5-armigem, poliertem Aluminium Fußkreuz (Ø 610 mm)
- Serienmäßig mit weichen, gebremsten, elektrisch leitfähigen Doppelrollen für harten Boden
- Sitzpolster: Ø 380 mm mit leichter Neigung (3°) zur Rückenlehne
- Polsterstärke: Sitz 75 mm / Rückenlehne 45 mm
- Rückenlehne neigbar und um 160 mm höhenverstellbar
- Polster schwarz aus elektrisch leitfähigem Kunstleder (Baumwoll- / Polyester-Mischgewirke, Beschichtung aus 100 % PVC-Compound)
- Belastbarkeit: 140 kg

Ausführung	Höhenverstellung	Best.-Nr.	€
Fußring	490 – 610 mm	128231	747,00
Handhebel	460 – 580 mm	128232	459,00





Innovative Ideen für moderne Medizintechnik

Seit über 90 Jahren entwickelt die Firma SCHMITZ u. Söhne Ideen, konzipiert und produziert erfolgreich marktgerechte Produkte, die durch Funktionalität, Qualität und Design mit einem Plus an Sicherheit und Komfort überzeugen. Zuverlässiger Partner im Markt ist der medizintechnische Fachhandel.

€ 446,-



SCHMITZ Polsterfarben Seite 210.

1 Untersuchungsliege

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 47,00)
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006	116868-XXX	€ 446,00
RAL 9007	160448-XXX	€ 446,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 37,00

Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Untersuchungsliege und Gerätetisch mit Gestell aus Vierkantrohr pulverbeschichtet in weiteren RAL-Farben lieferbar.

2 medi-net Vielzwecktisch

- 1 Schublade mit kugelgelagerten, schwarz verzinkten Präzisions-schienen, Tischplatte, Einlegeboden und Schubladenblende kunststoffurniert, perlweiß 60, 4 Doppelrollen, Ø 75 mm
- Mit 2 weiteren Schubladen nachrüstbar
- Maße: 580 × 750 × 450 mm (B × H × T)

Gestell RAL 9002 Best.-Nr. 160100 € 283,00

Gestell RAL 9007 Best.-Nr. 160670 € 283,00

3 Drehhocker

- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz
- Mit gebremsten Doppelrollen
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslöser
- Säule verchromt
- Sitz kunstlederbezogen (comfort Polster gegen Aufpreis € 15,00)
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Hocker mit weichen Rollen für harte Böden

Best.-Nr. 116701-XXX € 255,00

Bitte bei Bestellung die Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell.-Bsp. Untersuchungsliege mit classic Polster weiß Best.-Nr. 116868-101

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



varimed® Untersuchungsliege

Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H), **Polsterstärke:** 70 mm,
Polster: 2-teilig, Nivellierfüße, sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006	116869-XXX	€ 521,00
RAL 9007	160454-XXX	€ 521,00
verchromt	159351-XXX	€ 656,00

Zubehör

Papierrollenhalter für Papierrollen bis 500 mm Breite

Best.-Nr. 160156 € 37,00

Alle Liegen auch mit comfort Polster gegen Aufpreis!
Untersuchungsliege € 47,00
EKG- und Aufwachliege € 61,00

 Alle Liegen max. 225 kg

Alle Liegen sind mit einem Gestell aus Vierkantröhre pulverbeschichtet (RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9007 grau aluminium) oder verchromt.

 Weitere RAL-Farben auf Anfrage.



varimed® EKG-Untersuchungsliege

Maße: 1950 × 800 × 680 mm (L × B × H), **Polsterstärke:** 70 mm, **Polster:** 2-teilig, einschlagbare Fußpaare mit Querstrebe, Nivellierfüße, sichere Arbeitslast: 225 kg

Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
RAL 9006	116870-XXX	€ 839,00
RAL 9007	160457-XXX	€ 839,00
verchromt	160159-XXX	€ 997,00

Zubehör

Papierrollenhalter für 800 mm breite Liegen

Best.-Nr. 160162 € 37,00



varimed® Fahrbare Aufwachliege

Maße: 1950 × 650 × 680/830 mm (L × B × H), Breite mit 2 Seitengittern 830 mm, **Polsterstärke:** 70 mm, Polster 2-teilig, mit durchgehendem Bezug, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm davon 2 mit Totalfeststellern, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern 150 mm, Kopfteilverstellung +40°, 2 Seitengitter mit Befestigungsstücken, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe sichere Arbeitslast: 225 kg

Höhe inkl. Rollen	Gestell	Best.-Nr.	Classic-Polster
830 mm	verchromt	116871-XXX	€ 1.587,00
680 mm	verchromt	160481-XXX	€ 1.587,00

Zubehör

Ablagekorb zum Einhängen für Patientenutensilien

- Aus Edelstahl
- Maße: 520 × 490 × 140 mm

Best.-Nr. 160491 € 373,00

 Bitte bei Bestellung Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell.-Bsp. Untersuchungsliege RAL 9006 mit classic Polster silbergrau Best.-Nr. 116869-102.



Für diese Seite gilt:
Preis inklusive gesetzlich vorgeschriebener Sperrbox.

Untersuchungs- und Behandlungsliege

- Höhenverstellung von 500–920 mm (hydraulisch über Fußpumpenhebel oder elektromotorisch über Fuß- oder Handbedienung)
- Kopfteil über Gasfeder von -20° bis +40° verstellbar
- Polster 2-teilig: 70 mm (comfort Polster gegen Aufpreis € 51,00)
- Gestell pulverbeschichtet (RAL 9002 grauweiß, RAL 9007 grau aluminium, RAL 9006 weiß aluminium)
- Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau
- 4 Nivellierfüße, nicht elektrisch leitfähig
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 500–920 mm (L × B × H)

Hydraulisch höhenverstellbar über Fußpumpenhebel

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112501-XXX	€ 2.043,00
RAL 9007	112502-XXX	€ 2.043,00
RAL 9006	112503-XXX	€ 2.043,00

Elektromotorisch höhenverstellbar über Fußbedienung mit Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil

(Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar)

Gestell	Best.-Nr.	classic Polster
RAL 9002	112504-XXX	€ 2.127,00
RAL 9007	112505-XXX	€ 2.127,00
RAL 9006	112506-XXX	€ 2.127,00

Zubehör

Papierrollenhalter

- Für Papierrolle bis 590 mm Breite (auch für Universal-Untersuchungsliege)

Best.-Nr. 153783 € 110,00

Fahrbarkeit

- 4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm
- 2 davon elektrisch leitend
- Zentralfeststellung je Achse
- 1 Rolle mit Richtungsfeststeller

Best.-Nr. 114005 € 342,00

Nasenschlitz im Kopfteil

Best.-Nr. 114006 € 111,00

Seitengitter

- Länge: 990 mm
- Unter Liegenflächenniveau versenkbar
- Pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006

Best.-Nr. 114230 Paar € 872,00



Ausführung mit Seitengitter, Aufnahme für Fußbedienung und Fahrbarkeit (optional)



- **Großer Höhenverstellbereich**
- Bei Verstellung kein Versatz des Oberteils
- Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil

max. 225 kg

AB € 2.043,-

Auch in 800 mm Breite erhältlich!

SCHMITZ Polsterfarben


comfort Polster

(gegen Aufpreis – modellabhängig)

Hohe Elastizität und Biegsamkeit für hohen Sitz- und Liegekomfort, mit glatter Oberfläche und antimikrobieller Eigenschaft.

classic Polster


Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche



Lackierungen

Sie haben viele Möglichkeiten Ihre Einrichtung ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Kombinieren Sie die Polsterfarben mit der großen Auswahl an Lackierungen.

NEU!



SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.



Farbig passende Schutzunterlagen finden Sie auf Seite 39.



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Zukunftsweisende Technik vereint mit leidenschaftlichem Design



NEU!



medi-matic® 115.9

- Einzigartig in der Höhenverstellung (470 mm bis 900 mm)
 - 16 Lagerungspositionen können gespeichert und intuitiv abgerufen werden
 - Flexibilität durch Mobilität (verschiedene Versionen der Fahrbarkeit optional)
 - Handbedienung mit Display und schwenkbarer Halterung
 - Automatisch immer waagerechte Sekretschale
 - Antimikrobielle Lackierung (farbabhängig) und Polster
-
- Sitz-, Rücken- und Kopfteil körperbetont gepolstert
 - Sekretschale aus Edelstahl mit Komforthalterung, im Kunststoffrahmen, immer in waagerechter Position, ausziehbar und herausnehmbar, 325 × 355 × 65 mm (B × L × H), 5,5 Liter
 - Magazin für Papierrolle bis 500 mm Breite
 - Mit kabelgebundener Hand- und Fußbedienung zur Aktivierung der Verstell- und Memoryfunktionen (Funktionsumfang ausstattungsabhängig)
 - Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffabdeckungen silber, Säulenverkleidung und Seitenteilblenden pulverbeschichtet nach Farbkarte, Polsterbezug nach Farbkarte
 - Beinlagerungsaufnahme, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagerecht geschwenkt werden
 - Anschlusskabel 3,00 m mit Netzstecker (auf Wunsch auch vorbereitet für Festanschluss / Bodenanschluss, ohne Netzkabel)
 - Anschluss: 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,5 kW
 - Sichere Arbeitslast: 300 kg

Best.-Nr. 129000

€ 9.870,00



Elektromotorisches Beinhaltergelenk Fußstützen Kunstlederbezug Beinhalter nach Göpel Kopfpolster
 Beinplatte (herausziehbar) Beinplatte (aufsteckbar) Schutzbezug für das Sitzpolster Schutzbezüge LED-Untersuchungsleuchte

Zubehör

Elektromotorisches Beinhaltergelenk

- Vorbereitung des medi-matic für das elektromotorisch verstellbare Beinlagerungssystem

Best.-Nr. 129001 € 1.043,00

Fußstützen (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, schwenk- und feststellbar

Best.-Nr. 129002 € 1.641,00

Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Fußstützen, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129003 € 111,00

Beinhalter nach Göpel (Paar)

- Mit integriertem, pulverbeschichteten Handgriffbügel, Integralschaumpolster silbergrau

Best.-Nr. 129113 € 1.909,00

Kunstlederbezug (Paar)

- Für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel, mit Reißverschluss, nach Farbkarte

Best.-Nr. 129089 € 111,00

Kopfpolster

- Mit Magnetbefestigung, Kunstlederbezug nach Farbkarte, auch nutzbar als Lordosestütze

Best.-Nr. 129004 € 192,00

Beinplatte (herausziehbar)

- Im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, mit Polster aus „Soft-Touch“-Kunststoff (PTE), grau

Best.-Nr. 129005 € 1.048,00

Beinplatte (aufsteckbar)

- Aufsteckbar, gepolstert, Kunstlederbezug nach Farbkarte
- Sichere Arbeitslast 50 kg
- Nur verwendbar zusammen mit integrierter Beinplatte 101.0635.0

Best.-Nr. 129090 € 725,00

Schutzbezug für das Sitzpolster

Best.-Nr. 129091 € 97,00

Schutzbezüge (Paar)

- Aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten

Best.-Nr. 129092 € 44,00

2 Steckdosen

- Gemäß EN 60601-1, beide schaltbar über Handbedienung

Best.-Nr. 129006 € 246,00

LED Ambientebeleuchtung

- Beidseitige LED-Beleuchtung unterhalb des Sitzteils
- Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farben
- Einfach wechselbar im Menü der Handbedienung.
- Abgestimmter Farbton voreingestellt auf die gewählte Polsterfarbe (weißes LED-Licht bei braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton)

Best.-Nr. 129007 € 434,00

Fahrbarkeit

- 2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung

Best.-Nr. 129093 € 545,00

LED-Untersuchungsleuchte

- In den medi-matic integriert

Best.-Nr. 129094 € 1.537,00

! Zur Reinigung, Desinfektion und Pflege des Liegenpolsters empfehlen wir geprüfte Produkte.

Mit weiterem Spezialzubehör ist dieser Untersuchungsstuhl auch für die Urologie und Urodynamik einsetzbar.





arco – Funktionalität, hoher Komfort und innovative Technik




max. 250 kg

Serienmäßige Ausstattung

- Sitz-, Rücken- und Kopfteilpolster ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Position pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 × 175 × 65 mm (B × L × H), 2,5 Liter Volumen
- Magazin zur Aufnahme von 400 oder max. 500 mm breiten Papierrollen, max. Ø 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über Sitzpolster
- Mit Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber
- Rahmen pulverbeschichtet und Polsterbezug jeweils nach Farbkarte
- Mit Beinlagerungsaufnahme, Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff können schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden
- Sichere Arbeitslast: 250 kg

arco 100

- Beckenhochlagerung elektromotorisch
- Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar (550 – 1000 mm)
- Verstellfunktion über Fußbedienung

Best.-Nr. 122366

€ 3.750,00



arco 100 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 2 Positionen
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122367

€ 4.867,00

arco 200 M

Ausführung wie arco 100, jedoch zusätzlich:

- Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und optionale Fußstützen elektromotorisch verstellbar
- Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar (550 – 1000 mm)
- Verstell- und Memory-Funktion über Hand- und Fußbedienung

Best.-Nr. 122368

€ 6.103,00



SCHMITZ Polsterfarben Seite 210.

SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.



Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!



Zubehör



Umfangreiches Zubehör auf Anfrage

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Fußstützen (Paar)	122369	1.691,00
2 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	122370	1.940,00
3 Kopfpolster	122372	192,00
4 Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar)	122373	44,00
Kolposkophalterung (Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss)	122371	643,00



1

2

3

4

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Mehr Funktionen! Höchster Qualitätsstandard! Neues Design!



Abb. ähnlich



Unser Komplettangebot für Ihr Untersuchungszimmer!

GYN-Paket 1

Best.-Nr. 114147

NUR € 10.219,-

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.750,00
1 Entsorgungsmodul	642,00
2 Ver- und Entsorgungsmodul	3.705,00
3 Versorgungsmodul	1.437,00
4 Untersuchungssitz	1.223,00
Gesamt	10.757,00
Unser Paketpreis	nur 10.219,00

GYN-Paket 2

Best.-Nr. 114148

NUR € 9.374,-

Bestehend aus	€
arco Untersuchungs- und Behandlungsstuhl ohne Beinhalter und Zubehör (für weitere Ausstattung siehe gegenüberliegende Seite)	3.750,00
1 Entsorgungsmodul	642,00
2 Ver- und Entsorgungsmodul	3.705,00
3 Versorgungsmodul	1.437,00
5 Drehhocker	333,00
Gesamt	9.867,00
Unser Paketpreis	nur 9.374,00

SCHMITZ Polsterfarben Seite 210.
SCHMITZ-Farbkarte für Lackierungen bitte anfordern.

Bitte bei Einzelbestellung von Nr. 4 und 5 die gewünschte Polsterfarbe angeben.

Einzelmodule für Ihre bestehende Einrichtung zur Auswahl!

1 Entsorgungsmodul

- Fahrbar mit 4 Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm
- Kunststoffgehäuse aus ABS, silbergrau
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Elektrisches Öffnen durch Sensortechnik
- Oberteil abnehmbar, Behälter herausnehmbar
- Inhalt: 20 Liter
- Maße: 365 × 565 × 465 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 114017

€ 642,00

- Siebeinsatz für ca. 15 Spekula
- 8 Liter Kunststoffbehälter
- Maße: 625 × 995 × 530 mm (B × H × T)
- Zusätzliche Vorwärmung in der Schublade Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114018

€ 3.705,00

3 Versorgungsmodul

- 4 Schubladen Typ 6 D
- Maße: 625 × 760 × 530 mm (B × H × T)
- Zusätzliche Vorwärmung in beiden oberen Schubladen Typ 6 D möglich

Best.-Nr. 114020

€ 1.437,00

Vorwärmung für Schublade Typ 6 D

- Temperatureinstellung und -überwachung über Display
- Einstellbar bis max. 40 Grad
- Für Instrumente z. B. Spekula
- Kabel mit Netzstecker ca. 5 m lang

Best.-Nr. 114019

€ 1.032,00

4 Untersuchungssitz

- Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug comfort-Polster
- Gasfederhöhenverstellung: 490–690 mm
- Fußringauslösung
- 5-Fußkreuz pulverbeschichtet grau aluminium RAL 9007
- Elektrisch leitende Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm für glatte Böden
- Umlaufender schwarzer Stoßschutz

Best.-Nr. 114021-XXX

€ 1.223,00

5 Drehhocker

- 5-strahliger Aluminium-Fuß poliert
- Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen für glatte Böden
- Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder
- Handringauslösung
- Sitz kunstlederbezogen comfort-Polster

Best.-Nr. 114022-XXX

€ 333,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme
und Produkteinweisung werden separat berechnet.



arco-matic® – Die neue Generation gynäkologischer Untersuchungsstühle



max. 250 kg

Flachlagerung mit Beinplatte möglich

arco-matic® 200 M Serienmäßige Ausstattung

- Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 bis 1000 mm
- Aktivierung der Verstell- und Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung
- Ergonomisch gepolstert
- Sekretschale aus Chromnickelstahl pendelnd gelagert (325 × 175 × 65 mm / B × L × H), 2,5 Liter
- Magazin für Papierrollen (400–500 × 140 mm / B × Ø), abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur Sitzpolster
- Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben
- Kunststoffverkleidung silber
- Sichere Arbeitslast: 250 kg

Best.-Nr. 123057

€ 8.115,00

arco-matic® 300 M

Ausführung wie arco-matic® 200 M zusätzlich

- Elektromotorische Verstellung der optionalen Fußstützen

Best.-Nr. 123240

€ 8.783,00

Weitere Ausstattungsvarianten sind lieferbar. Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler ausführlich beraten!

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
1 Beinplatte im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, Auflage aus Soft-Touch-Kunststoff (TPE), grau, sichere Arbeitslast 50 kg, Polstermaße: 480 × 30 × 373 mm (B × H × L)	123599	1.048,00
2 Fußstützen (Paar)	123058	1.641,00
3 Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar)	123249	1.909,00
4 Kopfpolster	122372	192,00
Schutzbezüge für Fußstützplatten (Paar)	122373	44,00
Kolposkophalterung (Leisegang, Leica, Kaps, Zeiss)	123241	634,00



Flachlagerung mit optionaler Beinplatte

1



Abb. zeigt optionale Zusatzausstattung

2



4



3



vidan®2 – Das Full-HD Videokoloskop

Präzise, lichtstark, komfortabel:
Das weltweit erste integrierte Videokoloskop mit Full-HD und 21,5 Zoll Monitor

Die innovative Hightech- Ergänzung für gynäkologische Untersuchungsstühle von SCHMITZ der Serie medi-matic®.

Ergonomische Sitzhaltung


- Untersuchungen mit vidan®2 können in einer ergonomisch optimalen und nicht ermüdenden Sitzposition erfolgen, wodurch die Arbeit des Arztes erleichtert wird

Diagnosesicherheit

- Hochaufgelöste Bilder und Videos in Full-HD Qualität
- Schwenkbarer 21,5 Zoll Monitor für eine großformatige Bildwiedergabe sowie exakte Darstellung des Untersuchungsbereiches
- Integrierte, leistungsstarke Leuchte mit extra starkem, zuschaltbarem Untersuchungslicht
- Grünlicht und zusätzlicher elektronischer Grünfilter zur besseren Gewebedarstellung bei Abstrichen

Platz- und Zeitersparnis

- Automatische Fokussierung sowie zwei frei definierbare Vergrößerungen auf Tastendruck
- Schnelle und einfache Dokumentation der Untersuchungsbefunde durch eine Foto- und Videofunktionstaste
- Übersichtliche Anordnung aller Bedienelemente (Ein-/Ausgeschaltaste, Fokussierabstand, Bild/Video Speichertaste, Bildausschnitte vergrößern oder verkleinern, 6-fach/15-fach Vergrößerung, Bild einfrieren, Grünlicht/-filter, Weißlicht, Stufen 0 – 2)
- Frei schwenkbar, so dass das Gerät platzsparend geparkt werden kann
- Die im Lieferumfang enthaltene SCHMITZ-Software ermöglicht über eine Netzwerkanbindung die Speicherung von Bildern und Videos und das Anlegen von Verzeichnissen auf dem PC. Zusätzlich lassen viele Arztinformationssysteme eine Übernahme der Bilddaten und Videos auch in die Patientenakte zu.



Autofokus – Bei einem Arbeitsabstand von 250–330 mm erfolgt eine automatische Fokussierung unabhängig vom Zoomfaktor



! Untersuchungen mit dem vidan®2 fallen in Deutschland unter die abrechnungsfähige Abklärungskolposkopie!



Videokoloskop vidan®2 integriert

- Autarkes System mit integriertem Rechner und 21,5" Touchscreen Monitor
- Videokoloskop auf frei positionierbarem Schwenkarm, aus Patientensicht rechts montiert, mit LED Beleuchtung (Monitorarm standardmäßig aus Sicht der Patientin in linksseitiger Ausführung)
- Monitor dreh-, neig- und schwenkbar (Monitorarm mit 160° Schwenkbereich)
- Monitorarm pulverbeschichtet in Stuhlfarbe
- Videokoloskop mit Schwenkarm in RAL 9006 weißaluminium lackiert
- Monitor in grau/anthrazit mit zusätzlicher Bild/Video-Speichertaste auf der Fußbedienung
- Mit Netzwerkschnittstelle, HDMI- und USB-Eingang
- Inklusive vorinstallierter SCHMITZ vidan®2 Software zur Betrachtung und Archivierung

Best.-Nr. 123250 € 16.965,00

Das integrierte Videokoloskop vidan®2 113.0007.0 ist lieferbar mit dem Kauf eines medi-matic® Untersuchungsstuhles.

Videokoloskop vidan®2 mobil

wie vidan®2 zusätzlich mit:

- Rollstativ mit 5 feststellbaren Rollen (Ø 100 mm) zur flexiblen Positionierung
- Monitor in 3 Höhenstufen feststellbar
- WLAN

Best.-Nr. 124851 € 19.640,00



Konnektivitätspakete

- Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten des vidan®2
- Paket enthält einen zusätzlichen HDMI-Eingang und -Ausgang
- Für vidan®2 mobil NICHT nachrüstbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
vidan®2 integriert	123251	319,00
vidan®2 mobil (nicht nachrüstbar)	124852	1.732,00





Leicht und wendig! Orts- und energieunabhängig operieren!

OPX mobilis 200® Operationstisch

Technische Daten:

Gesamtlänge ohne Kopfplatte	1780 mm
Gesamtlänge mit Kopfplatte	2130 mm
Breite der Liegefläche	540 mm
Gesamtbreite	590 mm
Fußabdeckung (Länge × Breite)	1120 × 580 mm
Durchmesser der Doppelrollen	125 mm
Höhenverstellung	690–1050 mm
Trendelenburg	30 °
Gegentrendelenburg	30 °
Rückenteil	+75 °/-50 °
Sichere Arbeitslast	185 kg
Bei Horizontallagerung max. belastbar bis	250 kg

OPX mobilis 200®

(ohne Kopf- und Beinplatte)

Best.-Nr. 154028 € 10.672,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Beinplatte einteilig	154081	1.378,00
Beinplatte geteilt (wie Abbildung)	154080	1.967,00
Kopfplatte neigbar (wie Abbildung)	154078	944,00
Kopfplatte zweifach verstellbar	154079	1.097,00

Aufnahme für Röntgenkassetten, röntgenfähige Tischplatte

Abnehmbare weiche SAF-Polster, druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig, elektrisch leitend

Minimale Fugen zwischen den Polstern, keine Quetschgefahr

Leicht zu reinigende, geschlossene Oberflächen

Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung und integriertem Sicherheitsmechanismus

4 extrem leichtlaufende Doppelrollen, schwenkbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend, mit Abdeckung als Flüssigkeitsschutz

Vorwählhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Pedal für Zentralfeststellung der Rollen

Pumpenhebel für Hoch-/Tief- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung

Hygienischer Verschluss auch an der Unterseite der Fußkonstruktion mittels einer Bodenwanne

Viele weitere Modelle und weiteres Zubehör auf Anfrage!



DIAMOND – Der OP-Tisch für Komfort und Zuverlässigkeit in der Chirurgie! Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen!



1



2



3



4

1 Hand- und Armlagerungstisch

Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, röntgenstrahldurchlässig, nach allen Seiten neigbar über Kugelgelenk, Höhenverstellung: 650–950 mm, 4 feststellbare Lenkrollen Ø 75 mm, sichere Arbeitslast: 40 kg

Best.-Nr. 159222 € 1.554,00

Zubehör

Polsterauflage

Elektrisch leitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar
Maße: 450 × 450 × 30 mm

Best.-Nr. 159223 € 289,00

2 OP-Hocker

5-Fußkreuz aus CrNiStahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen, Sitzronde Ø 350 mm, aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, Höhenverstellung über Gewindespindel aus CrNiStahl, Höhenverstellung: 485–655 mm

Best.-Nr. 160526 € 440,00

3 Instrumentenzureichtisch

Gestell und Tischplatte aus CrNiStahl 18/10, Tischplatte 600 × 400 mm, Höhenverstellung: 900–1320 mm, Kunststoff-Doppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, sichere Arbeitslast: 12 kg

Best.-Nr. 160529 € 1.056,00

4 Instrumentenzureichtisch

Wie oben, jedoch mit Fußpumpe, Höhenverstellung: 950–1350 mm, Tischplatte (700 × 500 mm) abnehmbar, drehbar und in jeder Position fixierbar

Best.-Nr. 160997 € 2.505,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Universal-Operationstisch DIAMOND® 40 K

- Mit elektrohydraulischer Verstellung über optionale Handbedienung für die 4 Tischfunktionen: Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg, Rückenteil
- Zusätzliche Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über abnehmbare optionale Notbedienung (elektrohydraulisch) sowie Notbedienhändler und Fußpumpe (hydraulisch)
- Wahlweise mit oder ohne Gyn.-Ausparung
- Wiederaufladbare Akkus
- Integriertes Ladegerät mit Netzkabel
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, zentral feststellbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend
- Eine der 4 Doppelrollen ist richtungsfeststellbar
- Maße Liegefläche inkl. Kopf- und Beinplatte: 1960 × 550 mm (L × B)
- Sichere Arbeitslast: 360 kg

Ohne Kopf- und Beinplatte, Rückenteilverlängerung sowie Handbedienung

Best.-Nr. 128102 € 28.330,00



Zubehör



Kopfplatte

- Zweifach verstellbar
- Polsterneigung selbstständig einrastend
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128208 € 1.694,00



Rückenteilverlängerung, starr

- Zur Adaption am kurzen Rückenteil, Länge 280 mm

Best.-Nr. 128207 € 1.361,00



 Abb. ähnlich.

Handbedienung, Kabel

- Für DIAMOND® 40 Modelle
- Ohne Verstellfunktion für elektrisches Beinplattengelenk
- Kunststoffgehäuse, abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Kabelgebunden
- Beleuchtetes TFT-Display mit Anzeige für alle Statusinformationen des Tisches

Best.-Nr. 128204 € 816,00



Beinplatte

- Geteilt, abklappbar, spreizbar über Rastmechanismus
- Abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten
- Mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder
- Abnehmbar, mit Tragegriffen
- Wahlweise auch ohne Gyn.-Ausparung
- Maße: 700 mm (L)

Best.-Nr. 128209 € 2.319,00



Beinhalter UniLeg (Paar)

- Höhenverstellbar und spreizbar vom Fußende
- Mit Gasfederunterstützung
- Kunststoffschale mit Polster für Fuß und Unterschenkel
- In alle Positionen einstellbar
- Mit integrierter Seitenschienenaufnahme, ohne Peroneusschutz

Best.-Nr. 128210 € 5.774,00

Fünfte Richtungsrolle (ohne Abb.)

- Zusätzliche gefederte 5. Richtungsrolle für DIAMOND® Modelle
- Zuschaltbar über beidseitiges Fußpedal, nicht nachrüstbar
- Hierfür entfällt die richtungsfeststellbare Rolle

Best.-Nr. 128206 € 643,00



Setzen Sie auch in der Gynäkologie auf Einmal-Instrumente!

Der größte Vorteil der Einweginstrumente liegt in der Sicherheit für den Patienten.

Die Vorteile der Einmal-Instrumente auf einen Blick

Einmal-Instrumente stehen stets steril und einsatzbereit zur Verfügung, bei einer sterilen Haltbarkeit von mehreren Jahren.

- Zuverlässige Sauberkeit und Sterilität
- Kein Risiko von Kreuzkontaminationen oder Infektionsübertragung
- Immer gleichbleibend gute Funktionalität und gleichbleibend gutes Handling
- Keine hohen Aufbereitungskosten



 Gynäkologische Einmal-Instrumente finden Sie auf der Seite 176.

Videokolposkop ViCo S HD

Das Kolposkop vereint eine hochauflösende Full-HD Videokamera mit einer integrierten LED-Beleuchtung zu einem kompakten Echtzeit-Videogerät für den Gynäkologen. Die HD-Qualität garantiert brillante Bilder mit mehr Bilddetail in höchster Auflösung für die sichere Diagnose und die optimale Befunddokumentation.

Bildauflösung:	1920 (H) × 1080 (V) Bildpunkte
Bildformat:	16:9
Videostandard:	bis 1080p / 60
Vergrößerungen:	Zoom bis 120 × (Optisches Zoom System 10 ×, Digitales Zoom System 12 ×)
Arbeitsabstand:	250 – 350 mm
Beleuchtung:	Superheller LED-Ring, 5800 K
Filter:	Elektronischer Grünfilter
Fokussierung:	Automatisch oder manuell

 Dokumentationszubehör auf Anfrage gegen Aufpreis.

Ausführung (ohne Monitor)	Best.-Nr.	€
1 auf Rollstativ	121433	7.290,00
2 Zur Adaption an Gyn-Stuhl (o. Abb.)	121434	7.290,00



 Wissenwertes zu Videokolposkopen



Stereokolposkope SOM 42 und SOM 52 LED



Das Stereokolposkop kombiniert eine hervorragende Beleuchtung, leichte und exakte Positionierbarkeit und eine sehr gute optische Leistung mit einem Baukastensystem, dass die nachträgliche Adaption von Zubehör jederzeit problemlos ermöglicht.

- Ergonomisches Design gestattet ermüdungsfreies Arbeiten
- Brillantes, dreidimensionales Bild mit hoher Schärfentiefe für hohe Erfolgsquoten in der Diagnose

Regelbare Beleuchtung:	LED Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, CRI > 92, inklusive einschwenkbaren Grünfilter
Arbeitsabstand/ Objektive:	300 mm
Binokulartubus:	Geradtubus f = 125 mm oder Schrägtubus f = 125 mm
Okulare:	Weitwinkel Brillenträgerokulare 20 × V
Vergrößerung:	3-stufiger Vergrößerungswechsler, (5-stufiger Vergrößerungswechsler optional)
Dokumentationszubehör:	Auf Anfrage gegen Aufpreis

3 SOM 42

Zur Montage am Gyn-Stuhl
Best.-Nr. 117842 € 7.238,00

4 SOM 52

Auf Rollstativ
Best.-Nr. 117843 € 7.662,00

 Bei Befestigung des Stativs an Untersuchungsstühlen bitte den Namen des Stuhlherstellers und des Stuhltyps mit Seriennummer angeben. Eine entsprechende Kolposkophalterung ist erforderlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
 UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Sicht- und Schallschutzprogramm



DIVI smart® Akustik-Stellwand

- Schallabsorberklasse C – ideal für den Empfangsbereich
- Aus 100 % PET-Fasern (Öko-Tex Standard 100 zertifiziert)
- Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1
- Mit umlaufender ABS-Kante
- Sehr leicht
- Einfach erweiterbar mit optionalem Linienverbinder
- Als Raumteiler oder Abtrennung von Wartebereichen
- Standardfarbe grau
- Zum Aufstellen einer Stellwand werden 2 Stellfüße benötigt (separat zu bestellen siehe Zubehör)

Größe (B × H × T)	Best.-Nr.	€
900 × 1800 × 25	124427	202,00
1200 × 1800 × 25	124428	266,00

DIVI smart® Paravent

- Freistehende Paravents 3- oder 5-flügelig
- Blickdichte 360° Scharniere
- Höhe: 1800 mm
- Standardfarbe grau

Ausführung	Maße (B × T)	Best.-Nr.	€
3-flügelig	1500 × 19 mm	124432	387,00
5-flügelig	2500 × 19 mm	124433	646,00



DIVI smart® Paravent geschlossen



Farben: in 3 Standardfarben
grau / hellgrau / anthrazit

Durchgefärbt in hellgrün, limone und hellblau gegen Aufpreis.
Höhe Aufpreis jeweils abhängig vom Modell.




Zubehör

DIVI smart® Stellfuß

- Für eine Stellwand werden 2 Stellfüße benötigt
- Für zwei nebeneinander stehende Stellwände werden 3 Füße benötigt
- Je Stellwand mehr, auch ein Stellfuß mehr
- Aus Stahlblech
- Pulverbeschichtet grau
- Gewicht: 3,6 kg
- Maße: 400 × 160 × 150 mm (B × H × T)

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 124429



€ 39,00

DSMLV Linienverbinder

- Zum Aneinanderreihen von 2 oder mehr Stellwänden
- Edelstahl gebürstet

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 124430

€ 7,50

DSMEV Eckverbinder

- Zum Aneinanderreihen von 2 Stellwänden über Eck
- Edelstahl gebürstet

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 124431

€ 8,50

NEU!



DIVI Butterfly

- 3-flügelige fahrbare Faltschleier
- Umlaufendes Aluminium-Profil
- Aus 100% PET-Fasern
- Äußere Flügel um 360° drehbar
- Absolut blickdicht über die offene Breite
- Schnell aufgebaut und platzsparend wieder verstaut
- Feststellbare Rollen
- Nur in Standardfarben: grau, hellgrau anthrazit
- Offene Breite: 200 cm (65 / 70 / 65)

Gewünschte Farbe bei Bestellung bitte angeben.

Höhe	Best.-Nr.	€
165 cm	129249	578,00
180 cm	129250	638,00





1 RLP-Leichtparavent

Sicherer Stand – Leichte Handhabung

- Eloxierte Aluminium-Designprofile
- Mit staph CHEK®-Gewebe
- Farbauswahl auch flügelweise möglich – bitte bei Bestellung separat angeben
- Höhe: 165 cm

2 RBP Butterfly Paravent

- 3-flügelig (mittig auf Doppel-Querfuß zentriert)
- Beidseitig um 360° drehbare Flügel
- Faltparavent aus eloxiertem Alu-Designprofil
- Maße: 45/50/45 x 165 cm (Flügel B x H)
- Auch mit Trevira® CS-Bespannung (Aufpreis € 24,00)



RLP/C Standfuß

- Zur Stabilisierung des RLP-Leichtparavents ¹ bei gestreckter Aufstellung
- Zur Aufnahme mehrerer RLP-Leichtparavents (max. 4 pro Fuß)
- Glasfaserverstärktes Polyamid
- Maße: 8 x 15 x 30 cm (H x B x T)
- Gewicht: 1,3 kg




Best.-Nr. 117656

€ 45,00


Ausführung (offene Breite)	Gewicht	weiß	beige	hellblau	gelb	mint	€
1 RBP Leichtparavent							
2-flügelig, 100 cm	3,8 kg	160407	128060	151814	151815	154033	233,00
3-flügelig, 150 cm	5,7 kg	160408	128061	151816	151817	154034	327,00
4-flügelig, 200 cm	7,6 kg	160409	128062	151818	151819	154035	408,00
5-flügelig, 250 cm	9,5 kg	128064	128063	151820	151821	154036	465,00
2 RBP Butterfly Paravent							
3-flügelig, 140 cm	8,9 kg	117657	117658	117659	117660	117661	389,00

Der RLP-Leichtparavent ¹ ist auch mit Trevira® CS-Bespannung lieferbar – Farben siehe unten

Ausführung offene Breite	Best.-Nr.	€
2-flügelig, 100 cm	156430-XXX	249,80
3-flügelig, 150 cm	156431-XXX	352,20
4-flügelig, 200 cm	156432-XXX	441,60
5-flügelig, 250 cm	156433-XXX	507,00



- Antibakteriell, schwer entflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig
- Einfach abwisch- und desinfizierbar



Bitte bei Bestellung die Farb-Nr. an die Best.-Nr. anhängen. Bestell-Bsp. Paravent 3 Flügel mit Trevira® CS in hellblau Best.-Nr. 156431-006.



RTS-Teleskope

Die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Oder herausnehmen und an einen anderen Platz setzen, wo zuvor eine weitere Halterung installiert wurde.

Ein Einheit (wie abgebildet) besteht aus:

- 1 RTS Teleskop seitlich schwenkbar
- 2 WH 95 Wandhalter
- 3 TCS Vorhang (ohne Vorhangringe)

1 Teleskop RTS

Seitlich schwenkbar inkl. Vorhangringe, RTS 1.5 Teleskop, max. Auszug 150 cm, Standard Silber-Eloxal

Best.-Nr. 160405

€ 187,00

RTS 2.1 Teleskop, max. Auszug 210 cm Standard Silber-Eloxal

Best.-Nr. 160406

€ 196,00

2 WH 95 Wandhalter einzeln, zum wechselnden Einsatz des Teleskops mit Vorhang, aus Alu-Druckguss weiß
Best.-Nr. 187956 € 56,00



- Langlebig, lichtdurchlässig, nicht durchsichtig
- Bei 60 °C waschbar mit Desinfektionsmittel

3 TCS Vorhänge

Höhe: 175 cm, Trevira® CS Bioactive, waschbar, schwer entflammbar, antimikrobiell, mit Ösen für Vorhangringe, ohne Zubehör

Max. Auszug	Farbe	Best.-Nr.	€
Für Teleskopschiene RTS 1.5			
170 cm	weiß	187961	82,00
170 cm	hellblau	151802	82,00
170 cm	blau	151810	82,00
170 cm	orange	151808	82,00
170 cm	pfirsich	151806	82,00
170 cm	grün	151804	82,00
170 cm	violett	155889	82,00
170 cm	champagner	159141	82,00
170 cm	gelb	152247	82,00
170 cm	grau	118734	82,00
Für Teleskopschiene RTS 2.1			
230 cm	weiß	187962	88,00
230 cm	hellblau	151803	88,00
230 cm	blau	151811	88,00
230 cm	orange	151809	88,00
230 cm	pfirsich	151807	88,00
230 cm	grün	151805	88,00
230 cm	violett	156033	88,00
230 cm	champagner	159142	88,00
230 cm	gelb	152248	88,00
230 cm	grau	118735	88,00

Bitte beachten Sie: Einzelne bestellte Vorhänge werden ohne Ringe geliefert. Für Vorhänge mit der Breite 170 cm werden 13 Ringe, für die Breite 230 cm 17 Ringe benötigt. **Vorhangring Standard Best.-Nr. 156437 Stück € 0,68**

Teleskopsysteme in vielen weiteren Längen und Varianten, auch Kabinenlösungen, lieferbar. **Einmal-Vorhänge auf Anfrage.** Eine individuelle Beratung und Planungsunterstützung erhalten Sie durch Ihren Co-med Fachhändler.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

NEU!



Wissenwertes zu Schall- und Sichtschutz



ropimex®: Die Faltwand

Die Faltwand: Wandmontiert

Maximale Stabilität, minimaler Platzbedarf

- Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Polycarbonat
- Platzsparend faltbar und in Sekundenschnelle einsatzbereit
- Verschiedene Höhen zur Auswahl, Flügelbreite 30 cm
- Blickdichte Scharniere, Flügeldrehungen bis 360 ° möglich
- Konstruktionsteile aus eloxiertem Aluminium und Polycarbonat
- Leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig
- Absolut stabil, stoßfest und langlebig
- Lieferung inkl. Wandbefestigung und Rollen
- Weitere Höhen und Ausführungen (9- und 10-flügelig) lieferbar
- Standardfarbe weiß, transluzent

Die Faltwand: Fahrbar

Besticht durch ihre Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit

- Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen
- Leicht zu reinigen
- Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat
- Intelligenter Anhebemechanismus hält die Flügel während des Fahrens sicher zusammen

Die Faltwände sind gegen Aufpreis in vielen Farben, Farbkombinationen und Design-Varianten lieferbar.

Standardfarbe: weiß, transluzent



Ausführung (Höhe 165 cm)	Wandmontiert			Fahrbar	
	offene Breite	Best.-Nr.	ab €	Best.-Nr. Faltwand + Fahrgestell	ab €
3-flügelig	90 cm	160594	336,00	160594 + 115477	651,00
4-flügelig	120 cm	160596	443,00	160596 + 115477	758,00
5-flügelig	150 cm	160597	548,00	160597 + 115477	863,00
6-flügelig	180 cm	160604	656,00	160604 + 115477	971,00
7-flügelig	210 cm	160605	761,00	160605 + 115477	1.076,00
8-flügelig	240 cm	160606	868,00	160606 + 115477	1.183,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.




Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.




Empfangstheke Z2

- Einladende Empfangstheke in 5 Grundfarben aus Melamin
- Arbeitsplatte und Abschlussseite aus beschichteter 30 mm Holzspanplatte
- Frontplatte 25 mm
- Empfangsablage auch in Lackierung erhältlich (alle RAL-Farben möglich)



Modell Z2C04

in Melamin NO
(wie abgebildet) € 1.646,00





Modell Z2C71

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 1.203,00



Modell Z2C37

Beleuchtung optional
(sonst wie abgebildet) € 5.214,00



Lackierung in allen RAL-Farben
gegen Aufpreis möglich.



Partition Wall

M1

Einschalige monolitische Glaswand, Aluprofil 100 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 38 dB*

M2

Doppelschalige Monolitische Glaswand, Aluprofil 100 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 44 dB*

M3

Einschalige monolitische Glaswand, Aluprofil 55 x 40 mm, (akustisches) ESG oder VSG Glas in verschiedenen Stärken, Schalldämmung bis 38 dB*

P1


Trennwandsystem (Holz, Melamin, Glas oder Stoff), raumhoch, mit höchstem Designanspruch, patentiert, Schalldämmung bis 50 dB*

S1

Schrankwandsystem (mit Holz, Melamin, Glas oder Lederfronten), raumhoch, Schalldämmung bis 48 dB*

XCHANGE

Professionelles und modulares zertifiziertes „Raum im Raum“ System, inkl. Beleuchtung, Belüftung und Entlüftung



Serviceleistungen

- Vielfältiges, zertifiziertes Trennwandsystem
- Ausgezeichnete Preis-Qualität
- Planung und Projektpräsentation durch interne Architektenabteilung
- Aufmaß und professioneller Aufbau vor Ort
- Lassen Sie sich von Ihrem ortsnahen Co-med Fachhändler beraten

Clue Kunststoffstuhl

- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell Stuhl: verchromt, Lackierung in alufarben, weiß, dunkelgrau / 3-Sitzer: Lackierung alufarben, dunkelgrau

Ausführung	Best.-Nr.	€
Stuhl	122385	146,00
3-Sitzer	122386	821,00



max. 120 kg



Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.



* nach UNI EN ISO 10140-2:2010

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Alle Stühle dieser Seite
max. 110 kg


Drehstühle



Okay Drehstuhl

- Ergonomischer Stuhl mit viel Sitzkomfort
- Stuhlkörper schwarz mit gepolsterter Rückenlehne
- Inkl. Höhenverstellung, Synchronmechanik, Lendenwirbelstütze und 1-D-Armlehne

Best.-Nr. 122384 € 418,00



Oxygen Drehstuhl

- Ergonomischer Bürostuhl mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne (Farbe bitte angeben)
- Stuhlkörper schwarz
- Synchronmechanik
- Verstellbare Lordosenstütze und Sitztiefenverstellung
- Höhenverstellbar 43 – 56 cm, Gesamthöhe 111 – 124 cm
- Maße Sitz: 49 × 49 cm (B × T)
- Schwarzes 5-Sternfußkreuz (Ø 70 cm)
- Verstellbare 3D-Armlehnen
- Rollen für Hartböden Ø 6,5 cm

Best.-Nr. 126577 € 608,00



Diade Rock Drehstuhl

- Ergonomischer Bürostuhl mit gepolstertem Sitz und grauer oder schwarzer Netzrückenlehne (Farbe für beides bitte angeben)
- Stuhlkörper schwarz
- Synchronmechanik
- Verstellbare gepolsterte Lordosenstütze
- Höhenverstellbar 43 – 55 cm, Gesamthöhe 103 – 115 cm
- Maße Sitz: 54 × 38 cm (B × T)
- Schwarzes 5-Sternfußkreuz (Ø 70 cm)
- Verstellbare 1D-Armlehnen
- Rollen für Hartböden Ø 6,5 cm


Best.-Nr. 126578 € 550,00



Weitere Farben auf Anfrage.




Besucherstühle



Cell Designstuhl

- Stapelbarer Objektstuhl mit 4-Fußgestell
- Sitz und Rückenlehne aus 3D-Polypropylen-Gitter
- Farben: weiß, gold, rot, blau, grau, schwarz (bei Bestellung bitte angeben)
- Metallgestell farbgleich mit Sitz- und Rückenlehne
- Maße: 51,5 × 83 cm (B × H)
- Maße Sitz: 43 × 46 cm (B × T)

Best.-Nr. 126579 € 169,00



Close Polypropylen-Stuhl

- Sitz und Rückenlehne aus Polypropylen in weiß, rot, grau, schwarz (Farbe bitte angeben)
- Sitz gepolstert (Farbe bitte angeben)
- Armlehnen optional
- 4-Fuß- oder Kufengestell verchromt (optional mit Filzgleitern)
- Maße: 57 × 85 cm (B × H)
- Maße mit Kufengestell: 57,5 × 86 cm (B × H)
- Maße Sitz: 44 × 43,5 × 43 cm (H × T × B)
- Auf Anfrage mit Verbindern erhältlich

Abb. zeigen Modelle mit optionalen Armlehnen



Ausführung	Best.-Nr.	€
Mit 4-Fußgestell	126781	225,00
Mit Kufengestell	126782	253,00





Stapelstuhl

- Gestell 4-Fuß schwarz, voll gepolstert
- Freischwinger chrom mit NetZRücken schwarz und Sitz gepolstert mit STG 30
- Mit und ohne Armlehne
- Maße: 83 × 59 × 56 cm (H × B mit Armlehne × T)
- Maße Sitz: 47 × 44 × 45 cm (H × B × T)

Ausführung	Best.-Nr.	Stück €
4-Fußgestell schwarz, voll gepolstert		
Ohne Armlehne	126300	205,00
Mit Armlehne	126302	236,00
Freischwinger chrom mit NetZRücken		
Ohne Armlehne	126303	325,00
Mit Armlehne	126304	356,00

Diese Modelle:
Mindestabnahme 2 Stück



Stapelstuhl

- Gestell chrom
- Kunststoffschale mit hohem Sitzkomfort mit und ohne Polster in STG 30
- Mit und ohne Armlehne
- Maße:
80,5 × 55 × 53 cm (H × B mit Armlehne × T)
- Maße Sitz: 46 × 42 × 42 cm (H × B × T)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Sitzschale weiß		
Ohne Armlehne	126305	185,00
Mit Armlehne	126306	226,00
Sitzschale weiß mit Polster		
Ohne Armlehne	126307	235,00
Mit Armlehne	126308	277,00

Ausführung	Best.-Nr.	€
Sitzschale graublau		
Ohne Armlehne	126309	185,00
Mit Armlehne	126311	226,00
Sitzschale graublau mit Polster		
Ohne Armlehne	126312	235,00
Mit Armlehne	126313	277,00

Netz-Drehstuhl

- Niedriger NetZRücken schwarz
- Extra stark gepolsterte Sitzfläche (Preis mit Polster STG 30)
- Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung
- Höhenverstellbare Lordosenstütze
- Kunststoff-Fußkreuz und Gasfeder schwarz
- Stufenlose Höhenverstellung (47 – 58 cm)

- Rollen für harte Böden
- Armlehnen höhenverstellbar (optional auch als 3D-Armlehnen)

Ausführung	Best.-Nr.	€
Ohne Armlehnen	127546	304,00
Mit Armlehne	127547	348,00



XXL-Version optional bis 150 kg

Mayer Polsterfarben

Kunstleder Eden


- Desinfektionsmittelbeständig
- Phthalat- und bromfrei
- Oberfläche 100 % Vinyl, Rückseite 100 % Polyester
- Oeko-Tex® Standard 100
- Scheuertouren nach Martindale > 100.000



Stoffgruppe STG 30

Stoff Carissima


- Hochleistungsfähiges modernes Kreppgewebe
- 100 % recycelter Polyester
- Scheuertouren nach Martindale ≥ 100.000
- 10 Jahre Garantie



Stoffgruppe STG 26

Stoff Cosma

- Pflegefreundlicher und strapazierfähiger Möbelstoff
- 100 % Polyester





Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbe angeben.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Maße und Einstellungen



Funktionsdrehstuhl

- Sitz und Rücken gepolstert
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift per Ringauslösung
- Rücken-Rasterverstellung (4-fach ab Oberkante Sitz – 28/30/32/34 cm)
- In der ERGO-Ausführung mit 3-D-Sitzkomfort für drei-dimensionales Sitzen
- Gestell lichtgrau
- Alu-Fußkreuz poliert
- Mit Hartbodenrollen
- Polster Kunstleder STG 30

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Normal	44 – 56 cm	124337	329,00
ERGO	47 – 59 cm	124338	408,00

Funktionsdrehhocker

- Sitz mit Rückenbügel
- Hebelauslöser
- Alu-Fußkreuz (Ø 61 cm)
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- Mit und ohne 3D-Sitzkomfort
- Polster Kunstleder STG 30



Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
Ohne 3D	53,0 – 72,5 cm	124398	216,00
Mit 3D	53,0 – 72,5 cm	124340	289,00


Funktionsdrehhocker

- Rückenlehne / Armauflage 360° drehbar
- Ringauslöser
- Stufenlose Höhenverstellung durch Chrom-Gasfeder (42,5 – 52,5 cm),
- Ringauslösung
- Alu-Fußkreuz (Ø 61 cm)
- Mit weichen Chrom-Rollen für harte Böden
- Sitz und Rücken gepolstert
- Polster Kunstleder STG 30

Best.-Nr. 127544 € 275,00



Maße und Einstellungen



Drehstuhl

- Standard-Mechanik
- Gestell lichtgrau
- Rücken in Höhe und Neigung variabel verstellbar
- Sitz und Rücken gepolstert
- Polster Kunstleder STG 30
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder (41 – 52 cm)
- Großes Alu-Fußkreuz (Ø 61 cm)
- Mit weichen Rollen für harte Böden mit Chromblende

Best.-Nr. 127545 € 295,00



Alle Stühle dieser Seite max. 120 kg

Mayer Polsterfarben für Kunstleder Seite 224.

Bitte bei Bestellung die gewünschte Polsterfarbe angeben.

Funktionsdrehhocker

- Mit Teller- oder Maxi-Teller-Sitz
- Ringauslöser
- Alu-Fußkreuz (Ø 52 cm)
- Hartbodenrollen mit Chromblende
- Polster Kunstleder STG 30

Ausführung	Sitzhöhe	Best.-Nr.	€
1 Tellersitz	53,0 – 72,5 cm	124395	196,00
2 Maxi-Teller	53,0 – 72,5 cm	124341	198,00



2 STÜCK € 119,00

Kabinenhocker

- Stahlrohrgestell: Ø 20 mm, verchromt
- Polster Kunstleder STG 30
- Sitz: Ø 33 cm, Polsterstärke: 30 mm
- Sitzhöhe: 48 cm

Bezug	Best.-Nr.	€
polarweiß	126835	119,00
brilliantsschwarz	126836	119,00
kristallgrau	126837	119,00
graphitgrau	126838	119,00
mohnrot	126839	119,00
apfelgrün	126840	119,00
karibikblau	126841	119,00



Farbe	Liegenbezug 65 × 195 cm für Standardliege	Liegenbezug 80 × 200 cm für EKG- u. Dialyseliege
weiß	190201	190301
graphit	112370	112372
gelb	190206	190306
royalblau	190207	190307
bordeaux	190208	190308
brombeer	190213	190313
jade	190218	190318
terra	190270	190370
marine	190227	190327
apfelgrün	190257	190357
türkisblau	117663	117667
mint	190202	190302
Stück €	20,39*	22,78**

Material: Frottee-Stretch, 75 % BW, 25 % Polyester, Pflege: Maschinenwäsche bunt 60 °C, weiß 95 °C, trocknergeeignet, bügelfrei, farbecht

* ab 4 Stück € 19,12, ** ab 4 Stück € 21,64



Liegenbezug

- Mit PU-Beschichtung und Rundum-Gummizug
- Waschbar bei 95 °C (nicht mit Bleich- oder Desinfektionswaschmittel, ohne Weichspüler)
- Abwaschbar mit Desinfektionsmittel (Haut- und Hände- oder Kunststoffdesinfektionsmittel)
- Maße: 65–80 × 200 cm (Universalgröße)

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	122930	26,95
dunkelblau	129354	28,61

Lassen Sie Ihre Patienten nicht im Kalten liegen

Mikroflausch-Decke „Memphis“

- 100 % Polyester (Mikrofaser)
- 4-seitig breit gesäumt
- Flauschig und angenehm wärmend
- Waschbar (auch farbig) bis 95 °C (ohne Weichspüler)
- Trocknergeeignet
- Maße: 150 × 200 cm



Farbe	Best.-Nr.	€	Farbe	Best.-Nr.	€
creme	119585	20,98	taupe	119593	20,98
beere	120982	20,98	grün	119594	20,98
marineblau	119590	20,98	anthrazit	119597	20,98
petrol	119592	20,98			



Weitere Farben, Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Kissenbezug

- Mit einseitiger PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv
- Wasserdicht, blut- und undurchlässig
- Bakterien- und virendicht
- Wischdesinfizierbar
- Waschbar bei 95 °C
- PVC-frei

Maße	Best.-Nr.	€
40 × 40 cm	122928	9,97
80 × 80 cm	122929	27,56



Kissen ohne Bezug

40 × 40 cm, Füllung: 100 % rhombisch geschnittene PU-Stäbchen, waschbar bis 95 °C, trocknergeeignet

Best.-Nr. 157866 € 8,42



Gummispanner

Für den besseren Sitz im Gelenkbereich einer Untersuchungs- oder Liege, längenverstellbar

Best.-Nr. 157867 € 3,98



Fußmatte / Liegenauflage

- Oberflächenveredelt – gut desinfizierbar, XXL-Version einseitig strukturiert
- Gute Formbeständigkeit
- Material Farben und XXL: Vinylschaum, flächenbehandelt (Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln durch den aktiven bioziden Wirkstoff Pyriothionzink)
- Material Klarsicht: Flexibles Vinyl

Farbe	Maße (B × T × H)	Best.-Nr.	€
grau	60 × 40 × 0,6 cm	159375	18,31
blau	60 × 40 × 0,6 cm	159376	18,31
grün	60 × 40 × 0,6 cm	159377	18,31
schwarz	60 × 40 × 0,6 cm	159364	18,31
Klarsicht	60 × 40 × 0,2 cm	154230	20,19
Klarsicht XXL	80 × 60 × 0,2 cm	117690	28,38

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.





Nacken- und Knierolle Emil

- PU beschichtet

Maße	Best.-Nr.	€
40 × Ø 13 cm	123227	20,25
50 × Ø 15 cm	123228	23,56



Injektionskissen Gabi

- Aus Schaumstoff mit abwaschbarem, elfenbeinweißem PVC-Bezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
30 × 15 × 7,5 / 4,0 cm	172352	16,54
45 × 15 × 8,0 / 4,0 cm	172351	17,73




Nacken- und Knierolle Timo

- Kunstlederbezug mit Reißverschluss
- Abwaschbar
- Maße: 50 × 15 cm

Farbe	Best.-Nr.	€
türkis	124390	33,82
weiß	124391	33,82
rot	124392	33,82
dunkelblau	124393	33,82
schwarz	124394	33,82

 Viele weitere Lagerungshilfen sind lieferbar! Fragen Sie Ihren Ihren Co-med Fachhändler.



Beinhochlagerungskeil Ben

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße einfache Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 22 × 18 cm	172356	75,50

Maße doppelte Breite (L × B × H)	Best.-Nr.	€
60 × 44 × 18 cm	172357	122,06



Nackenkissen Lina

- Farbe: weiß
- Maße: 40 × 18 × 10 cm

Best.-Nr. 172350 € 29,25



Halbrolle

- Mit weißem Kunstlederbezug

Maße (L × B × H)	Best.-Nr.	€
Sven, 40 × 15 × 7,5 cm	172354	30,02
Ron, 40 × 22 × 11,0 cm	182639	43,48



Gehstützenhalterung Tara

- Für eine sichere Aufbewahrung von Gehstützen
- Mit leichtem Druck werden Gehstützen fixiert und gesichert
- Zur festen Montage an der Wand
- Inkl. Montagematerial (Dübel und Schrauben)

Best.-Nr. 123247 € 41,40





Lieferung der Wagen erfolgt im Karton zur Selbstmontage!

08/16® Regal- und Basiswagen

- 4 Wagenbreiten: 34 / 49 / 60 / 90 cm
- 5 Wagenhöhen: 52 / 70,5 / 73,2 / 80,5 / 83,2 cm
- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahrohrbügeln in weiß, kunststoffbeschichtet
- Leichtlauf-Doppellenkrollen



Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 26 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45 cm Best.-Nr.	€
153743	283,00	156541	283,00	186163	296,00	156542	320,00	156543	439,00



Anzahl Schubladen	Best.-Nr.	€								
1	155007	295,00	156536	295,00	183695	315,00	160101	293,00	156539	587,00
2	129251	412,00	156537	412,00	118118	412,00	118116	412,00	128082	766,00
3	129252	497,00	156538	497,00	118119	498,00	118117	497,00	128085	940,00
4	129253	599,00	129254	599,00	-	-	156540	631,00	129255	1.115,00
5	-	-	-	-	-	-	-	-	129256	1.294,00

Variocar® Regal- und Basiswagen

- 3 Wagenbreiten: 49 / 60 / 90 cm / Wagentiefe je 45,1 cm
- 6 Wagenhöhen: 51,8 / 70,3 / 73,3 / 80,3 / 83,3 / 87 cm
- Stabile Vierkantbügel mit Rastersystem, Fahrgestell verchromt
- Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen
- Schubladen sind nachrüstbar

Wissenswertes zur funktionalen Praxiseinrichtung



Regalwagen	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€	Tiefe 45,1 cm Best.-Nr.	€
	151692	378,00	127699	419,00	127700	607,00



Basiswagen

Anzahl Schubladen	Best.-Nr.	€								
1	127701	391,00	160116	431,00	127709	408,00	128079	431,00	128080	781,00
2	127702	494,00	127705	544,00	128039	510,00	160122	536,00	129257	899,00
3	127703	613,00	127706	639,00	128078	631,00	160125	634,00	129258	1.009,00
4	127704	714,00	127707	745,00	-	-	-	-	129259	1.148,00
5	-	-	127708	846,00	-	-	-	-	129260	1.289,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

fuego
Gerätewagensystem
Leichtlast



1 fuego Basiswagen 2, Metall

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 2 Ablageplatten aus Metall, 495 × 387 mm (B × T)
- Pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 122379-XXX

€ 832,00

2 fuego Basiswagen 1 mit Schublade – ABS

- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Schublade ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 987 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 117700-XXX

€ 934,00

3 fuego Gerätewagen EK 2, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 800 mm)
- 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1062 mm (B × T × H)

Best.-Nr. 126315-XXX

€ 1.095,00

4 fuego Gerätewagen ER 1, ABS

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil (H 950 mm)
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500 × 290 mm (B × T)
- 1 Ablagekorb vorn, 418 / 374 × 268 × 100 mm (B1 / B2 × T × H)
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, Ausladung ca. 950 mm
- fuego Fahrgestell
- Maße: 545 × 572 × 1137 mm (B × T × H)


Best.-Nr. 117702-XXX

€ 1.217,00

Alle Wagen-Modelle sind optional auch mit integrierter Steckdosenleiste lieferbar.

Haerberle Dekorfarben für fuego und bravo

fuego-Fahrgestell



- 4 Doppellenk-Rollen mit 2 Feststellern und Wandabweisern
- Rollen Ø: vorn 75 mm, hinten 100 mm
- Gesamttraglast: 60 kg

Bitte bei Bestellung die Dekorfarbnr. an die Best.-Nr. anhängen.
Bestell-Bsp. fuego Gerätewagen ER 1, ABS in Dekor blau: Best.-Nr. 117702 - 002

bravo Gerätewagensystem Leichtlast

- Leicht und klein mit supermobilem Fahrgestell
- Fahrgestell mit 4 Qualitäts-Leichtlauf-/Doppellenkrollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil (H 780 mm) mit je 2 Dekorstreifen vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen
- Für diverse Kleingeräte
- 1 Ziehgriff
- 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung

5 bravo® Basiswagen 2

- 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444 × 400 mm (B × T)
- 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

6 bravo® Basiswagen 5

- 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280 × 400 mm (B × T)
- 1 Ablageplatte mit Schale: Ablageplatte aus Metall, 324 × 240 mm (B × T), Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

7 bravo® Basiswagen 6

- 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- Maße: 575 × 575 × 985 mm (B × T × H)

8 bravo® Tablet-Wagen 3

- 1 Ablageplatte aus Metall, 500 × 390 mm (B × T)
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Maße: 575 × 575 × 1330 mm (B × T × H)

9 bravo® Tablet-Wagen 4

- Trägerprofil 900 mm hoch
- 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg
- Umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006) auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Ablagekorb vorn am Trägerprofil, Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung
- Maße: 575 × 575 × ca. 1450 mm mit Tablethalter (ohne 1105 mm) (B × T × H)



Modell	Best.-Nr.	€
5 Basiswagen 2	126317-XXX	497,00
6 Basiswagen 5	122380-XXX	701,00
7 Basiswagen 6	123255-XXX	508,00
8 Tablet-Wagen 3	127693-XXX	850,00
9 Tablet-Wagen 4	127692-XXX	850,00

Weiteres Zubehör wie z. B. Drahtkorb, Steckdosenleiste, Normprofiltschiene, größere Rollen auf Anfrage.

doppio Basis- und Gerätewagen

- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten
- Qualitäts-Leichtlauf- Doppellenkrollen
- 2 Trägerprofile (H 566 mm), 2 Ablageplatten, 1 Schublade mit Schubladengriff (H 96 mm)
- Gerätewagen 1 mit 2 Trägerprofilen (H 950 mm), 3 Ablageplatten, 1 Quertraverse, 2 Feststellrollen
- Kraftvolles Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern
- Bis zu 4 Schubladen können bei den Basiswagenmodellen eingebaut werden



Weiteres Zubehör auf Anfrage



Maße in cm (B × T × H)	565 x 563 x 793		715 x 563 x 793		565 x 571 x 1177	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
Dekorfarbe grau	124945	779,00	124947	821,00	128427	955,00
Dekorfarbe blau	124946	779,00	124948	821,00	126322	955,00
Zubehör für doppio Basis- und Gerätewagen						
Schiebegriff, Polyamid, grau (1 Stück)						124955 61,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

**Vielseitig.
Komfortabel.
Außergewöhnlich.**



ergocar Gerätewagensystem

- Elegantes Design
- Hochwertige Aluminiumkonstruktion
- Modular ausbaufähig
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Hohe Standfestigkeit
- Ablageböden im Raster verstellbar
- Zentralsäule mit aufklappbaren, verschliessbaren Abdeckungen (beidseitig)
- Halterungen für 1 oder 2 TFT-Monitore
- Integrierbare Steckdosenleisten mit Zentralschalter
- Trenntransformatoren mit versch. Leistungen
- Befestigung für alle marktgängigen Sauganlagen (z. B. Strässle, Quickels)
- Farbvarianten erhältlich

ergocar basic

- Gesamthöhe 94 cm
- 4 Rollen, 2 feststellbar
- 1 Ablageboden mit Griff
- Maße: 60 × 60 × 94 cm (B × T × H)
- Gewicht: ca. 45 kg

Best.-Nr. 118521 € 695,00

Mit Schublade und zusätzlichem Ablageboden (wie Abb.)

Best.-Nr. 118522 € 995,00

ergocar PC

- Beidseitige Kabelkanäle
- TFT-Halterung (VESA)
- Gesamthöhe 119 cm
- 4 Rollen, 2 feststellbar
- 1 Ablageboden mit Griff und Mauspad
- 1 Druckerboden
- 6-fach Steckdosenleiste mit Zentralschalter
- Maße: 60 × 60 × 119 cm (B × T × H)
- Gewicht: ca. 51 kg

Best.-Nr. 118523 € 1.195,00



Spritzen- und Kanülenspender

- Übereinander kombinierbar
- Mit Schildern zur Beschriftung
- Farbe: Gehäuse weiß, Innenbehälter transparent

AB € **20,62**

Ausführung	H × B × T (in mm)*	Best.-Nr.	€
3 Innenbehälter	242 × 600 × 163	183496	44,64
4 Innenbehälter	207 × 600 × 168	183497	36,69
5 Innenbehälter	164 × 600 × 133	183498	29,77
6 Innenbehälter	113 × 600 × 91	183499	20,62

*Gesamtaußenmaß des Spenders



AGA
Sanitätsartikel

Fahrbarer Schrankwagen

- 2 Schubkästen
- Farbe: melaminbeschichtet weiß
- Maße: 600 × 540 × 550 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 156708 € 422,00

HAEBERLE

Spendersysteme PicBox®

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
- Nur PicBox® Plus: KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter



Ausführung	Maße (B × T × H)	Wandmodell		08/16® Variocar® inkl. Konsolenträger	
		Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1 Injektionsset PicBox®	60 × 22 × 41 cm	160579	245,00	151074	312,00
2 Injektionsset PicBox® Plus	72,5 × 23,5 × 41 cm	160578	385,00	156544	458,00

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Tausend Karten – keine fehlt!

Karteischränk

- Für Kartei DIN A5 quer
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Hochwertige Kugelführung
- Doppel-Auszugssperre
- Zentralverriegelung per Dreh-Zylinderschloss mit Wechselkern
- Selbstklebende Beschriftungsleiste
- Inkl. 2 Schwingstützen pro Karteibahn
- Mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet
- Belastung je Auszug: **bis 70 kg**




Neueste Technik: Selbsteinzug und Dämpfung



Bügelgriff



Griffleiste



	6 Schubladen zweibahnig – je Schublade 2 Bahnen DIN A5 quer	6 Schubladen dreibahnig – je Schublade 3 Bahnen DIN A5 quer
Breite × Tiefe × Höhe	552 × 600 × 1350 mm	800 × 600 × 1350 mm
Karteischränk mit Griffleiste		
Best.-Nr.	156651-XXX	157857-XXX
€	1.126,00	1.286,00
mit Selbsteinzug und Dämpfung		
Best.-Nr.	156652-XXX	157858-XXX
€	1.243,00	1.486,00
Karteischränk mit Bügelleiste		
Best.-Nr.	156645-XXX	157861-XXX
€	1.216,00	1.337,00
mit Selbsteinzug und Dämpfung		
Best.-Nr.	156646-XXX	157862-XXX
€	1.349,00	1.577,00

Bitte bei Bestellung die Farbnummer an die Best.-Nr. anhängen.
 1. Ziffer entspricht der Korpuslackierung
 2. Ziffer ist immer „0“
 3. Ziffer entspricht der Frontlackierung
 Bestell-Bsp. Karteischränk in reinweiß Best.-Nr. 156651-101 in Korpus lichtgrau und Front blau Best.-Nr. 156651-205

Weitere Farben auf Anfrage.



Medikamentenschränk

- Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung reinweiß RAL 9010, Rückwand bildet Rücksprung zur Aufnahme von Rückwandverkleidungen
- 1 oder 2 Flügeltüren mit Glasausschnitt
- Sichtfenster aus 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Höhenausgleichsschrauben
- 4 Fachböden aus 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachbodenbelastung 40 kg g. v. L.

Arztzimmer-einrichtung



Farbe: Reinweiß RAL9010	Maße (H × B × T)	Best.-Nr.	€
1 Medikamentenschränk 1-türig	1956 × 600 × 432 mm	160608	885,50
2 Medikamentenschränk 2-türig	1956 × 800 × 432 mm	160609	1.196,00



1



2

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
 UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
 alle Preise freibleibend.

Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.



Ihr Systembaustein für mehr Hygiene & Übersicht

Ideales Standard-Rastermaß 50 × 50 × 23 cm (H × B × T)



1 IMS-F Injektionsmaterialspender

- First-in / First-out Prinzip
- Staubschutz durch Acrylglas-Pendeltüren (gem. DIN 58953)
- 3 Spritzen-Fächer oben, 3 Kanülen-Fächer unten
- Je 1 Fach für Verbrauchsmaterial
- Herausziehbarer Tabelelboden

Best.-Nr. 116426

€ 369,00

2 AZS-E Eckschrank

Das clevere Verbindungselement

- Ecklösung für optimal Raumnutzung
- Hochwertige Acrylglastüren mit Magneten

Best.-Nr. 157824

€ 348,80

3 AMP Ampullenspendler

- Für kleinste Materialien (z. B. 300 – 400 Ampullen)
- Mit Beschriftungsleiste
- 10 Schübe mit verstellbaren Unterteilungen

Best.-Nr. 160823

€ 353,00

4 VMS Verbandmaterialspender

- Für 5 Sorten Pflaster (3 mit Abscheider – mit Berührungsschutz, Einhandbedienung), 4 Größen Binden, Tupfer und Kompressen
- 1 Fach für Scheren

Best.-Nr. 160819

€ 426,90



AZS-G Allzweckspender abschließbar

- Mit abschließbaren Türen
- Auch als Wertfach verwendbar
- Mit 2 flexiblen Böden

Best.-Nr. 158673

€ 287,80



IMS Injektionsmaterialspender mit Kippschütten

- Mit 2 Schütten mit 3 und 6 Fächern (3 × 2 Fächer hintereinander)
- 2 Fächer für z. B. Tupfer und Flaschen
- Herausziehbarer Tabelelboden

Best.-Nr. 160817

€ 369,00



AZS Allzweckschrank

- Staubschutz durch hochwertige Acrylglas-Scheiben
- Individuelle Platzeinteilung durch flexible Böden

Best.-Nr. 160831

€ 287,80

WMS Wagner Medikamentenschrank mit Tresor

- Mit abschließbaren Türen mit Doppelbartschloss (Sicherheitsgruppe B)
- Separate Tresorsicherung an der Wand
- Tresor Innenmaß: 16,4 × 23 × 11 cm (H × B × T)



Best.-Nr. 116428

€ 579,00



IMS-SA Injektionsmaterialspender


- Mit 2 Kippschütten (3- und 6-fach unterteilt)
- Ideal zur Montage über Behandlungsliegen
- Maße: 100 × 27 × 22,5 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 160429

€ 366,00

Alle Schränke in weiß.

Wagner Dekore



Weitere Dekorfarben auf Anfrage.



Liegenunterschrank LU1 / LU2 in weiß

LU1 = 1 Modul mit 2 Flügeltüren + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 171 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153336

€ 887,00



LU2 = 1 Modul mit 1 Flügeltür + 1 Modul mit 2 Schubkästen, Maße: 52 × 128 × 60 cm (H × B × T)

Best.-Nr. 153339

€ 887,00



Vor Bestellung die Liegenhöhe prüfen. Lieferung ohne Liege.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer, alle Preise freibleibend.



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Medikamenten- und Verbandmaterialschränk

Ideal zur Lagerung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien. Abschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff auf Medikamente und andere Wertsachen. Das Unterteil mit Schüben eignet sich insbesondere zur kontaminationsarmen Aufbewahrung von Instrumenten.

Ober- und Unterteile sind **FREI kombinierbar**

- Oberfläche Kunststoff weiß
- Alle Türen mit Weitwinkelbändern
- Maße: 180 × 90 × 48 cm (H × B × T)

Oberteil

Variante Glas:

- Mit abschließbaren Glastüren und 3 Glaseinlegeböden

Variante Holz:

- Mit abschließbaren Holztüren, zusätzlich abschließbarem Wertfach und 4 Türschalen

Unterteil

Variante Modulkorb:

- Tabellarauszug, 2 Iso-Modulkörbe und 2 Einlegeböden

Variante Schübe:

- 5 Schubladen: 1 Schublade 7 cm, 1 Schublade 12 cm und 3 Schubladen 19 cm

Variante Kühlschrank:

- Für den Einbau eines Kühlschranks vorgesehen, bitte separat bestellen



1

2

Ausführung Oberteil / Unterteil	Best.-Nr.	€
1 Glas / Modulkorb	114007	1.416,70
Holz / Modulkorb	114008	1.416,70
2 Holz / Schubladen	114009	1.416,70
Glas / Schubladen	114010	1.416,70
3 Glas / Modul für Kühlschrank	117786	2.138,90
Holz / Modul für Kühlschrank	117787	2.138,90

Sonderanfertigungen mit Tresor oder Farben auf Anfrage!



3

Schrank mit optionalem Kühlschrank

Sichere Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen nach DIN 13277 bei maximaler Temperaturkonstanz



NEU!

- Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle und Software KIRSCH Datenet
- Ein- und unterbaufähige Geräte

Weitere KIRSCH Medikamentenkühlschränke auf Anfrage

EVOLUTION CLOUD



KIRSCH Evolution Cloud Modul Preis auf Anfrage
KIRSCH Evolution Cloud Lizenz Preis auf Anfrage



KIRSCH MED 288 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 280 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,69 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 67 × 72 × 132 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 119618 € 3.329,00



KIRSCH MED 100 PRO ACTIVE

- Kühlinhalt 95 Liter
- Temperatureinstellung ca. +2 °C bis +15 °C
- Normalverbrauch 0,43 kWh/24 h
- Außenmaße (einschl. Wandabstand u. Türgriff): 54 × 54 × 82 cm (B × T × H)

Best.-Nr. 126564 € 2.689,00

Zuverlässig, unabhängig, smart

Unsere neue KIRSCH EVOLUTION CLOUD übernimmt die Temperaturdokumentation für Sie, damit Sie künftig wieder mehr Zeit für wichtigere Aufgaben gewinnen. Die optimale Lagerung Ihrer Produkte und somit die sichere Anwendung sind unsere Leidenschaft. Mit der KIRSCH EVOLUTION CLOUD gewährleisten wir eine lückenlose, zuverlässige sowie komfortable Lösung zur Temperaturdokumentation mit automatischer Berichterstellung. Bei Temperaturabweichungen informiert Sie das System per SMS oder E-Mail. Durch einen integrierten Akku bleibt diese Funktion auch im Falle eines Stromausfalls aktiv. Gleichzeitig bietet dieser die Möglichkeit zum mobilen Einsatz, z. B. in Transportboxen.



Die sichere Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen bei gleichbleibenden Temperaturen.

Medikamenten-/ Impfstoffkühlschränke von Dometic – die kompaktesten Modelle am Markt!

HC 302 / HC 502
HC 302 DIN / HC 502 DIN

Die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C.

Mit Kompressortechnik

- Leistungsstarke und energieeffiziente Kompressorkühlung
- In der Tür integriertes, beleuchtetes Digitalthermometer
- **Wertspeicher (Min./Max.)**
- 3 hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit transparenter Kunststofffront (3/4 Auszug) zur übersichtlichen Lagerung
- **Türalarm bei offenstehender Tür nach 20 Sekunden**
- LED-Innenbeleuchtung
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Hohe Schubladenfronten zum Schutz vor Wärmeeintritt
- Manuelle Abtaung nahezu nicht mehr notwendig
- Gehäusefarbe: weiß
- Temperaturbereich: 2–8 °C (nicht einstellbar)
- Türanschlag rechts – nicht wechselbar

Zusatzausstattung der DIN-Geräte (entspricht DIN 13277):

- **Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über-/ Unterschreitung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 Stunden**
- Potentialfreier Kontakt



	Modell 302	Modell 502
Bruttovolumen (Liter)	33	49
Nettovolumen (Liter)	29	43
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,42	0,44
Abmessungen (H x B x T) mm	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
Best.-Nr.	HC 302	HC 502
Preis €	120056	120057
	HC 302 DIN	HC 502 DIN
Best.-Nr.	120030	120031
Preis €	1.265,00	1.395,00

DS 301 H / DS 601 H

- **Nicht nach DIN 13277**
- Zur Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten zwischen 2 °C und 8 °C
- Digitalthermometer mit Wertspeicher (min/max)
- LED Innenbeleuchtung
- Akustisches Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist
- Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter
- Manuelle Abtaung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation an den Kühlrippen ermöglicht
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- Vibrationsfreie und **lautlose Absorberkühlung**

1 Modell DS 301 H

Maße: 580 x 422 x 393 mm (H x B x T)
Bruttovolumen: 28 Liter
Best.-Nr. 294191 € 785,00

2 Modell DS 601 H

Maße: 592 x 486 x 494 mm (H x B x T)
Bruttovolumen: 53 Liter
Best.-Nr. 294192 € 947,00



tempmate.®-M1

Mehrweg-Temperaturlogger

- Mit automatischer PDF-Auswertung
- Eingebauter USB-Anschluss (keine Kabel oder Lesegeräte zur Auswertung notwendig)
- Kompakt, Schutzklasse IP67 (wasserdicht)
- LCD-Anzeige für alle relevanten Daten auf Knopfdruck
- Kostenlose Software zum individuellen Konfigurieren verfügbar

- Mit Validierungszertifikat
- Messbereich: -30 °C - + 70 °C
- Aufzeichnungszeit vom Anwender einstellbar (bis 12 Monate)
- Bis zu 5 Alarmgrenzen einstellbar
- Datenspeicher für 32.000 Aufzeichnungen

Best.-Nr. 120063

€ 52,95



Kühlgeräte zur Medikamenten- und Impfstofflagerung

Sicherheit nach DIN 13277 mit Liebherr-Kühlgeräten

- Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- und Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 h (Stromausfall-Alarm)
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mind. 100 kg/m²
- Abschließbare Tür



Modell Modelle H63 mit Ordnungssystem	Bruttoinhalt / Nutzinhalt	Außenmaße B × T × H mm	Best.-Nr.	€
1 MKUv 1610-23 MKUv 1613-22 mit Isolierglastür	142 Liter / 109 Liter 152 Liter / 109 Liter	601 × 618 × 820 601 × 618 × 820	126159 126157	1.519,00 1.699,00
2 HMFvh 4011-20 mit Isolierglastür HMFvh 4001-20	420 Liter / 297 Liter 394 Liter / 295 Liter	597 × 654 × 1884 597 × 654 × 1884	129282 128789	2.432,00 2.264,00
3 MKUv 1613-22H63 mit Isolierglastür MKUv 1610-23H63	152 Liter / 109 Liter 142 Liter / 109 Liter	601 × 618 × 820 601 × 618 × 820	126654 126653	2.147,00 1.999,00
4 HMFvh 4001-20H63 HMFvh 4011-20H63 mit Isolierglastür	394 Liter / 235 Liter 420 Liter / 235 Liter	597 × 654 × 1884 597 × 654 × 1884	129226 129283	3.354,00 3.524,00



SmartMonitoring – Optimaler Warenschutz und erhöhte Sicherheit für Ihre Prozesse

- Zuverlässige Vernetzungskomponenten
- Einsatz von Cloud-Diensten ermöglichen jederzeit den Abruf und die Auswertung der Messwerte und Betriebsdaten
- Umgehende Information bei Grenzwertverletzungen

Sie sind interessiert an der SmartMonitoring-Lösung? Fragen Sie Ihren ortsnahe Co-med Fachhändler.

DURASOL
Arztaschen
 MADE IN GERMANY



Blau in Tex-Material

1 + 2 IDEAL – Der Robuste

Besonders hart im Nehmen

- Hochschlagfeste Kunststofftechnologie aus ABS mit Kunstleder- oder Echtlederbesatz
- Freizugänglicher Innenteil
- Innenausstattung: 12 herausnehmbare Ampulleneinsätze für 144 Ampullen, Boden und Deckeleinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff
- Maße: großes Modell 44 × 24 × 29 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 18 cm
 kleines Modell 44 × 24 × 22 cm (L × B × H), Bodenfachtiefe 11 cm

1 Großes Modell	Best.-Nr.	€	2 Kleines Modell	Best.-Nr.	€
Skaibesatz, schwarz	135098	439,00	Skaibesatz, schwarz	135106	419,00
Skaibesatz, grau	135099	439,00	Skaibesatz, grau	135107	419,00
Skaibesatz, bordeaux	135100	439,00	Skaibesatz, bordeaux	135108	419,00
Skaibesatz, braun	135101	439,00	Skaibesatz, braun	135109	419,00
Skaibesatz, orange	156605	439,00	Skaibesatz, orange	115709	419,00
Texbesatz, blau	127172	439,00	Texbesatz, blau	127173	419,00
Feinrindleder, schwarz	135102	529,00	Feinrindleder, schwarz	135110	499,00
Feinrindleder, grau	135103	529,00	Feinrindleder, grau	135111	499,00
Feinrindleder, bordeaux	135104	529,00	Feinrindleder, bordeaux	135112	499,00

3 PRIMUS – Liebhaber-Stück

Traditionelle Arztasche

- Aufwendig verarbeitet
- Innenausstattung: 2 große Innenfächer, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Fächereinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Reißverschluss-Vortasche mit Dehnfalte
- Inkl. mobilem Ampullenspender
- Maße: 37 × 20 × 19 cm (L × B × H)



Nur 1550 g

Ausführung	Best.-Nr.	€
Feinrindleder, schwarz	135497	349,00
Feinrindleder, bordeaux	135498	349,00
Büffelleder, braun	115844	349,00

NEU!



Nur 2200 g



4 COMFORT Rucksack

- Aus hochwertigem Tex-Material
- Hoher Tragekomfort auch beim Radfahren
- Sicherer Halt durch zusätzlichen Brustgurt
- Visitenkartenfach außen
- Separates Laptopfach im Innenraum
- Stabiles Bodenfach mit zwei entnehmbaren Raumtrennern
- Platz für max. 2 Organisationsboxen mit Klarsichtdeckel und Reißverschluss (optional einzeln bestellbar)
- Innenfach mit variabler Unterteilung
- 2 Außenfächer mit Schlaufensystem
- Maße: 35 × 23 × 46 cm (L × B × H)
- Gewicht: 2200 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129284	499,00
weinrot	129285	499,00
titangrau	129286	499,00
silbergrau	129287	499,00

Zubehör

Organisationsbox einzeln, 14 × 17 × 10 cm (L × B × H), 120 g

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	129288	40,00
weinrot	129289	40,00
titangrau	129290	40,00
silbergrau	129291	40,00



Das Angebot der abgebildeten Taschen und Mediboxen gilt generell ohne Inhalt!

Rezept-Brieftasche

- Aus Kalbleder
- 10 Einzelfächer für Formulare und Rezepte
- Je 5 Fächer DIN A6 und DIN A5
- Maße: 12 × 2 × 19 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	187479	124,00
bordeaux	187480	124,00
braun	187481	124,00

Rezepttasche

- Aus Kalbleder
- 9 Einzelfächer für Formulare und Karteikarten bis DIN A5
- Kleine Einschubfächer für Visiten- oder Terminkarten
- Maße: 18,5 × 2 × 24,5 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135450	149,00
bordeaux	135451	149,00
braun	135452	149,00

Fächermappe

- Aus Kalbleder
- 10 Klarsichtfächer DIN A5 (austauschbar)
- Mit Magnetverschluss
- Maße: 18 × 4 × 24 cm (L × B × H)

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	135459	159,00
bordeaux	135460	159,00
braun	135461	159,00





RUSTICANA – Der Klassiker

Ordnung pur in schönster Form.

- Aus hochwertigem **Echtleder (Rind oder Wasserbüffel) oder Nylongewebe**
- Große Öffnung mit Randverstärkung
- Innenausstattung: 6-fach unterteilter, herausnehmbarer Gitternetz-Seiteneinsatz, 1 großes Innenfach, herausnehmbarer Bodeneinsatz mit variabler Facheinteilung durch stabiles Kunststoff-Steckschieber-System
- Mit Reißverschluss-Vortasche oder zusätzlich mit zweiter Klettverschluss-Vortasche
- Mit mobilem Ampullenspender
- Doppelschloss-System aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Doppelhandgriff

Großformat Leergewicht:	Leder 2100 g / Nylon 1750 g		Leder 2350 g / Nylon 1950 g		
	43 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135250	459,00	151054	499,00	
Feinrindleder, schwarz	135251	459,00	151055	499,00	
Feinrindleder, bordeaux	135252	459,00	151056	499,00	
Feinrindleder, braun	115705	459,00	115706	499,00	
Büffelleader, braun	135353	459,00	151057	499,00	
Nylongewebe, schwarz	135254	299,00	151058	329,00	
Feinrindleder, orange	-		121399	499,00	
Feinrindleder, gelb	-		121398	499,00	
Feinrindleder, elfenbein	-		121400	499,00	
Feinrindleder, schlamm	-		121413	499,00	
Feinrindleder, blaugrau	-		127170	499,00	
Feinrindleder, ultramarin blau	-		127171	499,00	
Cross, rot	118638	459,00	118640	499,00	
Cross, grün	118639	459,00	118641	499,00	

Kleinformat Leergewicht:	Leder 1850 g / Nylon 1550 g		Leder 2050 g / Nylon 1750 g		
	38 × 21 × 27 cm (L × B × H)	mit 1 Vortasche	€	mit 2 Vortaschen	€
Feinrindleder, hellbraun	135255	419,00	151059	429,00	
Feinrindleder, schwarz	135256	419,00	151060	429,00	
Feinrindleder, bordeaux	135257	419,00	151061	429,00	
Feinrindleder, braun	115707	419,00	115708	429,00	
Büffelleader, braun	135258	419,00	151062	429,00	
Nylongewebe, schwarz	135259	275,00	151063	299,00	



Nur 2350 g



MediBoxen

- Handlich und robust
- Zur Unterbringung des kleinen oder großen Ampullenvorrats
- Passen für fast jeden Rucksack oder auch Jackentaschen
- Kleine Ausführung zum Transport der BTM geeignet
- Aus Kunststoff und mit Gummileiste für Ampullen

Ausführung	Maße (L × B × T)	Best.-Nr.	€
1 MediBox I für max. 7 (kleine) Ampullen	8,2 × 10,1 × 3,2 cm	123537	27,00
2 MediBox II für max. 18 (kleine) Ampullen	11,6 × 12,0 × 4,0 cm	123538	37,00
3 MediBox III für max. 36 (kleine) Ampullen	19,7 × 12,0 × 4,5 cm	123539	47,00
4 MediBox IV für max. 45 (kleine) Ampullen und 4 flexible Schlaufen	25,5 × 12,0 × 5,9 cm	123540	57,00

Das Angebot der abgebildeten Taschen und MediBoxen gilt generell ohne Inhalt!

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
alle Preise freibleibend.



Professionelles Zeitmanagement by MED+ORG



Terminplaner mit 4 Tagesspalten

Lieferung inkl. Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2024, 60.005.24	128876	183,90
Januar – Juni 2024, 60.005.24.1	129292	101,90
Juli – Dezember 2024, 60.005.24.3	129293	101,90



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

Lieferung inkl. 2 Kunststoffhüllen, Jahresübersicht und Werkzeugkästchen mit Bleistift und Radiergummi, Urlaubsplaner

	Best.-Nr.	€
Januar – Dezember 2024, 60.006.24	128877	205,90
Januar – Juni 2024, 60.006.24.1	129294	111,90
Juli – Dezember 2024, 60.006.24.3	129295	111,90

Wichtige Maße der Terminplaner!

Für die 4- und 6-spaltige Ausführung:

Buch geschlossen: 27 cm breit, 32 cm hoch
 Buch aufgeschlagen: 55 cm breit, 32 cm hoch

Spaltenbreiten:

4-spaltige Ausführung: 54 mm
 6-spaltige Ausführung: 36 mm

Zeiteinteilung im 15-Minuten-Takt

4-spaltige Ausführung: 7.30 Uhr bis 19.15 Uhr
 6-spaltige Ausführung: 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr



Denken Sie rechtzeitig an Ihre Terminplaner für die Folgejahre und fragen Sie diese bei Ihrem ortsnahen Fachhändler an.



Terminbuch

- Für 1- und 2-Personen-Praxen
- Extra große Lochung
- Robuste und edle Verarbeitung
- Neutral ohne Datum
- Mit 1 oder 2 Terminalspalten
- 52 Wochen von Mo – Sa (7 – 21 Uhr, Sa bis 15 Uhr)
- 15-Minuten-Takt (20-Minuten-Takt auf Anfrage)
- Pro Woche mit Notizenspalte
- Inkl. 10 Notiz- und 5 Telefonregister-Seiten

Für 1-Personen-Praxis


- 1 Spalte pro Tag
- Maße Spalte: 55 x 5,5 mm (B x H)
- Maße: geschlossen 21 x 30 cm, offen 41 x 30 cm (B x H)

Best.-Nr. 116582 € 49,90

Für 2-Personen-Praxis

- 2 Spalten pro Tag
- Maße Spalten: 38 x 5,5 mm (B x H)
- Maße: geschlossen 27 x 30 cm, offen 53 x 30 cm (B x H)

Best.-Nr. 116584 € 49,90




Adressfeld-Aufkleber

Für alle Karteitaschen, selbstklebend, 2 St. pro Blatt, für Einzelbeschriftung im EDV-Drucker, für KVK, 60.173

Packung mit 1000 Stück

Best.-Nr. 182654 € 46,90



Wie links nebenstehend, für Mehrschachtdrucker und Einzelbeschriftung, 60.173 M

Packung mit 500 Stück

Best.-Nr. 155771 € 56,90



Blanko für EDV als Lochrandetikett, endlos, selbstklebend, 61.100

Packung mit 3000 Stück

Best.-Nr. 156143 € 39,90

Alt-Archivkarton

- Für DIN A5-Formate
- Weiß, stabile Ausführung mit Deckel
- Außenmaße (L x B x H) 420 x 238 x 167 mm

60.156.25, Packung mit 25 Stück
 Best.-Nr. 154881 € 89,90

60.156.50, Packung mit 50 Stück
 Best.-Nr. 165310 € 159,90





AB € 36,90

ALPHAnorm Karteitasche

DIN A5 quer, Computerkarton 180 g, weiß holzfrei, extra zäh, 2 x quer auf A5 gefaltet, plan verpackt

Packung mit 1000 Stück

Ausführung		Best.-Nr.	€
60.105	Facharzt/Allgemeinarzt	182663	189,90
60.113	Augenarzt	182664	189,90
60.114	HNO-Arzt	182665	189,90
60.115	Gynäkologe	182666	189,90
60.125	Pädiater	182667	189,90
60.105 A	Standard	182668	189,90
60.119	Tierarzt	165115	189,90
60.112	Heilpraktiker	165116	189,90
60.165	EKG	183284	189,90

Ausführung wie oben, Packung mit 100 Stück		Best.-Nr.	€
60.112 H	Heilpraktiker	116409	36,90
60.116 H	Psychotherapeut	116410	36,90

ALPHAnorm Abheftstreifen

Für ALPHAnorm-System und DIN A4-Mappen, selbstklebend zum Einkleben in jede Karteitasche 60.010

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165903 € 23,90



Signalkarten

DIN A5 quer, farbige Kunststoff-Folie

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
rot, 60.315, mit seittl. TAB 20 mm	165129	39,90
gelb, 60.325, mit seittl. TAB 20 mm	165130	39,90
grün, 60.345, mit seittl. TAB 10 mm	165131	39,90
blau, 60.355, mit seittl. TAB 10 mm	165132	39,90
sortiert in 4 Farben, 60.305	153413	39,90



Einlegeblatt

Mit Linierung wie Karteitassen 182664, 182666, 182667, 182668, weiß, Zeilenabstand 8 mm, 60.160 A

Packung mit 500 Stück
Best.-Nr. 165904 € 57,90



ALPHAnorm Karteitasche

DIN A4 quer, Computerkarton 280 g, weiß, 3 x genutet, mit Schlitz für Reiter; 60.204 Standard

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 165902 € 146,90



ALPHAsafe Außenteil

ALPHAsafe Karteikarte

DIN A5 quer, PlanoScript 160 g satiniert, weiß, 1 x genutet, plan verpackt. Nur in Verbindung mit Karteihülle 165121, Blitzabhefter 165360 oder Abhefter 165903 verwenden!

Packung mit 500 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
20.100 Standard	182658	87,90
20.105 Facharzt	182659	87,90
20.115 Gynäkologie	182660	87,90
20.125 Pädiater	182661	87,90



Behandlungsverlauf Einlegeblatt

Für alle Karteitassen mit gleicher Linierung wie 182663, 182665, weiß, Zeilenabstand 6 mm, 60.160

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 165127 € 79,90

Alles für den Bürobereich



1 Kopierpapier A4, 80 g, weiß, gehobene Qualität

Karton mit 5 × 500 Blatt
Best.-Nr. 110941 € 36,72

2 Kopierpapier A4, 80 g, weiß, Standardqualität

Karton mit 5 × 500 Blatt
Best.-Nr. 111014 € 33,66

3 Leitz Bürolocher

- Lochleistung max. 30 Blatt
- Lochdurchmesser: 8 mm
- Farbe: grau

Best.-Nr. 110942 € 12,05

4 Leitz Heftgerät

- Heftleistung max. 30 Blatt
- Ladekapazität: 100 Heftklammern 24/6, 140 Heftklammern 26/6
- Farbe: grau

Best.-Nr. 110944 € 15,99

5 Heftklammern 24/6, verzinkt

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110545 € 0,49

6 Heftklammerentferner

Best.-Nr. 110970 € 0,94

7 Leitz Ordner

- Farbe: schwarz

Größe	Best.-Nr.	€
7 5,2 cm breit	110537	5,62
8 8,0 cm breit	110536	5,62

8 Leitz Rückenschilder

- Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
breit/kurz	110945	3,47
8 schmal/lang	110946	3,25

9 Register A4, Plastik, 20-teilig, A–Z

Best.-Nr. 110947 € 1,71

10 Register A4, Plastik, 1–12

Best.-Nr. 110948 € 1,62

11 Register A4, Plastik, 1–31

Best.-Nr. 110949 € 2,59

12 Register A4, Papier, A–Z

Best.-Nr. 110969 € 1,87

13 Büroklammern, spitze Form, verzinkt, 26 mm

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110529 € 2,98

14 Büroklammern, spitze Form, verzinkt, 32 mm

Packung mit 1000 Stück
Best.-Nr. 110950 € 3,18

15 Haftnotizen

- Block mit 100 Haftnotizen

Packung mit 12 Blöcken

Größe	Best.-Nr.	€
38 × 51 mm	110951	3,60
76 × 76 mm	110952	5,40
100 × 75 mm	110953	8,64
127 × 76 mm	110954	10,67

16 Büroschere

- Edelstahl mit Plastikgriff
- Länge: 21 cm

Best.-Nr. 115574 € 4,12





1 Soennecken Klebefilm, 15 mm x 10 m

Packung mit 10 Rollen
Best.-Nr. 110532 € 3,10

2 Pritt Klebestift

- Ohne Lösungsmittel
- Gewicht: 22 g

Best.-Nr. 110975 € 2,20

3 Ablagekorb, weiß

Best.-Nr. 110955 € 2,54

4 Prospekthüllen A4

Packung mit 100 Stück
Best.-Nr. 110956 € 3,34

5 Papierkorb

- Kunststoff, schwarz
- Inhalt: 18 Liter

Best.-Nr. 110958 € 3,24

6 Edding Permanent Marker 3000

- Strichstärke ca. 1,5–3,0 mm
- Rundspitze

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	110959	2,70
rot	111343	2,70
grün	111344	2,70
blau	111365	2,70

7 Soennecken Kugelschreiber Nr. 25

- Mine blau

Best.-Nr. 110960 € 0,59

8 Soennecken Textmarker

Farbe	Best.-Nr.	€
rot	110961	0,50
gelb	111373	0,50
grün	111453	0,50
orange	111457	0,50
blau	111470	0,50

9 Faber-Castell Bleistift HB

Best.-Nr. 110968 € 0,65

10 Faber-Castell Radierer

- Für Blei- und Bunstift, Tinte
- Kombiradierer rot/blau
- Kautschuk

Best.-Nr. 110966 € 0,70

11 Bleistiftspitzer, Metall

Best.-Nr. 110967 € 0,70

12 Tipp-Ex Rapid, Flasche mit 25 ml

Best.-Nr. 110971 € 2,31

13 Stempelfarbe

- Ohne Öl
- Farbe: schwarz

Flasche mit 25 ml
Best.-Nr. 110972 € 1,69



14 UniFlex – Schützt Ihre Tastatur

- Aus thermoplastischem Polyurethan
- Verwendbar bis 3 Monate oder bis es sich gelblich verfärbt
- Reinigung im aufgezogenen Zustand mit Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %)
- Maße: 400 x 500 mm, Stärke 0,025 mm

Packung mit 1 Stück
Best.-Nr. 113634 € 8,01

15 Versandtaschen C4 braun, selbstklebend

Maße: 229 x 324 mm
 Packung mit 250 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	110519	24,22
mit Fenster	110516	27,29

16 Briefumschlag C6 weiß, selbstklebend

Maße: 114 x 162 mm
 Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114252	1,08
mit Fenster	114254	2,01

17 Briefumschlag DL weiß, selbstklebend

Maße: 110 x 220 mm
 Packung mit 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Fenster	114251	1,02
mit Fenster	114253	1,20




Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
 UVP Co-med zzgl. Mehrwertsteuer,
 alle Preise freibleibend.



IGeL – Individuelle Gesundheits- leistungen/ Naturheilkunde

- Akupunktur
- Schmerztherapie
- Therapie- & Untersuchungsgeräte



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!

€

Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop

Die richtige Entscheidung für den Patienten

TeWa Einmalnadeln

- Aus hochwertigem, medizinischem Edelstahl
- Mit guter Hautverträglichkeit
- Mit hoher Bruchfestigkeit
- **Mit Silikonbeschichtung**
- Schmerzarmes Einstechen

Packung mit 100 Stück

Kunststoffgriff ohne Führungsröhrchen

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 x 15	blau	293016	5,14
0,25 x 40	lila	293017	5,14
0,30 x 30	gelb	293018	5,14



SEIRIN® – Qualität schafft Vertrauen

1 B-Typ: Die Beliebteste

3-fach poliert, Silikon beschichtet, Standardnadel

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 x 15	blau	245240	9,95
0,25 x 30	violett	118581	9,95
0,25 x 40	purpur	245241	9,95
0,30 x 30	braun	245242	9,95
0,30 x 50	braun	245243	9,95
0,35 x 50	schwarz	245244	9,95

2 J-Typ: Die unvergleichlich Sanfte

3-fach poliert, Silikon beschichtet, mit Führöhrchen

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,16 x 15	rot	118582	10,60
0,12 x 30	dunkelgrün	118583	10,60
0,16 x 30	rot	245247	10,60
0,20 x 30	blau	119520	10,60
0,25 x 30	violett	115868	10,60
0,30 x 30	braun	119357	10,60
0,25 x 40	violett	245248	10,60
0,30 x 50	braun	245249	10,60

Elektrischer Punktsuchstift Silberbauer Typ PS3

- Optische und akustische Anzeige
- Batteriebetrieb
- Maße: 14 x 1,5 cm (L x Ø)
- Gewicht: 60 g (inkl. Batterie)
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:

Punktsucher PS3, 1 x gefederte Sonde (vergoldet),
1 x starre Sonde (Messing), 1 x Ring zur Schalldämpfung
bzw. Lautstärkeregelung, 1 x Lithium Batterie,
1 x Kunststoff-Schutzkästchen, 1 x Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 118352

€ 173,00



1

AB € 9,95



2

3 NEW PYONEX: Die sanfte Dauernadel

- Farblich codiert
- Kleine Größen für Kinder und schmerzempfindliche Patienten
- Mit atmungsaktivem Pflaster

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,11 x 0,30	orange	294592	17,30
0,15 x 0,60	gelb	293096	17,30
0,17 x 0,90	grün	293097	17,30
0,20 x 1,20	blau	293098	17,30
0,20 x 1,50	pink	293099	17,30



3



100 Stück
AB € 3,49

Akupunkturnadel

- Silikonisiert mit Kunststoffgriff
- Ohne Führungsröhrchen
- Nadeln einzeln in Blisterkammer, 5 Nadeln pro Blister

Packung mit 100 Stück

Größe (mm)	Farbe	Best.-Nr.	€
0,20 x 15	blau	119531	3,75
0,30 x 30	braun	119532	3,75
0,30 x 50	braun	122173	3,75
ab 10 Packungen		Packung nur € 3,49	



Ohrmodell

- Aus hochwertigem Silikon
- Zum Erlernen und Üben der Ohrakupunktur
- Maße: 9 cm (Ohrmuschel in Originalgröße)

Ausführung	Best.-Nr.	€
links	122251	12,75
rechts	122252	12,75



Moxazigarren, pur

Auch für Nadel-Moxa geeignet

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 292120

€ 9,35

SPORTS-TEX

- Wasserfest, elastisch (130 – 140 %)
- Kein Ablösen der Ränder und kein Spannungsverlust, auch bei längerer Tragezeit
- Extrem belastbar, High-Quality Baumwolle
- Sehr hautfreundlich, Acrylatkleber der neuesten Generation
- Allergenfrei
- Größe: 5 m x 5 cm

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
haut	114034	7,90
blau	114035	7,90
gelb	114036	7,90
grün	114037	7,90
pink	114038	7,90
schwarz	114039	7,90
ab 10 Rollen auch sortiert		Rolle nur € 6,80



Gitterpflaster zur Crosstherapie

- Für die Schmerztherapie
- Latexfrei
- Wasserfest und luftdurchlässig
- Hautschonend

Typ	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
A	2,0 x 2,5 cm	180 Stück	159078	9,90
B	3,0 x 4,0 cm	120 Stück	159079	9,90
C	4,0 x 5,0 cm	40 Stück	159080	9,90



Schröpfköpfe, mundgeblasen, ohne Olive, ohne Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	183967	6,80
2	ca. 3,5 cm	153347	6,49
3	ca. 4,4 cm	153348	7,16
4	ca. 5,0 cm	153349	7,97
5	ca. 6,5 cm	183749	9,30

Schröpfköpfe, mundgeblasen, mit Olive und Ball

Größe	Größe Ø	Best.-Nr.	€
1	ca. 2,5 cm	153350	12,00
2	ca. 3,5 cm	153351	13,78
3	ca. 4,4 cm	153352	14,14
4	ca. 5,0 cm	153353	14,98
5	ca. 6,5 cm	153354	16,51



NonDolens® Schröpfset

- Mit 19 Gläsern in verschiedenen Größen
- Gläser aus widerstandsfähigem Polycarbonat

Lieferumfang:

19 Gläser (13 x XL Ø 5 cm, 1 x L Ø 4,5 cm, 2 x M Ø 3,9 cm, 2 x S Ø 3,3 cm, 1 x XS Ø 2,6 cm), 10 Akupressur-Einsätze, 1 Handpumpe, 1 Verlängerungskabel

Best.-Nr. 118921

€ 59,00



medilight® home

Für mehr Flexibilität

- Kompakt und einfach zu bedienen

Best.-Nr. 290253 € 465,00



Technische Daten:

- Tageslichtähnlich
- UV-Anteil wird durch die Frontscheibe herausgefiltert

Modell	medilight® DL 272	medilight® home
Maße (H x B x T)	680 x 470 x 220 mm	500 x 310 x 200 mm
Leuchtfäche (H x B)	540 x 420 mm	400 x 250 mm
Gewicht	7,3 kg	3,3 kg
Anzahl Leuchten	8 Stück mit je 15 Watt	2 Stück mit je 36 Watt
Farbtemperatur	6500 K	5400 K
Beleuchtungsstärke in Lux	10.000 / 32 cm	10.000 / 25 cm
	2.500 / 83 cm	2.500 / 64 cm
Mittlere Leuchtdichte	ca. 8500 cd/m ²	ca. 8500 cd/m ²
Cirkadianer Wirkungsfaktor	1,05	0,98
Leistungsaufnahme	144 Watt	65 Watt

Lichttherapie zur Behandlung von SAD und Schlafstörungen



medilight® DL 272

Für die Arztpraxis

- Mit höchster Qualität und Leistungsfähigkeit
- Betriebsstundenzähler für Anzeige der Restlebensdauer der Leuchtmittel
- Zeitschaltuhr von 0 – 20 Min.

Best.-Nr. 290483 € 1.119,50



Kälte-Sofort-Kompresse

- Innenbeutel zerdrücken und kurz schütteln

Anwendungsgebiete:

Akute Schmerzen, Sportverletzungen, Prellungen

Größe	Gewicht	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 x 21 cm	270 g	10 Stück	155942	19,71

Mehrfach-Kalt-Warm-Kompressen

Mikrowellengeeignet

Anwendungsgebiete:

Heiß: Rückenschmerzen, Rheuma, Hexenschuss, Muskelkater usw.

Kalt: Prellungen, Zahnschmerzen, Fieber, Arthritis usw.

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
13 x 14 cm	1 Stück	128007	1,11
12 x 29 cm	1 Stück	128008	1,30
16 x 26 cm	1 Stück	128009	1,66
21 x 38 cm	1 Stück	128010	3,61
30 x 40 cm	1 Stück	128011	4,51



bosotherm 5100

- Zur Anregung der Durchblutung und Muskelentspannung
- Intensiv-Infrarotlampe
- 3-stufiger, elektrischer Timer
- Automatische Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe
- Ergonomisch geformt für eine bequeme Handhabung
- Rutschfester Standfuß
- Verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen
- Leistung: 150 W
- 3 Jahre Garantie

Best.-Nr. 124504 € 56,44






Sprechstundenbedarf
online bestellen



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf

**Nur Rezept ausfüllen und an uns
senden. Wir rechnen dann direkt mit
den Krankenkassen ab.
Ohne Extrakosten für Sie!**



**Binden, Pflaster und viele
andere Produkte von
führenden Herstellern**

**Achten Sie auf
dieses Zeichen!**

**Hier finden Sie abrechen-
baren Sprechstundenbedarf.**

**Alle Katalogpreise für Sprechstundenbedarf richten sich generell nach den aktuellen Apotheken-
einkaufspreislisten der Hersteller und werden bei Veränderungen entsprechend angepasst.**

Bitte beachten Sie Ihre regionalen Verordnungsmöglichkeiten!

So wird es gemacht:

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Kassenziffer eintragen | 4 Betriebsstättennummer eintragen | 7 Artikelbeschreibung: Name des Produktes, Größe (cm, ml usw.), Packungsinhalt, gelieferte Menge |
| 2 Krankenkasse eintragen | 5 Arztnummer eintragen | 8 Unterschrift des Arztes / der Ärztin |
| 3 Sprechstundenbedarf eintragen | 6 Ausstellungsdatum des Rezeptes | 9 Praxisstempel auf der Rückseite |

Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!



Moderne Wundversorgung

Produkte dazu finden Sie auf den
Seiten 275 – 283

Praxis-Tipp

Abrechnung in der Wundversorgung

Die meisten Verbandstoffe und Produkte für die Wundversorgung werden als Sprechstundenbedarf abgerechnet.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Abrechnung von Material bei sehr schwieriger Wundversorgung geboten: Hierfür gelten sehr viele unterschiedliche Abrechnungskriterien.

Ihr Co-med Fachhändler hilft Ihnen gern bei der Abrechnung!

Bitte beachten Sie Ihre regionalen Verordnungsmöglichkeiten!

The form is a standard German medical prescription form (Muster 16) with the following numbered callouts:

- 1**: Krankenkasse bzw. Kostenträger
- 2**: Name, Vorname des Versicherten
- 3**: Kassennr., Versicherten-Nr., Status
- 4**: Betriebsstätten-Nr.
- 5**: Arzt-Nr.
- 6**: Datum
- 7**: Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)
- 8**: Hilfs-Verf.-Stoff-Nr. (checkbox)
- 9**: Vertragsarztstempel
- 10**: Unterschrift des Arztes (Muster 16 (7.2008))

So wird es gemacht:

- 1** Krankenkasse bzw. Kostenträger einsetzen
- 2** Sprechstundenbedarf eintragen
- 3** Kassenummer eintragen
- 4** Betriebsstättennummer eintragen
- 5** Arztnummer eintragen
- 6** Ausstellungsdatum
- 7** Artikel, Größe, Menge, max. 3 Artikel pro Rezept eintragen
- 8** „9“ ankreuzen für Sprechstundenbedarf
- 9** Praxisstempel
- 10** Unterschrift des Arztes/der Ärztin

Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!



Wundschnellverband STERIL

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage



Größe	Farbe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	111843	19,65
10,0 × 6,0 cm	5,0 × 3,0 cm	50 Stück	122258	41,50
10,0 × 8,0 cm	5,0 × 4,0 cm	50 Stück	111903	42,39
10,0 × 10,0 cm	5,0 × 5,0 cm	50 Stück	115588	60,86
10,0 × 15,0 cm	5,0 × 10,0 cm	50 Stück	111904	61,65
10,0 × 20,0 cm	5,0 × 15,0 cm	50 Stück	111905	83,25

**Wundschnellverband STERIL
Transparent**

- Wundschnellverband mit Wundkomresse
- Sehr flexibel für idealen Sitz auch an Gelenkwunden
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und rundum klebende Auflage
- Wasserabweisender PU-Film schützt die Wunde vor Feuchtigkeit und ist zum Duschen geeignet



Größe	Komresse	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,2 cm	2,5 × 3,5 cm	50 Stück	117541	34,50
10,0 × 10,0 cm	4,5 × 5,0 cm	50 Stück	117542	65,75
10,0 × 15,0 cm	4,5 × 10,0 cm	50 Stück	117543	63,70

COM-TeX® Kidstripe Kinderpflaster

- Hautfreundliches, wasserabweisendes Polyethylenfolie-Injektionspflaster mit Acrylat-Kleber
- Einzeln versiegelt in der praktischen Spenderbox
- Gemischt in 2 Größen (12 Stück Größe: 72 × 19 mm, 8 Stück Größe 63 × 19 mm)

Packung mit 20 Stück
Best.-Nr. 117544

€ 7,52



COM-TeX® Zellstofftupfer

- Aus hochgebleichtem Zellstoff nach DAB
- Glatte, fusselarme Oberfläche
- Hohe Aufsauggeschwindigkeit, großes Aufsaugvolumen
- Saubere Perforierung garantiert leichtes Abtrennen
- Größe: 5 × 4 cm

Beutel mit 2 × 500 Stück
Best.-Nr. 154005

€ 9,79

Box*

- Passend für eine Rolle Zellstofftupfer
- Best.-Nr. 115355 € 18,22



! Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!



COM-TeX® Injektionspflaster

- Beige: wasserabweisendes Trägermaterial mit Acrylatkleber
- Weiß: Anschmiegsames, weiches Trägermaterial aus non-woven Vlies mit Acrylatkleber
- Platzsparend geschüttelt in der praktischen Spenderbox oder auf Rolle zum einfachen, einzelnen Abreißen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 × 40 mm	400 Stück	154006	17,96
20 × 60 mm	200 Stück	154007	9,08
COM-TeX® Stripe Sensitive auf der Rolle, weiß			
20 × 40 mm	250 Stück	116729	14,50



Mullkompressen

- 17-fädig, DIN 14079
- 100 % Baumwolle
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- 8-fach gelegt

Steril

Eingesiegelt zu 2 Stück

AP Packung mit 25 × 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153975	6,29
7,5 × 7,5 cm	153976	7,49
10,0 × 10,0 cm	153977	9,79

Unsteril

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	153978	4,20
7,5 × 7,5 cm	153979	5,65
10,0 × 10,0 cm	153980	8,31

**COM-TeX® Pore**

- Unelastisches, weißes Vlies
- Längs und quer reißbar
- Atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit Kugelschreiber zu beschriften
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	117537	60,29
2,50 cm	12 Stück	117549	51,07
5,00 cm	6 Stück	117550	46,61

**COM-TeX® Stretch Transparent**

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles, transparentes Fixierpflaster
- Zum Duschen geeignet
- Mit hautfreundlichem Acrylatkleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	117545	19,50
10 cm	117546	36,20
15 cm	117547	53,80

**COM-TeX® Stretch**

- Vollflächig klebendes, weiches und flexibles Fixierpflaster aus weißem Vlies
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 10 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm	115100	12,60
10 cm	115157	22,70
15 cm	115158	32,20
20 cm	115159	41,70

COM-TeX® Rollenpflaster Auf Kunststoffspule, daher „kernspin“ geeignet**COM-TeX® Silk**

- Rollenpflaster aus weißer Kunstseide
- Leicht reißbar, mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157778	44,55
2,50 cm	12 Stück	157779	41,85
5,00 cm	6 Stück	157780	48,14

**COM-TeX® Fixierpflaster**


- Transparente, vorperforierte Polyethylenfolie
- Besonders leicht quer, längs und mittig reißbar
- Mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	155914	62,40
2,50 cm	12 Stück	155915	47,30
5,00 cm	6 Stück	155916	54,00

**COM-TeX® Derm**

- Rollenpflaster aus braunem Taftgewebe
- Reißbar, mit Zinkoxid-Hotmelt-Kleber
- Passt nicht in den Pflasterabroller
- Länge: 5 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	18 Stück	157775	37,62
2,50 cm	12 Stück	157776	40,51
5,00 cm	6 Stück	157777	37,58

**Pflasterabroller***

- Für Rollenpflaster der Größe 2,5 cm × 9,5 m geeignet
- Vor Nutzung Spule der Pflasterrolle entfernen
- Klebefläche unten zur Fixierung
- Aus transparentem Kunststoff

Best.-Nr. 117515

€ 6,95

COM-TeX® Plast auf der Rolle

- Wundschnellverband aus weißem Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115197	9,56
6 cm	115198	12,38
8 cm	115199	15,19

COM-TeX® Med auf der Rolle

- Wundschnellverband aus hautfarbenem Wetlaid-Vlies
- Wundkomresse mit Polyesternetz, um das Verkleben mit der Wunde zu vermeiden
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	115194	10,31
6 cm	115195	13,66
8 cm	115196	16,61





COM-TeX®



COM-TeX® Mullbinden „glatt“ und „gekreppt“

- Zum Fixieren von Salbenverbänden und Kompressen aller Art
- Sehr gut luftdurchlässiges und anschmiegsames Gewebe
- Länge: 4 m gedehnt
- Lose im Karton



Elastische Mullfixierbinde mit gekreppter Struktur „Krepp“

Packung mit 20 Stück

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153989	14,72
6 cm	153990	16,56
8 cm	153991	16,92
10 cm	153992	20,96
12 cm	153993	31,68

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	153994	64,00
8 cm	153995	73,80
10 cm	153996	84,80

Elastische Mullfixierbinde mit feiner Struktur „Glatt“

Packung mit 20 Stück

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm	153997	14,72
6 cm	153998	16,56
8 cm	153999	16,92
10 cm	154000	20,96
12 cm	154001	31,68

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	154002	64,00
8 cm	154003	73,80
10 cm	154004	84,80

COM-TeX® Haftbinden

Kohäsive elastische Fixierbinden

- Mit feiner oder gekreppter Struktur
- Universeller Einsatzbereich
- Sehr wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden
- Haftet dank mikropunkteller Latexbeschichtung nur auf sich selbst und nicht auf Haut und Haaren
- Länge: 20 m gedehnt

Packung mit 1 Stück



1 Weiß

2 Die Bunten

Die Bunten auch in 4 cm Breite!



Größe	Glatte Struktur		Gekreppte Struktur	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
4 cm	157787	13,00	157791	13,00
6 cm	157788	12,05	157792	12,05
8 cm	157789	12,64	157793	12,64
10 cm	157790	13,00	157794	13,00

Größe	Ausführung	Best.-Nr.						€
		rot	blau	gelb	grün	schwarz	lila	
6 cm	glatt	157795	157796	157797	157798	115328	115330	12,05
	gekreppt	157799	157800	157801	157802	111912	111913	12,05
8 cm	glatt	157803	157804	157805	157806	115331	115332	12,64
	gekreppt	157807	157808	157809	157810	111914	111915	12,64
10 cm	glatt	157811	157812	157813	157814	115333	115334	13,00
	gekreppt	157815	157816	157817	157818	111916	111917	13,00



COM-TeX® Tape

- Unelastisches, strapazierfähiges Gewebe
- Leicht längs und quer reißbar
- Zink-Oxid-Kautschuk-Kleber
- Länge: 10 m

Farbe	Breite	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß	2,50 cm	18 Stück	157781	88,20
weiß	3,75 cm	12 Stück	157783	104,40
weiß	5,00 cm	6 Stück	155919	64,26
blau	3,75 cm	12 Stück	157785	104,40
rot	3,75 cm	12 Stück	157786	104,40

**COM-TeX® Dur****Kompressionsbinde mit sehr kurzem Zug**

- Dauerelastisch und hautfreundlich
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 40 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm	115238	150,40
10 cm	115246	178,50
12 cm	115247	220,16

COM-TeX® Lan Haft**Kohäsive Kompressionsbinde mit kurzem Zug**

- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Gute Haftung und rutschfester Sitz dank der mikropunktuellen Latexbeschichtung
- Keine Verbandklammern nötig
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 50 %)

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm	115262	16,88
10 cm	115279	20,30

**AB € 23,40****COM-TeX® IDEAL****Elastische Idealbinde**

- Dauerelastisch und strapazierfähig
- Dichtes Gewebe, gut luftdurchlässig und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil (67 %)
- 100 % dehnbar
- Farbe: weiß

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	111906	23,40
6 cm × 5 m	111907	25,20
8 cm × 5 m	111908	32,40
10 cm × 5 m	111909	41,40
12 cm × 5 m	111910	52,20
15 cm × 5 m	111911	63,90

COM-TeX® Lan**Kompressionsbinde mit kurzem Zug**

- Hautfreundlich, da aus 100 % Baumwolle
- Behält ihre Elastizität auch nach mehrmaligem Waschen und längerem Tragen
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt (Dehnbarkeit ca. 80 %)

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115248	85,00
8 cm	115249	90,50
10 cm	115257	115,65
12 cm	115258	125,35

COM-TeX® Soft**Synthetische Polsterbinde**

- Aus 100 % Polyesterfasern, ungebleicht
- Mechanisch vernadelt, nicht verklebt, ohne Zusatz von chem. Bindemitteln
- Gut luftdurchlässig und aufgrund der glatten Oberflächenstruktur faltenfrei anlegbar
- Länge: ca. 3 m



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	12 Stück	115295	30,87	108 Stück	115315	166,70
8 cm	12 Stück	115296	36,83	72 Stück	115316	147,31
10 cm	12 Stück	115297	47,20	72 Stück	115324	188,78
12 cm	12 Stück	115298	52,96	36 Stück	115325	94,39
15 cm	12 Stück	115299	61,94	36 Stück	115327	123,88

**COM-TeX® Coolaris*****Kühlender, leichter Stützverband ohne Alkohol**

- Binde kühlt sehr angenehm während des Trockenvorgangs (2 bis 4 Std.)
- Längselastisches und leicht modellierbares Mullbindengewebe in einer Hydrocolloidmatrix aus Alginate und einer Dispersion von Zinkoxid
- Einfaches, faltenfreies Anlegen in einem Zug
- Einzel im Alubeutel versiegelt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	115591	118,95
8 cm × 5 m	115592	136,55

! * Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!



COM-TeX®



COM-TeX® Fix Synthetik

Elastischer Netzschlauchverband

- Für schnelle und einfache Verbandwechsel
- Länge: 25 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger, Arm, Fuß	115188	35,84
A – Fuß, Knie, Kopf	115189	66,14
B – Kopf, Arm, Fuß, Kinderrumpf	115190	98,64
C – Bein, mittlerer Rumpf	115191	112,57
D – Rumpf	115192	135,09
E – großer Rumpf	115193	162,11



COM-TeX® Fix Baumwolle

Elastischer Netzschlauchverband

- Für schnelle und einfache Verbandwechsel
- Mit hohem Baumwollanteil
- Länge: 25 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
A/1 – Finger	115090	30,31
A – Arm, Hand, Fuß	115091	45,13
B – Fuß, Knie, Kopf	115092	69,58
C – Arm, Fuß, Kinderrumpf	115093	125,20
D – Bein, mittlerer Rumpf	115094	137,93
E – Rumpf	115095	150,36



COM-TeX® Tube

Trikotschlauchverband

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband
- 100% Baumwolle
- Länge: 20 m

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
1 – Fingerverbände	115160	7,11
2 – große Fingerverbände	115161	8,01
3 – Handverbände	115162	9,72
4 – Armverbände	115163	12,51
5 – Kinder-, Kopfverbände	115164	15,39
6 – Kopf, Knie, Oberschenkel	115166	17,37
6a – Knie, Oberschenkel	115169	20,16
7 – Körperverbände, Rumpf	115171	44,19
8 – große Körperverbände, großer Rumpf	115180	54,90



COM-TeX® Tubiquick

Elastischer Schlauchverband

- Nahtlos gewirkter Schlauchverband mit farblicher Größenkennzeichnung
- Gutes Rückstellverhalten, dauerelastisch
- Länge: 10 m gedehnt

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	1 – kleine Gliedmaßen	115096	17,40
grün	2 – mittlere Gliedmaßen	115097	22,80
blau	3 – große Gliedmaßen	115098	26,10
gelb	4 – sehr große Gliedmaßen	115099	43,50
beige	5 – Rumpf	115357	57,10

COM-TeX® Frottée

Dauerelastischer Frottée-Polsterschlauch

- Unterzug (Polsterung) für Castverbände aller Art
- Hautfreundlich (93 % BW), atmungsaktiv, röntgendurchlässig und wasserabweisend
- Länge: 5 m

Packung mit 1 Stück

Größe	gedehnt bis	Best.-Nr.	€
4,0 cm	28 cm (max.)	153984	64,00
6,0 cm	33 cm (max.)	153985	73,20
8,0 cm	36 cm (max.)	153986	89,40
10,0 cm	38 cm (max.)	153987	114,10
12,0 cm	45 cm (max.)	153988	131,50





Wundverschluss & Rollenpflaster



3M™ Steri-Strip™ – Das Original

- Sekretdurchlässig
- Hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden – daher kein Nachdehnen
- Exakte Wundrandadaption auf einer Ebene und breitflächige Zugverteilung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
3 x 75 mm	12 x 5 Streifen	180497	54,60
6 x 75 mm	12 x 3 Streifen	180498	54,60
6 x 100 mm	12 x 10 Streifen	180500	73,32
12 x 100 mm	12 x 6 Streifen	180501	73,32
25 x 125 mm	25 x 4 Streifen	151336	260,25



3M™ Steri-Strip™ Blendtone – Das Chamäleon

- Mikroporöses Kunstseidenmaterial
- Besonders atmungsaktiv und sekretdurchlässig
- Dünn und unauffällig
- Besonders für die plastische und kosmetische Chirurgie geeignet



Größe	Anzahl je Umschlag	Best.-Nr.	€
6 x 75 mm	50 x 3 Streifen	121120	185,00
12 x 100 mm	50 x 6 Streifen	121122	258,50

Immobilisation



Auch in Farben erhältlich.



3M™ Scotchcast™ Soft Cast

Semi-rigider Kunststoffstützverband auf Fiberglasbasis

Packung mit 10 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm x 1,8 m	180690	90,50
weiß	5,1 cm x 3,6 m	180691	224,60
weiß	7,6 cm x 3,6 m	180692	252,00
weiß	10,1 cm x 3,6 m	180693	305,30
weiß	12,7 cm x 3,6 m	180694	346,20

3M™ Scotchcast™ Plus

Rigider Kunststoffstützverband auf Fiberglasbasis, weiß

Packung mit 10 Stück



Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 1,8 m	180698	95,10
5,0 cm x 3,6 m	180455	224,60
7,6 cm x 3,6 m	180456	252,00
10,1 cm x 3,6 m	180457	305,30
12,7 cm x 3,6 m	180458	346,20



In weiteren Farben erhältlich.



Die schnelle Schiene von der Rolle



3M™ Scotchcast™ Quick Step Roll Splint

- Beidseitig gepolsterte Schiene
- Angenehmes Polstermaterial mit fusselfreier Oberfläche
- Atmungsaktiver Filz auf beiden Seiten
- Mit 7-lagigem Scotchcast-Kern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,1 cm x 4,5 m	1 Rolle	119172	188,93
7,6 cm x 4,5 m	1 Rolle	119173	230,25
10,5 cm x 4,5 m	1 Rolle	119174	271,57
12,5 cm x 4,5 m	1 Rolle	119175	342,43

3M™ Micropore™ S

- Silikonbeschichtetes Pflaster
- Hautschonend ablösbar
- Konstante Klebkraft
- Größe: 2,5 cm x 5 m

Packung mit 12 Stück
Best.-Nr. 114454

€ 159,48



Rollenpflaster

1 Leukoplast®

Rollenpflaster aus Zellwollgewebe, hautfarben, für normale Haut
Anstaltspackung, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175252	70,08
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175253	52,68
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175254	48,36
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175917	89,04
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175918	87,60
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175606	87,96

2 Leukoplast® skin sensitive

Rollenpflaster aus Acetatgewebe mit Silikonaufrag für besonders empfindliche Haut, **ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,50 cm × 2,6 m	12 Stück	123723	72,00

3 Leukosilk®

Rollenpflaster aus weißem Acetatgewebe für empfindliche Haut, **Anstaltspackung, ohne Schutzring**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175258	78,72
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175259	66,96
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175260	61,80
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175936	94,08
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175937	92,88
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175938	90,78

4 Leukopor®

Rollenpflaster aus Vliesstoff für sehr empfindliche Haut
Anstaltspackung, ohne Schutzring

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm × 5,0 m	24 Stück	175261	82,80
2,50 cm × 5,0 m	12 Stück	175262	70,56
5,00 cm × 5,0 m	6 Stück	175263	64,92
1,25 cm × 9,2 m	24 Stück	175929	87,12
2,50 cm × 9,2 m	12 Stück	175930	87,36
5,00 cm × 9,2 m	6 Stück	175266	86,46



Wundschnellverband

5 Leukomed® skin sensitive

- Für besonders fragile und empfindliche Haut
- Hautfreundliche und atraumatische Entfernung
- Bedeckt und schützt oberflächliche Wunden
- Absorbiert Blut und Wundflüssigkeit
- Atmungsaktiv und flexibel, auf Silikonbasis
- Sichere Fixierung, aber mehrfach repositionierbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	5 Stück	127367	8,29
10,0 × 8 cm	5 Stück	127368	21,14
15,0 × 8 cm	5 Stück	127369	26,97
25,0 × 10 cm	5 Stück	127370	47,31
7,2 × 5 cm	20 Stück	127363	32,32
10,0 × 8 cm	20 Stück	127364	83,49
15,0 × 8 cm	20 Stück	127365	106,61
25,0 × 10 cm	20 Stück	127366	186,47

6 Leukomed®

Steriler Wundverband mit saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	3,8 × 2,8 cm	156663	32,33
8,0 × 10 cm	4,0 × 6,0 cm	156664	85,20
8,0 × 15 cm	4,0 × 11,0 cm	156675	108,87
10 × 20 cm	5,0 × 16,0 cm	156669	144,75
10 × 25 cm	5,0 × 20,0 cm	156670	200,76
10 × 30 cm	5,0 × 25,0 cm	156676	270,56

7 Leukomed® T plus

Wasser- und keimdicht mit stark saugfähiger Wundauflage
Packung mit 50 Stück

Größe	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	3,8 × 2,8 cm	156665	53,54
8,0 × 10 cm	4,0 × 6,0 cm	156671	90,96
8,0 × 15 cm	4,0 × 11,0 cm	156672	109,18
10,0 × 20 cm	5,0 × 16,0 cm	120079	147,72
10,0 × 25 cm	5,0 × 20,0 cm	156666	179,15
10,0 × 30 cm	5,0 × 25,0 cm	126285	247,14
10,0 × 35 cm	5,0 × 30,0 cm	126286	288,41

8 Leukoplast® Soft

Injektionspflaster
Besonders hautfreundlich durch Acrylat-Klebmasse, rundum klebend, **Packung mit 100 Pflastern**

Größe	Best.-Nr.	€
1,9 × 4,0 cm	180823	12,53

9 Leukoplast® Soft

Hypoallergenes Wundpflaster für empfindliche Haut, querelastisches, hautfarbenes Polyamidvlies, hypoallergene Acrylat-Klebmasse, ausgezeichnete Hautverträglichkeit
Meterware, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	175240	17,24
6 cm × 5 m	175241	21,59
8 cm × 5 m	122453	26,13

10 Leukomed® Control

- Bei nicht bis schwach exsudierenden Akutwunden
- Besonders geeignet zur Wundinspektion bei erhöhtem Infektionsrisiko, da vollständig transparent
- Keimdicht
- Wasserfest mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit
- Extradünn und elastisch für angenehmen Tragekomfort
- Einzeln steril eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7 cm	10 Stück	119578	43,24
7 × 10 cm	10 Stück	119579	83,90
8 × 15 cm	10 Stück	119580	139,37
10 × 24 cm	5 Stück	119581	134,91
10 × 35 cm	5 Stück	119582	192,95



Das bewährte kryochirurgische System

zur Behandlung von Warzen und gutartigen Hautläsionen.

Histofreezer®

- Einfache Handhabung
- 3 Jahre haltbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit und hohe Patientenakzeptanz

Packung mit 2 Dosen je 80 ml und 52 / 60 Applikatoren

Größe	Inhalt	Best.-Nr.	€
small	60 Applikatoren (2 mm)	184007	249,26
medium	52 Applikatoren (5 mm)	153669	207,70



**Vollflächige Fixierung****1 Fixomull® stretch**

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Verbandfixierung, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	152143	12,16
15 cm × 2 m	183475	14,38

Anstaltspackung

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	175924	20,89
10 cm × 10 m	175925	32,64
15 cm × 10 m	175926	49,61
20 cm × 10 m	175927	70,67
30 cm × 10 m	175648	101,17

2 Fixomull® transparent

Wasser- und keimdichte Klebefolie
Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	156373	33,86
10 cm × 10 m	156200	62,64
15 cm × 10 m	156317	93,64

3 Fixomull® skin sensitive

Luftdurchlässiges Klebevlies zur vollflächigen Fixierung für besonders empfindliche Haut, **Packung mit 1 Stück**

Größe	Best.-Nr.	€
5 cm × 5 m	121360	27,88
10 cm × 5 m	121361	54,08
15 cm × 5 m	121362	80,56
10 cm × 2 m	121359	23,55

Wundverschluss**4 Leukoplast® wound closure strip – Wundnahtstreifen**

- Zum atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
- Verringeres Risiko von Hautmazerationen
- Lässt Feuchtigkeit durch
- Strips zu mehreren auf Applikationskarte
- Steril eingeschiegelt
- Latexfrei
- Farbe: weiß und hautfarben

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
weiß			
6 × 38 mm	10 × 6 Strips	128711	30,84
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128844	109,89
6 × 75 mm	10 × 3 Strips	128842	30,02
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128717	127,05
6 × 100 mm	10 × 10 Strips	128807	75,94
12 × 100 mm	10 × 6 Strips	128713	62,01
beige			
6 × 38 mm	50 × 6 Strips	128714	109,89
6 × 75 mm	50 × 3 Strips	128723	127,05
12 × 100 mm	50 × 6 Strips	128884	244,05

Schlauchverbände**5 Elastofix®**

Der hochelastische Netzschlauch zur Fixierung von Wundauflagen, Anstaltspackung

Größe A = für kleine Extremitäten und Finger
Größe B = für große Extremitäten und kleine Köpfe
Größe C = für kleinen und mittleren Rumpf und große Köpfe
Größe D = für großen Rumpf

Größe	Best.-Nr.	€
A – 25 m gedehnt	175382	70,02
B – 25 m gedehnt	175383	106,69
C – 25 m gedehnt	175384	191,98
D – 25 m gedehnt	175385	215,03

6 Tricofix®

Der elastische Schlauchverband, Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
A/1: Finger und Zehen		
1,5 cm × 20 m	175387	15,19
B/2: Finger, Zehen und geschiente Finger		
2,5 cm × 20 m	175388	16,29
C/3: Hand und Kinderarme		
4 cm × 20 m	175389	19,66
D/5: Hand-, Arm-, Fuß- u. Unterschenkel Erwachsener		
6 cm × 20 m	175390	22,01
E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe		
8 cm × 20 m	175391	24,90
F/7: Oberschenkel und große Köpfe		
10 cm × 20 m	175392	28,44
G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe		
12 cm × 20 m	175393	33,01
K: für kleine Rümpfe		
16 cm × 10 m	175394	60,32
L: für große Rümpfe wie Mamma- Hüft- und Höschchenverband		
21 cm × 10 m	175395	66,35

7 Delta Terry-Net™

Frotteeschlauch aus Baumwolle
Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 13,5 m	153225	187,69
7,5 cm × 13,5 m	153226	197,26
10,0 cm × 13,5 m	153227	225,90
12,5 cm × 13,5 m	153228	235,95
15,2 cm × 13,5 m	153229	286,88

8 Delta Terry-Net™

Frotteeschlauch mit Daumeneinschluss
Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 38 cm	153236	94,53
5,0 × 46 cm	153237	100,43
7,6 × 38 cm	153238	100,43
7,6 × 46 cm	153239	106,75



1



2



3



5



6



4



8



Elastische Binden

1 Idealbinde

Nach DIN61632, Anstaltspackungen, für Sprechstunden- und Klinikbedarf, lose, ohne Verbandklammern,

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m gedehnt	175919	50,30
6 cm × 5 m gedehnt	175920	49,60
8 cm × 5 m gedehnt	175921	62,70
10 cm × 5 m gedehnt	175922	80,70
12 cm × 5 m gedehnt	175923	103,20

2 Idealbinde Color blau

Nach DIN61632, lose, mit Verbandklammern,

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	153000	49,30
8 cm × 5 m gedehnt	152908	62,40
10 cm × 5 m gedehnt	153001	80,10

3 Unihaft

Kohäsive Idealbinde, mit Latex-Beschichtung, weiß

Anstaltspackung, Großrolle

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 10 m gedehnt	175699	11,99
8 cm × 10 m gedehnt	175700	15,53
10 cm × 10 m gedehnt	175701	19,27
12 cm × 10 m gedehnt	175702	23,70

4 Uniflex® Universal

Für Stütz-, Entlastungsverbände und zur Fixierung, hautfreundlich, luftdurchlässig, weiß, lose

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	175685	36,90
8 cm × 5 m gedehnt	175686	47,60
10 cm × 5 m gedehnt	175687	61,10
12 cm × 5 m gedehnt	175688	76,70

5 Uniflex® color

Dauerelastische Universalbinde für Stütz- und Entlastungsverbände und zur Fixierung, luftdurchlässiges Gewebe mit hohem Baumwollanteil (63 %)

Packung mit 10 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 5 m gedehnt	117318	36,90
blau	8 cm × 5 m gedehnt	117319	47,60
blau	10 cm × 5 m gedehnt	128148	61,10
grün	6 cm × 5 m gedehnt	128149	37,60
grün	8 cm × 5 m gedehnt	128150	48,60
grün	10 cm × 5 m gedehnt	128157	62,30
rot	8 cm × 5 m gedehnt	128159	48,60
rot	10 cm × 5 m gedehnt	128160	62,30

Klebebinden

6 Tricoplast®

Längs- und querelastische Klebebinde, Acrylat-Klebemasse, hautfreundlich

Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180826	231,24
8 cm × 2,5 m gedehnt	180827	288,48
10 cm × 2,5 m gedehnt	180828	352,44

7 Acrylastic®

Elastische Klebebinde, Acrylat-Klebemasse, hautfreundlich

Anstaltspackung mit 12 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 2,5 m gedehnt	180829	171,36
8 cm × 2,5 m gedehnt	180830	209,88
10 cm × 2,5 m gedehnt	180831	260,76

Tapeverbände

8 Leukotape® classic color

Farbige unelastische Klebebinde, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber

Packung mit 12 Stück, lose

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	3,75 cm × 10 m	180832	148,44
rot	3,75 cm × 10 m	180833	148,44
gelb	3,75 cm × 10 m	180834	148,44
grün	3,75 cm × 10 m	113264	148,44
schwarz	3,75 cm × 10 m	152424	148,44

Polsterbinden & -material

9 Artiflex®

Hochgebauchte Polsterbinde aus synthetischen Fasern, Binden lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 3 m	50 Stück	175374	156,55
10 cm × 3 m	30 Stück	175375	138,42
15 cm × 3 m	20 Stück	175376	133,14
20 cm × 3 m	15 Stück	175377	145,27

10 Delta-rol®

Synthetische Polsterwattebinde

Packung mit 12 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 2,75 m	180538	26,30
7,5 cm × 2,75 m	180539	31,19
10,0 cm × 2,75 m	180540	46,87
15,0 cm × 2,75 m	180541	68,28

11 Specialist®

Polsterwattebinde mit hohem Baumwollanteil, aus 50 % Baumwolle und 50 % Acrylfaser

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm × 3,6 m	24 Stück	180532	76,79
7,6 cm × 3,6 m	12 Stück	180529	57,47
10,1 cm × 3,6 m	12 Stück	180530	69,49
15,2 cm × 3,6 m	6 Stück	180531	46,43





Fixierbinden

1 Elastomull®

Elastische Fixierbinde, weiß
Anstaltspackung ohne Zellglas

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175271	20,00
6 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175272	19,60
8 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175273	19,60
10 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175274	26,80
12 cm × 4 m gedehnt	20 Stück	175275	42,00
4 cm × 4 m gedehnt	50 Stück	118195	46,50
6 cm × 4 m gedehnt	100 Stück	175276	86,00
8 cm × 4 m gedehnt	100 Stück	175277	88,00
10 cm × 4 m gedehnt	50 Stück	175278	57,00

2 Elastomull® haft weiß

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113595	99,78
8 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113596	113,16
10 cm × 20 m gedehnt	6 Stück	113597	126,36

3 Elastomull® haft color

Kohäsive, elastische Fixierbinde,
Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 20 m gedehnt	152810	18,16
blau	8 cm × 20 m gedehnt	152906	21,05
blau	10 cm × 20 m gedehnt	152998	23,55
rot	6 cm × 20 m gedehnt	152811	18,16
rot	8 cm × 20 m gedehnt	152907	21,05
rot	10 cm × 20 m gedehnt	152999	23,55

4 Gazofix® Color

Kohäsive, elastische Fixierbinde
20 m gedehnt
Anstaltspackung mit 6 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm	116473	105,78
blau	8 cm	116474	120,72
gelb	6 cm	116475	105,78
gelb	8 cm	116476	120,72
grün	6 cm	124404	105,78
grün	8 cm	124405	120,72
pink	6 cm	116477	105,78
pink	8 cm	116478	120,72

Kompressionsbinden

5 Comprilan®

Textilelastische Kurzzugbinde zur Kompressionstherapie,
ca. 90 % Längsdehnung

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m gedehnt	175713	99,40
8 cm × 5 m gedehnt	175714	123,00
10 cm × 5 m gedehnt	175715	155,40
12 cm × 5 m gedehnt	175716	166,80

Zink-Gel-Binden

6 Gelocast® elastic

Zink-Gel-Binde für phlebologische und orthopädische
Versorgung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m	10 Stück	116148	169,10
8 cm × 10 m	10 Stück	116149	172,40
10 cm × 7 m	10 Stück	116150	175,20
10 cm × 10 m	10 Stück	116151	223,40

7 Gelostretch®

Zink-Gel-Binde, längs- und querdehnbar

Packung mit 10 Stück, lose

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m gedehnt	180825	163,60
10 cm × 5 m gedehnt	175939	140,40
10 cm × 7 m gedehnt	175940	170,60
10 cm × 10 m gedehnt	175941	219,20



1



2



3

— Auch latexfrei!



4



5



7



Polsterbinden & -material

1 Delta-Dry® Softliner

- Wasserfestes, latexfreies, weiches Gewebe
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert Hautmazerationen, Juckreiz und Gerüche
- Kurze Trocknungszeit dank einzigartigem Drainage-Effekt
- Nur ein Material für eine optimale Polsterung nötig

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 10 m	115666	144,85
5,0 cm x 10 m	115667	161,65
7,5 cm x 10 m	115670	181,13
10,0 cm x 10 m	115671	197,22
12,5 cm x 10 m	115668	221,27



Fertigschienensysteme

2 Dynacast® Prelude

Synthetisches Schienensystem aus Glasfaser, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher, beidseitig aufgebracht Polypropylen-Polsterung

- Einfache und schnelle Applikation
- Maßgenau und kosteneffektiv durch individuellen Zuschnitt
- Sauberes Arbeiten beim Anlegen/Abnehmen
- Kurze Behandlungsdauer und frühe Belastbarkeit
- Stabil, leicht und haltbar,

Packung mit 1 Stück

Größe (Meterware)	Best.-Nr.	€
2,5 cm x 4,6 m	184666	253,72
5,0 cm x 4,6 m	184667	304,51
7,5 cm x 4,6 m	184668	372,23
10,0 cm x 4,6 m	184669	412,56
12,5 cm x 4,6 m	184670	517,93
15,0 cm x 4,6 m	184671	710,42
20,0 cm x 2,3 m	153004	473,63

Synthetische Stützverbände*

3 Delta-Cast® Soft

Synthetischer semirigider Stützverband glasfaserfrei
Packung mit 10 Stück (Mischpackung mit je 2 Rollen blau, rot, schwarz, Bärenkatze, Herzmotiv)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	2,5 cm x 1,8 m	126289	189,19
blau	5,0 cm x 3,6 m	114872	349,07
blau	7,5 cm x 3,6 m	114890	392,65
blau	10,0 cm x 3,6 m	115658	473,18
gemischt	5,0 cm x 3,6 m	126193	349,07
gemischt	7,5 cm x 3,6 m	126194	392,65



5 Delta-Cast® Elite

Stabiler Polyester-Stützverband, glasfaserfrei
Packung mit 10 Stück (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, hellblau, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm x 1,8 m	156674	164,27
weiß	5,0 cm x 3,6 m	172503	300,33
weiß	7,5 cm x 3,6 m	172504	319,32
weiß	10,0 cm x 3,6 m	172505	388,88
weiß	12,5 cm x 3,6 m	172506	440,10
blau	5,0 cm x 3,6 m	172510	300,33
blau	7,5 cm x 3,6 m	172511	319,32
blau	10,0 cm x 3,6 m	172512	388,88
gemischt	5,0 cm x 3,6 m	126197	300,33
gemischt	7,5 cm x 3,6 m	126198	333,69
gemischt	10,0 cm x 3,6 m	126200	406,38



6 Delta-Cast® Conformable

Synthetische Stützverbände Polyester
Packung mit 10 Stück (Mischpackung mit je 2 Rollen dunkelblau, schwarz, rot, lila, pink)

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	2,5 cm x 1,8 m	154786	178,93
weiß	5,0 cm x 3,6 m	175569	332,63
weiß	7,5 cm x 3,6 m	175570	369,76
weiß	10,0 cm x 3,6 m	175571	460,18
weiß	12,5 cm x 3,6 m	175572	511,53
blau	5,0 cm x 3,6 m	180552	332,63
blau	7,5 cm x 3,6 m	180553	369,76
blau	10,0 cm x 3,6 m	180554	460,18
schwarz	5,0 cm x 3,6 m	154694	332,63
schwarz	7,5 cm x 3,6 m	154695	369,76
schwarz	10,0 cm x 3,6 m	155656	460,18
gemischt	5,0 cm x 3,6 m	122507	332,63
gemischt	7,5 cm x 3,6 m	126203	369,76
gemischt	10,0 cm x 3,6 m	126204	460,18



4 Delta-Cast® Prints

Stabiler Polyester-Stützverband mit Muster
Packung mit 10 Stück
 (Mischpackung mit je 2 Rollen Pastel, Bärenkatzen, Fußballmotiv, Camouflage, Pink Camouflage)

Muster	Größe	Best.-Nr.	€
Dinosaurier	5,0 cm x 3,6 m	121177	318,15
Pastel	5,0 cm x 3,6 m	126291	318,15
Pastel	7,5 cm x 3,6 m	121178	356,32
Bärenkatzen	5,0 cm x 3,6 m	159060	318,15
Bärenkatzen	7,5 cm x 3,6 m	159061	356,32
gemischt	5,0 cm x 3,6 m	126195	318,15
gemischt	7,5 cm x 3,6 m	126196	356,32



* In weiteren Farben/Motiven und als Mischpackung (eine Packung mit verschiedenen Farben/Motiven) lieferbar.



Mulltupfer FES-TUPF

- Dreieckige Hüthenform
- Optimale Saugfähigkeit durch spezielle FESMED-Faltung
- Schnelles Absaugen aller Arten Wundflüssigkeit durch die Ecken
- Alternativer Einsatz als kleines Wundkissen
- Eine Vielzahl anderer Größen und Abpackungen erhältlich

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
unsteril			
Nr. 9 haselnussgroß	300 Stück	184331	21,40
Nr. 12 walnussgroß	500 Stück	183339	42,36
Nr. 15 pflaumengroß	500 Stück	183340	48,21
steril			
Nr. 12 walnussgroß	20 × 1 Stück	124383	11,94
Nr. 12 walnussgroß	50 × 2 Stück	117849	39,51
Nr. 15 pflaumengroß	20 × 1 Stück	118422	12,99
Nr. 15 pflaumengroß	2 × 30 Stück	123256	14,62



Zellstofftupfer FES-ZELL

- 12-lagig
- Unsteril
- Hohe Saugleistung
- Weich und abriebfest
- Zur äußeren Wundversorgung und zur Hautreinigung vor Injektionen
- Auch geeignet für den Laborbereich
- Maße: 4 × 5 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 124387

€ 1,93

Verbandzellstoffzuschnitte

- Hochgebleicht
- Aus miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- Mehrere übereinanderliegende, gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht)
- Weich und abriebfest

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 × 60 cm	5 kg	113292	36,98
20 × 20 cm	10 kg	183337	86,88
20 × 30 cm	5 kg	184221	42,03



Achtung! In einigen Regionen nicht als Sprechstundenbedarf abrechenbar!

Wir rechnen Ihre Rezepte mit den Krankenkassen ab!

Bitte beachten Sie Ihre regionalen Verordnungsmöglichkeiten!



Wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen ab!




Warzen eiskalt entfernen

Kryotherapie mit dem Askina® Skin Freeze *

Vorteile für Sie und Ihre Patienten

- Hohe Sicherheit in der Anwendung
- Therapieerfolg ohne apparative Investitionen
- Schonende und effektive Behandlung für hohe Patientenzufriedenheit – unblutig und schmerzarm



Inhalt	Best.-Nr.	€
Set mit 150 ml Dose und 50 Applikatoren, Ø 5 mm	157950	137,87
Set mit 150 ml Dose und 50 Applikatoren, Ø 2 mm	158359	137,87

Der Patient wird durch diese unblutige und schmerzarme Behandlungsmethode kaum belastet. Die Gefahr der Narbenbildung ist minimal.



Mit einer Dose können ca. 20 Patienten mit je 3 Warzenbehandlungen erfolgen (ca. 60 bis 70 Anwendungen) Beispielhafte Berechnung Angaben ohne Gewährleistung

Abrechnungsbeispiel nach EBM

1. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
• 0300	Ordinationskomplex	236	150	122	157	210
• 02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
2. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
3. Sitzung	Lebensjahre d. Patienten	bis zum 4.	5.–18.	19.–54.	55.–75.	ab 76.
02300	Kleiner operativer Eingriff	57	57	57	57	57
Summe Punkte		407	321	293	328	381

Orientierungspunktwert Stand 01.01.2016: 10,4361 Cent.

Fixierverbände / Schlitzkomresse

1 Askina® Soft I.V.*

Askina® Soft Clear I.V. – Transparent


- Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Kanülen und Kathetern
- Hoher Tragekomfort durch elastisches Vliesmaterial oder transparent und undurchlässig für Flüssigkeiten und Bakterien
- Infektionsschutz durch saugfähige Komresse
- Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers

Indikationen:

Leichte und sichere Fixierung von Kanülen und Kathetern

Packung mit 50 Stück

Größe	Ausführung	Best.-Nr.	€
a) 6 x 8 cm	Vlies	151119	84,57
b) 6 x 8 cm	Transparent	118603	93,02



2 Askina® Fix

Hypoallergenes Fixiervlies

- Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- Hohe Formadaption und Elastizität
- Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
- Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm x 10 m	1 Stück	187708	16,85
10 cm x 10 m	1 Stück	187709	29,04
15 cm x 10 m	1 Stück	187710	40,41
20 cm x 10 m	1 Stück	187711	52,60



3 Askina® Pad S steril

- Zur Wundversorgung von Kathetern (Drainagen, PEGSonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern) sowie Draht- und Nagelextensionen,
- Nichthaftende, saugstarke Schlitzkomresse

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 x 10 cm	100 Stück	128912	68,70





Wundverbände

1 Askina® Soft steril

Hypoallergener Wundverband

- Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff
- Mit hypoallergener Polyacrylat-Kleberbeschichtung
- Wundauflage mit microfeinem Gitternetz

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7,5 cm	50 Stück	116025	33,23
9 × 5,0 cm	50 Stück	187725	37,17
9 × 10,0 cm	50 Stück	187726	80,55
9 × 15,0 cm	40 Stück	187727	87,85
9 × 20,0 cm	30 Stück	187728	77,77

2 Askina® Injektionspflaster

Hypoallergener Wundverband

- Für normale und sensible Haut
- Anschmiegsam mit hautfreundlichem kolophonium- und kolophoniumderivatfreiem Polyacrylatkleber
- Keine Wundverklebung
- Maße: 2 × 4 cm

Packing mit 250 Stück

Best.-Nr. 115353

€ 18,59



1



2



3

Mull-/Zellstoffprodukte

3 Askina® Brauncel® Zellstofftupfer

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 × 5 cm	1 Rolle mit 500 Tupfern	112647	5,11
	Brauncel® Box*	115170	26,32

4 Askina® Cel Zellstoff

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
hochgebleicht in Lagen*	15 kg	175100	152,07
Rolle 36 cm breit	1 kg	175101	22,07
ungebleicht in Lagen**	15 kg	180971	104,82

5 Askina® Verbandmull

- Reines Naturprodukt, 100 % Baumwolle
- 100 % chlorfrei gebleicht
- Frei von optischen Aufhellern

Breite 10 cm

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 m Rolle	1 Stück	182899	6,72
5 m Rolle	1 Stück	182957	15,62
10 m Rolle	1 Stück	175097	30,08
20 m Rolle	Beutel mit 2 Stück	175098	95,78



5



6



8

Wundauflagen & Tupfer

6 Askina® Pad

- Nichthaftende, saugstarke, sterile Wundauflage
- Mit wundseitig, perforierter Folie vermeidet Verkleben mit der Wunde
- Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozess

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	100 Stück	187738	31,89
10 × 10 cm	100 Stück	187740	51,64
20 × 10 cm	100 Stück	187741	94,95



7

7 Askina® Mullkompressen

- Aus Verbandmull mit eingeschl. Schnittkanten
- 100 % Baumwolle und chlorfrei gebleicht

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Rezeptur-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	5 × 2 Stück	175833	2,25
7,5 × 7,5 cm	5 × 2 Stück	175834	2,39
10,0 × 10,0 cm	5 × 2 Stück	175835	2,98
10,0 × 20,0 cm	5 × 2 Stück	175836	5,43
Sprechstunden-Packung – steril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	25 × 2 Stück	175079	6,07
7,5 × 7,5 cm	25 × 2 Stück	175080	6,91
10,0 × 10,0 cm	25 × 2 Stück	175081	9,23
10,0 × 20,0 cm	25 × 2 Stück	175837	16,72
unsteril – 8-fach			
5,0 × 5,0 cm	100 Stück	175082	4,06
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	175083	6,19
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	175084	8,91
unsteril – 12-fach			
7,5 × 7,5 cm	100 Stück	180001	9,23
10,0 × 10,0 cm	100 Stück	180002	13,94
10,0 × 20,0 cm	100 Stück	183154	33,38

8 Askina® Schlinggazetupfer

- Zur Blutstillung, Wundreinigung und Hautdesinfektion
- 20-fädiger Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur.
- 100 % Baumwolle ohne Röntgenkontrastfaden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß, steril	4 Stück	180650	1,81
pflaumengroß, steril	20 Stück	180651	7,23
pflaumengroß, unsteril	2 × 500 Stück	180652	84,37
walnussgroß, unsteril	1 × 1000 Stück	180653	62,99





1 Askina® Elast fine

- Einfache, schnelle Applikationen auch an schwierigen Körperstellen (z. B. Gelenke)
- Kein Verrutschen der Binde
- Die Gelenkbeweglichkeit bleibt erhalten, die Blutzirkulation wird nicht behindert

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	20 Stück	175085	14,20
6 cm × 4 m	20 Stück	175086	14,92
8 cm × 4 m	20 Stück	175087	16,51
10 cm × 4 m	20 Stück	175088	20,15
12 cm × 4 m	20 Stück	175089	28,07
6 cm × 4 m	100 Stück	175090	73,20
8 cm × 4 m	100 Stück	175091	80,42
10 cm × 4 m	50 Stück	175092	50,34

2 Askina® Ideal

- Hautfreundliche Kurzzugbinde mit 100 % Baumwolle (DIN 61632)
- Mit Schlingkante, nicht ausfransend
- Saugt Körperflüssigkeit (Schweiß) auf
- Durch Waschen und spannungsfreies Trocknen kann der Dehnungsverlust wieder regeneriert werden

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	10 Stück	175102	41,38
8 cm × 5 m	10 Stück	175103	52,93
10 cm × 5 m	10 Stück	175104	67,85
12 cm × 5 m	10 Stück	175105	85,59

3 Askina® Kohäsive Fixierbinde

Ungebleicht, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid

Vorteil für den Patienten:

Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und ungebleichte, luftige Webstruktur, ausgezeichneter Sitz auch an viel bewegten Körperteilen durch rutschfreie Haftung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm × 20 m	1 Stück	180646	14,53
8 cm × 20 m	1 Stück	180647	16,51
10 cm × 20 m	1 Stück	180648	18,65



3

4 Askina® Elast

Grobe, hochelastische Fixierbinde, webkantig, 70 Viskose, 30 % Polyamid, weiß

Lose, Packung mit 20 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
4 cm × 4 m	180614	12,72
6 cm × 4 m	180615	13,43
8 cm × 4 m	180616	14,85
10 cm × 4 m	180617	18,07

Lose, Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 4 m	180621	44,29

Lose, Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 4 m	180619	65,65
8 cm × 4 m	180620	72,55

5 Askina® Universalbinde

Dauerelastisch, ungebleicht, webkantig, 66 % Baumwolle, 33 % Polyamid, 1 % Elasthan

Lose, Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm × 5 m	180630	32,93
8 cm × 5 m	180631	42,60
10 cm × 5 m	180632	53,95
12 cm × 5 m	180633	65,71



1



2



3



4

Fingerverbände

6 + 7 Finger Bob® Fingerschnellverband

Anzahl	Best.-Nr.	€
50 Stück bunt	182700	28,79
6 Stück weiß	153396	5,81
6 Stück bunt	113728	7,23

Finger Bob® large

Anzahl	Best.-Nr.	€
25 Stück	116269	23,36



6

7

Kompressionsverbände
1 Askina® Forte

Die kohäsive Kurzzugbinde
Komfort in der Kompressionstherapie

Material:

- 100 % Baumwolle
- Mit mikropunktuelle Natur-Latex-Beschichtung

Eigenschaften:

- Kohäsive Kurzzugbinde
- Hautfarben
- Sterilisierbar
- Dehnungsverhalten: ca. 50 % längselastisch

Anwendung:

Kompressionsverbände bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände, für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 4,5 m	10 Stück	187756	174,34
10 cm × 4,5 m	10 Stück	187757	214,11


1
2 Askina® Kurzzugbinde

- Dehnungsverhalten ≥ 90 % längselastisch
- Luftdurchlässig
- 100 % Baumwolle, sterilisierbar
- Hautfarben
- Länge: 5 m

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
6 cm	115340	89,20
8 cm	115341	107,54
10 cm	115342	134,00
12 cm	115343	144,32


2

Stütz- & Fixierverbände
3

3 Askina® Haft Color

- Fixierbinde nach DIN 61634 mit Webkante für leichte Stützverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Kohäsiv, auf sich selbst haftend
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid
- ca. 75 % längselastisch
- Länge gedehnt

Packung mit 1 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
blau	6 cm × 20 m	187742	15,62
blau	8 cm × 20 m	187743	17,82


Sortimentsbox

- 10 Rollen in 5 verschiedenen Farben
- Maße: 8 cm × 4 m

Best.-Nr. 111103
€ 45,96
4 Askina® Zinkleimbinde

- Zur universellen Verwendung als Fixier-, Stütz-, Entlastungs- und leichter Kompressionsverband
- Dehnungsverhalten 60 % +/- 15 % längselastisch
- Enthält Zinkleimmasse

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
8 cm × 7 m	115336	127,87
10 cm × 5 m	115337	114,84
10 cm × 7 m	115338	138,79


4



1 ES-Kompressen

Mullkompressen aus Verbandmull, EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES)
Steril eingeschiegelt
8-fach, Anstaltspackung mit 25 x 2 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	175476	5,80
7,5 x 7,5 cm	175477	6,60
10,0 x 10,0 cm	175478	8,94
10,0 x 20,0 cm	180032	16,18

Unsteril 8-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	175479	3,94
7,5 x 7,5 cm	175480	6,01
10,0 x 10,0 cm	175481	8,72

Unsteril 12-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	175482	5,36
7,5 x 7,5 cm	175483	8,81
10,0 x 10,0 cm	175484	13,73
10,0 x 12,5 cm	113776	20,75
10,0 x 20,0 cm	175485	31,85

Unsteril 16-fach, Anstaltspackung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	175486	7,11
7,5 x 7,5 cm	175487	11,74
10,0 x 10,0 cm	175488	21,21
10,0 x 12,5 cm	184687	26,34

2 Pur-Zellin®-Box*

- Tupfer lassen sich einfach und hygienisch entnehmen
- Kontaminationsgeschützte Aufbewahrung

Packung mit 1 Stück

Best.-Nr. 175494 € 33,94

3 Pur-Zellin®

Zellstofftupfer von der Rolle, aus hochgebleichtem Verbandzellstoff, Rollen zu 500 Stück je 4 x 5 cm

OP-Packung mit 1 Stück

Unsteril Best.-Nr. 112317 € 4,59

Steril Best.-Nr. 111945 € 5,07



Watte

- Zick-Zack Lagen

Packung mit 400 g

Best.-Nr. 183870 € 7,68



4 Omnifix® elastic

Hypoallergenes Fixiervlies zur vollflächigen Verbandfixierung mit synthetischem Kautschuk-Kleber, einzeln in Faltschachteln, 10 m lang

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm	OP 2 Stück	153798	17,81
5,0 cm	OP 1 Stück	151309	17,42
10 cm	OP 1 Stück	151304	30,01
15 cm	OP 1 Stück	151315	42,53

5 Peha® Schlitzkompressen

Aus Verbandmull, EN 14079, 17-fädig, 12-fach, steril, zu 2 Stück eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	OP 25 x 2	175489	19,19
10 x 10 cm	OP 20 x 2	175490	20,05

6 Verbandmull ZZ

EN 14079, 20-fädig, in Zickzack-Lagen, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 m	OP 1 Stück	175979	26,51
40 m	OP 1 Stück	175980	85,01



7 Zetuvit®

- Hochsaugfähige Komresse mit Vliesumhüllung
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 x 10,0 cm	OP 25 Stück	182041	20,91
10,0 x 20,0 cm	OP 25 Stück	182042	29,16
13,5 x 25,0 cm	OP 10 Stück	153836	16,13
20,0 x 20,0 cm	OP 15 Stück	117428	37,46

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 x 10,0 cm	AP 30 Stück	182448	10,98
10,0 x 20,0 cm	AP 30 Stück	183376	15,74
13,5 x 25,0 cm	AP 30 Stück	153837	23,39
20,0 x 20,0 cm	AP 30 Stück	184306	27,96

8 Zetuvit® Plus

- Mit Superabsorberkern, besonders saugfähig, weich und polstern
- Für stark exsudierende Wunden
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 x 10 cm	10 Stück	158406	49,45
10 x 20 cm	10 Stück	158407	78,91
15 x 20 cm	10 Stück	122401	113,84
20 x 25 cm	10 Stück	158408	168,20
20 x 40 cm	10 Stück	121684	296,10

9 Pagasling®

Schlinggazetupfer aus Verbandmull, EN 14079, 20-fädig Steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
pflaumengroß	20 x 4 Stück	175495	32,28
	20 x 5 Stück	175496	34,53
eigroß	18 x 10 Stück	175498	91,57
extragroß	18 x 10 Stück	175499	201,39

Unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
haselnussgroß	AP 1000 Stück	175502	49,06
walnussgroß	AP 1000 Stück	175503	61,06
pflaumengroß	AP 2 x 500 Stück	175504	83,39
eigroß	AP 4 x 250 Stück	175505	145,59

**1 Omnisilk®**

Hypoallergenes Fixierpflaster aus Kunstseide mit synth. Kautschuk-Kleber auf Kunststoffspulen
Länge: 5 m, mit Sprengring

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Stück	120190	2,96
2,50 cm	OP 1 Stück	180021	4,94
5,00 cm	OP 1 Stück	180117	8,84

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Stück	180052	3,24
2,50 cm	AP 1 Stück	120435	5,60
5,00 cm	AP 1 Stück	120453	11,52

2 Cosmopor® Steril

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit Wundkissen aus 100 % Baumwollwatte und nicht verklebendem Micro-Netz als wundnahe Abdeckung, gute Saugkraft und Polsterwirkung
Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,2 × 5 cm	OP 50 Stück	182192	25,35
10,0 × 6 cm	OP 25 Stück	182451	29,21
15,0 × 6 cm	OP 25 Stück	183017	32,22
10,0 × 8 cm	OP 25 Stück	182804	32,91
15,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183018	43,39
20,0 × 8 cm	OP 25 Stück	183020	49,47
20,0 × 10 cm	OP 25 Stück	183019	52,77

3 Omniplast®

Fixierpflaster aus textilem Gewebe auf Kunststoffspulen, synth. Kautschuk-Kleber
Länge: 5 m, mit Sprengring

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	OP 1 Spule	180024	2,48
2,50 cm	OP 1 Spule	126829	3,94
5,00 cm	OP 6 Spulen	122117	41,66

Länge: 9,2 m

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
1,25 cm	AP 1 Spule	120186	2,92
2,50 cm	AP 1 Spule	120054	5,67
5,00 cm	AP 1 Spule	122803	11,11

4 Hydrofilm®

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter semipermeabler Polyurethan-Folie
Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7,0 cm	10 Stück	129060	16,80
6 × 7,0 cm	100 Stück	160252	163,29
10 × 12,5 cm	10 Stück	129202	36,85
10 × 12,5 cm	100 Stück	112960	333,83
10 × 15,0 cm	10 Stück	129347	35,71
10 × 15,0 cm	50 Stück	159812	167,93
15 × 20,0 cm	10 Stück	129196	71,26
15 × 20,0 cm	50 Stück	112961	330,37

5 Hydrofilm® Plus

– Mit zentralem Wundkissen Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 7,2 cm	5 Stück	160257	4,11
5 × 7,2 cm	50 Stück	151948	40,84
9 × 10,0 cm	5 Stück	112962	7,00
9 × 10,0 cm	50 Stück	158881	69,81
9 × 15,0 cm	5 Stück	112963	8,12
9 × 15,0 cm	25 Stück	160760	40,63
10 × 12,0 cm	25 Stück	112964	39,29
10 × 20,0 cm	5 Stück	112965	11,38
10 × 20,0 cm	25 Stück	112966	53,93

6 Hydrofilm® roll

Packung mit 1 Rolle

Größe	Best.-Nr.	€
10 cm × 2 m	112967	14,31
5 cm × 10 m	112968	28,71
10 cm × 10 m	112969	51,93
15 cm × 10 m	112970	79,16

7 Omnitape®

Stark klebendes Pflasterband, unelastisch, sehr zugfest, leicht reißbar, auf Kunststoffspulen, weiß

Packung mit 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
2,00 cm × 10 m	180656	6,26
3,75 cm × 10 m	183009	11,41
5,00 cm × 10 m	180657	15,63

8 Rolta® soft

Besonders weiche Synthetik-Wattebinden, aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern, 3 m lang, einzeln banderoliert

In Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 6 Stück	180178	15,69
10 cm	OP 6 Stück	183073	24,36
15 cm	OP 4 Stück	180658	22,93

Anstaltspackung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 50 Stück	175556	105,68
10 cm	AP 30 Stück	175557	104,91
15 cm	AP 20 Stück	175558	99,70



1



2



3



4



5



7



8



1 Peha-haft®

Kohäsive, elastische Fixierbinde mit luftdurchlässiger und hautfreundlicher Gewebestruktur, kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung 43% Viskose, 37% Baumwolle, 20% Polyamid

Länge: 4 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	OP 1 Stück	128585	3,08
6 cm	OP 1 Stück	126766	3,26
10 cm	OP 1 Stück	112353	4,35
12 cm	OP 1 Stück	112354	5,23

Länge: 21 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 1 Stück	112355	13,64
6 cm	AP 1 Stück	127186	15,01
8 cm	AP 1 Stück	127185	17,13
10 cm	AP 1 Stück	127179	18,41
12 cm	AP 1 Stück	127181	23,04

lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 8 Stück	112360	117,03
8 cm	AP 8 Stück	112361	132,91
10 cm	AP 8 Stück	112362	137,37

2 Peha-haft® Color

Länge: 20 m gedehnt

Farbe	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
rot	6 cm	AP 1 Stück	157903	14,02
rot	8 cm	AP 1 Stück	157904	16,04
rot	10 cm	AP 1 Stück	157905	18,88
blau	6 cm	AP 1 Stück	127167	14,15
blau	8 cm	AP 1 Stück	127168	16,18
blau	10 cm	AP 1 Stück	157908	18,52

3 Peha-crepp®

Superelastische Fixierbinden mit hohem Anteil an Naturfasern, gekräuselte Webstruktur, Dehnbarkeit ca. 160%, ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen, zuverlässiger und rutschfester Sitz, sterilisierbar

Länge: 4 m gedehnt, compact verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180078	68,71
8 cm	AP 100 Stück	183404	77,60
10 cm	AP 100 Stück	180080	97,41

lose in Kartons

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	183452	14,86
6 cm	AP 20 Stück	113906	15,86
8 cm	AP 20 Stück	113916	17,67
10 cm	AP 20 Stück	180013	19,90
12 cm	AP 20 Stück	183480	29,82



4

4 Stülpa®-Fertigverbände

Nahtlos gestrickter Schlauchverband, gebrauchsfertig, abgemessen, abgebunden und gerollt, für Fingerverbände, Gr. 1

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 175529

€ 25,37

5 Peha®-Lastotel®

Hochelastische Fixierbinden, Kettfäden aus gekräuseltem Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern, Dehnbarkeit ca. 140 %

Länge: 4 m gedehnt, Compact verpackt, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 100 Stück	180039	67,98
8 cm	AP 100 Stück	180040	74,88
10 cm	AP 100 Stück	180041	89,35

lose in Kartons, weiß

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm	AP 20 Stück	180038	13,38
6 cm	AP 20 Stück	180008	13,88
8 cm	AP 20 Stück	180009	15,47
10 cm	AP 20 Stück	180010	18,21
12 cm	AP 20 Stück	180056	25,66

6 Stülpa®-fix

Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil, Länge: 25 m gedehnt

Größe Erw. / Kinder	Best.-Nr.	€
1 Finger / Finger, Hände	175517	34,69
2 mehrere Finger / Hände, Arme, Beine, Füße	175518	51,64
3 Hände, Arme / Kopf	175519	79,63
4 Beine, Füße / Torso	175520	143,28
5 Kopf	175521	157,86
6 Torso	175522	172,08

7 Stülpa®

Nahtlos gestrickte Schlauchverbände, auf Rollen, zum Selbstanfertigen der Verbände, Rollen mit 15 m

Gr. 0 R - 1,5 cm breit für Kinderfinger- und Zehenverbände

Gr. 1 R - 2,5 cm breit für Fingerverbände

Gr. 2 R - 6 cm breit für Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände

Gr. 3 R - 8 cm breit für Fuß-, Bein-, Kinderkopf-, Hand- und Achselhöhlenverbände

Gr. 4 R - 10 cm breit für Kopf-, Bein-, Achselhöhlenverbände und Gesichtsmasken

Gr. 5 R - 12 cm breit für Kinderrumpf- und Streckverbände, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
0 R	OP 1 Stück	175523	8,38
1 R	OP 1 Stück	175524	11,61
2 R	OP 1 Stück	175525	13,95
3 R	OP 1 Stück	175526	17,50
4 R	OP 1 Stück	175527	21,09
5 R	OP 1 Stück	175528	24,96



1



3



4



5



6



7



5

4 Pütter-haft

Kohäsive, dauerelastische Kurzzugbinde, Dehnbarkeit ca. 60%, für starke Kompression, hautfarben

Einzeln in Faltschachteln

Länge: 5 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180029	15,16
8 cm	OP 1 Stück	180030	18,16
10 cm	OP 1 Stück	180031	21,61
12 cm	OP 1 Stück	180159	26,58

Länge: 7 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180160	55,87

5 Idealbinden

Klassische, textilelastische Binden DIN 61632-IB-S – schlingkantig, mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90%, für starke Kompression, Länge: 5 m gedehnt

Lose in Kartons, ohne Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 10 Stück	152983	38,99
8 cm	AP 10 Stück	180069	51,13
10 cm	AP 10 Stück	153038	65,85
12 cm	AP 10 Stück	153811	84,25

Einzeln verpackt, mit Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 cm	OP 1 Stück	180157	14,36
30 cm	OP 1 Stück	180158	21,69

6 PütterFlex

- Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde
- Hautfarben
- Für sehr starke Kompression
- Mit Verbandklammern
- Länge: 5 m gedehnt
- Einzeln in Faltschachtel oder 10 Stück lose im Karton

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm	1 Stück	112954	12,13
10 cm	1 Stück	112955	14,96
8 cm	10 Stück	112956	111,07
10 cm	10 Stück	112957	138,68

PütterFlex Duo

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	2 Stück	112958	27,34

7 Pütter-Verband®

Textilelastische, kräftige Kurzzugbinde, hautfarben, **Länge: 5 m gedehnt, 2 Binden in einer Faltschachtel, mit 4 Verbandklammern**

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10 cm	1 Beutel	182020	26,99
1 Binde 8 cm + 1 Binde 10 cm	1 Beutel	159215	24,54

1 Varolast® Plus

Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimaufrag, in Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren, gut hautverträglich

Einzeln in Faltschachteln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	OP 1 Stück	110884	12,29
10 cm × 7 m	OP 1 Stück	122601	13,91
10 cm × 10 m	OP 1 Stück	114014	18,01

Einzeln verpackt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 cm × 5 m	AP 16 Stück	154123	169,07
10 cm × 7 m	AP 20 Stück	158721	268,99
10 cm × 10 m	AP 20 Stück	154550	347,16

2 Idealast®-haft

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90%, für mittelkräftige Kompression

Einzeln in Faltschachteln

Länge: 4 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	OP 1 Stück	180161	5,25
8 cm	OP 1 Stück	180162	6,52
10 cm	OP 1 Stück	180163	7,76
12 cm	OP 1 Stück	180164	9,01

Länge: 10 m gedehnt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 1 Stück	180074	10,49
8 cm	AP 1 Stück	180075	13,26
10 cm	AP 1 Stück	180076	16,15
12 cm	AP 1 Stück	180077	19,85

3 Idealast®

Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80%, für mittelkräftige Kompression

Länge: 5 m gedehnt, lose in Kartons

weiß, ohne Verbandklammern

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 cm	AP 10 Stück	180587	36,89
8 cm	AP 10 Stück	180588	44,85
10 cm	AP 10 Stück	180589	51,07



1



2



7



Postoperative Wund- & Transparentverbände

CUTIPLAST™ PLUS STERIL

Anschmiegsamer aufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril

- Weich und anschmiegsam
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber
- Sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen
- Entwickelt, um das Verkleben mit der Wunde zu minimieren



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	110 Stück	114740	81,29
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	55 Stück	114741	100,90
15,0 × 7,8 cm	11,0 × 4,0 cm	55 Stück	114742	133,57
19,8 × 10,0 cm	15,5 × 5,3 cm	55 Stück	115399	173,69
24,8 × 10,0 cm	20,0 × 5,3 cm	55 Stück	115400	224,33
29,8 × 10,0 cm	25,0 × 5,3 cm	55 Stück	114917	304,50
7,0 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	5 Stück	153104	4,22
10,0 × 7,8 cm	5,3 × 4,5 cm	5 Stück	153105	10,17

OPSITE™ POST-OP

Folienverband mit Wundkissen zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden – steril

- Bakterien- und wasserundurchlässige Folie ermöglicht Duschen
- Besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert das Mazerationsrisiko
- Hochabsorptionsfähiges Wundkissen
- Wundauflage mit Verklebungsschutz
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber



Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	100 Stück	172193	98,98
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	20 Stück	172194	35,98
12,0 × 10,0 cm	7,5 × 5,8 cm	10 Stück	153097	19,76
15,5 × 8,5 cm	12,0 × 3,7 cm	20 Stück	172195	43,06
20,0 × 10,0 cm	15,0 × 5,5 cm	20 Stück	153098	61,69
25,0 × 10,0 cm	20,0 × 5,7 cm	20 Stück	153099	66,20
30,0 × 10,0 cm	25,0 × 5,7 cm	20 Stück	153100	92,23
35,0 × 10,0 cm	30,0 × 5,7 cm	20 Stück	153101	110,67
6,5 × 5,0 cm	4,0 × 2,5 cm	6 × 5 Stück	153866	41,15
9,5 × 8,5 cm	7,3 × 3,7 cm	6 × 5 Stück	153867	66,14

OPSITE™ POST-OP VISIBLE

Wasser- und bakteriendichter, atmungsaktiver Folienverband mit wabenförmigem Schaumstoffwundkissen und einer transparenten Folie zur Versorgung postoperativer Wunden – steril

- Wabenförmiges Schaumstoffwundkissen ermöglicht ständige Wundkontrolle ohne Verbandwechsel
- Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert Mazerationsrisiko
- Anpassungsfähig, transparent und duschfest
- Rasterförmiger Kleberauftrag für schmerzarmen Verbandwechsel



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
15 × 10 cm	10 × 5,5 cm	20 Stück	159888	152,35
20 × 10 cm	15 × 5,5 cm	20 Stück	159889	177,17
25 × 10 cm	20 × 5,5 cm	20 Stück	159891	190,44



**OPSITE™ FLEXIGRID
OPSITE™ FLEXIFIX**

Wasserdichter, transparenter Wundverband aus Polyurethanfolie mit Applikationshilfe zur Wundversorgung, Fixierung von Wundauflagen oder als Hautschutz – steril

- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Zuverlässige Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften
- Minimiert Reibung und Scherkräfte

OPSITE™ FLEXIGRID – steril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7 cm	100 Stück	113009	231,45
10 × 12 cm	50 Stück	113008	247,31
10 × 12 cm	10 Stück	113007	50,00
15 × 20 cm	10 Stück	113010	95,07
12 × 25 cm	20 Stück	113011	145,39
6 × 7 cm	6 × 5 Stück	153868	75,71

OPSITE™ FLEXIFIX – zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz – unsteril

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	151034	33,30
10 cm × 10 m	1 Stück	152853	61,75
15 cm × 10 m	1 Stück	152854	91,71



OPSITE™ FLEXIFIX GENTLE

Unsterile, sanft haftende, transparente Fixierfolie mit Silikon-Beschichtung zur Fixierung von Primärverbänden, zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz – unsteril

- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig
- Reibungsarme Oberflächenstruktur minimiert Reibung und Scherkräfte
- Minimiert das Risiko von Trauma beim Verbandwechsel durch sanft haftende Silikonbeschichtung
- Ökonomisch im Gebrauch, da individuell zuschneidbar
- Für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 cm × 5 m	1 Stück	118604	45,45
5,0 cm × 5 m	1 Stück	118605	80,77
10,0 cm × 5 m	1 Stück	118425	114,16



Wunddistanzgitter



CUTICERIN™

Acetatgewebe mit neutraler, Eucerit®-haltiger*, hydrophober Salbenbeschichtung für flächige, sezernierende Wunden – steril

- Verklebungsarme Salbenkompresse
- Reduziert Schmerzen während des Verbandwechsels
- Luft- und exsudatdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	10 Stück	175766	50,56
7,5 × 20,0 cm	10 Stück	175767	73,85
7,5 × 7,5 cm	50 Stück	175768	246,03
7,5 × 20,0 cm	50 Stück	175769	350,65
20,0 × 40,0 cm	25 Stück	153106	677,68

*Eucerit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Beiersdorf AG.



JELONET™

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze für oberflächliche, sezernierende Wunden – steril

- Ungehindertes Abfließen des Exsudats in einen Sekundärverband möglich
- Schützt und minimiert das Verkleben mit der Wundfläche durch Beschichtung aus Weichparaffin

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	50 Stück	113138	74,47
10 × 10 cm	10 Stück	113139	17,73
10 × 10 cm	100 Stück	113140	174,08
10 × 40 cm	10 Stück	113141	54,21
15 cm × 2 m	12 Stück	153095	242,45

Wundverschluss



LEUKOSTRIP™

Sterile Wundnahtstreifen aus elastischem Polyamidgewebe

- Kann zum Wundverschluss beitragen, indem es vor Zugkräften schützt
- Zuverlässige Klebkraft
- Reduziert die Narbenbildung
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl Faltschachteln	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	10 Stück mit je 8 Streifen	113409	55,02
76 × 6,4 mm	10 Stück mit je 3 Streifen	175246	43,18
102 × 6,4 mm	10 Stück mit je 5 Streifen	113828	48,81
102 × 13,0 mm	10 Stück mit je 6 Streifen	175247	85,22

Größe	Anzahl Nahtmaterialboxen	Best.-Nr.	€
38 × 4,0 mm	50 Stück mit je 8 Streifen	175780	206,65
76 × 6,4 mm	50 Stück mit je 3 Streifen	175781	173,09
102 × 6,4 mm	50 Stück mit je 5 Streifen	175782	188,64
102 × 13,0 mm	50 Stück mit je 6 Streifen	175783	332,89
102 × 26,0 mm	25 Stück mit je 4 Streifen	175784	206,38



Wissenswertes zur Wundversorgung

Sonstige Verbände



CUTIFIX™ STRETCH

Hautfreundliches Klebevlies von der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung – unsteril

- Keine Bewegungseinschränkung an Gelenken
- Anschmiegsam, flexibel und individuell zuschneidbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 cm × 10 m	1 Stück	157836	18,80
10 cm × 10 m	1 Stück	157837	33,71
15 cm × 10 m	1 Stück	157838	46,97



Klassische Wundversorgung

1 DROP® med

- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat

Packung mit 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
5,0 × 7 cm	156552	29,90
10,0 × 6 cm	158718	47,07
10,0 × 8 cm	156554	66,87
10,0 × 12 cm	156556	72,20
10,5 × 15 cm	158719	79,80
10,5 × 20 cm	158513	99,62
10,5 × 25 cm	158729	115,66
10,5 × 30 cm	158730	132,98

2 STERIBLOCK® DIA

- Kompressionspflaster mit Superabsorber
- Sicherer Wundverband nach: Blutentnahmen, Infusionen, Injektionen, Shuntpunktionen, Portpunktionen, Impfungen
- Sicherer Wundverband bei Marcumarpatienten und kleinen Wunden
- Gut geeignet bei Pergamenthaut
- Schmerzarm ablösbar
- Einzeln, steril eingeschweißt

Packung mit 100 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
weiß	86 × 25 mm	156545	32,70
beige	95 × 28 mm	158516	32,70

3 STERIBLOCK® veno steril

- Steriles, einzeln eingeschweißtes Spezialpflaster
- Zur Fixierung von Venenverweil- und Butterfly-Kanülen sowie Drainagen
- Weiches, luftiges Vlies mit zentralem Wundkissen und ausgestanzter Schlitzung
- Hoher Tragekomfort
- Mit hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Maße: 6 × 8 cm

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 121259

€ 55,86

4 CUTIFLEX® MED

Steriler Foliverband

- Folie mit hoher Atmungsaktivität
- Mit Trägerfolie für einfaches Aufkleben
- Schützt vor Schmutz, Wasser und Bakterien
- Wundpad mit 0,5 % Chlorhexidindigluconat
- Wasserfest beim Duschen und bedingt wasserfest beim Baden und Schwimmen
- 550 % quer- und längselastisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 7,0 cm	50 Stück	126808	37,60
6,0 × 10,0 cm	50 Stück	126809	52,12
8,0 × 10,0 cm	50 Stück	126811	62,21
10,0 × 12,0 cm	50 Stück	126812	75,18
10,5 × 15,0 cm	50 Stück	126813	86,98
10,5 × 20,0 cm	50 Stück	126814	107,80

Die wirtschaftliche Lösung!

5 TRUGLUE®

Steriler Wund-/Hautkleber

- Herausragende Anwenderfreundlichkeit und Patientenakzeptanz
- Sekundenschnelles Fixieren, auch bei unter Spannung stehenden Wunden
- Auch auf Schleimhäuten einsetzbar, z. B. in der Mundhöhle oder im äußeren Genitalbereich
- Nach dem Aushärten ist die Wunde wasserfest und belastbar
- Dosette mit je 0,3 ml



Anzahl	Best.-Nr.	€
5 Dosetten	159019	68,30
10 Dosetten	159020	118,10
25 Dosetten	159021	261,40

6 STERIGRAP®

- Steriler Wundnahtstreifen aus unelastischem Trägervlies
- Für nahtfreien Wundverschluss oder zur Entlastung von Nähten
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Packung mit 5 Stück

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
32 × 8 mm Knochenform	10 Stück	127233	5,99
75 × 3 mm	10 Stück	128359	5,60
75 × 6 mm	6 Stück	128360	5,70
100 × 6 mm	10 Stück	128362	6,05
100 × 12 mm	6 Stück	128363	6,18

7 ELASTINA® SALVADITO

Finger-Fertigverband

- Weich gepolstert, mit integrierter steriler Komresse
- Hygienische Handhabung bei maximalem Rundumschutz
- Universalgröße in Einzelpackung

Anzahl	Best.-Nr.	€
2 Stück	118613	5,10
10 Stück	124388	19,18



**1 DROP® 3D / QUADRA® 3D**

- Buntes, einzeln eingeschweißtes Pflaster
- Mit saugstarker Wundauflage
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber besonders für empfindliche Kinderhaut
- Jede Packung mit zwei unterschiedlichen Motiven
- Mit 3D-Oberflächenstruktur

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	€
DROP® 3D Größe: 5 × 7 cm			
Boys & Girls	50 Stück	159878	29,90
QUADRA® 3D			
Größe: gemischt 7,8 × 2,0 cm und 7,8 × 2,6 cm			
Girls	20 Stück	121288	2,75
Boys	20 Stück	121287	2,75

**2 INJECTION color****Injektionspflaster von der Rolle**

- Luftdurchlässig aus weichem Baumwollvlies
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber
- Rundum klebend
- Maße: 39 × 18 mm

Spenderbox mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
weiß	112982	10,22
Marienkäfer	124018	10,22
SPOOKY (leuchtet im Dunkeln)	121656	10,22



**Phantasie
trocknet
Kindertränen!**

4 MAXI® color**Wundschnellverband**

- Maximal verträglich
- Weich und luftig
- Von der Rolle zuschneidbar
- Maße: 4 cm × 5 m

Packung mit 1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
Fische	114723	13,95
Monster (leuchtet im Dunkeln)	122224	13,95

**3 QUADRA®MED und CUTIFLEX®**

- Schnelle und sichere Versorgung kleiner Wunden
- Geeignet nach Muttermal- und Warzenentfernung, Lasereingriffen usw.
- Schnell und einfach von der Rolle abzureißen
- Luftiges Vlies oder atmungsaktive Folie
- Faltenfreie Fixierung durch 2 Trägerfolien
- CUTIFLEX® ist wasserfest
- Mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
- Praktisch für kleine chirurgische Eingriffe

Vliespflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
QUADRA® MED ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156548	24,99
QUADRA® MED SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	154486	22,99

Folienpflaster	Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
CUTIFLEX® ROUND	Ø 25 mm	150 Stück	156549	26,15
CUTIFLEX® SQUARE	38 × 38 mm	100 Stück	156550	23,68

**5 idra®care Garza**

- Sterile Gitternetzgaze zur feuchten Wundversorgung
- Baumwollnetz beschichtet mit Glycerol und 0,1 % Hyaluronsäure
- Einsatz bei Verbrennungen 2. Grades, chronischen Wunden und Verletzungen
- Verhindert Verkleben von Verbänden mit der Wunde
- Unterstützt die Granulation und Epithelbildung
- Maße: 10 × 10 cm

Packung mit 10 Stück**Best.-Nr. 128352****€ 14,25**



Beiersdorf

Hansaplast® SOFT

- Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung aller Arten kleinerer Wunden und Verletzungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Standard			
4,0 cm × 5 m	1 Rolle	123980	13,53
6,0 cm × 5 m	1 Rolle	123613	17,59
8,0 cm × 5 m	1 Rolle	123981	21,25
Injektionspflaster			
1,9 cm × 4 cm	100 Stück	123614	9,99
Strips			
7,2 cm × 1,9 cm	100 Stück	123982	13,00
7,2 cm × 3,0 cm	100 Stück	123983	19,92



Hansaplast® KIDS

Die Hansaplast Kinderpflaster zeigen die Lieblingscharaktere der Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet. Sie schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien.

- Farben für Kinder ungefährlich
- Nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Sichere Klebkraft verhindert ein Verrutschen
- Schmerzfrei zu entfernen und hautfreundlich
- Größe: 1,9 × 7,2 cm

Packung mit 100 Strips

Best.-Nr. 123615

€ 9,85



Hansaplast® Vollflächige Fixierung

- Zur Fixierung von Wundauflagen und Kompressen
- Besonders flexibel und dehnbar
- Atmungsaktiv
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- Maße: 10 cm × 10 cm

Packung mit 1 Rolle

Best.-Nr. 123984

€ 25,32



Hansapor Steril

- Steriler Wundverband für postoperative Wunden
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktives Material
- Zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus
- Besonders geeignet für empfindliche Haut
- Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 × 7 cm	3 Stück	121552	1,73
6 × 7 cm	25 Stück	124453	12,28
6 × 7 cm	100 Stück	123616	47,12
8 × 10 cm	3 Stück	124454	3,71
8 × 10 cm	25 Stück	124455	26,27
8 × 10 cm	100 Stück	123617	91,47
10 × 15 cm	3 Stück	124456	5,29
10 × 15 cm	25 Stück	124457	38,00
10 × 20 cm	3 Stück	124459	9,95
10 × 20 cm	25 Stück	124460	55,41

Hansaplast® Universal

- Wasser- und schmutzabweisend
- Widerstandsfähiges Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Injektionspflaster			
4 × 1,9 cm	100 Stück	124437	9,32
Strips			
3,0 × 7,2 cm	100 Stück	124440	15,23
1,9 × 7,2 cm	100 Stück	124441	9,88



Hansaplast® CLASSIC

- Qualitativ hochwertige Pflaster für die schnelle Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- Atmungsaktives Material
- Extra starke Klebkraft

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Rolle	123611	8,25
6 cm × 5 m	1 Rolle	123612	10,31
8 cm × 5 m	1 Rolle	123979	13,96



Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm × 5 m	1 Stück	124000	13,44
6 cm × 5 m	1 Stück	124001	16,06
8 cm × 5 m	1 Stück	124002	19,94

Injektionspflaster

4,0 × 1,9 cm	100 Stück	124003	9,90
--------------	-----------	--------	------



Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Meterware			
4 cm × 5 m	1 Stück	124442	12,37
6 cm × 5 m	1 Stück	124443	15,48
8 cm × 5 m	1 Stück	124444	18,81
Fingerstrips			
12 × 1,9 cm	100 Stück	124445	16,29
18 × 2,0 cm	80 Stück	129499	16,66
Fingerkuppenpflaster			
5 × 4,4 cm	50 Stück	124447	16,27

Sterile Komresse

- Zur Reinigung und zum Schutz von Wunden
- Absorbierend und atmungsaktiv
- Geschlossene Ränder, eingeschlagene Schnittkanten ohne lockere Fäden
- Größe: 10 × 10 cm

Packung mit 25 × 2 Stück

Best.-Nr. 124452

€ 6,02



Schienen
1 Fix-Verbandschienen Anton*

Verbandschiene weich und elastisch, Überzug Polyethylen, Aluminium-Kern, röntgenfähig

Maße	Best.-Nr.	€
15 x 3 cm	130614	3,60
20 x 3 cm	130615	3,70
20 x 5 cm	117035	5,20
40 x 5 cm	130620	7,40
40 x 7 cm	183251	8,50
40 x 9 cm	130622	12,00
60 x 11 cm	130625	18,60


1

2
2 Aluminium Fingerschiene Pia*

Gepolstert, Länge: 48 cm

Breite	Best.-Nr.	€
13 mm	151484	5,30
18 mm	151485	5,30
25 mm	117023	5,30


3 Aluminium-Fingerverbände Nils*

Rolle mit 3 m, mit Polster


Breite	Best.-Nr.	€
15 mm	130627	26,80
19 mm	130628	26,80
25 mm	130629	26,80

4 Stack Knopfloch-Fingerschiene Till

Für Finger-Mittelgelenk, hautfarben

Größe	Best.-Nr.	€
1	151979	20,80
2	151980	20,80
3	156152	20,80
4	159610	20,80
5	159609	20,80
6	112671	20,80


3

4

7
5 Böhler-Fingerschienen

Die Alu-Schiene ist röntgenfähig und individuell anpassbar. Sie eignet sich dort, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung bzw. Öse gezogene Verband nicht abrutschen kann.

Böhler-Fingerschiene, je 23 cm	Best.-Nr.	€
a Michael, rund	111019	8,00
b Hendrick, mit Kerbe	157834	9,00
c Clemens, mit Öse	157835	9,00


5
6 Cramer-Schienen Simon*

Flach

Breite	Best.-Nr.	€
30 x 2 cm	111072	7,80
30 x 6 cm	153820	3,70
40 x 8 cm	152057	3,90


6
7 Stack Fingerschienen

Zur Fixation des Finger-Endgelenkes, aus Kunststoff weiß oder hautfarben

Größe	Lia weiß	Ida hautfarben	€
1	130633	153465	5,40
2	130634	153466	5,40
3	130635	113686	5,40
4	130636	152537	5,40
5	130637	153467	5,40
6	130638	153468	5,40



Sondergrößen auf Anfrage.



Achten Sie auf Ländervereinbarungen! Fragen Sie ggf. bei der Kasse nach.

Watteträger & Mundspatel



1

1 Watteträger

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
150 x 3 mm spitz/stumpf	100 Stück	155063	2,28
150 x 3 mm stumpf	100 Stück	155060	1,97
200 x 3 mm spitz/stumpf	100 Stück	155064	2,63
200 x 3 mm stumpf	100 Stück	155058	2,30
250 x 3 mm stumpf	100 Stück	155061	2,84
300 x 3 mm stumpf	100 Stück	155062	3,33

2 Holz-Mundspatel für Kinder

- Maße: 115 x 10 mm (L x B)

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114085 € 2,34



2

3 COM-TeX® Zungenspatel

- Standard-Ausführung aus Holz
- Länge: 150 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120920 € 1,15



3

4 Kunststoff-Mundspatel

- Standard-Ausführung
- Länge: 150 mm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120721 € 4,78



5 Holz-Mundspatel

Ausführung	Länge	Anzahl	Best.-Nr.	€
keimreduziert	150 mm	50 Stück	155655	3,45



6

6 Wattestäbchen

Holz wattestäbchen, mit kleinem Kopf

Größe (L x Ø Kopf)	Anzahl	Best.-Nr.	€
a 150 x 2,2 mm	100 Stück	128384	2,94
b 230 x 5,0 mm	10 x 10 Stück	128394	2,26

Holz wattestäbchen, mit großem Kopf (10 mm)

Größe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
c 200 mm	50 Stück	155059	3,01
150 mm	50 Stück	152813	1,70

Kunststoff wattestäbchen, mit großem Kopf (10 mm)

Größe (L)	Anzahl	Best.-Nr.	€
d 150 mm	50 Stück	157947	2,50



7

7 Watteträger

- Steril
- Mit kleinem Kopf
- Aus Birkenholz
- Kopf Verbandwatte (100 % Baumwolle)

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
150 x 5 mm	100 Stück	127463	8,59



Moderne Wundversorgung

Die moderne Wundversorgung bietet besonders bei chronischen Wunden viele Vorteile

- Sie verkürzt die Heilungsdauer
- Schafft eine verbesserte Lebensqualität für die Betroffenen
- Senkt die Kosten



Welche Verordnungsmöglichkeiten gibt es?

Grundsätzlich gilt:

Moderne Wundversorgungsprodukte sind nach § 31 SGB V als Verbandmittel in der gesetzlichen Krankenversicherung verordnungsfähig und fallen ins Arzneimittelbudget.

Was ist dabei zu beachten?

Verordnungsfähig sind moderne Wundversorgungsprodukte in der Regel im Rahmen von Einzelverordnungen pro Patient.

Je nach KV-Gebiet sind sie aber auch als Sprechstundenbedarf einsetzbar.

Dabei ist zu beachten, dass Sprechstundenbedarf nur der Sofort- und Notfallversorgung dient und für mehr als einen Patienten verwendet wird.

Nahezu jede Sprechstundenbedarf-Vereinbarung verfügt über eine sogenannte Anlage 1. Dort sind alle Produktgruppen aufgeführt, die als Sprechstundenbedarf verordnungsfähig sind.

Bei Unklarheiten bezüglich der jeweiligen Regelung für Ihre Region wenden Sie sich bitte an Ihre KV.



Keine Wunde gleicht der anderen, aber jede Wunde braucht optimale Bedingungen, um heilen zu können.



Hydroaktive Wundversorgung: Wundbettvorbereitung und Exsudatmanagement

Die Versorgung einer schlecht heilenden Wunde ist eine komplexe Herausforderung. Einerseits gilt es, Barrieren im Wundbett zu reduzieren, die die Wundheilung erschweren – andererseits müssen unterschiedliche Exsudatmengen beherrscht werden.

Effektives Débridement bei Nekrosen und Fibrinbelägen

Nekrosen beeinträchtigen die Wundheilung und behindern die Beurteilung von Größe und Tiefe der Wunde. Darum ist die effektive Auflösung von Nekrosen ein wichtiger Bestandteil der Wundbettvorbereitung. Das autolytische Débridement reinigt die Wunde gewebeschonend von Nekrosen und Fibrinbelägen.

Keimreduktion: Unentbehrlich bei infizierten, kolonisierten Wunden

Kritische Kolonisation und Wundinfektion stellen eine ernst zu nehmende Barriere für den Heilungsprozess dar. Antimikrobielle Wundauflagen verringern die Keimzahl in der Wunde. Vorzugsweise sollte auf Substanzen verzichtet werden, die die Wundheilung beeinträchtigen oder die Entwicklung bakterieller Resistenzen fördern.



Individuelles Exsudatmanagement für jede Wunde

Exsudierende Wunden erfordern ein professionelles Exsudatmanagement. Hydroaktive Wundauflagen fördern den natürlichen Wundheilungsprozess durch Aufrechterhaltung eines idealen feuchten Wundmilieus. Atraumatische Schaumverbände schützen die empfindliche Haut und das neu gebildete Epithel.

Die richtige Fixierung für jede Wunde – Zuverlässig und hautschonend zugleich

Gerade bei schlecht heilenden Wunden gilt es, Wundauflagen exakt und sicher auf der Wunde zu fixieren. Gleichzeitig muss die Wundumgebungshaut geschont und der Entwicklung von Hautirritationen vorgebeugt werden.

SmithNephew

 Auf den nächsten Seiten finden Sie mehr Produkte zu diesem Thema!



Keimreduzierende Wundauflagen

1 Cutimed® Sorbact®

Infektionsmanagement mit rein physikalischem Wirkprinzip

- Entfernt Bakterien und Pilze, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen
- Indiziert für infizierte oder infektionsgefährdete Wunden unterschiedlicher Genese
- Sicher erstattungsfähig in der Verordnung durch einzigartige DACC-Beschichtung

Kompressen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 x 6 cm	42 Stück	118239	233,93
7 x 9 cm	42 Stück	118225	585,07

Tamponade

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 x 50 cm	12 Stück	124380	253,00
2 x 50 cm	24 Stück	117987	421,67
5 x 200 cm	12 Stück	118721	588,24

2 Cutimed® Sorbact® Gel

- Mit Hydrogel imprägnierte Komresse aus Acetatfasern mit bakterienbindender Beschichtung
- Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe
- Sorbact-Technologie bindet Keime rein physikalisch

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	118236	210,23
7,5 x 15,0 cm	12 Stück	118127	280,78
15,0 x 20,0 cm	6 Stück	124379	341,01

Superabsorber

3 Cutimed® Sorbion®

- Superabsorber mit hoher Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung (auch unter Kompression)
- Breitflächiger Wundkontakt, gut verträglich
- Vermeidet Klumpenbildung im Verband
- Hülle mit Expansionsrand für hohe Reißfestigkeit

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet Extra			
5,0 x 5,0 cm	5 Stück	119636	27,46
7,5 x 7,5 cm	5 Stück	119637	33,44
10,0 x 10,0 cm	5 Stück	119638	34,56
20,0 x 10,0 cm	5 Stück	119639	67,47
20,0 x 20,0 cm	5 Stück	119640	136,96
20,0 x 30,0 cm	5 Stück	126294	206,52

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion Border			
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	129302	98,04
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	129304	176,07
20,0 x 20,0 cm	12 Stück	129305	314,83
10,0 x 23,0 cm	12 Stück	129306	218,90

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Sorbion® Sachet S			
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	119623	58,13
7,5 x 7,5 cm	24 Stück	119624	114,85
12,0 x 5,0 cm	12 Stück	119625	68,42
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	119626	57,88
20,0 x 10,0 cm	12 Stück	119627	115,77
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	119628	138,65
15,0 x 15,0 cm	24 Stück	119629	272,62
20,0 x 20,0 cm	12 Stück	119630	241,06
20,0 x 20,0 cm	24 Stück	119631	474,16
20,0 x 30,0 cm	12 Stück	126292	363,40
20,0 x 30,0 cm	24 Stück	126293	714,20
Cutimed® Sorbion® Sachet XL			
45,0 x 25,0 cm	6 Stück	119632	336,11
45,0 x 25,0 cm	12 Stück	119633	665,50
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star			
Ø 8 cm	10 Stück	119634	133,68
Ø 14 cm	10 Stück	119635	196,98
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage			
10,0 x 10,0 cm	25 Stück	119641	206,68

Silikonschaumverbände

4 Cutimed® Siltec®

- Hochabsorbierender Silikonschaumverband, für alle Wundphasen geeignet
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement
- Sanft haftend, auch für empfindliche Haut geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Siltec® – 5 mm dick			
5 x 6 cm	12 Stück	118301	104,86
10 x 10 cm	12 Stück	118302	125,72
15 x 15 cm	12 Stück	118304	364,21
10 x 20 cm	12 Stück	118303	311,89
20 x 20 cm	6 Stück	118305	312,73

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Siltec® L – 3 mm dünn			
5 x 6 cm	12 Stück	118310	72,64
10 x 10 cm	12 Stück	118311	133,98
15 x 15 cm	12 Stück	118312	357,77

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Cutimed® Siltec® B – mit Hafttrand			
7,5 x 7,5 cm	12 Stück	118313	119,52
10,0 x 10,0 cm	12 Stück	118323	123,93
10,0 x 22,5 cm	12 Stück	118314	316,15
12,5 x 12,5 cm	12 Stück	118315	183,28
15,0 x 15,0 cm	12 Stück	118316	342,72
17,5 x 17,5 cm	6 Stück	118317	233,62
22,5 x 22,5 cm	6 Stück	118318	375,54

5 Cutimed® Siltec® Heel

- Anatomisch geformte Wundauflage mit extra-dickem Polyurethanschaum
- Für schwache bis starke Exsudatmengen
- Mit 2 zusätzlichen Fixierstreifen für leichte Applikation

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
16 x 24 cm (Plus Heel)	5 Stück	159867	171,95
16 x 24 cm (Heel 3D)	6 Stück	118319	242,92

6 Cutimed® Gelling Fiber

- Feucht haltender, gelbildender Faserverband
- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement mit hoher Retentionsleistung – auch unter Kompression
- Schließt Exsudat und Bakterien ein
- Passt sich gut dem Wundbett an durch minimales Schrumpfen
- Lässt sich ohne Rückstände in einem Stück entfernen
- Fördert die Wundheilung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 5 cm	10 Stück	127486	42,84
10 x 10 cm	10 Stück	127489	155,30
15 x 15 cm	5 Stück	127490	159,96
2 x 45 cm	5 Stück	127491	116,38

Hydropolymerverband

7 Cutimed® HydroControl

Zur Behandlung von trockenen und wenig bis mäßig exsudierenden chronischen und sekundär heilenden Wunden.

Feuchtigkeitsregulierender, absorbierender Wundverband mit 4-fach Strategie

- Stimulation der Wunde und Unterstützung des autolytischen Debridements
- Exzellentes Exsudatmanagement
- Perfekte Feuchtigkeitsbalance
- Dünn, selbsthaftend und zuschneidbar

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 x 4,5 cm	10 Stück	119619	61,66
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	119620	92,89
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	119621	161,71
15,0 x 15,0 cm	5 Stück	119622	216,74





1 Grassolind®

- Wirkstofffreie Salbenkompressen
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	OP 10 Stück	153838	11,59
7,5 × 10 cm	OP 10 Stück	184326	13,86
10 × 10 cm	OP 10 Stück	113779	16,00
5 × 5 cm	AP 50 Stück	153839	52,48
7,5 × 10 cm	AP 50 Stück	113650	59,69
10 × 20 cm	AP 30 Stück	153840	72,31

2 Atrauman®

- Wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem Polyesterüll
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	OP 10 Stück	117181	20,96
7,5 × 10 cm	OP 10 Stück	113529	30,50
5 × 5 cm	AP 50 Stück	153835	88,84
7,5 × 10 cm	AP 50 Stück	154052	119,11
10 × 20 cm	AP 30 Stück	117175	170,24

3 Atrauman® Ag

- Silberhaltige Salbenkompressen mit antibakteriellen Eigenschaften
- Steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	AP 10 Stück	156289	67,51
10 × 10 cm	AP 10 Stück	156291	108,55
10 × 20 cm	AP 10 Stück	156293	339,81

4 HydroClean®

Reinigen und aktivieren.

- Aktive Wundreinigung durch Saug-Spül-Mechanismus, wirksames autolytisches Débridement
- Bis zu 3 Tage effektive Wirkung
- Keine Kontraindikationen und somit für alle Wunden einsetzbar
- Wasserdichte Deckfolie
- Mit hohem Gehalt an Ringerlösung
- Nicht verklebende Silikon-Wundkontaktschicht
- Absorbiert und bindet Nekrosen, Fibrin, Exsudat und Bakterien sicher im Wundkissen
- Einzeln steril verpackt

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ø 4,0 cm	119642	119,33
Ø 5,5 cm	119643	121,71
4,0 × 8,0 cm	122413	133,87
7,5 × 7,5 cm	113780	164,55
10 × 10 cm	119645	181,51
cavity		
Ø 4,0 cm	119646	116,27
7,5 × 7,5 cm	119647	156,79

5 HydroTac®

Schützen und fördern.

- Schneller epithelialer Wundverschluss durch AquaClear Technologie
- Gel auf der Wundseite gibt je nach Bedarf Feuchtigkeit an die Wunde ab
- Erhöhte Wachstumsfaktorenaktivität für schnelle Epithelisierung
- Verweildauer mehrere Tage für ausreichende Wundruhe
- Hoher Tragekomfort durch weichen Schaumkörper

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ø 6 cm	10 Stück	112946	86,57
10 × 10 cm	10 Stück	112948	109,74
10 × 20 cm	10 Stück	122188	218,18

6 HydroTac® comfort

Mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie

- Steril einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	112950	89,36
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	112952	155,43
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	122411	290,40
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	122412	412,61

7 Hydrocoll®

Saugende Hydrokolloid-Verbände zur feuchten Wundbehandlung; selbsthaftend, steril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	OP 10 Stück	153848	62,49
7,5 × 7,5 cm	OP 10 Stück	153849	95,93
10 × 10 cm	OP 10 Stück	188153	101,16
15 × 15 cm	OP 5 Stück	153850	122,45
20 × 20 cm	OP 5 Stück	153851	203,51

8 Hydrosorb® Gel

- Zur feuchten Wundbehandlung bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit geringer Exsudation
- Sichere Dosierung durch die Spritzmechanik
- Schmerzbarer Verbandwechsel
- Mit allen Wundauflagen kombinierbar
- Steril in Spritzen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
8 g	5 Stück	158472	56,80
15 g	10 Stück	157955	139,94

9 HydroTac® transparent comfort

Sterile Wundauflage mit einem hautfreundlichen umlaufenden Kleberand auf Polyacrylbasis. Zur Fixierung dieses Verbands sind keine weiteren Materialien erforderlich

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,5 × 10,0 cm	10 Stück	125752	72,26
8,0 × 8,0 cm	10 Stück	125749	115,02
10,0 × 20,0 cm	10 Stück	125751	174,69
12,5 × 12,5 cm	10 Stück	125750	149,08



1



2



3



4



7




5



6



9



8



SmithNephew

Schaumverbände ohne Silber



1 ALLEVYN™ Life



Der anpassungsfähige Allrounder: vielseitiger und zuverlässiger Silikon-schaumverband mit Haftrand für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Geeignet für ebene und schwierige Körperstellen durch einzigartiges Kleeblattdesign
- Sanfte Haftung und schmerzbarer Verbandswechsel dank Silikon-Gel-Beschichtung
- Besonders zuverlässige Haftung durch XL-Haftrand
- Mehrschichtiger Aufbau dämpft Druck- und Stoßwirkungen von außen ab, damit der Patient sich gut geschützt fühlt
- Mit EXUMASK und EXULOCK Technologie
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Duschfest

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundaufgabe	Best.-Nr.	€
10,3 × 10,3 cm	5,1 × 5,1 cm	115386	133,36
12,9 × 12,9 cm	7,6 × 7,6 cm	115387	168,25
15,4 × 15,4 cm	10,2 × 10,2 cm	115388	259,83
21,0 × 21,0 cm	15,4 × 15,4 cm	115389	452,28

2 ALLEVYN™ Life Heel



Spezialform für den Fersenbereich

- Maße: 25,0 × 25,2 cm (Wundaufgabe 20 × 20,2 cm)

Packung mit 5 Stück

Best.-Nr. 117719 € 233,03



3 ALLEVYN™ Life Sacrum



Spezialform für den Sakralbereich

Packung mit 10 Stück

Wundverband	Wundaufgabe	Best.-Nr.	€
small 17,2 × 17,5 cm	12,4 × 8,5 cm	117717	527,57
large 21,6 × 23,0 cm	17,0 × 12,3 cm	117718	610,35



4 ALLEVYN™ GENTLE

Der Anschließbare, sanft haftende Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Die sanfte Haftung erleichtert die Sekundärfixierung – steril.

- Ohne Haftrand
- Sekundärfixierung notwendig
- Mit Silikon-Wundkontaktschicht
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Weich und anschließbar, zuschneidbar
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tage
- Für empfindliche und intakte Umgebungshaut geeignet



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159890	54,12
10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159892	72,76
10,0 × 20,0 cm	5 Stück	159893	137,09
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159894	154,10
20,0 × 20,0 cm	5 Stück	159895	266,36

5 ALLEVYN™ Gentle Border



Sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Sanfter Halt und schmerzbarer Verbandswechsel dank Silikonbeschichtung
- Duschfest, weich und dehnbar
- Hält ohne Sekundärfixierung



Wundverband	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	5 Stück	159896	64,78
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	5 Stück	159897	74,75
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	5 Stück	159898	126,24
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	5 Stück	159899	219,32
10,0 × 20,0 cm	7,2 × 17,2 cm	5 Stück	112927	172,30
10,0 × 30,0 cm	6,5 × 26,5 cm	10 Stück	122570	421,36

6 ALLEVYN™ Gentle Border Lite



Dünnere, sanft haftender Silikon-Schaumverband für die Versorgung von Wunden mit leichter bis mäßiger Exsudation – steril

- Anschmiegsam und flexibel dank 2 mm dünnem Schaum
- Mit Haftrand
- Hält ohne Sekundärfixierung
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt



Wundverband	Wundaufgabe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	3,0 × 3,0 cm	10 Stück	114041	37,59
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	10 Stück	114042	88,95
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	10 Stück	114043	127,02
5,5 × 12,0 cm	3,0 × 9,5 cm	10 Stück	114044	98,82
8,0 × 15,0 cm	5,5 × 12,5 cm	10 Stück	114045	145,26
15,0 × 15,0 cm	12,5 × 12,5 cm	10 Stück	114046	246,49

7 DURAMAX™ S

Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht und einer atmungsaktiven, wasserundurchlässigen Deckschicht zur Behandlung von sehr stark exsudierenden Wunden – steril

- Hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität
- Vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett
- Schließt Exsudat im superabsorbierenden Kern ein – auch unter Kompression
- Kann helfen, die Wundumgebungshaut vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	129307	102,83
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	129308	331,67
20,0 × 20,0 cm	10 Stück	129309	408,69
20,0 × 25,0 cm	10 Stück	129310	549,85
20,0 × 40,0 cm	10 Stück	129311	845,22

8 ALGISITE™ M

Kalziumalginat-Wundaufgabe für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Durch die Exsudataufnahme wird ALGISITE M zu einem weichen, strukturstabilen Gel
- Wirkt blutstillend
- Hohe Faserstabilität durch spezielle Verbundtechnik – erleichtert das Entfernen in einem Stück
- Anpassungsfähig an alle Wundkonturen, zuschneidbar
- Granulationsfördernd durch Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus
- Verbandliegezeit bis zu 7 Tagen



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	151837	36,24
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	151838	90,60
15,0 × 20,0 cm	10 Stück	151839	215,99
2,0 × 30,0 cm	5 Stück	151037	102,00



1 ALLEVYN™ Schaumverband nicht haftend



Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Zuschneidbar
- Reduziert Trauma und Schmerzen beim Verbandwechsel
- Verbandszeit bis zu 7 Tage
- Fixierung notwendig, z. B. mit OPSITE™ FLEXIFIX



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 × 5,5 cm	12 Stück	114903	126,70
9,0 × 11,0 cm	12 Stück	115395	182,69
9,0 × 21,0 cm	12 Stück	115396	333,99
14,0 × 16,0 cm	12 Stück	115358	376,24
19,0 × 21,0 cm	12 Stück	115397	623,65

2 ALLEVYN™ Schaumverband

Ferse nicht haftend



Spezialform für den Fersenbereich

- Maße: 10,5 × 13,5 cm

Packung mit 7 Stück

Best.-Nr. 115398

€ 326,22



3 ALLEVYN™ Schaumverband haftend



Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Mit Hafttrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Duschfest



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7 × 8 cm	5 × 5 cm	12 Stück	115390	138,26
12 × 13 cm	10 × 10 cm	12 Stück	115391	248,65
13 × 22 cm	10 × 20 cm	12 Stück	115392	425,77
17 × 18 cm	15 × 15 cm	12 Stück	115393	443,66
22 × 23 cm	20 × 20 cm	12 Stück	115394	774,87

4 ALLEVYN™ Sacrum



Spezialform für den Sakralbereich -steril

- Ideal zur Dekubitusversorgung



Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
17 × 17 cm	13,5 × 13,2 cm	10 Stück	152434	499,66
22 × 22 cm	18,0 × 18,0 cm	10 Stück	151035	586,54

Gelierender Wundfüller

5 DURAFIBER



- Schnell und hochabsorbierender, gelbildender Faserverband
- Einfach in einem Stück entfernbar
- Steril



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	10 Stück	119679	62,23
10 × 10 cm	10 Stück	119680	223,60
15 × 15 cm	5 Stück	119681	223,70
4 × 10 cm	5 Stück	119682	42,24
4 × 20 cm	5 Stück	119683	82,00
10 × 12 cm	10 Stück	119684	211,79

Verbände mit Silber für infizierte Wunden

6 ALLEVYN™ Ag Gentle Border



Sanft haftender Silikon-Schaumverband mit Silber für die Versorgung von Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Kontinuierliche, effektive antimikrobielle Wirkung bis zu 7 Tage gegen ein breites Spektrum an Erregern
- Vollflächige Silikonbeschichtung für sanften Halt
- Verbandszeit bis zu 7 Tagen



Wundverband	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 × 7,5 cm	5,0 × 5,0 cm	10 Stück	119690	180,94
10,0 × 10,0 cm	7,5 × 7,5 cm	10 Stück	119691	263,24
12,5 × 12,5 cm	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	119692	339,96
17,5 × 17,5 cm	15,0 × 15,0 cm	10 Stück	119693	627,32

7 ACTICOAT™ FLEX 3

Antimikrobielle Wundauflage mit Silber zur Versorgung infizierter oder infektionsgefährdeter akuter und chronischer Wunden

- Bakterizide, langanhaltende Wirkung schon nach 30 Minuten
- Breites Wirkspektrum auch gegen antibiotikaresistente Bakterien inklusive MRSA, VRE
- Schnelle Wirkungsentfaltung durch hochdosiertes Silber
- Als Tamponade geeignet



Wundverband	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 × 5 cm	5 Stück	121392	80,13
4 × 15 cm	5 Stück	121393	152,06
10 × 10 cm	5 Stück	121394	192,09
10 × 10 cm	12 Stück	121395	460,90
10 × 20 cm	12 Stück	121396	763,82

8 ALLEVYN™ Silber



Nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Hohe Absorptionsfähigkeit
- Bis zu 7 Tage effektive Wirkung gegen ein breites Spektrum von Bakterien, inkl. MRSA (in Vitro)
- Anschmiegsam und zuschneidbar



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,5 × 5,5 cm	12 Stück	121388	172,95
9,0 × 11 cm	12 Stück	121389	282,68
14 × 16 cm	12 Stück	121390	610,56
19 × 21 cm	12 Stück	121391	906,54

9 ALLEVYN™ Silber Schaumverband haftend



Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silber für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation – steril

- Mit Hafttrand
- Keine Sekundärfixierung notwendig
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber für hohe Haftkraft
- Bakterien- und wasserdichter, atmungsaktiver Topfilm
- Bis zu 7 Tage wirksam gegen ein breites Spektrum von Erregern, inkl. MRSA (in Vitro)



Packung mit 12 Stück

Wundverband	Wundauflage	Best.-Nr.	€
7,0 × 8,0 cm	5,0 × 5,0 cm	116541	198,22
9,5 × 11,0 cm	7,5 × 7,5 cm	115409	298,34
12,0 × 13,0 cm	10,0 × 10,0 cm	123081	403,94
17,0 × 18,0 cm	15,0 × 15,0 cm	123082	738,00



Hautschutz



3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

- Hochleistungsfähiger Hautschutz zum Bedecken und für Schutz und Therapie intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
0,7 ml Applikator	4 x 4 Stück	127698	165,12
0,7 ml Applikator	20 Stück	126435	206,40
2,7 ml Applikator	4 Stück	124920	68,32
2,7 ml Applikator	20 Stück	124919	341,60

3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Schutz und Therapie intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
1 ml Applikator	5 Stück	126437	12,60
1 ml Applikator	25 Stück	126436	61,00
3 ml Applikator	25 Stück	126438	66,75
28 ml Sprühflasche	1 Stück	126439	22,14
28 ml Sprühflasche	12 Stück	126440	261,48

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

- Schutz und Pflege intakter und geschädigter Haut

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
2 g Beutel	20 Stück	126443	29,20
28 g Tube	12 Stück	126441	132,12
92 g Tube	12 Stück	126442	286,92

Wundreinigung

3M™ Kerrasol™

- Zur effektiven Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml Spray	1 Stück	126444	7,79
250 ml Wundspüllösung	1 Stück	126447	12,62
1 Liter Wundspüllösung	6 Stück	126445	150,24

Antimikrobielle Wundauflagen

3M™ Silvercel™ Non-Adherent

- Silberhaltige antimikrobielle Hydroalginat-Wundauflagen mit EasyLIFT Präzisionsfilmentechnologie

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 cm x 5,0 cm	10 Stück	126460	44,50
10,0 cm x 20,0 cm	5 Stück	126457	144,70
11,0 cm x 11,0 cm	10 Stück	126459	142,50
2,5 cm x 30,5 cm	5 Stück	126461	105,75

3M™ Actisorb™ Silver 220

- Aktivkohlewundaufgabe mit Silber

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,6 cm x 6,5 cm	10 Stück	126464	84,00
10,5 cm x 10,5 cm	10 Stück	126462	110,50
19,0 cm x 10,5 cm	10 Stück	126463	251,10

3M™ Actisorb™ Silberfrei

- Aktivkohlewundaufgabe

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,6 cm x 6,5 cm	10 Stück	126468	72,70
10,5 cm x 10,5 cm	10 Stück	126467	93,50
19,0 cm x 10,5 cm	10 Stück	126466	190,40

3M™ Promogran Prisma™

- Protease-modulierende Matrix aus Kollagen/ORC/Silber

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	10 Stück	126470	170,60
123 cm²	10 Stück	126469	430,70

3M™ Promogran steril

- Protease-modulierende Matrix aus Kollagen/ORC

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
28 cm²	5 Stück	126480	82,80
28 cm²	10 Stück	126481	144,80
123 cm²	5 Stück	126478	210,45
123 cm²	10 Stück	126479	382,10

Wunddistanzgitter

3M™ Adaptic™ Touch

- Nichthaftende Silikonwundkontaktschicht

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,6 x 5 cm	10 Stück	126485	167,60
7,6 x 11 cm	10 Stück	126484	35,60
12,7 x 15 cm	10 Stück	126486	166,95
20,0 x 32 cm	5 Stück	126482	52,20

Exsudatmanagement

Zur Befeuchtung der Wunde

3M™ Kerralite Cool™

- Feuchtigkeitsausgleichende Hydrogelwundaufgabe mit pro-ionic Technologie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	5 Stück	126503	49,95
12,0 x 8,5 cm	5 Stück	126500	82,30
18,0 x 12,5 cm	5 Stück	126502	119,80

3M™ Kerralite Cool™ Border

- Feuchtigkeitsausgleichende Hydrogelwundaufgabe mit pro-ionic Technologie

Packung mit 5 Stück

Größe	Wundaufgabe	Best.-Nr.	€
8 x 8 cm	5,2 x 5,2 cm	126506	63,80
11 x 11 cm	7,3 x 7,3 cm	126504	79,15
15 x 15 cm	11,4 x 11,7 cm	126505	118,40

3M™ Kerrasol™ Wundgel

- Wundspray zur effektiven Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
20 g Tube	1 Stück	126507	16,39



3M™ Kerrasol™ Wundsprügel

- Wundsprügel zur antimikrobiellen Befeuchtung

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
75 ml	1 Stück	126508	30,06



Für schwach exsudierende Wunden



3M™ Tegaderm™ Absorbent

- Transparenter, absorbierender Hydroaktivverband

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
9,5 × 7,6 cm	3,8 × 5,7 cm	10 Stück	126509	76,42
11,1 × 12,7 cm	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126511	131,02
14,9 × 15,2 cm	10,1 × 10,1 cm	10 Stück	126512	201,98
14,2 × 15,8 cm	8,5 × 10,7 cm	10 Stück	126513	201,98
20,0 × 20,3 cm	14,9 × 15,2 cm	10 Stück	126514	382,14

Für mäßig exsudierende Wunden



3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Border

- Silikon-Schaumverband Border, mit Haftrand

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm, quadratisch	10 Stück	126515	62,40
7,5 × 7,5 cm, quadratisch	10 Stück	126516	79,40
10,0 × 10,0 cm, quadratisch	10 Stück	126517	102,10
15,0 × 15,0 cm, quadratisch	10 Stück	126518	198,50
16,5 × 16,5 cm, Ferse / Ellbogen	5 Stück	126519	142,10
15,0 × 17,0 cm, sakral, klein	10 Stück	126520	314,60
18,5 × 22,0 cm, sakral, groß	5 Stück	126522	195,05

3M™ Tegaderm™ Silicone Foam Non-Bordered

- Silikon-Schaumverband, ohne Haftrand

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,8 cm, quadratisch	10 Stück	126523	107,00
15,0 × 15,0 cm, quadratisch	10 Stück	126524	219,70



3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

- Schaumverband mit Kleberand

Größe	Wundauflage	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,9 × 6,9 cm, Kleeblattform	2,5 × 2,5 cm	10 Stück	126532	84,90
7,0 × 7,6 cm, oval	3,1 × 3,8 cm	10 Stück	126531	84,90
8,8 × 8,8 cm, quadratisch	5,5 × 5,5 cm	10 Stück	126526	96,40
10,0 × 11,0 cm, oval	6,0 × 7,6 cm	10 Stück	126527	127,90
14,3 × 14,3 cm, quadratisch	10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126528	170,50
15,6 × 14,3 cm, oval	10,0 × 11,0 cm	5 Stück	126529	141,80
22,2 × 19,0 cm, oval	14,0 × 17,1 cm	5 Stück	127500	221,15
13,9 cm, rund	7,6 × 7,6 cm	5 Stück	126534	136,90

3M™ Tegaderm™ Foam

- Schaumverband nicht selbstklebend

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm, quadratisch	10 Stück	126535	71,00
10,0 × 10,0 cm, quadratisch	10 Stück	126536	100,40
10,0 × 20,0 cm, rechteckig	5 Stück	126537	95,55
20,0 × 20,0 cm, quadratisch	5 Stück	126538	180,15
8,8 × 8,8 cm, geschlitzt mit Loch	10 Stück	126539	103,70

3M™ Kerracel™

- Gel-bildende Wundauflage aus Fasermaterial

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126540	147,40
15,0 × 15,0 cm	5 Stück	126541	147,45
2,5 × 45,0 cm	5 Stück	126542	107,75
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126543	39,70

Für stark exsudierende Wunden

3M™ Kerramax Care™

- Superabsorbierende Wundauflage mit Exu-safe™ - Technologie

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 × 5,0 cm	10 Stück	126557	30,60
6,0 × 8,5 cm	10 Stück	126559	40,90
10,0 × 10,0 cm	10 Stück	126544	50,40
10,0 × 10,0 cm	50 Stück	126545	217,75
10,0 × 22,0 cm	10 Stück	126547	78,54
10,0 × 22,0 cm	50 Stück	126549	323,68
20,0 × 22,0 cm	10 Stück	126550	153,12
20,0 × 22,0 cm	30 Stück	126551	397,40
20,0 × 30,0 cm	10 Stück	126553	199,00
20,0 × 30,0 cm	30 Stück	126554	612,47
20,0 × 50,0 cm	10 Stück	126556	309,23



Schaumverband ohne Haftrand



Mepilex® XT

- Für leicht bis mäßig exsudierende, akute und chronische Wunden in allen Heilungsstadien z. B. Bein-, Fuß- und Druckgeschwüre
- Absorbiert alle Arten von Exsudat (dünnflüssig-hochviskos)
- Minimiert Schmerzen und Hautschäden bei Verbandwechseln

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 5 cm	5 Stück	119299	46,00
10 x 10 cm	5 Stück	118740	65,73
10 x 20 cm	5 Stück	118741	120,00
15 x 15 cm	5 Stück	118742	138,00
20 x 20 cm	5 Stück	118743	230,50
20 x 50 cm	2 Stück	119773	239,40

Schaumverband mit Haftrand



Mepilex® Border Flex

- Abdeckender, absorbierender, äußerst flexibler Schaumverband zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden mit wenig bis starker Exsudation mit 360° Flex-Technologie
- Zur Behandlung von exsudierenden Wunden wie Dekubitalzera, diabetischen Fußzera, Bein- und Fußzera, traumatischen Wunden und anderen sekundär heilenden Wunden
- Extrem anpassungsfähig, auch an schwierigen Körperstellen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	122595	100,00
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	122596	126,00
10,0 x 20,0 cm	10 Stück	129343	215,00
10,0 x 30,0 cm	10 Stück	129344	327,00
12,5 x 12,5 cm	10 Stück	122597	212,00
15,0 x 15,0 cm	10 Stück	122598	239,00
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	122599	327,00
7,8 x 10,0 cm, oval	5 Stück	124082	62,00
13,0 x 16,0 cm, oval	5 Stück	124321	128,00
15,0 x 19,0 cm, oval	5 Stück	126800	167,50

Silikontüll / Wunddistanzgitter



Mepitel® One Spenderbox

- Transparenter Silikontüll, einseitig mit Safetac Technologie beschichtete, sterile Wundkontaktauflage
- Zur Behandlung traumatischer Wunden, wie Skin Tears, Abschürfungen, Riss- und Schnittwunden, Operationswunden, oberflächlicher Verbrennungen (bis Grad 2), Spalt- und Vollhauttransplantate, chronischer Wunden, wie Fuß- und Beinulcerationen und zum Hautschutz
- Bis zu 14 Tagen Liegedauer

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6 x 7 cm	70 Stück	126716	245,00
9 x 10 cm	70 Stück	126717	350,00

Superabsorber



Mextra® Superabsorbent

- Abdeckender, superabsorbierender Verband für mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden
- Absorbiert Wundexsudat über die Wundkontaktschicht und hält es zuverlässig in seinem Kern fest

Packung mit 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
12,5 x 12,5 cm	117740	63,00
12,5 x 17,5 cm	117741	91,00
12,5 x 22,5 cm	117742	94,00
17,5 x 22,5 cm	117743	154,00
22,5 x 27,5 cm	117744	204,00
22,5 x 32,5 cm	117745	260,00
22,5 x 42,5 cm	122442	396,00

Fixierung



Tubifast™ 2-Way Stretch™

- Elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband
- Zur Sicherung und Abdeckung von Primärverbänden
- Fixiert zuverlässig ohne zusätzliche Hilfsmittel, engt dabei aber nicht ein und verursacht auch keine Kompression

Länge: 10 m

Packung mit 1 Rolle

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117733	24,10
grün	5,00 cm	116761	31,50
blau	7,50 cm	116762	35,50
gelb	10,75 cm	116754	60,70
violett	20,00 cm	117734	79,00

Länge: 1 m

Packung mit 12 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€
rot	3,50 cm	117735	45,60
grün	5,00 cm	117736	58,80
blau	7,50 cm	117737	63,60
gelb	10,75 cm	117738	98,40
violett	20,00 cm	117739	123,60

Mepilex® Border Flex Lite

- Abdeckender, selbsthaftender, dünner, flexibler Schaumverband
- Für nicht bis mäßig exsudierende Wunden
- 360° Flex-Technologie für eine gute und sichere Haftung und Anpassungsfähigkeit
- Exsudat-Kontroll-Punkte zur Beobachtung und Kontrolle der Exsudatausbreitung
- Optimales Gleichgewicht zwischen Exsudataufnahme und Feuchtigkeitsabdampfung

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,0 x 5,0 cm	10 Stück	126711	35,00
5,0 x 12,5 cm	5 Stück	126712	45,00
7,5 x 7,5 cm	5 Stück	126713	42,00
10,0 x 10,0 cm	5 Stück	126714	57,50
15,0 x 15,0 cm	5 Stück	126715	111,50



Wundreinigung

1 Prontosan® Wundspülung –
Der erste Schritt zur Wundheilung

Sterile, gebrauchsfertige Wundspülung

- Spülung, Reinigung und Feuchthalten von Wunden und Wundverbänden
- Für langfristigen Gebrauch
- Entfernt und verhindert die Neubildung von Biofilm



Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
40 ml Patronen	24 Stück	118628	80,87
350 ml Spritzflasche	1 Stück	156134	11,91
1000 ml Spritzflasche	1 Stück	112622	33,13

2 Prontosan® Wound Gel / Wound Gel X

Steriles Hydrogel zur Befeuchtung und Reinigung

- Reinigung, Dekontamination und Befeuchtung von Wunden
- Für langfristigen Gebrauch
- Entfernt Wundbeläge inkl. Biofilm und verhindert die Neubildung
- Reduzierung der Keimverschleppung und des Wundgeruchs
- In 2 Konsistenzen, als dünnflüssiges Gel oder mit hoher Viskosität (X)



Inhalt	Best.-Nr.	€
30-ml-Flasche	157176	17,46
Wound Gel X		
50-g-Tube	115862	26,90
250-g-Tube	118619	117,17

3 Askina® Sorb Wundauflage

- Flexible und formstabile Alginat-Wundauflage mit Carboxymethylcellulose
- Passt sich optimal den Konturen der Wunde an
- Hohe Absorptionskapazität und gutes Retentionsvermögen
- Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, Spalthautentnahmestellen, traumatische Wunden, Abschürfungen, Verbrennungen bis Grad 2, chirurgische Wunden



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
6,0 x 6,0 cm	10 Stück	158384	32,49
10,0 x 10,0 cm	3 Stück	158385	25,62
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	158386	85,39
15,0 x 15,0 cm	10 Stück	158388	144,79
Tamponade			
2,7 x 34,0 cm	3 Stück	158382	37,13

Schaumstoff-Wundauflagen

6 Askina® Foam

Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation

- Schnelle effektive Exsudataufnahme
- Für Wunden mit mäßig bis starker Exsudation
- Optimaler Tragekomfort



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5,0 x 5,0 cm	10 Stück	128914	34,50
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	128915	68,79
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	128916	124,08
12,5 x 12,5 cm	10 Stück	128917	174,21
15,0 x 15,0 cm	10 Stück	128918	230,32
10,0 x 20,0 cm	10 Stück	128919	227,48
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	128920	276,39
20,0 x 20,0 cm	10 Stück	128921	331,67

Silikon-Wundauflagen

4 Askina® DresSil

Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband

- Atmungsaktiver, hochabsorbierender und silikonbeschichteter Polyurethanschaum für ein sehr gutes Exsudatmanagement und atraumatische Verbandwechsel



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
5 x 7 cm	10 Stück	110625	81,73
10 x 10 cm	10 Stück	110632	108,35
15 x 15 cm	10 Stück	110628	220,69
10 x 20 cm	10 Stück	110630	200,16
20 x 20 cm	5 Stück	110631	184,76



a



b



c

5 Askina® DresSil Border

- Sterile Wundauflage aus hydrophilem Schaummaterial mit Silikon und umlaufendem Fixierband

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
a 6,0 x 6,0 cm mini	10 Stück	118620	63,94
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	112973	78,52
10,0 x 10,0 cm	10 Stück	112975	108,17
10,0 x 20,0 cm	10 Stück	119758	241,18
15,0 x 15,0 cm	10 Stück	112977	206,72
15,0 x 20,0 cm	10 Stück	112979	274,98
20,0 x 20,0 cm	5 Stück	112980	183,33
b 16,0 x 17,5 cm Sacrum	5 Stück	112981	124,83
c 22,0 x 21,6 cm Heel	5 Stück	118621	158,20

Schaumstoff-Wundauflagen

6 Askina® Foam


Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation

- Schnelle effektive Exsudataufnahme
- Für Wunden mit mäßig bis starker Exsudation
- Optimaler Tragekomfort



7 Askina® Heel

- Einzigartiger, anatomisch geformter Fersenverband aus saugfähigem Polyurethan-Schaum für gleichzeitigen Schutz des Innen- und Außenknöchels



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
225 cm ²	5 Stück	156561	167,76



Weitere Produkte von B. Braun zur Sanierung von Wunden auf Anfrage.



Ethicon – Erstklassiger Hautverschluss



Die Hautnadel, bei der jeder Einstich wie der erste ist!

Ob beim ersten oder zwanzigsten Stich:
Mit den MULTIPASS Hautnadeln haben Sie die absolute Kontrolle und nutzen alle Vorteile einer hochwertigen Präzisionsnadel

- Sichere Penetration und Nadelplatzierung
- Sanfter und verlässlicher Hautverschluss
- Konsistentere Nadelstiche bei minimalem Aufwand
- Verbunden mit dem Faden, dem Chirurgen vertrauen



Ethicon PLUS Nahtmaterial

Unser effektiver Beitrag für Ihr Hygienemanagement



- 1. Antiseptisch beschichtet**
Antiseptikum schützt den Faden vor bakterieller Besiedlung
- 2. Breites Einsatzgebiet**
Einsetzbar bei verschiedenen Operationen und Patientengruppen
- 3. Sicherheit für Patienten**
Zusätzlicher Schutz vor Infektionen für mehr Patientensicherheit

Das PLUS Prinzip



Um ein klassisches Nahtmaterial kann sich ein Biofilm bilden, der schädliche Bakterien vor der Körperabwehr schützt. Die so geschützten Bakterien können dann das Nahtmaterial nutzen, um tiefer in das Gewebe einzudringen. Die Idee hinter antibakteriellem Nahtmaterial ist die Bildung dieses Biofilms zu verhindern und so Infektionen vorzubeugen.



Nadelübersicht

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	Nadel	USP	metric	Länge (m)	Anzahl	Best.-Nr.	€
3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze								
 PS-3 16	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	4/0	1,5	0,70	12	123012	162,66
	Prolene blau monofil	PS3 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	127069	249,06
	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,75	36	123083	452,38
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123084	493,04
	PDS PLUS violett monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123085	518,47
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS3 MULTIP	5/0	1	0,45	36	123086	518,47
	Prolene blau monofil	PS3 MULTIP	6/0	0,7	0,75	36	123087	462,54
 PS-2 19	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	2/0	2,5	0,45	36	114751	437,14
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123090	480,32
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123091	449,84
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	3/0	2	0,45	36	123092	510,81
	Prolene blau monofil	PS2 PRIME	3/0	2	0,75	36	114208	393,94
	Vicryl rapide ungefärbt gefl.	PS2 PRIME	3/0	2	0,45	36	155141	398,99
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123094	482,88
	PDS PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	4/0	1,5	0,45	36	123095	513,37
	PDS PLUS violett monofil	PS2 PRIME	4/0	1,5	0,45	36	123097	462,54
	Prolene blau monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,45	36	155740	396,46
	Monocryl PLUS ungefärbt monofil	PS2 MULTIP	5/0	1	0,70	36	123098	493,04
1/2-Kreis flache Rundkörpennadeln								
 RB1 plus 17	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	3/0	2	0,70	36	119778	271,92
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	4/0	1,5	0,70	36	121476	274,48
	Vicryl PLUS violett gefl.	RB1 PLUS	5/0	1	0,70	36	123099	279,56
 SH1 plus 22	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	2/0	2,5	0,70	36	121855	269,39
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH1 PLUS	3/0	2	0,70	36	160659	271,92
 SH plus 26	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	2/0	2,5	0,70	36	160309	269,39
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,90	36	123100	277,02
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS	3/0	2	0,70	36	115727	271,92
	Vicryl PLUS violett gefl.	SH PLUS VB	4/0	1,5	0,75	36	123101	325,31



Wissenswertes zur Wundversorgung

Hautkleber



Dermabond Advanced

- Einmaliges präzises Auftragen
- Flexibel und stark
- Kosmetisch schön
- Hohe Patientenzufriedenheit

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€
Ampulle mit 0,7 ml	6 Ampullen	115606	270,09
	12 Ampullen	115607	540,73



Resorbierbar



Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10), mittelfristig reißfest, mittelfristig resorbierbar



Glykonat, kurzfristig reißfest, kurzfristig resorbierbar

Nicht resorbierbar



Polypropylen und Polyethylen



Polyamid 6



Polyester (PET), nicht resorbierbar

3/8-Kreis schneidende Nadeln

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DS 12	Monosyn® Quick	6/0	0,7	45	36	111919	353,00
	Monosyn® Quick	5/0	1,0	45	36	111920	353,00
	Novosyn®	6/0	0,7	45	36	111935	431,60
	Novosyn®	5/0	1,0	45	36	111936	431,60
	Optilene®	5/0	1,0	45	36	121280	200,90
	PremiCron®	4/0	1,5	45	36	159940	350,40
DS 16	Monosyn® Quick	5/0	1,0	45	36	111928	353,00
	Novosyn®	5/0	1,0	45	36	111937	300,80
	Novosyn®	4/0	1,5	45	36	111938	300,80
	Optilene®	5/0	1,0	45	36	121281	200,90
	Dafilon®	5/0	1,0	45	36	113208	142,10
	Dafilon®	4/0	1,5	45	36	126660	142,10
DS 19	Monosyn® Quick	3/0	2,0	45	36	111929	297,30
	Monosyn® Quick	4/0	1,5	70	36	111930	353,00
	Novosyn®	3/0	2,0	45	36	111939	300,80
	Novosyn®	4/0	1,5	70	36	111940	300,80
	Optilene®	4/0	1,5	75	36	121282	200,90
	Optilene®	3/0	2,0	75	36	121283	200,90
	PremiCron®	4/0	1,5	45	36	159941	320,40
	PremiCron®	3/0	2,0	45	36	159942	320,40
	Dafilon®	4/0	1,5	45	36	113214	142,10
DS 24	Monosyn® Quick	3/0	2,0	70	36	111931	353,00
	Monosyn® Quick	2/0	3,0	70	36	111932	353,00
	Novosyn®	4/0	1,5	70	36	111941	300,80
	Optilene®	3/0	2,0	75	36	121284	200,90
	PremiCron®	2/0	3,0	75	36	159943	320,40
DS 30	PremiCron®	1	4,0	75	36	159944	350,10
	Optilene®	2/0	3,0	75	36	121285	200,90



3/8-Kreis schneidende Nadeln mit Mikrogravur und Mikropräzisionsspitze*

Nadelbezeichnung	Nahtmaterial	USP	metric	Länge (cm)	Anzahl	Best.-Nr.	€
DGMP 11	Monosyn® Quick	6/0	0,7	45	36	121264	577,50
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121265	282,30
	Optilene®	6/0	0,7	45	36	121266	334,40
DGMP 13	Monosyn® Quick ungefärbt	5/0	1,0	45	36	121267	544,80
	Dafilon® blau	5/0	1,0	45	36	121268	282,30
	Optilene®	5/0	1,0	45	36	121269	342,60
DGMP 16	Monosyn® Quick ungefärbt	4/0	1,5	45	36	121270	544,80
	Dafilon® blau	4/0	1,5	45	36	121271	282,30
	Optilene®	4/0	1,5	45	36	121272	342,60
DGMP 19	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	70	36	121273	638,10
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121274	282,30
	Optilene®	4/0	1,5	75	36	121275	342,60
DGMP 24	Monosyn® Quick ungefärbt	3/0	2,0	45	36	121276	577,50
	Dafilon® blau	3/0	2,0	75	36	121277	282,30
	Optilene®	4/0	1,5	75	36	121278	342,60

DermaSlide® Premium Hautnadel

- Mit exklusiver Golfballtechnologie
- Verfügbar für: Monosyn® Quick, Monosyn®, Optilene®, Dafilon®
- Sauberer Durchgang
- Stabiler Halt im Nadelhalter
- Hervorragend für Intrakutanähte
- Weniger Kraftaufwand



* Auszug, weitere Nadel-Faden-Kombinationen auf Anfrage

Ballonkatheter

1 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED
Nach Tiemann, 1 Auge

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, mit vorgefüllter Spritze
(10 ml/10% Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155638	19,84
Ch. 14	155639	19,84
Ch. 16	155640	19,84
Ch. 18	155641	19,84
Ch. 20	155642	19,84
Ch. 22	155643	19,84
Ch. 24	155644	19,84

2 Ballonkatheter

BRILLANT COMFORT CARE aus SILKOMED
Zylindrisch, 2 Augen, volle Spitze

100 % Silikon, steril, ca. 41 cm, Füllvolumen Ballon 10 ml,
mit vorgefüllter Spritze (10 ml/10 % Glycerinlösung)

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	155631	16,79
Ch. 14	155632	16,79
Ch. 16	155633	16,79
Ch. 18	155634	16,79
Ch. 20	155635	16,79
Ch. 22	155636	16,79
Ch. 24	155637	16,79


3 Ballonkatheter

Ballonkatheter RUSCH-GOLD aus Silkolatex
Zylindrisch, 2 Augen, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück
Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175183	2,52
Ch. 14	175184	2,52
Ch. 16	175185	2,52
Ch. 18	175186	2,52
Ch. 20	175187	2,52
Ch. 22	175188	2,52
Ch. 24	175189	2,52

4 Ballonkatheter

Ballonkatheter RUSCH-GOLD aus Silkolatex
Nach Tiemann, 1 Auge, 5–15 ml

Zweiläufig, mit Trichter und Spezialventil, steril, 40 cm

Originalkarton: 10 Stück
Abgabereinheit: 1 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
Ch. 12	175190	7,99
Ch. 14	175191	7,99
Ch. 16	175192	7,99
Ch. 18	175193	7,99
Ch. 20	175194	7,99
Ch. 22	175195	7,99
Ch. 24	175196	7,99

5 SUPRAFLEX®-Wechselset

Steril, zur suprapubischen Harnblasendrainage,
Spiralmandrin aus Edelstahl, teflonbeschichtet, mit flexibler
Sicherheitsspitze und markierter rigider Spitze, ca. 100 cm
lang. Ballonkatheter aus SILKOMED® (100% Silikon),
Normkatheterstopfen, Fixierpflaster

Abgabereinheit: 5 Stück

Größe	Best.-Nr.	Stk. €
Ch. 12	186142	40,94
Ch. 14	186143	43,28
Ch. 16	186144	43,64


6 Standard-Katheter-Set Typ DK CE 0124

Steril, Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich

Abgabereinheit: 50 Stück

Best.-Nr. 151828

Stück € 7,40


octenisept® Wund-Desinfektion

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph. Eur.) 2,0 g, Sonstige Bestandteile: 2-(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Wund-Desinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept® Wund-Desinfektion im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com)





Infusionslösungen

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	128139	18,34



Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% B. Braun Infusionslösung
Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 9,0 g; Elektrolyte: Natrium 154 mmol/l, Chlorid 154 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Hypotone Dehydratation oder isotone Dehydratation; Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente; Extern zur Wundbehandlung und zur Befeuchtung von Tüchern und Verbänden. **Gegenanzeigen:** Isotone Kochsalz-Lösung 0,9 % Braun darf nicht angewendet werden bei Hyperhydratation; schwerer Hyponatriämie; schwerer Hyperchlorämie. **Nebenwirkung:** Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine bekannt. Stand der Informationen: Februar 2016, Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.

Ringer-Infusionslösung B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113898	31,33



Ringer-Infusionslösung B. Braun
Zusammensetzung: 1000 ml Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 8,60 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,33 g, Elektrolyte: Natrium 147 mmol/l, Kalium 4,0 mmol/l, Calcium 2,2 mmol/l, Chlorid 156 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution bei hypochlorämischer Alkalose; Chloridverluste; Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz; Isotone Dehydratation; Hypotone Dehydratation; Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. **Gegenanzeigen:** Ringer-Infusionslösung B. Braun darf nicht angewendet werden bei: Hyperhydratationszuständen. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Bei der Anwendung kann es zu Hyperchlorämie kommen. Durch die Art der Anwendung verursachte Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen und Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen, Extravasation. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: 07.2014, Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	113914	44,68



Ringer-Lactat nach Hartmann B. Braun, Infusionslösung
Zusammensetzung: 1000 ml Lösung enthalten: Natriumchlorid 6,00 g, Natriumlactat-Lösung (50 % w/w) 6,24 g (entspricht Natriumlactat, 3,12 g), Kaliumchlorid, 0,40 g, Calciumchloriddihydrat 0,27 g. Elektrolytkonzentrationen: Natrium 131 mmol/l, Kalium 5,4 mmol/l, Calcium 1,8 mmol/l, Chlorid 112 mmol/l, Lactat 28 mmol/l. **Anwendungsgebiete:** Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei ausgeglichener Säuren-Basen-Haushalt sowie bei leichter Azidose, Isotone und hypotone Dehydratation, Kurzfristiger intravasaler Volumenersatz, Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Arzneimittel. **Gegenanzeigen:** Einschränkung der Lactatverwertung bei Hyperlaktatämie, Hyperhydratation. Diese Lösung ist nicht zur Behandlung einer schweren metabolischen Azidose angezeigt. **Nebenwirkungen:** Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: Nicht bekannt; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie; Erkrankungen des Nervensystems: Nicht bekannt; Hyponatriämische Enzephalopathie; Im Krankenhaus erworbene Hyponatriämie kann aufgrund der Entwicklung einer akuten hyponatriämischen Enzephalopathie zu irreversiblen Hirnschädigungen und zum Tod führen. Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen: Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen. Stand der Informationen: Januar 2018 Pharmazeutischer Unternehmer B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen.

Sterofundin® ISO

Balancierte Vollelektrolytlösung

Inhalt	Verpackung	Best.-Nr.	€
10 x 500 ml	Ecoflac® plus	117891	40,62



Sterofundin ISO Infusionslösung
Zusammensetzung: 1000 ml Sterofundin ISO Infusionslösung enthalten: Natriumchlorid 6,80 g, Kaliumchlorid 0,30 g, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,20 g, Calciumchlorid-Dihydrat 0,37 g, Natriumacetat-Trihydrat 3,27 g, Äpfelsäure (DAB) 0,67 g, Elektrolytkonzentrationen: Na+ 145,0 mmol/l, K+ 4,0 mmol/l, Mg2+ 1,0 mmol/l, Ca2+ 2,5 mmol/l, Cl- 127,0 mmol/l, Acetat- 24,0 mmol/l, Malat2- 5,0 mmol/l. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 1000 ml Sterofundin ISO enthalten 0,2 g Natriumhydroxid (0,115 g Natrium). **Anwendungsgebiete:** Substitution extrazellulärer Flüssigkeit bei isotoner Dehydratation und bei bestehender oder drohender Azidose. **Gegenanzeigen:** Sterofundin ISO darf nicht angewendet werden bei: Hypervolämie; Schwerer Stauungs-Herzinsuffizienz; Schwerer Niereninsuffizienz mit Oligo oder Anurie; Schwere generalisierten Ödemen; Hyperkaliämie; Hypercalciämie; Metabolischer Alkalose. **Nebenwirkung:** Nebenwirkungen können als Symptome von Überdosierung auftreten. Über gelegentlich auftretenden Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Urtikaria wurde im Zusammenhang mit der intravenösen Gabe von Magnesiumsalzen berichtet. Über seltene Fälle von paralytischem Ileus wurde nach intravenöser Gabe von Magnesiumsulfat berichtet, obwohl oral eingenommene Magnesiumsalze die Darmperistaltik anregen. Unerwünschte Wirkungen wie Fieberreaktionen, Infektionen an der Injektionsstelle, lokale Schmerzen oder Reaktionen, Venenreizung, von der Injektionsstelle ausgehende venöse Thrombosen oder Entzündungen können durch die Art der Anwendung verursacht werden. Unerwünschte Wirkungen können auch durch der Lösung zugesetzte Arzneimittel ausgelöst werden. Deren Wahrscheinlichkeit hängt von der Art des zugesetzten Arzneimittels ab. Stand der Informationen: Dezember 2014, Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34209 Melsungen.



Ecoflac® plus mit Twincap

Ecoflac® plus mit Twincap

- Mit zwei keimfreien und wiederabdichtenden Ports
- DEHP-/PVC- und Latexfrei





Ein Beutel – Zwei Alternativen

Der Ecobag® Click-Beutel
ist universell einsetzbar

Ecobag® Click
Click-Anschluss

Ecoclick®
Überleitsystem

herkömmlicher
Spike-Anschluss

Ecospike®
Überleitsystem



Überleitsysteme Ecoclick® mit Click-Konnektor

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Anzahl	Best.-Nr.	Stk. €
1 Nr. 1, 1-läufig für intra- und postoperative Blasenspülung	1 Stück	151879	4,40
2 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	1 Stück	153244	4,40

Überleitsysteme Ecospike® mit Einstechdorn

Abgabereinheit: 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	Stk. €
3 Nr. 1, 1-läufig für intra- und postoperative Blasenspülung	155474	4,40
4 Nr. 2, TUR-Zwillingsgerät für intra- und postoperative Blasenspülung	155434	6,14
5 Arthros Nr. 1, 1-läufig für Arthroskopie	113877	4,40
6 Arthros Nr. 2, 1-läufig für Arthroskopie mit Luer-Lock Ansatz	155471	3,48

Intra- & postoperative Spüllösungen



NaCl 0,9 % B. Braun

• Endotoxinfrei und steril

Ecobag® Click	Best.-Nr.	€
4 × 3000 ml	172540	32,44
2 × 5000 ml	121204	26,64



Ringer B. Braun

• Endotoxinfrei und steril
1000 ml Lösung enthalten:
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Calciumchlorid 2H₂O

8,60 g
0,30 g
0,33 g

Ecobag® Click	Best.-Nr.	€
4 × 3000 ml	111040	44,97
2 × 5000 ml	172543	35,79

1. Allgemeines

- 1.1. Die nachstehenden Vertragsbestimmungen (AGB) gelten für sämtliche auf Basis des gedruckten Co-med Katalogs zwischen dem Kunden (nachfolgend KUNDE) und dem Anbieter (nachfolgend: VERKÄUFER) abgeschlossenen Kaufverträge über Waren.
- 1.2. VERKÄUFER ist der jeweilige CO-MED-Fachhändler, der für den KUNDEN zuständig ist. Die Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler (nachfolgend: CO-MED) als Herausgeberin des Co-med Katalogs wird nicht selbst Vertragspartner der auf Basis des Katalogs und dieser AGB geschlossenen Verträge.
- 1.3. Konkrete Informationen zum jeweiligen VERKÄUFER sind auf der jeweiligen Titelseite des Co-med Katalogs aufgedruckt.
- 1.4. Diese AGB richten sich ausschließlich an KUNDEN die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Bestellungen von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB werden nicht entgegengenommen. Der KUNDE bestätigt mit seiner Bestellung, dass er die Leistung im geschäftlichen Kontext, d.h. als Unternehmen bestellt.
- 1.5. Die in diesen AGB aufgeführten Rechte und Pflichten gelten unabhängig von der Art und Weise der Finanzierung des Kaufpreises, selbst wenn der VERKÄUFER den KUNDEN bei der Erlangung einer Finanzierung unterstützt oder diese sonst vermittelt hat.
- 1.6. Diese AGB gelten nicht für Leistungen, die über die Online-Plattform www.co-med.de bestellt werden.
- 1.7. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des KUNDEN erkennt der VERKÄUFER nicht an, es sei denn, der VERKÄUFER hätte diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

2. Vertragsschluss

- 2.1. Gegenstand dieser AGB ist die Bestellung und Abwicklung von Bestellungen bzgl. der in dem Co-med Katalog angebotenen Waren und sonstigen Leistungen abseits des Online-Marktplatzes co-med.de oder anderer Online-Vertriebskanäle des VERKÄUFERS.
- 2.2. Die Darstellung der Leistungen des VERKÄUFERS im Co-med Katalog, in sonstigen Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den KUNDEN zur Bestellung dar. Der KUNDE gibt durch die Bestellung ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss über die entsprechenden Waren / Leistungen des VERKÄUFERS ab. Der VERKÄUFER wird das Angebot des KUNDEN nach Prüfung durch gesonderte Annahmeerklärung oder durch Übersendung der Ware annehmen. Erst mit dieser gesonderten Annahmeerklärung bzw. mit Übersendung der bestellten Waren / Erbringung der Leistung kommt der Vertrag zu Stande. Die Rechnungsstellung steht einer Annahmeerklärung gleich. Weder der Co-med Katalog noch sonstige Produktinformationen stellen Angebote des VERKÄUFERS dar.
- 2.3. Produktbeschreibungen, Darstellungen, Aussagen, etc. des VERKÄUFERS sind Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf einer gesonderten schriftlichen Erklärung durch die Geschäftsleitung oder einem sonstigen Vertretungsberechtigten des VERKÄUFERS.
- 2.4. Der KUNDE kann eine Bestellerrklärung, beispielsweise durch Übersendung des Auftragsformulars, per E-Mail, Fax, Brief oder telefonisch usw., gegenüber dem VERKÄUFER oder CO-MED abgeben.
- 2.5. Verträge bzgl. der platzierten Bestellungen kommen ausschließlich zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER zustande, nicht zwischen den KUNDEN und CO-MED.
- 2.6. Die Vertragssprache ist deutsch.

3. Preise und Versandkosten

- 3.1. Alle Preisangaben, insbesondere solche im Katalog oder in sonstigen Preislisten, gelten für eine Lieferung ab Herstellerwerk bzw. ab Lager und verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Die entsprechenden Tagespreise und deren Übereinstimmung mit den Angaben in Produktbeschreibungen, Flyern, Katalogen, Preislisten, Aussagen etc. sowie ggf. im Angebot und dessen Anlagen können auch bei dem VERKÄUFER vor einer Bestellung tagesaktuell nachgefragt werden. Abweichende Preise gelten nur bei ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung durch den VERKÄUFER.
- 3.2. Der KUNDE trägt die Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag der Ausführung der Lieferung; etwaige nachträgliche gesetzliche Änderungen werden entsprechend der gesetzlichen Regelung nachbelastet oder rückvergütet.
- 3.3. Im Einzelfall können bei grenzüberschreitenden Lieferungen weitere Steuern (z. B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z. B. Zölle) anfallen, die vom KUNDEN zu zahlen sind.
- 3.4. Beim Kauf von Waren trägt der KUNDE die Kosten des Transportes. Nähere Informationen zu den Versandkosten sind auf der Internetseite: <https://www.co-med.de/versand-und-lieferkonditionen/> abrufbar. Wünscht der KUNDE ausdrücklich eine Transportversicherung, wird der VERKÄUFER eine solche auf Kosten des KUNDEN abschließen.
- 3.5. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1. Die VERKÄUFER akzeptieren nur die angebotenen Zahlungsmethoden. Der KUNDE wählt die von ihm bevorzugte Zahlungsart unter den zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden selbst aus.
- 4.2. Bei Zahlung auf Rechnung ist der vollständige Betrag am zehnten Arbeitstag nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.
- 4.3. Der VERKÄUFER behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 3 Monaten die Preise entsprechend den nach diesem Zeitpunkt eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen der VERKÄUFERS in dem Maße zu erhöhen, wie seine Kosten gestiegen sind. Dem KUNDEN bleibt der Beweis des Gegenteils vorbehalten. In gleicher Weise und im gleichen Umfang ist der VERKÄUFER beim Eintritt von Kostensenkungen verpflichtet, den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen.

- 4.4. Der VERKÄUFER wird eine entsprechende Änderung des Preises mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich dem KUNDEN bekannt geben. Dem KUNDEN steht dann ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu.

- 4.5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

5. Zahlungsverzug, Aufrechnung

- 5.1. Im Falle des Verzugs ist der KUNDE zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen im unternehmerischen Geschäftsverkehr verpflichtet. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt dem VERKÄUFER vorbehalten. Die gesetzlichen Regelungen bzgl. der Folgen des Zahlungsverzuges bleiben unberührt.
- 5.2. Die Aufrechnung durch den KUNDEN ist nur zulässig, soweit seine behauptete Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt, oder ein über diese Forderung geführter gerichtlicher Rechtsstreit entscheidungsreif ist. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Von dem Aufrechnungsverbot sowie dem Verbot der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind die Gegenansprüche des KUNDEN, die auf der mangelhaften und/oder nicht vollständigen Erbringung der jeweiligen vertraglichen Leistungen des VERKÄUFERS beruhen, ausgenommen.

6. Liefer- und Versandbedingungen / Rückgabe von Verpackungen

- 6.1. Der VERKÄUFER ist berechtigt, den Versand der Ware, inkl. der Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) im Auf-trag des KUNDEN gem. § 315 BGB an die in der Bestellung vom KUNDEN mitgeteilte Lieferanschrift zu bestimmen, falls der KUNDE dem VERKÄUFER keine Vorgaben bzgl. des Versands in Textform unterbreitet.
- 6.2. Die Angabe von Lieferfristen durch den VERKÄUFER erfolgt unverbindlich. Sofern der VERKÄUFER verbindliche Lieferfristen, die gesondert bestätigt wurden, aus Gründen, die der VERKÄUFER nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der VERKÄUFER den KUNDEN hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist der VERKÄUFER berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des KUNDEN wird der VERKÄUFER unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch die Zulieferer des VERKÄUFERS, wenn der VERKÄUFER ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und weder den VERKÄUFER noch dessen Zulieferer ein Verschulden trifft und auch nicht nur ein vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten des Zulieferers des VERKÄUFERS besteht.
- 6.3. Bestellungen können nur von KUNDEN mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum aufgegeben werden. Die Lieferung erfolgt nur nach Deutschland sowie in die auf co-med.de angebotenen Länder. Bei Lieferverzögerungen wird der VERKÄUFER den KUNDEN umgehend informieren.
- 6.4. Der Eintritt von Lieferverzug des VERKÄUFERS bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den KUNDEN vorab erforderlich.
- 6.5. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware auf den KUNDEN über. Beim Versandkauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den KUNDEN über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der KUNDE sich in Verzug der Annahme befindet.
- 6.6. Kommt der KUNDE in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom KUNDEN zu vertretenden Gründen, so ist der VERKÄUFER berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.
- 6.7. Sofern eine durch den KUNDEN bestellte Ware oder eine sonstige Leistung nicht lieferbar / verfügbar sein sollte, wird der VERKÄUFER dies als Rückstand führen und wenn verfügbar an den KUNDEN ausliefern bzw. die sonstige Leistung erbringen. Eine automatische Streichung von Rückständen erfolgt durch den VERKÄUFER nach 6 Monaten. Die ursprüngliche Bestellung des KUNDEN ist bezogen auf den Rückstand ab diesem Zeitpunkt als gegenstandslos anzusehen.
- 6.8. Die Rechte des KUNDEN aus Ziffer 10 dieser AGB und die gesetzlichen Rechte des VERKÄUFERS bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Sendet der Beförderer den Kaufgegenstand an den VERKÄUFER zurück, da eine Zustellung beim KUNDEN nicht möglich war, trägt der KUNDE die Kosten für einen erneuten Versand, wenn die Anlieferung bei dem KUNDEN an einem Werktag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr MEZ erfolgte, es sei denn der KUNDE hätte den VERKÄUFER vorab auf eine Nichterreichbarkeit zum jeweiligen Lieferzeitpunkt explizit hingewiesen.
- 6.9. Gebrauchte, restentleerte Verpackungen, die von solchen Waren stammen, die der VERKÄUFER an den KUNDEN geliefert hat, können von den KUNDEN ausschließlich am Geschäftssitz des Logistikdienstleisters: Co-med GmbH & Co. KG, Hochstraße 1, 66265 Heusweiler, Deutschland oder am Geschäftssitz des VERKÄUFERS bzw. an einer zentralen Annahmestelle abgegeben werden.

7. Freiwillige Rücknahme / Sonderanfertigungen

- 7.1. Ein Recht des KUNDEN auf Rückgabe oder Umtausch der Ware / der Leistung besteht abseits gesetzlich geregelter Fälle nicht.
- 7.2. Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann außerhalb der gesetzlichen Fälle (z. B. Gewährleistung, Rücktritt, etc.) nur nach vorheriger Zustimmung des VERKÄUFERS an diesen zurückgegeben werden (sog. Freiwillige Rücknahme).
- 7.3. Die Ware muss im Rahmen einer freiwilligen Rücknahme in der unbeschädigten Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand sein und jeweils mit dem VERKÄUFER im Einzelfall vereinbart werden.
- 7.4. Die Kosten der Rückgabe im Rahmen der freiwilligen Rücknahme trägt der KUNDE, es sei denn dies wird abweichend zwischen dem KUNDEN und dem VERKÄUFER vereinbart.

7.5. Steril verpackte Produkte, Sonderanfertigungen und Kühlware sind generell von freiwilliger Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen.

7.6. Möbel werden auftragsbezogen gefertigt und gelten als Sonderanfertigung.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Der VERKÄUFER behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller bereits zum Zeitpunkt dieses Vertragsschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. Der VERKÄUFER ist bei Zahlungsverzug des KUNDEN berechtigt, die Kaufsache in ihren Besitz zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch den VERKÄUFER liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der jeweilige VERKÄUFER ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des KUNDEN – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

8.2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der KUNDE den VERKÄUFER unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem VERKÄUFER die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der KUNDE für die dem VERKÄUFER entstandenen Ausfälle.

8.3. Der KUNDE ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem VERKÄUFER jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) seiner Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der KUNDE auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des VERKÄUFERS, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der VERKÄUFER verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der KUNDE seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann der VERKÄUFER verlangen, dass der KUNDE ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

8.4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den KUNDEN wird stets für den VERKÄUFER vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

8.5. Wird die Kaufsache mit anderen, dem VERKÄUFER nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der VERKÄUFER Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des KUNDEN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der KUNDE dem VERKÄUFER anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der KUNDE verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den VERKÄUFER.

8.6. Der KUNDE tritt dem VERKÄUFER auch die Forderung zur Sicherung der Forderungen des VERKÄUFERS gegen den KUNDEN ab, die durch die Verbindung von Kaufsachen mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

8.7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten der Forderungen aller VERKÄUFER zusammen um mehr als 10 %, wird der VERKÄUFER auf Verlangen des KUNDEN Sicherheiten nach Wahl des VERKÄUFERS freigeben.

9. Gewährleistung/Mängelhaftung/Rügepflicht bei Warenlieferungen

9.1. Die Rechte des KUNDEN bei Sach- und Rechtsmängeln richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB), soweit diese anwendbar sind.

9.2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Kaufverträgen beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang auf den KUNDEN.

9.3. Grundlage der Mängelhaftung des VERKÄUFERS ist vor allem die vertraglich über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Soweit nicht gesondert vereinbart, besteht keine Verpflichtung des VERKÄUFERS, bestellte Ware vor Ort bei dem KUNDEN zu montieren, weshalb die Regelungen des § 434 Abs. 4 BGB nur für die Fälle gelten, in denen eine Montage explizit vertraglich vereinbart worden ist. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware im Sinne des § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB gelten die Produktbeschreibungen in dem Co-med Katalog, in Flyern, in Preislisten oder in sonstigen Werbeaussagen (auch ggf. des Herstellers) sowie ggf. in einem Angebot und dessen Anlagen enthaltene Beschaffenheitsbeschreibungen die dem KUNDEN vor seiner Bestellung zugänglich waren oder die in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Die Vereinbarung ersetzt die objektiven Anforderungen im Sinne des § 434 Abs. 3 BGB.

9.4. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BGB i.V.m. § 434 Abs. 3 BGB). Mängelansprüche des KUNDEN setzen voraus, dass dieser die Leistung unverzüglich nach Erhalt auf erkennbare Mängel untersucht und dem VERKÄUFER nicht verdeckte Mängel unverzüglich schriftlich (E-Mail, Brief oder FAX) anzeigt. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Leistung erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der KUNDE die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des VERKÄUFERS für den betreffenden Mangel ausgeschlossen.

9.5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der VERKÄUFER zunächst wählen, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Das Recht des jeweiligen VERKÄUFERS, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Der VERKÄUFER ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der KUNDE den

fälligen Kaufpreis bezahlt. Der KUNDE ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

9.6. Der VERKÄUFER erstattet die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Liegt kein Mangel vor, kann der VERKÄUFER vom KUNDEN die aus dem unberechtigten Verlangen, einen Mangel zu beseitigen, entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den KUNDEN nicht erkennbar.

9.7. Der KUNDE hat dem VERKÄUFER die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der KUNDE die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an den VERKÄUFER zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der VERKÄUFER ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.

9.8. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom KUNDEN zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der KUNDE vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

9.9. Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 10 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen.

10. Haftung

10.1. Die Ansprüche des KUNDEN auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gegen den VERKÄUFER richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach diesen Bestimmungen.

10.2. Die Haftung des VERKÄUFERS ist – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, es sei denn die Schadensursache beruht auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit des in Anspruch genommenen VERKÄUFERS, seiner Mitarbeiter, seiner Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen. Soweit die Haftung des VERKÄUFERS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS.

10.3. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch den VERKÄUFER oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des VERKÄUFERS beruhen, haftet der VERKÄUFER nach den gesetzlichen Bestimmungen.

10.4. Sofern der VERKÄUFER zumindest fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, also eine Pflicht, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (wesentliche Vertragspflicht bzw. Kardinalpflicht) verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise entstehenden Schaden, also auf solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss, beschränkt. Eine wesentliche Vertrags- oder Kardinalpflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der KUNDE regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

10.5. Die Haftung des VERKÄUFERS nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG).

11. Verjährung

11.1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um den Verkauf einer Sache handelt, die üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den jeweiligen Mangel verursacht hat. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

11.2. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).

12. Datenspeicherung und Datenschutz

12.1. Zum Zwecke der Bestellabwicklung werden personenbezogene Daten des KUNDEN bzw. der betroffenen Mitarbeiter des KUNDEN elektronisch gespeichert und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Ergänzend gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des VERKÄUFERS.

13. Schlussbestimmungen

13.1. Der Co-med Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Vervielfältigung von Text- und Bildmaterial ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verarbeitung und Einspeicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jede widerrechtliche Verwendung von Text-, Bild- und Produktmaterial wird umgehend nach Feststellung rechtlich verfolgt.

13.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13.3. Sofern zwischen dem VERKÄUFER und dem KUNDEN keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, ist Erfüllungsort der Geschäftsitz des VERKÄUFERS.

13.4. Ist der KUNDE Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftsitz des VERKÄUFERS. Dasselbe gilt, wenn der KUNDE Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis des VERKÄUFERS, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.



Praxisplanung & -einrichtung



A

Abdecktücher	51
Abfallbeutel/-eimer/-sammler	43, 44 - 46
Abheftstreifen	239
ABI-System	149
Ablagekorb	241
Absaugpumpen	116, 117
Adressfeldaufkleber	238
Adson-Pinzette	163, 166, 172
Ärztrollen COM-TEX	39 , 41, 42
Aesculap-Instrumente	167
Akkus	103
Aktendulli	239
Aktenschränke	231
Aktivkohleverbände	280
Akupunktur & Zubehör	243, 244
Akupunkturmadeln	243, 244
Alkohol-Pads & -Tupfer	64
Allergie-Test-Lanzetten	179
Alt-Archiv-Karton	238
Aluminium-Fingerschiene & -verbände	273
Ampullarium	237
Ampullenspender	232, 237
Analysegeräte Labor	65, 72, 73, 75 - 77
Antibesclagmittel	82
Antiseptikum	22, 27, 28
Applikationshilfen	37
Aquasonic Ultraschallgel	148
Arbeitsmedizin	96 - 99, 115, 121
Armhebelspender COM-TEX	8 , 27, 38
Arterienklemmen	173
Arztaschen	236, 237
Askina® Produkte	260 - 264, 283

Aspirationsspike	57
Audiometer	96, 97
Auffangbeutel	45
Aufwach-Liege	199, 209
Aufziehkanülen	57, 58
Augenwasch-/spülflasche	115
Auto-Dachschild/-Haftplakette	115
Autoklaven und Zubehör	182, 183, 185

B

Babywaage	100, 103
Bakterienbrutbox	81
Ballonkatheter	287
Batterien & Ladegerät	91, 103, 114
Batteriegriffe	114
Beatmungsbeutel	109, 112
Behandlungsliege	196 - 200, 205, 206, 208 - 210
Behandlungsstühle	211 - 215
Behandlungsverlauf Einlegeblatt	239
Beiersdorf Verbandstoffe	272
Beinhochlagerungskeil	227
Beistelltische	196
Beistellwagen	204, 228 - 230
Bezüge f. Liegen usw.	226
Biopsiezangen	177
Biopsie-Hautstanzen	179
Bipolpinzetten	156, 157
Blasenkrebs Schnelltest	70, 74
Bleistift & -spitzer	241
Bluetooth EKG	123, 131, 132, 139
Blutdruckmessgeräte	86 - 88, 125, 149

Blutentnahmegeräte & -systeme	56, 62
Blutentnahmestuhl	196, 197, 200, 201, 204, 206
Blutlanzetten	6, 64
Blutsenkung	62
Blutzuckermessgeräte	67, 73, 76
Blutzuckerteststreifen	67
Bodenpflegeset	29, 47
Böhler-Fingerschiene	273
Borreliose Test	71
Bowie & Dick Test	187, 189, 190, 192, 193
B. Braun Verbandstoffe	260 - 264, 283
Brechbeutel	45
Briefumschläge	241
Brustwand-Elektroden	140
Brutbox	81
BSG-System	62
BTA-Schnelltest	70, 74
Büromaterial	240, 241
Büroklammern	240
Bürolocher	240
Büroschere	240
Bürostühle	223, 224
Bürsten	36, 83, 176, 188, 191

C

Cast Verbände	253, 258
Chargen-Kontrollsystem	187, 189 - 193
Chirurgiegeräte	156
Chirurgiesauger	117
Chirurgische Scheren	163, 166 - 168, 170
Chlamydia Test	70



 Wissenswertes zum Sparen
beim Praxisbedarf 



Cilienpinzette	172
Cliniclave Gerät & Zubehör	183
Combibag Beatmungsbeutel	109
Container für Sterilisation	167, 185, 188
Cramer-Schienen	273
CTG Geräte	150, 151
CRP Test	69, 74
Cytobrush & -spray	176

D

D-Dimer Test	69, 74
De Baky Pinzette	163, 166
Decken	115, 226
Deckgläser	79
Defibrillatoren & Zubehör	126, 134, 136
Dermatoskope	89, 91, 93
Desinfektionsmittel & Zubehör	8, 16 - 38, 143
Desinfektionsmittelspender COM-teX	8, 19, 21, 27, 38, 201
Desinfektionsschaum	18, 25, 32
Desinfektionstücher	16, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 32, 36
Desinfektionswaschmittel	8, 25
Desinfektoren	184
Destilliertes Wasser	82
Diagnostikleuchte COM-teX	104
Diagnostik-Set	88
Dilatatoren	177
Dispensertips	61
Doppler	149, 150
Dosierhilfen & -pumpen	37, 38
Drehhocker	201, 204, 207, 208, 213, 216, 225

Drehstühle	201, 223 - 225
Dreiwegehahn	57
Drogenteste	71
Druckknopf-Adapter	141
Druckminderer f. Sauerstoffgeräte	109, 110

E

Echo-Kardiographieliege	203
Edding Permanent Marker	241
Einführungsmandrin	113
Einlegeblätter	239
Einmal-Handschuhe	11 - 15, 47
Einmal-Handtücher	39 - 43
Einmal-Instrumente & -Sets	162 - 168, 176
Einmal-Kanülen	53 - 55, 57 - 59, 62
Einmal-Petrischalen	83
Einmalpinzetten	163, 166 - 169
Einmal-Reagenzgläser & -Reaktionsgefäße	83
Einmal-Reinigungsbürsten	191
Einmal-Schalen	180
Einmal-Schürzen & -Schutzlätzchen	47, 48
Einmal-Skalpelle	167, 169
Einmal-Spatel	114
Einmal-Spekula	176
Einmal-Spritzen	53, 54, 58
Einmal-Stethoskopschutz	94
Einmal-Überschuhe	48
Einmal-Urinbecher	66
Einmal-Venenstauer	63
Einmal-Vlies-Tragtasche (Langzeit-Blutdruckmessung/-EKG)	141

Einmal-Wischmop	29, 47
Einmal-Zentrifugenröhrchen	83
Einweg-Becher COM-teX	66
Einwegbekleidung	48 - 50
EKG-Geräte & Zubehör	123 - 125, 131 - 136, 139 - 142, 144

EKG-Kabel	144
EKG-Kontaktcreme/-spray COM-teX	141
EKG-Registrierpapier	142
EKG-Untersuchungsliegen	198, 204, 205, 209
EKG-Zubehör	139 - 142, 144
Elektroden COM-teX	139, 140, 141
Elektrodencreme	141
Elektrodensauganlagen	136
Elektrotherapiegerät	158
Empfangstheke	222
Endotrachealtuben	113
Entsorgungsboxen & -module	44, 45, 213
Ergometer	123, 127 - 130, 132
Ergometrie-Messplatz	123, 124, 132
Erste-Hilfe-Koffer / -Taschen	108, 111, 121
ES-Kompressen	264
essity Verbandstoffe	254 - 258

F

Fadenziehmesser	171
Fadenziehset	164, 169
Fächermappen	236
Fahrbare Liegen	196 - 200, 209, 210
Fahrgestell für Sauerstoffflaschen	110
Falhtandtücher	39 - 42



HF-Chirurgiegeräte & Zubehör	156, 157	Instrumenten-Reinigungsbürste	188, 191	Katheter-Set	287
Hocker	201, 204, 207, 208, 213, 216, 225	Instrumentenreinigungsgestelle	182 - 184	KaWe Instrumente	92, 93
Höhenverstellbare Liegen	197 - 200, 205, 206, 210	Instrumenten-Reinigungspulver	25, 26, 33, 34	Kehlkopfspiegel/-aufsatz	178
Hörtestgeräte	96, 97	Instrumentenschalen & -tablets	180	Kinderblutdruckmessgerät	86
Hohlsonden	174	Instrumenten-Set	164, 165, 169, 176	Kinder-Holzmundspatel	274
hyclick® Spendersystem	27	Instrumententransportbox	188	Kinder-Mundspülbecher	66
Hydrogel/-kolloid Verbände	276, 277, 280	Instrumententisch	206, 216	Kinderstauer	63
Hydro-Verbände Hartmann	277	Instrumentenwannen	36	Kinderstethoskope	94, 95
Hygiene-Tower	19, 21, 38, 201	Insulin-Spritzen	54	Kinder-Wundverband COM-TE^X	248, 271, 272
		Intubationsspatel/-tubus /-zange	113 - 115	Kinesiotape	244
		Iontophorese-Gerät	158	Kissen	226, 227
		Iris-Schere	163, 166, 168, 170	Klammerelektroden	141
		Isotone Kochsalzlösung	288, 289	Klarsichtmasken	109
I				Klarsicht-Sterilverpackung	186, 190, 192
Idealbinden COM-TE^X	251, 256, 262, 267	J		Klebebänder	188, 192
Indikatorstäbchen	82	Jansen-Pinzette	163	Klebebinden COM-TE^X	250, 256, 263, 266
Influenza Test	71			Klebe-Elektroden COM-TE^X	139, 140
Infrarot-Lampe	245	K		Klebemull	255
Infrarot-Thermometer	105	Kabinenabtrennung	219 - 221	Kleberinge	140
Infusionsgeräte	56, 59	Kaltlichtspatel	114	Klebestreifen & -stift	241
Infusionshalter	202, 203	Kalt-Warm-Kompressen	245	Klebevlies	255, 272
Infusions- & Spüllösungen	288, 289	Kamera für Mikroskop	78	Kleiderschere	115, 175
Infusionsständer	202, 203	Kanülen	53 - 55, 57 - 59, 62, 191	Klemmen	163, 167, 173
Inhalationsmaske	109	Kanülensammler	44, 45	Kling-Ex	169
Inhalationsset	112	Kanülenspender	230, 232	Knierollen	227
Injektionskissen	227	Kanülen-Fixierverband	260	Knopfhäkchen & -sonden	174
Injektionsmaterialspender	230, 232	Karteikartentasche	239	Kocherklemmen	163, 173
Injektionspflaster COM-TE^X	248, 254, 261, 271, 272	Karteischränke	231	Kochsalzlösung	288, 289
Injekt® Spritzen	53	Karteisysteme	239	Kolposkop	215, 218
Instrumente & Aufbereitung	162 - 188			Kompressen COM-TE^X	245, 248, 261, 264, 272, 276, 277
Instrumentenreinigung & -desinfektion	19, 21, 25, 26, 33 - 35, 181 - 187			Kompressionsbinden COM-TE^X	251, 257, 263, 267
Instrumentenkästen	180				
Instrumenten-Pflegespray	167, 188				



Kompressionspflaster	270	Laryngoskope	114	Maßband	104
Kontaktcreme/-spray f. EKG COM-TE^X	141	Latex-Handschuhe	11 - 14	Med+Org Produkte	238, 239
Kontroll-Lösung Ery, Hb	81	LEA-Sehteste	98, 99	medichem Desinfektions- und Reinigungsmittel	17 - 19
Kontroll-Urin für Teststreifen	65, 68	Leichtparavent	220	Medikamentenkühlschrank	233 - 235
Kopierpapier	240	Leinenbandmaß	104	Medikamentenschränke	231 - 233
Kornzangen	177	Leitz Ordner	240	meditrol Teststreifen	68, 69
Korrosionsschutz	34	Leuchten	151 - 155, 188	Medizinal-Kondome	147
Krankentragen	121	Licht-Therapiegeräte	245	Mehrweg-Instrumente	170 - 175, 177, 178
Kryotherapie	254, 260	Lidhaken	163	Mehrzwecktücher	40
Kühlschränke	233 - 235	Liegeergometer	127, 129, 130	Mehrzweckwagen & Zubehör	228 - 230
Kühlverband COM-TE^X	251	Liegen	196 - 200, 205, 206, 208 - 210	Melag-Geräte & Zubehör	182 - 188
Küretten	175, 177, 179	Liegen höhenverstellbar	197 - 200, 205, 206, 210	Melamin Instrumentenschalen/-tablets	180
Küvettenteste	81	Liegenauflagen	226	Membran-Adapter	62
Kugelschreiber	241	Liegenbezüge	226	Messgläser/-zylinder	83
Kunststoffkanülen	191	Liegenpapier COM-TE^X	39, 41, 42	Messplatz f. Ergometrie	123, 132
Kunststoff-Messzylinder	83	Liegenunterschrank	232	Messstab	100, 101, 103
Kunststoff-Mundspatel	274	Ligatoren, Gummiringe	178	Metzenbaum-Scheren	163, 166, 171
Kunststoff-Einmalspatel (Laryngoskop)	114	Ligaturscheren	170	Micro-Albumin Test	65, 68, 69
Kurzzeitmesser	67	Littmann® Stethoskope	94	Microlance™ Kanülen	58
		Locher	240	Mikropipetten	61
L		Lochtuch	51	Mikro-Proben-Entnahme-System	81
		Lösungsschale	180	Mikroskope	78, 79
Labor Analysegeräte	65, 72, 73, 75 - 77	Lungenfunktionsgeräte	124, 137, 138	Mikroskop-Kamera	78
Labortücher	40, 42	Lupenleuchte	152, 188	Mikrowellen-Therapiegeräte	158
Laborwasser	82			Minima-Maxima-Thermometer	81
Laborwecker	67	M		Mini-Spike®	57
Ladegeräte	91, 103, 114			Moderne Wundversorgung	275 - 283
Lagerungshilfen	226, 227	Macintosh-Spatel	114	Mölnlycke Verbandstoffe	282
Lampen	151 - 155, 188, 245	Magill-Zange	115	Monitore	119, 120
Langzeitblutdruckmessgerät	87, 123, 125	Mandriins	113	Mononukleose Test	71
Langzeit-EKG	123, 125, 131 - 133	Maschinelle Reinigungsmittel	33, 35, 183	Monovetten	62
Lanzetten	6, 64, 179	Masken	48 - 50, 109, 112	Moxazigarren	244



Wissenswertes zu
Point-of-Care-Schnelltests



Praxiseinrichtungen	ab Seite 194	Röntgentisch	207	Schnelltests	69 - 71, 74
Praxistextilien	226	Röntgenzubehör	159	Schränke	213 - 233
Pritt Klebestift	241	Rotlichtstrahler	245	Schrankwagen	230
Proktologische Instrumente	178	RSV Schnelltest	71	Schröpfgläser	244
Prospekthüllen	241	Rückenschilder für Ordner	240	Schröpf-Set mit Pumpe	244
Protein-Test	191	Rückflusssperre	57	Schürzen	47, 48
Prüftest	189 - 193	Rüsch Produkte	287	Schutzbrille	47
PSA Schnelltest	70			Schutzfolie für Tastatur	45, 241
Pulsoximeter & Zubehör	118, 144	S		Schutzhandschuhe	47, 188
Punktsuchstift f. Akupunktur	243	Safety-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	55, 58, 59, 62	Schutzhüllen für Fieberthermometer	105
		Safety-Lanzetten	6, 64	Schutzlätzchen	48
R		Salbenkomresse	269, 277	Schutzunterlagen	39
Radierer	241	SAM-Splint Schiene	115	Schwämme f. Physikalische Therapie	144
Reagenzgläser & -bürste	83	Sauerstoffbrille/-katheter/-maske	112	Schwangerschaftstest	68, 74
Reagenzglas-Gestelle	83	Sauerstoffflasche & Zubehör	109, 110, 112	Schwesternhauben	48, 50
Reaktionsgefäß	83	Sauerstoff-Reservoir	109	Schwingstühle	224
Redon Produkte & Zubehör	179	Saugelektrodensysteme für EKG	136	Sehproben-Tafeln	98, 99
Reflexhämmer	104	Säuglingsstethoskope	94	Sehtestgerät	96
Regalwagen	228	Saugsystem f. Mikropipettierhelfer	61	Sensoren für Pulsoximeter	118, 144
Register	240	Schallschutz	219	Sensormülleimer / -spender	19, 38, 46
Registrierpapiere	142, 143	Scharfe Löffel	163, 166, 167, 174	Sicherheits-Kanülen, -Perfusionsbesteck, -Venenverweilkatheter	55, 58, 59, 62
Reinigungsbürsten	36, 83, 188, 191	Schaumreiniger	18, 25, 32	Sicherheitslanzzetten	6, 64
Reinigungspulver	25, 26, 33, 34, 143	Schaumseife	43	Signalkarten	239
Reinigungstücher	18, 20, 23, 25, 28, 29, 32, 36	Schaumstoffverband	276, 278, 279, 281 - 283	Silberhaltige Verbände	277, 279, 280
Reizstrom-Therapiegeräte & Zubehör	158	Scheren	115, 163, 166 - 168, 170, 171, 174 - 176, 240	Silikon Rollenpflaster COM-TE^X	249 , 253
Rettungsdecke	115	Schienen	115, 253, 258, 273	Silikon-Venenstauer	63
Rettungsschere	115	Schlauchverbände COM-TE^X	252 , 255, 266, 282	Silikon-Verbände	276, 278, 282, 283
Rezeptbrieftasche	236	Schlinggazetupfer	261	Skalpelle / -griffe / -klingen	167, 169
Ringer-Lösung	288, 289	Schlitzkompressen	260, 264	Skalpellsklingenabnehmer	169
Rollenpflaster COM-TE^X	249 , 253, 254, 265, 271, 272	Schmerztherapiegeräte	158	SmartScript EKG	131
				smith&nephew Verbandstoffe	268, 269, 278, 279



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!



Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop.

Wissenwertes zu
Behandlungsliegen



Sonden	145, 146, 149 - 151, 174, 177	Sterilisierverpackung	186, 190, 192	Thermometerhüllen	105
SonoCheck Test	191	Sterofundin® Lösung	288	Tipp-Ex	241
Sonografiegeräte & Zubehör	145 - 148	Stethoskope	88, 94, 95	Toilettenpapier	41, 43
Spatel	114, 274	Stethoskop-Hygienschutz	94	Trachealtuben	113
Spatel Kaltlicht	114	Stimmgabeln	175	Transferpette	61
Spectra Elektrodengel	141	Stoßwellengerät	146	Transparentverband COM-teX	248 , 254, 260, 265, 268
Spekula	163, 176, 177	Streptokokken Schnelltest	69, 70	Transportbox für Instrumente	188
Spender COM-teX	8 , 12, 19, 21, 27, 38, 40 - 43, 45, 230, 248, 261, 264	Stressecho-Liege-Ergometer	127, 129, 130	Transportliege	199, 209
Spezialliegen	196 - 200	Stühle	201, 204, 206, 211 - 215, 222 - 225	Traversenbank	222
Spirometer & Zubehör	124, 137, 138, 143	Stuhltest	69	Trennwandsystem	219 - 222
Splitterpinzetten	163, 166, 167, 172	Stützverbände COM-teX	251 , 253, 258, 263	Tret-Abfalleimer	46
Sprechstundenbedarf	ab Seite 246	SUPRAFLEX® Wechselset	287	Troemner-Hammer	104
Spreiz-Spekula	177	Syphilis Test	70	Tropfflasche	82
Spritzen	53, 54, 58, 178	T		Troponin Schnelltest	69, 73, 74
Spritzenspender	230, 232	Tablet-EKG	124	Tuchklemmen	173
Spuckbeutel	45	Tape-Verband COM-teX	244, 250 , 256	Tupfer COM-teX	64, 248 , 259, 261, 264
Spülflasche	115	Taschen	111, 236, 237	Tupferspender / -befeuchter	64, 248, 264
Spüllösungen & Zubehör	288, 289	Taschendoppler	149, 150	Tympanometer	97
Stack-Fingerschienen	273	Tastaturschutzfolie	45, 241	U	
Ständer für Desinfektionsmittelspender	19, 21, 38, 201	Teleskop-Vorhangsysteme	220	Überschuhe	48
Stammopur Ultraschallreiniger	181	Temperaturlogger	234	Überwachungsmonitore	119, 120
Standzylinder	83	Terminbücher & -planer	238	Uhren	67
Stauer COM-teX	6 , 63	Testsimplets	82	Uhrmacherpinzette	172
Stempelfarbe	241	Teststreifen	65, 67, 68, 73, 74	Ultraschallgel COM-teX	148
Sterican® Kanülen	53	Textmarker	241	Ultraschallgerät	145, 150, 151
Steril-Container	167, 185, 188	Theken (Empfang)	222	Ultraschall-Reinigungsgeräte & Tests	181, 191
Sterilisationskontrolle & -dokumentation	187 - 193	Therapieliegen	196 - 200	UniSpec® Einmal-Tuben	178
Sterilisationsgeräte & Zubehör	182 - 185, 187 - 193	Thermodesinfektor	184	Universal-Armhebelspender COM-teX	8 , 38
Sterilisationsmarker	192	Thermocult-Brutbox	81	Universalhalter für Spenderboxen	12
Sterilisierbehälter	167, 185, 188	Thermometer	81, 105		
Sterilisationstests	187, 189 - 193				



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!

€


Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop.



Alle Preise
können sich innerhalb
der Kataloglaufzeit ändern!

€

Bitte fragen Sie Ihren
Co-med Fachhändler oder
besuchen Sie unseren
Onlineshop.



Fax Bestellschein

Fax-Nr. 0 800/82 82 999*
+49 (0) 65 02/92 24-30

*nur innerhalb des Deutschen Festnetzes

Zuerst kopieren, ausfüllen, dann faxen an:

Medelo Medizintechnik
Michael Longen e.K.
Im Gewerbegebiet 34
D-54344 Kenn

Kunden-Nr. _____

Absender/Praxisstempel _____

Datum/Unterschrift

Bitte liefern Sie zu Ihren Lieferbedingungen für unseren Praxisbedarf:

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (+ Farbe)	Menge	Einzelpreis in €	Summe in €

Bitte liefern Sie für unseren Sprechstundenbedarf:

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (+ Farbe)	Menge	Einzelpreis in €	Summe in €

Hygienemanagement effizient und wirtschaftlich.

Anwender

- Praxisteam



Desinfektion + Reinigung



Lagerung

- Lagern Sie aufbereitete Instrumente staubgeschützt, trocken, dunkel und kühl
- Semikritische Instrumente können auf einem Tablett oder in einem Behältnis im Schrank/Schubfach gelagert werden
- Achten Sie auf die Lagerzeiten

Verpackung



Dokumentation

- Als Nachweis für die ordnungsgemäße Aufbereitung



Sterilisation



Freigabe

- Bei der Aufbereitung von „kritisch B“ Instrumenten ist eine Chargenkontrolle gefordert



**Jetzt im MEDELO Co-med ARZT-Shop anmelden
und von unseren günstigen Angeboten profitieren!**

www.co-med.de/medelo



Wir bieten Ihnen in mit unserem Co-med ARZT-Shop eine komfortable und effiziente Lösung für den Einkauf von Produkten, die Sie in Ihrer täglichen Praxis benötigen. Zu jeder Zeit, unabhängig von unseren Geschäftszeiten. Selbstverständlich genießen Sie auch weiterhin wie gewohnt unseren persönlichen Service: Vor Ort, telefonisch oder per Internet unter www.medelo-arztshop.de/kontakt.



SERVICE, AUF DEN SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN!

So erreichen Sie uns

Telefon

0800 / 82 92 999^(1,2)
+49 (0) 65 02 / 92 24 - 0⁽¹⁾

Telefax

0800 / 82 82 999⁽²⁾
+49 (0) 65 02 / 92 24 - 30

per E-Mail

info@medelo-arztshop.de

Internet

www.medelo-arztshop.de

Unsere Leistungen für Sie

- Praxisbedarf
- Sprechstundenbedarf
- Medizintechnische Geräte
- Ultraschallsysteme
- Medizintechnischer Service
- Prüfungen nach MPBetreibV
- Praxisplanung
- Praxiseinrichtung
- Praxismodernisierung

Unsere Medizinprodukteberater/-innen und Medizintechniker beraten Sie gerne telefonisch, bei Ihnen oder in unserem Hause. **Kontaktieren Sie uns!**